

SMOOTH SKIN
bare^{fit}

IPL USER GUIDE

10 minutes and *voilà!*



ENGLISH

Page

4



FRANÇAIS

Page

32



NEDERLANDS

Paginanummer

60



TÜRK

Sayfa Numarası

89

SMOOTHSKIN
bare^{fit}

WELCOME TO SMOOTHSKIN BARE FIT!

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

CONTENTS

1. THE SMOOTHSKIN BARE FIT SYSTEM	5	8. HOW TO USE SMOOTHSKIN BARE FIT	20
2. HOW DOES SMOOTHSKIN BARE FIT WORK	6	9. THE SKIN CONTACT SENSOR	24
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	7	10. THE PRECISION HEAD	25
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	15	11. CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE	27
5. BENEFITS OF USING THE SMOOTHSKIN BARE FIT	17	12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN BARE FIT	27
6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN BARE FIT	19	13. TROUBLESHOOTING	28
7. YOUR SUITABILITY	19	14. WARRANTY	28
		15. LABELS AND SYMBOLS	29
		16. TECHNICAL SPECIFICATIONS	30

1. THE SMOOTHSKIN BARE FIT SYSTEM

Package Contents

Inside the packaging of the SmoothSkin Fit you will find the following:


- Handset and Power Supply
- Mains Power Cable
- Precision Head
- User Manual



2. HOW DOES SMOOTHSKIN BARE FIT WORK

HOW DOES IPL WORK


SmoothSkin Bare Fit is designed to help break the hair cycle. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. That light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which stops the hairs from growing back. Now you can look forward to seeing the treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.



3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Bare Fit will be prevented.



DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discolouring or scarring if you use SmoothSkin Bare Fit. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Bare Fit.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Bare Fit treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin colour and/or greater hair density. Using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use on blisters and scars

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Bare Fit may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin colour changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNINGS

EYE SAFETY



SmoothSkin Bare Fit emits flashes of Intense Pulsed Light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye.

ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat.

WE RECOMMEND you look away from the handset when firing onto your skin.

ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DO NOT try to open SmoothSkin Bare Fit, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Bare Fit is damaged; for example, cracked Handset, cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc. This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Bare Fit becomes wet, it should not be used.

DO NOT use if SmoothSkin Bare Fit becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.



DO NOT use a power supply or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Bare Fit. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Bare Fit onto any surface other than skin.

WARNING: no modification of this equipment is allowed.

DO NOT position SmoothSkin Bare Fit so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Bare Fit.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use if you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/ or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Bare Fit on

photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Bare Fit should not be used over any fillers or botox.

SmoothSkin Bare Fit should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks – exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables, choking from the removable front.

SmoothSkin Bare Fit should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

SmoothSkin Bare Fit is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Unless they have been given supervision or instruction concerning safe and proper use of the device by a person responsible for their safety.

The SmoothSkin Bare Fit glass filter is a critical component that will get hot during use. **DO NOT** touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Bare Fit treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Bare Fit on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use your SmoothSkin Bare Fit device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense, and using SmoothSkin Bare Fit device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Bare Fit is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Bare Fit is not effective on these hair colours.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of the SmoothSkin Bare Fit could result in side effects. The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with the SmoothSkin Bare Fit.

POSSIBLE SIDE EFFECTS	HOW TO ASSESS AND REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin colour (lightening or darkening).	If your skin colour changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. The recorded effects were:

- Itchiness – 3 subjects experienced mild itchiness after treatment.
- Slight Redness – This was reported by 2 subjects.
- Mild Stinging Sensation – 5 subjects reported mild discomfort following treatment.
- In-growing Hair – 1 subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
- Follicle Redness – 1 subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN BARE FIT

The SmoothSkin Bare Fit is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of the SmoothSkin Bare Fit. The key features of the clinical trial were:

- All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to the SmoothSkin Bare Fit provided in this package;
- All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international clinical trial requirements;
- A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial;
- Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of the SmoothSkin Bare Fit;
- Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted of shaving the site then applying the SmoothSkin Bare Fit following the same process as outlined in Section 8,, Step 3 of this user manual;
- Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the treatment sites were counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change;

- When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

SmoothSkin Bare Fit	
Number of Subjects at 6 Months Post Treatment	50
Hair Reduction at 6 Months Post Treatment	43.9%
Number of Subjects at 12 Months Post Treatment	33
Hair Reduction at 12 Months Post Treatment	36.0%
% of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 months.	66.7%

- The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the majority of subjects (48 out of 50) would recommend the SmoothSkin Bare Fit to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN BARE FIT

INTENDED USE

SmoothSkin Bare Fit is intended for the permanent reduction in unwanted hair.

7. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS

SmoothSkin Bare Fit is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheekline.

SKIN COLOUR

SmoothSkin Bare Fit is suitable for use on light, medium and dark skin tones up to and including skin tone 5. SmoothSkin Bare Fit incorporates a Skin Tone Sensor that measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

HAIR COLOUR

SmoothSkin Bare Fit is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



8. HOW TO USE SMOOTHSKIN BARE FIT

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.

Step 1: PREPARE the area to be treated

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry. Remember, don't use any gels or creams with this device!

Step 2: Doing a TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we **RECOMMEND** you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Bare Fit. The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should **NOT** be re-treated for at least 1 week.




Step 3: Treating with SmoothSkin Bare Fit

a) Plug the Power Supply into an Electrical Outlet using the provided Power Cable. The Skin Tone Sensor on the front of the Handset will illuminate blue and the fan will start up.

STANDBY MODE Timeout

When the unit is left "inactive" i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the STS lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the Activation Button.

b) Press the Handset firmly against the area to be treated ensuring the Skin Tone Sensor is in contact with the skin. If the Skin Tone Sensor does not detect a valid skin tone, then the Handset cannot be activated. When the Skin Tone Sensor measures a valid skin tone, the lights around the Activation Button will illuminate WHITE to indicate the device is ready to flash.



Indicator On
Skin Detection




Correct

Indicator Off
No Skin Detection



Incorrect

- c) Press the ACTIVATION BUTTON. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- d) Move the Handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes. This will only take about 0.6 seconds.
- e) Ensure that the ENTIRE AREA receives treatment, and treat any stubborn areas (such as underarms) with multiple passes (running your device over the same area a maximum of 3 times).



WARNING: Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating. SmoothSkin Bare Fit is an extremely fast and powerful device, allowing you to complete a whole body treatment in under 10 minutes.

TREATMENT METHOD – STAMP OR GLIDE?

Stamp Method

This method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the Handset on the skin, press & release the Activation Button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide method

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the Handset on the skin, hold down the Activation Button (press down continuously), then glide the Handset along the skin between flashes. Try to move the Handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.

Step 4: Your SmoothSkin Bare Fit Treatment Schedule

SmoothSkin Bare Fit should be used WEEKLY until the desired results are achieved.



Step 5: Switching Off the SmoothSkin Bare Fit


When the treatment is finished, SmoothSkin Bare Fit should be unplugged from the Electrical Outlet. Refer to section 11 for details of how best to look after your SmoothSkin Bare Fit.

9. THE SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Bare Fit is fitted with a skin contact sensor that checks your skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device compliant with the most stringent safety regulations.

The skin contact sensor also ensures you get the best results from your device. The sensor must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash.

This full contact with your skin means that all the light energy emitted from the device reaches the treatment area to deliver the best results. If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not fire. Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.



10. THE PRECISION HEAD

SmoothSkin Bare Fit comes with a detachable precision head that is perfect for smaller, tricky areas (like upper lip, fingers, and toes). This has the benefit of giving you even more flexibility during each treatment.

Using the precision head will slow your device down a little, so we only recommend using when needed, to ensure you get the fastest treatment possible.

The precision head simply attaches on to the front of your device via an internal magnet inside the front of the main device. This magnet holds the head in place whilst you treat the area. Simply unclip or re-attach depending on what area you're treating.




If the precision head is damaged or missing any parts (e.g. magnet or reflector), then do not use.

If the precision head becomes uncomfortably hot during use, then stop treatment until it has cooled down.

Follow all EYE SAFETY warnings (Section 3) when the precision head is fitted.

Follow the cleaning instructions (Section 11) for the precision head.



11. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Bare Fit by unplugging from the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensors and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING: The glass filter can get hot during use. **DO NOT** touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

If necessary, the Reflector and Skin Tone Sensor can be carefully cleaned by using a slightly damp cotton bud.

Store SmoothSkin Bare Fit in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device - and visit the website for support details.



12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN BARE FIT

The Power Supply unit of the SmoothSkin Bare Fit is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, the SmoothSkin Bare Fit will operate as normal.

13. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The Activation Button Lights on the Handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Ensure the skin tone sensor is fully pressed against the skin. Your skin could be too dark for treatment. Check against the skin tone chart in the front of this user guide.
The Activation Button on the Handset lights up white when placed on the skin, but the Handset fails to flash when the Activation Button is pressed.	There could be a fault with the device. Unplug the device and restart. If the problem persists, visit the website for support details.
The Activation Button Lights on the Handset are illuminated red continuously, and the device will not function.	This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and visit the website for support details.
The SmoothSkin Bare Fit handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Bare Fit or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should visit the SmoothSkin website for more information.

14. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.













This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Bare Fit parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website: www.smoothskin.com

To obtain service within the warranty period, please visit our website: www.smoothskin.com

15. LABELS AND SYMBOLS

SmoothSkin Bare Fit is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part		FCC EMC compliance for North America
	Class II Equipment		Australia Regulatory Compliance Mark
	Follow Instructions for use		Trefoil compliance mark for Ukraine
	WEEE waste disposal mark of the European Union		China RoHS environmental protection use period
	European Conformity Marking		Warning Optical Radiation from device may cause eye injury
	Keep Dry		
	NRTL Certification marking		

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

The SmoothSkin Bare Fit is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.6 seconds. Continuous operation
- **Max Optical Output:** 4J/cm²
- **Pulse Length:** 0.8 – 1.0msec FWHM
- **Wavelength:** 510-1100nm
- **Power Line Input:** 100–240V~, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 52°C.

Ensure SmoothSkin Bare Fit is used as directed in Section 8.

TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Bare Fit has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

EMC

SmoothSkin Bare Fit complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 60601-1-2:2014 Ed 4.0, EN 55014-1:2017 and EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 & EN 61000-3-3:2013, FCC CRF 47 Part 15B 15.107 & 15.109

Safety

SmoothSkin Bare Fit complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23 :2003, IEC 60601-11:2015 , IEC 60601-1-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, CAN/CSA -C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + AMS

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Energy-Related Product Directive 2009/125/EC

For further details contact CyDen Ltd

DISPOSAL (END OF LIFE)

This product is a medical device.

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment.

The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.

BIENVENUE À SMOOTHSKIN BARE FIT!

Félicitations! Vous avez ouvert la porte d'un monde inégalé de beauté, de douceur et de commodité. Rejoignez la conversation dans www.smoothskin.com où vous trouverez des conseils d'expert et de l'aide tout au long de votre traitement.

SOMMAIRE

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN BARE FIT	33	8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN BARE FIT	48
2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN BARE FIT	34	9. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU	52
3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	35	10. LA TÊTE DE PRÉCISION	53
4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES	43	11. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT	55
5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN BARE FIT	45	12. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN BARE FIT	55
6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN BARE FIT	47	13. DÉPANNAGE	56
7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ À VOUS ?	47	14. GARANTIE	56
		15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	57
		16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	58

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN BARE FIT

Contenu de l'emballage

À l'intérieur de l'emballage du SmoothSkin Fit, vous trouverez:


- Appareil et bloc d'alimentation
- Câble d'alimentation au réseau
- Tête de précision
- Manuel d'utilisation



2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN BARE FIT

COMMENT FONCTIONNE L'IPL


SmoothSkin Bare Fit est conçu pour permettre de briser le cycle pileire. L'énergie lumineuse est transférée à travers la surface de la peau et est absorbée par la mélanine présente dans la tige pileire. L'énergie lumineuse est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau), qui empêche les poils de repousser. Maintenant, vous pouvez vous attendre à ce que vos poils traités tombent naturellement pendant une période allant de quelques jours à une ou deux semaines.



3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit si votre peau est très foncée. Le capteur de teinte de peau situé près de la fenêtre d'émission de l'appareil déterminera la teinte de votre peau. Si le capteur de teinte de peau détermine que votre peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité, le fonctionnement de SmoothSkin Bare Fit sera désactivé.



N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit si votre peau a été bronzée artificiellement ou est brûlée suite à une surexposition au soleil. Votre peau est peut-être extra sensible suite à une exposition au soleil et particulièrement susceptible de brûler, de former des cloques, de se décolorer ou de faire des cicatrices si vous utilisez SmoothSkin Bare Fit. Attendez une semaine, jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser SmoothSkin Bare Fit.

N'EXPOSEZ PAS les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée directement à la lumière du soleil. Votre peau pourrait être ultra-sensible après le traitement SmoothSkin Bare Fit et particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez de la crème solaire (SPF 15 ou plus) à la zone traitée ou couvrez la zone traitée avec des vêtements adaptés.

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit directement sur les tétons, les parties génitales ou autour de l'anus. Ces zones pourraient avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut provoquer de la gêne/des douleurs ou des blessures (brûlure, décoloration ou cicatrice) sur votre peau.

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des lésions pré-cancéreuses (p. ex. nævus ou beaucoup de grains de beauté)

N'UTILISEZ PAS sur des cloques et des cicatrices

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car cet appareil n'a pas été testé sur ce segment de la population.

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit sur les grains de beauté marron foncé ou noirs, comme les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues dans la zone que vous souhaitez traiter. Utiliser SmoothSkin Bare Fit peut blesser votre peau ou aggraver des conditions existantes. Vous pourriez ressentir des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit si vous avez une affection cutanée dans la zone de traitement, y compris : psoriasis, vitiligo, eczéma, acné, herpès simplex ou des infections ou plaies actives.

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit si vous avez moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé sur ce segment de la population.

AVERTISSEMENTS SÉCURITÉ DES YEUS



SmoothSkin Bare Fit émet des flashes de lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light). L'exposition directe est potentiellement dangereuse pour vos yeux. Veillez à suivre les précautions de sécurité ci-dessous.

AVERTISSEMENT. Lésions oculaires (menant potentiellement jusqu'à la perte de vision) ou lésions cutanées possibles si les instructions ne sont pas observées. Lisez et suivez les instructions

L'appareil ne peut être activé (flashé) que si le capteur de teinte de peau (à côté de la fenêtre de traitement) détecte une teinte de peau adaptée et est complètement en contact avec la zone de traitement.

Cependant:

NE REGARDEZ PAS directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque l'appareil est branché et allumé.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système vers l'œil

NE TRAITÉZ PAS les zones autour de l'œil (sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, évitez que les yeux ne soient exposés. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur les paupières ou près de l'œil

Tentez **UNIQUEMENT** d'activer (flasher) le système lorsque le devant de l'appareil contacte bien la zone que vous souhaitez traiter.

NOUS VOUS RECOMMANDONS de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des impulsions sur votre peau.

ÉLECTRICITÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tout appareil électrique, il convient de prendre certaines précautions afin d'assurer la sécurité.

N'ESSAYEZ PAS d'ouvrir le SmoothSkin Bare Fit, car ceci pourrait vous exposer à des composants électriques dangereux.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Bare Fit s'il est endommagé ; par exemple, si l'appareil est fissuré, en cas de câble endommagé (fils internes visibles), verre fissuré ou cassé sur l'appareil, etc.. Ceci peut entraîner des blessures.

N'UTILISEZ PAS près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si le SmoothSkin Bare Fit est mouillé, il ne doit pas être utilisé.



N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Bare Fit si l'appareil devient trop chaud pour être touché. Ceci peut indiquer que l'unité est endommagée.

N'UTILISEZ PAS de bloc d'alimentation ou des composants autres que ceux fournis pour être utilisés exclusivement avec le SmoothSkin Bare Fit. Ceci pourrait endommager l'unité et entraîner l'arrêt de son fonctionnement.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système SmoothSkin Bare Fit sur une surface autre que la peau.

AVERTISSEMENT: aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

NE POSITIONNEZ PAS le SmoothSkin Bare Fit de sorte qu'il est difficile de le débrancher de l'alimentation secteur.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

N'UTILISEZ PAS si vous avez fait un traitement de type peeling sur la zone que vous souhaitez traiter. Veuillez attendre 30 jours après un peeling avant le traitement SmoothSkin Bare Fit.

Traiter la peau bronzée avec la lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light) peut provoquer une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

N'UTILISEZ PAS sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent.

N'UTILISEZ PAS si vous avez une sensibilité connue au soleil (photosensibilisation) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et causent la photosensibilisation, p. ex. Retin A, Accutane et/ou autres rétinoïdes topiques. Consultez toujours la notice d'instructions qui est fournie avec votre produit médicamenteux, pour vérifier si la photosensibilisation est indiquée en tant qu'effet secondaire. L'utilisation du SmoothSkin Bare Fit sur la peau photosensible pourrait entraîner des lésions cutanées comme des boursouflures ou des cloques. Consultez un avis médical avant d'utiliser l'appareil, car le traitement pourrait endommager la peau.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de conditions médicales. Vous devez obtenir un avis médical si vous avez, par exemple, des verrues, des éruptions cutanées, des démangeaisons cutanées, des champignons ou infections de la peau, des papules ou des acrochordons.

Le SmoothSkin Bare Fit ne doit pas être utilisé sur des fillers ou du botox.

Le SmoothSkin Bare Fit doit être tenu hors de portée des personnes de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil. Il existe un certain nombre de risques potentiels - l'exposition à l'émission de lumière peut causer des brûlures ou des lésions oculaires, des électrocutions et la strangulation causée par les câbles.

Le SmoothSkin Bare Fit doit être tenu hors de portée des animaux de compagnie et des animaux nuisibles qui pourraient endommager l'appareil. Les risques potentiels incluent le fonctionnement réduit et l'électrocution.

Le SmoothSkin Bare Fit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Sauf si elles sont surveillées par la personne responsable de leur sécurité ou si celle-ci leur a donné des instructions concernant l'utilisation sécurisée et appropriée de l'appareil.

Le filtre en verre du SmoothSkin Bare Fit est un composant essentiel qui deviendra chaud pendant l'utilisation.

NE TOUCHEZ PAS le filtre pendant l'utilisation ou juste après. Inspectez régulièrement le filtre pour détecter des dommages éventuels. **N'UTILISEZ PAS** le SmoothSkin Bare Fit si le filtre est fissuré ou manquant.

Assurez-vous que la fenêtre de traitement du SmoothSkin Bare Fit soit propre et qu'aucun débris ne la bloque. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant l'opération peut causer des changements de peau temporaires, comme des rougeurs ou des gonflements.

AVERTISSEMENT: Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur un site. Évitez la surutilisation, notamment le passage excessif sur une même zone, le cumul des impulsions et/ou une fréquence d'utilisation augmentée

AVERTISSEMENT: N'outrepasser pas les mécanismes de sécurité propres à l'appareil

NE DÉPASSEZ PAS l'usage spécifié dans le programme de traitement

PRÉCAUTIONS

L'épilation par des sources de laser ou de lumière intense pulsée peut causer une augmentation de la pilosité chez certains individus. En fonction des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes d'origine méditerranéenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, traitées sur le visage et le cou.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Bare Fit sur une zone où vous ne voulez pas que les poils repoussent.

N'UTILISEZ PAS SmoothSkin Bare Fit sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. Les poils dans la zone de la barbe d'un homme sont trop épais et utiliser l'appareil SmoothSkin Bare Fit sur ces zones pourrait entraîner des lésions cutanées.

Il est recommandé de ne pas utiliser le SmoothSkin Bare Fit sur des poils roux, gris, blancs ou blonds. Le SmoothSkin Bare Fit n'est pas efficace sur les poils de ces couleurs

4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation du SmoothSkin Bare Fit peut entraîner des effets secondaires. Le tableau ci-dessous énumère les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite au traitement avec le SmoothSkin Bare Fit.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Douleur / inconfort léger dans la zone traitée.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué et la douleur devrait diminuer avec l'utilisation continue.
Des sensations chaudes ou de picotements pendant le traitement, qui disparaissent typiquement au bout de quelques secondes à une minute et avec l'utilisation continue.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué.
Démangeaison dans la zone de traitement.	Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait s'atténuer après une brève période. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. Ne grattez pas la zone.
Rougeur de la peau pendant ou après le traitement qui disparaît au bout de quelques minutes.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil une fois que la rougeur de la peau a disparu.
Rougeur de la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes et qui dure 24 à 48 heures.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Douleur ou gêne qui est intense pendant le traitement ou persiste après un traitement.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.

DANS DES CAS TRÈS RARES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Gonflement et rougeur qui ne disparaissent pas dans les deux à trois jours.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Changements temporaires de la couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin.
Cloque, cicatrice ou brûlure sur la peau.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. Appliquez une compresse de froid à la zone. Traitez avec une crème antiseptique ou anti-brûlure.

Lors d'un essai clinique sur 50 sujets, chaque sujet a reçu un traitement hebdomadaire pendant 12 semaines. Les effets notés étaient :

- Démangeaison – 3 sujets ont ressenti de légères démangeaisons après le traitement.
- Légère rougeur – Ceci a été signalé par 2 sujets.
- Légère sensation de démangeaison – 5 sujets ont signalé un léger inconfort suite au traitement.
- Poils incarnés – 1 sujet a signalé des poils incarnés suite au traitement.
- Rougeur de follicules – 1 sujet a signalé un point rouge sur le site de traitement suite au traitement.

Dans tous les cas, la peau traitée est revenue à la normale dans les 7 jours.

5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN BARE FIT

Le SmoothSkin Bare Fit est indiqué pour la réduction permanente des poils indésirables.

Un essai clinique a été réalisé pour évaluer la sécurité et l'efficacité du SmoothSkin Bare Fit. Les éléments clés de l'essai clinique étaient les suivants :

- Tous les traitements ont été réalisés par des opérateurs non qualifiés médicalement sur un seul site en utilisant des appareils identiques au SmoothSkin Bare Fit fourni dans cet emballage ;
- Tous les sujets ont dû répondre à des questionnaires en rapport à leur santé en générale et ceux qui n'ont pas pu être traités, c.-à-d. ceux présentant au moins une contre-indication, tel qu'indiqué dans le chapitre 3 de ce Manuel de l'utilisateur, ont été exclus. En outre, tous les sujets ont dû fournir un Consentement éclairé conformément aux exigences internationales sur les essais cliniques ;
- 53 sujets féminins, âgés de 19 à 45 ans, ont débuté l'essai ;
- Trois sujets ont quitté l'essai pendant la période de traitement pour des raisons personnelles. Aucun sujet n'a quitté l'essai en raison de problèmes associés à l'utilisation de SmoothSkin Bare Fit ;
- Chaque sujet a reçu 12 traitements hebdomadaires sur le site corporel de leur choix. Un traitement typique consistait à raser le site, puis à appliquer le SmoothSkin Bare Fit en suivant la procédure décrite au chapitre 8, étape 3 de ce manuel de l'utilisateur ;
- Le nombre de poils a été utilisé pour mesurer le changement de quantité de poils 6 mois après le dernier traitement et 12 mois après le dernier traitement. Les poils sur les sites de traitement étaient comptés par

photographie à haute résolution et la différence du nombre de poils a été calculée en tant que changement de pourcentage ;

- En suivant les instructions, les participantes à l'essai clinique ont présenté en moyenne 44 % en moins de poils 6 mois après leur dernier traitement et 36 % de poils en mois 12 mois après le dernier traitement, comparé au nombre de poils constaté avant le traitement (voir tableau ci-dessous). Les résultats mêmes ont varié d'une personne à l'autre ;

SmoothSkin Bare Fit	
Nombre de sujets 6 mois après le traitement	50
Réduction pileuse 6 mois après le traitement	43.9%
Nombre de sujets 12 mois après le traitement	33
Réduction pileuse 12 mois après le traitement	36.0%
% de sujets constatant un traitement réussi (>30 % de réduction pileuse) sur toutes les zones du corps 12 mois après le traitement. La réussite constatée par un sujet est définie en tant que réduction pileuse supérieure à 30 % sur tous les sites de traitement, 12 mois après le traitement.	66.7%

- La fréquence des effets secondaires au cours de l'essai clinique a été minimale (tel qu'indiqué dans le chapitre 4 ci-dessus) et la majorité des sujets (48 sur 50) recommanderait le SmoothSkin Bare Fit à leurs amies.

6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN BARE FIT

UTILISATION PRÉVUE

Le SmoothSkin Bare Fit est destiné à la réduction permanente des poils indésirables.

7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ À VOUS ?

ZONES CORPORELLES



Le SmoothSkin Bare Fit est adapté à une utilisation sur les poils du corps et les poils du visage des femmes sous la pommette.

COULEUR DE PEAU

Le SmoothSkin Bare Fit est adapté à une utilisation sur les teintes de peau claire, moyenne et foncée jusqu'à et incluant la teinte de peau 5. Le SmoothSkin Bare Fit incorpore un capteur de teinte de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêchera l'utilisation si votre teinte de peau est trop foncée.

COULEUR DE POIL

Le SmoothSkin Bare Fit est adapté à une utilisation sur les poils naturellement noirs ou bruns. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.



8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN BARE FIT

AVERTISSEMENT: Suivez chaque étape dans le processus de traitement en veillant à compléter chaque élément de l'étape avant de passer à la suivante.

Étape 1 : PRÉPAREZ la zone à traiter.

Enlevez tous les poils visibles en vous rasant. Veillez à ce qu'il ne reste pas de poils au-dessus de la surface de la peau, car ceci pourrait causer des blessures. Ceci empêche également les débris de couvrir le devant de votre appareil.

Nettoyez la zone du traitement et séchez en tapotant. N'oubliez pas, n'utilisez pas de gels ou de crèmes avec cet appareil !

Étape 2 : Faites un TEST ÉPICUTANÉ

Avant votre premier traitement sur chaque nouvelle zone corporelle, nous vous **RECOMMANDONS** de tester votre peau sur cette zone pour vérifier toute réaction adverse au SmoothSkin Bare Fit.

La zone du test épicutané doit être d'une taille approximative de 3 x 2 cm (équivalent à 2 flashes côte à côte appliqués sur la peau). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.

Attendez 24 heures suite au test épicutané pour veiller à ce que le traitement convienne à votre peau et qu'il n'y ait pas de réaction indésirable à l'énergie lumineuse. S'il n'y a pas de réaction au bout de 24 heures, vous pouvez traiter la zone autour du test épicutané. La « zone testée » **NE** doit **PAS** être retraitée pendant au moins 1 semaine.



Observez l'apparition d'effets indésirables

Effectuez toujours un test sur chaque nouvelle zone de traitement

Étape 3 : Traiter avec SmoothSkin Bare Fit

a) Branchez le câble électrique fourni dans une prise électrique. Le capteur de teinte de peau sur le devant de l'appareil s'illuminera en bleu et le ventilateur se mettra en marche.

Délai de passage en MODE VEILLE

Lorsque l'unité est « inactive » pendant un moment, c.-à-d. que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, alors l'unité reviendra en mode VEILLE et les voyants de capteur de teinte de peau s'éteindront. Pour revenir au mode PRÊT pour le traitement, appuyez sur le bouton d'activation."

b) Appuyez fermement l'appareil contre la zone à traiter en veillant à ce que le capteur de teinte de peau soit en contact avec la peau. Si le capteur de teinte de peau ne détecte pas de teinte de peau adaptée, alors l'appareil ne peut pas fonctionner. Une fois que le capteur de teinte de peau mesure une teinte de peau adaptée, les voyants autour du bouton d'activation s'illuminent en BLANC pour indiquer que l'appareil est prêt à flasher."



Fenêtre de traitement

Indicateur
allumé
Détection de peau



Correct

Indicateur éteint
Pas de détection de
peau




Incorrect

c) Appuyer sur le BOUTON D'ACTIVATION. L'appareil flashera et vous devriez ressentir une sensation chaude.

d) Déplacez l'appareil à la zone suivante à traiter et répétez. L'appareil doit se recharger entre les flashes. Ceci ne prend qu'environ 0,6 seconde.

e) Veillez à ce que la ZONE ENTIÈRE reçoive le traitement et traitez les zones difficiles (comme les aisselles) avec des passages multiples (en passant votre appareil sur la même zone 3 fois maximum).



AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil pendant le traitement, car ceci pourrait entraîner la surchauffe de l'appareil.

Le SmoothSkin Bare Fit est un appareil extrêmement rapide et puissant, qui vous permet de terminer toute une zone corporelle en moins de 10 minutes.

MÉTHODE DE TRAITEMENT - TAMPONNER OU GLISSER ?

Méthode du tampon

Cette méthode est recommandée pour les petites zones, telles que sous les aisselles et le maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez de la peau avant de réappliquer soigneusement sur la zone de traitement suivante.

Méthode de glisse

Cette méthode est recommandée pour les zones plus grandes, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement), puis faites glisser l'appareil le long de la peau entre les flashes. Essayez de déplacer l'appareil à un rythme régulier qui vous donne une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.

Étape 4 : Votre programme de traitement SmoothSkin Bare Fit

Le SmoothSkin Bare Fit doit être utilisé CHAQUE SEMAINE jusqu'à atteindre les résultats souhaités.



Étape 5 : Éteindre le SmoothSkin Bare Fit

Une fois que le traitement est terminé, vous devez débrancher le SmoothSkin Bare Fit de la prise électrique.

Consultez le chapitre 11 pour des informations sur le meilleur entretien de votre SmoothSkin Bare Fit.

9. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU

Le SmoothSkin Bare Fit est équipé d'un capteur de contact de peau qui vérifie que votre peau est bien en contact avant chaque flash, en veillant à ce que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité ! Ainsi, l'appareil est conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

Le capteur de contact de peau assure également que vous obtenez les meilleurs résultats de votre appareil. Le capteur doit être en contact total avec la zone de traitement, afin que l'appareil flashe.

Ce contact total avec votre peau signifie que toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement pour fournir les meilleurs résultats.

Si l'appareil n'est pas en contact total avec la zone de traitement, il n'émettra pas de flash. Essayez d'ajuster le positionnement de l'appareil, afin d'assurer un contact total, en particulier sur les zones plus difficiles comme les bras ou les tibias.



10. LA TÊTE DE PRÉCISION

Le SmoothSkin Bare Fit est muni d'une tête de précision détachable qui est parfaite pour les zones plus petites et plus difficiles (comme la lèvre supérieure, les doigts et les orverts). Ceci a l'avantage de vous donner encore plus de flexibilité pendant chaque traitement.

Utiliser la tête de précision ralentira un peu votre appareil, par conséquent, nous vous recommandons de ne l'utiliser que lorsque vous en avez besoin, afin d'assurer que vous obtenez le traitement le plus rapide possible.

La tête de précision se fixe simplement à l'avant de votre appareil via un aimant interne à l'intérieur de l'avant de l'appareil principal. Cet aimant maintient la tête en place pendant que vous traitez la zone. Il suffit de la déclipser ou de la clipser en fonction de la zone que vous traitez.




Si la tête de précision est endommagée ou qu'il manque des pièces (p. ex. aimant ou réflecteur), alors **NE L'UTILISEZ PAS**.

Si la tête de précision devient trop chaude pour être manipulée, alors cessez le traitement jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

Observez les avertissements sur la SÉCURITÉ OCULAIRE (chapitre 3) lorsque vous fixez la tête de précision.

Suivez les instructions de nettoyage (chapitre 11) pour la tête de précision.



11. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, éteignez toujours le SmoothSkin Bare Fit en le débranchant de la prise électrique

Après l'utilisation, vous devez inspecter l'appareil, les capteurs de teinte de peau et la fenêtre de traitement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, puis essuyez-les avec un chiffon sec non pelucheux.

AVERTISSEMENT: Le filtre en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ OU NE NETTOYEZ PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes après l'utilisation pour le laisser refroidir.

N'utilisez **JAMAIS** d'eau ou d'autres produits nettoyants, car ceci pourrait endommager l'appareil et entraîner un risque de sécurité potentiel.

Si nécessaire, le réflecteur et le capteur de teinte de peau peuvent être soigneusement nettoyés en utilisant un coton-tige légèrement humide.

Rangez le SmoothSkin Bare Fit dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et le capteur de teinte de peau sur l'appareil soient protégés contre tout dégât possible.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les câbles) pour détecter tout signe de dégâts. En cas d'endommagement ou de fissures, cessez d'utiliser l'appareil - et rendez-vous sur le site web pour obtenir de l'aide.



12. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN BARE FIT

Le bloc d'alimentation du SmoothSkin Bare Fit est universel et fonctionne avec toutes les alimentations secteur communément rencontrées. À condition d'avoir un adaptateur approprié pour la fiche du câble d'alimentation, le SmoothSkin Bare Fit fonctionnera normalement.

13. DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le bouton d'activation sur l'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est placé contre la peau.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché. Assurez-vous que le capteur de teinte de peau est bien appuyé contre la peau. Votre peau est peut-être trop foncée pour le traitement. Vérifiez sur le tableau des teintes de peau dans la partie avant de ce guide de l'utilisateur.
Le bouton d'activation sur l'appareil s'allume en blanc lorsqu'il est placé sur la peau, mais l'appareil ne parvient pas à flasher lorsque j'appuie sur le bouton d'activation.	L'appareil pourrait être défaillant. Débranchez l'appareil et recommencez. Si le problème persiste, consultez le site web pour obtenir de l'aide.
Les voyants du bouton d'activation sur l'appareil sont illuminés en rouge continuellement et l'appareil ne fonctionne pas.	Ceci indique que l'appareil comporte une défaillance. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site web pour obtenir de l'aide.
L'appareil SmoothSkin Bare Fit, la fenêtre de traitement, le bloc d'alimentation ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute sur la sécurité du SmoothSkin Bare Fit ou si vous suspectez que l'appareil est endommagé d'une manière quelconque, vous ne devez pas l'utiliser et vous devez vous rendre sur le site web SmoothSkin pour obtenir des informations supplémentaire.

14. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous vérifierons les défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement et nous remplacerons l'appareil en intégralité, à notre discrétion. Cette garantie couvre tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur nommé.

Cette garantie ne couvre pas les dommages en raison d'une utilisation inadaptée, de l'usure ou de l'utilisation normales, ainsi que les défauts qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie devient nulle si des réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si sont utilisées des pièces qui ne sont pas des pièces SmoothSkin Bare Fit non authentiques. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site web : www.smoothskin.com

Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site web : www.smoothskin.com

15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

SmoothSkin Bare Fit comporte les symboles suivants:



Partie appliquée de type BF



Équipement de Classe II



Suivez les instructions d'utilisation



Marque DEEE d'élimination des déchets de l'Union Européenne



Marque de conformité européenne



Conserver au sec



Marque de certification NRTL



Conformité CEM FCC pour l'Amérique du Nord



Marque de conformité réglementaire pour l'Australie



Marque de conformité Trefoil pour l'Ukraine



Période d'utilisation de protection environnementale RoHS pour la Chine



Avertissement : le rayonnement optique provenant de l'appareil peut causer des lésions oculaires

Déclaration FCC:

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L'appareil SmoothSkin Bare Fit est un système à lumière intense pulsée à large bande aux spécifications techniques suivantes:

- **Taux de répétition:** Pulsation manuelle induite toutes les 0,6 secondes.
Fonctionnement continu
- **Sortie optique max.:** 4J/cm²
- **Longueur d'impulsion:** **0,8 – 1,0 msec FWHM**
- **Longueur d'onde:** 510-1100 nm
- **Entrée de ligne d'alimentation:** 100–240 V[~], 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Température de fonctionnement:** Entre 5 et 40°C
- **Humidité de fonctionnement:** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions de fonctionnement:** 700 hPa à 1060 hPa
- **Zone de traitement (taille de point):** 3 cm² (30mm x 10mm)

La zone directement autour de la fenêtre de traitement est classée en tant que Pièce appliquée et peut atteindre une température maximum de 52°C.

Veillez à ce que le SmoothSkin Bare Fit soit utilisé, tel qu'indiqué dans le chapitre 8.

CONDITIONS DE TRANSPORT:

- **Température :** -25 °C à +70 °C
- **Humidité :** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions :** 500 à 1060 hPa

Si l'appareil a été rangé à des températures hors de la plage de fonctionnement indiquée, alors veuillez laisser au moins 30 minutes avant l'utilisation pour permettre à l'appareil de s'acclimater.

Le SmoothSkin Bare Fit produit des flashes illimités et est destiné à un utilisateur unique.

La durée de service attendue minimum est de 10 ans en suivant le traitement recommandé.

CEM

Le SmoothSkin Bare Fit est conforme aux dernières normes et modifications CEM applicables aux appareils ménagers et médicaux. Ceux-ci sont : EN 60601-1-2:2014 Ed 4.0, EN 55014-1:2017 et EN 55014-2-2015, EN 61000-3-2:2014 et EN 61000-3-3:2013, FCC CRF 47 Partie 15B 15.107 et 15.109

Sécurité

Le SmoothSkin Bare Fit est conforme aux dernières normes et modifications de sécurité applicables aux appareils ménagers et médicaux.

Ceux-ci sont : IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23 :2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, CAN/CSA -C22.2 N° 60601-1:2008 et 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + AMS

Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes :

- Directive de basse tension 2014/35/EU
- Directive sur la comptabilité électromagnétique 2014/30/EU
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/EC

Pour d'autres détails, contactez CyDen Ltd

ÉLIMINATION (FIN DE VIE)

Ce produit est un appareil médical

Afin de minimiser les dangers à la santé et l'environnement et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé à une installation de collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le symbole DEEE marqué sur le produit est là pour vous le rappeler.

WELKOM BIJ SMOOTHSKIN BARE FIT!

Gefeliciteerd! U heeft de deur geopend naar een wereld van ongeëvenaarde schoonheid, zachtheid en comfort. Kom en praat mee op www.smoothskin.com waar u gespecialiseerd advies en ondersteuning tijdens uw hele behandeling vindt.

INHOUDSOPGAVE

1. HET SMOOTHSKIN BARE FIT-SYSTEEM	61	8. HOE GEBRUIKT U SMOOTHSKIN BARE FIT	77
2. HOE WERKT SMOOTHSKIN BARE FIT	62	9. DE HUIDCONTACTSENSOR	81
3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	63	10. PRECISIEKOP	82
4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES	72	11. REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG	84
5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN BARE FIT	74	12. REIZEN MET SMOOTHSKIN BARE FIT	84
6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN SMOOTHSKIN BARE FIT	76	13. PROBLEEMOPLOSSING	85
7. UW GESCHIKTHEID	76	14. GARANTIE	85
		15. ETIKETTEN EN SYMBOLEN	86
		16. TECHNISCHE SPECIFICATIES	87

1. HET SMOOTHSKIN BARE FIT-SYSTEEM

Inhoud van de verpakking

In de verpakking van de SmoothSkin Bare Fit vindt u het volgende:


- Handset en voeding
- Netsnoer
- Precisiekop
- Gebruikershandleiding



2. HOE WERKT SMOOTHSKIN BARE FIT

HOE WERKT IPL


SmoothSkin Bare Fit is ontworpen om de haarcyclus te helpen onderbreken. Lichtenergie wordt door het oppervlak van de huid geleid en geabsorbeerd door melanine in de haarschacht. Die lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het oppervlak van de huid), waardoor haartjes niet terug groeien. U kunt zich er dus op verheugen de behandelde haartjes op natuurlijke wijze te zien uitvallen over een periode van enkele dagen tot 1-2 weken.



3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

CONTRA-INDICATIES

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als u een zeer donkere huid heeft. De huidskleursensor in de buurt van het uitvoervenster van het apparaat zal de tint van uw huid bepalen. Als de huidskleursensor bepaalt dat uw huid te donker is voor veilig gebruik, zult u de SmoothSkin Bare Fit niet kunnen gebruiken.



Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als uw huid kunstmatig of natuurlijk gebruid is, of verbrand door te veel blootstelling aan zonlicht. Uw huid kan na blootstelling aan zonlicht extra gevoelig zijn, vooral voor verbranding, blaarvorming, verkleuring of littekens als u de SmoothSkin Bare Fit dan gebruikt. Wacht 1 week totdat de zonnebrand of bruine teint is verdwenen voordat u

SmoothSkin Bare Fit gebruikt.

Stel behandelde huid **NIET** bloot aan zonlicht. Wacht ten minste 7 dagen na behandeling voordat u de behandelde huid blootstelt aan rechtstreeks zonlicht. Uw huid kan na de behandeling met SmoothSkin Bare Fit extra gevoelig zijn, vooral voor zonnebrand. Breng zonnebrandcrème (factor 15 of hoger) aan op de behandelde huid of bedek de behandelde huid met geschikte kleding.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** rechtstreeks op de tepels, genitaliën of rondom de anus. Deze plekken kunnen een donkerdere huidskleur en/of meer haargroei hebben. Als u het apparaat op deze plekken gebruikt, kan dat ongemak/pijn of letsel (verbranding, verkleuring of litteken) aan uw huid veroorzaken.

Gebruik de SmoothSkin Bare Fit **NIET** als u een geschiedenis heeft van huidkanker of precancereus letsel (bijv. naevi of een groot aantal moedervlekken)

NIET GEBRUIKEN op blaren en littekens

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien dit apparaat niet op deze individuen is getest.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** op donkerbruine of zwarte plekken zoals moedervlekken of wratten op de plek die u wilt behandelen. Gebruik SmoothSkin Bare Fit kan uw huid beschadigen of een bestaande aandoening verergeren. U kunt bijwerkingen ervaren zoals verbranding, blaren, littekens of verandering van huidskleur.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als u een huidaandoening heeft op de plek die u wilt behandelen, waaronder psoriasis, vitiligo, eczeem, acne, herpes simplex of actieve infecties of wondjes.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als u jonger bent dan 18 jaar, aangezien dit apparaat niet op deze individuen is getest.

WAARSCHUWINGEN

OOGVEILIGHEID



SmoothSkin Bare Fit stoot flitsen uit van Intense Pulsed Light (intens gepulseerd licht). Directe blootstelling is mogelijk schadelijk voor uw ogen. Zorg ervoor dat u de onderstaande veiligheidsinstructies in acht neemt.

WAARSCHUWING: Mogelijk oogletsel (mogelijk met verlies van zicht als gevolg) of huidletsel als de instructies niet in acht worden genomen. Lees de onderstaande instructies

De handset kan alleen worden geactiveerd (flits) als de huidkleursensor (naast het behandelingsvenster) een geldige huidskleur detecteert en volledig contact maakt met de te behandelen plek. Echter:

Kijk **NIET** direct in het behandelingsvenster van de handset als het systeem op de stroom is aangesloten en aanstaat

Probeer het systeem **NIET** te activeren (flitsen) terwijl het op het oog is gericht

Behandel **GEEN** plekken rondom het oog (wenkbrauwen of wimpers). Verkeerd gebruik kan oogletsel veroorzaken, bescherm de ogen tegen blootstelling. Gebruik het apparaat **NIET** op de oogleden of dicht bij de ogen

Probeer het systeem **ALLEEN** te activeren (flitsen) als de voorkant van de handset goed contact maakt met de plek die u wilt behandelen.

WIJ RADEN U AAN weg te kijken van de handset als u op uw huid richt.



ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID

Net als met elk elektrisch apparaat moet u bepaalde voorzorgmaatregelen treffen om uw

veiligheid te garanderen.

Probeer SmoothSkin Bare Fit **NIET** te openen, aangezien u dan blootgesteld kunt worden aan gevaarlijke elektrische componenten.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als deze beschadigd is; bijvoorbeeld een gebarsten handset, kabelschade (interne bedrading zichtbaar), gebarsten of gebroken glas op de handset enz. Dit kan letsel veroorzaken.

NIET GEBRUIKEN in de buurt van badkuipen ,douches, wasbakken of andere reservoirs met water. Als SmoothSkin Bare Fit nat wordt, mag het apparaat niet worden gebruikt.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als het apparaat onaangenaam warm wordt. Dit kan aangeven dat het apparaat beschadigd is.

Gebruik **GEEN** andere stroomvoorziening of andere componenten dan degene die geleverd zijn voor gebruik met SmoothSkin Bare Fit. Anders kan het apparaat beschadigd raken en stoppen met werken.

Probeer SmoothSkin Bare Fit **NIET** te activeren (flitsen) op andere oppervlakken dan huid.

WAARSCHUWING aanpassingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.

Plaats SmoothSkin Bare Fit **NIET** zodanig dat het moeilijk is om het apparaat aan de stroom aan te sluiten.

ALGEMENE VEILIGHEID

NIET GEBRUIKEN als u een peelingbehandeling heeft gehad op de huid die u wilt behandelen. Wacht a.u.b. 30 dagen na een peeling voordat u de behandeling met SmoothSkin Bare Fit start.

Gebruinde huid behandelen met Intense Pulsed Light (IPL) kan permanente hyperpigmentatie (donkere verkleuring) of hypopigmentatie (lichte verkleuring) van de behandelde huid tot gevolg hebben.

NIET GEBRUIKEN op delen van de huid waar u tatoeages of permanente make-up heeft,

NIET GEBRUIKEN als u weet dat u gevoelig bent voor zonlicht (lichtgevoeligheid) of medicijnen slikt die de huid gevoeliger maken en lichtgevoeligheid veroorzaken, bijv. Retin A, Accutane en/of andere actuele retinoiden. Lees altijd eerst de bijsluiter van uw medische product om te zien of lichtgevoeligheid als een van de bijwerkingen vermeld staat. Gebruik van SmoothSkin Bare Fit op lichtgevoelige huid kan huidbeschadiging zoals zwellingen of blaren veroorzaken. Vraag medisch advies voordat u het apparaat gebruikt, aangezien gebruik in dat geval de huid kan beschadigen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor de behandeling van medische aandoeningen. Medisch advies moet worden gevraagd om onder andere moedervlekken, huiduitslag, jeukende huid, huidschimmel of -infectie, bultjes op de huid of huidtags te bespreken.

SmoothSkin Bare Fit mag niet worden gebruikt op fillers of botox.

SmoothSkin Bare Fit moet buiten bereik van kinderen jonger dan 18 jaar worden gehouden. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken, er niet mee spelen, het niet onderhouden en het niet reinigen. Er is een aantal potentiële risico's - blootstelling aan de lichtuitvoer, wat verbranding of oogletsel veroorzaakt, elektrocutie, wurging door de kabels.

SmoothSkin Bare Fit dient uit de buurt te worden gehouden van huisdieren en ongedierte dat het apparaat zou kunnen beschadigen. Potentiële risico's zijn onder meer slechtere functionering en elektrocutie.

SmoothSkin Bare Fit is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden. Tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig en correct gebruik van het apparaat van/door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Het SmoothSkin Bare Fit-glasfilter is een belangrijke component, die heet wordt tijdens het

gebruik. Raak het filter **NIET** aan tijdens of direct na gebruik. Inspecteer het filter regelmatig op schade. Gebruik SmoothSkin Bare Fit **NIET** als het filter gebarsten is of ontbreekt."

Stel zeker dat het SmoothSkin Bare Fit-behandelingsvenster schoon en vrij van vuil is. Vuil op of rond het behandelingsvenster tijdens gebruik kan tijdelijke huidveranderingen zoals rode vlekken of zwellingen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Huidbeschadiging kan voorkomen na langdurige of herhaaldelijke oppervlakbehandeling aan één kant. **WAARSCHUWING:** Huidbeschadiging kan voorkomen na lange of herhaaldelijke oppervlakbehandeling aan één kant. Voorkom overmatig gebruik m.i.v. buitensporig veel cycli, opeenhoping van pulsen en/of verhoogd gebruik

WAARSCHUWING: Omzeil nooit de veiligheidsmechanismen inherent aan het apparaat. Overschrijd NOOIT het gebruik dat gespecificeerd staat in het behandelingsregime

VOORZORGSMAATREGELEN

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and

VOORZORGSMAATREGELEN

Haarverwijdering door middel van lasers of hulpmiddelen met intensief pulserend licht kan bij sommige individuen verhoogde haargroei veroorzaken. Op basis van de actueel beschikbaar gegevens zijn de hogerisicogroepen voor deze reactie vrouwen van Mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Afrikaanse afkomst die in het gezicht en in de nek behandeld worden.

Gebruik SmoothSkin Bare Fit NIET op gedeelten van de huid waar u wilt dat haar terug groeit.

Gebruik uw SmoothSkin Bare Fit-apparaat NIET op het gezicht, de kaak of de hals van de man. Het haar van het baardgedeelte van de man is te dik, en gebruik van het SmoothSkin Bare Fit-apparaat op deze plekken kan huidletsel veroorzaken.

SmoothSkin Bare Fit wordt niet aangeraden voor gebruik op rood, grijs, wit of blond haar.

SmoothSkin Bare Fit is niet effectief voor deze haarkleuren.

4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES

Gebruik van de SmoothSkin Bare Fit kan bijwerkingen met zich meebrengen. In de onderstaande tabel staan de bekende huidreacties vermeld die kunnen ontstaan na behandeling met de SmoothSkin Bare Fit.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN	HOE TE OORDELEN EN REAGEREN
Milde pijn/ongemak op de behandelde huid	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven, en de pijn zou bij voortgezet gebruik minder moeten worden.
Warm gevoel of tintelingen tijdens de behandeling, wat vaak na een paar seconden tot een minuut verdwijnt en afneemt bij voortgezet gebruik.	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven.
Jeuk op de behandelde plek	Dit is vrij normaal voor IPL-behandelingen en moet na een poosje afnemen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven. Krab u niet op die plekken.
Rode vlekken op de huid tijdens of na de behandeling, die binnen enkele minuten verdwijnen.	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven als de rode vlekken eenmaal zijn verdwenen.
Pijn of ongemak die/dat intensief is tijdens de behandeling of aanhoudt na de behandeling	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.

IN ZEER ZELDZAME GEVALLEN	HOE TE OORDELEN EN REAGEREN
Zwellingen en rode vlekken die niet binnen twee tot drie dagen verdwijnen.	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Tijdelijke veranderingen in huidskleur (lichter of donkerder worden).	Als uw huidskleur verandert, stop het gebruik van het apparaat dan meteen en raadpleeg uw arts.
Blaren, littekens of verbranding van de huid.	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt. Breng een koud kompres aan op de plek. Behandel met ontsmettingsmiddel of after sun.

In een klinische studie met 50 proefpersonen kreeg elke proefpersoon 12 wekelijkse behandelingen. De geregistreeerde bijwerkingen waren:

- Jeuk – 3 proefpersonen ervoeren milde jeuk na de behandeling.
- Lichtrode vlekken – Dit werd gemeld bij 2 proefpersonen.
- Mild prikkend gevoel – 5 proefpersonen deden verslag van mild ongemak na de behandeling.
- Naar binnen groeiende haren – 1 proefpersoon deed verslag van naar binnen groeiende haren na de behandeling.
- Rode haarzakjes – 1 proefpersoon deed verslag van een rode stip op de behandelde plek na behandeling.

5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN

De SmoothSkin Bare Fit is geïndiceerd voor de permanente vermindering van ongewenste beharing.

- Er is een klinisch onderzoek uitgevoerd om zowel de veiligheid als de efficiëntie van de SmoothSkin Bare Fit te beoordelen. De hoofdpunten van het klinische onderzoek waren:
 - Alle behandelingen zijn uitgevoerd door niet medisch opgeleide gebruikers op één enkele locatie, waarbij apparaten zijn gebruikt die identiek zijn aan de SmoothSkin Bare Fit uit deze verpakking;"
 - Alle proefpersonen moesten een vragenlijst invullen met betrekking tot hun algemene gezondheid, en degenen die niet konden worden behandeld, d.w.z. degenen die een of meer van de contra-indicaties hadden die vermeld staan in paragraaf 3 van deze Gebruikershandleiding, werden uitgesloten. Verder moesten alle proefpersonen een Geïnformeerde Instemming verstrekken volgens de internationale vereisten voor klinische onderzoeken;"
 - In totaal 53 vrouwelijke proefpersonen tussen 19 en 45 jaar begonnen met het onderzoek;"
 - Drie proefpersonen verlieten het onderzoek tijdens de behandelingsperiode om persoonlijke redenen. Geen proefpersonen verlieten het onderzoek door problemen m.b.t. het gebruik van de SmoothSkin Bare Fit."
 - Elke proefpersoon kreeg 12 wekelijkse behandelingen op een door hun gekozen plek op het lichaam. Een typische behandeling bestond uit het scheren van de plek en dan het aanbrengen van de SmoothSkin Bare Fit volgens dezelfde procedure als vermeld staat in paragraaf 8, stap 3 van deze gebruikershandleiding."

- Er werden haartellingen gebruikt om de verandering in de hoeveelheid haren 6 maanden na de laatste behandeling en 12 maanden na de laatste behandeling te meten. De haren op de behandelde plekken werden geteld d.m.v. hogeresolutiefoto's en het verschil in de hoeveelheid haren werd berekend als een percentageverandering;"

SmoothSkin Bare Fit	
Aantal proefpersonen 6 maanden na behandeling	50
Haarvermindering 6 maanden na behandeling	43.9%
Aantal proefpersonen 12 maanden na behandeling	33
Haarvermindering 12 maanden na behandeling	36.0%
% van de proefpersonen met succes (>30% haarvermindering) op alle lichaamsdelen 12 maanden na behandeling. Succes van de proefpersonen is gedefinieerd als groter dan 30% haarvermindering op alle behandelde plekken na 12 maanden.	66.7%

- Het optreden van bijwerkingen tijdens het klinische onderzoek was minimaal (zoals beschreven in paragraaf 4 hierboven) en het merendeel van de proefpersonen (48 van de 50) zou de SmoothSkin Bare Fit aan vrienden aanbevelen.

6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN SMOOTHSKIN BARE FIT

BEOOGD GEBRUIK

SmoothSkin Bare Fit is bedoeld voor de permanente vermindering van ongewenste beharing.

7. UW GESCHIKTHEID

LICHAAMSDELEN

SmoothSkin Bare Fit is geschikt voor gebruik op lichaamsbehairing en gezichtshaar bij vrouwen onder de wangen.

HUIDSKLEUR

SmoothSkin Bare Fit is geschikt voor gebruik op lichte, medium en donkere huidskleuren met een tint van maximaal 5. SmoothSkin Bare Fit heeft een geïntegreerde Huidskleursensor die de kleur van uw huid meet en voorkomt dat u het apparaat gebruikt als uw huidskleur te donker is.

HAARKLEUR

SmoothSkin Bare Fit is geschikt voor gebruik op natuurlijk zwarte of bruine haren. Het kan zijn dat het apparaat niet effectief is op wit, grijs,



8. HOE GEBRUIKT U SMOOTHSKIN BARE FIT

WAARSCHUWING: Volg elke stap van het behandelingsproces en voltooi alle aspecten van elke stap voordat u verdergaat naar de volgende.

Stap 1: **BEREID de te behandelen plek VOOR**

Verwijder alle zichtbare haartjes d.m.v. scheren. Zorg ervoor dat er geen haartjes achterblijven op het oppervlak van de huid, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Dit voorkomt ook dat vuil op de voorkant van het apparaat terechtkomt. Reinig de te behandelen plek en dep droog. Denk eraan dat u geen gel of crème gebruikt met dit apparaat!

Stap 2: **Voor een TEST uit**

Wij RADEN U AAN om vóór uw eerste behandeling op elk nieuw lichaamsgedeelte eerst uw huid op die plek te testen op reacties op SmoothSkin Bare Fit.

Het testgedeelte moet ongeveer 3cm x 2cm zijn (gelijk aan 2 flitsen op de huid van de ene kant naar de andere). Volg Stap 3 om de plek te behandelen. Wacht 24 uur na de test om zeker te stellen dat uw huid geschikt is voor behandeling en dat er geen afwijkende reactie plaatsvindt op de lichtenergie. Als er na 24 uur geen reactie optreedt, kunt u het gebied rond de testplek behandelen. Het 'geteste gedeelte' mag ten minste 1 week lang NIET opnieuw worden behandeld.




Stap 3: Behandeling met SmoothSkin Bare Fit

a) Doe de stekker in een stopcontact met behulp van het meegeleverde netsnoer. De Huidskleursensor (HKS) aan de voorkant van de handset zal blauw oplichten en de ventilator start.

STAND-BYMODUS Time-out

Als het apparaat "inactief" is, d.w.z. als er 10 minuten lang geen knoppen worden ingedrukt, dan gaat het apparaat over op STAND-BY-modus en zullen de HKS-lampjes uitgaan. Druk op de Activeringsknop om terug te keren naar de GEREED-modus voor behandeling.

b) Druk de Handset stevig tegen de te behandelen plek, waarbij u ervoor dat de Huidskleursensor contact maakt met de huid. Als de Huidskleursensor geen geldige huidskleur detecteert, kan de Handset niet worden geactiveerd. Als de Huidskleursensor een geldige huidskleur meet, gaan de lampjes rondom de Activeringsknop WIT branden om aan te geven dat het apparaat gereed is voor gebruik.




Controlelampje Aan
Huiddetectie



Controlelampje Uit
Geen Huiddetectie



- c) Druk op de **ACTIVERINGSKNOP**. Het apparaat zal flitsen en u zou een warme sensatie moeten voelen.
- d) Beweeg de Handset naar de volgende plek die u wilt behandelen en herhaal. Het apparaat moet opladen tussen de flitsen. Dit duurt slechts ca. 0,6 seconden.
- e) Zorg ervoor dat de **HELE PLEK** behandeld wordt en ga meerdere keren over eventuele hardnekkige plekken (zoals de onderarmen) heen (door met het apparaat maximaal 3 keer over dezelfde plek te gaan).



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen vrijhoudt tijdens de behandeling, anders kan het apparaat oververhit raken. SmoothSkin Bare Fit is een extreem snel en krachtig apparaat, waardoor u een hele lichaamsbehandeling in minder dan 10 minuten kunt voltooien.

BEHANDELINGSMETHODE - DRUKKEN OF GLIJDEN?

Drukmethode - Deze methode wordt aangeraden voor kleine gebieden, zoals de onderarm en de bikinilijn. Plaats de Handset op de huid, druk de Activeringsknop in en laat hem weer los. Haal het apparaat van de huid voordat u het voorzichtig toepast op de volgende te behandelen plek.

Glijmethode - Deze methode wordt aangeraden voor grotere gebieden, zoals de benen. Plaats de Handset op de huid, houdt de Activeringsknop ingedrukt en glij dan met de Handset tussen de flitsen door over de huid. Probeer de Handset in een geleidelijk tempo te bewegen dat volledig dekking biedt zonder te overlappen of plekken over te slaan.

Stap 4: Uw SmoothSkin Bare Fit-behandelingsschema

SmoothSkin Bare Fit dient WEKELIJKS te worden gebruikt, todat de gewenste resultaten zijn behaald.



Stap 5: De SmoothSkin Bare Fit uitzetten

Als de behandeling is voltooid, moet u de stekker van de SmoothSkin Bare Fit uit het stopcontact halen. Zie paragraaf 11 voor details over hoe u uw SmoothSkin Bare Fit het beste in orde kunt houden.

9. DE HUIDCONTACTSENSOR

SmoothSkin Bare Fit is voorzien van een huidcontactsensor die vóór elke flits uw huidcontact controleert, waardoor zeker wordt gesteld dat het apparaat veilig is voor gebruik! Hierdoor voldoet het apparaat aan de strengste veiligheidsrichtlijnen.

De huidcontactsensor stelt ook zeker dat u de beste resultaten van uw apparaat krijgt. De sensor moet volledig contact maken met de te behandelen plek om ervoor te zorgen dat het apparaat flitst.

Dit volledige contact met uw huid betekent dat alle lichtenergie die uit het apparaat komt de te behandelen plek bereikt en de beste resultaten levert.

Als het apparaat niet volledig contact maakt met de te behandelen plek zal het apparaat niet werken. Probeer de positie van het apparaat aan te passen om er zeker van te zijn dat er volledig contact is, vooral op wat onhandigere plekken zoals armen en schenen.



10. PRECISIEKOP

SmoothSkin Bare Fit heeft een afneembare precisiekop, die perfect is voor kleinere, lastigere gebieden (zoals bovenlip, vingers en tenen). Het voordeel hiervan is dat u tijdens elke behandeling nog meer flexibiliteit heeft.

Gebruik van de precisiekop zal uw apparaat wat trager maken, dus wij raden u aan om de kop alleen te gebruiken als dat echt noodzakelijk is, om zeker te stellen dat u de snelst mogelijke behandeling krijgt.

U kunt de precisiekop heel gemakkelijk bevestigen aan de voorkant van uw apparaat, d.m.v. een integrale magneet aan de binnenkant van het front van het hoofdapparaat. Deze magneet houdt de kop op zijn plek terwijl u de plek behandelt. U kunt de kop er gemakkelijk afhalen of er weer opzetten, afhankelijk van de te behandelen plek.




Als de precisiekop beschadigd is of er onderdelen missen (bijv. magneet of reflector) mag u hem NIET gebruiken.

Als de precisiekop onaangenaam heet wordt tijdens gebruik moet u de behandeling stoppen tot hij is afgekoeld.

Neem alle waarschuwingen voor OOGVEILIGHEID (paragraaf 3) in acht als de precisiekop is bevestigd.

Volg de reinigingsinstructies (paragraaf 11) voor de precisiekop op.



11. REINIGING, ONDERHOUD, OPSLAG

Na de behandeling dient u de SmoothSkin Bare Fit altijd uit te zetten door de stekker uit het stopcontact te halen.

Na gebruik dienen de handset, de huidskleursensoren en het behandelingsvenster te worden gecontroleerd op schade en te worden afgeveegd met een droge, pluisvrije doek.

WAARSCHUWING: Het glasfilter kan tijdens gebruik heet worden.

Raak het filter NIET aan en reinig het ook NIET gedurende ten minste 5 minuten na gebruik om het te laten afkoelen.

Gebruik NOOIT water of andere reinigingsvloeistoffen, want deze kunnen het apparaat beschadigen en een potentieel veiligheidsrisico opleveren.

Indien nodig kunnen de reflector en de huidskleursensor voorzichtig worden gereinigd met een licht bevochtigd wattenstaafje.

Bewaar SmoothSkin Bare Fit op een koele, droge plek. Zorg ervoor dat het behandelingsvenster en de huidskleursensor op de handset beschermd zijn tegen schade.



12. REIZEN MET SMOOTHSKIN BARE FIT

Het voedingsapparaat van de SmoothSkin Bare Fit is universeel en werkt met alle gebruikelijke voedingen. Als u een geschikte adapter voor de stekker van het apparaat heeft, zou de SmoothSkin Bare Fit gewoon moeten werken.

13. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De activeringsknoplampjes op de handset gaan niet branden als ze op uw huid worden geplaatst.	Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit. Controleer dat de huidkleursensor volledig op de huid gedrukt is. Het kan zijn dat uw huid te donker is voor behandeling. Controleer de huidkleurtabel aan het begin van deze gebruikershandleiding.
De activeringsknop op de handset gaat wit branden als hij op de huid wordt geplaatst, maar de handset flitst niet als de activeringsknop wordt ingedrukt.	Het kan zijn dat er een fout bij het apparaat is opgetreden. Haal de stekker uit het stopcontact en start opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, bezoek dat de website voor ondersteuning.
De activeringsknoplampjes op de handset branden continu rood en het apparaat wil niet werken.	Dit geeft aan dat er een fout bij het apparaat is opgetreden. Stop met het gebruik van het apparaat en bezoek de website voor ondersteuning.

14. GARANTIE

Wij bieden een garantie van 2 jaar op het product, beginnend vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode controleren wij gratis fouten in de materialen of in het vakmanschap en vervangen het hele apparaat naar eigen goeddunken.


Deze garantie geldt voor elk land waar dit apparaat wordt geleverd door CyDen of haar aangewezen distributeur.

Deze garantie dekt geen schade door onjuist gebruik, normale slijtage/normaal gebruik of defecten met een verwaarloosbare invloed op de waarde of werking van het apparaat. De garantie komt te vervallen als reparaties worden uitgevoerd door niet bevoegde personen en als geen originele SmoothSkin Bare Fit-onderdelen worden gebruikt. Bezoek onze website: www.smoothskin.com voor service binnen de garantieperiode.

Bezoek onze website www.smoothskin.com voor service binnen de garantieperiode.

15. ETIKETTEN EN SYMBOLEN

SmoothSkin Bare Fit is gemarkeerd met de volgende symbolen:

	Type BF Gebruikt
	Apparaat Klasse II
	Volg de Gebruiksaanwijzing
	WEEE afvalverwijderingssymbool van de Europese Unie
	Europese Conformiteitsmarkering
	Houd Droog
	NRTL-certificeringskenmerk

	FCC EMC-naleving voor Noord-Amerika
	Markering voor wet- en regelgeving Australië
	Trefoil-nalevingskenmerk voor Oekraïne
	China RoHS-gebruikperiode milieubeschermt
	Waarschuwing Optische Straling van apparaat kan oogletsel veroorzaken

FCC-verklaring:

OPMERKING: Dit apparaat is getest en beoordeeld als apparaat dat voldoet aan de beperkingen voor aan digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijk te noemen bescherming tegen schadelijke invloeden in een residentiële installatie te bieden. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie niet zal voorkomen in een bepaalde installatie. Als dit apparaat inderdaad schadelijke interferentie voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren d.m.v. een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Verhoog de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een uitgang op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Vraag de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

16. TECHNISCHE SPECIFICATIES

De SmoothSkin Bare Fit is een Intense Pulsed Light-breedbandsysteem met filter met de volgende technische specificaties:

- Herhalingsfrequentie: Handmatig pulserend om de 0,6 seconden. Continue werking
- Max Optische Uitvoer: 4J/cm²
- Puls lengte: 0.8 – 1.0msec FWHM
- Golflengte: 510-1100nm
- Voedingskabelinvoer: 100–240V~, 50/60Hz,1.7-0.91A
- Bedrijfstemperatuur: Tussen 5°C en 40°C
- Bedrijfsvochtigheid: Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- Bedrijfsdruk: 700hPa tot 1060hPa
- Behandelingsgebied (omvang plek): 3 cm² (30mm x 10mm)

Het gedeelte direct rondom het behandelingsvenster is geclassificeerd als het Toegepaste Gedeelte en kan een maximumtemperatuur van 52gradenC hebben. Stel zeker dat SmoothSkin Bare Fit wordt gebruikt zoals voorgeschreven in paragraaf 8

TRANSPORTVOORWAARDEN:

- Temperatuur: -25°C tot +70°C
- Luchtvochtigheid: Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- Druk: 500hPa tot 1060hPa

Als het apparaat is opgeslagen bij temperaturen buiten de aangegeven bedrijfstemperatuur, wacht dan ten minste 30 minuten vóór gebruik, zodat het apparaat kan acclimatiseren.

SmoothSkin Bare Fit heeft onbeperkte flitsen en is bedoeld voor één gebruiker.
De minimale verwachte levensduur is 10 jaar als de instructies worden opgevolgd.

EMC

SmoothSkin Bare Fit voldoet aan de nieuwste EMC-normen en -aanpassingen die van toepassing zijn op Huishouden en Medische Hulpmiddelen. Dat zijn: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Deel 15B 15.107 & 15.109, IECS-003 Issue 6.0.

Veiligheid

SmoothSkin Bare Fit voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en -aanpassingen die van toepassing zijn op Huishouden en Medische Hulpmiddelen.

Dat zijn: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

CE-markering certificeert dat dit apparaat in overeenstemming is met de volgende EU-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Richtlijn energie-gerelateerde producten 2009/125/EC

Neem voor meer informatie contact op met CyDen Ltd

AFVALVERWIJDERING (EINDE LEVENSDUUR)

Dit product is een medisch hulpmiddel

Om de risico's voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken en zeker te stellen dat materialen kunnen worden gerecycled, moet dit product wordt ingeleverd bij een apart verzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Het WEEE-symbool op het product is speciaal aangebracht om u daaraan te herinneren.

SMOOTHSKIN BARE FIT'E HOŞ GELDİNİZ!

Tebrikler! Benzersiz güzellik, pürüzsüzlük ve kolaylık dünyasının kapısını araladınız. Gelin ve uygulamanız boyunca uzman tavsiyesi ve destek bulabileceğiniz www.smoothskin.com'daki sohbete katılın. ou've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience.

İÇİNDEKİLER

1. SMOOTHSKIN BARE FIT SİSTEMİ	90	8. SMOOTHSKIN BARE FIT NASIL KULLANILIR?	105
2. SMOOTHSKIN BARE FIT NASIL ÇALIŞIR?	91	9. CİLT TEMAS SENSÖRÜ	109
3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ	92	10. HASSAS BAŞLIK	110
4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSIYONLARI	100	11. TEMİZLİK, BAKIM VE DEPOLAMA	112
5. SMOOTHSKIN BARE FIT KULLANMANIN FAYDALARI	102	12.SMOOTHSKIN BARE FIT İLE SEYAHAT ETMEK	112
6. SMOOTH SKIN BARE FIT'İN KULLANIM AMACI NEDİR?	104	13. ARIZA GİDERME	113
7. UYGUNLUĞUNUZ	104	14. GARANTİ	113
		15. ETİKETLER VE SEMBOLLER	114
		16. TEKNİK ÖZELLİKLER	115

1. SMOOTHSKIN BARE FIT SİSTEMİ

Paket İeriđi

SmoothSkin Bare Fit paketinin iinde Őunları bulacaksınız:


- Epilatör ve Güç Kaynađı
- Ana Güç Kablosu
- Hassas BaŐlık
- Kullanıcı Kılavuzu



2. SMOOTHSKIN BARE FIT NASIL ÇALIŞIR?

IPL NASIL ÇALIŞIR?

SmoothSkin Bare Fit tüylerin döngüsünü kırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Işık enerjisi cilt yüzeyinin içinden aktarılır ve tüy gövdesinde bulunan melanin tarafından emilir. Emilen ışık enerjisi, ısı enerjisine dönüştürülür (cilt yüzeyinin altında), böylece tüylerin yeniden uzamasını durdurur. Artık işlem görmüş tüylerin birkaç gün ila 1-2 haftada doğal olarak düştüğünü görmeyi bekleyebilirsiniz.



3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

KONTRENDİKASYONLAR

Çok koyu bir teniniz varsa SmoothSkin Bare Fit'i **KULLANMAYIN**. Aletin çıkış penceresinin yanında bulunan ten rengi sensörü ten renginizi tespit edecektir. Ten rengi sensörü teninizin güvenli kullanım için fazla koyu renkte olduğunu tespit ederse SmoothSkin Bare Fit'in çalışması engellenecektir.



Teniniz yapay olarak veya doğal olarak bronzlaşmışsa veya güneşe aşırı maruz kalmaktan dolayı yanmışsa SmoothSkin Bare Fit'i **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Bare Fit kullanırsanız, cildiniz güneşe maruz kaldıktan sonra ekstra hassas ve özellikle yanmaya, kabarmaya, renk değişikliğine ya da iz oluşumuna karşı duyarlı olabilir. SmoothSkin Bare Fit'i kullanmadan önce güneş yanığı

veya bronzluk kaybolana kadar 1 hafta bekleyin.

Uygulamanın yapıldığı bölgeleri güneşe maruz **BIRAKMAYIN**. İşlem görmüş cildi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan önce, uygulamanın ardından en az 7 gün bekleyin. SmoothSkin Bare Fit uygulamasının ardından cildiniz ekstra hassas olabilir ve özellikle güneş yanığına karşı duyarlı hale gelebilir. Uygulamanın yapıldığı bölgeye güneş kremi (SPF 15 veya üstü) sürün veya uygulama bölgesini uygun kıyafetlerle örtün.

SmoothSkin Bare Fit'i doğrudan meme uçlarında, genital bölgelerde veya anüs çevresinde **KULLANMAYIN**. Bu bölgeler daha koyu bir ten rengine ve/veya daha fazla tüy yoğunluğuna sahip olabilir. Aleti bu bölgelerde kullanmak rahatsızlık hissine/acıya neden olabilir veya cildinize zarar verebilir (yanık, renk değişikliği veya iz oluşumu).

SmoothSkin Bare Fit'i cilt kanseri veya kanser öncesi lezyonlar (örn. nevüs veya çok sayıda ben) geçmişiniz varsa **KULLANMAYIN**

Kabarıklıklar ve yaralar üzerinde **KULLANMAYIN**

SmoothSkin Bare Fit'i hamileyseniz, emziriyorsanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

SmoothSkin Bare Fit'i uygulama yapmak istediđiniz bölgedeki doğum lekeleri, benler ya da siđiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Bare Fit'i kullanmak cildinize zarar verebilir ya da mevcut koşulları kötüleştirebilir. Yanıklar, kabarıklıklar ve ciltte renk deđişiklikleri veya iz oluşumu gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz.

SmoothSkin Bare Fit'i uygulama bölgesinde sedef hastalığı, vitiligo, egzama, akne, herpes simpleks ya da aktif enfeksiyonları veya yaraları içeren herhangi bir cilt hastalığınız varsa **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Bare Fit'i 18 yaşının altındaysanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

UYARILAR

GÖZ GÜVENLİĐİ



SmoothSkin Bare Fit Yođun Titreşimli Işık (Intense Pulsed Light) flaşları yayar. Buna doğrudan maruz kalmak, gözleriniz için potansiyel olarak zararlıdır. Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymaya özen gösterin.

UYARI. Talimatlara uyulmazsa göz hasarı (görme kaybına yol açabilir) veya cilt hasarı meydana

gelebilir. Talimatları okuyun ve onlara uyun

Epilatör yalnızca, ten rengi sensörü (uygulama penceresinin yanında) geçerli bir ten rengini algılasa ve uygulama bölgesiyle tam temas halindeyse etkinleştirilebilir (flaşlama). Bununla birlikte:

Sistemde elektrik gücü varken ve açıkken doğrudan epilatörün uygulama penceresine **BAKMAYIN**

Sistemi göze doğru etkinleştirmeye (flaşlama) **ÇALIŞMAYIN**

Göz çevresindeki bölgelere (kaşlar veya kirpikler) uygulama **YAPMAYIN**. Yanlış kullanım göze hasarına yol açabilir, gözü maruz kalmaktan koruyun. Aleti göz kapakları üzerinde veya göze yakın yerlerde **KULLANMAYIN**

YALNIZCA epilatörün ön tarafı uygulama yapmak istediğiniz bölgeyle iyi temas ettiğinde sistemi etkinleştirmeyi (flaşlama) deneyin.

Cildinize flaşlama yaparken epilatörden uzağa bakmanızı **ÖNERİRİZ**.

ELEKTRİK VE GÜVENLİK

Her elektrikli alette olduğu gibi, güvenliğinizi sağlamak için belirli önlemler alınmalıdır.

SmoothSkin Bare Fit'in içini açmaya **ÇALIŞMAYIN** çünkü bu sizi tehlikeli elektrikli bileşenlere



maruz bırakabilir.

SmoothSkin Bare Fit hasar görmüşse **KULLANMAYIN**; örneğin, çatlak Epilatör, kablo hasarı (iç tellerin görünür durumda olması), epilatörde çatlak veya kırık cam vb. Bu, hasarla sonuçlanabilir.

Küvetler, duşlar, lavabolar veya su içeren diğer kanalların yakınında **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Bare Fit ıslanırsa kullanılmamalıdır.

SmoothSkin Bare Fit rahatsız edici derecede ısınırsa **KULLANMAYIN**. Bu, aletin zarar gördüğünün işareti olabilir.

SmoothSkin Bare Fit ile kullanılması için aletle birlikte verilenlerin dışında bir güç kaynağı veya başka bir bileşen **KULLANMAYIN**. Bu, alete zarar verebilir ve çalışmasını durdurabilir.

SmoothSkin Bare Fit'i cilt dışında herhangi bir yüzey üzerinde etkinleştirmeye (flaşlama) **ÇALIŞMAYIN**. UYARI bu ekipmanda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

SmoothSkin Bare Fit'i ana güç kaynağıyla bağlantısını kesmenin zor olacağı şekilde **KONUMLANDIRMAYIN**.

GENEL GÜVENLİK

Uygulama yapmak istediğiniz bölgede cilt soyma işlemi yaptırdıysanız **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Bare Fit uygulaması yapmadan önceki bir cilt soyma işleminin ardından lütfen 30 gün bekleyin. Bronzlaşmış cilde Yoğun Titreşimli Işık (IPL) uygulanması, uygulama yapılan ciltte kalıcı Hiperpigmentasyon (Koyulaşma) veya Hipopigmentasyon (açılma) ile sonuçlanabilir.

Dövme veya kalıcı makyajın olduğu bölgelerde **KULLANMAYIN**.

Güneş ışığına karşı bilinen bir hassasiyetiniz varsa (fotosensitivite) veya cildi daha hassas hale getiren ve fotosensitiviteye neden olan ilaçlar alıyorsanız, örn. Retin A, Accutane ve/veya diğer topikal retinoidler, **KULLANMAYIN**. Fotosensitivitenin (ışığa duyarlılık) bir yan etki olarak listelenip listelenmediğini görmek için her zaman tıbbi ürününüzle birlikte gelen talimat kitapçığını kontrol edin. SmoothSkin Bare Fit'in fotosensitif (ışığa duyarlı) cilt üzerinde kullanımı, şişme veya kabarıklıklar gibi cilt hasarlarıyla sonuçlanabilir. Cilde zarar verebileceğinden, aleti uygulamadan önce tıbbi yardım alın.

Bu alet, tıbbi durumların tedavisi için değildir. Örneğin benler, deri döküntüsü, kaşıntılı deri, deri mantarı veya enfeksiyonu, deri çıkıntıları veya et benlerini ele almak için doktor tavsiyesi aranmalıdır.

SmoothSkin Bare Fit, hiçbir dolgunun veya botoksun üzerinde kullanılmamalıdır.

SmoothSkin Bare Fit, 18 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutulmalıdır. Çocuklar aleti

kullanmamalı, onunla oynamamalı, bakımını yapmamalı veya temizlememelidir. Bir dizi potansiyel risk vardır – yanıklara veya göz hasarına neden olan ışık çıkışına maruz kalma, elektrik çarpması, kablolarla boğulma.

SmoothSkin Bare Fit, alete zarar verebilecek evcil hayvanların ve haşeratin erişiminden uzak tutulmalıdır. Potansiyel riskler arasında işlev azalması ve elektrik çarpması sayılabilir.

SmoothSkin Bare Fit, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişilerin kullanımı için değildir. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin güvenli ve doğru kullanımıyla ilgili denetim veya talimat sağlanmadıysa.

SmoothSkin Bare Fit cam filtre, kullanım sırasında ısınan kritik bir bileşendir.

Filtreye kullanım esnasında veya kullanımdan hemen sonra DOKUNMAYIN. Filtreyi düzenli olarak hasar bakımından inceleyin. SmoothSkin Bare Fit'i filtre çatlak veya eksikse **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Bare Fit uygulama penceresinin temiz ve birikintiden arındırılmış olduğundan emin olun. Uygulama esnasında, uygulama penceresi üzerindeki veya çevresindeki herhangi bir birikinti, ciltte kızarıklık veya şişme gibi geçici değişikliklere neden olabilir.

UYARI: Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra ciltte hasar meydana gelebilir. **UYARI:** Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra

ciltte hasar meydana gelebilir. Aşırı geçişleri, titreşimlerin istiflenmesini ve/veya artan kullanım sıklığını içeren aşırı kullanımdan kaçının

UYARI: Alette var olan güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakmayın

Uygulama rejiminde belirtilen kullanımı **AŞMAYIN**

ÖNLEMLER

Lazerle veya yoğun titreşimli ışık kaynakları ile tüyleri almak, bazı bireylerde tüylerin artmasına neden olabilir. Mevcut verilere göre, bu reaksiyon için en yüksek risk grupları yüz ve boyun bölgesine uygulama yapılan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.

SmoothSkin Bare Fit'i tüylerin tekrar uzamasını isteyebileceğiniz herhangi bir bölgede **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Bare Fit aletini erkek yüzünde, çenesinde veya boynunda **KULLANMAYIN**. Bir erkeğin sakal bölgesindeki tüyler çok yoğundur ve bu bölgelerde SmoothSkin Bare Fit aletini kullanmak cilt hasarıyla sonuçlanabilir.

SmoothSkin Bare Fit'in kızıl, gri, beyaz veya sarışın tüylerde kullanılması önerilmez. SmoothSkin Bare Fit bu renkteki tüyler üzerinde etkili değildir

4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI

SmoothSkin Bare Fit kullanımı yan etkilerle sonuçlanabilir. Aşağıdaki tabloda, SmoothSkin Bare Fit ile yapılan uygulamanın ardından meydana gelebileceği bilinen cilt reaksiyonları listelenmiştir.

MUHEMEL YAN ETKİLER	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR
Uygulamanın yapıldığı bölgede hafif acı / rahatsızlık hissi	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz ve kullanmaya devam ettikçe acı azalmalıdır.
Uygulama esnasında genellikle birkaç saniye ile bir dakika arasında kaybolan ve kullanmaya devam ettikçe azalan sıcaklık duygusu veya karıncalanma hissi.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulamanın yapıldığı bölgede kaşıntı	Bu, IPL uygulamaları için oldukça yaygın bir durumdur ve kısa süre sonra hafiflemelidir. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bölgeyi kaşımayın.
Uygulama esnasında veya sonrasında dakikalar içinde kaybolan cilt kızarıklığı.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Cilt kızarıklığı kaybolduktan sonra aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Dakikalar içinde kaybolmayan ve 24-48 saat süren cilt kızarıklığı.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Uygulama esnasında yoğun olan veya bir uygulamanın ardından devam eden acı veya rahatsızlık hissi	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.

ÇOK NADİR VAKALARDA	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSIYON GÖSTERİLİR
İki ila üç gün içinde geçmeyen şişme ve kızarıklık.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Ten renginde geçici değişiklikler (renkte açılma veya koyulaşma).	Ten renginizde bir değişiklik olursa aleti kullanmayı derhal bırakın ve hekiminize danışın.
Ciltte kabarma, iz oluşumu ya da yanma.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın. Bölgeye soğuk kompres uygulayın. Antiseptik veya yanık kremi ile tedavi edin.

50 denekten oluşan bir klinik deneyde, her denek 12 haftalık işlem gördü. Kaydedilen etkiler şunlardı:

- Kaşıntı – 3 denek uygulamanın ardından hafif bir kaşıntı yaşadı.
- Hafif Kızarıklık – Bu 2 denek tarafından bildirilmiştir.
- Hafif Batma Hissi – 5 denek, uygulamanın ardından hafif bir rahatsızlık hissi bildirdi.
- Kıl Dönmesi – 1 denek, uygulamanın ardından bir kıl dönmesi sorunu yaşadığını bildirdi.
- Folikül Kızarıklığı – 1 denek uygulamanın ardından, uygulama yerinde kırmızı bir leke olduğunu bildirdi.

Tüm vakalarda, uygulamanın yapıldığı cilt 7 gün içinde normale döndü.

5. SMOOTHSKIN BARE FIT KULLANMANININ

SmoothSkin Bare Fit, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak içindir.

SmoothSkin Bare Fit'in hem güvenliğini hem de etkinliğini değerlendirmek için klinik bir deney yapıldı.

Klinik deneyin temel özellikleri şunlardır:

- Tüm uygulamalar, tıbbi eğitim almamış operatörler tarafından, bu pakette tedarik edilen SmoothSkin Bare Fit ile aynı aletler kullanılarak tek bir yerde gerçekleştirildi;
- Tüm deneklerden genel sağlıkları ile ilgili anketleri doldurmaları istenmiştir ve uygulama yapılamayanlar, örn. bu Kullanıcı Kılavuzunun 3. Bölümünde listelenen bir veya daha fazla kontrendikasyona sahip olanlar hariç tutulmuştur. Ek olarak, tüm deneklerden, uluslararası klinik deney gerekliliklerine göre Bilgilendirilmiş Onay vermeleri istenmiştir;
- Yaşları 19 ile 45 arasında değişen toplam 53 kadın denek, deneye başladı;
- Üç denek, kişisel sebeplerden dolayı uygulama süresi devam ederken deneyden ayrıldı. Hiçbir denek, SmoothSkin Bare Fit kullanımıyla ilgili problemler sebebiyle deneyden ayrılmadı;
- Her denek, seçtikleri vücut bölgesine 12 haftalık uygulama gördü. Tipik bir uygulama, bölgeyi tıraş edip ardından SmoothSkin Bare Fit'in, bu kullanıcı kılavuzunda Bölüm 8, Adım 3'te özetlenen süreci izleyerek uygulanmasından meydana gelir;
- Son uygulamadan 6 ay sonra ve son uygulamadan 12 ay sonra tüy miktarındaki değişimi ölçmek için tüy sayımları yapıldı. Uygulama yerlerindeki tüyler yüksek çözünürlükte fotoğrafçılıkla sayıldı ve

tüylerin sayısındaki fark yüzde deęişim olarak hesaplandı;

- Belirtildięi şekilde kullanıldığında, klinik deney katılımcılarında, uygulamadan önce alınan tüy sayımları ile karşılaştırıldığında, son uygulamadan 6 ay sonra ortalama %44 daha az tüy ve son uygulamadan 12 ay sonra %36 daha az tüy görüldü (Aşağıdaki Tabloya göz atın). Fiili sonuçlar kişiden kişiye deęişiklik gösterdi;

SmoothSkin Bare Fit	
Uygulamadan 6 Ay Sonra Denek Sayısı	50
Uygulamadan 6 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	43.9%
Uygulamadan 12 Ay Sonra Denek Sayısı	33
Uygulamadan 12 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	36.0%
Deneklerin %'si uygulamadan 12 ay sonra tüm vücut bölgelerinde başarıya ulaştı (tüylerde >% 30 azalış). Deneklerdeki Başarı, 12 ayda tüm uygulama yerlerindeki tüylerde % 30'dan daha fazla azalma olarak tanımlandı.	66.7%

- Klinik deney esnasında yan etkilerin görülme sıklığı minimum düzeydeydi (yukarıda Bölüm 4'te özetlendięi gibi) ve deneklerin çoęu (50'den 48'i) arkadaşlarına SmoothSkin Bare Fit'i önereceğini belirtti.

6. SMOOTH SKIN BARE FIT'İN KULLANIM AMACI NEDİR?

KULLANIM AMACI

SmoothSkin Bare Fit, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak için tasarlanmıştır.

7. UYGUNLUĞUNUZ

VÜCUT BÖLGELERİ

SmoothSkin Bare Fit, vücut tüylerinde ve kadınlarda yanak çizgisinin altındaki yüz tüylerinde kullanıma uygundur.

TEN RENGİ

SmoothSkin Bare Fit, ten rengi 5 ve 5'e kadar olan açık, orta ve koyu ten renklerinde kullanıma uygundur. SmoothSkin Bare Fit, teninizin rengini ölçen ve ten renginiz çok koyu ise kullanımı önleyen bir Ten Rengi Sensörüne sahiptir.

TÜY RENGİ

SmoothSkin Bare Fit, doğal siyah veya kahverengi tüylerde kullanıma uygundur. Beyaz, gri, sarışın veya kıvılcık tüyler üzerinde aynı derecede etkili olmayabilir.



8. SMOOTHSKIN BARE FIT NASIL KULLANILIR?

UYARI: Uygulama sürecindeki her adımı izleyin, bir sonraki adıma geçmeden önce her adımı tüm yönleriyle tamamladığınızdan emin olun.

Adım 1: Uygulamanın yapılacağı bölgeyi HAZIRLAMAK

Görünen tüm tüyleri tıraş ederek alın. Hasara neden olabileceğinden cilt yüzeyinin üzerinde tüy kalmadığından emin olun. Bu, aynı zamanda birikintilerin aletinizin önünü kaplamasını da önler.

Uygulama bölgesini temizleyin ve kurulayın. Unutmayın, bu aletle birlikte herhangi bir jel veya krem kullanmayın!

Adım 2: Bir ALERJİ TESTİ yapmak

Her bir yeni vücut bölgesindeki ilk uygulamanızdan önce, cildinizin o bölgede SmoothSkin Bare Fit'e karşı reaksiyonunu test etmenizi ÖNERİRİZ. Alerji testi bölgesi yaklaşık 3cm x 2cm boyutunda olmalıdır (cilde yan yana uygulanan 2 flaşa eşdeğer). Bölgeye uygulama yapmak için Adım 3'ü izleyin. Alerji testinin ardından 24 saat bekleyin, böylece cildinizin işleme uygun olduğundan ve ışık enerjisine karşı hiçbir olumsuz reaksiyon olmadığından emin olun. 24 saat sonra hiçbir reaksiyon olmazsa alerji testi etrafındaki bölgeye uygulama yapabilirsiniz. 'Alerji testi yapılan bölge'ye en az 1 hafta boyunca yeniden uygulama yapılmamalıdır.




Adım 3: SmoothSkin Bare Fit ile Uygulama Yapmak

a) Aletle birlikte verilen Güç Kablosunu kullanarak Güç Kaynağını bir Elektrik Prizine takın. Epilatörün önündeki Ten Rengi Sensörü mavi renkte yanacak ve fan çalışmaya başlayacaktır.

STANDBY (BEKLEME) MODU Zaman Aşımı

Alet "inaktif" bırakıldığında, yani 10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında, alet STANDBY (BEKLEME) moduna dönecek ve STS (ten rengi sensörü) ışıkları kapanacaktır. Uygulama için READY (HAZIR) moduna dönmek için Etkinleştirme Düğmesine basın.

b) Ten Rengi Sensörünün ciltle temas halinde olduğundan emin olarak Epilatörü uygulama yapılacak bölgeye sıkıca bastırın. Ten Rengi Sensörü geçerli bir ten rengi algılamazsa Epilatör etkinleştirilemez. Ten Rengi Sensörü geçerli bir ten rengini ölçtüğünde, Etkinleştirme Düğmesinin etrafındaki ışıklar BEYAZ renkte yanarak aletin flaşlamaya hazır olduğunu gösterir.



Uygulama Penceresi

Gösterge Açık
Cilt Algılama



Doğru

Gösterge Kapalı
Cilt Algılama Yok




Yanlış

c) ETKİNLEŞTİRME DÜĞMESİNE basın. Alet flaşlama yapacaktır ve bir sıcaklık hissedilecektir.

d) Epilatörü uygulama yapılacak bir sonraki bölgeye taşıyın ve tekrarlayın. Aletin flaşlar arasında yeniden şarj etmesi gerekir. Bu yalnızca 0.6 saniye civarında sürecektir.

e) TÛM BÖLGENİN işlem gördüğünden emin olun ve inatçı bölgelere (koltuk altı gibi) birden çok geçişle (aletinizi aynı bölge üzerinde en fazla 3 kez çalıştırarak) uygulayın.



UYARI: Aletin aşırı ısınmasına neden olabileceğinden, uygulama esnasında alette bulunan havalandırma deliklerini kapatmadığınızdan emin olun. SmoothSkin Bare Fit, son derece hızlı ve güçlü bir alettir ve tüm vücut uygulamanızı 10 dakikadan daha kısa sürede tamamlamanızı sağlar.

UYGULAMA METODU - STAMP (DAMGA) MI? YOKSA GLIDE (KAYDIRMA) MI?


Stamp (Damga) Metodu

Bu metot, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi küçük bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, Etkinleştirme Düğmesine basın ve bırakın. Bir sonraki uygulama bölgesine dikkatlice tekrar uygulamadan önce ciltten çekin.

Glide (Kaydırma) metodu

Bu metot, bacaklar gibi daha geniş bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, Etkinleştirme Düğmesini basılı tutun (sürekli bastırın), ardından Epilatörü flaşlar arasında cilt boyunca kaydırın. Epilatörü, örtüşen veya gözden kaçırılan bölgeler olmadan tam kapsama sağlayan sabit bir hızda hareket ettirmeye çalışın.

Adım 4: SmoothSkin Bare Fit Uygulama Programınız



SmoothSkin Bare Fit arzu edilen sonuçlara ulaşılan kadar HAFTALIK olarak kullanılmalıdır.

Adım 5: SmoothSkin Bare Fit'in Kapatılması

Uygulama sona erdiğinde SmoothSkin Bare Fit, Elektrik Prizinden çıkarılmalıdır.

SmoothSkin Bare Fit'inize en iyi nasıl bakacağınızla ilgili ayrıntılar için bölüm 11'e bakın.


9. CİLT TEMAS SENSÖRÜ

SmoothSkin Bare Fit, her flaştan önce cilt temasınızı kontrol ederek aletin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir cilt temas sensörü ile donatılmıştır! Bu, aleti en sıkı güvenlik yönetmeliklerine uygun hale getirir.

Ten rengi sensörü ayrıca, aletinizden en iyi sonuçları almanızı sağlar. Aletin flaşlaması için sensör, uygulama bölgesi ile tam temas halinde olmalıdır.

Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisinin en iyi sonuçları vermek için uygulama bölgesine ulaşması anlamına gelir.

Alet uygulama bölgesi ile tam temas halinde değilse alet flaşlama yapmayacaktır. Özellikle kollar ve kaval kemikleri gibi daha zor bölgelerde tam temasın elde edilmesini sağlamak için aletin konumunu ayarlamaya çalışın.



10. HASSAS BAŐLİK

SmoothSkin Bare Fit, daha küçük, zorlu bölgeler (üst dudak, parmaklar ve ayak parmakları gibi) için mükemmel olan takıp çıkarılabilir hassas bir başlıkla birlikte gelir. Bu, her uygulama esnasında size daha fazla esneklik sağlama avantajına sahiptir.

Hassas başlığın kullanılması aletinizi biraz yavaşlatır, bu nedenle mümkün olan en hızlı uygulamayı almanızı sağlamak için yalnızca gerektiğinde kullanmanızı öneririz.

Hassas başlık, ana aletin ön tarafındaki dahili bir mıknatıs aracılığıyla aletin ön tarafına kolayca takılır. Bu mıknatıs, siz bölgeye uygulama yaparken başlığı yerinde tutar. Uygulama yaptığınız bölgeye bağılı olarak klipsini açın veya yeniden takın.




Hassas başlık hasar görmüşse veya herhangi bir parçası eksikse (örn. mıknatıs veya reflektör),
KULLANMAYIN.

Hassas başlık kullanım sırasında rahatsız edici derecede ısınırsa soğuyana kadar uygulamayı durdurun.

Hassas başlık takılıken tüm **GÖZ GÜVENLİĞİ** uyarılarına (Bölüm 3) uyun.

Hassas başlık için temizleme talimatlarını (Bölüm 11) izleyin.



11. TEMİZLİK, BAKIM, DEPOLAMA

Uygulamanın ardından, SmoothSkin Bare Fit'i her zaman elektrik prizinden çıkararak kapatın.

Kullanımın ardından, epilatör, ten rengi sensörleri ve uygulama penceresi hasar bakımından incelenmeli ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle silinmelidir.

UYARI: Cam filtre kullanım esnasında ısınabilir. Filtreyi soğumaya bırakmak için kullandıktan sonra en az 5 dakika dokunmayın veya filtreyi **TEMİZLEMİYİN.**

Alete zarar vererek potansiyel bir güvenlik tehlikesine yol açabileceğinden ASLA su veya diğer temizleme sıvılarını kullanmayın.

Gerekirse reflektör ve ten rengi sensörü hafif nemli bir pamuklu çubuk kullanılarak dikkatlice temizlenebilir.

Ten rengi sensörü

Reflektör

SmoothSkin Bare Fit'i serin, kuru bir yerde muhafaza edin. Epilatördeki uygulama penceresinin ve ten rengi sensörünün hasardan korunduğundan emin olun.

Aleti (kablolar dahil) gözle görülür hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar veya çatlak olması durumunda, aleti kullanmayı bırakın - ve destek detayları için web sitesini ziyaret edin.

12. SMOOTHSKIN BARE FIT İLE SEYAHAT ETMEK

SmoothSkin Bare Fit'in güç kaynağı ünitesi evrenseldir ve yaygın olarak karşılaşılan tüm ana güç kaynakları ile çalışacaktır. Ana güç kaynağı kablo fişi için uygun bir adaptöre sahip olduğunuz takdirde, SmoothSkin Bare Fit normal şekilde çalışacaktır.



13. ARIZA GİDERME

PROBLEM	ÇÖZÜM
Epilatör üzerindeki etkinleştirme düğmesi ışıkları cildinize yerleştirildiğinde yanmıyor.	Güç kaynağının takılı olduğundan emin olun. Ten rengi sensörünün cilde tamamen bastırıldığından emin olun. Teniniz uygulama için fazla koyu olabilir. Bu kullanıcı kılavuzunun ön tarafındaki ten rengi çizelgesinde kıyaslama yapın.
Epilatör üzerindeki etkinleştirme düğmesi cilde yerleştirildiğinde beyaz renkte yanıyor, ancak epilator, etkinleştirme düğmesine basıldığında flaş yapmıyor.	Bu, alette bir arıza olduğunu gösterir. Aleti kullanmayı bırakın ve destek detayları için web sitesini ziyaret edin.
Epilatör üzerindeki etkinleştirme düğmesi ışıkları sürekli olarak kırmızı renkte yanıyor ve alet çalışmıyor.	This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and visit the website for support details.
SmoothSkin Bare Fit epilator, uygulama penceresi, güç kaynağı veya kablo hasarlı, kırık, çatlak veya bozuk görünüyor.	KULLANMAYIN. SmoothSkin Bare Fit'in güvenliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız, kullanmamalı ve web sitesine başvurmalısınız.

14. GARANTİ

Ürüne satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti veriyoruz. Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik konusundaki arızaları ücretsiz olarak kontrol edip kendi takdirimize göre komple cihazı yenileyeceğiz.

Bu garanti, bu cihazın CyDen veya onun belirlediği distribütör tarafından tedarik edildiği her ülke için geçerlidir.

Bu garanti yanlış kullanım, normal aşınma veya kullanıma bağlı hasarların yanı sıra cihazın değeri veya işleyişi üzerinde ihmal edilebilir etkisi olan kusurları kapsamaz. Tamirler yetki verilmemiş kişiler tarafından yapıldığı ve orijinal SmoothSkin Bare Fit parçaları kullanılmadığı takdirde bu garanti geçersiz hale gelir. Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.smoothskin.com

Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.smoothskin.com

15. ETİKETLER VE SEMBOLLER

SmoothSkin Bare Fit üzerinde aşağıdaki semboller vardır:

	Tıp BF Uygulamalı Parça		Kuzey Amerika için FCC EMC uyumluluğu
	Class II Ekipman		Avustralya Mevzuata Uygunluk İşareti
	Kullanım Talimatlarını uygulayın		Ukrayna Trefoil uyumluluk işareti
	Avrupa Birliği WEEE atık imha işareti		Çin RoHS çevre koruma kullanım süresi
	Avrupa Uygunluk İşareti		Uyarı Cihazdaki Optik Radyasyon gözlerde yaralanmaya yol açabilir
	Kuru Saklayın		
	NRTL Sertifikasyon işareti		

FCC Beyanı:

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili sınırlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, evde kurulum halinde zararlı enterferansa karşı makul ölçülerde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisini üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir ve talimatlara uygun kurulum kullanıldığında telsiz iletişime zararlı enterferansa yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulum halinde enterferans oluşacağı ile ilgili bir garanti yoktur. Bu ekipman açılıp kapatıldığında tespit edilebilecek şekilde radyo ve televizyon sinyali alınmasına zarar veren enterferansa yol açarsa kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden biri veya birden fazlasını alarak enterferansı düzeltmeye teşvik edilmektedir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirerek..
- Ekipman ile alıcı arasındaki ayırma seviyesini artırarak.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayarak.
- Yardım için satış temsilcisine veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

The SmoothSkin Bare Fit is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Tekrarlama Oranı:** Manuel olarak her 0,6 saniyede bir ışık verir. Sürekli çalışma
- **Maks Optik Çıkış::** 4J/cm²
- **Darbe Uzunluğu: :** 0.8 – 1.0msec FWHM
- **Dalga boyu:** 510-1100nm
- **Elektrik Hattı Giriş:** 100–240V~, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Çalışma sıcaklığı:** 5°C ile 40°C arasında
- **Çalışma nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Çalışma Basınçları:** 700 hPa ila 1060 hPa
- **Uygulama alanı (benek boyutu):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Uygulama penceresinin hemen etrafındaki alan Uygulamalı Parça olarak sınıflanmıştır ve maksimum 52 derece sıcaklığa ulaşabilir.

SmoothSkin Bare Fit'in Bölüm 8'deki talimatlara göre kullanıldığından emin olun.

NAKLIYE KOŞULLARI:

- **Sıcaklık:** -25°C ila +70°C
- **Nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Basınçlar:** 500 hPa ila 1060 hPa

Cihaz, belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde, kullanmadan önce lütfen cihazın en az 30 dakika ortama uyum sağlamasını bekleyin.

SmoothSkin Bare Fit sınırsız flaş özelliğine sahiptir ve tek kullanıcı için tasarlanmıştır. Tavsiye edilen uygulama rejimiyle beklenen servis ömrü en az 10 yıldır.

EMC

SmoothSkin Bare Fit, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel EMC Standartları ve Revizyonları ile uyumludur. Bunlar aşağıdadır: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Bölüm 15B 15.107 ve 15.109, IECS-003 Sayı 6.0.

Güvenlik

SmoothSkin Bare Fit, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel Güvenlik Standartları ve Revizyonları ile uyumludur. Bunlar aşağıdadır: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

CE işareti, bu cihazın aşağıdaki AB Yönetmeliklerine uygun olduğunu belgelerdir:

- Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB
- Enerji ile İlgili Ürün Yönetmeliği 2009/125/AT

Diğer detaylar için CyDen Ltd ile görüşün

İMHA (HURDAYA AYIRMA)

Bu ürün tıbbi bir cihazdır

Sağlık ve çevreye olan tehlikeleri en aza indirmek ve malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak için, bu ürün atık elektrikli ve elektronik ekipman konusundaki ayrı bir toplama merkezinde imha edilmelidir.

Ürün üzerindeki WEEE sembolü size bunu hatırlatmak içindir.

You can reach us via our **SMOOTHSKIN** web page at www.smoothskin.com

Vous pouvez nous contacter via notre page web **SMOOTHSKIN** à l'adresse www.smoothskin.com

U kunt ons bereiken via onze **SMOOTHSKIN**-website op www.smoothskin.com

Bize **SMOOTHSKIN** web sayfası (www.smoothskin.com) aracılıyla ulaşabilirsiniz

Manufacturer / Fabricante / Fabrikant / İmalatçı:
CyDen Limited
Block A, Bay Studios Business Park
Fabian Way,
Swansea
SA1 8QB,
United Kingdom

CM12-1804-01

Type: SSB1/1



- * Product may vary from illustrations shown throughout this guide.
- * Le produit peut varier par rapport aux illustrations dans ce guide.
- * Product kan afwijken van afbeeldingen in deze handleiding.
- * Ürün, bu kılavuzda gösterilen görselden farklı olabilir.

SMOOTHSKIN
bare^{fit}