



SMOOTHSKIN
pure
adapt

IPL USER GUIDE



ENGLISH

Page number 4



FRENCH

Page numéro 38



ESPAÑOL

Número de página 71



PORTUGUÊS

Número da página 106



ITALIANO

Numero di pagina 141



DEUTSCH

Seitennummer 175



NEDERLANDS

Paginanummer 209

Welcome to

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

CONTENTS


1. THE SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM	5	9. THE CONTOUR ADAPTING SKIN SENSORS	26
2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE ADAPT WORK?	6	10. SMOOTHSKIN PURE ADAPT MODES	27
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	8	11. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE	29
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	14	12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE ADAPT	30
5. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE ADAPT	16	13. TROUBLESHOOTING	31
6. YOUR SUITABILITY FOR IPL TREATMENT	17	14. WARRANTY	32
7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	19	15. LABELS AND SYMBOLS	33
8. SKIN TONE SENSOR	23	16. TECHNICAL SPECIFICATIONS	34

1. THE SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of SmoothSkin Pure Adapt you will find the following:

- Handset and Base Unit
- Power Cable
- User Manual
- Device Storage Bag




2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE ADAPT WORK?

SmoothSkin Pure Adapt is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which reduces the hairs growing back.

Treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.

Hair growth is cyclical and follows 3 distinct and consecutive phases. IPL treatment is only effective when hairs are in a particular phase (the Anagen - growth phase). Not all hairs are in the same phase at any one time. This is why you should follow the recommended treatment regimen of 12 weekly treatments.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 6 weeks into the 12 week treatment programme you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week programme, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour. Continued monthly treatments, or treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.



0 Weeks



4 Weeks



8 Weeks



12 Weeks

3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Pure Adapt will be prevented.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discolouring or scarring if you use SmoothSkin Pure Adapt. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Pure Adapt.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 1 week after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Pure Adapt treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin colour and/or greater hair density. Using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Pure Adapt may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin colour changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use on blisters and scars.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNINGS

EYE SAFETY



SmoothSkin Pure Adapt emits flashes of intense pulsed light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye.

ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat.

WE RECOMMEND you look away from the handset when firing onto your skin.


ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DO NOT try to open SmoothSkin Pure Adapt, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Adapt is damaged; for example, cracked handset, cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc. This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Pure Adapt becomes wet, it should not be used.



WARNING Water and electricity are a dangerous combination!

To avoid risk of electrocution:

- do not use this equipment in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool)
- do not let water run into the appliance.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Adapt becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.

DO NOT use a power supply or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Pure Adapt. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Pure Adapt onto any surface other than skin.

WARNING no modification of this equipment is allowed. Pure Adapt cannot be serviced

DO NOT position SmoothSkin Pure Adapt so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

WARNING: If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug of the equipment may become hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Pure Adapt.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation

(Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Pure Adapt on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Pure Adapt should not be used over any fillers or botox.

WARNING: SmoothSkin Pure Adapt should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks - exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables.

SmoothSkin Pure Adapt should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

WARNING: Do not leave the equipment unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

SmoothSkin Pure Adapt is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.

SmoothSkin Pure Adapt glass filter is a critical component that will get hot during use.

DO NOT touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Pure Adapt treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

DO NOT use on areas that have recently received local anaesthesia.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use SmoothSkin Pure Adapt device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense and using SmoothSkin Pure Adapt device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Pure Adapt is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Pure Adapt is not effective on these hair colours.

CAUTION: Do not subject the equipment to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp

CAUTION: Always unplug the appliance after use and in case of power failure to avoid risk of damage to the equipment.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of SmoothSkin Pure Adapt could result in side effects.

The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with the SmoothSkin Pure Adapt.

POSSIBLE SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin colour (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

5. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE ADAPT

INTENDED USE

SmoothSkin Pure Adapt is intended for the permanent reduction in unwanted hair.

INDICATIONS FOR USE

The SmoothSkin Pure Adapt Hair Removal Device is indicated for the removal of unwanted hair. The SmoothSkin Pure Adapt is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

6. YOUR SUITABILITY FOR IPL TREATMENT

BODY AREAS

SmoothSkin Pure Adapt is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheek line.

SKIN COLOUR


SmoothSkin Pure Adapt is suitable for use on light, medium and dark skin tones, up to and including skin tone 5.

SmoothSkin Pure Adapt incorporates a skin tone sensor that measures the colour of

your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

Dark Skin tones are rich in melanin which could absorb too much energy and potentially lead to skin tone damage.

SKINTONE



HAIR COLOUR

SmoothSkin Pure Adapt is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.

HAIR COLOUR



7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.

STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.


Cleanse the treatment area and pat dry. **DON'T** use any gels or creams with this device!

STEP 2: DO A PATCH TEST

Before your first treatment on each new body area, we RECOMMEND you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Adapt.

The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should NOT be re-treated for at least 1 week.



STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE ADAPT


- a) Plug the power supply into an electrical outlet. The fans will start up and the skin tone sensors will light up blue, indicating the device is switched on.

POWER MODE Timeout

When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the skin sensor lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the Power Mode button.


- b) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the Skin Tone Sensor and the Skin Contact Sensors are in full contact with skin.
If the skin tone sensor does not detect a valid skin tone and / or the skin contact sensors are not in full contact with skin, then the handset cannot be activated.

When the skin tone sensor measures a valid skin tone and the skin contact sensors are in full contact with skin the Power Bars will illuminate WHITE to indicate the device is ready to flash.



- c) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- d) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes.

WARNING: Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating.



TREATMENT METHOD - STAMP OR GLIDE

Stamp Method

This method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press and release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area

Glide Method

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.

STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE ADAPT TREATMENT SCHEDULE

SmoothSkin Pure Adapt should be used once a week until the desired results are achieved.

STEP 5: SWITCHING OFF SMOOTHSKIN PURE ADAPT

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Adapt should be unplugged from the electrical outlet.

Refer to section 11 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Adapt.



8. SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the colour of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Adapt, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. RED lights will be shown in the power bar if your skin is too dark.


The status of the skin tone sensor can be seen on the power bars located on both sides of the handset. If a valid skin tone is detected, the power bars will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.

The amount of light energy delivered for each of the device settings when in Power Mode (depending on skin colour) is shown in the table below.

This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.


NUMBER OF POWER BAR LIGHTS ILLUMINATED	MAXIMUM ENERGY (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

POWER BARS




Less lights = Darker skin and lower energy setting
More lights = Lighter skin and higher energy setting


Skin too dark
No treatment possible
1 RED light illuminated



Dark skin
Lowest energy setting
1 light illuminated



Light skin
Highest energy setting
10 lights illuminated



Not Safe

Safe and Effective


9. THE CONTOUR ADAPTING SKIN SENSORS

SmoothSkin Pure Adapt has new *Adapt Plus Technology* that adapt to the shape of the treatment area and check for skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device easy to use and compliant with the most stringent safety regulations.

The *Adapt Plus Technology* also ensure you get the best results by preventing light leakage and directing the light into your skin.

If the contour adapters are not in full contact with the treatment area, the device will not flash. Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.

Do not try to remove or apply excessive force to the contour adapters as this will damage the device.



10. SMOOTHSKIN PURE ADAPT MODES

You can treat your body using any one of the three SmoothSkin Pure Adapt treatment modes:



Power Mode
No Indicator



Gentle Mode
Indicator On



Speed Mode
Indicator On

Power Mode is the highest power setting of the device. Power Mode will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This mode works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser, such as underarms and bikini line.

Gentle Mode can be used if you find Power Mode uncomfortable or a little too painful. Operating the device in Gentle Mode will reduce the power output, and you will notice less Power Bar indicators illuminated when applied to your skin.

Speed Mode is the fastest mode, and therefore the lowest power mode. Speed Mode is best for treating larger areas where the hair is less dense (such as arms or legs), and where you want to move along the treatment area quickly. It can also be used as a maintenance mode, to be used to keep hair regrowth at bay after your initial treatment regime.

Power Mode is the default setting when your device is switched on. You can toggle between the three modes pressing the Mode Button underneath the main Activation Button.

When in any of these modes, you can also choose whether to use Glide Method or Stamp Method.

Stamp Method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press & release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide Method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



11. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Adapt by unplugging the electrical outlet.


After use, the handset, skin tone sensor and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING: The glass filter can get hot during use. **DO NOT** touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

To ensure maximum performance of your SmoothSkin Pure Adapt, it is particularly important to keep the front of the device, Contour Adapters and reflector free from dirt, hair or other debris.

If necessary the reflector and skin tone sensor can be carefully cleaned by using a slightly damp cotton bud.



Store SmoothSkin Pure Adapt in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device - and visit the website for support details

To prevent strangulation or tripping hazard, always unplug the device from power socket when not in use.

12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE ADAPT

The power supply unit of SmoothSkin Pure Adapt is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, SmoothSkin Pure Adapt will operate as normal.

13. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The power bar indicators on the side of the handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Make sure the handset is in READY mode (press the Standby/Ready button once). Ensure the skin sensors are pressed against the skin. Ensure the skin tone sensor is pressed against the skin.
Whilst pressed against your skin, the first power bar indicator on the side of the handset is illuminated RED, and SmoothSkin Pure Adapt will not work.	The area you are trying to treat is too dark for treatment. SmoothSkin Pure Adapt includes an intelligent skin tone sensor that automatically detects your skin tone and selects the optimal treatment setting. Due to the nature of Intense Pulsed Light technology, SmoothSkin Pure Adapt is not for everyone as it cannot be used on skin tone Type 6 - very dark skin. (See Section 6).
The power bar indicators on the side of the handset are on or are flashing in an unfamiliar pattern including a red LED indicator light.	SmoothSkin Pure Adapt will display any error messages through combinations of lights on the power bars on the sides of the handset. This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and refer to the website.
SmoothSkin Pure Adapt handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Adapt or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should refer to the website.














14. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Pure Adapt parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website **www.smoothskin.com**

15. LABELS AND SYMBOLS

 Type BF Applied Part	 UK Conformity Marking
 Class II Equipment	 European Conformity Marking
 Follow Instructions for use	 FCC EMC compliance for North America
 Keep Dry	 Australia Regulatory Compliance Mark
 WEEE waste disposal mark of the European Union	 Ukraine Compliance Marking
 Warning Optical Radiation from device May Cause Eye Injury	 China RoHS Environmental Protection Use Period
 MET Mark United States & Canada	

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Adapt is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 1 second (dependent on treatment setting), Continuous operation
- **Pulse:** Partial Free discharge FWHM = 2.5 ± 0.5 ms
- **Max Optical Output:** 3 - 6J/cm²
- **Wavelength:** 510 - 1100nm
- **Power Line Input:** 100-240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 60°C.

Ensure SmoothSkin Pure Adapt is used as directed in Section 7.

STORAGE & TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Adapt has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.
- Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.


SmoothSkin Pure Adapt complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 7.

SmoothSkin Pure Adapt complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams.

SmoothSkin Pure Adapt is classified as Risk Group Exempt for all Hazards.

For further details contact CyDen Ltd.



DISPOSAL (END OF LIFE)

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment.

The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.



Bienvenue à

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Félicitations! Vous venez d'accéder à un monde de beauté, de douceur et de commodité inégalées. Rejoignez la conversation sur www.smoothskin.com, où vous trouverez des conseils d'experts et une assistance tout au long de votre traitement.

SOMMAIRE


1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE ADAPT	39	9. LES DÉTECTEURS DE PEAU ADAPTÉS AU CONTOUR	59
2. COMMENT FONCTIONNE LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	40	10. MODES DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT	60
3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	42	11. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT	62
4. RISQUES ÉVENTUELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES	48	12. DÉPLACEMENTS AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	63
5. QUEL EST L'USAGE PRÉVU DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	50	13. DÉPISTAGE DE PANNES	64
6. VOTRE ADAPTABILITÉ	51	14. GARANTIE	65
7. COMMENT UTILISER LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	53	15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	66
8. LE DÉTECTEUR DE TEINT DE PEAU	57	16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	67

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTENU DE LA BOÎTE

À l'intérieur de la boîte du SmoothSkin Pure Adapt, vous trouverez :

- Appareil et unité de base
- Câble électrique
- Manuel de l'utilisateur
- Sac de rangement de l'appareil



2. COMMENT FONCTIONNE LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt est conçu pour contribuer à interrompre le cycle de croissance des poils. L'énergie lumineuse de l'appareil est transférée par la surface de la peau et elle est absorbée par la mélanine présente dans la tige pileaire. L'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau) qui réduit la repousse des poils. Les poils traités tombent naturellement, sur une période pouvant aller de quelques jours à 1 ou 2 semaines.

La croissance de poils est cyclique et comporte 3 phases distinctes et consécutives. Le traitement IPL est uniquement efficace lorsque les poils sont dans une phase particulière (la phase anagène - phase de croissance). Les poils ne sont pas tous simultanément à la même phase. C'est la raison pour laquelle vous devriez suivre le régime de traitement recommandé de 12 traitements hebdomadaires.



À QUOI S'ATTENDRE

Immédiatement après le traitement, vous ne devriez ressentir aucun effet secondaire particulier (cf. la section 4 pour tous renseignements complémentaires sur les effets secondaires).

Pendant les premières semaines qui suivent les traitements initiaux, vous constaterez que certains poils continuent de pousser. Il s'agira vraisemblablement de poils qui ont été manqués pendant le traitement, c'est-à-dire de poils qui étaient en phase de somnolence et non pas de croissance (anagène) pendant le traitement, quand l'IPL est au maximum de son efficacité.

Environ 6 semaines après le commencement du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez constater une réduction au niveau de la croissance des poils. Toutefois, de nombreux poils peuvent quand même ne pas avoir été traités pendant leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements toutes les semaines.

Après le programme de 12 semaines, vous devriez constater une réduction significative du nombre de poils dans la zone traitée. Tous les poils résiduels devraient être plus fins et de couleur plus pâle. Des traitements mensuels continus, ou des traitements au besoin, devraient permettre de poursuivre la réduction des poils indésirables.



0 semaines



4 semaines



8 semaines



12 semaines

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si vous avez une peau très foncée. Le détecteur de teint de peau situé près de la fenêtre de sortie de l'appareil déterminera le teint de votre peau. Si le détecteur de teint de peau détermine que votre peau est trop foncée pour une utilisation sans danger, le SmoothSkin Pure Adapt ne fonctionnera pas.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si votre peau a été artificiellement ou naturellement bronzée ou si elle est brûlée suite à une sur-exposition au soleil. Votre peau peut être particulièrement sensible suite à une exposition au soleil, et elle peut être particulièrement susceptible de brûler, de produire des ampoules, de se décolorer ou de se cicatriser si vous utilisez le SmoothSkin Pure Adapt. Attendez une semaine jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser le SmoothSkin Pure Adapt.

N'exposez **PAS** les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée à la lumière directe du soleil. Votre peau peut être extra-sensible suite à un traitement avec le SmoothSkin Pure Adapt et particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez de la crème solaire (SPF 15 minimum) à la zone traitée ou couvrez la zone traitée avec un vêtement adéquat.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt directement sur les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Ces zones peuvent avoir une couleur plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. L'utilisation de l'appareil à ces endroits peut entraîner une gêne/douleur ou peut abîmer (brûler, décolorer, cicatriser) votre peau.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des lésions pré-cancéreuses (ex : naevus ou grand nombre de grains de beauté).

N'utilisez **PAS** sur les ampoules et les cicatrices.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, car cet appareil n'a pas été testé sur ce type de personne.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt sur les tâches foncées ou noires, comme les tâches de naissance, les grains de beauté ou les verrues dans la zone que vous souhaitez traiter. L'utilisation du SmoothSkin Pure Adapt peut abîmer votre peau ou empirer les problèmes existants. Il se peut que vous subissiez des effets secondaires, comme des brûlures, des ampoules, des changements de teint de peau ou des cicatrices.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si vous avez des affections cutanées dans la zone de traitement, notamment si vous souffrez de psoriasis, vitiligo, eczéma, acné, herpès simplex ou d'infections ou blessures actives.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si vous êtes âgé de moins de 18 ans car cet appareil n'a pas été testé sur les mineurs.

AVERTISSEMENTS SÉCURITÉ DES YEUX



Le SmoothSkin Pure Adapt produit des impulsions lumineuses intenses. Toute exposition directe peut être dangereuse pour les yeux. Prenez soin de respecter les précautions de sécurité ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions peut résulter en blessure des yeux (pouvant mener à la cécité) ou de la peau. Veuillez lire et respecter les instructions.

L'appareil peut uniquement être activé (impulsion lumineuse) si le détecteur de teint de peau (qui se situe

à côté de la fenêtre de traitement) détecte un teint de peau valide et s'il est pleinement en contact avec la zone traitée. Toutefois :

NE regardez **PAS** directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil quand le système est sous tension et en marche.

N'essayez **PAS** d'activer (émettre des impulsions lumineuses) le système en direction des yeux.

NE traitez **PAS** les zones autour des yeux (sourcils ou cils). Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures aux yeux. Protégez vos yeux contre toute exposition. N'utilisez **PAS** l'appareil au-dessus des paupières ou à proximité des yeux.

Essayez **UNIQUEMENT** d'activer (émettre des impulsions lumineuses) le système quand l'avant de l'appareil est bien en contact avec la zone que vous souhaitez traiter.

NOUS VOUS RECOMMANDONS de détourner votre regard de l'appareil quand vous l'activez sur votre peau.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET SÉCURITÉ

Comme c'est le cas de tous les appareils électriques, certaines précautions doivent être prises pour veiller à votre sécurité.

N'essayez **PAS** d'ouvrir le SmoothSkin Pure Adapt car ceci risque de vous exposer à des composants électriques dangereux.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt s'il est endommagé ; par exemple un appareil fissuré, un câble endommagé, un verre fissuré ou cassé sur l'appareil, etc. Ceci pourrait provoquer des blessures.

N'utilisez **PAS** l'appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si le SmoothSkin Pure Adapt devient mouillé, il ne doit pas être utilisé.



AVERTISSEMENT - L'eau et l'électricité sont un mélange dangereux ! Pour éviter le risque d'électrocution, n'utilisez pas cet équipement dans un environnement mouillé (ex : dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine) ; ne laissez pas d'eau couler dans l'appareil

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt s'il devient trop chaud au toucher. Ceci peut indiquer que l'appareil est endommagé.

N'utilisez **PAS** d'alimentation électrique ou de composants autres que ceux qui ont été fournis pour utilisation avec le SmoothSkin Pure Adapt. Ceci peut endommager l'unité et provoquer son arrêt.

N'essayez **PAS** d'activer (émission d'impulsions lumineuses) le SmoothSkin Pure Adapt sur une surface autre que la peau.

AVERTISSEMENT Aucune modification de cet équipement n'est autorisée. Pure Adapt ne peut pas subir d'entretiens.

NE positionnez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt de manière à ce qu'il soit difficile de le débrancher de l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT : Si la prise murale utilisée pour alimenter l'équipement a de mauvaises connexions, la fiche de l'équipement peut devenir chaude au toucher. Veillez à brancher l'équipement sur une prise murale adéquatement installée pour éviter le risque d'incendie et de brûlures.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

N'utilisez **PAS** l'appareil si vous avez eu un peeling sur la zone que vous souhaitez traiter. Veuillez attendre 30 jours après le peeling avant d'effectuer un traitement avec le SmoothSkin Pure Adapt.

Le traitement d'une peau bronzée par des impulsions lumineuses intenses (IPL) peut entraîner une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypo-pigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

N'utilisez **PAS** l'appareil là où vous avez des tatouages ou un maquillage permanent.


N'utilisez **PAS** l'appareil si vous avez une sensibilité connue à la lumière du soleil (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent votre peau plus sensible et provoquent une photosensibilité, par exemple Retin A, Accutane et/ou d'autres rétinoïdes ponctuels. Vérifiez toujours le dépliant informatif qui accompagne vos médicaments pour voir si la photosensibilité y figure au titre d'effet secondaire. L'utilisation du SmoothSkin Pure Adapt sur une peau photosensible pourrait entraîner des problèmes de peau, comme des enflures ou des ampoules. Obtenez les conseils d'un médecin avant toute utilisation de l'appareil pour éviter qu'il n'endommage la peau.

Cet appareil n'est pas prévu pour le traitement d'affections médicales. Assurez-vous d'obtenir les conseils d'un médecin, par exemple pour gérer les grains de beauté, l'urticaire, les irritations de la peau, les champignons ou infections cutanées, les bosses cutanées ou les acrochordons.

SmoothSkin Pure Adapt ne doit pas être utilisé sur les fillers ou le botox.

AVERTISSEMENT : SmoothSkin Pure Adapt doit être rangé hors de portée des enfants de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil. Il existe un nombre de risques potentiels : exposition à la lumière produite pouvant entraîner des brûlures ou endommager les yeux, électrocution, étranglement avec les câbles.

Le SmoothSkin Pure Adapt doit être rangé hors de portée des animaux de compagnie ou des animaux sauvages qui pourraient endommager l'appareil. Les risques potentiels incluent un mauvais fonctionnement ou une électrocution.



AVERTISSEMENT : Ne laissez pas l'équipement sans surveillance quand il est en marche pour éviter le risque d'incendie ou de brûlure.

Le SmoothSkin Pure Adapt n'est pas prévu pour utilisation par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu d'instructions sur l'utilisation de l'équipement pour éviter le risque d'incendie ou de brûlures.

Le filtre de verre du SmoothSkin Pure Adapt est un élément d'importance fondamentale qui devient chaud à l'usage.

NE touchez **PAS** le filtre pendant ou directement après usage. Inspectez régulièrement le filtre en cas de détérioration.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt si le filtre est fissuré ou manquant.

Veillez à ce que la fenêtre de traitement du SmoothSkin Pure Adapt soit propre et libre de débris. Tous les débris qui se trouvent sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant son fonctionnement peuvent entraîner des changements cutanés temporaires, comme des rougeurs ou des enflures.

AVERTISSEMENT : La peau peut être endommagée après une application superficielle prolongée ou répétée au même endroit. Évitez toute utilisation excessive qui inclut un nombre de passages excessif, un chevauchement des impulsions et/ou une fréquence d'utilisation accrue.

AVERTISSEMENT : NE désactivez **PAS** les mécanismes de sécurité inhérents à l'appareil.

NE dépassez **PAS** l'utilisation spécifiée dans le régime de traitement.

N'utilisez **PAS** l'appareil sur des zones qui ont récemment subi une anesthésie locale.

PRÉCAUTIONS

Chez certaines personnes, l'épilation par des rayons laser ou des impulsions lumineuses intenses peut entraîner une augmentation de la croissance des poils. Sur la base des données disponibles actuellement, les groupes à plus haut risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud qui sont traitées sur le visage et le cou.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt sur toute zone sur laquelle vous souhaitez que les poils repoussent.

N'utilisez **PAS** le SmoothSkin Pure Adapt sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. Les poils de barbe d'un homme sont trop denses et l'utilisation du SmoothSkin Pure Adapt dans cette zone peut abîmer la peau.

Le SmoothSkin Pure Adapt n'est pas recommandé pour utilisation sur les poils roux, gris, blancs ou blonds. Le SmoothSkin Pure Adapt n'est pas efficace sur ces couleurs de poils.

ATTENTION : N'assujettissez pas l'équipement à de gros impacts pour éviter le risque d'endommager la lampe.

ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil après usage et en cas de panne de courant pour éviter le risque d'endommager l'équipement.

4. RISQUES ÉVENTUELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation du SmoothSkin Pure Adapt peut entraîner des effets secondaires.

Le tableau ci-dessous indique les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite à un traitement avec le SmoothSkin Pure Adapt.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Faible douleur / gêne dans la zone traitée.	Ceci est anticipé et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions, et la douleur devrait diminuer avec un usage continu.
Sensation chaude ou picotements pendant le traitement, qui disparaissent généralement de quelques secondes à une minute ci-après, et qui diminuent avec un usage continu.	Ceci est anticipé et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions.
Démangeaisons dans la zone du traitement.	Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait diminuer après une courte période. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions. Ne grattez pas la zone.
Rougeurs de la peau pendant ou après le traitement, qui disparaissent en quelques minutes.	Ceci est anticipé et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions une fois que les rougeurs ont disparu.
Rougeurs cutanées qui ne disparaissent pas en quelques minutes et qui durent 24 à 48 heures.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser.
Douleur ou gêne intense pendant le traitement ou qui persiste après le traitement.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser.

DANS DE TRÈS RARES CAS	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Enflures et rougeurs qui ne disparaissent pas en deux à trois jours.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser.
Changements temporaires au niveau du teint de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
Ampoules, cicatrices ou brûlures de la peau.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser. Appliquez une compresse froide sur la zone affectée. Traitez avec une crème antiseptique ou une crème contre les brûlures.

5. QUEL EST L'USAGE PRÉVU DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

USAGE PRÉVU

Le SmoothSkin Pure Adapt est prévu pour la réduction permanente des poils indésirables.

INDICATIONS D'USAGE

L'appareil d'épilation SmoothSkin Pure Adapt est prévu pour l'élimination des poils indésirables. Le SmoothSkin Pure Adapt est également prévu pour une réduction permanente de la repousse des poils, définie au titre de réduction stable et à long terme du nombre de poils qui repoussent suite à une vérification 6, 9 et 12 mois après la fin d'un régime de traitement.

6. VOTRE ADAPTABILITÉ

ZONES DU CORPS

Le SmoothSkin Pure Adapt convient pour usage sur les poils du corps et du visage des femmes, sous le menton.


COULEUR DE PEAU

SmoothSkin Pure Adapt convient pour usage sur les teints de peau pâles, moyens et foncés jusqu'au teint de peau 5 inclus.

SmoothSkin Pure Adapt incorpore un détecteur de teint de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêche l'utilisation de l'appareil si le teint de votre peau est trop foncé.

Les teints de peau foncés sont riches en mélanine qui pourrait absorber trop d'énergie et éventuellement entraîner une détérioration du teint de peau.

TEINT DE PEAU



COULEUR DES POILS

SmoothSkin Pure Adapt convient pour utilisation sur les poils naturellement noirs ou marrons. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.

COULEUR DES POILS



7. COMMENT UTILISER LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

AVERTISSEMENT : Suivez chaque étape du processus de traitement en veillant à satisfaire tous les aspects de chaque étape avant de passer à la suivante.

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA ZONE À TRAITER

Rasez tous les poils visibles. Veillez à ce qu'il ne reste plus de poils à la surface de la peau car ceci pourrait provoquer des blessures. Ceci empêche également que des débris ne recouvrent la partie avant de l'appareil.


Nettoyez la zone à traiter et séchez-la. N'utilisez **PAS** de gels ou de crèmes avec cet appareil !

ÉTAPE 2 : FAITES UN TEST ÉPICUTANÉ

Avant votre premier traitement sur chaque nouvelle partie du corps, nous vous RECOMMANDONS de tester votre peau à cet endroit pour détecter toute réaction éventuelle au SmoothSkin Pure Adapt.

La superficie de la zone à tester doit être d'environ 3 cm x 2 cm (l'équivalent de deux impulsions lumineuses appliquées sur la peau, côte à côte). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.

Attendez 24 heures après le test épicutané pour veiller à ce que votre peau soit adaptée au traitement et pour vous assurer que l'énergie lumineuse ne provoque pas de réaction indésirable. S'il n'y a pas de réaction après 24 heures, vous pouvez traiter la zone qui entoure l'endroit où a été effectué l'essai épicutané. La zone du test épicutané NE doit PAS être re-traitée pendant au moins une semaine.



24 heures
Déterminez les réactions indésirables.
Effectuez toujours un test épicutané sur chaque nouvelle zone à traiter

ÉTAPE 3 : TRAITEMENT AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Branchez la fiche sur une prise électrique. Les ventilateurs se mettront en marche et les détecteurs de teint de peau bleus s'allumeront pour indiquer que l'appareil est en marche.

Expiration du MODE PUISSANCE


Lorsque l'unité reste « inactive », c-à-d qu'aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, elle retourne en mode VEILLE et les témoins du détecteur de peau s'éteignent. Pour retourner au mode PRÊT pour le traitement, appuyez sur la touche du mode PUISSANCE.

B) Appuyez fermement l'appareil contre la partie à traiter en veillant à ce que le détecteur de teint de peau et les détecteurs de contact avec la peau soient pleinement en contact avec la peau.

Si un détecteur de teint de peau ne détecte pas de teint de peau valide et/ou si les détecteurs de contact avec la peau ne sont pas pleinement en contact avec la peau, alors l'appareil ne peut pas être activé.

Lorsque le détecteur de teint de peau détecte un teint de peau valide et que les détecteurs

de contact avec la peau sont pleinement en contact avec la peau, les barres de puissance BLANCHES s'allument pour indiquer que l'appareil est prêt à émettre des impulsions lumineuses.



Indicator On
Skin Detection



CORRECT


Indicator Off
No Skin Detection



INCORRECT

C) Appuyez sur le bouton d'activation. L'appareil émettra des impulsions lumineuses et produira une sensation de chaleur.

D) Déplacez l'appareil sur la prochaine zone à traiter et recommencez. L'appareil doit se recharger entre les impulsions lumineuses.



AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas couvrir les prises d'air de l'appareil pendant le traitement, car ceci peut entraîner une surchauffe de l'appareil.

MÉTHODE DE TRAITEMENT - TAMPONNEMENT OU GLISSEMENT

Méthode de taponnement

Cette méthode est recommandée pour les petites zones, comme les aisselles et la ligne du maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Enlevez de la peau avant d'appliquer l'appareil à nouveau avec soin sur la prochaine zone à traiter.

Méthode de glissement

Cette méthode est recommandée pour les plus grandes zones, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement dessus) et faites glisser l'appareil sur la peau entre les impulsions lumineuses. Essayez de déplacer l'appareil à une vitesse régulière pour obtenir une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.

ÉTAPE 4 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt doit être utilisé une fois par semaine jusqu'à obtention des résultats souhaités.

ÉTAPE 5 :

MISE À L'ARRÊT DU SmoothSkin Pure Adapt

Lorsque le traitement est terminé, le SmoothSkin Pure Adapt doit être débranché de la prise.

Consultez la Section 11 pour tous renseignements complémentaires sur le meilleur moyen de vous occuper de votre SmoothSkin Pure Adapt.



8. LE DÉTECTEUR DE TEINT DE PEAU

Le détecteur de teint de peau mesure le teint de votre peau et règle automatiquement le niveau de puissance nécessaire. Si votre peau est trop foncée pour un traitement avec le SmoothSkin Pure Adapt, le détecteur de teint de peau le détectera et empêchera le fonctionnement de l'unité. Des témoins lumineux ROUGES s'allumeront dans la barre de puissance si votre peau est trop foncée.


L'état du détecteur de teint de peau est visible sur les barres de puissance situées des deux côtés de l'appareil. Si un teint de peau valide est détecté, les barres de puissance BLANCHES s'allument. Le nombre de témoins allumés dépendra de votre teint de peau exact.

La quantité d'énergie lumineuse émise pour chaque réglage de l'appareil en mode Puissance (selon la couleur de la peau) est indiquée sur le tableau ci-dessous.

NOMBRE DE LUMIÈRES ALLUMÉES SUR LES BARRES DE PUISSANCE	ÉNERGIE MAXIMUM (J/CM ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


Ce plein contact avec votre peau veille à ce que vous obteniez les meilleurs résultats, car la totalité de l'énergie lumineuse de l'appareil atteint la zone de traitement.

BARRES DE PUISSANCE



Moins de lumières = peau plus foncée et réglage de puissance inférieur

Plus de lumières = peau plus pâle et réglage de puissance supérieur




9. LES DÉTECTEURS DE PEAU ADAPTÉS AU CONTOUR

SmoothSkin Pure Adapt est pourvu *Adapt Plus Technology* qui s'adaptent à la forme de la zone à traiter et qui assurent le contact avec la peau avant chaque impulsion lumineuse, de manière à ce que l'appareil puisse fonctionner en toute sécurité! Ceci veille à ce que l'appareil soit facile à utiliser et conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

L'*Adapt Plus Technology* veillent également à ce que vous obteniez les meilleurs résultats en empêchant les fuites lumineuses et en dirigeant la lumière dans la peau.

Si les adaptateurs de contour ne sont pas totalement en contact avec la zone à traiter, l'appareil n'émettra pas d'impulsions lumineuses. Essayez de régler le positionnement de l'appareil pour veiller à un plein contact, particulièrement sur les zones plus difficiles comme les bras et les tibias.

N'essayez pas d'enlever ou d'appliquer une force excessive sur les adaptateurs de contour pour éviter d'endommager l'appareil.



10. MODES DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Vous pouvez traiter votre corps en utilisant l'un des trois modes de confort du SmoothSkin Pure Adapt :



Mode Puissance - pas d'indicateur



Mode Doux - indicateur activé



Mode Vitesse - indicateur activé

Mode Puissance est le réglage de puissance le plus élevé de l'appareil. Le mode Puissance fournira les meilleurs résultats, car il utilise le rendement de puissance maximum pour votre teint de peau unique. Ce mode fonctionne particulièrement bien sur les zones tenaces où les poils ont tendance à être plus denses, comme les aisselles et la ligne du maillot.

Mode Doux peut être utilisé si vous trouvez le mode Puissance gênant ou un peu trop douloureux. Le fonctionnement de l'appareil en mode Doux réduira le rendement de puissance et vous remarquerez que moins de barres de puissance seront allumées lorsque l'appareil est appliqué contre votre peau.

Mode Vitesse est le mode le plus rapide et donc le mode le moins puissant. Le mode Vitesse convient pour traiter les plus grandes zones où les poils sont moins denses (comme les bras ou les jambes) et lorsque vous souhaitez effectuer le traitement rapidement. Il peut également être utilisé comme mode de maintenance, pour empêcher la repousse des poils après votre régime de traitement initial.

Le Mode Puissance est le réglage par défaut à la mise en marche de votre appareil. Vous pouvez basculer entre ces trois modes en appuyant sur le bouton Mode situé sous le bouton de mise en marche principal.

Quand vous êtes dans l'un de ces modes, vous pouvez aussi choisir d'utiliser la méthode Glissement ou la méthode Tamponnement.

La **Méthode Tamponnement** est recommandée pour les petites zones, comme les aisselles et la ligne du maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton de mise en marche. Enlevez de la peau avant d'appliquer l'appareil à nouveau avec soin sur la prochaine zone à traiter.

La **Méthode Glissement** est recommandée pour les plus grandes zones, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton de mise en marche enfoncé (appuyez continuellement dessus) et faites glisser l'appareil sur la peau entre les impulsions lumineuses. Essayez de déplacer l'appareil à une vitesse régulière pour obtenir une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.



11. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, mettez toujours le SmoothSkin Pure Adapt à l'arrêt en le débranchant de la prise de courant.


Après usage, l'appareil, le détecteur de teint de peau et la fenêtre de traitement doivent être inspectés en cas de détérioration ou doivent être essuyés avec un chiffon sec et non-pelucheux.

AVERTISSEMENT : Le filtre de verre peut chauffer à l'usage. **NE** touchez **PAS** ou **NE** nettoyez **PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes pour lui donner le temps de refroidir.

N'utilisez **JAMAIS** d'eau ou d'autres liquides de nettoyage, car ceci peut endommager l'appareil et entraîner des risques de sécurité éventuels.

Pour veiller à obtenir une performance optimale de votre SmoothSkin Pure Adapt, il est particulièrement important de maintenir l'avant de l'appareil, les adaptateurs de contour et le réflecteur libres de saletés, de poils ou autres débris.

Si nécessaire, le réflecteur et le détecteur de teint de peau peuvent être nettoyés soigneusement en utilisant un coton-tige légèrement humecté.



Rangez le SmoothSkin Pure Adapt dans un endroit frais et sec. Veillez à ce que la fenêtre de traitement et le détecteur de teint de peau de l'appareil soient protégés de tout dommage.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les cordons) en cas de signes de détérioration visibles. En cas de détériorations ou de fissures, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez le site Internet pour obtenir les coordonnées du service d'assistance

Pour empêcher tout risque d'étranglement ou de chute, débranchez toujours l'appareil du courant quand il est hors service.

12. DÉPLACEMENTS AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

L'alimentation électrique du SmoothSkin Pure Adapt est universelle et fonctionnera avec toutes les alimentations de secteur généralement utilisées. Dans la mesure où vous avez un adaptateur qui convient à la fiche du câble de secteur, le SmoothSkin Pure Adapt peut être chargé normalement.

13. DÉPISTAGE DE PANNES

PROBLÈME	SOLUTION
Les indicateurs de la barre de puissance de l'appareil ne s'allument pas quand il est placé contre votre peau.	Veillez à ce que l'appareil soit branché correctement. Vérifiez que l'appareil est en mode PRÊT (appuyez une fois sur le bouton Veille/Prêt). Vérifiez que les détecteurs de peau sont en contact avec la peau. Vérifiez que le détecteur de teint de peau est en contact avec la peau.
Alors que l'appareil est appuyé contre votre peau, le premier indicateur de la barre de puissance situé sur le côté de l'appareil est allumé en ROUGE, et le SmoothSkin Pure Adapt ne fonctionnera pas.	La zone que vous essayez de traiter est trop foncée pour un traitement. SmoothSkin Pure Adapt inclut un détecteur de teint de peau intelligent qui détecte automatiquement votre teint de peau et qui sélectionne le réglage optimal pour le traitement. En raison de la nature de la technologie des Impulsions lumineuses intenses (IPL), SmoothSkin Pure Adapt ne convient pas à tout le monde et ne peut pas traiter les peaux très foncées.
Les indicateurs de la barre de puissance situés sur le côté de l'appareil sont allumés ou clignotent de manière inhabituelle, notamment un indicateur LED rouge.	Le SmoothSkin Pure Adapt affichera les messages d'erreur éventuels par le biais de combinaisons lumineuses sur les barres de puissance situées sur les côtés de l'appareil. Ceci indique une panne de l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil et reportez-vous au site Internet.
L'appareil SmoothSkin Pure Adapt, la fenêtre de traitement, l'alimentation électrique ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute quant à la sécurité du SmoothSkin Pure Adapt ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé d'une manière quelconque, il ne doit pas être utilisé et vous devriez consulter le site Internet .













14. GARANTIE

Nous fournissons une garantie de deux ans, à partir de la date d'achat du produit. Pendant la période de garantie, nous vérifierons gratuitement les vices de matériaux et de main d'œuvre, et nous remplacerons l'appareil entier à notre discrétion.

Cette garantie est valide dans tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur désigné.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une usure normale ou de vices qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie est nulle si des réparations sont entreprises par des personnes non-autorisées et si des pièces SmoothSkin Pure Adapt d'origine ne sont pas utilisées. Pour obtenir un entretien pendant la période de garantie, veuillez consulter notre site Internet à www.smoothskin.com

15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

 Pièce appliquée de type BF	 Marque de conformité UKCA UK
 Équipement de la classe II	 Marque de conformité européenne
 Suivez le mode d'emploi	 Conformité CEM de la FCC pour l'Amérique du Nord
 Gardez au sec	 Marque de conformité réglementaire australienne
 Marque d'élimination des déchets DEEE de l'Union Européenne	 Marque de conformité du trèfle pour l'Ukraine
 Avertissement : les rayons optiques de l'appareil peuvent endommager les yeux	 Période d'utilisation de la protection environnementale RoHS en Chine

Déclaration de la FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie à radio-fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nocives aux radio-communications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement à l'arrêt et en marche, l'utilisateur est invité à essayer de rectifier les interférences par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à la sortie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir son aide.

16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le SmoothSkin Pure Adapt est un système d'impulsions lumineuses intenses à bande passante filtrée qui a les spécifications techniques suivantes :

- **Taux de répétition :** Impulsions manuelles toutes les 0,45 à 1 seconde (selon le réglage de traitement), fonctionnement continu
- **Impulsion :** Décharge libre partielle FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Rendement optique maximum :** 3 - 6J/cm²
- **Longueur d'onde :** 510 - 1100 nm
- **Entrée de la ligne d'alimentation :** 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Température de service :** Entre 5°C et 40°C
- **Humidité de service :** Humidité relative jusqu'à 93 % sans condensation
- **Pressions de service :** 700hPa à 1060hPa
- **Zone de traitement (superficie) :** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

La zone qui se trouve directement autour de la fenêtre de traitement est classifiée au titre de Partie appliquée et peut atteindre une température maximum de 60°C. Veuillez à ce que le SmoothSkin Pure Adapt soit utilisé comme indiqué à la Section 7.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

- **Température :** De -25°C à +70°C
- **Humidité :** Humidité relative jusqu'à 93 % sans condensation
- **Pressions :** 500 hPa à 1060 hPa

Si l'appareil a été entreposé à des températures qui se situent en dehors de la plage opérationnelle indiquée, attendez au moins 30 minutes avant de l'utiliser pour qu'il puisse s'acclimater.

Le SmoothSkin Pure Adapt fournit un nombre d'impulsions illimité et il est destiné à un seul utilisateur.

La durée de service minimum est de 10 ans si le régime recommandé est respecté.

La marque CE certifie que cet appareil respecte les directives UE suivantes :

- Directive sur la basse tension 2014/35/UE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/CE.


Le SmoothSkin Pure Adapt est conforme aux normes CEM et modifications les plus récentes applicables aux appareils domestiques et médicaux, c'est-à-dire : EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parties 15.107 & 15.109, ICES-003 version 7.

Le SmoothSkin Pure Adapt est conforme aux normes de sécurité et modifications les plus récentes applicables aux appareils domestiques et médicaux, c'est-à-dire :

IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

SmoothSkin Pure Adapt est Exempté du groupe de risques pour tous les dangers.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter CyDen Ltd



ÉLIMINATION (FIN DE VIE)

De manière à réduire au maximum les risques pour la santé et l'environnement, et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé dans un centre de collecte séparé réservé aux déchets électriques et électroniques. Le symbole DEEE qui figure sur l'appareil est là pour vous le rappeler.



Bienvenidos a

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

¡Enhorabuena! Acaba de abrir todo un mundo de belleza incomparable, tersura y comodidad. Únase y participe en la conversación en www.smoothskin.com, donde podrá obtener asesoramiento experto y asistencia a lo largo de su tratamiento.

ÍNDICE


1.	SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	72	10.	MODOS DE TRATAMIENTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	95
2.	CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	73	11.	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	97
3.	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	75	12.	DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	98
4.	RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS	82	13.	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	99
5.	USO PREVISTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	84	14.	GARANTÍA	100
6.	IDONEIDAD	85	15.	ETIQUETAS Y SÍMBOLOS	101
7.	CÓMO USAR SMOOTHSKIN PURE ADAPT	87	16.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	102
8.	SENSOR DE TONO DE PIEL	91			
9.	SENSORES CUTÁNEOS DE ADAPTACIÓN A CONTORNOS	94			

1. SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTENIDO DE LA CAJA

Dentro de la caja de SmoothSkin Pure Adapt encontrará lo siguiente:


- Aparato de mano y unidad base
- Cable de alimentación
- Manual del usuario
- Funda de almacenamiento



2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt es una depiladora diseñada para ayudar a romper el ciclo de crecimiento del vello. La energía de la luz se transmite a través de la superficie de la piel y es absorbida por la melanina presente en el tallo piloso. Esta energía de la luz absorbida se convierte en calor (bajo la superficie de la piel), que reduce el recrecimiento del vello. La caída del vello tratado se produce de forma natural y tarda entre unos pocos días y 1-2 semanas.

El crecimiento del vello es cíclico y consta de 3 fases consecutivas y diferenciadas. El tratamiento con LPI solo es efectivo cuando el vello está en una fase determinada (la fase de crecimiento anágena). No todo el vello se encuentra en la misma fase al mismo tiempo. Por ello debe seguir el plan de tratamiento recomendado de 12 semanas.



EXPECTATIVAS

No debe producirse ningún efecto secundario importante inmediatamente después del tratamiento (consulte el apartado 4 para mayor información sobre efectos secundarios).

Las primeras semanas tras las sesiones iniciales apreciará que todavía crece algo de vello. Probablemente se trate de vello no tratado en la depilación, p. ej., vello que durante el tratamiento estaba en estado de reposo y no en fase activa de crecimiento (anágena), que es cuando la LPI resulta más efectiva.

A las 6 semanas del plan de tratamiento de 12 semanas debería apreciar una reducción del crecimiento del vello. No obstante, es posible que mucho de este vello no haya sido tratado en su fase de crecimiento. Es importante continuar con los tratamientos semanales.

Una vez finalizado el plan de 12 semanas, debería ver una notable reducción del vello en la zona tratada. El vello que queda en la zona debería ser más fino y de color más claro. Los tratamientos mensuales continuados o a demanda deberían mantener la disminución del vello no deseado.



0 Semanas



4 Semanas



8 Semanas



12 Semanas

3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CONTRAINDICACIONES

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si su piel es muy oscura. El sensor de tono de piel ubicado cerca de la ventana de salida de la depiladora detectará el tono de su piel. Si el sensor de tono de piel determina que su piel es muy oscura para un uso seguro de la depiladora, se impedirá el funcionamiento de la SmoothSkin Pure Adapt.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si su piel está bronceada de manera natural o artificial o si tiene quemaduras causadas por una exposición solar excesiva. Su piel puede presentar mayor sensibilidad tras la exposición al sol y ser especialmente susceptible a quemaduras, ampollas, decoloración o cicatrices si utiliza la SmoothSkin Pure Adapt. Espere 1 semana hasta que desaparezca la quemadura solar o el bronceado antes de utilizar la SmoothSkin Pure Adapt.

NO exponga las zonas tratadas al sol. Espere como mínimo 7 días después del tratamiento antes de exponer la piel tratada a la luz solar directa. Su piel puede presentar mayor sensibilidad tras el tratamiento con la SmoothSkin Pure Adapt y ser especialmente susceptible a quemaduras solares. Aplique un filtro de protección solar (FPS 15 o superior) a la zona tratada o proceda a cubrirla con ropa adecuada.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt directamente en los pezones, genitales o alrededor del ano. Estas zonas pueden presentar una coloración cutánea más oscura y/o mayor densidad capilar. La

utilización de la depiladora en estas zonas puede provocar molestias/dolor o lesiones (quemaduras, decoloración o cicatrices) en su piel.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerosas (por ejemplo, nevos o gran cantidad de lunares).

NO utilice la depiladora en ampollas y cicatrices.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si está embarazada o en periodo de lactancia, ya que no ha sido probada en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt en manchas de color marrón oscuro o negro, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona que desee tratar. El uso de la SmoothSkin Pure Adapt puede provocar lesiones en su piel o empeorar afecciones ya existentes. Podría experimentar efectos secundarios como quemaduras, ampollas y cambios de coloración de la piel o cicatrices.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si sufre alguna afección cutánea en la zona de tratamiento, incluyendo psoriasis, vitiligo, eccema, acné, herpes simple, infecciones activas o heridas.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si es menor de 18 años ya que el dispositivo no ha sido probado en personas menores de edad.

ADVERTENCIAS SEGURIDAD OCULAR



SmoothSkin Pure Adapt emite destellos de luz pulsada intensa. La exposición directa a los mismos es potencialmente dañina para sus ojos. Asegúrese de seguir las precauciones de seguridad que se incluyen a continuación.

ADVERTENCIA: Posible lesión ocular (que puede causar potencialmente la pérdida de visión) o lesiones en la piel si no se respetan las instrucciones. Lea y respete las instrucciones.

El aparato de mano solo se puede activar (emitir destellos) si el sensor de tono de piel (situado junto a la ventana de tratamiento) detecta un tono de piel válido y si está completamente en contacto con la zona de tratamiento. No obstante:

NO mire directamente a la ventana de tratamiento del aparato de mano cuando el sistema esté conectado a la red eléctrica y encendido.

NO intente activar el sistema (emitir destellos) en dirección a los ojos.

NO trate las zonas alrededor de los ojos (cejas o pestañas). Un uso inadecuado de la depiladora puede ocasionar daños oculares; proteja los ojos de la exposición. **NO** utilice la depiladora sobre los párpados o cerca de los ojos.

SOLO debe intentar activar el sistema (emitir destellos) cuando la parte frontal del aparato de mano se encuentre completamente en contacto con la zona que desee tratar.

LE RECOMENDAMOS que mire en otra dirección cuando el aparato de mano emita los destellos sobre su piel.

ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD

Como sucede con cualquier aparato eléctrico, es necesario tomar una serie de precauciones para garantizar su seguridad.

NO intente abrir la SmoothSkin Pure Adapt, ya que podría exponerse a componentes eléctricos

peligrosos.

NO UTILICE la SmoothSkin Pure Adapt si se encuentra dañada, por ejemplo si el aparato de mano tiene grietas (dejando a la vista cables internos), si el vidrio del aparato de mano está agrietado o roto, etc. Estas situaciones pueden provocar lesiones.



NO UTILICE la depiladora cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No utilice la SmoothSkin Pure Adapt si está mojada.

ADVERTENCIA: ¡El agua y la electricidad son una combinación peligrosa! Para evitar el riesgo de electrocución, no utilice este dispositivo en un entorno húmedo (p. ej., en el cuarto de baño o cerca de una ducha o piscina); no deje que el agua penetre en el dispositivo.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si se calienta de manera excesiva al tacto. Puede significar que el dispositivo está estropeado.

NO utilice ninguna fuente de alimentación ni otros componentes excepto aquellos que se suministran para ser utilizados con la SmoothSkin Pure Adapt. Esto puede provocar daños en el dispositivo y detener su funcionamiento.

NO intente activar la SmoothSkin Pure Adapt (emitir destellos) en ninguna superficie que no sea la piel.

ADVERTENCIA: No se permite realizar ninguna modificación al dispositivo. Pure Adapt no admite mantenimiento.

NO coloque la SmoothSkin Pure Adapt de modo que sea difícil desconectarla de la red eléctrica.

ADVERTENCIA: El enchufe del dispositivo se calentará si las conexiones de la toma de corriente utilizada para alimentarlo están en malas condiciones. Asegúrese de enchufar el dispositivo a una toma de corriente debidamente instalada para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.

SEGURIDAD GENERAL

NO utilice el dispositivo si se ha sometido a un tratamiento de peeling cutáneo en la zona que desea tratar. Espere 30 días tras someterse al peeling cutáneo antes de realizar el tratamiento con la SmoothSkin Pure Adapt.

El tratamiento de piel bronceada con luz pulsada intensa (LPI) puede provocar hiperpigmentación permanente (oscurecimiento) o hipopigmentación (aclaramiento) de la piel tratada.

NO utilice el dispositivo en zonas en las que tenga tatuajes o maquillaje permanente.

NO utilice el dispositivo si tiene sensibilidad reconocida a la luz solar (fotosensibilidad) o está tomando alguna medicación que hace que la piel esté más sensible o que provoque fotosensibilidad, p. ej., Retin A, Accutane y/u otros tipos de retinoides tópicos. Compruebe siempre en el prospecto que acompaña a su medicamento si la fotosensibilidad aparece en la lista de efectos secundarios. El uso de la SmoothSkin Pure Adapt en pieles fotosensibles puede provocar lesiones cutáneas como hinchazón o ampollas. Consulte a un médico antes de aplicar el dispositivo dado que su uso puede ocasionar daños en la piel.

Este dispositivo no está destinado al tratamiento de afecciones médicas. Consulte a un médico para saber cómo actuar en caso de, por ejemplo, lunares, erupción cutánea, picor, hongos o infecciones cutáneas, protuberancias o papilomas cutáneos.

No debe utilizar la SmoothSkin Pure Adapt en zonas donde se hayan aplicado rellenos faciales o bótox.

ADVERTENCIA: Mantenga la SmoothSkin Pure Adapt fuera del alcance de niños menores de 18 años. No permita que los niños utilicen, jueguen, realicen el mantenimiento o la limpieza del dispositivo. Existen diversos peligros potenciales como la exposición a la salida de la luz que provoca quemaduras o lesiones oculares, electrocución y estrangulamiento con los cables.

Mantenga la SmoothSkin Pure Adapt fuera del alcance de animales domésticos y plagas que puedan dañar el dispositivo. Entre los riesgos potenciales se encuentran una capacidad de funcionamiento reducida y la electrocución.

ADVERTENCIA: No deje el dispositivo desatendido cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

La SmoothSkin Pure Adapt no está pensada para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar la depiladora. No obstante, estas personas podrán utilizar el dispositivo bajo supervisión o siguiendo instrucciones sobre su uso para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

El filtro de vidrio de la SmoothSkin Pure Adapt es un componente crítico que se calienta durante el uso.



Filtro de vidrio

NO toque el filtro ni durante ni inmediatamente después de su utilización. Inspeccione regularmente el filtro para detectar cualquier daño.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt si falta el filtro o si está agrietado.

Asegúrese de que la ventana de tratamiento de la SmoothSkin Pure Adapt esté limpia y libre de residuos. Cualquier residuo situado sobre o alrededor de la ventana de tratamiento durante el funcionamiento de la depiladora puede ocasionar alteraciones temporales en la piel, tales como enrojecimiento o hinchazón.

ADVERTENCIA: La piel puede resultar dañada tras una aplicación repetida o prolongada en un solo sitio. Evite un uso excesivo del dispositivo, por ejemplo, un número excesivo de pasadas, la acumulación de pulsos y/o una mayor frecuencia de uso.

ADVERTENCIA: No anule los mecanismos de seguridad propios del dispositivo.

NO supere la utilización especificada en el plan de tratamiento.

NO utilice el dispositivo en zonas en las que haya recibido anestesia local recientemente.

PRECAUCIONES

La depilación por fuente de láser o luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. Los datos disponibles en la actualidad indican que los grupos con mayor riesgo de presentar esta respuesta son mujeres del Mediterráneo, Oriente Medio y sur de Asia que recibieron tratamiento en la cara y el cuello.

NO utilice la SmoothSkin Pure Adapt en ninguna zona en la que desee que el vello vuelva a crecer.

NO utilice la depiladora SmoothSkin Pure Adapt en el rostro, la barbilla o el cuello de hombres. El pelo de la barba de los hombres es demasiado denso y la utilización de la SmoothSkin Pure Adapt en esas zonas pueden provocar lesiones cutáneas.

No se recomienda utilizar la SmoothSkin Pure Adapt en pelo pelirrojo, canoso o rubio. La SmoothSkin Pure Adapt no es efectiva con esos colores de pelo.

PRECAUCIÓN: Proteja el dispositivo contra golpes fuertes para evitar dañar la lámpara.

PRECAUCIÓN: Desenchufe siempre el dispositivo tras su uso y en caso de caída de tensión para evitar el riesgo de que sufra daños.

4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS

La utilización de la SmoothSkin Pure Adapt puede provocar efectos secundarios.

La siguiente tabla muestra las reacciones cutáneas conocidas que se pueden producir después del tratamiento con la SmoothSkin Pure Adapt.

POSIBLE EFECTO SECUNDARIO	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Dolor/malestar leve en la zona tratada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones y el dolor debería disminuir con su utilización continuada.
Sensaciones de calor u hormigueo durante el tratamiento que desaparecen normalmente transcurridos entre unos segundos y un minuto, y que disminuyen con la utilización continuada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones.
Picor en la zona de tratamiento.	Suele ser normal con los tratamientos de LPI y debe remitir después de poco tiempo. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones. No rasque esa zona.
Enrojecimiento de la piel durante o después del tratamiento que desaparece después de algunos minutos.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones una vez que haya desaparecido el enrojecimiento de la piel.
Enrojecimiento de la piel que no desaparece en unos minutos y dura entre 24 y 48 horas.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Dolor o malestar intenso durante el tratamiento o persistente después del mismo.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.

EN CASOS MUY RAROS	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Hinchazón y enrojecimiento que no desaparece en un plazo de dos a tres días.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Cambios temporales en la coloración de la piel (aclorado u oscurecimiento).	Si su piel cambia de color, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico.
Ampollas, cicatrices o quemazón en la piel.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo. Aplique frío en la zona. Trate la zona con una crema antiséptica o crema para quemaduras.

5. USO PREVISTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

USO PREVISTO

El uso previsto de la SmoothSkin Pure Adapt es la reducción permanente del vello no deseado.

INDICACIONES DE USO

La depiladora SmoothSkin Pure Adapt está indicada para la reducción del vello no deseado. También está indicada para la reducción permanente del recrecimiento del vello, entendida como la reducción estable y a largo plazo de la cantidad de pelos que vuelven a crecer al realizar la medición transcurridos 6, 9 y 12 meses desde la finalización del plan de tratamiento.

6. IDONEIDAD

ZONAS DEL CUERPO

SmoothSkin Pure Adapt está indicada para utilizarse en el vello corporal y el vello facial de las mujeres bajo la línea de la barbilla.


COLOR DE LA PIEL

SmoothSkin Pure Adapt está indicada para utilizarse en tonos de piel claros, medios y oscuros hasta el tono de piel 5 inclusive.

SmoothSkin Pure Adapt incorpora un sensor de tono de piel que mide el color de su piel y evita que pueda utilizar la depiladora si dicho tono es demasiado oscuro.

Los tonos de piel oscuros tienen mucha melanina, que puede absorber demasiada energía y ocasionar potenciales daños.

TONO DE PIEL



COLOR DE PELO

SmoothSkin Pure Adapt está indicada para utilizarse en pelo de color natural castaño y negro. Puede que no sea tan eficaz en pelo blanco, gris, rubio o pelirrojo.

COLOR DE PELO



7. CÓMO USAR SMOOTHSKIN PURE ADAPT

ADVERTENCIA: Siga todos los pasos del tratamiento asegurándose de cumplir todos los aspectos de cada paso antes de pasar al siguiente.

PASO 1: PREPARE LA ZONA QUE SE VA A TRATAR

Elimine todo el vello visible rasurando la zona. Asegúrese de que no quede vello sobre la superficie de la piel ya que podría ocasionar lesiones. Esto impide además que los residuos tapen la parte frontal de su depiladora.

Limpie la zona de tratamiento y séquela con suaves golpecitos sin frotar. **NO** utilice geles ni cremas con esta depiladora.

PASO 2: HAGA UNA PRUEBA DE CONTACTO

Antes de comenzar su primer tratamiento en cada zona nueva del cuerpo, le RECOMENDAMOS que haga una prueba en esa zona para ver su reacción a la SmoothSkin Pure Adapt.

La zona de la prueba de contacto deberá medir aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 destellos aplicados en la piel, uno junto a otro). Siga el paso 3 para tratar la zona.

Espere 24 horas tras realizar la prueba de contacto para cerciorarse de que su piel es



24 horas

Observe que no se producen efectos adversos.

Realice siempre una prueba de contacto en cada nueva zona de tratamiento

adecuada para el tratamiento y de que no se producen reacciones adversas a la energía de la luz. Si no se produce ninguna reacción transcurridas 24 horas, podrá tratar la zona alrededor de la zona de la prueba de contacto. La “zona de la prueba de contacto” NO debe volver a tratarse durante al menos 1 semana.

PASO 3: TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT


A) Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente. Se pondrán en marcha los ventiladores y los sensores de tono de piel se iluminarán en azul para indicar que la depiladora está encendida.

Temporización del MODO INTENSO

Cuando la unidad se encuentre “inactiva”, es decir, cuando no se pulse ningún botón durante 10 minutos, la unidad se pondrá en modo de ESPERA y las luces del sensor cutáneo se apagarán. Para volver al modo PREPARADO, pulse el botón de modo intenso.


B) Presione firmemente el aparato de mano contra la zona a tratar, asegurándose de que el sensor de tono de piel esté completamente en contacto con la piel. El aparato de mano no podrá activarse si el sensor de tono de piel no detecta un tono válido y/o si los sensores de contacto no están completamente en contacto con la piel.

Una vez que el sensor de tono de piel haya detectado un tono válido y los sensores de contacto estén completamente en contacto con la piel, se iluminarán en BLANCO las barras de intensidad para indicar que el dispositivo está listo para emitir destellos.



C) Pulse el botón de activación. El dispositivo emitirá un destello y debería sentir una sensación de calor.

D) Mueva el aparato de mano a la siguiente zona que desee tratar y repita la operación. La depiladora debe recargarse entre destellos.



ADVERTENCIA: Asegúrese de no tapan las aberturas de ventilación de la depiladora durante el tratamiento ya que puede sobrecalentarse.

MÉTODO DE TRATAMIENTO - PULSACIÓN O DESLIZAMIENTO

Método pulsación

Este método está recomendado para zonas pequeñas como las axilas y el área del bikini. Coloque el aparato de mano sobre la piel, pulse y suelte el botón de activación. Retire el dispositivo de la piel antes de volver a aplicarlo con cuidado en la siguiente zona de tratamiento

Método deslizamiento

Este método está recomendado para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, mantenga pulsado el botón de activación (presione de forma continua) y, a continuación, deslice el aparato de mano a lo largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapamientos ni zonas sin tratar.

PASO 4: SU PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt debe utilizarse una vez a la semana hasta obtener los resultados deseados.

PASO 5: DESCONEXIÓN DE LA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar la SmoothSkin Pure Adapt de la toma de corriente.

Consulte el apartado 11 para obtener información sobre el cuidado de su SmoothSkin Pure Adapt.



8. SENSOR DE TONO DE PIEL

El sensor de tono de piel detecta el tono de su piel y regula la intensidad de salida al nivel adecuado para usted. En caso de que el tono de su piel sea demasiado oscuro para realizar el tratamiento con la SmoothSkin Pure Adapt, el sensor detectará esta circunstancia y evitará que la depiladora se ponga en funcionamiento. Las luces de la

barra de intensidad se iluminarán en ROJO si el tono de su piel es demasiado oscuro.


El estado del sensor de tono de piel puede observarse en las barras de intensidad situadas a ambos lados del aparato de mano. Las barras de intensidad se iluminarán en BLANCO si se detecta un tono de piel válido. El número de luces iluminadas dependerá de su tono de piel exacto.

La tabla siguiente muestra la cantidad de energía de luz correspondiente a cada uno de los ajustes de la depiladora en modo intenso (según el tono de piel).

El contacto total con su piel garantiza los mejores resultados, ya que toda la energía de la luz que emite el dispositivo alcanza la zona de tratamiento.

CANTIDAD DE LUCES ILUMINADAS EN LA BARRA DE INTENSIDAD	ENERGÍA MÁXIMA (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


BARRAS DE INTENSIDAD




Menos luces = Piel más oscura y menor ajuste de intensidad

Más luces = Piel más clara y mayor ajuste de intensidad


Piel demasiado oscura
Imposible realizar el tratamiento
1 luz iluminada en ROJO



Piel oscura
Ajuste a mínima intensidad
1 luz iluminada



Piel clara
Ajuste a máxima intensidad
10 luces iluminadas



No adecuado

Adecuado


9. SENSORES CUTÁNEOS DE ADAPTACIÓN A CONTORNOS

La SmoothSkin Pure Adapt dispone de nuevos *Adapt Plus Technology* que se adaptan a la forma de la zona de tratamiento y comprueban el contacto con la piel antes de cada destello, garantizando así un funcionamiento seguro de la depiladora. Esto facilita el uso del dispositivo y permite cumplir con las normas de seguridad más exigentes.

Además, los *Adapt Plus Technology* garantizan la consecución de óptimos resultados, evitando fugas de luz y dirigiendo el haz hacia su piel.

La depiladora no emitirá destellos si los adaptadores para contornos no están completamente en contacto con la zona a tratar. Intente ajustar la posición de la depiladora para garantizar un contacto total, especialmente en zonas más difíciles como brazos y espinillas.

No intente extraer ni aplique una fuerza excesiva a los adaptadores para contornos dado que ello provocará daños en la depiladora.



10. MODOS DE TRATAMIENTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Puede depilarse el cuerpo utilizando cualquiera de los tres modos de tratamiento de la SmoothSkin Pure Adapt:



Modo intenso -
Sin indicador



Modo suave -
Indicador encendido



Modo rápido -
Indicador encendido

El modo intenso es el ajuste a la máxima intensidad del dispositivo. El modo intenso brinda los mejores resultados ya que utiliza la máxima intensidad de salida de luz posible para su tono de piel particular. Este modo funciona particularmente bien en zonas difíciles donde el vello tiende a ser más denso, como las axilas y el área del bikini.

Utilice el modo suave si el modo intenso le resulta incómodo o un poco doloroso. El

funcionamiento en modo suave reduce la intensidad de salida, de modo que apreciará menos indicadores iluminados en las barras de intensidad cuando aplique la depiladora a su piel.

El modo rápido es el modo más veloz y, por lo tanto, el modo de menor intensidad. El modo rápido es ideal para tratar zonas más grandes donde el vello es menos denso (tales como brazos o piernas) y se desea avanzar más rápidamente por la zona de tratamiento. Puede también utilizarse como modo de mantenimiento para frenar el recrecimiento del vello tras el plan de tratamiento inicial.

El modo intenso es la configuración predeterminada al encender la depiladora. Puede alternar entre los tres modos de tratamiento pulsando el botón de modo situado debajo del botón de activación principal.

Estando en cualquiera de estos modos, también puede seleccionar si desea utilizar el método deslizamiento o el método pulsación.

El método pulsación está recomendado para zonas pequeñas como las axilas y el área del bikini. Coloque el aparato de mano sobre la piel, pulse y suelte el botón de activación. Retire el dispositivo de la piel antes de volver a aplicarlo con cuidado en la siguiente zona de tratamiento.

El método deslizamiento está recomendado para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, mantenga pulsado el botón de activación (presione de forma continua) y, a continuación, deslice el aparato a lo largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapamientos ni zonas sin tratar.



11. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Tras el tratamiento, apague siempre la SmoothSkin Pure Adapt desenchufándola de la toma de corriente.


Después de su utilización, inspeccione el aparato de mano, el sensor de tono de piel y la ventana de tratamiento para cerciorarse de que no presentan daños y proceda a limpiarlos utilizando al efecto un trapo seco que no desprenda pelusa.

ADVERTENCIA: El filtro de vidrio puede calentarse durante el uso. **NO** toque ni limpie el filtro durante al menos 5 minutos después de utilizarlo y deje que se enfríe.

NUNCA utilice agua u otros fluidos de limpieza ya que pueden dañar el dispositivo y provocar un riesgo potencial para la seguridad.

Para garantizar el máximo rendimiento de su SmoothSkin Pure Adapt es especialmente importante que mantenga tanto la parte frontal como los adaptadores para contornos y el reflector libres de suciedad, vello u otros residuos.

Si es necesario se pueden limpiar cuidadosamente el reflector y el sensor de tono



de piel utilizando un bastoncillo de algodón ligeramente húmedo.

Guarde la SmoothSkin Pure Adapt en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la ventana de tratamiento y el sensor de tono de piel del aparato de mano estén protegidos de cualquier daño.

Compruebe regularmente la depiladora (y sus cables) por si presenta signos visibles de daños. En caso de detectarse daños o grietas, deje de utilizar el dispositivo y visite la página web para obtener información de asistencia.

Para evitar el riesgo de estrangulamiento o tropiezo, desenchufe siempre la depiladora de la toma de corriente cuando no esté en uso.

12. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

La fuente de alimentación de la SmoothSkin Pure Adapt es universal y funciona con todas las redes de suministro eléctrico más habituales. SmoothSkin Pure Adapt funcionará con normalidad siempre que se utilice un adaptador adecuado para el enchufe del cable de alimentación de red.

13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los indicadores de la barra de intensidad lateral no se encienden cuando se coloca el aparato de mano contra la piel.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. Cerciórese de que el aparato de mano esté en modo PREPARADO (pulse una vez el botón de Espera/Preparado). Asegúrese de que los sensores de contacto cutáneo presionan contra la piel. Asegúrese de que el sensor de tono de piel presiona contra la piel.
Al presionar contra su piel, el primer indicador de las barras de intensidad laterales del aparato de mano se ilumina en ROJO y la SmoothSkin Pure Adapt no funcionará.	La zona que intenta tratar es demasiado oscura para el tratamiento. SmoothSkin Pure Adapt incluye un sensor de tono de piel inteligente que detecta automáticamente su tono de piel y selecciona la configuración de tratamiento óptima. Dada la naturaleza de la tecnología de luz pulsada intensa, SmoothSkin Pure Adapt no es un dispositivo apto para cualquier persona y no puede utilizarse para tratar pieles muy oscuras.
Los indicadores de las barras de intensidad laterales del aparato de mano están encendidos o parpadean con un patrón inusual, incluida una luz indicadora LED roja.	SmoothSkin Pure Adapt mostrará cualquier mensaje de error mediante combinaciones de luces de las barras de intensidad laterales del aparato de mano. Indica que existe una avería en el dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo y consulte la página web.
El aparato de mano, la ventana de tratamiento, la fuente de alimentación o el cable de la SmoothSkin Pure Adapt están dañados, rotos, agrietados o parecen defectuosos.	NO UTILICE EL DISPOSITIVO. Si tiene alguna duda sobre la seguridad de la SmoothSkin Pure Adapt o sospecha que puede tener algún tipo de daño, absténgase de utilizarla y visite la página web.











14. GARANTÍA

Ofrecemos para este producto una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía comprobaremos, sin coste alguno para usted, cualquier defecto atribuible a materiales o fabricación y, siempre según nuestro criterio, procederemos a sustituir el dispositivo completo.

Esta garantía tendrá validez en cualquier país donde CyDen o sus distribuidores autorizados suministren este dispositivo.

Esta garantía no ampara los daños debidos a una utilización incorrecta, el uso o desgaste normal, así como aquellos defectos que tengan un efecto insignificante en el valor o en el funcionamiento del dispositivo. La garantía quedará anulada en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de SmoothSkin Pure Adapt. Para obtener servicio dentro del plazo de garantía, visite nuestra página web www.smoothskin.com

15. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS

 Parte aplicada tipo BF	 Marca de Conformidad UKCA del Reino Unido
 Equipo de Clase II	 Cumplimiento FCC EMC para Norteamérica
 Consúltense las instrucciones de uso	 Marca de Certificación NRTL
 Marca de Conformidad Europea	 Marca de Cumplimiento Normativo australiana
 Manténgase seco	 Marca de Cumplimiento Trébol para Ucrania
 Marca de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea	 Periodo de uso de protección medioambiental RoHS para China
	 Advertencia: La radiación óptica emitida por el dispositivo puede causar lesiones oculares

Declaración de conformidad FCC:

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman el cumplimiento de los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. En caso de que este equipo provoque interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente distinta a la toma del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SmoothSkin Pure Adapt es un sistema de luz pulsada intensa de amplio espectro filtrado con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Frecuencia de repetición:** Pulsos manuales cada 0,45 - 1 segundo (según la configuración del tratamiento), funcionamiento continuo
- **Pulso:** Descarga libre parcial FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Salida óptica máx.:** 3 - 6 J/cm²
- **Longitud de onda:** 510 - 1100 nm
- **Entrada línea de alimentación:** 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,7 - 0,91 A
- **Temperatura de funcionamiento:** Entre 5 °C y 40 °C
- **Humedad de funcionamiento:** Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación
- **Presiones de funcionamiento:** 700 hPa a 1060 hPa
- **Zona de tratamiento (extensión):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

La zona que rodea inmediatamente la ventana de tratamiento se clasifica como la parte aplicada y puede alcanzar una temperatura máxima de 60°C. Asegúrese de utilizar SmoothSkin Pure Adapt como se indica en el apartado 7.

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25 °C a +70 °C
- **Humedad:** Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación
- **Presiones:** 500 hPa a 1060 hPa

Si el dispositivo se ha almacenado a temperaturas fuera del rango de funcionamiento establecido, deberá esperar como mínimo 30 minutos antes de utilizarlo para que se aclimate.

SmoothSkin Pure Adapt puede producir un número ilimitado de destellos y está indicado para un solo usuario.

Su vida útil mínima prevista es de 10 años siempre que se respete el plan de uso recomendado.

El marcado CE certifica que este aparato cumple las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva 2014/35/UE de baja tensión
- Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética
- Directiva 2009/125/CE sobre productos relacionados con la energía

SmoothSkin Pure Adapt cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de compatibilidad electromagnética aplicables a productos domésticos y sanitarios. Dichas normas son: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 y 15.109, ICES-003 Edición 7.

SmoothSkin Pure Adapt cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de seguridad aplicables a productos domésticos y sanitarios.

Dichas normas son: IEC 60335-1:2010 + modificaciones, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005 (Ed. 3.1)+A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + modificaciones, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 y 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + modificaciones


SmoothSkin Pure Adapt está clasificado como Grupo de Riesgo Exento de todos los Riesgos

Póngase en contacto con CyDen Ltd para mayor información.

ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)

Al objeto de reducir al mínimo las amenazas para la salud y el medioambiente y garantizar que se reciclan los materiales, este producto deberá eliminarse en una instalación de recogida separada para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo WEEE marcado en el producto sirve como recordatorio.





Bem-vindo ao

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Parabéns! Abriu a porta a um mundo de beleza, suavidade e comodidade sem paralelo. Junte-se à conversa em www.smoothskin.com, onde pode encontrar aconselhamento e apoio especializado durante o seu tratamento.

ÍNDICE


1. O SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	107	9. OS SENSORES DE PELE QUE SE ADAPTAM AO CONTORNO	128
2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	108	10. MODOS DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT	129
3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	110	11. LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO	131
4. RISCOS POTENCIAIS, EFEITOS SECUNDÁRIOS E REAÇÕES CUTÂNEAS	116	12. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE ADAPT	132
5. QUAL É A UTILIZAÇÃO PREVISTA DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	118	13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	133
6. A SUA APTIDÃO	119	14. GARANTIA	134
7. COMO UTILIZAR O SMOOTHSKIN PURE ADAPT	121	15. ETIQUETAS E SÍMBOLOS	135
8. O SENSOR DE TOM DE PELE	125	16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	136

1. O SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

No interior da embalagem do SmoothSkin Pure Adapt vai encontrar o seguinte:

- Dispositivo e base
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador
- Bolsa de armazenamento do dispositivo




2. COMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

O SmoothSkin Pure Adapt foi concebido para ajudar a quebrar o ciclo de crescimento do pêlo. A energia da luz é transferida através da superfície da pele e é absorvida pela melanina presente no fio de cabelo. A energia da luz absorvida é convertida em energia térmica (abaixo da superfície da pele), o que reduz o crescimento dos pêlos.

Os pêlos tratados caem naturalmente ao longo de alguns dias a 1-2 semanas.

O crescimento do pêlo é cíclico e segue 3 fases distintas e consecutivas. O tratamento IPL só é eficaz quando os pêlos se encontram numa fase específica (a fase Anágena - de crescimento). Nem todos os pêlos estão na mesma fase em qualquer altura. É por esta razão que deve seguir o regime de tratamento recomendado de 12 tratamentos semanais.



O QUE ESPERAR

Imediatamente após o tratamento, não deverá observar quaisquer efeitos secundários significativos do tratamento (consulte a secção 4 para obter mais informações sobre os efeitos secundários).

Nas primeiras semanas após os tratamentos iniciais, ainda verá alguns pêlos a crescer. É provável que sejam pêlos que não foram detetados durante o tratamento, ou seja, estavam latentes e não estavam na sua fase de crescimento (Anágena) durante o tratamento; quando a luz pulsada é mais eficaz.

Cerca de 6 semanas após o início do programa de tratamento de 12 semanas, deverá observar uma redução do crescimento do pêlo. No entanto, muitos pêlos podem ainda não ter sido tratados na sua fase de crescimento. É importante continuar os tratamentos semanais.

Após o programa de 12 semanas, deverá observar uma redução significativa dos pêlos na zona tratada. Quaisquer pêlos remanescentes devem ser mais finos e de cor mais clara. A continuação dos tratamentos mensais, ou dos tratamentos necessários, deverá manter a redução dos pêlos indesejáveis.



0 semanais



4 semanais



8 semanais



12 semanais

3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

CONTRAINDICAÇÕES

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se tiver a pele muito escura. O sensor de tom de pele localizado perto da janela de saída do dispositivo determinará o tom da sua pele. Se o sensor de tom de pele determinar que a sua pele é demasiado escura para uma utilização segura, o funcionamento do SmoothSkin Pure Adapt será impedido.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se a sua pele tiver sido artificial ou naturalmente bronzada ou se estiver queimada devido a exposição solar excessiva. A sua pele pode ficar mais sensível após a exposição solar e particularmente suscetível a queimaduras, bolhas, descoloração ou cicatrizes se utilizar o SmoothSkin Pure Adapt. Espere 1 semana até que as queimaduras solares ou o bronzado desapareçam antes de utilizar o SmoothSkin Pure Adapt.

NÃO exponha as áreas tratadas ao sol. Aguarde, pelo menos, 7 dias após o tratamento antes de expor a pele tratada à luz solar direta. A sua pele pode ficar mais sensível após o tratamento com o SmoothSkin Pure Adapt e particularmente suscetível a queimaduras solares. Aplique protetor solar (FPS 15 ou superior) na zona tratada ou cubra a zona tratada com vestuário adequado.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt diretamente nos mamilos, órgãos genitais ou à volta do ânus. Estas zonas podem ter uma cor de pele mais escura e/ou uma maior densidade de pêlos. A utilização do dispositivo nestas zonas pode causar desconforto/dor ou lesões (queimar, descolorar ou deixar cicatrizes) na sua pele.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se tiver antecedentes de cancro da pele ou lesões pré-cancerosas (por exemplo, nevos ou um grande número de sinais).

NÃO utilize em bolhas e cicatrizes.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se estiver grávida ou a amamentar, uma vez que este dispositivo não foi testado nestas pessoas.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt em manchas castanhas escuras ou pretas, tais como marcas de nascença, sinais ou verrugas na área que pretende tratar. A utilização do SmoothSkin Pure Adapt pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes. Pode sofrer efeitos secundários como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele ou cicatrizes.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se tiver qualquer problema de pele na área de tratamento, incluindo psoríase, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex ou infeções ou feridas ativas.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se tiver menos de 18 anos, uma vez que este aparelho não foi testado em menores de idade.

AVISOS SEGURANÇA DOS OLHOS



O SmoothSkin Pure Adapt emite impulsos de luz intensa pulsada. A exposição direta é potencialmente nociva para os olhos. Respeite as precauções de segurança abaixo indicadas.

AVISO: Possíveis lesões oculares (que podem levar à perda de visão) ou lesões cutâneas se as instruções não forem seguidas. Leia e siga as instruções.

O dispositivo só pode ser ativado (com impulso) se o sensor de tom de pele (junto à janela de tratamento) detetar uma leitura válida do tom de pele e estiver em contacto total com a área de

tratamento. Contudo:

NÃO olhe diretamente para a janela de tratamento do dispositivo quando o sistema tiver energia elétrica e estiver ligado.

NÃO tente ativar (impulso) o sistema na direção do olho.

NÃO trate as zonas à volta dos olhos (sobrancelhas ou pestanas). A utilização incorreta pode provocar lesões oculares; proteja os olhos da exposição. **NÃO** utilize o aparelho sobre as pálpebras ou próximo do olho.

SÓ tente ativar (impulso) o sistema quando a parte da frente do auscultador estiver em bom contacto com a área que pretende tratar.

RECOMENDAMOS que desvie o olhar do dispositivo quando disparar sobre a pele.

ELETRICIDADE E SEGURANÇA

Tal como acontece com qualquer aparelho elétrico, devem ser tomadas certas precauções para garantir a sua segurança.

NÃO tente abrir o SmoothSkin Pure Adapt, pois isso pode expô-lo a componentes elétricos perigosos.

NÃO utilize se o SmoothSkin Pure Adapt estiver danificado; por exemplo, dispositivo rachado, danos no cabo (fios internos visíveis), vidro rachado ou partido no dispositivo, etc. Isto pode resultar em lesões.

NÃO utilize perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água. Se o SmoothSkin Pure Adapt se molhar, não deve ser utilizado.

AVISO Água e eletricidade são uma combinação perigosa! Para evitar o risco de eletrocussão, - não

utilize este equipamento em ambientes húmidos (por exemplo, na casa de banho ou perto de um chuveiro ou piscina): - não deixar correr água para dentro do aparelho.

NÃO utilize se o SmoothSkin Pure Adapt ficar desconfortavelmente quente ao toque. Isto pode indicar que a unidade está danificada.



NÃO utilize uma fonte de alimentação ou outro componente, para além dos fornecidos para utilização com o SmoothSkin Pure Adapt. Isto pode danificar a unidade e fazer com que esta deixe de funcionar.

NÃO tente ativar (impulso) o SmoothSkin Pure Adapt em qualquer superfície que não seja a pele.

AVISO não é permitida nenhuma modificação neste equipamento. Não é possível efetuar a manutenção do Pure Glide.

NÃO posicione o SmoothSkin Pure Adapt de forma a tornar difícil desligar da tomada de alimentação.

AVISO: Se a tomada de parede utilizada para alimentar o equipamento tiver más ligações, a ficha do equipamento pode ficar quente. Certifique-se de que liga o equipamento a uma tomada de parede corretamente instalada para evitar o risco de incêndio e queimaduras.

SEGURANÇA GERAL

NÃO utilize se tiver efetuado um tratamento de peeling cutâneo na zona que pretende tratar. Aguarde 30 dias após um peeling antes de tratar com SmoothSkin Pure Adapt.

O tratamento da pele bronzeada com Luz Pulsada Intensa (IPL) pode resultar em hiperpigmentação (escurecimento) ou hipopigmentação (clareamento) permanentes da pele tratada.

NÃO utilize em zonas onde tenha tatuagens ou maquilhagem permanente.

NÃO utilize se tiver uma sensibilidade conhecida à luz solar (fotossensibilidade) ou se estiver a tomar medicamentos que tornem a pele mais sensível e causem fotossensibilidade, por exemplo, Retin A, Accutane e/ou outros retinoides tópicos. Verifique sempre o folheto informativo que acompanha o seu medicamento, para ver se a fotossensibilidade está listada como um efeito secundário. A utilização do SmoothSkin Pure Adapt em pele fotossensível pode provocar danos na pele, tais como inchaço ou bolhas. Consulte um médico antes da aplicação do aparelho, uma vez que a sua utilização pode causar danos na pele.

Este aparelho não se destina ao tratamento de problemas médicos. Deve-se procurar aconselhamento médico para tratar, por exemplo, de sinais, erupções cutâneas, comichão na pele, fungos ou infeções cutâneas, inchaços ou marcas na pele.

O SmoothSkin Pure Adapt não deve ser utilizado por cima de qualquer produto de preenchimento ou botox.

AVISO: O SmoothSkin Pure Adapt deve ser mantido fora do alcance de crianças com menos de 18 anos de idade. As crianças não devem utilizar, brincar, efetuar a manutenção ou limpar o aparelho. Existe uma série de riscos potenciais - exposição à luz que provoca queimaduras ou lesões oculares, eletrocussão, estrangulamento devido aos cabos.

O SmoothSkin Pure Adapt deve ser mantido fora do alcance de animais de estimação e de animais nocivos que possam danificar o dispositivo. Os riscos potenciais incluem a redução da função e a eletrocussão.

AVISO: Não deixe o equipamento sem vigilância quando estiver ligado para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.



Filtro de vidro

O SmoothSkin Pure Adapt não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos. A menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do equipamento para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

O filtro de vidro do SmoothSkin Pure Adapt é um componente crítico que aquece durante a utilização.

NÃO toque no filtro durante ou imediatamente após a utilização. Inspeccione regularmente o filtro quanto a danos.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt se o filtro estiver rachado ou em falta.

Certifique-se de que a janela de tratamento do SmoothSkin Pure Adapt está limpa e sem detritos. Quaisquer detritos sobre ou à volta da janela de tratamento durante a operação podem resultar em alterações temporárias da pele, tais como vermelhidão ou inchaço.

AVISO: Podem ocorrer danos na pele após uma aplicação superficial prolongada ou repetida num local. Evite a utilização excessiva, que inclui passagens excessivas, empilhamento de impulsos e/ou aumento da frequência de utilização.

AVISO: Não anule os mecanismos de segurança inerentes ao aparelho.

NÃO exceda a utilização especificada no regime de tratamento.

NÃO utilize em zonas que tenham recebido recentemente anestesia local.

PRECAUÇÕES

A depilação com lasers ou fontes de luz pulsada intensa pode provocar um aumento do crescimento dos pêlos em alguns indivíduos. Com base nos dados atualmente disponíveis, os grupos de maior

risco para esta resposta são as mulheres de origem mediterrânica, do Médio Oriente e do Sul da Ásia tratadas no rosto e no pescoço.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Adapt em qualquer área onde se pretenda que os pêlos voltem a crescer.

NÃO utilize o dispositivo SmoothSkin Pure Adapt no rosto, maxilar ou pescoço do homem. Os pêlos na zona da barba dos homens são demasiado densos e a utilização do aparelho SmoothSkin Pure Adapt nestas zonas pode provocar lesões na pele.

O SmoothSkin Pure Adapt não é recomendado para utilização em pêlos ruivos, cinzentos, brancos ou louros. O SmoothSkin Pure Adapt não é eficaz nestas cores de pêlo.

PRECAUÇÃO: Não submeta o equipamento a choques fortes para evitar o risco de danificar a lâmpada.

PRECAUÇÃO: Desligue sempre o aparelho da tomada depois de o utilizar e em caso de falha de energia para evitar o risco de o danificar.

4. RISCOS POTENCIAIS, EFEITOS SECUNDÁRIOS E REAÇÕES CUTÂNEAS

A utilização de SmoothSkin Pure Adapt pode provocar efeitos secundários.

A tabela abaixo lista as reações cutâneas conhecidas que podem ocorrer após o tratamento com o SmoothSkin Pure Adapt.

POSSÍVEL EFEITO SECUNDÁRIO	COMO AVALIAR E REAGIR
Dor ligeira / desconforto na zona a tratar.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções, e a dor deve diminuir com a utilização contínua.
Sensações de calor ou formigueiro durante o tratamento, que normalmente desaparecem após alguns segundos a um minuto e diminuem com a utilização continuada.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções.
Comichão na zona de tratamento.	Isto é bastante comum nos tratamentos IPL e deve desaparecer após um curto período de tempo. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções. Não coce a zona.
Vermelhidão da pele durante ou após o tratamento, que desaparece em poucos minutos.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções quando a vermelhidão da pele tiver desaparecido.
Vermelhidão da pele que não desaparece em minutos e dura 24-48 horas.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.
Dor ou desconforto intenso durante o tratamento ou que persiste após um tratamento.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.

EM CASOS MUITO RAROS	COMO AVALIAR E REAGIR
Inchaço e vermelhidão que não desaparecem no prazo de dois a três dias.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.
Alterações temporárias da cor da pele (clareamento ou escurecimento).	Se a cor da sua pele mudar, pare imediatamente de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.
Bolhas, cicatrizes ou queimaduras na pele.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar. Aplique uma compressa fria na zona. Trate com antisséptico ou creme para queimaduras.

5. QUAL É A UTILIZAÇÃO PREVISTA DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O SmoothSkin Pure Adapt destina-se à redução permanente dos pêlos indesejáveis.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O aparelho de depilação SmoothSkin Pure Adapt é indicado para a remoção de pêlos indesejáveis. O SmoothSkin Pure Adapt está também indicado para a redução permanente do crescimento dos pêlos, definida como a redução estável e a longo prazo do número de pêlos que voltam a crescer, quando medido aos 6, 9 e 12 meses após a conclusão de um regime de tratamento.

6. A SUA APTIDÃO

ÁREAS DO CORPO

O SmoothSkin Pure Adapt é adequado para ser utilizado nos pêlos do corpo e nos pêlos faciais femininos abaixo da linha das bochechas.

COR DA PELE


O SmoothSkin Pure Adapt é adequado para utilização em tons de pele claros, médios e escuros, até ao tom de pele 5, inclusive.

O SmoothSkin Pure Adapt incorpora um sensor de tom de pele que mede a cor da sua

pele e impede a sua utilização se o seu tom de pele for demasiado escuro.

Os tons de pele escuros são ricos em melanina, que pode absorver demasiada energia e provocar danos no tom da pele.

TOM DE PELE



COR DO PÊLO

O SmoothSkin Pure Adapt é adequado para ser utilizado em pêlos naturalmente pretos ou castanhos. Pode não ser tão eficaz em pêlos brancos, cinzentos, loiros ou ruivos.

COR DO PÊLO



7. COMO UTILIZAR O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

AVISO: Siga cada etapa do processo de tratamento, assegurando a conclusão de todos os aspetos de cada etapa antes de avançar para a seguinte.

PASSO 1: PREPARE A ÁREA A SER TRATADA

Remova todos os pêlos visíveis rapando. Certifique-se de que não há pêlos acima da superfície da pele, pois isso pode causar lesões. Isto também evita que os detritos cubram a parte frontal do seu dispositivo.

Limpe a zona de tratamento e seque com uma toalha. Não utilize géis ou cremes com este dispositivo!

PASSO 2: FAÇA UM TESTE DE CONTACTO

Antes do seu primeiro tratamento em cada nova área do corpo, RECOMENDAMOS que teste a sua pele nessa área para verificar se há reação ao SmoothSkin Pure Adapt.

A área de teste deve ter aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 impulsos aplicados na pele lado a lado). Siga o Passo 3 para tratar a área.

Aguarde 24 horas após o teste de contacto, para garantir que a sua pele está apta para o tratamento e que não existe qualquer reação adversa à energia da luz. Se não houver reação após 24 horas, pode tratar a área à volta do teste de contacto. A "zona testada" NÃO deve voltar a ser tratada durante pelo menos uma semana.



PASSO 3: TRATAMENTO COM O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica. As ventoinhas arrancam e os sensores de tom de pele acendem a azul, indicando que o dispositivo está ligado.


Tempo limite do MODO DE ALIMENTAÇÃO

Quando a unidade é deixada "inativa", ou seja, não são premidos quaisquer botões durante 10 minutos, a unidade regressa ao modo STANDBY e as luzes do sensor de pele apagam-se. Para voltar ao modo READY (Pronto) para tratamento, prima o botão Power Mode (Modo de alimentação).

B) Pressione o dispositivo firmemente contra a área a tratar, assegurando que o Sensor de Tom de Pele e os sensores de contacto com a pele estão em pleno contacto com a pele.

Se o sensor de tom de pele não detetar um tom de pele válido e/ou os sensores de contacto com a pele não estiverem em contacto total com a pele, o dispositivo não pode ser ativado.


Quando o sensor de tom de pele mede um tom de pele válido e os sensores de contacto com a pele estão em contacto total com a pele, as barras de alimentação acendem-se a BRANCO para indicar que o dispositivo está pronto a emitir um impulso.



C) Carregue no botão de ativação. O dispositivo emite um impulso e deve sentir-se uma sensação de calor.

D) Desloque o dispositivo para a área seguinte a ser tratada e repetir. O dispositivo precisa de ser recarregado entre os impulsos.

AVISO: Certifique-se de que não tapa as aberturas de ventilação do dispositivo durante o tratamento, pois isso pode levar ao sobreaquecimento do mesmo.



MÉTODO DE TRATAMENTO - CARIMBO OU DESLIZAMENTO

Método do carimbo

Este método é recomendado para pequenas áreas, como as axilas e a linha do biquíni. Coloque o dispositivo sobre a pele, carregue e solte o botão de ativação. Retire da pele antes de voltar a aplicar cuidadosamente na área de tratamento seguinte

Método de deslizamento

Este método é recomendado para áreas maiores, como as pernas. Coloque o dispositivo sobre a pele, mantenha premido o botão de ativação (premir continuamente) e deslize o dispositivo ao longo da pele entre os impulsos. Tente mover o DISPOSITIVO a uma velocidade constante que permita uma cobertura total sem sobreposições ou áreas perdidas.


PASSO 4: O SEU CALENDÁRIO DE TRATAMENTOS SMOOTHSKIN PURE ADAPT

O SmoothSkin Pure Adapt deve ser utilizado uma vez por semana até se obterem os resultados desejados.

PASSO 5: DESLIGAR O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Quando o tratamento estiver concluído, o SmoothSkin Pure Adapt deve ser desligado da tomada elétrica.

Consulte a secção 11 para obter informações sobre a melhor forma de cuidar do seu SmoothSkin Pure Adapt.



8. O SENSOR DE TOM DE PELE

O sensor de tom de pele mede a cor da sua pele e define o nível correto de potência de saída necessário. Se a sua pele for demasiado escura para o tratamento com O SmoothSkin Pure Adapt, o sensor de tom de pele detetará esse facto e impedirá o funcionamento da unidade. Serão apresentadas luzes VERMELHAS na barra de energia se a sua pele estiver demasiado escura.


O estado do sensor de tom de pele pode ser visto nas barras de energia localizadas em ambos os lados do telemóvel. Se for detetado um tom de pele válido, as barras de energia iluminar-se-ão a BRANCO. O número de luzes iluminadas dependerá do seu tom de pele exato.

A quantidade de energia de luz fornecida para cada uma das definições do dispositivo no Modo de Alimentação (consoante a cor da pele) é apresentada na tabela abaixo.

Este contacto total com a pele garante a obtenção dos melhores resultados, uma vez que toda a energia de luz emitida pelo aparelho atinge a área de tratamento.

NÚMERO DE LUZES DA BARRA DE POTÊNCIA ILUMINADAS	ENERGIA MÁXIMA (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


BARRAS DE POTÊNCIA




Menos luzes = pele mais escura e definição de potência mais baixa

Mais luzes = Pele mais clara e definição de potência mais elevada


Pele demasiado escura
Nenhum tratamento possível
1 luz VERMELHA iluminada



Pele escura
Regulação de potência mais baixa
1 luz iluminada



Pele clara
Regulação de potência mais elevada
10 luzes iluminadas



Não adequado

Adequado


9. OS SENSORES DE PELE QUE SE ADAPTAM AO CONTORNO

O SmoothSkin Pure Adapt tem novos *Adapt Plus Technology* que se adaptam à forma da área tratada e verificam o contacto com a pele antes de cada impulso, assegurando que o aparelho é seguro para funcionar! Isto torna o dispositivo fácil de utilizar e está em conformidade com os mais rigorosos regulamentos de segurança.

Os *Adapt Plus Technology* também garantem a obtenção dos melhores resultados, evitando a fuga de luz e direccionando a luz para a sua pele.

Se os adaptadores de contorno não estiverem em contacto total com a área de tratamento, o dispositivo não irá emitir impulsos. Tente ajustar o posicionamento do dispositivo para garantir um contacto total, especialmente nas zonas mais difíceis, como os braços e as pernas.

Não tente remover ou aplicar força excessiva nos adaptadores de contorno, pois isso danificará o dispositivo.



10. MODOS DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Pode tratar o seu corpo utilizando qualquer um dos três modos de tratamento SmoothSkin Pure Adapt:



Modo de Alimentação -
Sem indicador



Modo suave -
Indicador ligado



Modo de velocidade -
Indicador ligado

O Modo de Alimentação é a definição de energia mais elevada do dispositivo. O Modo de Alimentação proporciona os melhores resultados, uma vez que utiliza a potência máxima possível para o seu tom de pele específico. Este modo funciona particularmente bem nas zonas mais difíceis onde os pêlos tendem a ser mais densos, como as axilas e a linha do biquíni.

O Modo Suave pode ser utilizado se considerar o Modo Poder desconfortável ou demasiado doloroso. O funcionamento do aparelho no Modo Suave reduzirá a potência de saída e notará menos indicadores da Barra de Potência iluminados quando aplicados na sua pele.

O Modo de Velocidade é o modo mais rápido e, por conseguinte, o modo de menor consumo de energia. O Modo de Velocidade é o melhor para tratar áreas maiores onde o pêlo é menos denso (como braços ou pernas) e onde se pretende avançar rapidamente ao longo da área de tratamento. Também pode ser utilizado como um modo de manutenção, para manter o crescimento do pêlo afastado após o seu regime de tratamento inicial.

O Modo de Alimentação é a definição predefinida quando o dispositivo é ligado. Pode alternar entre os três modos carregando no botão Modo por baixo do botão de ativação principal.

Em qualquer um destes modos, pode também escolher se pretende utilizar o Método de Deslizamento ou o Método de Carimbo.

O Método de Carimbo é recomendado para pequenas áreas, como as axilas e a linha do biquíni. Coloque o dispositivo sobre a pele, carregue e solte o botão de ativação. Retire da pele antes de voltar a aplicar cuidadosamente na área de tratamento seguinte.

O Método de Deslizamento é recomendado para áreas maiores, como as pernas. Coloque o dispositivo sobre a pele, mantenha premido o botão de ativação (premir continuamente) e deslize o dispositivo ao longo da pele entre os impulsos. Tente mover o DISPOSITIVO a uma velocidade constante que permita uma cobertura total sem sobreposições ou áreas perdidas.



11. LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO

Após o tratamento, desligue sempre o SmoothSkin Pure Adapt, retirando a ficha da tomada elétrica.


Após a utilização, o dispositivo, o sensor de tom de pele e a janela de tratamento devem ser inspecionados quanto a danos e limpos com um pano seco e sem pêlos.

AVISO: O filtro de vidro pode aquecer durante a utilização. NÃO toque nem limpe o filtro durante pelo menos 5 minutos após a utilização para permitir que arrefeça.

NUNCA utilize água ou outros líquidos de limpeza, uma vez que estes podem danificar o dispositivo, conduzindo a um potencial risco de segurança.

Para garantir o máximo desempenho do SmoothSkin Pure Adapt, é particularmente importante manter a parte frontal do aparelho, os Adaptadores de Contorno e o refletor livres de sujidade, pêlo ou outros detritos.

Se necessário, o refletor e o sensor de tom de pele podem ser cuidadosamente limpos com um cotonete ligeiramente humedecido.



Conserve o SmoothSkin Pure Adapt num local fresco e seco. Certifique-se de que a janela de tratamento e o sensor de tom de pele do dispositivo estão protegidos contra danos.

Verifique regularmente se o aparelho (incluindo os cabos) apresenta sinais visíveis de danos. Em caso de danos ou fissuras, pare de utilizar o dispositivo - e visite o site para obter informações de assistência

Para evitar o perigo de estrangulamento ou de tropeçar, desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado.

12. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A fonte de alimentação do SmoothSkin Pure Adapt é universal e funciona com todas as fontes de alimentação comuns. Desde que tenha um adaptador adequado para a ficha do cabo de alimentação elétrica, o SmoothSkin Pure Adapt funcionará normalmente.

13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Os indicadores das barra de potência na parte lateral do dispositivo não se acendem quando colocados contra a sua pele.	Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada à corrente. Certifique-se de que a parte móvel está no modo READY (PRONTO) (carregue uma vez no botão Standby/Ready). Certifique-se de que os sensores de pele são pressionados contra a pele. Certifique-se de que o sensor de tom de pele é pressionado contra a pele.
Quando pressionado contra a sua pele, o primeiro indicador da barra de potência na parte lateral do aparelho acende-se a VERMELHO e o SmoothSkin Pure Adapt não funciona.	A área que está a tentar tratar é demasiado escura para o tratamento. O SmoothSkin Pure Adapt inclui um sensor inteligente de tom de pele que deteta automaticamente o seu tom de pele e seleciona a definição de tratamento ideal. Devido à natureza da tecnologia de Luz Pulsada Intensa, SmoothSkin Pure Adapt não é para toda a gente e não pode tratar peles muito escuras.
Os indicadores da barra de potência na parte lateral do dispositivo estão ligados ou estão a emitir impulsos num padrão desconhecido, incluindo uma luz indicadora LED vermelha.	O SmoothSkin Pure Adapt apresentará quaisquer mensagens de erro através de combinações de luzes nas barras de potência nos lados do dispositivo. Isto indica que existe uma falha no dispositivo. Deixar de utilizar o aparelho e consultar o site.
O dispositivo SmoothSkin Pure Adapt, a janela de tratamento, a fonte de alimentação ou o cabo estão danificados, partidos, rachados ou parecem estar com defeito.	NÃO UTILIZE. Se tiver dúvidas quanto à segurança do SmoothSkin Pure Adapt ou se suspeitar que está danificado, não deve ser utilizado e deve consultar o site.




14. GARANTIA

Concedemos uma garantia de 2 anos para o produto a partir da data de compra. Durante o período de garantia, verificaremos gratuitamente os defeitos de material ou de fabrico e substituiremos o aparelho completo, se assim o entendermos.

Esta garantia estende-se a todos os países onde este dispositivo é fornecido pela CyDen ou pelo seu distribuidor designado.

Esta garantia não cobre danos devidos a uma utilização incorreta, desgaste normal ou utilização, bem como defeitos que tenham um efeito negligenciável no valor ou no funcionamento do aparelho. A garantia perde a validade se as reparações forem efetuadas por pessoas não autorizadas e se não forem utilizadas peças originais SmoothSkin Pure Adapt. Para obter assistência dentro do período de garantia, visite o nosso site: www.smoothskin.com

15. ETIQUETAS E SÍMBOLOS

 Peça Aplicada Tipo BF	 Marca de Conformidade UKCA do Reino Unido
 Equipamento Classe II	 Conformidade FCC EMC para a América do Norte
 Siga as instruções de utilização	 Marcação de certificação NRTL
 Marcação de Conformidade Europeia	 Marca de Conformidade Regulamentar da Austrália
 Manter seco	 Marca de conformidade Trefoil para a Ucrânia
 Marca de eliminação de resíduos WEEE da União Europeia	 Período de utilização da proteção ambiental RoHS da China
	 Aviso A radiação ótica do dispositivo pode provocar lesões oculares

Declaração da FCC:

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital da Classe B, de acordo com o ponto 15 das Normas da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Estes limites foram criados para fornecerem proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não existe garantia que não irá ocorrer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-o e desligando-o, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais a seguir indicadas:

- Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que aquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O SmoothSkin Pure Adapt é um sistema de Luz Pulsada Intensa de banda larga filtrada com as seguintes especificações técnicas:

- **Taxa de repetição:** Pulsação manual a cada 0,45 a 1 segundo (consoante a definição do tratamento), funcionamento contínuo
- **Impulso:** Descarga parcial livre FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Saída ótica máxima:** 3 - 6J/cm²
- **Comprimento de onda:** 510 - 1100nm
- **Entrada de linha de alimentação:** 100-240V~, 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Temperatura de funcionamento:** Entre 5°C e 40°C
- **Humidade de funcionamento:** Até 93%H.R. sem condensação
- **Pressões de funcionamento:** 700hPa a 1060hPa
- **Área de tratamento (tamanho da mancha):** 3 cm² (30mm x 10mm)

A área diretamente à volta da janela de tratamento é classificada como a Parte Aplicada e pode atingir uma temperatura máxima de 60 °C. Certifique-se de que o SmoothSkin Pure Adapt é utilizado conforme indicado na Secção 7.

ARMAZENAMENTO E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25°C a +70°C
- **Humidade:** Até 93%H.R. sem condensação
- **Pressões:** 500hPa a 1060hPa

Se o dispositivo tiver sido conservado a temperaturas fora do intervalo de funcionamento indicado, aguarde pelo menos 30 minutos antes de o utilizar para permitir que o dispositivo se aclimatize.

O SmoothSkin Pure Adapt tem impulsos ilimitados e destina-se a um único utilizador.

A vida útil mínima esperada é de 10 anos se for seguido o regime recomendado.

A marcação CE certifica que este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva relativa aos Produtos Relacionados com a Energia 2009 / 125 / CE.


O SmoothSkin Pure Adapt está em conformidade com as mais recentes Normas e Emendas EMC aplicáveis a Dispositivos Domésticos e Médicos. Estas são: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 e 15.109, ICES-003 Edição 7.

O SmoothSkin Pure Adapt está em conformidade com as mais recentes Normas de Segurança e Alterações aplicáveis a Dispositivos Domésticos e Médicos.

Estas são: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

O SmoothSkin Pure Adapt está classificado como Grupo de Risco Isento para todos os Perigos

Para mais informações,
contacte a
CyDen Ltd



ELIMINAÇÃO (FIM DE VIDA)

Para minimizar os riscos para a saúde e para o ambiente e garantir que os materiais podem ser reciclados, este produto deve ser eliminado numa instalação de recolha separada para resíduos de equipamento elétrico e eletrónico. O símbolo WEEE marcado no produto serve para o lembrar.



Ti diamo il benvenuto a

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Congratulazioni! Hai appena scoperto un mondo di bellezza, levigatezza e praticità ineguagliabili. Unisciti a noi e partecipa alla conversazione su www.smoothskin.com, dove troverai consigli degli esperti e supporto durante tutto il trattamento.

INDICE


1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	142	9. SENSORI CHE SI ADATTANO AI CONTORNI DELLA PELLE	163
2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	143	10. MODALITÀ DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT	164
3. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	145	11. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE	166
4. RISCHI POTENZIALI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE	151	12. SPOSTARSI CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	167
5. USO PREVISTO DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT	153	13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	168
6. LA TUA IDONEITÀ	154	14. GARANZIA	169
7. COME UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	156	15. ETICHETTE E SIMBOLI	170
8. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE	160	16. SPECIFICHE TECNICHE	171

1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione di SmoothSkin Pure Adapt troverai i seguenti componenti:

- Dispositivo e base
- Cavo di alimentazione
- Manuale dell'utente
- Custodia del dispositivo




2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt è ideato per interrompere il ciclo di crescita dei peli. L'energia luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e assorbita dalla melanina presente nel fusto del pelo. L'energia luminosa assorbita viene convertita in energia termica (sotto la superficie della pelle), che riduce il processo di ricrescita dei peli.

I peli trattati cadono naturalmente nel corso di pochi giorni fino a 1-2 settimane.

La crescita dei peli è ciclica e segue 3 fasi consecutive distinte. Il trattamento IPL è efficace solo quando i peli si trovano in una fase particolare (la fase di crescita Anagen). Non tutti i peli si trovano nella stessa fase allo stesso momento. Ecco perché è necessario seguire il regime di trattamento raccomandato di 12 settimane.



COSA ASPETTARSI

Immediatamente dopo il trattamento, non si dovrebbe notare alcun effetto collaterale significativo (fare riferimento alla sezione 4 per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali).

Nelle prime settimane che seguono i trattamenti iniziali, alcuni peli cresceranno ancora. Si tratta probabilmente di peli che sono stati omessi durante il trattamento, vale a dire peli inattivi e che non si trovavano in fase di crescita (Anagen) nel corso del trattamento, quando l'IPL ha una maggiore efficacia.

Attorno alla settimana 6 del programma di trattamento di 12 settimane, si dovrebbe notare una riduzione della crescita dei peli. Tuttavia molti peli potrebbero non essere ancora stati trattati durante la loro fase di crescita. È importante continuare i trattamenti settimanali.

Al termine del programma di 12 settimane, si dovrebbe notare una riduzione significativa dei peli nell'area trattata. Eventuali peli residui dovrebbero essere più fini e di colore più chiaro. I trattamenti mensili continuativi, o altri trattamenti necessari, dovrebbero mantenere la riduzione dei peli superflui.



0 settimane



4 settimane



8 settimane



12 settimane

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

CONTROINDICAZIONI

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se hai una pelle molto scura. Il sensore della tonalità della pelle situato accanto alla finestra di output del dispositivo determinerà la tonalità della tua pelle. Se il sensore della tonalità della pelle stabilisce che la tua pelle è troppo scura per permettere un uso sicuro, SmoothSkin Pure Adapt non funzionerà.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se la tua pelle è artificialmente o naturalmente abbronzata o scottata a causa di un'eccessiva esposizione solare. La tua pelle potrebbe essere più sensibile in seguito all'esposizione solare e particolarmente suscettibile a scottature, vesciche, discromie o cicatrici se utilizzi SmoothSkin Pure Adapt. Attendi 1 settimana finché la scottatura o l'abbronzatura sarà scomparsa prima di utilizzare SmoothSkin Pure Adapt.

NON esporre le aree trattate al sole. Attendi almeno 7 giorni dal trattamento prima di esporre la pelle trattata alla luce solare diretta. La tua pelle potrebbe essere più sensibile in seguito al trattamento con SmoothSkin Pure Adapt e particolarmente suscettibile alle scottature. Applica la protezione solare (SPF 15 o superiore) sull'area trattata oppure copri la zona con indumenti idonei.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt direttamente sui capezzoli, genitali o nella zona perianale. La tonalità della pelle in queste aree potrebbe essere più scura e/o la densità dei peli maggiore. L'uso del dispositivo in queste aree può causare fastidio/dolore oppure provocare lesioni alla pelle (scottature, discromie o cicatrici).

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se hai un'anamnesi di carcinoma cutaneo o lesioni pre-cancerose (ad es. nevi o molti nevi).

NON utilizzare su vesciche e cicatrici.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se sei in gravidanza o allattamento, poiché questo dispositivo non è stato testato su questi individui.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt su macchie cutanee di colore marrone scuro o nero come voglie, nei o verruche presenti nell'area che desideri trattare. L'uso di SmoothSkin Pure Adapt può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali condizioni esistenti. Potrebbero verificarsi effetti collaterali come scottature, vesciche e variazioni della tonalità della pelle, o cicatrici.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se sono presenti eventuali condizioni cutanee nell'area di trattamento, tra cui psoriasi, vitiligine, eczema, acne, herpes simplex o infezioni attive o lesioni.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se hai un'età inferiore ai 18 anni poiché questo dispositivo non è stato testato su questi individui.

AVVERTENZE SICUREZZA OCULARE



SmoothSkin Pure Adapt emette spot di luce pulsata intensa. L'esposizione diretta può potenzialmente nuocere agli occhi. Assicuratevi di prestare attenzione alle seguenti precauzioni di sicurezza.

AVVERTENZA: Possibile lesione oculare (che può potenzialmente causare la perdita della vista) o lesione cutanea in caso di inosservanza delle istruzioni. Leggi e segui le istruzioni.

Il dispositivo può essere attivato (emettere spot) solo se il sensore della tonalità della pelle (accanto alla finestra di trattamento) rileva una tonalità della pelle idonea ed è perfettamente a contatto con l'area di

trattamento. Tuttavia:

NON guardare direttamente in direzione della finestra di trattamento del dispositivo quando il sistema è collegato all'energia elettrica ed è acceso.

NON tentare di attivare il sistema (produrre spot) in direzione degli occhi.

NON trattare le aree attorno agli occhi (sopraciglia o ciglia). L'uso improprio può causare lesioni oculari: proteggi gli occhi dall'esposizione. **NON** utilizzare l'apparecchio sulle palpebre o in prossimità degli occhi.

Attiva il sistema (producendo spot) **SOLO** quando la parte anteriore del dispositivo aderisce perfettamente all'area che desideri trattare.

RACCOMANDIAMO di distogliere lo sguardo dal dispositivo mentre emette spot sulla pelle.

ELETTRICITÀ E SICUREZZA

Come per tutti i dispositivi elettrici, è necessario prendere alcune precauzioni per garantire la sicurezza.

NON tentare di aprire SmoothSkin Pure Adapt, poiché potresti esporre componenti elettriche pericolose.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se è danneggiato, ad esempio, in caso di crepe sul dispositivo, danno al cavo (fili interni visibili), crepe o rotture sul vetro del dispositivo ecc. In caso contrario si potrebbero causare lesioni.

NON utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua. Non utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se si bagna.

AVVERTENZA L'acqua e l'elettricità rappresentano una combinazione pericolosa! Per evitare il rischio di folgorazione, non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi (ad es. in bagno o in prossimità di una doccia o una piscina). Non lasciare che l'acqua penetri all'interno dell'apparecchio.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se diventa eccessivamente caldo al tatto. Questo potrebbe indicare che il dispositivo è danneggiato.

NON utilizzare un alimentatore o altro componente diverso da quello fornito per l'uso con SmoothSkin Pure Adapt. In caso contrario si potrebbe danneggiare il dispositivo e causarne il mancato funzionamento.



NON tentare di attivare SmoothSkin Pure Adapt (produrre spot) su superfici diverse da quella cutanea.

AVVERTENZA Non è consentito apportare alcuna modifica a questo apparecchio. Pure Glide non può essere sottoposto a manutenzione.

NON posizionare SmoothSkin Pure Adapt in modo tale da rendere difficile lo scollegamento dalla rete elettrica.

AVVERTENZA: Se la presa di corrente utilizzata per alimentare l'apparecchio presenta una connessione instabile, la spina dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Assicurati di collegare l'apparecchio a una presa di corrente installata correttamente per evitare il rischio di incendio e ustioni.

SICUREZZA GENERALE

NON utilizzare l'apparecchio se hai ricevuto un trattamento di peeling cutaneo nell'area che desideri trattare. Attendi 30 giorni dal peeling cutaneo prima del trattamento con SmoothSkin Pure Adapt.

Il trattamento con Luce Pulsata Intensa (IPL) sulla pelle abbronzata può provocare iperpigmentazione (scurimento) o ipopigmentazione (schiarimento) permanente della pelle trattata.

NON utilizzare su aree in cui sono presenti tatuaggi o trucco permanente.

NON utilizzare in caso di nota sensibilità alla luce solare (fotosensibilità) o se assumi farmaci che rendono la pelle più sensibile e causano fotosensibilità, ad es. Retin A, Accutane e/o altri retinoidi topici. Consulta

sempre il foglio di istruzioni che accompagna il prodotto medicinale e verifica se la fotosensibilità è elencata nella lista degli effetti collaterali. L'uso di SmoothSkin Pure Adapt sulla pelle fotosensibile può provocare danni cutanei come gonfiore o vesciche. Consulta un medico prima dell'applicazione dell'apparecchio poiché l'uso può nuocere alla pelle.

Questo apparecchio non è destinato al trattamento di condizioni mediche. È necessario consultare un medico per ricevere indicazioni su come trattare, ad esempio, nei, rash cutanei, prurito alla pelle, funghi o infezioni della pelle, tumefazioni cutanee o fibromi penduli.


SmoothSkin Pure Adapt non dovrebbe essere utilizzato su filler o botox.

AVVERTENZA: SmoothSkin Pure Adapt dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 18 anni. I bambini non dovrebbero utilizzare, mantenere o pulire il dispositivo, o adoperarlo per il gioco. Esistono diversi rischi potenziali (ustioni o danno oculare a causa dell'esposizione all'emissione luminosa, folgorazione, strangolamento da cavi).

SmoothSkin Pure Adapt dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata degli animali domestici e parassiti che potrebbero danneggiare il dispositivo. I rischi potenziali includono il funzionamento ridotto e la folgorazione.

AVVERTENZA: Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendio o ustioni.

SmoothSkin Pure Adapt non è destinato all'uso da parte di individui con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non siano sottoposti a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni



sull'uso dell'apparecchio per evitare il rischio di incendio o ustioni.

Il filtro in vetro di SmoothSkin Pure Adapt è un componente fondamentale che si riscalda durante l'uso. **NON** toccare il filtro durante l'uso o subito dopo. Ispeziona regolarmente il filtro per assicurarti che non presenti danni.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt se il filtro è crepato o mancante.”

Assicuratevi che la finestra di trattamento di SmoothSkin Pure Adapt sia pulita e priva di impurità. Eventuali impurità su o in prossimità della finestra di trattamento durante il funzionamento può provocare cambiamenti temporanei della pelle come rossore o gonfiore.

AVVERTENZA: L'applicazione superficiale prolungata o ripetuta sullo stesso sito può provocare danni cutanei. Evita di utilizzare eccessivamente l'apparecchio, ad esempio passandolo sulla pelle troppe volte, sovrapponendo gli impulsi e/o aumentando la frequenza dell'uso.

AVVERTENZA: Non disabilitare i meccanismi di sicurezza integrati nel dispositivo.

NON superare l'uso specificato nel regime di trattamento.

NON utilizzare su aree sottoposte di recente ad anestetici locali.

PRECAUZIONI

L'epilazione con laser o fonti di luce pulsata può causare l'aumento della crescita dei peli in alcuni individui. In base ai dati attualmente disponibili, i gruppi che rischiano maggiormente di sviluppare questa risposta sono le donne di origine mediterranea, mediorientale e sud-asiatica trattate sul viso e sul collo.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt su aree su cui si desidera fare ricrescere i peli.

NON utilizzare il dispositivo SmoothSkin Pure Adapt sul viso, sulla mascella o sul collo maschile. I peli

presenti nella zona della barba di un uomo sono molto densi e l'uso del dispositivo SmoothSkin Pure Adapt in queste aree può provocare lesioni cutanee.

SmoothSkin Pure Adapt non è raccomandato per l'uso su peli di colore rosso, grigio, bianco o biondo. SmoothSkin Pure Adapt non risulta efficace su questi peli.

ATTENZIONE: Non sottoporre l'apparecchio a urti violenti per evitare il rischio di danno alla lampada.

ATTENZIONE: Scollega sempre l'apparecchio dopo l'uso in caso di interruzione di energia per evitare il rischio di danno al dispositivo.

4. RISCHI POTENZIALI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE

L'uso di SmoothSkin Pure Adapt potrebbe causare effetti collaterali.

Nella tabella sottostante sono elencate le reazioni cutanee note che possono verificarsi in seguito al trattamento con SmoothSkin Pure Adapt.

POSSIBILE EFFETTO COLLATERALE	COME VALUTARE E AGIRE
Leggero dolore/fastidio nell'area di trattamento.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni. Il dolore dovrebbe attenuarsi con l'uso continuato.
Sensazioni di calore o formicolio durante il trattamento, che tipicamente scompaiono dopo pochi secondi o un minuto e diminuiscono con l'uso continuato.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni.
Prurito nell'area di trattamento.	Si tratta di un effetto abbastanza comune per i trattamenti con IPL e dovrebbe regredire dopo un breve periodo. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni. Non grattare l'area.
Rossore della pelle durante o dopo il trattamento che scompare dopo qualche minuto.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni una volta che il rossore è scomparso.
Rossore della pelle che non scompare dopo qualche minuto e dura 24-48 ore.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Dolore o fastidio intenso durante il trattamento o che persiste dopo il trattamento.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

IN CASI MOLTO RARI	COME VALUTARE E AGIRE
Gonfiore e rossore che non scompaiono entro due o tre giorni.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Cambiamenti temporanei del colore della pelle (schiarimento o scurimento).	Se il colore della tua pelle cambia, sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico.
Comparsa di vesciche, cicatrici o scottature della pelle.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente. Applica un impacco freddo sull'area. Tratta con un antisettico o crema per le ustioni.

5. USO PREVISTO DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT

USO PREVISTO

SmoothSkin Pure Adapt è stato concepito per la riduzione permanente dei peli superflui.

INDICAZIONI PER L'USO

Il dispositivo per l'epilazione SmoothSkin Pure Adapt è indicato per la rimozione dei peli superflui. Inoltre SmoothSkin Pure Adapt è indicato per la riduzione permanente della ricrescita dei peli, intesa come riduzione stabile a lungo termine del numero di peli che ricrescono in seguito alla misurazione a 6, 9 e 12 mesi dal completamento di un regime di trattamento.

6. LA TUA IDONEITÀ

AREE DEL CORPO

SmoothSkin Pure Adapt può essere utilizzato per i peli del corpo e la peluria del viso femminile al di sotto del profilo della guancia.

COLORE DELLA PELLE


SmoothSkin Pure Adapt può essere utilizzato su tonalità della pelle chiara, media e scura, fino alla tonalità della pelle 5 inclusa.

SmoothSkin Pure Adapt si avvale di un sensore della tonalità della pelle che misura il

colore della pelle e impedisce l'uso del dispositivo in caso di pelle troppo scura.

Le tonalità di pelle scura sono ricche di melanina che potrebbe assorbire troppa energia e potenzialmente causare danni alla tonalità della pelle.

TONALITÀ DELLA PELLE



COLORE DEI PELI

SmoothSkin Pure Adapt può essere utilizzato su peli naturalmente neri o castani. Potrebbe non risultare efficace su peli bianchi, grigi, biondi o rossi.

COLORE DEI PELI



7. COME UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

AVVERTENZA: Segui ogni passaggio del processo di trattamento, assicurandoti di completare tutte le fasi di ciascun passaggio prima di passare a quello successivo.

PASSAGGIO 1: PREPARA L'AREA DA TRATTARE

Rimuovi tutti i peli visibili depilando la zona. Assicurati che non ci siano peli rimanenti sulla superficie della pelle per evitare lesioni. In questo modo eviterai anche che le impurità coprano la parte anteriore del dispositivo.

Detergi l'area di trattamento e asciuga tamponando con delicatezza. **NON** utilizzare gel o creme con questo dispositivo!


PASSAGGIO 2: ESEGUI UN TEST EPICUTANEO

Prima di effettuare il primo trattamento su una nuova area del corpo, ti **RACCOMANDIAMO** di testare la pelle nell'area per assicurarti che SmoothSkin Pure Adapt non abbia causato una reazione.

L'area da sottoporre al test epicutaneo dovrebbe essere di dimensioni pari a 3 cm x 2 cm circa (equivalente a 2 spot applicati alla pelle uno accanto all'altro). Segui il Passaggio 3 per trattare l'area.

Attendi 24 ore dopo il test epicutaneo per accertarti che la pelle sia adatta al trattamento

e che non ci siano reazioni avverse all'energia luminosa. Se non si verifica alcuna reazione dopo 24 ore, puoi trattare l'area circostante la zona in cui hai eseguito il test epicutaneo. L'"area del test epicutaneo" NON dovrebbe essere sottoposta a ulteriore trattamento per almeno 1 settimana.



24 ORE
Verifica eventuali eventi avversi.
Esegui sempre un test epicutaneo su ogni nuova area di trattamento

PASSAGGIO 3: TRATTAMENTO CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Collega l'alimentatore a una presa elettrica. Le ventole si attiveranno e i sensori della tonalità della pelle si illumineranno di blu, il che significa che il dispositivo è acceso.


Timeout MODALITÀ MASSIMA POTENZA

Se il dispositivo viene lasciato "inattivo", vale a dire non viene premuto alcun pulsante per 10 minuti, l'apparecchio passa in modalità STANDBY e le luci del sensore della pelle si spengono. Per ritornare alla modalità READY ed eseguire il trattamento, premi il pulsante Modalità Massima Potenza.

B) Premi saldamente il dispositivo sull'area da trattare, assicurandoti che il Sensore della tonalità della pelle e i Sensori di contatto con la pelle aderiscano perfettamente alla pelle.


Se il sensore della tonalità della pelle non rileva una tonalità della pelle idonea e/o i sensori di contatto con la pelle non aderiscono perfettamente alla pelle, il dispositivo non si attiverà.

Quando il sensore della tonalità della pelle rileva una tonalità della pelle idonea e i sensori di contatto con la pelle aderiscono perfettamente alla pelle, le Barre di energia si illuminano di BIANCO ad indicare che il dispositivo è pronto per emettere spot.



C) Premi il pulsante di attivazione. Il dispositivo emetterà uno spot e avvertirai una sensazione di calore.

D) Sposta il dispositivo sull'area successiva da trattare e ripeti la procedura. Il dispositivo ha bisogno di ricaricarsi tra uno spot e l'altro.



AVVERTENZA: Assicurati di non coprire le prese d'aria sul dispositivo durante il trattamento poiché potrebbe surriscaldarsi.

METODO DI TRATTAMENTO - STAMP O GLIDE

Metodo Stamp

Questo metodo è raccomandato per le aree più piccole, come le ascelle e l'inguine. Posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e rilascia il pulsante di attivazione. Allontana il dispositivo dalla pelle prima di riapplicarlo attentamente sull'area di trattamento successiva.

Metodo Glide

Questo metodo è raccomandato per le aree più estese, come le gambe. Posiziona il dispositivo sulla pelle, tieni premuto il pulsante di attivazione (esercitando una pressione continua), quindi fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra uno spot e l'altro. Cerca di spostare il dispositivo a una velocità costante che assicuri una copertura completa senza sovrapporre gli spot o saltare le zone.


PASSAGGIO 4: IL TUO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt dovrebbe essere utilizzato una volta a settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati.

PASSAGGIO 5: SPEGNIMENTO DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Una volta completato il trattamento, SmoothSkin Pure Adapt dovrebbe essere scollegato dalla presa elettrica.

Fai riferimento alla sezione 11 per ulteriori dettagli su come prenderti cura del tuo SmoothSkin Pure Adapt.



8. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE

Il sensore della tonalità della pelle misura il colore della pelle e imposta il livello corretto di emissione di energia necessaria. Se la tua pelle è troppo scura per ricevere un trattamento sicuro con SmoothSkin Pure Adapt, il sensore della tonalità della pelle lo rileverà e impedirà il funzionamento dell'apparecchio. Se la pelle è troppo scura, saranno

visualizzate delle luci ROSSE nella barra di energia.


Lo stato del sensore della tonalità della pelle può essere visualizzato sulle barre di energia posizionate su entrambi i lati del dispositivo. Se il sensore rileva una tonalità della pelle idonea, le barre di energia si illumineranno di BIANCO. Il numero di luci illuminate cambierà a seconda della tonalità della pelle.

La quantità di energia luminosa emessa per ciascuna delle impostazioni del dispositivo in Modalità Massima Potenza (in base al colore della pelle) è indicata nella tabella di seguito.

La perfetta aderenza con la pelle garantisce i risultati migliori, poiché tutta l'energia luminosa emessa dal dispositivo raggiunge l'area di trattamento.

NUMERO DI LUCI ILLUMINATE SULLA BARRA DI ENERGIA	ENERGIA MASSIMA (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


BARRE DI ENERGIA




Meno luci = Pelle più scura e impostazione di energia più bassa

Più luci = Pelle più chiara e impostazione di energia più alta


Pelle troppo scura
Nessun trattamento possibile
1 luce ROSSA illuminata



Pelle scura
Impostazione di energia più bassa
1 luce illuminata



Pelle chiara
Impostazione di energia più alta
10 luci illuminate



Non idonea

Idonea


9. SENSORI CHE SI ADATTANO AI CONTORNI DELLA PELLE

SmoothSkin Pure Adapt è dotato di nuovi *Adapt Plus Technology* che si adattano alla forma dell'area di trattamento e verificano il contatto con la pelle prima di emettere spot, garantendo così la sicurezza del dispositivo! Questa funzione rende il dispositivo facile da utilizzare e conforme alle norme più rigorose in materia di sicurezza.

Gli *Adapt Plus Technology* garantiscono anche i migliori risultati prevenendo perdite di energia luminosa e indirizzando la luce nella tua pelle.

Se gli adattatori per i contorni della pelle non aderiscono perfettamente all'area di trattamento, il dispositivo non emetterà spot. Prova a regolare il posizionamento del dispositivo per assicurarti che aderisca perfettamente, in particolare nelle zone più difficili come braccia e tibie.

Non tentare di rimuovere o applicare una forza eccessiva sugli adattatori per i contorni della pelle per evitare di danneggiare il dispositivo.



10. MODALITÀ DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Puoi trattare le aree del corpo utilizzando una qualsiasi delle tre modalità di trattamento di SmoothSkin Pure Adapt:



Modalità Massima Potenza -
Nessun indicatore



Modalità Delicata -
Indicatore acceso



Modalità Veloce -
Indicatore acceso

La **Modalità Massima Potenza** è l'impostazione di energia massima del dispositivo. La Modalità Massima Potenza assicurerà i risultati migliori, poiché utilizza la massima emissione di energia possibile per la tua tonalità della pelle. Questa modalità è particolarmente efficace sulle aree più ostinate dove la densità dei peli tende a essere maggiore, come le ascelle e l'inguine.

La **Modalità Delicata** può essere utilizzata nei casi in cui la Modalità Massima Potenza risulti fastidiosa o un po' troppo dolorosa. Utilizzando il dispositivo in Modalità Delicata si ridurrà l'emissione di energia e noterai un numero inferiore di indicatori illuminati sulla Barra di energia quando applichi il dispositivo sulla pelle.

La **Modalità Veloce** è la modalità di funzionamento più rapida e quindi anche quella con minore energia. La Modalità Veloce è la modalità più appropriata per trattare le zone più estese dove la densità dei peli è minore (come braccia o gambe) e quando si desidera trattare l'area velocemente. Può essere utilizzata anche come modalità di mantenimento, per tenere a bada la ricrescita dei peli dopo il regime di trattamento iniziale.

La Modalità Massima Potenza è l'impostazione predefinita quando si accende il dispositivo. Puoi selezionare una delle tre modalità premendo il Pulsante di selezione modalità sotto il Pulsante di attivazione principale.

Quando ti trovi in qualsiasi di queste modalità, puoi anche selezionare il Metodo Glide o il Metodo Stamp.

Il **Metodo Stamp** è raccomandato per le aree più piccole, come le ascelle e l'inguine. Posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e rilascia il pulsante di attivazione. Allontana il dispositivo dalla pelle prima di riapplicarlo attentamente sull'area di trattamento successiva.

Il **Metodo Glide** è raccomandato per le aree più estese, come le gambe. Posiziona il dispositivo sulla pelle, tieni premuto il pulsante di attivazione (esercitando una pressione continua), quindi fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra uno spot e l'altro. Cerca di spostare il dispositivo a una velocità costante che assicuri una copertura completa senza sovrapporre gli spot o saltare le zone.



11. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE

Dopo il trattamento, spegni sempre SmoothSkin Pure Adapt scollegandolo dalla presa elettrica.


Dopo l'uso, il dispositivo, il sensore della tonalità della pelle e la finestra di trattamento dovrebbero essere ispezionati per verificare la presenza di eventuali danni e puliti con un panno asciutto privo di lanugine.

AVVERTENZA: Il filtro in vetro può surriscaldarsi durante l'uso. **NON** toccare o pulire il filtro per almeno 5 minuti dopo l'uso per consentirne il raffreddamento.

Non utilizzare **MAI** acqua o altri detergenti liquidi, poiché possono danneggiare il dispositivo e causare un potenziale rischio per la sicurezza.

Per garantire la massima performance di SmoothSkin Pure Adapt, è particolarmente importante mantenere la parte anteriore del dispositivo, gli Adattatori per i contorni della pelle e il riflettore liberi da sporco, peli o altre impurità.

Se necessario il riflettore e il sensore della tonalità della pelle possono essere puliti



attentamente utilizzando un bastoncino di cotone leggermente inumidito.

Conserva SmoothSkin Pure Adapt in un luogo fresco e asciutto. Assicurati che la finestra di trattamento e il sensore della tonalità della pelle sul dispositivo siano protetti dai danni.

Controlla regolarmente il dispositivo (inclusi i fili) per verificare l'eventuale presenza di segni visibili di danno. In caso di danno o crepe, interrompi l'uso del dispositivo e visita il sito web per ulteriori dettagli sul supporto

Per prevenire il rischio di strangolamento o di inciampo, scollega sempre il dispositivo dalla presa elettrica quando non è in uso.

12. SPOSTARSI CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

L'alimentatore di SmoothSkin Pure Adapt è universale e funzionerà con tutte le reti elettriche comuni. A condizione che tu abbia un adattatore idoneo per la presa del cavo di alimentazione, SmoothSkin Pure Adapt funzionerà normalmente.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Gli indicatori sulla barra di energia al lato del dispositivo non si accendono quando vengono posizionati a contatto con la pelle.	Assicurati che l'alimentatore sia collegato. Assicurati che il dispositivo sia nella modalità READY (premi una sola volta il pulsante Standby/Ready). Assicurati che i sensori della pelle aderiscano alla pelle. Assicurati che il sensore della tonalità della pelle aderisca alla pelle.
Quando è a contatto con la pelle, il primo indicatore sulla barra di energia al lato del dispositivo è illuminato in ROSSO e SmoothSkin Pure Adapt non funziona.	L'area che stai cercando di trattare è troppo scura per ricevere il trattamento. SmoothSkin Pure Adapt è dotato di un sensore intelligente della tonalità della pelle che rileva automaticamente la tua tonalità della pelle e seleziona l'impostazione di trattamento ottimale. A causa della natura della tecnologia a Luce Pulsata Intensa, SmoothSkin Pure Adapt non è adatto a tutti e non è in grado di trattare la pelle molto scura.
Gli indicatori sulla barra di energia al lato del dispositivo sono accesi o lampeggiano in modo irregolare, con una luce LED rossa accesa.	SmoothSkin Pure Adapt visualizzerà eventuali messaggi di errore attraverso una serie di combinazioni di luci sulle barre di energia al lato del dispositivo. Questo indica la presenza di un guasto dell'apparecchio. Interrompi l'uso del dispositivo e consulta il sito web.
Il dispositivo SmoothSkin Pure Adapt, la finestra di trattamento, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati, rotti, presentano crepe o appaiono difettosi.	NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. Se hai dubbi di qualsiasi tipo sul funzionamento sicuro di SmoothSkin Pure Adapt o sospetti che l'apparecchio sia danneggiato in qualsiasi modo, non utilizzarlo e consulta il sito web.

14. GARANZIA

Offriamo una garanzia di 2 anni sul prodotto, a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, verificheremo gratuitamente eventuali difetti legati ai materiali o alla lavorazione e sostituiremo l'intero dispositivo, a nostra discrezione.

La presente garanzia è valida in qualsiasi paese in cui questo dispositivo è fornito da CyDen o dal suo distributore designato.

La presente garanzia non copre i danni causati dall'uso improprio, dalla normale usura o utilizzo, né difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o il funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade nel caso in cui vengono effettuate riparazioni da qualsiasi persona non autorizzata e non vengono utilizzate le parti originali di SmoothSkin Pure Adapt. Per ricevere manutenzione durante il periodo di garanzia, visita il nostro sito web www.smoothskin.com

15. ETICHETTE E SIMBOLI

 Parte applicata di tipo BF	 Marchio di conformità UKCA per il Regno Unito
 Apparecchiatura di classe II	 Marchio di conformità europea
 Seguire le istruzioni per l'uso	 Conformità FCC EMC per l'America Settentrionale
 Mantenere asciutto	 Marchio di conformità ai regolamenti dell'Australia
 Marchio di smaltimento dei rifiuti RAEE per l'Unione europea	 Marchio di conformità trifoglio per l'Ucraina
 Avvertenza: le radiazioni ottiche emesse dal dispositivo possono causare lesioni oculari	 Periodo d'uso per la protezione ambientale RoHS della Cina

Dichiarazione FCC:

NOTA: Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono designati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi sono garanzie sul fatto che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Qualora questo apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o diverse delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ricevere assistenza.

16. SPECIFICHE TECNICHE

SmoothSkin Pure Adapt è un sistema a Luce Pulsata Intensa con banda larga filtrata caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche:

- **Velocità di ripetizione:** Pulsato manualmente ogni 0,45-1 secondo (in base all'impostazione di trattamento), funzionamento continuo
- **Impulso:** Scarico parziale libero FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Emissione ottica massima:** 3 - 6 J/cm²
- **Lunghezza d'onda:** 510 - 1100 nm
- **Potenza di alimentazione di linea:** 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Temperatura operativa:** Tra i 5 °C e i 40 °C
- **Umidità operativa:** Fino al 93% R.H. non condensante
- **Pressioni operative:** Da 700 hPa a 1060 hPa
- **Area di trattamento (dimensione spot):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

L'area immediatamente circostante alla finestra di trattamento è classificata come Parte applicata e può raggiungere una temperatura massima di 60 °C. Assicurati di utilizzare SmoothSkin Pure Adapt in base alle istruzioni fornite nella Sezione 7.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO:

- **Temperatura:** Da -25 °C a +70 °C
- **Umidità:** Fino al 93% R.H. non condensante
- **Pressioni:** Da 500 hPa a 1060 hPa

Se il dispositivo è stato conservato a temperature al di fuori dell'intervallo operativo specificato, attendi almeno 30 minuti prima di utilizzare per consentire al dispositivo di ambientarsi.

SmoothSkin Pure Adapt ha spot illimitati ed è concepito per essere utilizzato da un solo utente.

La vita utile minima prevista è pari a 10 anni se si segue il regime raccomandato.

Il marchio CE certifica che l'apparecchio è conforme alle seguenti Direttive UE:

- Direttiva 2014/35/EU sulla bassa tensione
- Direttiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva 2009/125/CE sui prodotti connessi all'energia.

SmoothSkin Pure Adapt è conforme alle ultime Norme e modifiche EMC applicabili ai dispositivi medici ed apparecchi domestici, che sono elencate di seguito: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 e 15.109, ICES-003 Edizione 7.

SmoothSkin Pure Adapt è conforme alle ultime Norme e modifiche relative alla sicurezza applicabili ai dispositivi medici ed apparecchi domestici.


Le norme pertinenti sono indicate di seguito: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 n. 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

SmoothSkin Pure Adapt è classificato come Gruppo di rischio esente da tutti i rischi
Per maggiori dettagli contatta CyDen Ltd

SMALTIMENTO (FINE VITA UTILE)

Per minimizzare i rischi correlati alla salute e all'ambiente e garantire che i materiali possano essere riciclati, questo prodotto dovrebbe essere smaltito presso un centro di raccolta specifico per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo RAEE apposto sul prodotto serve a ricordarlo.





Willkommen bei

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Herzlichen Glückwunsch! Sie betreten eine Welt von unvergleichlicher Schönheit, Glattheit und Annehmlichkeit. Treten Sie auf www.smoothskin.com mit uns in Verbindung – dort finden Sie Rat und Unterstützung von Experten während Ihrer Behandlung.

INHALT


1. DAS SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM	176	9. SICH AN DIE KONTUREN ANPASSENDE HAUTSENSOREN	197
2. FUNKTIONSWEISE VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	177	10. BEHANDLUNGSMODI VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	198
3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	179	11. REINIGUNG, WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG	200
4. POTENZIELLE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN	185	12. REISEN MIT SMOOTHSKIN PURE ADAPT	201
5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	187	13. FEHLERBEHEBUNG	202
6. IHRE EIGNUNG	188	14. GARANTIE	203
7. ANWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	190	15. AUFKLEBER UND SYMBOLE	204
8. DER HAUTTONSENSOR	194	16. TECHNISCHE DATEN	205

1. DAS SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM

INHALT DER VERPACKUNG

In der Verpackung von SmoothSkin Pure Adapt finden Sie:

- Handgerät und Basiseinheit
- Stromkabel
- Benutzerhandbuch
- Aufbewahrungstasche für das Gerät



2. FUNKTIONSWEISE VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt wurde entwickelt, um den Kreislauf des Haarwachstums zu unterbrechen. Lichtenergie wird durch die Hautoberfläche übertragen und vom Melanin im Haarschaft absorbiert. Das absorbierte Licht wird (unter der Hautoberfläche) in Wärmeenergie umgewandelt, die das Nachwachsen der Haare verringert.

Die behandelten Haare fallen im Zeitraum von einigen Tagen bis 1-2 Wochen auf natürliche Weise aus.

Das Haarwachstum ist ein Kreislauf, der 3 unterschiedlichen aufeinanderfolgende Phasen umfasst. Die IPL-Behandlung ist nur wirksam, wenn sich die Haare in einer bestimmten Phase (der Anagen- bzw. Wachstumsphase) befinden. Nicht alle Haare befinden sich zum selben Zeitpunkt in der gleichen Phase. Aus diesem Grund sollten Sie den empfohlenen Behandlungsplan von 12 wöchentlichen Behandlungen einhalten.



WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

Unmittelbar nach der Behandlung sollten Sie keine erheblichen Nebenwirkungen durch die Behandlung feststellen (weitere Informationen zu Nebenwirkungen finden Sie in Abschnitt 4).

In den ersten Wochen nach den anfänglichen Behandlungen werden Sie noch einige Haare wachsen sehen. Dabei wird es sich wahrscheinlich um Haare handeln, die Sie während der Behandlung nicht erfasst haben, d. h. diese Haare befanden sich während der Behandlung im Ruhezustand und nicht in ihrer Wachstumsphase, wenn die IPL-Behandlung am effektivsten ist.

Nach ca. 6 Wochen des 12-wöchigen Behandlungszeitraums sollten Sie eine Verringerung des Haarwachstums bemerken. Allerdings wurden möglicherweise viele Haare immer noch nicht in ihrer Wachstumsphase behandelt. Es ist wichtig, dass Sie die wöchentliche Behandlung fortsetzen.

Nach dem 12-wöchigen Programm sollten Sie eine erhebliche Verringerung der Haare an der behandelten Stelle feststellen. Die verbleibenden Haare sollten feiner und heller gefärbt sein. Fortgesetzte monatliche Behandlungen bzw. Behandlungen nach Bedarf sollten die Verringerung von unerwünschten Haaren aufrechterhalten.



0 Wochen



4 Wochen



8 Wochen



12 Wochen

3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn Ihre Haut sehr dunkel ist. Der Hauttonsensor in der Nähe des Ausgabefensters des Geräts dient zur Feststellung Ihres Hauttons. Falls der Hauttonsensor feststellt, dass Ihre Haut zu dunkel für eine sichere Anwendung ist, ist der Betrieb von SmoothSkin Pure Adapt nicht möglich.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn Ihre Haut auf künstliche oder natürliche Weise gebräunt ist oder Sie einen Sonnenbrand haben. Wenn Ihre Haut der Sonneneinstrahlung ausgesetzt wurde, kann Sie besonders empfindlich und bei der Anwendung von SmoothSkin Pure Adapt besonders anfällig für Verbrennungen, Blasenbildung, Verfärbung oder Narbenbildung sein. Warten Sie vor der Anwendung von SmoothSkin Pure Adapt 1 Woche, bis der Sonnenbrand bzw. die Bräune verschwunden ist.

Setzen Sie behandelte Stellen **NICHT** der Sonne aus. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 7 Tage, bevor Sie die behandelte Haut direktem Sonnenlicht aussetzen. Ihre Haut kann nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Adapt besonders empfindlich und anfällig für Sonnenbrand sein. Tragen Sie Sonnenschutzmittel (SPF 15 oder höher) auf die behandelte Stelle auf oder bedecken Sie die behandelte Stelle mit geeigneter Kleidung.

Wenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT** direkt an den Brustwarzen, Genitalien oder um den After an. Diese Bereiche können einen dunkleren Hautton und/oder eine höhere Haardichte aufweisen. Die Anwendung des Geräts in diesen Bereichen kann zu Beschwerden/Schmerzen oder Verletzungen (Verbrennung, Verfärbung oder Narbenbildung) der Haut führen.

Verwenden SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn Sie in der Vergangenheit Hautkrebs oder präkanzeröse

Läsionen (z. B. Nävi oder eine große Anzahl von Muttermalen) hatten.

Wenden Sie das Gerät **NICHT** auf Blasen oder Narben an.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da das Gerät nicht an schwangeren oder stillenden Frauen getestet wurde.

Wenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT** auf dunkelbraunen oder schwarzen Flecken wie Muttermalen oder Warzen in dem Bereich an, den Sie behandeln möchten. Durch die Verwendung von SmoothSkin Pure Adapt kann Ihre Haut verletzt werden und bestehende Erkrankungen können sich verschlimmern. Es können Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasenbildung, Veränderungen des Hauttons oder Narbenbildung auftreten.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn Sie an einer Hauterkrankung wie Psoriasis, Vitiligo, Ekzem, Akne Herpes simplex oder aktiven Infektionen oder Wunden im behandelten Bereich leiden.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn Sie jünger als 18 Jahre sind, da das Gerät nicht an Jugendlichen getestet wurde.

WARNHINWEISE **AUGENSCHUTZ**



SmoothSkin Pure Adapt gibt Blitze aus intensivem gepulstem Licht ab. Direkte Aussetzung kann potenziell schädlich für die Augen sein. Befolgen Sie stets die Vorsichtsmaßnahmen zu Ihrer Sicherheit wie weiter unten aufgeführt.

WARNUNG: Mögliche Verletzung der Augen (mit möglichem Verlust der Sehfähigkeit) oder der Haut, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie sie.

Das Handgerät kann nur aktiviert werden (Lichtblitze), wenn der Hauttonsensor (neben dem Behandlungsfenster) einen passenden Hautton erfasst und vollständig in Kontakt mit dem zu behandelnden

Bereich ist. Beachten Sie jedoch Folgendes:

Schauen Sie **NICHT** direkt in das Behandlungsfenster des Handgeräts, wenn das System an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.

Versuchen Sie **NICHT**, das System am Auge zu aktivieren (Lichtblitze).

Behandeln Sie **KEINE** Stellen um die Augen herum (Augenbrauen oder Augenlider). Missbräuchliche Verwendung kann zu einer Schädigung der Augen führen. Die Augen sind vor Exposition zu schützen.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf den Augenlidern oder in der Nähe der Augen.

Versuchen Sie **NUR**, das System zu aktivieren (Lichtblitze), wenn die Vorderseite des Handgeräts den zu behandelnden Bereich berührt.

WIR EMPFEHLEN Ihnen, Ihren Blick vom Handgerät weg zu richten, wenn Sie es auf Ihrer Haut anwenden.

SICHERHEIT ELEKTRISCHER GERÄTE

Wie bei allen elektrischen Geräten müssen Sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu Ihrer Sicherheit ergreifen.

Versuchen Sie **NICHT**, SmoothSkin Pure Adapt zu öffnen, da ansonsten gefährliche elektrische Bauteile freiliegen könnten.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn das Gerät beschädigt ist; Beispiele für Beschädigungen sind Risse im Handgerät, Beschädigung des Kabels (innenliegende Drähte sichtbar), Risse oder zerbrochenes Glas am Handgerät usw. Dies kann zu Verletzungen führen.

NICHT in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden. Wenn SmoothSkin Pure Adapt nass wird, darf das Gerät nicht verwendet werden.

WARNUNG: Wasser und elektrischer Strom sind eine gefährliche Kombination! Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchten Umgebungen (z. B. im Badezimmer oder in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbads); lassen Sie kein Wasser in das Gerät



eindringen.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn das Gerät zu heiß wird, um es zu berühren. Dies kann ein Anzeichen dafür sein, dass das Gerät beschädigt ist.

Verwenden Sie **KEINE** Netzteile oder sonstige Komponenten als die im Lieferumfang von SmoothSkin Pure Adapt enthaltenen. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden und nicht mehr funktionieren.

Versuchen Sie **NICHT**, SmoothSkin Pure Adapt auf einer anderen Oberfläche als der Haut zu aktivieren (Lichtblitze).

WARNUNG: Es dürfen keine Änderungen an diesem Gerät vorgenommen werden. Pure Glide kann nicht gewartet werden.

Positionieren Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT** so, dass das Gerät schwierig von der Netzstromversorgung zu trennen ist.

WARNUNG: Wenn die für den Betrieb des Geräts genutzte Steckdose nicht in ordnungsgemäßem Zustand ist, kann der Stecker des Geräts heiß werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß montierte Wandsteckdose angeschlossen ist, um eine Gefahr von Feuer und Verbrennungen auszuschließen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Bereich, den Sie behandeln möchten, zuvor mit einem Hautpeeling behandelt wurde. Warten Sie nach dem Hautpeeling 30 Tage, bevor Sie mit der Behandlung mit SmoothSkin Pure Adapt beginnen.

Die Behandlung gebräunter Haut mit intensiv gepulstem Licht (IPL) kann zu dauerhafter Hyperpigmentierung (Verdunklung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der behandelten Haut führen.

Wenden Sie das Gerät **NICHT** auf Stellen mit Tattoos oder permanentem Make-up.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn bei Ihnen eine Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht

(Photosensibilität) bekannt ist oder wenn Sie Arzneimittel einnehmen, aufgrund derer die Haut sensibler wird und die eine Photosensibilität verursachen, z. B. Retin A, Accutane und/oder andere topische Retinoide. Sehen Sie stets in der Gebrauchsinformation Ihres Medizinprodukts nach, ob Lichtempfindlichkeit als Nebenwirkung aufgeführt ist. Die Anwendung von SmoothSkin Pure Adapt auf photosensibler Haut könnte zu Hautschäden wie Schwellungen oder Blasenbildung führen. Holen Sie vor der Anwendung des Geräts ärztlichen Rat ein, da die Anwendung der Haut schaden kann.


Dieses Gerät ist nicht für die Behandlung von Erkrankungen geeignet. Ärztlicher Rat sollte beispielsweise eingeholt werden bei Leberflecken, Hautausschlag, juckender Haut, Hautpilz oder Hautinfektion, Hautknötchen oder Hautanhängseln.

SmoothSkin Pure Adapt darf nicht auf Hautfüllungen oder Botox angewendet werden.

WARNUNG: Bewahren Sie SmoothSkin Pure Adapt für Kinder unter 18 Jahren unzugänglich auf. Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden, damit spielen oder das Gerät warten bzw. reinigen. Es gibt eine Anzahl möglicher Risiken – die Aussetzung gegenüber dem abgegebenen Licht kann Verbrennungen oder Augenschäden verursachen und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und des Strangulierens durch die Kabel.

Bewahren Sie SmoothSkin Pure Adapt außerhalb der Reichweite von Haustieren und Ungeziefer auf, die das Gerät beschädigen könnten. Mögliche Risiken sind verringerte Funktion und elektrischer Schlag.

WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist, um eine Gefahr von Feuer und Verbrennungen auszuschließen.



SmoothSkin Pure Adapt ist nicht zur Verwendung durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis bestimmt. Sofern diese nicht beaufsichtigt oder in der Verwendung des Geräts angeleitet werden, besteht die Gefahr von Feuer oder Verbrennungen.

Der Glasfilter von SmoothSkin Pure Adapt ist ein kritisches Bauteil, das während der Verwendung heiß wird. Berühren Sie den Filter **NICHT** während oder unmittelbar nach der Anwendung. Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Beschädigungen.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT**, wenn der Filter beschädigt ist oder fehlt.

Stellen Sie sicher, dass das Behandlungsfenster von SmoothSkin Pure Adapt sauber und frei von Ablagerungen ist. Ablagerungen im oder um das Behandlungsfenster herum können während des Betriebs zu vorübergehenden Hautveränderungen wie Rötung oder Schwellung führen.

WARNUNG: Nach längerer oder wiederholter Oberflächenanwendung an einer Stelle kann die Haut geschädigt werden. Vermeiden Sie eine übermäßige Anwendung wie zu häufiges Darüberstreichen, Anhäufung von Impulsen und/oder erhöhte Anwendungshäufigkeit.

WARNUNG: Die eingebauten Sicherheitsmechanismen des Geräts dürfen nicht überbrückt werden.

Die im Behandlungsplan angegebene Nutzungsdauer darf **NICHT** überschritten werden.

Das Gerät darf **NICHT** in Bereichen angewendet werden, die vor Kurzem einer Lokalanästhesie unterzogen wurden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Haarentfernung durch Laser oder intensive gepulste Lichtquellen können bei manchen Personen zu gesteigertem Haarwuchs führen. Auf der Grundlage der gegenwärtig verfügbaren Daten besteht das größte Risiko einer solchen Reaktion bei der Behandlung von Gesicht und Hals bei weiblichen Personen

mediterraner, nahöstlicher und südasiatischer Herkunft.

Wenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT** auf Stellen an, an denen Sie die Haare möglicherweise wieder wachsen lassen möchten.

Wenden Sie SmoothSkin Pure Adapt **NICHT** auf Gesicht, Unterkiefer oder Hals von Männern an. Das Barthaar von Männern ist zu dicht und die Anwendung von SmoothSkin Pure Adapt in diesen Bereichen kann Hautschäden verursachen.

SmoothSkin Pure Adapt wird für die Anwendung bei roten, grauen, weißen oder blonden Haaren nicht empfohlen. SmoothSkin Pure Adapt erzielt bei diesen Haarfarben nicht die gewünschte Wirkung.

VORSICHT: Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus, um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden.

VORSICHT: Stecken Sie das Gerät nach der Verwendung und bei einem Stromausfall immer aus, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

4. POTENZIELLE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN

Bei der Anwendung von SmoothSkin Pure Adapt können Nebenwirkungen auftreten.

In der Tabelle unten werden die bekannten Hautreaktionen aufgeführt, die nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Adapt auftreten können.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN	BEURTEILUNG UND BEHANDLUNG
Leichte Schmerzen/Beschwerden im behandelten Bereich.	Dies ist zu erwarten und bei allen IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden und die Schmerzen sollten bei fortgesetzter Anwendung abklingen.
Wärmegefühl oder Kribbeln während der Behandlung, die üblicherweise nach einigen Sekunden bis zu einer Minute verschwinden und bei fortgesetzter Anwendung abnehmen.	Dies ist zu erwarten und bei allen IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden.
Juckreiz im behandelten Bereich.	Dies ist bei IPL-Behandlungen recht häufig und sollte nach kurzer Zeit abklingen. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden. Kratzen Sie sich nicht an der Stelle.
Hautrötung während oder nach der Behandlung, die innerhalb von Minuten abklingt.	Dies ist zu erwarten und bei allen IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden, wenn die Hautrötung abgeklungen ist.
Hautrötung, die nicht innerhalb von Minuten abklingt und 24-48 Stunden anhält.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
Schmerzen oder Beschwerden während der Behandlung, die intensiv sind oder nach einer Anwendung andauern.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

IN SEHR SELTENEN FÄLLEN	BEURTEILUNG UND BEHANDLUNG
Schwellung und Rötung, die nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen abklingt.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
Vorübergehende Veränderungen des Hauttons (Aufhellung oder Verdunklung).	Falls sich Ihr Hauptton verändert, brechen Sie die Anwendung des Geräts sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Blasen-, Narbenbildung oder Verbrennung der Haut.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Legen Sie einen Kühlpack auf die betroffene Stelle. Behandeln Sie die Stelle mit Antiseptika oder Verbrennungscreme.

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

SmoothSkin Pure Adapt ist für die permanente Verringerung von unerwünschten Haaren vorgesehen.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Das Haarentfernungsgerät SmoothSkin Pure Adapt ist für die Entfernung unerwünschter Haare indiziert. Das SmoothSkin Pure Adapt ist darüber hinaus für die dauerhafte Verringerung des erneuten Haarwuchses indiziert, definiert als die langfristige, stabile Verringerung der Anzahl der erneut wachsenden Haare bei Messung 6, 9 und 12 Monate nach dem Abschluss eines Behandlungsplans.

6. IHRE EIGNUNG

KÖRPERSTELLEN

SmoothSkin Pure Adapt ist für die Anwendung auf Körperbehaarung sowie auf Gesichtsbehaarung unterhalb der Wangenlinie bei Frauen geeignet.


HAUTTON

SmoothSkin Pure Adapt ist für die Anwendung bei hellen, mittleren und dunklen Hauttönen bis einschließlich Hautton 5 geeignet.

SmoothSkin Pure Adapt beinhaltet einen Hauttonsensor, der die Farbe Ihrer Haut misst und die Anwendung verhindert, wenn Ihr Hautton zu dunkel ist.

Dunkle Hauttöne sind reich an Melanin; sie könnten zu viel Energie aufnehmen und dies kann möglicherweise zu einer Schädigung des Hauttons führen.

HAUTTON



HAARFARBE

SmoothSkin Pure Adapt ist für die Anwendung bei natürlich schwarzen oder braunen Haaren geeignet. Das Gerät ist möglicherweise weniger wirksam bei weißen, grauen, blonden oder roten Haaren.

HAARFARBE



7. ANWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

WARNUNG: Befolgen Sie jeden Schritt des Behandlungsprozesses und stellen Sie dabei sicher, dass Sie alle Punkte jedes Schrittes abgeschlossen haben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 1: VORBEREITUNG DES ZU BEHANDELNDEN BEREICHS

Entfernen Sie alle sichtbaren Haare durch Rasieren. Achten Sie darauf, dass keine Haare über der Hautoberfläche verbleiben, da dies zu Verletzungen führen kann. Dadurch wird auch verhindert, dass Ablagerungen die Vorderseite Ihres Geräts verdecken.


Reinigen Sie den behandelten Bereich und tupfen Sie ihn trocken. Verwenden Sie KEINE Gele oder Cremes mit diesem Gerät!

SCHRITT 2: DURCHFÜHRUNG EINES PATCH-TESTS

Wir EMPFEHLEN, dass Sie vor Ihrer ersten Behandlung an jeder neuen Körperstelle Ihre Haut in diesem Bereich auf die Reaktion auf SmoothSkin Pure Adapt testen.

Der Patch-Testbereich sollte ca. 3 cm x 2 cm groß sein (entspricht 2 nebeneinander auf die Haut aufgetragene Lichtblitze). Befolgen Sie zur Behandlung des Bereichs Schritt 3.

Warten Sie nach dem Patch-Test 24 Stunden, um sicherzustellen, dass Ihre Haut für die Behandlung geeignet ist, und dass keine Nebenwirkungen als Reaktion auf die Lichtenergie auftreten. Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion aufgetreten ist, können Sie den Bereich um den Patch-Test herum behandeln. Der Patch-Testbereich sollte für mindestens 1 Woche nicht erneut behandelt werden.



24 STUNDEN
Achten Sie auf Nebenwirkungen.
Führen Sie an jeder neuen zu behandelnden Stelle immer einen Patch-Test durch

SCHRITT 3: BEHANDLUNG MIT SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die Lüfter laufen an und die Hauttensoren leuchten blau auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.


Abschaltung im LEISTUNGSMODUS

Wenn das Gerät „inaktiv“ bleibt, d. h. 10 Minuten lang keine Tasten gedrückt werden, kehrt das Gerät in den STANDBY-Modus zurück und die Hautsensorlichter werden ausgeschaltet. Drücken Sie die Leistungsmodus-Taste, um in den BEREIT-Modus für die Behandlung zurückzukehren.

B) Drücken Sie das Handgerät fest auf den zu behandelnden Bereich und achten Sie darauf, dass der Hautsensor und die Hautkontaktsensoren in vollständigem Kontakt mit der Haut sind.

Wenn der Hautsensor keinen passenden Hautton erkennt und/oder die Hautkontaktsensoren nicht in vollständigem Kontakt mit der Haut sind, kann das Handgerät nicht aktiviert werden.


Wenn der Hauttonsensor einen passenden Hautton erkennt und die Hautkontaktsensoren in vollständigem Kontakt mit der Haut sind, leuchten die Energieanzeigeleisten WEISS auf, um anzuzeigen, dass das Gerät zur Abgabe von Lichtblitzen bereit ist.



C) Drücken Sie die Aktivierungstaste. Das Gerät emittiert Lichtblitze und Sie sollten ein warmes Gefühl spüren.

D) Bewegen Sie das Handgerät zur nächsten zu behandelnden Stelle und wiederholen Sie den Vorgang. Zwischen den Lichtblitzen muss das Gerät wieder aufladen.

WARNUNG: Achten Sie darauf, die Belüftungsöffnungen am Gerät während der Behandlung nicht abzudecken, da das Gerät ansonsten überhitzen könnte.



BEHANDLUNGSMETHODE - AUFDRÜCKEN ODER GLEITEN

Aufdrückmethode

Diese Methode wird für kleine Flächen wie unter den Armen oder die Bikinizone empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste und lassen Sie sie wieder los. Nehmen Sie es von der Haut ab, bevor Sie es an der nächsten zu behandelnden Stelle wieder aufdrücken.

Gleitmethode

Diese Methode wird für größere Bereiche wie die Beine empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste (gedrückt halten) und lassen Sie das Handgerät zwischen den Lichtblitzen über die Haut gleiten. Versuchen Sie, das Handgerät bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zu bewegen, um eine vollständige Abdeckung ohne Überlappung oder nicht behandelte Bereiche zu erzielen.

SCHRITT 4: IHR SMOOTHSKIN PURE ADAPT BEHANDLUNGSPLAN

SmoothSkin Pure Adapt sollte einmal wöchentlich angewendet werden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

SCHRITT 5: AUSSCHALTEN VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Nach Beendigung der Behandlung sollte SmoothSkin Pure Adapt aus der Steckdose ausgesteckt werden.

Weitere Details zur Pflege und Wartung Ihres SmoothSkin Pure Adapt finden Sie in Abschnitt 11.



8. DER HAUTTONSENSOR

Der Hauttensensor misst den Farbton Ihrer Haut und stellt die richtige Abgabeleistung ein. Falls Ihre Haut für die Behandlung mit SmoothSkin Pure Adapt zu dunkel ist, erkennt der Hauttensensor dies und verhindert den Betrieb des Geräts. Die Energieanzeige leuchtet ROT, falls Ihre Haut zu dunkel ist.


Der Status des Hauttensors ist an den Energieanzeigeleisten auf beiden Seiten des Handgeräts erkennbar. Wenn ein passender Hautton erkannt wird, leuchten die Energieanzeigeleisten WEISS. Die Anzahl der leuchtenden Lichter ist von Ihrem exakten Hautton abhängig.

Die Menge an abgegebener Lichtenergie für jede der Geräteeinstellungen im Leistungsmodus (abhängig vom Hautton) wird in der Tabelle unten angegeben.

Durch diesen vollen Kontakt mit der Haut erzielen Sie die besten Ergebnisse, da die gesamte vom Gerät abgegebene Lichtenergie den zu behandelnden Bereich erreicht.

ANZAHL LEUCHTENDER MARKIERUNGEN AUF DER ENERGIEANZEIGELEISTE	MAXIMALE ENERGIE (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


ENERGIEANZEIGELEISTEN




Weniger Lichter = dunklere Haut und
schwächere Leistungseinstellung

Mehr Lichter = hellere Haut und stärkere
Leistungseinstellung


Haut zu dunkel
Keine Behandlung möglich
1 ROTES Licht leuchtet



Dunkle Haut
Niedrigste Leistungseinstellung
1 Licht leuchtet



Helle Haut
Höchste Leistungseinstellung
10 Lichter leuchten



Nicht geeignet

Geeignet


9. SICH AN DIE KONTUREN ANPASSENDE HAUTSENSOREN

SmoothSkin Pure Adapt weist neue *Adapt Plus Technology* auf, die sich an die Form der behandelten Stelle anpassen und vor jedem Lichtblitz den Hautkontakt prüfen und somit für einen sicheren Betrieb des Geräts sorgen! Somit ist das Gerät einfach zu bedienen und entspricht den strengsten Sicherheitsvorschriften.

Die *Adapt Plus Technology* sorgen außerdem dafür, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen, indem sie Lichtleckagen vermeiden und das Licht auf Ihre Haut lenken.

Wenn die Konturadapter nicht in vollständigem Kontakt mit dem zu behandelnden Bereich sind, gibt das Gerät keinen Lichtblitz ab. Versuchen Sie, die Positionierung des Geräts anzupassen, um sicherzustellen, dass vollständiger Kontakt erreicht wird, insbesondere an schwierigeren Stellen wie Armen und Schienbeinen.

Versuchen Sie nicht, die Konturadapter zu entfernen oder übermäßige Kraft aufzubringen, da dies das Gerät beschädigen würde.



10. BEHANDLUNGSMODI VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Sie können Ihren Körper mit einem der drei Behandlungsmodi von SmoothSkin Pure Adapt behandeln:



Leistungsmodus -
Keine Anzeige



Sanfter Modus -
Anzeige ein



Schnellmodus -
Anzeige ein

Der Leistungsmodus stellt die höchste Leistungseinstellung des Geräts dar. Der Leistungsmodus liefert die besten Ergebnisse, da dabei die maximale Leistung für Ihren einzigartigen Hautton genutzt wird. Diese Betriebsart eignet sich besonders gut für hartnäckige Bereiche, in denen die Haare tendenziell dichter sind, wie bei Unterarmen und der Bikinizone.

Der Sanfte Modus kann genutzt werden, wenn Sie den Leistungsmodus als unangenehm oder etwas zu schmerzhaft empfinden. Beim Betrieb im Sanften Modus wird die Leistungsabgabe

verringert und Sie werden sehen, dass bei der Anwendung auf Ihrer Haut weniger Markierungen auf der Energieanzeigeleiste zu erkennen sind.

Der Schnellmodus ist die schnellste Betriebsart und somit die Betriebsart mit der geringsten Leistung. Der Schnellmodus eignet sich am besten für die Behandlung größerer Bereiche, in denen die Haare weniger dicht sind (wie an Armen oder Beinen) und wo Sie das Gerät schnell über den Behandlungsbereich bewegen möchten. Er kann daher auch als Erhaltungsmodus verwendet werden, um erneuten Haarwuchs nach der anfänglichen Behandlung zu begrenzen.

Der Leistungsmodus ist die Standardeinstellung bei eingeschaltetem Gerät. Sie können zwischen den drei Betriebsarten umschalten, indem Sie die Modustaste unter der Hauptaktivierungstaste drücken.

Wenn sich das Gerät in einer dieser Betriebsarten befindet, können Sie auch wählen, ob Sie die Gleit- oder Aufdrückmethode anwenden.

Die Aufdrückmethode wird für kleine Flächen wie unter den Armen oder die Bikinizone empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste und lassen Sie sie wieder los. Nehmen Sie es von der Haut ab, bevor Sie es an der nächsten zu behandelnden Stelle wieder aufdrücken.

Die Gleitmethode wird für größere Bereiche wie die Beine empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste (gedrückt halten) und lassen Sie das Handgerät zwischen den Lichtblitzen über die Haut gleiten. Versuchen Sie, das Handgerät bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zu bewegen, um eine vollständige Abdeckung ohne Überlappung oder nicht behandelte Bereiche zu erzielen.



11. REINIGUNG, WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

Schalten Sie SmoothSkin Pure Adapt nach der Behandlung immer aus, indem Sie das Gerät ausstecken.


Prüfen Sie das Handgerät, den Hauttensensor und das Behandlungsfenster nach dem Gebrauch immer auf Beschädigungen und wischen Sie die Teile mit einem trockenen fusselreifen Tuch ab.

WARNUNG: Der Glasfilter kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie den Filter mindestens 5 Minuten nach dem Gebrauch **NICHT** und lassen Sie ihn abkühlen.

Verwenden Sie **NIEMALS** Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, da diese das Gerät beschädigen und mögliche Sicherheitsrisiken verursachen können.

Um für die maximale Sicherheit Ihres SmoothSkin Pure Adapt zu sorgen, ist es besonders wichtig, die Vorderseite des Geräts, die Konturadapter und den Reflektor frei von Schmutz, Haaren oder anderen Ablagerungen zu halten.

Bei Bedarf können der Reflektor und der Hauttensensor vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen gereinigt werden.



Bewahren Sie SmoothSkin Pure Adapt an einem kühlen und trockenen Ort auf. Achten Sie darauf, dass das Behandlungsfenster und der Hauttensensor am Handgerät vor Beschädigung geschützt werden.

Prüfen Sie das Gerät (einschließlich Kabel) regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie das Gerät nicht länger, falls Sie Schäden oder Risse feststellen und besuchen Sie die Website, um Kundendienstinformationen abzurufen.

Stecken Sie das Gerät nach der Verwendung immer aus, um eine Gefahr durch Strangulieren oder Stolpern zu vermeiden.

12. REISEN MIT SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Das Netzteil von SmoothSkin Pure Adapt ist universell einsetzbar und funktioniert mit allen gängigen Netzstromversorgungen. Sofern Sie einen geeigneten Adapter für den Netzstecker haben, funktioniert SmoothSkin Pure Adapt wie gewohnt.

13. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Die Markierungen auf der Energieanzeigeleiste auf der Seite des Handgeräts leuchten nicht, wenn es auf der Haut platziert wird.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil eingesteckt ist. Vergewissern Sie sich, dass sich das Handgerät im BEREIT-Modus befindet (drücken Sie einmal die Standby-/Bereit-Taste). Achten Sie darauf, dass die Hautsensoren gegen die Haut gedrückt sind. Achten Sie darauf, dass der Hauttonsensor gegen die Haut gedrückt sind.
Während das Handgerät gegen Ihre Haut gedrückt ist, leuchtet die erste Markierung auf der seitlichen Energieanzeigeleiste ROT und SmoothSkin Pure Adapt funktioniert nicht.	Der Bereich, den Sie behandeln möchten, ist für eine Behandlung zu dunkel. SmoothSkin Pure Adapt beinhaltet einen intelligenten Hauttonsensor, der Ihren Hautton automatisch erkennt und die optionale Behandlungseinstellung auswählt. Aufgrund der Eigenschaft der intensiven gepulsten Lichttechnologie ist SmoothSkin Pure Adapt nicht für jeden geeignet, insbesondere nicht zur Behandlung sehr dunkler Haut.
Die Markierungen auf der seitlichen Energieanzeigeleiste am Handgerät leuchten oder blinken in einem ungewohnten Muster einschließlich einer roten LED-Kontrollleuchte.	SmoothSkin Pure Adapt zeigt Fehlermeldungen durch Kombinationen von Lichtern auf den Energieanzeigeleisten an den Seiten des Handgeräts an. Dadurch wird angezeigt, dass eine Störung des Geräts vorliegt. Stoppen Sie die Verwendung des Geräts und sehen Sie auf der Website nach.
Handgerät, Behandlungsfenster, Netzteil oder Kabel von SmoothSkin Pure Adapt sind beschädigt, defekt, weisen Risse auf oder erscheinen defekt.	VERWENDEN SIE DIESE NICHT. Wenn Sie Zweifel bezüglich der Sicherheit von SmoothSkin Pure Adapt haben oder den Verdacht haben, dass das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt sein könnte, dürfen Sie es nicht verwenden und Sie sollten auf der Website nachsehen.

14. GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf das Produkt ab dem Kaufdatum. Innerhalb des Garantiezeitraums prüfen wir Material- und Verarbeitungsfehler kostenlos und tauschen das gesamte Gerät nach unserem Ermessen aus.

Diese Garantie gilt für alle Länder, in die dieses Gerät von CyDen oder einen beauftragten Händler geliefert wird.

Diese Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normalen Verschleiß oder Gebrauch sowie Defekte ab, die sich nur in vernachlässigbarem Ausmaß auf den Wert bzw. den Betrieb des Geräts auswirken. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von unbefugten Personen vorgenommen oder keine Originalteile des SmoothSkin Pure Adapt verwendet werden. Für Kundendienst innerhalb des Garantiezeitraums besuchen Sie bitte unsere Website www.smoothskin.com

15. AUFKLEBER UND SYMBOLE

 Anwendungsteil Typ BF	 UKCA- Konformitätskennzeichnung für das Vereinigte Königreich
 Gerät Klasse II	 Europäische Konformitätskennzeichnung
 Befolgen Sie die Bedienungsanleitung	 FCC-EMV-Konformität für Nordamerika
 Trocken aufbewahren	 Konformitätskennzeichnung für Australien
 WEEE-Abfallentsorgung- skennzeichnung der Europäischen Union	 Kleeblatt- Konformitätszeichen für die Ukraine
 Warnung: Vom Gerät ausgehende optische Strahlung kann Augenverletzungen verursachen	 RoHS-Umweltschutz- Nutzungszeitraum für China

FCC-Erklärung:

HINWEIS: Beim Test dieses Geräts wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien erfüllt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Falls das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Vorgaben montiert und betrieben wird, kann es des Funkbetrieb stören. Es ist jedoch nicht gewährleistet, dass in einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts festgestellt werden können, sollten Sie versuchen, diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Neuausrichtung der Empfangsantenne oder Aufstellung an einem anderen Ort.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose bzw. einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Rücksprache mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

16. TECHNISCHE DATEN

SmoothSkin Pure Adapt ist ein System für gefiltertes intensives gepulstes Breitbandlicht mit den folgenden technischen Daten:

- **Wiederholungsrate:** Manuell gepulst alle 0,45 bis 1 Sekunden (abhängig von der Behandlungseinstellung), Dauerbetrieb
- **Impuls:** Partielle freie Entladung FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Max. optische Abgabe:** 3-6 J/cm²
- **Wellenlänge:** 510 - 1100 nm
- **Netzeingang:** 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Betriebstemperatur:** 5 °C bis 40 °C
- **Betriebsfeuchtigkeit:** Bis zu 93 % r. F., nicht kondensierend
- **Betriebsdruck:** 700 hPa bis 1060 hPa
- **Behandelter Bereich (Punktgröße):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Der Bereich direkt um das Behandlungsfenster gilt als der Anwendungsteil und kann eine Höchsttemperatur von 60 °C erreichen. Stellen Sie sicher, dass SmoothSkin Pure Adapt wie in Abschnitt 8 beschrieben verwendet wird.

LAGERUNGS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN:

- **Temperatur:** -25 °C bis +70 °C
- **Feuchtigkeit:** Bis zu 93 % r. F., nicht kondensierend
- **Druck:** 500 hPa bis 1060 hPa

Wenn das Gerät bei Temperaturen gelagert wurde, die außerhalb des genannten Betriebsbereichs liegen, lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten akklimatisieren, bevor Sie es verwenden.

SmoothSkin Pure Adapt kann unbegrenzt Lichtblitze abgeben und ist für einen einzelnen Benutzer gedacht.

Die erwartete Mindestlebensdauer des Geräts bei Behandlung wie empfohlen beträgt 10 Jahre.

Durch die CE-Kennzeichnung wird bescheinigt, dass dieses Gerät den folgenden EU-Richtlinien entspricht:


- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2009/125/EG über energieverbrauchsrelevante Produkte

SmoothSkin Pure Adapt entspricht den EMV-Normen für Haushalts- und Medizingeräte in der geltenden Fassung. Diese sind: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + AMD1:2019 + AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ausg. 4.0), FCC CFR 47 Teil 15.107 & 15.109, ICES-003 Ausgabe 7.

SmoothSkin Pure Adapt entspricht den Sicherheitsnormen für Haushalts- und Medizingeräte in der geltenden Fassung.

Diese sind: IEC 60335-1:2010 + Änderungen, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005 (Ausg. 3.1) + A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Änderungen, CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 und 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Änderungen

SmoothSkin Pure Adapt ist als für alle Gefahren von Risikogruppen ausgenommen eingestuft
Wenden Sie sich für weitere Informationen an CyDen Ltd.



ENTSORGUNG (ENDE DER LEBENSDAUER)

Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass Werkstoffe der Wiederverwertung zugeführt werden können, ist dieses Produkt bei einer separaten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zu entsorgen. Das auf dem Produkt angebrachte WEEE-Symbol soll Sie daran erinnern.



Welkom bij

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Gefeliciteerd! U heeft een wereld van ongeëvenaarde schoonheid, gladheid en gemak geopend. Kom en neem deel aan het gesprek op www.smoothskin.com waar u deskundig advies en ondersteuning tijdens uw behandeling kunt vinden.

INHOUD


1. HET SMOOTHSKIN PURE ADAPT-SYSTEEM	210	9. AAN DE CONTOUREN AANPASSENDE HUIDSENSOREN	231
2. HOE WERKT DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	211	10. STANDEN VAN DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	232
3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	213	11. SCHOONMAKEN, ONDERHOUD, OPSLAG	234
4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES	219	12. REIZEN MET DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	235
5. WAT IS HET BEDOELDE GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	221	13. PROBLEEMOPLOSSING	236
6. UW GESCHIKTHEID	222	14. GARANTIE	237
7. GEBRUIKSAANWIJZING SMOOTHSKIN PURE ADAPT	224	15. LABELS EN SYMBOLEN	238
8. DE HUIDTINTSENSOR	228	16. TECHNISCHE SPECIFICATIES	239

1. HET SMOOTHSKIN PURE ADAPT-SYSTEEM

INHOUD VAN HET PAKKET

In de verpakking van de SmoothSkin Pure Adapt vindt u het volgende:

- Handset en basisstation
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding
- Opbergtas voor apparaat



2. HOE WERKT DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

De SmoothSkin Pure Adapt is ontworpen om de cyclus van haargroei te helpen doorbreken. De lichtenergie wordt door het huidoppervlak heen overgedragen en geabsorbeerd door de melanine in de haarschacht. De geabsorbeerde lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het huidoppervlak), waardoor de haren minder snel teruggroeien.

Behandelde haren vallen op een natuurlijke manier uit in de loop van een paar dagen tot 1-2 weken. Haargroei is cyclisch en volgt 3 verschillende en opeenvolgende fasen. IPL-behandeling is alleen effectief wanneer de haren in een bepaalde fase zijn (de Anagene fase - groeifase). Niet alle haren zitten op hetzelfde moment in dezelfde fase. Daarom moet u het aanbevolen behandelingsschema van 12 wekelijkse behandelingen volgen.



WAT U MAG VERWACHTEN

Onmiddellijk na de behandeling zou u geen substantiële bijwerkingen van de behandeling moeten zien (Raadpleeg rubriek 4 voor meer informatie over bijwerkingen).

In de eerste paar weken na de eerste behandelingen zult u nog steeds enkele haren zien groeien. Dit zijn waarschijnlijk haren die gemist zijn tijdens de behandeling, d.w.z. dat ze tijdens de behandeling inactief waren en zich niet in hun groeifase (Anagene fase) bevonden; wanneer IPL het meest effectief is.

Na ongeveer 6 weken van het 12 weken durende behandelingsprogramma zou u een vermindering van de haargroei moeten zien. Het is echter mogelijk dat veel haren in hun groeifase nog niet behandeld zijn. Het is belangrijk om de wekelijkse behandelingen voort te zetten.

Na het programma van 12 weken zou u een aanzienlijke vermindering van het aantal haren in het behandelde gebied moeten zien. De resterende haren moeten fijner en lichter van kleur zijn. Door maandelijkse behandelingen of behandelingen naar behoefte voort te zetten, moet de vermindering van ongewenst haar behouden blijven.



0 weken



4 weken



8 weken



12 weken

3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

CONTRA-INDICATIES

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als u een erg donkere huid heeft. De huidtintsensor in de buurt van het uitvoervenster van het apparaat bepaalt de tint van uw huid. Als de huidtintsensor vaststelt dat uw huid te donker is voor veilig gebruik, zal de SmoothSkin Pure Adapt niet werken.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als uw huid kunstmatig of natuurlijk is gebruikt of door overmatige blootstelling aan de zon verbrand is. Uw huid kan na blootstelling aan de zon extra gevoelig zijn en bijzonder gevoelig zijn voor verbranding, blaarvorming, verkleuring of littekenvorming als u de SmoothSkin Pure Adapt gebruikt. Wacht 1 week totdat de zonnebrand of bruining is verdwenen voordat u de SmoothSkin Pure Adapt gebruikt.

Stel de behandelde gebieden **NIET** bloot aan zonlicht. Wacht minstens 7 dagen na de behandeling voordat u de behandelde huid aan direct zonlicht blootstelt. Uw huid kan extra gevoelig zijn na een SmoothSkin Pure Adapt-behandeling en bijzonder gevoelig voor zonnebrand. Breng zonnebrandcrème (SPF 15 of hoger) aan op het behandelde gebied of bedek het behandelde gebied met geschikte kleding.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** rechtstreeks op de tepels, genitaliën of rond de anus. Deze gebieden kunnen een donkerdere huidskleur hebben en/of een grotere haardichtheid. Het gebruik van het apparaat op deze plaatsen kan ongemak/pijn veroorzaken of uw huid beschadigen (verbranden, verkleuren of littekens veroorzaken).

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als u een voorgeschiedenis heeft van huidkanker of premaligne

laesies (bijv. een groot aantal moedervlekken).

Gebruik het apparaat **NIET** op blaren en littekens.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als u zwanger bent of borstvoeding geeft, omdat dit apparaat niet is getest bij dit type personen.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** op donkerbruine of zwarte vlekken zoals moedervlekken of wratten in het gebied dat u wilt behandelen. Het gebruik van de SmoothSkin Pure Adapt kan uw huid beschadigen of bestaande aandoeningen verergeren. U kunt last krijgen van bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidkleurveranderingen of littekenvorming.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als u in het behandelde gebied een huidaandoening heeft, waaronder psoriasis, vitiligo, eczeem, acne, herpes simplex of actieve infecties of wonden.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als u jonger bent dan 18 jaar, omdat dit apparaat niet op dit type personen is getest.

WAARSCHUWINGEN **VEILIGHEID VOOR HET OOG**



De SmoothSkin Pure Adapt zendt flitsen intens geerd licht uit. Rechtstreekse blootstelling kan schadelijk voor uw ogen zijn. Zorg ervoor dat u de onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

WAARSCHUWING: Mogelijk oogletsel (kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen) of huidletsel als de instructies niet worden opgevolgd. Lees de instructies en volg ze op.

De handset kan alleen geactiveerd worden (geflipt) als de huidtintsensor (naast het behandelvenster) een geldige huidtintwaarde detecteert en volledig contact maakt met het behandelgebied. Echter:

Kijk **NIET** rechtstreeks in het behandelingsvenster van de handset als het systeem voeding heeft en

ingeschakeld is.

Probeer het systeem **NIET** te activeren (flitsen) in de richting van het oog.

Behandel **GEEN** gebieden rond het oog (wenkbrauwen of wimpers). Verkeerd gebruik kan leiden tot oogletsel: bescherm het oog tegen blootstelling. Gebruik het apparaat **NIET** over de oogleden of dicht bij het oog.

Probeer het systeem **ALLEEN** te activeren (flitsen) wanneer de voorkant van de handset goed contact maakt met het gebied dat u wilt behandelen.

WIJ ADVISEREN u weg te kijken van de handset als u op uw huid schiet.

ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID

Zoals bij elk elektrisch apparaat moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw veiligheid te garanderen.

Probeer de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** te openen, omdat u dan blootgesteld kunt worden aan gevaarlijke elektrische onderdelen.

NIET gebruiken indien de SmoothSkin Pure Adapt beschadigd is; bijvoorbeeld een gebarsten handset, beschadigde kabel (interne draden zichtbaar), gebarsten of gebroken glas aan de handset. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Gebruik het apparaat **NIET** gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen die water bevatten. Als de SmoothSkin Pure Adapt nat wordt, mag het apparaat niet worden gebruikt.

WAARSCHUWING Water en elektriciteit zijn een gevaarlijke combinatie! Gebruik dit apparaat niet in een natte omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad) om het risico op

elektrocucie te voorkomen: laat geen water in het apparaat lopen.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als deze onaangenaam warm aanvoelt. Dit kan erop wijzen dat het toestel beschadigd is.

Gebruik **GEEN** andere voeding of andere onderdelen dan die geleverd zijn voor gebruik met de SmoothSkin Pure Adapt. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken en niet meer werken.

Probeer de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** te activeren (flitsen) op een ander oppervlak dan de huid.



WAARSCHUWING: niets aan dit apparaat mag worden gewijzigd. De Pure Glide kan niet worden onderhouden.

Plaats de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** zo dat het moeilijk is om het apparaat van het lichtnet los te koppelen.

WAARSCHUWING: Als het stopcontact dat wordt gebruikt om de apparatuur van stroom te voorzien slechte aansluitingen heeft, kan de stekker van de apparatuur heet worden. Zorg ervoor dat u de stekker van het apparaat in een goed geïnstalleerd stopcontact steekt om het risico op brand en brandwonden te vermijden.

ALGEMENE VEILIGHEID

Gebruik het apparaat **NIET** als u op het gebied dat u wilt behandelen een huidpeeling hebt gehad. Wacht 30 dagen na een huidpeeling voordat u de SmoothSkin Pure Adapt gebruikt.

Het behandelen van een gebruinde huid met Intense Pulsed Light (IPL) kan leiden tot permanente hyperpigmentatie (donkerder worden) of hypopigmentatie (lichter worden) van de behandelde huid.

Gebruik het apparaat **NIET** op plaatsen waar u tatoeages of permanente make-up heeft.

Gebruik het apparaat **NIET** als u weet dat u gevoelig bent voor zonlicht (lichtgevoeligheid) of als u medicijnen gebruikt die de huid gevoeliger maken en lichtgevoeligheid veroorzaken, zoals Retin A, Accutane en/of andere topische retinoïden. Controleer altijd de bijsluiter van uw geneesmiddel om te zien of lichtgevoeligheid als bijwerking wordt vermeld. Gebruik van de SmoothSkin Pure Adapt op een lichtgevoelige huid kan leiden tot huidbeschadiging zoals zwelling of blaren. Raadpleeg een arts voordat u het apparaat gebruikt, want het gebruik kan schadelijk zijn voor de huid.


Dit apparaat is niet bedoeld voor de behandeling van medische aandoeningen. Voor bijvoorbeeld moedervlekken, huiduitslag, jeukende huid, huidschimmel of -infectie, huidbulten of huidflapjes (fibromen) moet medisch advies worden ingewonnen.

De SmoothSkin Pure Adapt mag niet worden gebruikt op fillers of botox.

WAARSCHUWING: De SmoothSkin Pure Adapt moet buiten het bereik van kinderen onder de 18 jaar worden gehouden. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken, ermee spelen, onderhouden of schoonmaken. Er zijn een aantal potentiële risico's, zoals blootstelling aan het licht dat brandwonden of oogletsel veroorzaakt, elektrocutie, wurging door de kabels.

De SmoothSkin Pure Adapt moet buiten het bereik van huisdieren en ongedierte worden gehouden die het apparaat kunnen beschadigen. Potentiële risico's zijn onder andere verminderde werking en elektrocutie.

WAARSCHUWING: Laat de apparatuur niet onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld om het risico van brand of brandwonden te voorkomen.



De SmoothSkin Pure Adapt is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis. Tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparatuur om het risico op brand of brandwonden te vermijden.

Het glasfilter van de SmoothSkin Pure Adapt is een kritisch onderdeel dat heet wordt tijdens gebruik. Raak het filter **NIET** aan tijdens of direct na gebruik. Controleer het filter regelmatig op beschadigingen. Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** als het filter gebarsten is of ontbreekt.

Zorg ervoor dat het behandelvenster van de SmoothSkin Pure Adapt schoon en vrij van vuil is. Vuil op of rond het behandelraam tijdens de operatie kan leiden tot tijdelijke huidveranderingen zoals roodheid of zwelling.

WAARSCHUWING: Schade aan de huid kan optreden na langdurig of herhaaldelijk aanbrengen op één plek. Vermijd overmatig gebruik, zoals te veel bewegingen, het verhogen van pulsen en/of een hogere gebruiksfrequentie.

WAARSCHUWING: Negeer de veiligheidsmechanismen die inherent zijn aan het apparaat niet.

Overschrijd **NIET** het gebruik zoals aangegeven in het behandelingsprogramma.

Gebruik het apparaat **NIET** op gebieden die onlangs plaatselijk verdoofd zijn geweest.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ontharing met lasers of intense pulserende lichtbronnen kan bij sommige mensen leiden tot een verhoogde haargroei. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens zijn de hoogste risicogroepen voor deze reactie vrouwen van mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Aziatische afkomst die behandeld worden in het gezicht en de hals.

Gebruik de SmoothSkin Pure Adapt **NIET** op plaatsen waar u haar terug wilt laten groeien.

Gebruik het SmoothSkin Pure Adapt-apparaat **NIET** op het gezicht, de kaak of de nek van de man. Het haar in de baardstreek van de man is te dicht en het gebruik van de SmoothSkin Pure Adapt op deze gebieden kan leiden tot huidletsel.

De SmoothSkin Pure Adapt wordt niet aanbevolen voor gebruik op rood, grijs, wit of blond haar. De SmoothSkin Pure Adapt is niet effectief op deze haarkleuren.

LET OP: Stel de apparatuur niet bloot aan zware schokken om het risico op schade aan de lamp te voorkomen.

LET OP: Trek na gebruik en in geval van stroomuitval altijd de stekker uit het stopcontact om het risico op schade aan het apparaat te vermijden.

4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES

Het gebruik van de SmoothSkin Pure Adapt kan leiden tot bijwerkingen.

In de onderstaande tabel staan de bekende huidreacties die kunnen optreden na behandeling met de SmoothSkin Pure Adapt.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN	HOE TE BEOORDELEN EN TE REAGEREN
Lichte pijn / ongemak in het behandelde gebied.	Dit is te verwachten en normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat volgens de instructies blijven gebruiken en als u het blijft gebruiken zou de pijn moeten verminderen.
Warm gevoel of tintelingen tijdens de behandeling, die meestal na een paar seconden tot een minuut verdwijnen en afnemen bij verder gebruik.	Dit is te verwachten en normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat volgens de instructies blijven gebruiken.
Jeuk in het behandelde gebied.	Dit komt vaak voor bij IPL-behandelingen en zou na korte tijd moeten verdwijnen. U kunt het apparaat volgens de instructies blijven gebruiken. Krab niet in het gebied.
Roodheid van de huid tijdens of na de behandeling die binnen enkele minuten verdwijnt.	Dit is te verwachten en normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat volgens de instructies blijven gebruiken zodra de roodheid van de huid is verdwenen.
Roodheid van de huid die niet binnen enkele minuten verdwijnt en 24-48 uur aanhoudt.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het weer gebruikt.
Intense pijn of ongemak tijdens de behandeling of die aanhoudt na een behandeling.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het weer gebruikt.

IN ZEER ZELDZAME GEVALLEN	HOE TE BEOORDELEN EN TE REAGEREN
Zwelling en roodheid die niet binnen twee tot drie dagen verdwijnen.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het weer gebruikt.
Tijdelijke veranderingen in huidskleur (lichter of donkerder worden).	Als uw huidskleur verandert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts.
Blaarvorming, littekenvorming of verbranding van de huid.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het weer gebruikt. Breng een koud kompres aan op het gebied. Behandel met een antiseptisch middel of brandwondencreme.

5. WAT IS HET BEDOELDE GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

BEDOELD GEBRUIK

De SmoothSkin Pure Adapt is bedoeld voor de permanente vermindering van ongewenst haar.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Het SmoothSkin Pure Adapt-ontharingsapparaat is bedoeld voor het verwijderen van ongewenst haar. De SmoothSkin Pure Adapt is ook geschikt voor de permanente vermindering van haargroei, gedefinieerd als de stabiele vermindering op lange termijn van het aantal teruggroeiende haren, gemeten op 6, 9 en 12 maanden na voltooiing van de behandeling.

6. UW GESCHIKTHEID

LICHAAMSGEBIEDEN

De SmoothSkin Pure Adapt is geschikt voor gebruik op lichaamshaar en vrouwelijk gezichtshaar onder de wanglijn.


HUIDSKLEUR

De SmoothSkin Pure Adapt is geschikt voor gebruik op lichte, medium en donkere huidtinten, tot en met huidtint 5.

De SmoothSkin Pure Adapt bevat een huidtintsensor die de kleur van uw huid meet en het gebruik voorkomt als uw huidtint te donker is.

Donkere huidtinten zijn rijk aan melanine die te veel energie kan absorberen en mogelijk kan leiden tot beschadiging van de huidtint.

HUIDSKLEUR



HAARKLEUR

De SmoothSkin Pure Adapt is geschikt voor gebruik op natuurlijk zwart of bruin haar. Het is mogelijk niet zo effectief op wit, grijs, blond of rood haar.

HAARKLEUR



7. GEBRUIKSAANWIJZING SMOOTHSKIN PURE ADAPT

WAARSCHUWING: Volg elke stap in het behandelingsproces en zorg ervoor dat u alle aspecten van elke stap afrondt voordat u naar de volgende stap gaat.

STAP 1: BEREID HET TE BEHANDELEN GEBIED VOOR

Verwijder al het zichtbare haar door te scheren. Zorg ervoor dat er geen haar boven het huidoppervlak uitsteekt, want dit kan verwondingen veroorzaken. Dit voorkomt ook dat vuil de voorkant van uw apparaat bedekt.

Reinig het behandelingsgebied en dep het droog. **GEBRUIK GEEN** gels of crèmes met dit apparaat!

STAP 2: DOE EEN TEST

Wij raden u aan om voor uw eerste behandeling op elk nieuw lichaamsgebied een plekje van uw huid in dat gebied te testen op een reactie op de SmoothSkin Pure Adapt.

Het testgebied moet ongeveer 3 cm x 2 cm groot zijn (gelijk aan 2 flitsen die naast elkaar op de huid worden aangebracht). Volg stap 3 om het gebied te behandelen.

Wacht 24 uur na de test om er zeker van te zijn dat uw huid geschikt is voor de behandeling en dat er geen bijwerkingen van de lichtenergie zijn. Als er na 24 uur geen reactie is, mag u de huid rond het testgebied behandelen. Het 'geteste gebied' mag minstens 1 week lang NIET opnieuw behandeld worden.



24 UUR
Let op ongewenste voorvallen.
Voer altijd op elk nieuw te behandelen gebied een test uit

STAP 3: BEHANDELING MET DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Steek de stekker in een stopcontact. De ventilatoren starten en de huidtintsensoren lichten blauw op om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.


Time-out POWER MODE

Als het apparaat ""inactief"" wordt gelaten, d.w.z. als er 10 minuten lang geen knoppen worden ingedrukt, schakelt het apparaat in de STAND-BY-stand en gaan de lampjes van de huidsensoren uit. Druk op de aan/uit-knop om terug te keren naar de gebruiksstand READY voor behandeling.

B) Druk de handset stevig tegen het te behandelen gebied zodat de huidtoonsensor en de huidcontactsensoren volledig contact met de huid maken.


Als de huidtintensor geen geldige huidtint detecteert en/of als de huidcontactsensoren niet volledig contact maken met de huid, kan de handset niet worden geactiveerd.

Wanneer de huidtoonsensor een geldige huidtint meet en de huidcontactsensoren volledig contact maken met de huid, gaan de voedingsbalken WIT branden om aan te geven dat het apparaat klaar is om te flitsen.



- C) Druk op de activeringsknop. Het apparaat zal flitsen en er moet warmte voelbaar zijn.
D) Verplaats de handset naar het volgende te behandelen gebied en herhaal. Het apparaat moet tussen de flitsen door worden opgeladen.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op het apparaat tijdens het behandelen niet afgedekt worden, want dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.



BEHANDELINGSMETHODE - STEMPELEN OF GLIJDEN

Stempelmethode

Deze methode wordt aanbevolen voor kleine gebieden zoals de oksels en de bikinilijn. Plaats de handset op de huid, druk op de activeringsknop en laat hem los. Verwijder de handset voorzichtig van de huid voordat u het op het volgende te behandelen gebied aanbrengt.

Glijmethode

Deze methode wordt aanbevolen voor grotere oppervlakken zoals benen. Plaats de handset op de huid, houd de activeringsknop ingedrukt en laat de handset tussen de flitsen door over de huid glijden. Probeer de handset te bewegen met een constante snelheid die een volledige dekking geeft zonder overlappingen of gemiste zones.

STAP 4: UW SMOOTHSKIN PURE ADAPT- BEHANDELINGSPROGRAMMA

De SmoothSkin Pure Adapt moet één keer per week worden gebruikt totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

STAP 5: UITSCHAKELEN VAN DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Als de behandeling klaar is, moet de stekker van de SmoothSkin Pure Adapt uit het stopcontact worden gehaald.

Raadpleeg hoofdstuk 11 voor meer informatie over de manier waarop u het beste voor uw SmoothSkin Pure Adapt kunt zorgen.



8. DE HUIDTINTSENSOR

De huidtintsensor meet de kleur van uw huid en stelt het juiste niveau van het benodigde uitgangsvermogen in. Als uw huid te donker is voor behandeling met SmoothSkin Pure Adapt, zal de huidtintsensor dit detecteren en voorkomen dat het apparaat werkt. Als uw huid te donker is, verschijnen er RODE lampjes in de voedingsbalk.


De status van de huidtintsensor kan worden afgelezen op de stroombalkjes aan beide zijden van de handset. Als er een geldige huidtint wordt gedetecteerd, lichten de stroombalkjes WIT op. Het aantal lampjes dat brandt is afhankelijk van uw exacte huidskleur.

De hoeveelheid lichtenergie die wordt geleverd voor elk van de apparaatinstellingen in de Power Mode is afhankelijk van de huidskleur en wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

Dit volledige contact met uw huid zorgt voor de beste resultaten, omdat alle lichtenergie van het apparaat het behandelgebied bereikt.

AANTAL BRANDENDE LAMPJES IN DE VOEDINGSBALK	MAXIMALE ENERGIE (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


VOEDINGSBALKEN




Minder lampjes = donkerdere huid en lagere stroominstelling

Meer lampjes = lichtere huid en hoger vermogen


Te donkere huid
Geen behandeling mogelijk
1 ROOD lampje brandt



Donkere huid
Laagste vermogensstand
1 lampje brandt



Lichte huid
Hoogste vermogensstand
10 lampjes branden



Niet geschikt

Geschikt


9. AAN DE CONTOUREN AANPASSENDE HUIDSENSOREN

De SmoothSkin Pure Adapt heeft nieuwe *Adapt Plus Technology* die zich aanpassen aan de vorm van het te behandelen gebied en die voor elke flits controleren of er contact is met de huid, zodat het apparaat veilig kan worden gebruikt! Hierdoor is het apparaat eenvoudig te gebruiken en voldoet het aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

De *Adapt Plus Technology* zorgen er ook voor dat u de beste resultaten krijgt door lichtlekage te voorkomen en het licht op uw huid te richten.

Als de contouradapters niet volledig contact met het behandelgebied maken, flitst het apparaat niet. Probeer de positie van het apparaat aan te passen zodat het volledig contact maakt, vooral op lastige plekken zoals armen en scheenbenen.

Probeer de contouradapters niet te verwijderen of oefen er geen overmatige kracht op uit, want dit zal het apparaat beschadigen.



10. STANDEN VAN DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

U kunt uw lichaam behandelen met een van de drie SmoothSkin Pure Adapt-behandelingen:



Power Mode -
geen lampje



Gentle Mode -
lampje aan



Speed Mode -
lampje aan

Power Mode is de hoogste energie-instelling van het apparaat. De Power Mode levert de beste resultaten op, omdat deze het maximale vermogen gebruikt dat mogelijk is voor uw unieke huidtint. Deze stand werkt vooral goed op hardnekkige plekken waar het haar meestal dichter is, zoals oksels en de bikinilijn.

De Gentle Mode kan gebruikt worden als u de energiestand oncomfortabel of een beetje te pijnlijk vindt. Als u het apparaat in deze stand gebruikt, wordt er minder vermogen afgegeven en zul u merken dat er minder lampjes in de voedingsbalk oplichten wanneer u het apparaat op uw huid aanbrengt.

De Speed Mode is de snelste stand en is daarom het laagste stand. De Speed Mode is het beste voor het behandelen van grotere gebieden waar minder haar zit (zoals armen of benen) en waar u snel over het behandelde gebied wilt bewegen. Het kan ook worden gebruikt voor onderhoud, om na uw eerste behandelingsprogramma de haargroei op afstand te houden.

De Power Mode is de standaardinstelling wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U kunt tussen de drie standen schakelen door op de modusknop onder de activeringsknop te drukken.

In een van deze standen kun u ook kiezen of u de glijmethode (Glide Method) of de stempelmethode (Stamp Method) wilt gebruiken.

Stamp Method (stempelmethode) wordt aanbevolen voor kleine gebieden zoals de oksels en de bikinilijn. Plaats de handset op de huid, druk op & en laat de activeringsknop los. Verwijder het product van de huid voordat u het voorzichtig op het volgende te behandelen gebied aanbrengt.

Glide Method (glijmethode) wordt aanbevolen voor grotere oppervlakken zoals de benen. Plaats de handset op de huid, houd de activeringsknop ingedrukt en laat de handset tussen de flitsen door over de huid glijden. Probeer de handset te bewegen met een constante snelheid die een volledige dekking geeft zonder overlappingsen of gemiste zones.



11. SCHOONMAKEN, ONDERHOUD, OPSLAG

Schakel de SmoothSkin Pure Adapt na de behandeling altijd uit door de stekker uit het stopcontact te halen.


Na gebruik moeten de handset, de huidtintsensor en het behandelvenster worden geïnspecteerd op beschadigingen en met een droge, pluisvrije doek worden schoongeveegd.

WAARSCHUWING: Het glasfilter kan tijdens gebruik heet worden. Raak het filter gedurende minimaal 5 minuten na gebruik **NIET** aan en maak het niet schoon, zodat het kan afkoelen.

Gebruik **NOOIT** water of andere reinigingsvloeistoffen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen, wat kan leiden tot een potentieel veiligheidsrisico.

Om maximale prestaties van uw de SmoothSkin Pure Adapt te garanderen, is het bijzonder belangrijk om de voorkant van het apparaat, de contouradapters en de reflector vrij van vuil, haar of andere vervuiling te houden.

Indien nodig kunnen de reflector en de huidtoonsensor voorzichtig met een licht vochtig wattenstaafje gereinigd worden.



Bewaar de SmoothSkin Pure Adapt op een koele, droge plaats. Zorg ervoor dat het behandelingsvenster en de huidtintensor op de handset beschermd zijn tegen beschadiging. Controleer het apparaat (inclusief snoeren) regelmatig op zichtbare tekenen van beschadiging. Stop het gebruik van het apparaat in geval van schade of scheuren - en ga naar de website voor ondersteuningsgegevens

Om wurging of struikelgevaar te voorkomen, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen als u het apparaat niet gebruikt.

12. REIZEN MET DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

De voedingsadapter van de SmoothSkin Pure Adapt is universeel en werkt met alle gangbare netvoedingen. Als u een geschikte adapter voor de stekker van het netsnoer heeft, zal de SmoothSkin Pure Adapt normaal werken.

13. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De voedingsbalklampjes aan de zijkant van de handset lichten niet op wanneer u ze tegen uw huid houdt.	Controleer of de voeding is aangesloten. Zorg ervoor dat de handset in de RAEDY-stand staat (druk één keer op de Standby/Ready-knop). Zorg ervoor dat de huidsensoren tegen de huid worden gedrukt. Zorg ervoor dat de huidtintensor tegen de huid wordt gedrukt.
Als het apparaat tegen uw huid wordt gedrukt, brandt het eerste voedingslampje aan de zijkant van de handset ROOD en werkt de SmoothSkin Pure Adapt niet.	Het gebied dat u probeert te behandelen is te donker voor behandeling. De SmoothSkin Pure Adapt bevat een intelligente huidtintensor die automatisch uw huidtint detecteert en de optimale instelling voor de behandeling selecteert. Door de aard van de Intense Pulsed Light technologie is de SmoothSkin Pure Adapt niet voor iedereen geschikt en kan het geen zeer donkere huid behandelen.
De aan/uit-lampjes aan de zijkant van de handset branden of knipperen in een onbekend patroon, waaronder een rood LED-lampje.	De SmoothSkin Pure Adapt zal eventuele foutmeldingen weergeven door combinaties van lampjes op de voedingsbalken aan de zijkanten van de handset. Dit geeft aan dat het apparaat een storing heeft. Stop het gebruik van het apparaat en raadpleeg de website.
De SmoothSkin Pure Adapt handset, behandelingsvenster, voeding of kabel beschadigd, gebroken, gebarsten zijn of defect lijken.	NIET GEBRUIKEN. Als u twijfelt over de veiligheid van de SmoothSkin Pure Adapt of als u vermoedt dat het apparaat op enige manier beschadigd is, mag het niet worden gebruikt en moet u de website raadplegen.













14. GARANTIE

Wij geven vanaf de aankoopdatum 2 jaar garantie op het product. Binnen de garantieperiode controleren we gratis materiaal- of fabricagefouten en vervangen we naar eigen goeddunken het volledige apparaat.

Deze garantie strekt zich uit tot elk land waar dit apparaat door CyDen of haar aangewezen distributeur wordt geleverd.

Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik, normale slijtage of gebruik en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of werking van het apparaat. De garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd door onbevoegde personen en als er geen originele SmoothSkin Pure Adapt-onderdelen worden gebruikt. Voor service binnen de garantieperiode kunt u terecht op onze website www.smoothskin.com

15. LABELS EN SYMBOLEN

 Type BF toegepast onderdeel	 UKCA UK-conformiteitsmerkteken
 Klasse II-apparaatuur	 Europees conformiteitsmerkteken
 Volg de instructies voor gebruik	 FCC EMC-conformiteit voor Noord-Amerika
 Droog bewaren	 Conformiteitsmerkteken Australië
 WEEE-afvalkeurmerk van de Europese Unie	 Trefoil-conformiteitsmerkteken voor Oekraïne
 Waarschuwing Optische straling van apparaat kan oogletsel veroorzaken	 China RoHS milieubeschermt gebruiksperiode

FCC-verklaring:

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om de interferentie met behulp van één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Richt de antenne anders of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

16. TECHNISCHE SPECIFICATIES

De SmoothSkin Pure Adapt is een gefilterd breedbandsysteem met gepulseerd licht met de volgende technische specificaties:

- **Herhalingsfrequentie:** Handmatig elke 0,45 tot 1 seconde gepulseerd (afhankelijk van de behandelinstelling), continue werking
- **Puls:** Gedeeltelijke vrije ontlading FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Max. optische uitvoer:** 3 - 6J/cm²
- **Golflengte:** 510 - 1100 nm
- **Ingang voedingskabel:** 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Bedrijfstemperatuur:** Tussen 5 en 40 °C
- **Relatieve vochtigheid:** Tot 93% RH niet condenserend
- **Bedrijfsdruk:** 700 tot 1060 hPa
- **Behandelingsgebied (grootte):** 3 cm² (30 x 10 mm)

Het gebied direct rond het behandelingsvenster is geclassificeerd als het toegepaste deel en kan een maximale temperatuur van 60 °C bereiken. Zorg ervoor dat de SmoothSkin Pure Adapt wordt gebruikt zoals aangegeven in Sectie 7.

OPSLAG- EN TRANSPORTVOORWAARDEN:

- **Temperatuur:** -25 tot +70 °C
- **Luchtvochtigheid:** Tot 93% RH niet condenserend
- **Druk:** 500 tot 1060 hPa

Als het apparaat bij temperaturen buiten het aangegeven werkbereik opgeslagen is geweest, wacht dan minstens 30 minuten voor gebruik om het apparaat te laten acclimatiseren.

De SmoothSkin Pure Adapt heeft een onbeperkt aantal flitsen en is bedoeld voor één gebruiker.

De minimaal verwachte levensduur is 10 jaar wanneer het aanbevolen programma wordt gevolgd.

Het CE-merkteken geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Richtlijn energiegerelateerde producten 2009 / 125 / EC.


De SmoothSkin Pure Adapt voldoet aan de nieuwste EMC-normen en wijzigingen die van toepassing zijn op huishoudelijke en medische apparaten. Deze zijn: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Deel 15.107 & 15.109, ICES-003 Versie 7.

De SmoothSkin Pure Adapt voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en wijzigingen die van toepassing zijn op huishoudelijke en medische hulpmiddelen.

Deze zijn: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 en 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

SmoothSkin Pure Adapt is geclassificeerd als vrijgesteld van risico voor alle gevaren

Neem voor meer informatie contact op met CyDen Ltd



AFVALVERWIJDERING (EINDE VAN LEVENSDUUR)

Om risico's voor de gezondheid en het milieu te minimaliseren en ervoor te zorgen dat materialen kunnen worden gerecycled, moet dit product worden afgevoerd naar een aparte inzamelingsfaciliteit voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het WEEE-symbool op het product is er om u eraan te herinneren.



SMOOTHSKIN
pure
adapt

You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
Vous pouvez nous contacter via notre page Internet SMOOTHSKIN
Póngase en contacto con nosotros en la página web de SMOOTHSKIN
Pode contactar-nos através da nossa página Web SMOOTHSKIN
Puoi contattarci attraverso la nostra pagina web SMOOTHSKIN
Sie erreichen uns über unsere SMOOTHSKIN Webseite
U kunt ons bereiken via onze SMOOTHSKIN webpagina

www.smoothskin.com

CM12-2257-01
Type: SSG3



Designed and manufactured in the UK.
CyDen Limited, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB UK



Cyden Ltd. Factory,
Unit 1a, Clarion Close, Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8QZ

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide
* Le produit peut varier par rapport aux illustrations figurant dans le présent guide
* El producto pueden diferir con respecto a las imágenes que aparecen en esta guía
*O produto pode ser diferente da ilustração apresentada neste guia
*Il prodotto potrebbe variare rispetto alle immagini illustrate in questa guida
*Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen
*Het product kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding