

SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE



ENGLISH

Page 4



HRVATSKI

Stranica 42



SLOVAŠKI

Stránky 80



SLOVENŠČINA

Strani 118



УКРАЇНСЬКА

Сторінка 156



LIETUVIŲ

Puslapis 194

SMOOTHSKIN

pure
fit

Welcome to SMOOTHSKIN PURE FIT

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

1. THE SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM	5	10. THE SKIN CONTACT SENSOR	28
2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE FIT WORK	6	11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODES	30
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	8	12. THE PRECISION HEAD	32
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	15	13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE	34
5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE FIT	17	14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT	34
6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE FIT	20	15. TROUBLESHOOTING	35
7. YOUR SUITABILITY	20	16. WARRANTY	36
8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE FIT	21	17. LABELS AND SYMBOLS	37
9. THE SKIN TONE SENSOR	25	18. TECHNICAL SPECIFICATIONS	39

1. THE SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of SmoothSkin Pure Fit you will find the following:


- Handset and Base Unit
- Power Cable
- Precision Head
- User Manual



2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE FIT WORK

SmoothSkin Pure Fit is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which disables the hair follicle. Treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.

Hair growth is cyclical and follows 3 distinct and consecutive phases. IPL treatment is only effective when hairs are in a particular phase (the Anagen – growth phase). Not all hairs are in the same phase at any one time. This is why you should follow the recommended treatment regimen of 12 weekly treatments.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 6 weeks into the 12 week treatment programme you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week programme, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour. Continued monthly treatments, or treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.

3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Pure Fit will be prevented.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discolouring or scarring if you use SmoothSkin Pure Fit. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Pure Fit.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Pure Fit treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin colour and/or greater hair density. Using the device in these

areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use on blisters and scars.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Pure Fit may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin colour changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNINGS

EYE SAFETY



SmoothSkin Pure Fit emits flashes of intense pulsed light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye. **ONLY** attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat.

WE RECOMMEND you look away from the handset when firing onto your skin.

ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DO NOT try to open SmoothSkin Pure Fit, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Fit is damaged; for example, cracked handset, cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc.

This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Pure Fit becomes wet, it should not be used.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Fit becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.

DO NOT use a power supply or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Pure Fit. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Pure Fit onto any surface other than skin.



Glass filter



WARNING no modification of this equipment is allowed.

DO NOT position SmoothSkin Pure Fit so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Pure Fit.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/ or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Pure Fit on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin. This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Pure Fit should not be used over any fillers or botox.

SmoothSkin Pure Fit should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks – exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables.

SmoothSkin Pure Fit should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

SmoothSkin Pure Fit is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Unless they have been given supervision or instruction concerning safe and proper use of the device by a person responsible for their safety.

SmoothSkin Pure Fit glass filter is a critical component that will get hot during use.

DO NOT touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Pure Fit treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense and using SmoothSkin Pure Fit device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Pure Fit is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Pure Fit is not effective on these hair colours.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of SmoothSkin Pure Fit could result in side effects. The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with SmoothSkin Pure Fit.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin colour (lightening or darkening).	If your skin colour changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. The recorded effects were:

- Itchiness – Four subjects experienced mild itchiness after treatment.
- Slight Redness – This was reported by 1 subject.
- Mild Stinging Sensation – Five subjects reported mild discomfort following treatment.
- In-growing Hair – One subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
- Follicle Redness – One subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE

SmoothSkin Pure Fit is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of SmoothSkin Pure Fit. The key features of the clinical trial were:

All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to SmoothSkin Pure Fit provided in this package;

All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international clinical trial requirements;

A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial;

Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of SmoothSkin Pure Fit;

Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted of shaving the site then applying SmoothSkin Pure Fit following the same process as outlined in Section 8, Step 3 of this user manual;

Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the treatment sites were counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change;

When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

SMOOTHSKIN PURE	
Number of Subjects at 6 Months Post Treatment.	50
Hair Reduction at 6 Months Post Treatment.	43.9%
Number of Subjects at 12 Months Post Treatment.	33
Hair Reduction at 12 Months Post Treatment.	36.0%
% of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 months.	66.7%

The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the majority of subjects (48 out of 50) would recommend SmoothSkin Pure Fit to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE FIT

INTENDED USE

SmoothSkin Pure Fit is intended for the permanent reduction in unwanted hair.


7. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheek line.

SKIN COLOUR

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on light, medium and dark skin tones, up to and including skin tone 5.



SmoothSkin Pure Fit incorporates a skin tone sensor that measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

HAIR COLOUR

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE FIT

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.


STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry. Remember, don't use any gels or creams with this device!

STEP 2: DOING A TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we **RECOMMEND** you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Fit.



The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should NOT be re-treated for at least 1 week.

STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Plug the power supply into an electrical outlet. The fans will start up and the skin tone sensors will light up blue, indicating the device is switched on.


POWER MODE TIMEOUT

When the unit is left "inactive" i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the skin sensor lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the Power Mode button.

B) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the skin tone sensor is in contact with the skin – SmoothSkin Pure Fit will not operate if the skin sensors are not in full contact with skin. Once the skin sensor measures a valid skin tone, the pre-set output power is displayed on the power bars.



- C) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- D) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes.
- E) Ensure that the ENTIRE AREA receives treatment, but DO NOT overlap treatment pulses.



STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE FIT TREATMENT SCHEDULE

For optimal results, SmoothSkin Pure Fit should be used every week for 12 weeks to ensure all hair follicles are treated. After the initial treatment phase (12 weekly treatments), to maintain results we recommend SmoothSkin Pure Fit is used once a month, or as required.



STEP 5: SWITCHING OFF SMOOTHSKIN PURE FIT

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Fit should be unplugged from the power supply, and the electrical outlet.

Refer to section 13 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Fit.

9. THE SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the colour of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Fit, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. RED lights will be shown in the power bar if your skin is too dark. The status of the skin tone sensor can be seen on the power bars located on both sides of the handset. If a valid skin tone is detected, the power bars will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.

POWER BARS



Less lights = Darker skin and Lower Power Setting

More lights = Lighter skin and Higher Power Setting

SKIN TOO DARK
NO TREATMENT POSSIBLE
1 RED LIGHT ILLUMINATED



DARK SKIN
LOWEST POWER SETTING
1 LIGHT ILLUMINATED



LIGHT SKIN
HIGHEST POWER SETTING
10 LIGHTS ILLUMINATED



The amount of light energy delivered for each of the device settings when in Power Mode (depending on skin colour) is shown in the table below.

Number of Power Bar Lights Illuminated	Maximum Energy (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.

10. THE SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Pure Fit is fitted with a skin contact sensor that checks your skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device compliant with the most stringent safety regulations.

The skin contact sensor also ensures you get the best results from your device. The sensor must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash.

This full contact with your skin means that all the light energy emitted from the device reaches the treatment area to deliver the best results.

If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not fire. Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.



11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODES

You can treat your body using any one of the three SmoothSkin Pure Fit treatment modes:



Power Mode – No Indicator



Gentle Mode – Indicator On



Speed Mode – Indicator On

Power Mode is the highest power setting of the device. Power Mode will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This mode works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser, such as underarms and bikini line.

Gentle Mode can be used if you find Power Mode uncomfortable or a little too painful. Operating the device in Gentle Mode will reduce the power output, and you will notice less Power Bar indicators illuminated when applied to your skin.

Speed Mode is the fastest mode, and therefore the lowest power mode. Speed Mode is best for treating larger areas where the hair is less dense (such as arms or legs), and where you want to move along the treatment area quickly. It can also be used as a maintenance mode, to be used to keep hair regrowth at bay after your initial treatment regime.

Power Mode is the default setting when your device is switched on. You can toggle between the three modes pressing the Mode Button underneath the main Activation Button.

When in any of these modes, you can also choose whether to use Glide Method or Stamp Method.

Stamp Method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press & release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide Method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



12. THE PRECISION HEAD

SmoothSkin Pure Fit comes with a detachable precision head that is perfect for smaller, tricky areas (like upper lip, fingers, and toes). This has the benefit of giving you even more flexibility during each treatment.

Using the precision head will slow your device down a little, so we only recommend using when needed, to ensure you get the fastest treatment possible.

The precision head simply attaches on to the front of your device via an internal magnet inside the front of the main device. This magnet holds the head in place whilst you treat the area. Simply unclip or re-attach depending on what area you're treating.




If the precision head is damaged or missing any parts (e.g. magnet or reflector), then **do not use**.

Ensure the precision head is fitted in the correct orientation (logo at the top).

If the precision head becomes uncomfortably hot during use, then stop treatment until it has cooled down.

Follow all EYE SAFETY warnings (Section 3) when the precision head is fitted.

Follow the cleaning instructions (Section 13) for the precision head.



13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Fit by unplugging the power supply from SmoothSkin Pure Fit and the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensor and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING: The glass filter can get hot during use. **DO NOT** touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

To ensure maximum performance of your SmoothSkin Pure Fit, it is particularly important to keep the front of the device and reflector free from dirt, hair or other debris.

To aid in the cleaning of this part, the front of the device can be cleaned with a slightly damp cloth. Store SmoothSkin Pure Fit in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device. To prevent strangulation or tripping hazard, always unplug the device from power socket when not in use.

14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT

The power supply unit of SmoothSkin Pure Fit is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, SmoothSkin Pure Fit will operate as normal.

15. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The power bar indicators on the side of the handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Make sure the handset is in READY mode (press the Standby/Ready button once). Ensure the skin sensors are pressed against the skin. Ensure the skin tone sensor is pressed against the skin.
Whilst pressed against your skin, the first power bar indicator on the side of the handset is illuminated RED, and SmoothSkin Pure Fit will not work.	The area you are trying to treat is too dark for treatment. SmoothSkin Pure Fit includes an intelligent skin tone sensor that automatically detects your skin tone and selects the optimal treatment setting. Due to the nature of Intense Pulsed Light technology, SmoothSkin Pure Fit is not for everyone and cannot treat very dark skin.
The power bar indicators on the side of the handset are on or are flashing in an unfamiliar pattern including a red LED indicator light.	SmoothSkin Pure Fit will display any error messages through combinations of lights on the power bars on the sides of the handset. This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and refer to the website.
SmoothSkin Pure Fit handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Fit or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should refer to the website.

16. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Pure Fit parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website www.smoothskin.com

17. LABELS AND SYMBOLS

SMOOTHSKIN PURE is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part		Australia Regulatory Compliance Mark
	Class II Equipment		China RoHS environmental protection use period
	Follow Instructions for use		Warning Optical Radiation from device may cause eye injury
	WEEE waste disposal mark of the European Union		Trefoil compliance mark for Ukraine
	European Conformity Marking		FCC EMC compliance for North America
	Keep Dry		

FCC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

18. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Fit is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 1 second (dependent on treatment setting), Continuous operation
- **Pulse Length:** Free discharge FWHM = 2.0ms
- **Max Optical Output:** 3 - 6J/cm²
- **Wavelength:** 510 – 1100nm
- **Power Line Input:** 100–240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 60degC. Ensure SmoothSkin Pure Fit is used as directed in Section 8.

TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Fit has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.

SmoothSkin Pure Fit complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 6.0

SmoothSkin Pure Fit complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

For further details contact CyDen Ltd

DISPOSAL (end of life)

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment. The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.

Dobro došli u svijet služenja uređajem SMOOTHSKIN PURE FIT

Čestitamo! Ušli ste u svijet neusporedive ljepote, glatkoće kože i praktičnosti. Posjetite naše mrežno mjesto www.smoothskin.com na kojem možete pronaći stručne savjete i podršku tijekom svojeg tretmana i pridružite se razgovoru.

1. SUSTAV SMOOTHSKIN PURE FIT	43	9. SENZOR ZA TON KOŽE	63
2. KAKO RADI SUSTAV SMOOTHSKIN PURE FIT	44	10. SENZOR ZA DODIR S KOŽOM	66
3. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE	46	11. NAČINI RADA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT	68
4. MOGUĆI RIZICI, NUSPOJAVE I REAKCIJE NA KOŽI	53	12. NAGLAVNI DIO ZA PRECIZAN RAD	70
5. DOBRE STRANE UPOTREBE UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT	55	13. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I POHRANA	72
6. PREDVIĐENA NAMJENA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT	58	14. PUTOVANJE UZ UREĐAJ SMOOTHSKIN PURE FIT	72
7. VAŠA PRIKLADNOST	58	15. RJEŠAVANJE PROBLEMA	73
8. KAKO UPOTREBLJAVATI SUSTAV SMOOTHSKIN PURE FIT	59	16. JAMSTVO	74
		17. NALJEPNICE I SIMBOLI	75
		18. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	77

1. SUSTAV SMOOTHSKIN PURE FIT

SADRŽAJ PAKIRANJA

Unutar pakiranja uređaja SmoothSkin Pure Fit naći ćete sljedeće:

- Uređaj i osnovna jedinica
- Strujni kabel
- Naglavni dio za precizan rad
- Korisnički priručnik



2. KAKO RADI SUSTAV SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit osmišljen je kao pomoć u prekidu ciklusa rasta dlaka. Svjetlosna energija prenosi se kroz površinu kože te je upija melanin koji se nalazi u vlasi dlake. Upijena svjetlosna energija pretvara se u toplinsku energiju (ispod površine kože) čime se sprječava rast folikula dlaka. Tretirane dlačice prirodno otpadnu tijekom razdoblja od nekoliko dana pa do razdoblja između jednog tjedna i dvaju tjedana.

Rast dlaka jest cikličan i ima 3 različite i uzastopne faze rasta. Tretman IPL-om učinkovit je samo kada su dlake u određenoj fazi (anagena faza rasta). Nisu sve dlake istovremeno u istoj fazi rasta. Stoga biste trebali slijediti preporučeni režim tretmana koji uključuje tretman jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana.



ŠTO MOŽETE OČEKIVATI

Odmah nakon tretmana ne biste trebali vidjeti nikakve značajne nuspojave prouzrokovane tretmanom (više informacija o nuspojavama potražite u odjeljku 4).

Tijekom prvih nekoliko tjedana nakon početnih tretmana i dalje možete vidjeti kako neke dlačice rastu. To su vjerojatno dlačice koje ste previdjeli tijekom tretmana, tj. one koje su bile u fazi mirovanja, a ne u fazi rasta (anagena faza) tijekom tretmana kada je IPL najučinkovitiji.

Kada prođe otprilike 6 tjedana 12-tjednog programa tretmana, trebali biste primijetiti smanjenje rasta dlaka. Međutim, mnoge dlake možda još nisu bile podvrgnute tretmanu tijekom faze rasta. Važno je nastaviti provoditi tjedne tretmane.

Nakon 12-tjednog programa trebali biste vidjeti značajno smanjenje broja dlaka na tretiranom području. Sve preostale dlake trebale bi biti tanje i svjetlije boje. Kontinuiranim mjesečnim tretmanima ili tretmanima prema potrebi trebali biste održati smanjenje broja neželjenih dlaka.

3. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

KONTRAINDIKACIJE

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako imate vrlo tamnu kožu. Senzorom za nijansu boje kože koji se nalazi blizu otvora uređaja za provođenje tretmana utvrđuje se nijansa boje kože. Ako se senzorom za nijansu boje kože utvrdi da je koža previše tamna za sigurnu upotrebu, sprječava se rad uređaja SmoothSkin Pure Fit.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako je koža umjetno ili prirodno preplanula ili ako je opečena od prekomjernog izlaganja suncu. Vaša koža može biti posebno osjetljiva nakon izlaganja suncu i osobito sklona opeklinama, plikovima, promjeni boje i ožiljcima ako upotrebljavate SmoothSkin Pure Fit. Pričekajte 1 tjedan dok opekline od sunca ili preplanulost ne nestanu prije nego što upotrijebite SmoothSkin Pure Fit.

Tretirana područja **NEMOJTE** izlagati suncu. Pričekajte barem 7 dana nakon tretmana prije izlaganja tretirane kože izravnoj sunčevoj svjetlosti. Vaša koža može biti posebno osjetljiva nakon tretmana uređajem SmoothSkin Pure Fit i osobito sklona opeklinama od sunca. Nanesite kremu za sunčanje (SPF 15 ili veći) na tretirano područje ili prekrijte tretirano područje odgovarajućom odjećom.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit izravno na bradavicama, genitalijama ili oko anusa. Ta područja mogu imati tamniju boju kože i/ili veću gustoću dlake. Upotrebom uređaja na tim područjima može se prouzročiti nelagoda/bol ili možete ozlijediti svoju kožu (može nastati opekline, promjena boje kože ili ožiljak).

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako imate povijest raka kože ili pretkancerogene lezije (npr. stanice nevusa ili veliki broj madeža)

NEMOJTE upotrebljavati uređaj na plikovima (žuljevima) i ožiljcima.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako ste trudni ili ako dojite jer ovaj uređaj nije testiran na takvim osobama.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit na tamnosmeđim ili crnim pjegama kao što su madeži ili bradavice na području koje želite tretirati. Upotrebom uređaja SmoothSkin Pure Fit možete ozlijediti svoju kožu ili pogoršati postojeće stanje. Mogu nastati nuspojave kao što su opekline, plikovi i promjene boje kože ili ožiljci.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako imate bilo kakvu kožnu bolest na području koje se tretira, uključujući psorijazu, vitiligo, ekcem, akne, herpes simpleks ili aktivne infekcije ili rane.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako ste mlađi od 18 godina jer ovaj uređaj nije testiran na takvim osobama.

UPOZORENJA ZAŠTITA OČIJU



Uređajem SmoothSkin Pure Fit emitiraju se bljeskovi intenzivne pulsirajuće svjetlosti. Izravno izlaganje potencijalno je štetno za vaše oči. Strogo se pridržavajte mjera opreza u nastavku.

UPOZORENJE: Može doći do ozljede oka (i do možebitnog gubitka vida) ili ozljede kože ako se ne slijede upute. Pročitajte i slijedite upute

Ručni uređaj može se aktivirati (bljeskati) samo ako senzor za nijansu boje kože (pored otvora za provođenje tretmana) otkriva odgovarajuće očitavanje nijanse boje kože i u potpunom je dodiru s područjem koje se tretira. Međutim:

NEMOJTE gledati izravno u otvor za provođenje tretmana ručnog uređaja kad je uređaj priključen na električno napajanje i kad je uključen

NEMOJTE pokušati aktivirati sustav (bljeskati) kad je okrenut prema oku

NEMOJTE tretirati područja oko oka (obrve ili trepavice). Pogrešnom primjenom može se prouzrokovati oštećenje oka; zaštitite oči od izlaganja. **NEMOJTE** upotrebljavati uređaj preko očnih kapaka ni u blizini oka

Pokušajte aktivirati sustav (bljeskati) SAMO kad je prednji dio ručnog uređaja u potpunom dodiru s područjem koje želite tretirati.

PREPORUČUJE SE da ne gledate u ručni uređaj kada se njime djeluje na vašu kožu.

ELEKTRIČNA ENERGIJA I SIGURNOST

Kao s bilo kojim električnim uređajem, potrebno je poduzeti određene mjere opreza kako bi se osigurala vaša sigurnost.

NEMOJTE pokušati otvoriti SmoothSkin Pure Fit jer se time možete izložiti opasnim električnim komponentama.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako je oštećen; na primjer, ako je ručni uređaj napuknut, ako je oštećen kabel (vidljive unutarnje žice), ako je staklo na ručnom uređaju napuknuto ili slomljeno itd. Time se može dovesti do ozljede.

NEMOJTE upotrebljavati blizu kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ako se SmoothSkin Pure Fit namoči, ne bi se smio upotrebljavati.

NEMOJTE upotrebljavati uređaj SmoothSkin Pure Fit ako postane neugodno vruć na dodir. To može značiti da je jedinica oštećena.

NEMOJTE upotrebljavati izvor napajanja ni druge komponente osim onih predviđenih za upotrebu s uređajem SmoothSkin Pure Fit. Time se može oštetiti jedinica i uzrokovati prekid rada.

NEMOJTE pokušati aktivirati (bljeskati) SmoothSkin Pure Fit ni na kojoj površini osim kože.

UPOZORENJE: nije dopuštena nikakva izmjena opreme.

NEMOJTE postaviti SmoothSkin Pure Fit tako da ga je teško iskopčati iz električnog napajanja.



OPĆA SIGURNOST

NEMOJTE upotrebljavati ako ste imali tretman pilinga kože na području koje želite tretirati. Pričekajte 30 dana nakon pilinga kože prije tretiranja uređajem SmoothSkin Pure Fit.

Tretiranjem preplanule kože intenzivnom pulsirajućom svjetlošću (IPL) može se prouzrokovati trajna hiperpigmentacija (tamnjenje) ili hipopigmentacija (posvjetljivanje) tretirane kože.

NEMOJTE upotrebljavati na područjima kože na kojima su tetovaže ili trajna šminka.

NEMOJTE upotrebljavati ako imate poznatu osjetljivost na sunčevu svjetlost (fotoosjetljivost) ili uzimate lijekove kojima se koža čini osjetljivijom i prouzrokuje fotoosjetljivost, npr. Retin A, Accutane i/ili drugi topikalni retinoid. Uvijek provjerite letak uputa za uporabu priložen uz lijek kako biste vidjeli je li fotoosjetljivost navedena kao nuspojava. Upotrebom uređaja SmoothSkin Pure Fit na koži osjetljivoj na svjetlost može se prouzrokovati oštećenje kože, poput oticanja ili plikova. Posavjetujte se s liječnikom prije primjene uređaja jer se njime koža može oštetiti.

Ovaj uređaj nije namijenjen liječenju zdravstvenih stanja. Potrebno je potražiti liječnički savjet kako bi se uputilo na, primjerice, madeže, kožni osip, svrbež kože, gljivičnu ili koju drugu kožnu infekciju, izbočine na koži ili bradavice.



Stakleni filtar

SmoothSkin Pure Fit ne smije se upotrebljavati ni nad kojim područjima kože tretiranima punilima ili botoksom.

SmoothSkin Pure Fit treba držati izvan dohvata djece mlađe od 18 godina. Djeca ne smiju upotrebljavati, održavati ni čistiti uređaj niti se njime igrati. Postoje brojni potencijalni rizici – izlaganje izlaznoj svjetlosti kojom se uzrokuju opekline ili oštećenja oka, strujni udar, davljenje kabelima.

SmoothSkin Pure Fit treba držati izvan dohvata kućnih ljubimaca i štetočina koji bi mogli oštetiti uređaj. Potencijalni rizici uključuju smanjenu funkcionalnost i strujni udar.

SmoothSkin Pure Fit nije namijenjen za upotrebu osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima. Iznimka je uvjet da su navedene osobe pod nadzorom ili da su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobile upute o sigurnoj i pravilnoj upotrebi uređaja.

Stakleni filtar uređaja SmoothSkin Pure Fit ključna je komponenta koja će se jako zagrijati tijekom upotrebe.

NEMOJTE DIRATI filtar tijekom ili odmah nakon upotrebe. Redovito pregledavajte je li filtar oštećen. **NEMOJTE** upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ako je filtar napuknut ili ako ga nema.

Provjerite je li otvor uređaja SmoothSkin Pure Fit za provođenje tretmana čist i bez prljavštine. Prljavština na otvoru za provođenje tretmana, ili oko njega, tijekom rada može uzrokovati privremene promjene na koži, kao što su crvenilo ili oticanje.

UPOZORENJE: Oštećenje kože može se prouzrokovati produljenom ili opetovanom primjenom na jednom mjestu. Izbjegavajte prekomjernu upotrebu u koju se uključuju prekomjerni prijelazi, impulsi i/ili prekomjerna učestalost upotrebe

UPOZORENJE: Nemojte poništavati sigurnosne mehanizme ugrađene u uređaj

NEMOJTE prekoračiti učestalost upotrebe naznačene u režimu tretmana

MJERE OPREZA

Uklanjanje dlaka laserom ili izvorima intenzivne pulsirajuće svjetlosti može kod nekih osoba izazvati povećan rast dlaka. Na temelju trenutačno dostupnih podataka, u najrizičnije skupine za tu reakciju uključuju se žene mediteranskog, srednjoistočnog i južnoazijskog podrijetla kojima se tretira lice i vrat.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit ni na kojem području na kojem ćete možda htjeti da dlake ponovno narastu.

NEMOJTE upotrebljavati SmoothSkin Pure Fit na licu, čeljusti ili vratu muškaraca. Dlake brade muškarca previše su guste i upotrebom uređaja SmoothSkin Pure Fit na tim područjima može se prouzrokovati ozljeda na koži.

SmoothSkin Pure Fit ne preporučuje se za upotrebu na crvenoj, sijedoj, bijeloj ili plavoj dlaci. SmoothSkin Pure Fit nije učinkovit na tim bojama dlake.

4. MOGUĆI RIZICI, NUSPOJAVE I REAKCIJE NA KOŽI

Upotrebom uređaja SmoothSkin Pure Fit mogu se prouzrokovati nuspojave. U tablici u nastavku navode se poznate kožne reakcije koje se mogu javiti nakon tretmana uređajem SmoothSkin Pure Fit.

NUSPOJAVA	KAKO PROVESTI PROCJENU I REAGIRATI
Blaga bol/nelagoda na području koje se tretira	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama, a bol bi se trebala smanjiti kontinuiranom upotrebom.
Osjećaj topline ili trnaca tijekom tretmana koji obično nestaju nakon nekoliko sekundi do jedne minute, a koji se smanjuju daljnjom upotrebom.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama.
Svrbež na području koje se tretira	Uobičajen je za tretmane IPL-om i trebao bi nestati nakon kratkog vremena. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama. Nemojte češati područje.
Crvenilo kože tijekom ili nakon tretmana koje nestaje u roku od nekoliko minuta.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti upotrebljavati uređaj prema uputama nakon što crvenilo kože nestane.

NUSPOJAVA	KAKO PROVESTI PROCJENU I REAGIRATI
Crvenilo kože koje ne nestaje u roku od nekoliko minuta i traje od 24 do 48 sati.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe.
Bol ili nelagoda koja je intenzivna tijekom tretmana ili traje i nakon tretmana.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe.

U IZNIMNO RIJETKIM SLUČAJEVIMA	KAKO PROVESTI PROCJENU I REAGIRATI
Oteklina i crvenilo koji ne nestaju u roku od dvaju do triju dana.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe.
Privremene promjene u boji kože (posvjetljivanje ili tamnjenje kože).	Ako dođe do promjene boje kože, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom.
Pojava plikova, ožiljaka ili opekline na koži.	Odmah prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovne upotrebe. Nanesite hladan oblog na područje. Tretirajte antiseptičkom kremom ili kremom za opekline.

U kliničkom ispitivanju na 50 ispitanica, svaka se ispitanica podvrgavala tretmanu jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana. Zabilježeni su sljedeći učinci:

- Svrbež – četiri ispitanice doživjele su blagi svrbež nakon tretmana.
- Lagano crvenilo – ovo je prijavila jedna ispitanica.
- Blago peckanje – pet ispitanica prijavilo je blagu nelagodu nakon tretmana.
- Urasle dlake – jedna ispitanica prijavila je da je imala urasle dlake nakon tretmana.
- Crvenilo folikula – jedna ispitanica nakon tretmana prijavila je crvene točke na mjestu koje se tretiralo.

U svim se slučajevima tretirana koža vratila u normalno stanje u roku od 7 dana.

5. DOBRE STRANE UPOTREBE UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit namjenjen je za trajno smanjenje broja neželjenih dlaka.

Provedeno je kliničko ispitivanje kako bi se procijenila sigurnost i djelotvornost uređaja SmoothSkin Pure Fit. Ključne značajke kliničkog ispitivanja bile su sljedeće:

Sve tretmane izvodili su rukovatelji koji nisu medicinski obučeni na jednom mjestu uređajem identičnim uređaju SmoothSkin Pure Fit isporučenim u ovom paketu.

Sve ispitanice morale su ispuniti upitnike o svojem općem zdravstvenom stanju i isključene su one koji nisu bile u mogućnosti podvrgnuti se tretmanu, npr. one koje su imale jednu kontraindikaciju navedenu u odjeljku 3 ovog korisničkog priručnika ili više navedenih kontraindikacija. Pored toga, sve su ispitanice morale dati informirani pristanak prema međunarodnim zahtjevima za klinička ispitivanja.

Ukupno 53 ispitanice u dobi između 19 i 45 godina započele su ispitivanje.

Tri ispitanice napustile su ispitivanje tijekom razdoblja podvrgavanja tretmanu iz osobnih razloga.

Nijedna ispitanica nije napustila ispitivanje zbog problema povezanih s upotrebom uređaja SmoothSkin Pure Fit;

Svaka se ispitanica podvrgavala tretmanu jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana na odabranom dijelu tijela. Tipični tretman sastojao se od brijanja područja te primjene uređaja SmoothSkin Pure Fit prema istom postupku kao onom navedenom u 3. koraku u odjeljku 8 ovog korisničkog priručnika.

Mjerenje promjene količine dlaka 6 mjeseci nakon zadnjeg tretmana i 12 mjeseci nakon zadnjeg tretmana provelo se brojanjima dlaka. Dlačice na mjestima koja su se tretirala brojile su se fotografijom visoke razlučivosti, a razlika u broju dlaka izračunala se kao promjena u postotcima.

Kada se uređaj upotrebljavao prema uputama, sudionice u kliničkom ispitivanju pokazale su u prosjeku 44 % manje dlaka 6 mjeseci nakon zadnjeg tretmana i 36 % manje dlaka 12 mjeseci nakon zadnjeg tretmana u usporedbi s brojem dlaka prije tretmana (pogledajte tablicu u nastavku). Stvarni rezultati razlikovali su se od osobe do osobe.

SMOOTHSKIN PURE	
Broj ispitanica na pregledu 6 mjeseci nakon tretmana	50
Smanjenje broja dlaka na pregledu 6 mjeseci nakon tretmana	43.9%
Broj ispitanica na pregledu 12 mjeseci nakon tretmana	33
Smanjenje broja dlaka na pregledu 12 mjeseci nakon tretmana	36.0%
% ispitanica koje su zabilježile uspjeh (> 30 % smanjenje broja dlaka) na svim područjima tijela na pregledu 12 mjeseci nakon tretmana. Uspjeh ispitanica definira se kao više od 30 % smanjenja broja dlaka na svim mjestima koja su se tretirala nakon 12 mjeseci.	66.7%

Učestalost nuspojava tijekom kliničkog ispitivanja bila je minimalna (kako je navedeno u prethodnom odjeljku 4) i većina ispitanica (48 od 50) preporučila bi SmoothSkin Pure Fit svojim prijateljicama.

6. PREDVIĐENA NAMJENA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT

NAMJENA

SmoothSkin Pure Fit namijenjen je trajnom smanjenju broja neželjenih dlaka.

7. VAŠA PRIKLADNOST

PODRUČJA NA TIJELU

SmoothSkin Pure Fit prikladan je za upotrebu na dlakama na tijelu i ženskim dlakama na licu ispod linije obraza.

BOJA KOŽE


SmoothSkin Pure Fit prikladan je za upotrebu na svijetloj, srednjoj i tamnoj nijansi boje kože do nijanse boje kože br. 5 (uključujući i navedenu nijansu).



SmoothSkin Pure Fit ima senzor za nijansu boje kože kojim se očitava boja kože i sprječava upotreba ako je nijansa boje kože previše tamna.

BOJA DLAKE

SmoothSkin Pure Fit prikladan je za upotrebu na prirodno crnoj ili smeđoj dlaci. Možda neće biti učinkovit na bijeloj, sijedoj, plavoj ili crvenoj dlaci.



8. KAKO UPOTREBLJAVATI SUSTAV SMOOTHSKIN PURE FIT

UPOZORENJE: Slijedite svaki korak u postupku tretmana i pazite da završite sve aspekte svakog koraka prije nego što prijedete na sljedeći.

1. KORAK: PRIPREMA PODRUČJA KOJE ŽELITE TRETIRATI

Sve vidljive dlačice uklonite brijanjem. Pobrinite se da nema dlaka iznad površine kože jer se time može prouzročiti ozljeda. Time se i onemogućuje prekrivanje prednje strane uređaja prljavštinom nastalom uslijed tretmana.

Očistite područje koje se tretira i osušite ga tapkanjem. Zapamtite, nemojte nanositi nikakve gelove ni kreme dok upotrebljavate ovaj uređaj!



2. KORAK: PROVOĐENJE EPIKUTANOG TESTA

Prije prvog tretmana na svakom novom području tijela **PREPORUČUJE SE** testiranje kože na tom području kako biste vidjeli reagira li na SmoothSkin Pure Fit.

Područje za epikutani test treba biti veličine oko 3 cm x 2 cm (što odgovara 2 bljeskovima primijenjenima na kožu jedan pored drugog). Slijedite 3. korak kako biste tretirali područje.

Pričekajte 24 sata nakon epikutanog testa kako biste provjerili je li vaša koža prikladna za podvrgavanje tretmanu te da nema nuspojava na svjetlosnu energiju. Ako nakon 24 sata nema reakcije, možete tretirati područje oko epikutanog testa. Područje za epikutani test **NE** smije se ponovno tretirati barem 1 tjedan.

3. KORAK: TRETIRANJE UREĐAJEM SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Priključite izvor napajanja u električnu utičnicu. Ventilatori će se pokrenuti, a senzori za nijansu boje kože zasvijetlit će plavo, čime se označava da je uređaj uključen

PREKID UKLJUČENOG NAČINA RADA

Kad se jedinica ostavi „neaktivnom”, tj. kad se ne pritisne niti jedan gumb tijekom 10 minuta, jedinica se vraća u način rada za STANJE PRIPRAVNOSTI, a isključuju se svjetla senzora za boju kože. Kako biste se vratili u način rada SPREMNO ZA RAD za tretman, pritisnite gumb za uključeni način rada.




B) Pritisnite ručni uređaj čvrsto uz područje koje želite tretirati tako da pazite da je senzor za nijansu boje kože u dodiru s kožom – SmoothSkin Pure Fit ne radi ako senzori za kožu nisu potpuno u dodiru s kožom. Nakon što senzor kože očitava odgovarajuću nijansu boje kože, unaprijed postavljena izlazna snaga prikazuje se na oznakama napajanja.

C) Pritisnite gumb za aktivaciju. Uređaj bljeska i trebali biste osjetiti toplinu

D) Pomaknite ručni uređaj na sljedeće područje koje želite tretirati i ponovite postupak. Uređaj se treba napuniti između bljeskova.

E) Pazite da tretirate CIJELO PODRUČJE, no NEMOJTE preklapati impulse tretmana.



4. KORAK: VAŠ RASPORED TRETMANA UREĐAJEM SMOOTHSKIN PURE FIT

Za optimalne rezultate, uređaj SmoothSkin Pure Fit trebate upotrebljavati svaki tjedan u trajanju od 12 tjedana kako biste osigurali da su se svi folikuli dlaka podvrgnuli tretmanu.

Nakon početne faze tretmana (tretman jednom tjedno u trajanju od 12 tjedana) preporučuje se da, radi održavanja rezultata, SmoothSkin Pure Fit upotrebljavate jednom mjesečno ili prema potrebi.

5. KORAK: ISKLJUČIVANJE UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT

Kad završite tretman, uređaj SmoothSkin Pure Fit potrebno je isključiti iz izvora napajanja i električne utičnice.

Pojedinosti o tomu kako najbolje paziti na svoj uređaj SmoothSkin Pure Fit potražite u odjeljku 13.



9. SENZOR ZA NIJANSU BOJE KOŽE

Senzorom za nijansu boje kože očitava se boja vaše kože i postavlja se točna razina potrebne izlazne snage. Ako je vaša koža previše tamna za tretman uređajem SmoothSkin Pure Fit, to se otkriva senzorom za nijansu boje kože i sprječava se rad jedinice. Ako je vaša koža previše tamna, oznaka napajanja svijetlit će CRVENO.

Status senzora za nijansu boje kože može se vidjeti na oznakama napajanja koje se nalaze na objema stranama ručnog uređaja. Ako se otkrije odgovarajuća nijansa boje kože, oznake napajanja zasvijetlit će BIJELO. Broj svjetala koja svijetle ovisi o vašoj točnoj nijansi boje kože.

OZNAKE NAPAJANJA



Manje svjetala = tamnija koža i niža postavka napajanja

Više svjetala = svjetlija koža i viša postavka napajanja

PREVIŠE TAMNA KOŽA
NIJE MOGUĆ TRETMAN
SVIJETLI 1 CRVENO SVJETLO



TAMNA KOŽA
NAJNIŽA POSTAVKA
NAPAJANJA
SVIJETLI 1 SVJETLO



SVIJETLA KOŽA
NAJVIŠA POSTAVKA NAPAJANJA
SVIJETLI 10 SVJETALA



Količina isporučene svjetlosne energije za svaku postavku uređaja u uključenom načinu rada (ovisno o boji kože) prikazuje se u tablici u nastavku.

Broj svjetala oznaka napajanja koja svijetle	Maksimalna energija (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Potpunim dodirrom s vašom kožom osiguravaju se najbolji rezultati jer sva svjetlosna energija koja se emitira iz uređaja dopire do područja koje se tretira.

10. SENZOR ZA DODIR S KOŽOM

SmoothSkin Pure Fit ima senzor za dodir s kožom kojim se provjerava dodir s kožom prije svakog bljeska kako bi se osiguralo da je uređaj siguran za rad! Zbog toga je uređaj u skladu s najstrožim sigurnosnim propisima.

Senzorom za dodir s kožom također se osiguravaju najbolji rezultati pri upotrebi uređaja. Kako bi uređaj bljeskao, senzor mora u potpunosti biti u dodiru s područjem koje se tretira.

Potpuni dodir s vašom kožom znači da sva svjetlosna energija koja se emitira iz uređaja dopire do područja koje se tretira kako bi se dobili najbolji rezultati.

Ako uređaj nije u potpunom dodiru s područjem koje se tretira, uređaj ne radi. Pokušajte prilagoditi položaj uređaja kako biste osigurali potpuni dodir, osobito na neugodnijim područjima, kao što su ruke i potkoljenice.



11. NAČINI RADA UREĐAJA SMOOTHSKIN PURE FIT

Možete tretirati tijelo uz pomoć bilo kojeg od triju načina rada za tretman uređajem SmoothSkin Pure Fit:



**Uključeni Način Rada –
Nema Pokazatelja**



**Nježni Način Rada –
Uključeni Pokazatelj**



**Brzi Način Rada –
Uključeni Pokazatelj**

Uključeni način rada postavka je najvišeg trošenja energije uređaja. Uključenim načinom rada postižu se najbolji rezultati jer se njime upotrebljava najveća snaga za vašu jedinstvenu nijansu boje kože. Ovaj način rada osobito dobro djeluje na tvrdokornim područjima gdje su dlake gušće, kao što su područja pazuha i bikinija.

Nježni način rada može se upotrijebiti ako vam je uključen način rada nelagodan ili previše bolan. Rukovanje uređajem u nježnom načinu rada smanjuje se izlazna snaga i primijetit ćete da svijetli manje pokazatelja napajanja kada se prisloni na vašu kožu.

Brzi način rada najbrži je način rada, a samim time i način rada kojim se troši najmanje energije. Brzi način rada najbolji je za tretiranje većih područja na kojima je dlaka manje gusta (kao što su ruke ili noge) i kada se želite brzo kretati po području koje tretirate. Također se može upotrijebiti kao način za održavanje, za sprječavanje ponovnog rasta dlaka nakon početnog režima tretmana.

Uključeni način rada zadana je postavka kada uključite uređaj. Možete se prebacivati između triju načina rada pritiskanjem gumba za način rada ispod glavnog gumba za aktivaciju.

Kad se nalazite u bilo kojem od ovih načina rada, također možete odabrati želite li upotrijebiti metodu klizanja ili metodu tapkanja.

Metoda tapkanja preporučuje se za mala područja, kao što su područja pazuha i bikinija. Postavite ručni uređaj na kožu, pritisnite i otpustite gumb za aktivaciju. Uklonite s kože prije pažljivog ponovnog stavljanja na sljedeće područje koje će se podvrgnuti tretmanu.

Metoda klizanja preporučuje se za veća područja, kao što su noge. Postavite ručni uređaj na kožu, pritisnite gumb za aktivaciju (držite ga pritisnutim cijelo vrijeme), a zatim kliznim pokretom pomičite ručni uređaj duž kože između bljeskova. Pokušajte pomicati ručni uređaj postojanom brzinom kojom vam se omogućuje potpuna pokrivenost bez preklapanja ili propuštenih područja.



12. NAGLAVNI DIO ZA PRECIZAN RAD

SmoothSkin Pure Fit dolazi uz zaseban naglavni dio za precizan rad koji je savršen za manja, zahtjevnija područja (poput područja iznad gornje usnice te prstiju ruku i nogu). Prednost ovog dijela jest omogućavanje još veće fleksibilnosti tijekom svakog tretmana.

Korištenjem naglavnog dijela za precizan rad malo će usporiti uređaj, stoga se njegova upotreba preporučuje samo kada je potrebna, a kako bi vam se omogućio najbrži mogući tretman.

Unutrašnjim magnetom ugrađenim u prednji dio uređaja, naglavni dio za precizan rad jednostavno se spoji na prednji dio uređaja. Ovim magnetom omogućuje se nepomičnost naglavnog dijela tijekom tretmana određenog područja. Ovisno o području koje se podvrgava tretmanu, jednostavno spojite ili odvojite naglavni dio.




Ako je naglavni dio za precizan rad oštećen ili mu nedostaju bilo kakvi dijelovi (npr. magnet ili reflektor), **NEMOJTE** ga upotrebljavati.

Pobrinite se da se naglavni dio za precizan rad postavi u pravilnoj orijentaciji (logotip je potrebno okrenuti prema gore).

Ako se tijekom upotrebe naglavni dio za precizan rad zagrije do neugodne temperature, prekinite tretman dok se ne ohladi.

Pridržavajte se upozorenja za ZAŠTITU OČIJU (odjeljak 3) tijekom namještanja naglavnog dijela za precizan rad.

Slijedite upute za čišćenje naglavnog dijela za precizan rad (odjeljak 13).



13. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE, POHRANA

Nakon tretmana uvijek isključite SmoothSkin Pure Fit tako da isključite izvor napajanja iz uređaja SmoothSkin Pure Fit i električne utičnice.

Nakon upotrebe, ručni uređaj, senzor za nijansu boje kože i otvor za provođenje tretmana treba pregledati kako bi se vidjelo jesu li oštećeni i treba ih obrisati suhom krpom bez dlačica.

UPOZORENJE: Stakleni filter može se jako zagrijati tijekom upotrebe. **NEMOJTE** dirati ni čistiti filter najmanje 5 minuta nakon upotrebe kako bi se ohladilo.

NIKAD nemojte upotrebljavati vodu ili druge tekućine za čišćenje jer se njima može oštetiti uređaj i dovesti do potencijalnog sigurnosnog rizika.

Kako biste osigurali maksimalan učinak uređaja SmoothSkin Pure Fit, posebno je važno paziti da na prednjoj strani uređaja i na reflektoru nema prljavštine, dlaka ili drugih nečistoća.

Kako bi se taj dio lakše očistio, prednji dio uređaja može se očistiti lagano navlaženom krpom.

Uređaj SmoothSkin Pure Fit čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Pazite da su otvor za provođenje tretmana i senzor za nijansu boje kože na ručnom uređaju zaštićeni od oštećenja.

Redovito provjeravajte ima li uređaj (uključujući kabele) vidljive znakove oštećenja. U slučaju oštećenja ili napuknuća, prestanite upotrebljavati uređaj.

Kako bi se spriječile opasnosti u vezi s davljenjem ili spoticanjem, uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice kada se njime ne služi.

14. PUTOVANJE UZ UREĐAJ SMOOTHSKIN PURE FIT

Jedinica izvora napajanja uređaja SmoothSkin Pure Fit univerzalna je i radi će na svim uobičajenim vrstama električnog napajanja. Pod uvjetom da imate odgovarajući prilagodnik za električno napajanje, SmoothSkin Pure Fit radi normalno.

15. RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	RJEŠENJE
Pokazatelji napajanja na bočnoj strani ručnog uređaja ne svijetle kad se uređaj postavi na kožu.	Provjerite je li priključen izvor napajanja. Provjerite je li ručni uređaj u načinu rada SPREMNO ZA RAD (jednom pritisnite gumb za način rada za stanje pripravnosti / spremno za rad). Osigurajte da su senzori za kožu priljubljeni uz kožu. Osigurajte da je senzor za nijansu boje kože priljubljen uz kožu.
Dok je priljubljen uz vašu kožu, prvi pokazatelj napajanja na bočnoj strani ručnog uređaja svijetli CRVENO, a SmoothSkin Pure Fit ne radi.	Područje koje pokušavate tretirati previše je tamno za tretman. U uređaj SmoothSkin Pure Fit uključuje se inteligentni senzor za nijansu boje kože kojim se automatski prepoznaje vaša nijansa boje kože i odabire optimalna postavka tretmana. Zbog prirode tehnologije intenzivne pulsirajuće svjetlosti, uređaj SmoothSkin Pure Fit nije za svakoga i njime se ne može tretirati vrlo tamna koža.
Pokazatelji napajanja na bočnoj strani ručnog uređaja uključeni su ili bljeskaju nepoznatim uzorkom, uključujući crveno svjetlo indikatora LED.	Na uređaju SmoothSkin Pure Fit prikazat će se sve poruke o pogreškama kombinacijama svjetala koja se nalaze na oznakama napajanja na bočnim stranama ručnog uređaja. Time se ukazuje da postoji pogreška na uređaju. Prestanite upotrebljavati uređaj i posjetite mrežno mjesto.
Ručni uređaj SmoothSkin Pure Fit, otvor za provođenje tretmana, izvor napajanja ili kabel oštećeni su, slomljeni, napuknuti ili izgledaju neispravno.	NEMOJTE upotrebljavati uređaj. Ako sumnjate u sigurnost uređaja SmoothSkin Pure Fit ili sumnjate da je na bilo koji način oštećen, ne smije se upotrebljavati te biste trebali posjetiti mrežno mjesto.





16. JAMSTVO

Pružamo dvogodišnje jamstvo za proizvod od dana njegove kupnje. U okviru razdoblja jamstva besplatno ćemo provjeriti pogreške u materijalima ili izradi i zamijeniti cijeli uređaj po našem nahođenju.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira CyDen ili njegov ovlaštenu distributer.

Ovim jamstvom ne pokriva se šteta nastala uslijed nepravilne upotrebe, normalnog mehaničkog trošenja ili upotrebe, kao ni oštećenja koja imaju zanemariv učinak na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo postaje nevažeće ako popravke provedu neovlaštene osobe i ako se ne upotrebljavaju originalni dijelovi uređaja SmoothSkin Pure Fit. Ako tijekom razdoblja jamstva trebate servis, posjetite naše mrežno mjesto www.smoothskin.com

17. NALJEPNICE I SIMBOLI

	Primijenjeni dio tipa BF		Oznaka usklađenosti s regulativom Australije
	Oprema razreda II		Razdoblje upotrebe za zaštitu okoliša u skladu s kineskim propisom RoHS
	Slijedite upute za upotrebu		Upozorenje Optičko zračenje uređaja može uzrokovati ozljede oka
	Oznaka WEEE Europske unije za zbrinjavanje otpada		Oznaka usklađenosti u obliku trolista za Ukrajinu
	Oznaka za usklađenost u Europi		Usklađenost s FCC-om i EMC-om za Sjevernu Ameriku
	Čuvajte na suhom		

IZJAVA ZA FCC:

NAPOMENA: Uređaj je testiran i utvrđena mu je usklađenost s ograničenjima digitalnog uređaja razreda B u skladu s poglavljem 15. Pravila FCC-a. Ova ograničenja namijenjena su pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema proizvodi i upotrebljava energiju radijske frekvencije i njome može zračiti te, ako se ne postavlja i ne upotrebljava skladu s uputama, može izazvati štetne interferencije u radiokomunikaciji. Međutim, ne može se jamčiti da u određenom sklopu neće doći do interferencija. Ako se ovim uređajem prouzroči nastanak štetne smetnje za radijski ili televizijski prijam, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem uređaja, korisnik treba pokušati ispraviti smetnje provođenjem jedne od sljedećih mjera:

- Preusmjeravanjem ili premještanjem antene prijarnika;
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijarnika;
- Uvođenjem opreme u utičnicu koja pripada drugom strujnom krugu, različitom od strujnog kruga prijarnika;
- Savjetovanjem s distributerom ili iskusnim radijskim/televizijskim tehničarom.

18. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SmoothSkin Pure Fit širokopojasni je sustav za filtriranu intenzivnu pulsirajuću svjetlost koji sadrži sljedeće tehničke specifikacije:

- **Stopa ponavljanja:** ručno pulsira od svakih 0,45 sekundi do 1 sekunde (ovisno o postavci tretmana); neprekidan rad
- **Duljina impulsa:** Slobodno pražnjenje za FWHM = 2,0 ms
- **Maks. optički izlaz:** 3 – 6 J/cm²
- **Valna dužina:** 510 – 1100 nm
- **Ulaz napajanja:** 100 – 240 V[~], 50/60 Hz; 1,7 – 0,91 A
- **Radna temperatura:** između 5 °C i 40 °C
- **Radna vlažnost:** do 93 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
- **Radni tlakovi:** od 700 hPa do 1060 hPa
- **Područje za tretman (veličina točke):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Područje neposredno oko otvora za provođenje tretmana klasificira se kao primijenjeni dio i može dostići maksimalnu temperaturu od 60 °C. Pobrinite se da se uređajem SmoothSkin Pure Fit služi u skladu s uputama u odjeljku 8.

UVJETI ZA PRIJEVOZ:

- **Temperatura:** od -25 °C do +70 °C
- **Vlažnost:** do 93 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
- **Tlakovi:** od 500 hPa do 1060 hPa

Ako je uređaj pohranjen na temperaturama izvan navedenog radnog raspona, pričekajte barem 30 minuta prije upotrebe kako bi se uređaj aklimatizirao.

SmoothSkin Pure Fit ima neograničenu količinu bljeskova i namijenjen je jednom korisniku.

Minimalni očekivani radni vijek iznosi 10 godina kad se pridržava preporučenog režima.

Oznakom CE potvrđuje se da je ovaj uređaj u skladu sa sljedećim direktivama EU-a:

- Direktiva EU-a o niskonaponskoj opremi 2014/35/EU
- Direktiva EU-a o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
- Direktiva EZ-a za proizvode koji se koriste energijom 2009/125/EZ.

SmoothSkin Pure Fit u skladu je s najnovijim standardima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) te njihovim izmjenama, a koji se primjenjuju na kućanske i medicinske uređaje. Oni su sljedeći: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (izdanje 4.0), FCC CFR 47 dio 15.107 i 15.109, ICES-003 izdanje 6.0

SmoothSkin Pure Fit u skladu je s najnovijim sigurnosnim standardima te njihovim izmjenama, a koji se primjenjuju na kućanske i medicinske uređaje.

Oni su sljedeći: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (izdanje 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 br. 60601-1:2008 i 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

Za dodatne pojedinosti obratite se društvu CyDen Ltd.

ZBRINJAVANJE (KRAJ VIJEKA TRAJANJA)

Kako bi se smanjile opasnosti za zdravlje i okoliš te osiguralo recikliranje materijala, ovaj proizvod potrebno je odložiti u zaseban objekt za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Simbol WEEE na proizvodu služi vam kao podsjetnik.

Vitajte vo svete **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Blahoželáme! Vstupujete do sveta bezkonkurenčnej krásy, hladkosti a pohodlia. Príďte a pridajte sa do rozhovoru na webovej stránke www.smoothskin.com, kde nájdete odborné poradenstvo a podporu počas celého ošetrovania.

1. SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT	81	10. SENZOR KONTAKTU S POKOŽKOU	104
2. PRINCÍP FUNGOVANIA SMOOTHSKIN PURE FIT	82	11. REŽIMY SMOOTHSKIN PURE FIT	106
3. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	84	12. PRESNÁ HLAVICA	108
4. POTENCIÁLNE RIZIKÁ, VEDLAJŠIE ÚČINKY A REAKCIE POKOŽKY	91	13. ČISTENIE, ÚDRŽBA A UCHOVÁVANIE	110
5. VÝHODY POUŽÍVANIA SMOOTHSKIN PURE FIT	93	14. CESTOVANIE SO SMOOTHSKIN PURE FIT	110
6. URČENÉ POUŽITIE SMOOTHSKIN PURE FIT	96	15. RIEŠENIE PROBLÉMOV	111
7. ZISTENIE VHODNOSTI	96	16. ZÁRUKA	112
8. POUŽÍVANIE SMOOTHSKIN PURE FIT	97	17. ŠTÍTKY A SYMBOLY	113
9. SENZOR ODTIEŇA POKOŽKY	101	18. TECHNICKÉ PARAMETRE	115

1. SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT

OBSAH BALENIA

V balení SmoothSkin Pure Fit nájdete nasledovné súčasti:


- Prístroj a základná jednotka
- Napájací kábel
- Presná hlavica
- Návod na používanie



2. PRINCÍP FUNGOVANIA SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit je navrhnutý tak, aby pomáhal narušiť cyklus rastu chĺpkov. Svetelná energia sa prenáša cez povrch pokožky a absorbuje sa do melanínu vo vlasovom korenku. Absorbovaná svetelná energia sa premení na tepelnú energiu (pod povrchom kože), čo spôsobí, že vlasový folikul prejde do fázy odpočinku. Ošetrené chĺpky prirodzene vypadnú v priebehu niekoľkých dní až 1 alebo 2 týždňov.

Rast chĺpkov je cyklický a riadi sa 3 odlišnými a po sebe nasledujúcimi fázami. Ošetrenie IPL je účinné len vtedy, ak sú chĺpky v určitej fáze (fáze rastu anagén). Nie všetky chĺpky sú v tej istej fáze v rovnaký čas. Práve preto by ste mali dodržiavať odporúčaný režim ošetrovania, ktorý prebieha 12 týždňov.



ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ

Okamžite po ošetrení by ste nemali badať žiadne výrazné vedľajšie účinky (ďalšie informácie o vedľajších účinkoch nájdete v časti 4).

Počas prvých niekoľkých týždňoch po počiatočnom ošetrení uvidíte, že niektoré chĺpky stále rastú. Z najväčšou pravdepodobnosťou ide o tie chĺpky, ktoré sa pri ošetrení nezachytili, a teda boli počas ošetrovania nečinné a nie v rastovej fáze (anagéne), kedy je IPL najúčinnnejšie.

Asi v 6 týždni 12-týždňového ošetrovacieho programu by ste mali badať zníženie rastu chĺpkov. Mnohé chĺpky však v tomto štádiu nemusia byť ošetrením ovplyvnené. Je veľmi dôležité, aby ste pokračovali v týždennom ošetrovaní.

Po dokončení 12-týždňového ošetrovacieho programu by ste mali vidieť výrazné zníženie množstva chĺpkov v ošetrovanej oblasti. Všetky zostávajúce chĺpky by mali byť jemnejšie a svetlejšie. Pokračujúcimi mesačnými ošetrovaniami alebo ošetrovaniami podľa potreby by ste mali toto zníženie množstva nechcených chĺpkov zachovať.

3. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

KONTRAINDIKÁCIE

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE**, ak máte veľmi tmavý odtieň pokožky. Senzor odtieňa pokožky, ktorý sa nachádza vedľa výstupného okienka prístroja, rozozná váš odtieň pokožky. Ak senzor odtieňa pokožky zistí, že je vaša pokožka príliš tmavá na bezpečné používanie SmoothSkin Pure Fit, zabráni jeho spusteniu.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** na umelo alebo prirodzene opálenú pokožku ani na slnkom spálenú pokožku. Vaša pokožka môže byť po vystavení slnečným lúčom mimoriadne citlivá a pri použití SmoothSkin Pure Fit zvlášť citlivá na spálenie, vytváranie pľuzgierov, zmenu farby alebo zjazvenie. Pred použitím SmoothSkin Pure Fit počkajte 1 týždeň, kým spálenie od slnka alebo opálenie nezmizne.

NEVYSTAVUJTE ošetrované oblasti slnečným lúčom. Pred vystavením pokožky priamemu slnečnému žiareniu počkajte po ošetrení aspoň 7 dní. Vaša pokožka môže byť po ošetrení SmoothSkin Pure Fit mimoriadne citlivá a obzvlášť náchylná na spálenie od slnka. Na ošetrenú oblasť použite opaľovací krém (s ochranným faktorom 15 a vyšším) alebo ju zakryte vhodným odevom.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** priamo na bradavky, pohlavné orgány ani v oblasti konečníka. Tieto oblasti môžu mať tmavší odtieň pokožky a/alebo vyššiu hustotu chĺpkov. Používanie prístroja v týchto oblastiach môže spôsobiť nepohodlie/bolesť alebo zranenie (spálenie, sfarbenie alebo zjazvenie) pokožky.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE**, ak máte alebo ste prekonal rakovinu pokožky alebo prekancerózne lézie (napr. névy alebo veľký počet znamienok)

Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE** na pľuzgiere a jazvy.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** počas tehotenstva a dojčenia, keďže tento prístroj nebol testovaný u takýchto žien.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** na tmavohnedých alebo čiernych miestach ako sú materské znamienka, pigmentové škvrny a bradavice v oblastiach, ktoré chcete ošetriť. Používanie SmoothSkin Pure Fit môže spôsobiť poškodenie pokožky alebo zhoršenie jej súčasného ochorenia. Môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú spáleniny, pľuzgiere a zmeny farby pokožky či zjazvenie.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** v prípade, ak máte v ošetrovaných oblastiach kožné ochorenie vrátane psoriázy, vitiliga, ekzému, akné, herpesu alebo aktívnou infekciou alebo poranenia.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE**, ak ste nedovršili vek 18 rokov, keďže tento prístroj nebol testovaný u takýchto jedincov.

VAROVANIA BEZPEČNOSŤ OČÍ



SmoothSkin Pure Fit vyžaruje záblesky intenzívneho pulzného svetla. Priame vystavenie je potenciálne škodlivé pre oči. Vždy dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia.

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania pokynov hrozí poranenie očí (potenciálne vedúce k strate zraku) alebo poranenie pokožky. Prečítajte si a dodržiavajte pokyny

Prístroj aktivujte (zablesknite), ak senzor odtieňa pokožky (vedľa ošetrovacieho okienka) rozpozná vhodný odtieň pokožky a je v úplnom kontakte s ošetrovanou oblasťou. Dbajte však:

NEPOZERAJTE priamo do ošetrovacieho okienka prístroja, keď je systém pripojený k elektrickej sieti a zapnutý.

NEPOKÚŠAJTE sa aktivovať (zablesknúť) systém smerom k oku

NEOŠETRUJTE oblasti okolo očí (obočie a mihalnice). Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu očí, chráňte oko pred vystavením. Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE** na očné viečka alebo v blízkosti očí

Systém aktivujte (zablesknite) **LEN** v prípade úplného kontaktu prednej časti prístroja s ošetrovanou oblasťou.

ODPORÚČAME, aby ste pri zablysknutí prístroja na pokožku pozerali iným smerom.

ELEKTRICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Ako pri ostatných elektrických zariadeniach musíte na zaistenie vlastnej bezpečnosti prijať bezpečnostné opatrenia.

SmoothSkin Pure Fit sa **NEPOKÚŠAJTE** otvoriť, keďže vás to môže vystaviť nebezpečným elektrickým komponentom.

SmoothSkin Pure Fit sa **NEPOKÚŠAJTE** používať, keď je poškodený, napríklad prasknutý prístroj, poškodený kábel (vnútorné žily sú viditeľné), prasknuté či rozbité sklo prístroja a pod. Môže to spôsobiť zranenie.

NEPOUŽÍVAJTE ho v blízkosti vane, sprchového kúta, umývadla a iných nádob s vodou. Ak sa SmoothSkin Pure Fit dostane do kontaktu s vodou, nepoužívajte ho.



SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE**, ak sa príliš zahreje. Môže to signalizovať poškodenie prístroja.

NEPOUŽÍVAJTE zdroj napájania ani iné súčasti než tie dodané na použitie so SmoothSkin Pure Fit. Môže to poškodiť prístroj a spôsobiť, že nebude fungovať.

SmoothSkin Pure Fit sa **NEPOKÚŠAJTE** aktivovať (zablesknúť) na inom povrchu než pokožka.

VÝSTRAHA: Na prístroji sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.

SmoothSkin Pure Fit **NEUMIESTŇUJTE** tak, aby ho bolo náročné odpojiť od sieťového napájania.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

NEPOUŽÍVAJTE, ak bola oblasť, ktorú chcete ošetriť, vystavená chemickému peelingu. Pred ošetrením so SmoothSkin Pure Fit počkajte 30 dní od chemického peelingu.

Ošetrovanie opálenej pokožky pomocou intenzívneho pulzného svetla (IPL) môže spôsobiť trvalú hyperpigmentáciu (stmavnutie) alebo hypopigmentáciu (zosvetlenie) ošetrenej pokožky.

NEPOUŽÍVAJTE na miestach s tetovaním alebo permanentným make-upom.

NEPOUŽÍVAJTE, ak máte zistenú citlivosť na slnečné žiarenie (fotocitlivosť) alebo užívate lieky, ktoré spôsobujú precitlivenosť pokožky a fotocitlivosť, napríklad retinol, isotretinoín a/alebo iné lokálne retinoidy. Vždy si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov, ktorá sa dodáva s liekom, aby ste zistili, či je medzi vedľajšími účinkami uvedená aj fotocitlivosť. Použitie SmoothSkin Pure Fit na fotocitlivej pokožke môže spôsobiť poškodenie pokožky, ako aj opuchy a pľuzgiere. Pred použitím prístroja sa poraďte s lekárom, pretože jeho použitie môže poškodiť pokožku.

Tento prístroj nie je určený na liečbu zdravotných ťažkostí. V prípade problémov, ako sú napríklad materské



Sklenený filter

znamienka, kožné vyrážky, svrbenie kože, kožnej plesne alebo infekcie, kožné hrčky alebo kožné značky je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

SmoothSkin Pure Fit by sa nemal používať na žiadne výplne alebo botox.

SmoothSkin Pure Fit uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 18 rokov. Deti nesmú prístroj používať, hrať sa s ním, udržiavať ho ani ho čistiť. Vzniká tu viacero možných rizík – vystavenie svetelnému výstupu s následkom popálenín a poškodenia očí, úraz elektrickým prúdom, uškrtenie káblami.

SmoothSkin Pure Fit uchovávajúte mimo dosahu domácich zvierat, keďže by ho mohli poškodiť. Potenciálne riziká zahŕňajú zníženú funkčnosť a úraz elektrickým prúdom.

SmoothSkin Pure Fit nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené bezpečné a správne používanie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Sklenený filter SmoothSkin Pure Fit je kritický komponent, ktorý sa počas používania zahrieva.

NEDOTÝKAJTE sa filtra počas používania alebo ihneď po ňom. Pravidelne kontrolujte, či nie je filter poškodený. SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je filter prasknutý alebo chýba.

Zaistite, aby bolo ošetrovacie okienko SmoothSkin Pure Fit čisté a bez akýchkoľvek zvyškov. Akékoľvek zvyšky na ošetrovacom okienku alebo v jeho blízkosti počas používania môžu spôsobiť dočasné zmeny pokožky, napríklad sčervenanie alebo opuchy.

UPOZORNENIE: Dlhodobá alebo opakovaná povrchová aplikácia na jednom mieste môže viesť k poškodeniu pokožky. Vyhnite sa nadmernému použitiu, ktoré zahŕňa nadmerné prechody, hromadenie impulzov a/alebo zvýšenú frekvenciu používania

UPOZORNENIE: Nepotláčajte bezpečnostné mechanizmy, ktoré sú súčasťou prístroja

NEPREKRAČUJTE použitie uvedené v ošetrovacom programe

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Odstraňovanie chĺpkov laserom alebo zdrojmi intenzívneho pulzného svetla môže u niektorých jedincov spôsobiť zvýšený rast chĺpkov. Podľa aktuálne dostupných údajov sú najrizikovejšími skupinami pre túto reakciu ženy s pôvodom v Stredomorí, na Blízkom východe a v južnej Ázii pri ošetrovaní tváre a krku.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** na žiadnej oblasti, kde je opätovný rast chĺpkov žiadúci.

SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVAJTE** na tvári, sánke a krku mužov. Chlpy v oblasti brady mužov sú príliš husté a používanie prístroja SmoothSkin Pure Fit v týchto oblastiach môže spôsobiť zranenie pokožky.

SmoothSkin Pure Fit sa neodporúča používať na ryšavé, sivé, biele a blond chĺpky. SmoothSkin Pure Fit nie je na týchto farbách chĺpkov účinný.

4. POTENCIÁLNE RIZIKÁ, VEDĽAJŠIE ÚČINKY A REAKCIE POKOŽKY

Používanie SmoothSkin Pure Fit môže mať vedľajšie účinky. V tabuľke nižšie nájdete známe kožné reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť po ošetrovaní SmoothSkin Pure Fit..

VEDĽAJŠÍ ÚČINOK	ZHODNOTENIA A REAKCIA
Mierna bolesť/nepohodlie v ošetrovanej oblasti	Je to očakávané a bežné pre všetky ošetrenia IPL. Prístroj môžete aj naďalej používať podľa pokynov. Bolesť by mala s pokračovaným používaním ustúpiť.
Teplo alebo brnenie počas ošetrovania, ktoré zvyčajne po niekoľkých sekundách až minúte ustúpi a znižuje sa s pokračovaným používaním.	Je to očakávané a bežné pre všetky ošetrenia IPL. Prístroj môžete aj naďalej používať podľa pokynov.
Svrbenie v ošetrovanej oblasti	Pri ošetreniach IPL je to bežné a po chvíli by malo ustúpiť. Prístroj môžete aj naďalej používať podľa pokynov. Oblasť neškriabte.
Sčervenanie pokožky počas ošetrovania alebo po ňom, ktoré do niekoľkých minút ustúpi.	Je to očakávané a bežné pre všetky ošetrenia IPL. Keď sčervenanie ustúpi, prístroj môžete aj naďalej používať podľa pokynov.

VEDĽAJŠÍ ÚČINOK	ZHODNOTENIA A REAKCIA
Sčervenanie pokožky, ktoré do niekoľkých minút nezmizne a trvá 24 až 48 hodín.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom.
Intenzívna bolesť alebo nepohodlie počas ošetrenia alebo po ňom.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom.

VO VEĽMI ZRIEDKAVÝCH PRÍPADOCH	ZHODNOTENIA A REAKCIA
Opuch a sčervenanie, ktoré neustúpi do dvoch až troch dní.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom.
Dočasné zmeny farby pokožky (zosvetlenie alebo stmavnutie).	V prípade zmeny farby pokožky prestaňte prístroj okamžite používať a poraďte sa so svojím lekárom.
Pľuzgieri, zjazvenie alebo spálenie pokožky.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom. Na oblasť priložte studený obklad. Ošetrte antiseptickým krémom alebo krémom na popáleniny.

V klinickom skúšaní na 50 účastníkoch podstúpil každý účastník 12-týždňové ošetrenie. Boli zaznamenané tieto účinky:

- Svrbenie – Štyria účastníci zaznamenali po ošetrení mierne svrbenie.

- Mierne sčervenanie – Zaznamenané 1 účastníkom.
- Mierne pichanie – Päť účastníkov zaznamenalo po ošetrení mierne nepohodlie.
- Zarastanie chĺpkov – Jeden účastník zaznamenal po ošetrení zarastanie chĺpkov.
- Sčervenanie folikulov – Jeden účastník zaznamenal po ošetrení červené bodky v ošetrenej oblasti.

Vo všetkých prípadoch sa ošetrená pokožka vrátila do normálneho stavu do 7 dní.

5. VÝHODY POUŽÍVANIA SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit je určený na trvalé zníženie množstva nechcených chĺpkov.

Na zhodnotenie bezpečnosti a účinnosti prístroja SmoothSkin Pure Fit bolo vykonané klinické skúšanie. Základnými prvkami klinického skúšania boli:

Všetky ošetrenia vykonávali používatelia bez zdravotníckeho výcviku na jednom mieste pomocou prístrojov, ktoré boli identické s prístrojom SmoothSkin Pure Fit dodaným v tomto balení.

Všetci účastníci museli vyplniť dotazník týkajúci sa ich celkového zdravotného stavu a boli vylúčení tí, ktorí neboli vhodní na ošetrenie, napríklad sa na nich vzťahovala jedna alebo viacero kontraindikácií uvedených v časti 3 tohto návodu na používanie. Okrem toho museli všetci účastníci poskytnúť informovaný súhlas v súlade s medzinárodnými požiadavkami na klinického skúšania.

Skúšanie začalo celkovo 53 žien vo veku od 19 do 45 rokov.

Traja účastníci počas ošetrovania zo skúšania odišli z osobných dôvodov. Žiadni účastníci neodišli zo skúšania v dôsledku problémov spojených s používaním prístroja SmoothSkin Pure Fit.

Každý účastník podstúpil 12-týždňové ošetrenie na vybranom mieste na tele. Typické ošetrenie pozostávalo z oholenia miesta a použitia prístroja SmoothSkin Pure Fit podľa rovnakého postupu, ako je uvedený v časti 8, kroku 3 tohto návodu na používanie.

Množstvo chĺpkov sa používalo na meranie zmeny množstva chĺpkov 6 mesiacov po poslednom ošetrení a 12 mesiacov po poslednom ošetrení. Chĺpky na ošetrených miestach sa spočítali pomocou fotografií s vysokým rozlíšením a rozdiely v počtoch sa vypočítali ako percentuálna zmena.

Zistilo sa, že pri dodržaní pokynov mali účastníci klinického skúšania v priemere o 44 % menej chĺpkov po 6 mesiacov po poslednom ošetrení a o 36 % menej po 12 mesiacov po poslednom ošetrení v porovnaní s množstvom chĺpkov pred podstúpením ošetrenia (pozri tabuľku nižšie). Skutočné výsledky sa medzi jednotlivcami odlišovali.

SMOOTHSKIN PURE	
Počet účastníkov 6 mesiacov po ošetrení	50
Zníženie množstva chĺpkov 6 mesiacov po ošetrení	43.9%
Počet účastníkov 12 mesiacov po ošetrení	33
Zníženie množstva chĺpkov 12 mesiacov po ošetrení	36.0%
% účastníkov zaznamenalo úspech (>30 % zníženie množstva chĺpkov) na všetkých častiach tela 12 mesiacov po ošetrení. Úspech účastníkov sa definuje ako väčšie než 30 % zníženie množstva chĺpkov na všetkých ošetrených miestach po 12 mesiacoch.	66.7%

Miera výskytu vedľajších účinkov počas klinického skúšania bola minimálna (ako je uvedené vyššie v časti 4) a väčšina účastníkov (48 z 50) by prístroj SmoothSkin Pure Fit odporučila svojim priateľom.

6. URČENÉ POUŽITIE SMOOTHSKIN PURE FIT

URČENÉ POUŽITIE

SmoothSkin Pure Fit je určený na trvalé zníženie množstva nechcených chĺpkov.

7. ZISTENIE VHODNOSTI


OBLASTI TELA

SmoothSkin Pure Fit je vhodný na použitie na chĺpky na tele a ženské chĺpky na tvári pod lícom.

FARBA POKOŽKY


SmoothSkin Pure Fit je vhodný na použitie na svetlých, stredne tmavých a tmavých odtieňoch až do a vrátane odtieňa pokožky 5.

SmoothSkin Pure Fit obsahuje senzor odtieňa pokožky, ktoré meria farbu pokožky a zabráni spusteniu, ak je odtieň príliš tmavý.



FARBA CHĹPKOV

SmoothSkin Pure Fit je vhodný na použitie na prirodzene čierne alebo hnedé chĺpky. Nemusí byť účinný na bielych, sivých, blond a červených chĺpkoch.



8. POUŽÍVANIE SMOOTHSKIN PURE FIT

UPOZORNENIE: Dodržiavajte každý krok ošetrovacieho procesu a pred prechodom na ďalší sa ubezpečte, že dokončíte všetky aspekty každého kroku.

KROK 1: PRÍPRAVA OŠETROVANEJ OBLASTI

Odstráňte všetky viditeľné chĺpky ich oholením. Uistite sa, že nad povrchom pokožky nezostanú žiadne chĺpky, pretože by mohli spôsobiť poranenie. Zabráni sa tým tiež pokrytiu prednej časti prístroja zvyškami.

Ošetrovanú oblasť vyčistite a vysušte. Nezabudnite, že s prístrojom sa nesmú používať žiadne gély ani krémy!



KROK 2: TESTOVANIE NA MALOM MIESTE

Pred prvým ošetrením každej novej oblasti tela **ODPORUČAME**, aby ste otestovali reakciu pokožky v tejto oblasti na SmoothSkin Pure Fit.

Testované miesto by malo mať rozmery približne 3 cm x 2 cm (porovnateľné s 2 zábleskami na pokožku vedľa seba). Na ošetrenie oblasti prejdite na krok 3.

Po testovaní na malom mieste počkajte **24 hodín**, aby ste sa uistili, že je vaša pokožka vhodná na ošetrenie a nedochádza k žiadnym nežiaducim účinkom na svetelnú energiu. V prípade neprejavu reakcie po 24 hodinách môžete ošetriť oblasť okolo testovaného miesta. Testované miesto **NESMIE** byť znova ošetrené minimálne 1 týždeň.

KROK 3: OŠETRENIE SO SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Napájací zdroj zapojte do elektrickej zásuvky. Spustia sa ventilátory a senzory odtieňa pokožky sa rozsvietia namodro, čo signalizuje zapnutie prístroja.

VYPNUTIE REŽIMU NAPÁJANIA

Keď je prístroj ponechaný neaktívny, t. j. 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlá, prepne sa do režimu **POHOTOVOSTNÝ** a kontrolky senzora odtieňa pokožky zhasnú. Na návrat to režimu **PRIPRAVENÝ** a pokračovanie v ošetrovaní stlačte tlačidlo Režim napájania.




B) Prístroj pevne pritlačte k ošetrovanej oblasti, aby ste zaistili úplný kontakt senzora odtieňa pokožky s pokožkou. SmoothSkin Pure Fit nebude fungovať, ak nie sú senzory v úplnom kontakte s pokožkou. Keď senzor vyhodnotí odtieň pokožky ako vhodný, indikátor výkonu zobrazí predvolený výstupný výkon.

C) Stlačte aktivačné tlačidlo. Prístroj zableskne a pocítite teplo

D) Prístroj presuňte na ďalšiu oblasť a postup zopakujte. Prístroj sa musí medzi zábleskami nabíť.

E) Uistite sa, že ošetríte CELÚ OBLASŤ, no ošetrovacie pulzy NEOPAKUJTE na tom istom mieste.



KROK 4: PROGRAM OŠETRENIA SO SMOOTHSKIN PURE FIT

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by ste mali SmoothSkin Pure Fit používať každý týždeň počas 12 týždňov, aby ste zaistili, že boli ošetrené všetky vlasové folikuly.

Po prvotnej fáze ošetrovania (12-týždňové ošetrovanie) odporúčame na udržanie výsledku používať SmoothSkin Pure Fit raz mesačne alebo podľa potreby.

KROK 5: VYPNUTIE SMOOTHSKIN PURE FIT

Po skončení ošetrovania odpojte SmoothSkin Pure Fit od zdroja napájania a elektrickej zásuvky.

Informácie o starostlivosti o SmoothSkin Pure Fit nájdete v časti 13.



9. SENZOR ODTIEŇA POKOŽKY

Senzor odtieňa pokožky zisťuje farbu pokožky a nastavuje správnu úroveň potrebného výkonu. Ak je pokožka na ošetrovanie so SmoothSkin Pure Fit príliš tmavá, senzor odtieňa pokožky to zistí a zabráni spusteniu prístroja. Ak je pokožka príliš tmavá, indikátor výkonu sa rozsvieti NAČERVENO.

Stav senzora odtieňa pokožky sa zobrazuje v indikátore výkonu na oboch stranách prístroja. V prípade zistenia vhodného odtieňa pokožky sa indikátor rozsvieti NABIELO. Počet rozsvietených svetiel závisí od odtieňa pokožky.

INDIKÁTOR VÝKONU



Menej svetiel = Tmavšia pokožka a nastavenie nižšieho výkonu

Viac svetiel = Svetlejšia pokožka a nastavenie vyššieho výkonu

PRÍLIŠ TMAVÁ POKOŽKA
OŠETRENIE NIE JE
MOŽNÉ
ROZSVIETENÉ 1 ČERVENÉ
SVETLO



TMAVÁ POKOŽKA
NASTAVENIE NAJNIŽŠIEHO
VÝKONU
ROZSVIETENÉ 1 SVETLO



SVETLÁ POKOŽKA
NASTAVENIE NAJVYŠŠIEHO
VÝKONU
ROZSVIETENÝCH 10 SVETIEL



V nižšie uvedenej tabuľke nájdete množstvo svetelnej energie pri každom nastavení prístroja v Režime napájania (v závislosti od farby pokožky).

Počet rozsvietených svetiel indikátora výkonu	Maximálna energia (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Tento úplný kontakt s pokožkou zaručuje najlepšie výsledky, keďže sa svetelná energia vyžarovaná z prístroja dostane do ošetrovanej oblasti.

10. SENZOR KONTAKTU S POKOŽKOU

SmoothSkin Pure Fit obsahuje senzor kontaktu s pokožkou, ktorý pred zábleskom kontroluje, či je prístroj v kontakte s pokožkou a zabezpečuje tak jeho bezpečné používanie! Prístroj je vďaka tomu v súlade aj s tými najprísnejšími bezpečnostnými predpismi.

Senzor kontaktu s pokožkou rovnako zabezpečuje, že dosiahnete tie najlepšie výsledky. Senzor musí byť v úplnom kontakte s ošetrovanou oblasťou, aby prístroj zableskol.

Úplný kontakt s pokožkou znamená, že všetka svetelná energia vyžarovaná prístrojom prejde do ošetrovanej oblasti a zabezpečí najlepšie výsledky.

Ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s ošetrovanou oblasťou, prístroj sa nespustí. Pokúste sa upraviť polohu prístroja tak, aby ste zabezpečili úplný kontakt, najmä na náročnejších miestach ako ruky a holene.



11. REŽIMY SMOOTHSKIN PURE FIT

Telo môžete ošetrovať jedným z troch režimov ošetrovania SmoothSkin Pure Fit:



**Režim napájania –
Bez indikátora**



**Nežný režim –
Zapnutý indikátor**



**Rýchly režim –
Zapnutý indikátor**

Režim napájania predstavuje najvyššie nastavenie výkonu prístroja. Režim napájania poskytuje najlepšie výsledky, keďže používa maximálny možný výkon pre váš typ pokožky. Tento režim je obzvlášť vhodný na oblasti s hustejším výskytom chĺpkov, ako podpaзуšie a oblasť bikín.

Nežný režim si môžete vybrať, ak je pre vás Režim napájania nepohodlný alebo príliš bolestivý. Používanie prístroja v Nežnom režime zníži jeho výkon a pri priložení k pokožke si budete môcť všimnúť menej indikátorov výkonu.

Rýchly režim je najrýchlejší režim, a teda aj s najnižším výkonom. Rýchly režim je najvhodnejší na ošetrovanie veľkých oblastí, kde nie je toľko chĺpkov (napríklad ruky alebo nohy) a ak chcete rýchlo prejsť ošetrovanou oblasťou. Rovnako ho môžete použiť ako udržiavací režim, aby ste zabránili rastu chĺpkov po počiatočnom ošetrovacom programe.

Režim napájania je predvolené nastavenie po zapnutí prístroja. Medzi týmito troma režimami môžete prepínať pomocou tlačidla režimu pod hlavným aktivačným tlačidlom.

V ktoromkoľvek z týchto režimov si môžete vybrať, či chcete použiť metódu kĺzania alebo bodovú metódu.

Bodová metóda sa odporúča na malé oblasti ako podpaзуšie a oblasť bikín. Prístroj priložte na pokožku a potom zatlačte a uvoľnite aktivačné tlačidlo. Odstráňte ho z pokožky a potom ho starostlivo priložte na ďalšiu ošetrovanú oblasť.

Metóda kĺzania sa odporúča na väčšie oblasti ako nohy. Prístroj priložte na pokožku, podržte aktivačné tlačidlo (neustále stláčajte) a medzi zábleskami prístroj presúvajte po pokožke. Prístroj sa pokúste posúvať rovnomernou rýchlosťou, ktorá zabezpečuje úplné pokrytie bez prekrytia alebo vynechaných oblastí.



12. PRESNÁ HLAVICA

SmoothSkin Pure Fit sa dodáva s odnímateľnou presnou hlavicom, ktorá je ideálna pre menšie a zložité oblasti (ako vrchná pera, prsty na rukách a nohách). Má tú výhodu, že vám poskytuje ešte väčšiu flexibilitu počas každého ošetrovania.

Používanie presnej hlavice vaše zariadenie trochu spomalí, preto ju odporúčame používať iba v prípade potreby, aby ste zaistili čo najrýchlejšie ošetrovanie.



Presná hlavica sa jednoducho pripevní na prednú časť prístroja pomocou vnútorného magnetu vo vnútri prednej časti hlavného prístroja. Tento magnet drží hlavicu na mieste počas ošetrovania oblasti. Podľa toho, ktorú oblasť ošetrujete, hlavicu jednoducho odpojte alebo znova pripojte.


Ak je presná hlava poškodená alebo ne nej chýbajú nejaké časti (napr. magnet alebo reflektor), **NEPOUŽÍVAJTE** ju.

Uistite sa, že je presná hlavica nasadená v správnej orientácii (logo vo vrchnej časti)

Ak sa presná hlavica počas používania nepríjemne zahreje, prerušte ošetrovanie, kým nevychladne.

Keď je nasadená presná hlavica, riadte sa všetkými varovaniami o **BEZPEČNOSTI OČÍ** (časť 3).

Postupujte podľa pokynov na čistenie (časť 13) presnej hlavice.



13. ČISTENIE, ÚDRŽBA, UCHOVÁVANIE

SmoothSkin Pure Fit po každom ošetroaní vypnite odpojením zdroja napájania od SmoothSkin Pure Fit a elektrickej zásuvky.

Po použití prístroj, senzor odtieňa pokožky a ošetrovacie okienko skontrolujte, či sa nepoškodili, a utrite suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

UPOZORNENIE: Sklenený filter sa môže počas používania zahriať. Filtra sa **NEDOTÝKAJTE** ani ho nečistite aspoň 5 minút po použití, aby mohol vychladnúť.

NIKDY nepoužívajte vodu ani iné čistiace kvapaliny, keďže môžu poškodiť prístroj, čo môže viesť k potenciálnemu bezpečnostnému riziku.

Na zaistenie maximálneho výkonu prístroja SmoothSkin Pure Fit je obzvlášť dôležité, aby ste ho udržiavali prednú časť prístroja a reflektor bez nečistôt, chlčpkov a iných zvyškov.

Na čistenie prednej časti prístroja môžete použiť mierne navlhčenú handričku.

SmoothSkin Pure Fit uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Uistite sa, že sú ošetrovacie okienko a senzor odtieňa pokožky prístroja chránené pred poškodením.

Prístroj pravidelne kontrolujte (vrátane káblov), či nie sú viditeľné známky poškodenia. V prípade poškodenia alebo prasklín prestaňte prístroj používať.

Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku úškrtienia alebo zakopnutia.

14. CESTOVANIE SO SMOOTHSKIN PURE FIT

Napájacia jednotka prístroja SmoothSkin Pure Fit je univerzálna a bude fungovať s väčšinou bežne používaných sieťových zdrojov. Ak máte vhodný adaptér pre sieťovú zástrčku, SmoothSkin Pure Fit fungovať normálne.

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Indikátory výkonu na strane prístroja sa pri kontakte s pokožkou nerozsvietia.	Uistite sa, že je zapojené napájanie. Uistite sa, že je prístroj v režime PRIPRAVENÝ (raz stlačte tlačidlo Pohotovostný/Pripravený). Uistite sa, že sú senzory pokožky pritlačené k pokožke. Uistite sa, že je senzor odtieňa pokožky je pritlačený k pokožke.
Ak je pritlačený k pokožke a prvý indikátor výkonu na strane prístroja svieti NAČERVENO, SmoothSkin Pure Fit nebude fungovať.	Oblasť, ktorú sa snažíte ošetriť, je na ošetrovanie príliš tmavá. SmoothSkin Pure Fit obsahuje inteligentný senzor odtieňa pokožky, ktorý automaticky rozpoznáva odtieň vašej pokožky a vyberá optimálne nastavenie ošetrovania. SmoothSkin Pure Fit nie je v dôsledku povahy technológie intenzívneho pulzného svetla vhodný pre všetkých a nemôže ošetrovať veľmi tmavú pokožku.
Indikátory výkonu na strane prístroja svietia alebo blikajú nezvyčajným spôsobom vrátane ČERVENÉHO indikátora.	SmoothSkin Pure Fit zobrazuje každú chybu formou kombinácie svetiel indikátora výkonu na stranách prístroja. Znamená to chybu prístroja. Prestaňte prístroj používať a pozrite si informácie na webovej stránke.
Prístroj SmoothSkin Pure Fit, ošetrovacie okienko, napájanie alebo kábel sú poškodené, rozbité, prasknuté alebo vykazujú inú poruchu.	NEPOUŽÍVAJTE PRÍSTROJ.V prípade akýchkoľvek pochybností o bezpečnosti SmoothSkin Pure Fit alebo podozrenia na akékoľvek poškodenie ho nepoužívajte. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke.

16. ZÁRUKA

Na výrobok poskytujeme dvojiročnú záruku od dátumu jeho zakúpenia. V rámci záručného obdobia skontrolujeme všetky chyby materiálu alebo spracovania bezplatne a podľa vlastného uváženia vymeníme celé zariadenie.

Táto záruka platí vo všetkých krajinách, do ktorých spoločnosť CyDen alebo jej menovaný distribútor dodáva prístroj.

Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, bežným opotrebením alebo používaním a ani na chyby so zanedbateľným vplyvom na hodnotu alebo fungovanie prístroja. Záruka stráca platnosť, ak opravy vykonáva neoprávnená osoba alebo ak nie sú použité originálne diely SmoothSkin Pure Fit. Na získanie záruky v rámci záručného obdobia navštívte webovú stránku

www.smoothskin.com

17. ŠTÍTKY A SYMBOLY

	Aplikovaná časť typu BF		Značka zhody s austrálskymi predpismi
	Zariadenie triedy II		Obdobie používania environmentálnej ochrany ROHS v Číne
	Dodržiavajte pokyny na používanie		Upozornenie: Optické žiarenie zo zariadenia môže spôsobiť poranenie očí
	Značka zneškodňovania odpadu OEEZ v Európskej únii		Označenie zhody Trefoil pre Ukrajinu
	Označenie zhody EÚ		Súlad s FCC EMC pre Severnú Ameriku
	Udržiavajte suché		

VYHLÁSENIE FCC:

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Cieľom týchto obmedzení je poskytovať primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a vyžaruje vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že konkrétna inštalácia nespôsobí takéto rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Zmeniť smer alebo polohu prijímacej antény.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom.

18. TECHNICKÉ PARAMETRE

SmoothSkin Pure Fit je filtrovaný širokopásmový systém intenzívneho pulzného svetla s nasledujúcimi technickými parametrami:

- **Miera opakovania:** Ručne spúšťané pulzovanie každých 0,45 až 1 sekundu (v závislosti od nastavenia ošetrovania), Nepretržitá prevádzka
- **Dĺžka pulzu:** Voľný výboj FWHM = 2,0 ms
- **Maximálny optický výkon:** 3 – 6 J/cm²
- **Vlnová dĺžka:** 510 – 1 100 nm
- **Príkon:** 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,7 – 0,91 A
- **Prevádzková teplota:** Od 5 do 40 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** Až do 93 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
- **Prevádzkový tlak:** 700 hPa až 1 060 hPa
- **Ošetrovaná oblasť (veľkosť miesta):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Oblasť priamo okolo ošetrovacieho okienka je klasifikovaná ako aplikovaná časť a môže dosiahnuť maximálnu teplotu 60 °C. Uistite sa, že sa SmoothSkin Pure Fit používa podľa pokynov v časti 8.

PREPRAVNÉ PODMIENKY:

- **Teplota:** -25 °C až +70 °C
- **Vlhkosť:** Až do 93 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
- **Tlak:** 500 hPa až 1 060 hPa

Ak bol prístroj skladovaný pri teplotách mimo uvedeného prevádzkového rozsahu, pred jeho použitím počkajte aspoň 30 minút, aby sa prístroj mohol aklimatizovať.

SmoothSkin Pure Fit má neobmedzený počet zábleskov a je určený pre jedného používateľa.

Minimálna očakávaná životnosť pri dodržaní odporúčaného režimu je 10 rokov.

Označenie CE potvrdzuje, že je toto zariadenie v súlade s nasledovnými smernicami EÚ:

- 2014/35/EÚ o nízkom napätí
- 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite
- 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch.

SmoothSkin Pure Fit je v súlade s najnovšími normami a zmenami o elektromagnetickej kompatibilite, ktoré sa vzťahujú na domáce a zdravotnícke pomôcky. Konkrétne ide o: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 časť 15.107 a 15.109, ICES-003 vydanie 6.0

SmoothSkin Pure Fit je v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami a zmenami, ktoré sa vzťahujú na domáce a zdravotnícke pomôcky.

Konkrétne ide o: IEC 60335-1:2010 + zmeny, IEC 60335-2-23:2003 + zmeny, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + zmeny, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + zmeny, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 a 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + zmeny

Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť CyDen Ltd

LIKVIDÁCIA (KONIEC ŽIVOTNOSTI)

Na zníženie rizika pre zdravie a životné prostredie a zabezpečenie recyklácie materiálu tento výrobok likvidujte v separovanom zbernom mieste pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Pripomína vám to aj symbol OEEZ uvedený na výrobku.

Dobrodošli v sistemu **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Čestitamo! Vstopili ste v svet neprimerljive lepote, nežnosti in priročnosti. Pridružite se nam v pogovorih na www.smoothskin.com, kjer boste našli strokovne nasvete in pomoč v sklopu vašega tretmaja.

1. SISTEM SMOOTHSKIN PURE FIT	119	10. SENZOR STIKA S KOŽO	142
2. DELOVANJE SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT	120	11. NAČINI DELOVANJA SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT	144
3. POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE	122	12. PAMETNI NASTAVEK	146
4. MOREBITNA TVEGANJA, STRANSKI UČINKI IN KOŽNE REAKCIJE	129	13. ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE	148
5. KORISTI UPORABE SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT	131	14. POTOVANJE S SITEMOM SMOOTHSKIN PURE FIT	148
6. NAMENSKA UPORABA SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT	134	15. ODPRAVLJANJE TEŽAV	149
7. USTREZNOST	134	16. GARANCIJA	150
8. UPORABA SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT	135	17. OZNAKE IN SIMBOLI	151
9. SENZOR KOŽNEGA OD TENKA	139	18. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	153

1. SISTEM SMOOTHSKIN PURE FIT

VSEBINA PAKETA

V embalaži sistema SmoothSkin Pure Fit boste našli:


- Naprava in napajalnik
- Napajalni kabel
- Pametni nastavek
- Navodila za uporabo



2. DELOVANJE SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT

Sistem SmoothSkin Pure Fit je zasnovan tako, da pomaga prekiniti cikel rasti dlak. Svetlobna energija se prenaša skozi površino kože in absorbira jo melanin, ki je prisoten v koži. Ta svetlobna energija se pretvori v toplotno energijo (pod površino kože), ki dlakam prepreči ponovno rast. Zdaj se lahko veselite, da bodo tretirane dlake v nekaj dneh do 1–2 tednih naravno izpadle.

Rast dlak je ciklične narave in se odvija v treh ločenih in zaporednih fazah. Terapija IPL je učinkovita le, ko so dlake v določeni fazi (anagen – faza rasti). Niso vse dlake istočasno v isti fazi. Zato morate upoštevati priporočeno 12-tedensko shemo za terapijo.



KAJ LAHKO PRIČAKUJETE

Takoj po zaključku terapije ne boste opazili nobenih znatnih stranskih učinkov (glejte 4. poglavje za več informacij o stranskih učinkih).

Prve tedne po začetku terapije boste opazili, da nekatere dlake še vedno rastejo. To so verjetno dlake, ki jih med terapijo niste obdelali, kar pomeni, da so mirovale v ležečem položaju in med terapijo niso bile v fazi rasti (anagen), ko je metoda IPL najbolj učinkovita.

V šestem tednu 12-tedenske sheme terapije bi morali opaziti zmanjšanje rasti dlak. Možno pa je, da večji del dlak še vedno ni bil obdelan v fazi rasti. Pomembno je, da nadaljujete s tedenskimi terapijami.

Po zaključeni 12-tedenski shemi bi morali na predelu terapije opaziti znatno zmanjšanje dlak. Vse preostale dlake bi morale biti tanjše in svetlejše. Nadaljnje mesečne terapije oz. terapije po potrebi ohranjajo manjše število nezaželenih dlak.

3. POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

KONTRAINDIKACIJE

Če je vaša koža zelo temna, **NE** uporabljajte sistema SmoothSkin Pure Fit. Odtенок vaše kože določi senzor kožnega odtenka poleg okenca za terapijo na napravi. Če senzor kožnega odtenka določi, da je vaša koža pretemna za varno uporabo, bo onemogočil delovanje sistema SmoothSkin Pure Fit.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte, če je vaša koža umetno ali naravno zagorela ali ste opečeni zaradi prekomerne izpostavljenosti sončni svetlobi. Zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi je vaša koža ob uporabi sistema SmoothSkin Pure Fit dodatno občutljiva in predvsem dovzetna za opekline, nastanek mehurjev, razbarvanje ali povzročitev brazgotin. Preden uporabite sistem SmoothSkin Pure Fit, počakajte en teden, da sončne opekline ali zagorelost izginejo.

Obravnavanih predelov **NE** izpostavljajte sončni svetlobi. Po opravljeni terapiji počakajte vsaj sedem dni, preden izpostavite kožo neposredni sončni svetlobi. Vaša koža je lahko po terapiji s sistemom SmoothSkin Pure Fit bolj občutljiva in predvsem dovzetna za sončne opekline. Na obravnavane predele nanesite sončno kremo (SPF 15 ali več) ali jih zavarujte s primernimi oblačili.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabite neposredno na prsnih bradavicah, v predelu genitalij ali anusa.

Ti predeli imajo lahko temnejši odtenek kože in/ali so bolj poraščeni. Uporaba naprave na teh predelih lahko povzroči neprijetne občutke/bolečino ali poškodbe na koži (opekline, razbarvanje ali brazgotine).

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte, če ste imeli kožnega raka ali imate predrakave spremembe na koži (npr. nevuse ali večje število materinih znamenj).

NE uporabljajte ga na žuljih in brazgotinah.

Če ste noseči ali dojite **NE** uporabljajte sistema SmoothSkin Pure Fit, ker naprava ni bila testirana za uporabo med nosečnostjo ali dojenjem.

Na predelih, kjer želite izvajati terapijo, sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte na temno rjavih ali črnih lisah, kot so materina znamenja ali bradavice. Uporaba sistema SmoothSkin Pure Fit lahko vašo kožo poškoduje ali poslabša trenutno stanje. Pride lahko do stranski učinkov, kot so opekline, nastanek mehurjev in sprememba odtenka kože ali nastanek brazgotin.

Če imate na predelu, kjer želite izvajati terapijo, težave s kožo, vključno z luskavico, vitiligom, ekcemom, aknami, virusom herpesa simpleksa, aktivnimi okužbami ter ranami, sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte.

Če ste mladoletni, sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte, ker naprava ni bila testirana za uporabo pri osebah, mlajših od 18 let.

OPOZORILA VARNOST OČI



Sistem SmoothSkin Pure Fit oddaja utripajočo intenzivno pulzirajočo svetlobo. Neposredno izpostavljanje je lahko škodljivo za oči. Skrbno sledite spodnjim varnostnim ukrepom.

OPOZORILO: Neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbo oči (kar lahko vodi do izgube vida) ali poškodbo kože. Preberite in upoštevajte navodila

Naprava se lahko aktivira (utripa) samo, če senzor kožnega odtenka (poleg okenca za tretma) zazna ustrezen kožni odtenek in se v celoti dotika predela, ki ga želite obravnavati. Vendar:

NE glejte neposredno v okence za terapijo naprave, ko se sistem električno napaja in je vklopljen;

NE usmerite vklopljenega (utripajočega) sistema v oči;

NE izvajajte terapije na predelu poleg oči (trepalnice in obrvi). Napačna uporaba lahko vodi do poškodbe oči, zato jih zaščitite pred izpostavljenostjo. Naprave **NE** uporabljajte nad vekami ali v bližini oči

Sistem aktivirajte (utripanje) **LE**, ko je sprednji del naprave v tesnem stiku s predelom, kjer želite izvajati terapijo.

PRIPOROČAMO, da gledate drugam, ko naprava osvetljuje kožo.

ELEKTRIČNA ENERGIJA IN VARNOST

Tako kot pri vseh električnih napravah je za zagotavljanje varnosti treba upoštevati določene previdnostne ukrepe.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** poskušajte odpirati, saj se tako izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom.

Če je sistem SmoothSkin Pure Fit poškodovan, ga **NE** uporabljajte, če je npr. razpoka na napravi, poškodovan kabel (vidne žice), počeno ali razpokano steklo na napravi itd. Lahko se poškodujete.

NE uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo. Če se sistem SmoothSkin Pure Fit zmoči, ga ne smete uporabljati.



Če se sistem SmoothSkin Pure Fit zelo segreje, ga **PRENEHAJTE** uporabljati. To lahko pomeni, da je enota poškodovana.

NE uporabljajte napajalnikov ali sestavnih delov, ki niso namenjeni uporabi sistema SmoothSkin Pure Fit. To lahko enoto poškoduje in ustavi delovanje.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** poskušajte aktivirati (utripati) na nobeni drugi površini razen na koži.

OPOZORILO: spreminjanje opreme ni dovoljeno.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** nameščajte tako, da ga ni možno enostavno izključiti iz električnega napajanja.

SPLOŠNA VARNOST

NE UPORABLJAJTE, če ste na želenem predelu opravili piling. Po opravljenem pilingu počakajte 30 dni, preden pričnete izvajati terapijo s sistemom SmoothSkin Pure Fit.

Terapija zagorele kože z intenzivno pulzirajočo svetlobo (IPL) lahko povzroči stalno hiperpigmentacijo (potemnitev) ali hipopigmentacijo (osvetlitev) kože.

NE uporabljajte na predelih s tetovažami ali trajnimi ličili.

NE uporabljajte, če imate znano občutljivost na sončno svetlobo (svetlobno občutljivost) ali jemljete zdravila, ki povzročajo večjo občutljivost kože in svetlobno občutljivost, npr. zdravilo retin A, accutane in/ali druge lokalne retinoide. Vedno preverite navodila za uporabo, ki so priložena zdravilu, da preverite, ali je svetlobna občutljivost navedena pod stranskimi učinki. Uporaba sistema SmoothSkin Pure Fit lahko povzroči poškodbe kože, kot so otekline ali žulji. Pred uporabo naprave se posvetujte z medicinskim osebjem, saj njena uporaba lahko poškoduje kožo.

Ta naprava ni namenjena zdravljenju obolenj. Glede znamenj, izpuščajev, srbečice, glivic ali okužb, kožnih izboklin ali bradavic se posvetujte z medicinskim osebjem.

Sistem SmoothSkin Pure Fit se ne sme uporabljati čez polnila ali botoks.

Sistem SmoothSkin Pure Fit shranjujte zunaj dosega otrok, mlajših od 18 let. Otroci se z napravo ne smejo igrati, je vzdrževati ali čistiti. Naprava predstavlja številna morebitna tveganja – izpostavljenost svetlobnemu viru, ki lahko povzroči opekline ali poškodbo oči, električni udar ali zadavitev s kablji.

Sistem SmoothSkin Pure Fit shranjujte zunaj dosega hišnih ljubljencev in škodljivcev, ki bi lahko poškodovali napravo. Pod morebitna tveganja spadajo tudi slabše delovanje in električni udar.

Sistem SmoothSkin Pure Fit ni namenjen uporabi osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, razen če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni in ustrezni uporabi naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Stekleni filter sistema SmoothSkin Pure Fit je ključni sestavni del, ki se med uporabo segreje. Filtra se med uporabo ali neposredno po uporabi **NE DOTIKAJTE**. Filter redno pregledujte in se prepričajte, da ni poškodovan. Če je filter razpokan ali ga ni, sistema SmoothSkin Pure Fit **NE UPORABLJAJTE**.

Prepričajte se, da je okence za terapijo sistema SmoothSkin Pure Fit čisto in brez drobcov. Drobci na ali poleg okenca za terapijo lahko med uporabo povzročijočasne poškodbe na koži, kot so rdečica ali zatekanje.



Stekleni filter

OPOZORILO: Predolg ali ponavljajoč nanos na površino na enem mestu lahko poškoduje kožo. Izogibajte se prekomerni uporabi, vključno s čezmernimi prenosi, kopičenjem impulzov in/ali povečano pogostostjo uporabe.

OPOZORILO: Ne razveljavite varnostnih mehanizmov, ki so neločljivo povezani z napravo.

NE prekoračite uporabe, določene v režimu tretmaja.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pri nekaterih posameznikih lahko lasersko odstranjevanje dlak ali intenzivna pulzirajoča svetloba povzročijo pospešeno rast dlak. Na podlagi trenutno dosegljivih podatkov spadajo v najbolj rizično skupine ženske mediteranskega, bližnjevzhodnega in južno-azijskega porekla, ki so izvajale terapijo na obrazu in vratu.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte na predelih, za katere bi želeli, da dlake zrastejo nazaj.

Sistema SmoothSkin Pure Fit **NE** uporabljajte na obrazu, čeljusti ali vratu moških. Predel moške brade je pregosto poraščen in uporaba naprave SmoothSkin Pure Fit na teh predelih bi lahko povzročila poškodbe.

Sistema SmoothSkin Pure Fit ne priporočamo za uporabo na rdečih, sivih, belih ali svetlih dlakah. Na teh barvnih odtentkih sistem SmoothSkin Pure Fit ne deluje učinkovito.

4. MOREBITNA TVEGANJA, STRANSKI UČINKI IN KOŽNE REAKCIJE

Uporaba sistema SmoothSkin Pure Fit lahko povzroči stranske učinke. V spodnji tabeli so navedeni znani stranski učinki po terapiji s sistemom SmoothSkin Pure Fit.

STRANSKI UČINEK	KAKO OPREDELITI IN ODREAGIRATI
Zmerna bolečina/neudobje na predelu terapije	To je pričakovano in običajno pri vseh terapijah z intenzivno pulzirajočo svetlobo. Z uporabo lahko nadaljujete skladno z navodili, bolečina pa se z nadaljnjo uporabo zmanjša.
Topli občutki ali ščemenje med terapijo, ki po nekaj sekundah ali minuti običajno izginejo in se z nadaljnjo uporabo zmanjšajo.	To je pričakovano in običajno pri vseh terapijah z intenzivno pulzirajočo svetlobo. Z uporabo lahko nadaljujete skladno z navodili.
Srbenje na predelu terapije	To je pri terapijah z intenzivno pulzirajočo svetlobo dokaj običajno in bi po kratkem obdobju morale prenehati. Z uporabo lahko nadaljujete skladno z navodili. Predela ne praskajte.
Rdečica na koži med ali po terapiji, ki po nekaj minutah izgine.	To je pričakovano in običajno pri vseh terapijah z intenzivno pulzirajočo svetlobo. Ko rdečica izgine, lahko nadaljujete z uporabo naprave skladno z navodili.

STRANSKI UČINEK	KAKO OPREDeliti IN ODREAGIRATI
Rdečica na koži, ki po nekaj minutah ne izgine in traja 24–48 ur.	Nemudoma prenehajte uporabljati napravo in se pred naslednjo uporabo posvetujte z zdravnikom.
Intenzivna bolečina ali neugodje med terapijo ali po terapiji.	Nemudoma prenehajte uporabljati napravo in se pred naslednjo uporabo posvetujte z zdravnikom.

V ZELO REDKIH PRIMERIH	KAKO OPREDeliti IN ODREAGIRATI
Zatekanje in rdečica, ki v dveh oz. treh dneh ne izgineta.	Nemudoma prenehajte uporabljati napravo in se pred naslednjo uporabo posvetujte z zdravnikom.
Začasne spremembe odtenka kože (osvetlitev ali potemnitev).	Če se spremeni odtenek vaše kože, nemudoma prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom.
Nastanek mehurjev, brazgotin ali opeklin na koži.	Nemudoma prenehajte uporabljati napravo in se pred naslednjo uporabo posvetujte z zdravnikom. Na prizadeti predel položite hladan obkladek. Zdravite z razkužilom ali s kremo proti opeklinam.

V sklopu kliničnega preskušanja je bilo 50 oseb, od tega je vsaka prejela 12-tedensko terapijo. Zabeleženi učinki so bili:

- Srbenje: Štiri osebe so po terapiji poročale o blagem srbenju.

- Rahla rdečica: O tem je poročala ena oseba.
- Rahlo ščemenje: Pet oseb je po terapiji poročalo o blagem neudobju.
- Vraščene dlake: Ena oseba je po terapiji poročala o vraščenih dlakah.
- Rdečica mešičkov: Ena oseba je po terapiji poročala o rdeči lisi na predelu terapije.

V vseh primerih se je koža, kjer je bila izvedena terapija, v enem tednu povrnila v običajno stanje.

5. KORISTI UPORABE SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT

Sistem SmoothSkin Pure Fit je namenjen stalnemu zmanjšanju nezaželenih dlak.

V kliničnem preskusu sistema SmoothSkin Pure Fit smo preverili varnost in učinkovitost sistema. Ključne točke kliničnega preskusa so:

Vse terapije so izvajali nemedicinsko usposobljeni izvajalci na eni lokaciji, uporabljali pa so naprave, enake sistemu SmoothSkin Pure Fit.

Vse osebe so morale izpolniti vprašalnik o njihovem splošnem zdravju in osebe, ki niso smele izvajati terapije, npr. če so imele eno ali več kontraindikacij, navedenih v 3. poglavju teh navodil, smo izključili. Poleg tega so morale vse osebe podpisati soglasje, kot to določajo mednarodne zahteve kliničnih preskušanj.

Preskusa se je udeležilo 53 žensk, starih med 19 in 45 let.

Tri so predčasno zapustile terapijo iz osebnih razlogov. Nobena udeleženka ni zapustila preskusa zaradi težav, povezanih z uporabo sistema SmoothSkin Pure Fit.

Vsaka oseba je prejela 12-tedensko terapijo na izbranem predelu telesa. V sklopu običajne terapije so udeleženke izbrani predel najprej obrile, nato pa so uporabile sistem SmoothSkin Pure Fit, kot je opisano v 8. poglavju v 3. koraku teh navodil.

Za merjenje sprememb v količini dlak smo dlake prešteli 6 mesecev po zadnji terapiji in 12 mesecev po zadnji terapiji. Dlake smo prešteli s pomočjo visokoločljivih fotografij, razliko v številu dlak pa smo preračunali v odstotke.

Udeleženke kliničnega preskusa, ki so sledile navodilom, so 6 mesecev po zadnji terapiji imele v povprečju 44 % manj dlak in 12 mesecev po zadnji terapiji 36 % manj dlak v primerjavi s številom dlak pred terapijo (glejte spodnjo tabelo). Dejanski rezultati so se od osebe do osebe razlikovali.

SMOOTHSKIN PURE	
Število oseb 6 mesecev po terapiji	50
Zmanjšanje dlak 6 mesecev po terapiji	43.9%
Število oseb 12 mesecev po terapiji	33
Zmanjšanje dlak 12 mesecev po terapiji	36.0%
% oseb je imelo uspeh (>30 % manj dlak) na vseh predelih telesa 12 mesecev po terapiji. Uspešen rezultat oseb je določen z več kot 30 % manj dlak na vse predelih terapije po 12 mesecih.	66.7%

Pogostost stranskih učinkov med kliničnim preskusom je bila zelo majhna (kot je opisano zgoraj v 4. poglavju) in večina oseb (48 od 50) bi sistem SmoothSkin Pure Fit priporočala svojim prijateljem.

6. NAMEN UPORABE SISTEMA SMOOTHSKIN BARE FIT

NAMEN UPORABE

Sistem SmoothSkin Pure Fit je namenjen stalnemu zmanjšanju nezaželenih dlak.


7. USTREZNOST

PREDELI TELESA

Sistem SmoothSkin Bare Fit je primeren za odstranjevanje dlak po telesu in na ženskem obrazu pod ličnicami.

KOŽNI ODTENEK


Sistem SmoothSkin Pure Fit je primeren za svetle, srednje temne in temne kožne odtenke, do vključno kožnega odtenka 5.



V sistemu SmoothSkin Pure Fit je vgrajen senzor kožnega odtenka, ki določi odtenek kože in bo onemogočil uporabo, če je odtenek vaše kože pretemen.

BARVA DLAK

Sistem SmoothSkin Pure Fit je primeren za naravno črne ali rjave dlake. Pri belih, sivih, svetlih ali rdečih dlakah morebiti ne bo tako učinkovit.



8. UPORABA SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT

OPOZORILO: Sledite vsem korakom v postopku terapije in zagotovite, da boste upoštevali vsa navodila posameznega koraka, preden nadaljujete z naslednjim.

1. KORAK: PRIPRAVA PREDELA ZA TERAPIJO

Obrijte vse vidne dlake. Poskrbite, da nad površino kože ni nobene dlake, drugače se lahko poškodujete. S tem preprečite tudi, da bi drobci prekrivali sprednji del naprave.

Očistite predel za terapijo in ga osušite. Ne pozabite, da uporaba gelov ali krem s to napravo ni dovoljena.



2. KORAK: OPRAVLJANJE TESTA

PRIPOROČAMO vam, da pred vsako prvo terapijo na novem delu telesa testirate kožo na želenem predelu, da vidite, kako odreagira na sistem SmoothSkin Pure Fit.

Testiran predel naj bo velik 3 cm x 2 cm (kar je enako kot dva utripa, drug ob drugem, s pulzirajočo svetlobo na kožo). Za izvajanje terapije sledite navodilom iz 3. koraka.

Po opravljenem pokožnem testu počakajte 24 ur, da se prepričate, ali je vaša koža primerna za izvajanje terapije in da ni neželene reakcije na svetlobno energijo. Če po 24 urah ni nobene reakcije, lahko izvajate terapijo na predelu okoli pokožnega testa. Na samem predelu pokožnega testa **NE** izvajate ponovne terapije vsaj 1 teden.

3. KORAK: IZVAJANJE TERAPIJE S SITEMOM SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Napajalni kabel vključite v električno vtičnico. Ventilatorji bodo pričeli delovati in prižge se modra lučka senzorja kožnega odtenka, kar pomeni, da je naprava vklopljena.

PREKINITEV NAČINA NAPAJANJA

Če pustite enoto »nedejavno«, tj. 10 minut ne pritisnete nobenega gumba, se na enoti vklopi način MIROVANJA in lučka senzorja se izklopi. Če želite znova vklopiti način DELOVANJA za terapijo, pritisnite gumb za vklop.




B) Napravo trdno pritisnite ob predel, kjer želite izvajati terapijo, in zagotovite, da je senzor kožnega odtenka v stiku s kožo – sistem SmoothSkin Pure Fit ne bo deloval, če senzor kože ni v celoti v stiku s kožo. Ko senzor kožnega odtenka potrdi odtenek kože, se na zaslonu prikaže vnaprej nastavljena moč na lestvici moči.

C) Pritisnite gumb za vklop. Naprava bo pričela utripati in začutili boste, da se segreva.

D) Napravo prestavite na naslednji predel in ponovite postopek. Med utripanjem se mora naprava ponovno napolniti.

E) Prepričajte se, da ste opravili terapijo na CELOTNEM PREDELU, vendar pulziranja NE ponovite na istem predelu.



4. KORAK: PROGRAM TERAPIJE S SISTEMOM SMOOTHSKIN PURE FIT

Za doseganje najboljših rezultatov morate uporabljati sistem SmoothSkin Pure Fit vsak teden 12 tednov, da tako zagotovite izvajanje terapije na vseh dlačnih mešičkih.



Po začetni fazi izvajanja terapije (12-tedenska terapija) vam priporočamo, da za ohranjanje rezultatov uporabite sistem SmoothSkin Pure Fit enkrat mesečno oziroma po potrebi.

5. KORAK: IZKLOP SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT

Po opravljeni terapiji morate sistem SmoothSkin Pure Fit izključiti iz napajanja in električne vtičnice.

Več podrobnosti o vzdrževanju sistema SmoothSkin Pure Fit najdete v 13. poglavju.



9. SENZOR KOŽNEGA ODTENKA

Senzor kožnega odtenka določi barvo kože in raven potrebne izhodne moči. Če je odtenek vaše kože pretemen za terapijo s sistemom SmoothSkin Pure Fit, bo senzor kožnega odtenka to zaznal in enoti onemogočil nadaljnje delovanje. Če je vaša koža pretemna, bo na lestvici moči zasvetila RDEČA lučka.

Stanje senzorja kožnega odtenka je vidno na lestvici moči na obeh straneh naprave. Če je določen odtenek kože ustrezen, se lestvica moči obarva BELO. Število prižganih luči je odvisno od točnega kožnega odtenka.

LESTVICA MOČI



Manj luči = temnejša koža in nižja nastavitev moči

Več luči = svetlejša koža in višja nastavitev moči

PRETEMNA KOŽA
TERAPIJA NI MOŽNA
SVETI 1 RDEČA LUČ



TEMNA KOŽA
NAJNIŽJA NASTAVITEV MOČI
SVETI 1 LUČ



SVETLA KOŽA
NAJVIŠJA NASTAVITEV MOČI
SVETI 10 LUČI



Količina svetlobne energije za vsako nastavitev naprave v načinu napajanja (odvisno od odtenka kože) je prikazana v spodnji tabeli.

Število prižganih luči moči	Največja energija (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Popoln stik s kožo zagotavlja doseganje najboljših rezultatov, saj vsa svetlobna energija, ki jo naprava oddaja, doseže predel za terapijo.

10. SENZOR STIKA S KOŽO

Sistem SmoothSkin Pure Fit je opremljen s senzorjem stika s kožo, ki preverja stik pred vsakim utripom svetlobe in tako zagotavlja, da naprava deluje na varen način. Naprava je tako skladna z najbolj strogimi varnostnimi predpisi.

Senzor stika s kožo prav tako zagotavlja doseganje najboljših rezultatov z napravo. Senzor mora biti v celoti v stiku s kožo, da napravi omogoči utripanje na predelu za terapijo.

Celoten stik s kožo omogoča, da vsa svetlobna energija naprave doseže predel za terapijo in zagotovi najboljše rezultate.

Naprava ne bo delovala, če ni v celoti v stiku s predelom za terapijo. Napravo postavite tako, da zagotovite stik v celoti, zlasti na bolj nerodnih predelih, kot so roke in meča.



11. NAČINI DELOVANJA SISTEMA SMOOTHSKIN PURE FIT

Terapijo na telesu lahko izvajate z enim od treh terapevtskih načinov sistema SmoothSkin Pure Fit:



**Način Napajanja –
Brez Indikatorja**



**Nežni Način –
Vklopljen Indikator**



**Hitri Način –
Vklopljen Indikator**

Način napajanja ima nastavitev z najvišjo močjo na napravi. Način napajanja zagotavlja najboljše rezultate, saj uporablja najvišjo možno izhodno moč za vaš edinstven odtенок kože. Ta način najbolje deluje na bolj poraščenih, težje dostopnih predelih, kot sta pod pazduha in področje bikinija.

Če je način napajanja neudoben ali malce preveč boleč, uporabite nežni način. Delovanje naprave v nežnem načinu zmanjša izhodno moč, na napravi pa boste opazili manjše število prižganih indikatorjev moči, ko izvajate terapijo.

Hitri način je najhitrejši in zato uporablja najmanj moči. Hitri način je najprimernejši za terapijo na večjih, manj poraščenih predelih (kot so roke in noge) in za predele, kjer želite terapijo izvesti hitro. Uporabljajte ga lahko tudi za vzdrževanje, da preprečite ponovno rast dlak po opravljeni začetni terapiji.

Ko napravo vklopite, se samodejno vklopi način napajanja. Med načini lahko preklapljate s pritiskom na gumb za izbiro načina pod glavnim gumbom za vklop.

Ko izberete enega od načinov, se lahko odločite tudi za drsalno metodo ali metodo s pritiski.

Metodo s pritiski priporočamo za manjše predele, kot sta pod pazduha in področje bikinija. Napravo pritisnite na kožo ter pritisnite in spustite gumb za vklop. Odstavite s kože, preden znova previdno pritisnete na naslednji predel za terapijo.

Drsalna metoda je bolj primerna za večje predele, kot so noge. Napravo pritisnite ob kožo, držite gumb za vklop (držite ga neprestano) in nato med utripanjem podrsajte napravo po koži. Napravo premikajte s stalno hitrostjo, ki omogoča delovanje na celotnem predelu brez prekrivanj ali zgrešenih predelov.

Gumb za vklop



**Gumb za izbiro
načina**

12. PAMETNI NASTAVEK

Sistemu SmoothSkin Pure Fit je priložena snemljiv pametni nastavek, ki je popoln za manjše, občutljive predele (kot so zgornja ustnica, prsti na rokah in nogah). To vam med vsako terapijo daje še večjo prilagodljivost.

Uporaba pametnega nastavka malce upočasni napravo, zato njegovo uporabo priporočamo le, ko je potrebno.



Pametni nastavek se preprosto pritrdi na sprednjo stran naprave z notranjim magnetom na sprednji strani glavne naprave. Magnet med terapijo predela nastavek drži na mestu. Enostavno ga odstranite ali pritrdite glede na predel, na katerem izvajate terapijo.


Če je pametni nastavek poškodovan ali manjka kakšen del (npr. magnet ali odsevnik), ga **NE** uporabljajte.

Zagotovite, da je natančna glava pravilno nameščena (logotip na vrhu)

Če se pametni nastavek med uporabo preveč segreje, prenehajte s terapijo, dokler se ne ohladi.

Med nameščanjem pametnega nastavka upoštevajte vsa opozorila o VARNOSTI OČI (3. poglavje).

Upoštevajte navodila za čiščenje (13. poglavje) pametnega nastavka.



13. ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE, SHRANJEVANJE

Napajalni kabel po opravljeni terapiji s sistemom SmoothSkin Pure Fit vedno izključite iz sistema SmoothSkin Pure Fit in električne vtičnice.

Napravo, senzorje kožnega odtenka in okence za terapijo morate po uporabi pregledati, da niso poškodovani, ter očistiti s suho krpo brez kosmov.

OPOZORILO: Stekleni filter se med uporabo lahko segreje. Filtra se vsaj 5 minut po uporabi **NE** dotikajte ali čistite in pustite, da se ohladi.

NIKOLI ne uporabite vode ali drugih tekočih čistil, saj lahko poškodujejo napravo in morebiti povzročijo nevarnost.

Za zagotavljanje optimalnega delovanja sistema SmoothSkin Pure Fit je zlasti pomembno, da sta sprednji del naprave in senzor čista, brez delcev, dlak ali drugih ostankov.

Za lažje čiščenje lahko na tem delu naprave uporabite nekoliko vlažno krpo.

"Sistem SmoothSkin Pure Fit shranjujte v hladnem, suhem prostoru. Zagotovite, da sta okence za terapijo in senzor odtenka kože na napravi zaščiten pred poškodbami.

Napravo (vključno s kabli) redno pregledujte in preverite, da ni vidno poškodovana. Če opazite poškodbo ali razpoke, napravo neahajte uporabljati.

Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izklopite iz električne vtičnice, da preprečite nevarnost zadavitve ali spotikanja.

14. POTOVANJE S SISTEMOM SMOOTHSKIN PURE FIT

Napajalna enota sistema SmoothSkin Pure Fit je univerzalna in bo delovala na vseh običajnih omrežjih. Če uporabljate ustrezen pretvornik za vtič napajalnega kabla, bo sistem SmoothSkin Pure Fit deloval normalno.

15. ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	REŠITEV
Indikatorji za prikaz moči na straneh naprave se ob pritisku na kožo ne prižgejo.	Preverite, ali je napajanje priključeno. Preverite, ali je naprava v načinu DELOVANJA (znova pritisnite gumb za mirovanje/delovanje). Zagotovite, da je senzor kože pritisnjen na kožo. Zagotovite, da je senzor kožnega odtenka pritisnjen na kožo.
Naprava je pritisnjena na kožo, indikator prve luči moči na strani naprave sveti RDEČE in sistem SmoothSkin Pure Fit ne deluje.	Predel, kjer želite izvajati terapijo, je pretemen za terapijo. Sistem SmoothSkin Pure Fit vključuje pametni senzor kožnega odtenka, ki samodejno zazna odtenek kože in določi optimalno nastavitev za terapijo. Zaradi tehnologije z intenzivno pulzirajočo svetlobo sistem SmoothSkin Pure Fit ni primeren za vsakogar in ne omogoča terapije na zelo temni koži.
Indikatorji moči na straneh naprave svetijo ali utripajo na nenavaden način, vključno z rdečim indikatorjem s svetilom LED.	Sistem SmoothSkin Pure Fit prikazuje sporočila o napakah prek različnih lučk na lestvici moči na straneh naprave. To pomeni, da je naprava okvarjena. Napravo prenehajte uporabljati in si preberite spletno stran.
Naprava, okence za terapijo, napajalni kabel ali vtič sistema SmoothSkin Pure Fit so poškodovani, zlomljeni, počeni ali izgledajo okvarjeno.	NAPRAVE NE uporabljajte. Če dvomite o varni uporabi sistema SmoothSkin Pure Fit ali sumite, da je poškodovan, ga prenehajte uporabljati in si oglejte spletno stran.

16. GARANCIJA

Izdelku zagotavljamo dveletno garancijo od datuma nakupa izdelka. V garancijskem obdobju bomo brezplačno pregledali okvare materiala ali izdelave ter po lastni presoji zamenjali celotno napravo.

Garancija je veljavna v vseh državah, kjer napravo dobavlja podjetje CyDen ali njegov pooblaščen distributer.

Garancija ne krije škode, nastale zaradi neprimerne uporabe, običajne obrabe ali v primeru okvare, ki ima zanemarljiv učinek na vrednost ali delovanje naprave. Garancija se izniči, če je popravila izvajala nepooblaščen oseba in če niso bili uporabljeni originalni deli sistema SmoothSkin Pure Fit. Za servis v obdobju garancije obiščite našo spletno stran www.smoothskin.com

17. OZNAKE IN SIMBOLI

	Uporabljeni del tipa BF		Avstralski regulatorni znak skladnosti
	Oprema razreda II		Kitajski znak obdobja varovanja okolja o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
	Sledite navodilom za uporabo		Opozorilo: Optično sevanje naprave lahko poškoduje oči
	Oznaka Evropske unije OEEO o odlaganju odpadkov		Znak ukrajinske triperesne deteljice o skladnosti
	Evropski znak skladnosti		Skladnost z elektromagnetno združljivostjo FCC (Zvezna komisija za komunikacijo) v Severni Ameriki
	Hranite na suhem		

IZJAVA FCC:

OPOMBA: Oprema je bila testirana in je skladna z omejitvami razreda B digitalnih naprav na podlagi dela 15 pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da nudijo ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih objektih. Oprema generira, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena ali se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijskih sporočil. Vendar ni možno zagotoviti, da v določenih objektih ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje na radijskem ali televizijskem sprejemniku, kar lahko vidite z vklopom in izklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje na enega od naslednjih načinov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno,
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom,
- priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu od tokokroga, kjer je priključen sprejemnik,
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

18. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sistem SmoothSkin Pure Fit je filtriran širokopasovni sistem z intenzivno pulzirajočo svetlobo in naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

- **Stopnja ponavljanja:** Ročno pulziranje vsake 0,45 do 1 sekunde (odvisno od nastavitve terapije), stalno delovanje
- **Dolžina pulza:** Prosto praznjenje FWHM = 2,0 ms
- **Najvišji optični izhod:** 3–6 J/cm²
- **Dolžina valov:** 510–1100 nm
- **Vhodna moč:** 100–240 V[~], 50/60 Hz, 1,7–0,91 A
- **Temperatura delovanja:** Med 5 °C in 40 °C
- **Vlažnost delovanja:** Do 93-odstotne relativne vlažnosti brez kondenzacije
- **Tlak delovanja:** 700–1060 hPa
- **Predel za terapijo (velikost točke):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Predel neposredno ob okencu za terapijo je klasificiran kot uporabljeni del in lahko dosega najvišjo dovoljeno temperaturo 60 °C. Zagotovite, da se sistem SmoothSkin Pure Fit uporablja skladno z 8. poglavjem.

POGOJI ZA PREVOZ:

- **Temperatura:** -25 °C do +70 °C
- **Vlažnost:** Do 93-odstotne relativne vlažnosti brez kondenzacije
- **Tlak:** 500–1060 hPa

Če je bila naprava shranjena pri temperaturah izven navedenega delovnega območja, pred uporabo počakajte vsaj 30 minut, da se naprava prilagodi.

Sistem SmoothSkin Pure Fit zagotavlja neomejeno število utripov in je namenjen posameznemu uporabniku.

Ob upoštevanju priporočenih režimov je najkrajše pričakovano življenjsko obdobje 10 let.

Oznaka CE zagotavlja, da je naprava skladna z naslednjimi direktivami EU:

- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o izdelkih, povezanih z energijo 2009/125/ES.

Sistem SmoothSkin Pure Fit je skladen z najnovejšimi standardi in spremembami o elektromagnetni združljivosti, ki se nanašajo na gospodinjske in medicinske naprave. To so: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (izdaja 4.0), FCC CFR 47 del 15.107 & 15.109, ICES-003 različica 6.0

Sistem SmoothSkin Pure Fit je skladen z najnovejšimi varnostnimi standardi in spremembami, ki se nanašajo na gospodinjske in medicinske naprave.

To so: IEC 60335-1:2010 + spremembe, IEC 60335-2-23:2003 + spremembe, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (izdaja 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + spremembe, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + spremembe, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 in 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + spremembe

Za več podrobnosti stopite v stik s podjetjem CyDen Ltd.

ODLAGANJE (KONEC ŽIVLJENJSKE DOBE)

Izdelek morate odložiti na ločenem zbirališču za odpadno električno in elektronsko opremo, da zmanjšate nevarnosti za zdravje in okolje ter zagotovite, da se material reciklira. Znak OEEO na izdelku vas na to tudi opozarja.

Ласкаво просимо до SMOOTHSKIN PURE FIT

Вітання! Ви відкрили світ незрівнянної краси, гладкості та зручності. Приходьте і приєднуйтеся до розмови на www.smoothskin.com, де Ви можете знайти експертну консультацію та підтримку у Вашому догляді.

1. СИСТЕМА SMOOTHSKIN PURE FIT	157	9. ДАТЧИК КОЛЬОРУ ШКІРИ	177
2. ЯК ПРАЦЮЄ SMOOTHSKIN PURE FIT	158	10. ДАТЧИК КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ	180
3. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ	160	11. РЕЖИМИ SMOOTHSKIN PURE FIT	182
4. ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ТА ШКІРНІ РЕАКЦІЇ	167	12. ВИСОКОТОЧНА ГОЛІВКА	184
5. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ SMOOTHSKIN PURE FIT	169	13. ОЧИЩЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	186
6. ДЛЯ ЧОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ SMOOTHSKIN PURE FIT	172	14. ПОДОРОЖ ІЗ SMOOTHSKIN PURE FIT	186
7. ЧИ ПІДХОДИТЬ ВАМ	172	15. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ	187
8. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ SMOOTHSKIN PURE FIT	173	16. ГАРАНТІЯ	188
		17. ЕТИКЕТКИ ТА СИМВОЛИ	189
		18. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	191

1. СИСТЕМА SMOOTHSKIN PURE FIT

ВМІСТ УПАКОВКИ

Всередині упаковки SmoothSkin Pure Fit Ви знайдете наступне:


- Переносний пристрій і основний блок
- Шнур живлення
- Високоточна голівка
- Посібник користувача



2. ЯК ПРАЦЮЄ SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit призначений для того, щоб допомогти порушити цикл зростання волосся. Світлова енергія переноситься через поверхню шкіри і поглинається меланіном, присутнім у волоссяному стрижні. Поглинена світлова енергія перетворюється в теплову енергію (під поверхнею шкіри), яка блокує волосяні фолікули. Оброблене волосся природно випадає протягом від декількох днів до 1-2 тижнів.

Волосся зростає циклічно і проходить 3 особливі та послідовні фази. Обробка за допомогою інтенсивного імпульсного випромінювання є ефективною лише тоді, коли волосся знаходиться на певній фазі (Анаген - фаза росту). Не всі волоски знаходяться одночасно на одному етапі. Ось чому Ви повинні дотримуватися рекомендованого



режиму обробки з 12 тижневих процедур.

ЧОГО ОЧІКУВАТИ

Відразу після обробки Ви не повинні побачити жодних значних побічних ефектів від обробки (див. розділ 4 для отримання додаткової інформації про побічні ефекти).

У перші кілька тижнів після первинних процедур Ви все одно побачите зростання деяких волосків. Це, ймовірно, будуть волоски, які були пропущені під час обробки, тобто вони були в прихованому стані, а не на етапі росту (Анаген) під час обробки; коли інтенсивне імпульсне випромінювання є найбільш ефективним.

Близько шостого тижня у 12-ти тижневої програми обробки Ви повинні побачити зниження зростання волосся. Однак багато волосків можливо не були оброблені у фазі їх росту. Важливо продовжити щотижневі процедури.

Після проходження 12-ти тижневої програми Ви повинні побачити значне зменшення волосків на обробленому місці. Будь-які залишкові волоски повинні бути тонкішими і світлішими. Продовження щомісячних процедур або обробка по мірі необхідності повинні підтримувати зменшення небажаного волосся.

3. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ПРОТИПОКАЗАННЯ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit, якщо у Вас дуже темна шкіра. Датчик кольору шкіри, розташований поблизу вихідного вікна пристрою, визначить колір Вашої шкіри. Якщо датчик кольору шкіри визначить, що Ваша шкіра занадто темна для безпечного використання, це перешкодить роботі SmoothSkin Pure Fit.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit, якщо Ваша шкіра є штучно або природно засмаглою або обгоріла на сонці. Ваша шкіра може бути надчутливою після впливу сонця і особливо схильною до обгорання, утворення пухирів, знебарвлення або рубцювання, якщо Ви будете використовувати SmoothSkin Pure Fit. Зачекайте 1 тиждень, поки сонячний опік або засмага не зникне, перш ніж використовувати SmoothSkin Pure Fit.

ОБЕРІГАЙТЕ оброблені місця від впливу сонця. Почекайте принаймні 7 днів після обробки, перш ніж піддавати оброблену шкіру прямому сонячному світлу. Ваша шкіра може бути надчутливою після обробки SmoothSkin Pure Fit та особливо схильною до сонячного опіку. Нанесіть сонцезахисний крем (SPF 15 або більше) на оброблену ділянку або закрийте оброблену ділянку відповідним одягом.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit безпосередньо на сосках, статевих органах або навколо ануса. Ці області можуть мати більш темний колір шкіри та/або більш густе волосся. Використання пристрою у цих областях може спричинити дискомфорт/біль або травмувати (опік, знебарвлення або шрам) Вашу шкіру.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit, якщо у Вас в анамнезі є рак шкіри або передракові ураження (наприклад, родимі плями або велика кількість родимок)

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ на пухирях та шрамах.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit, якщо Ви вагітна, годуєте грудьми, оскільки цей пристрій не був перевірений на таких особах.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit на темно-коричневих або чорних ділянках, таких як родимі плями, родимки або бородавки в зонах, що Ви хочете обробити. Використання SmoothSkin Pure Fit може пошкодити Вашу шкіру або зробити існуючі умови гірше. Ви можете зазнати побічних ефектів, таких як опіки, пухири та кольорові зміни шкіри або рубці.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit, якщо у Вас є шкірне захворювання у місці оброблення, включаючи псоріаз, вітиліго, екзему, вугри, простий герпес або активні інфекції або рани.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit, якщо Вам немає 18 років, оскільки цей пристрій не був випробуваний на людях такого віку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКА ОЧЕЙ



SmoothSkin Pure Fit випромінює спалахи інтенсивного імпульсного світла. Пряме опромінення потенційно шкідливе для Ваших очей. Дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки.

УВАГА: Можлива травма очей (потенційно призводить до втрати зору) або шкіри, якщо інструкції не дотримуються. Прочитайте та дотримуйтеся інструкцій

Переносний пристрій може бути активовано (буде блимати) лише, якщо датчик кольору шкіри (поруч із вікном обробки) виявляє дійсні показники кольору шкіри та повністю контактує з місцем обробки. Однак:

НЕ ДИВІТЬСЯ безпосередньо в вікно обробки пристрою, коли систему підключено до електромережі і вона увімкнена.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ активувати систему у напрямку очей.

НЕ ОБРОБЛЯЙТЕ місця навколо очей (брови або вії). Неправильне використання може призвести до пошкодження очей. Захищайте очі від опромінення. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** прилад над повіками або близько до очей

Спробуйте активувати систему, **ТІЛЬКИ** коли передня частина пристрою знаходиться в хорошому контакті з ділянкою, яку Ви хочете обробити.

МИ РЕКОМЕНДУЄМО не дивитися на пристрій під час спалахів на шкірі.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

Як і у будь-якому електричному пристрої, необхідно вживати певні запобіжні заходи, щоб забезпечити безпеку.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ відкрити SmoothSkin Pure Fit, оскільки контакт з електричними деталями може бути небезпечним.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо SmoothSkin Pure Fit пошкоджений; наприклад, тріщина на пристрої, пошкодження кабелю (внутрішні дроти), тріснуте або розбите скло на пристрої тощо. Це може призвести до травми.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ біля ванн, душових, басейнів або інших ємностей, що містять воду. Якщо SmoothSkin Pure Fit стане вологим, його не слід використовувати.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо SmoothSkin Pure Fit стане неприємно гарячим на дотик. Це може вказувати, що пристрій пошкоджено.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ блок живлення або іншу деталь, крім тих, що йдуть в комплекті для використання з SmoothSkin Pure Fit. Це може пошкодити пристрій і призвести до припинення його роботи.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ активувати SmoothSkin Pure Fit на будь-якій поверхні, крім шкіри.

УВАГА ніяка модифікація цього обладнання не дозволена.

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit так, що буде важко відключити від електричної мережі.



ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо у Вас був пілінг шкіри в місці, яке Ви хочете обробити. Будь ласка, зачекайте 30 днів після пілінгу шкіри, перш ніж використовувати SmoothSkin Pure Fit.

Обробка засмаглої шкіри інтенсивним імпульсним світлом (IPL) може призвести до постійної гіперпігментації (потемніння) або гіпопігментації (освітлення) обробленої шкіри.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ на місцях, де у Вас є татування або перманентний макіяж.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо у Вас є чутливість до сонячного світла (фоточутливість) або Ви приймаєте ліки, що робить шкіру більш чутливою і спричиняє фоточутливість, наприклад, Ретин-А (Retin A), Аккутан (Accutane) та/або інші актуальні ретиноїди. Завжди перевіряйте інструкцію, яка поставляється з Вашим лікарським засобом, щоб побачити, чи відзначається фоточутливість, як побічний ефект. Використання SmoothSkin Pure Fit на світлочутливій шкірі може призвести до пошкодження шкіри, такого як набряки або пухири. Отримайте медичну консультацію до застосування приладу, оскільки використання може завдати шкоди шкірі.

Цей прилад не призначений для лікування захворювань. Для лікування таких вад, як родимки, висип на шкірі, свербіж шкіри, грибок або інфекції шкіри, шкірних пухирів або бородавок, необхідно отримати медичну консультацію.

SmoothSkin Pure Fit не слід використовувати на ділянках з будь-якими імплантатами або ботоксом.

SmoothSkin Pure Fit треба тримати у місці, недоступному для дітей, молодше 18 років. Діти не повинні

використовувати, грати, обслуговувати або чистити пристрій. Існує ряд потенційних ризиків - вплив світла, що викликає опіки або пошкодження очей, смерть від електричного струму, удушення від кабелів.

SmoothSkin Pure Fit треба зберігати подалі від домашніх тварин і шкідників, які можуть пошкодити пристрій. Потенційні ризики включають зниження функції та смерть від електричного струму.

SmoothSkin Pure Fit не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями. В іншому разі, особи, що відповідають за безпеку таких людей, повинні наглядати за процедурами використання або надати чіткі інструкції щодо безпечного та належного використання пристрою.

Скляний фільтр SmoothSkin Pure Fit - це важлива деталь, яка буде гарячою під час використання. **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** фільтра під час або безпосередньо після використання. Регулярно перевіряйте фільтр на наявність пошкодження. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** SmoothSkin Pure Fit, якщо фільтр тріснутий або відсутній.

Переконайтеся, що вікно обробки SmoothSkin Pure Fit є чистим та незасміченим. Будь-яке сміття на або навколо вікна обробки під час процедури може призвести до тимчасових змін шкіри, таких як почервоніння або набряк.



Скляний фільтр

УВАГА: Пошкодження шкіри може виникнути після тривалого або повторного поверхневого застосування на одному місці. Уникайте надмірного використання, яке включало надмірні проходи, укладання імпульсів та/або підвищену частоту використання

УВАГА: Не перевищуйте механізми безпеки, притаманні пристрою

НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ використання, зазначене в режимі обробки

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Видалення волосся лазерами або джерелами інтенсивного імпульсного світла може спричинити збільшення росту волосся деяких людей. На підставі наявних даних, групами найвищого ризику цієї реакції є жінки з середземноморськими, середньо-східними та південно-азіатськими рисами, які провели обробку на обличчі та шиї.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit на будь-якій області, де Ви можливо захочете, щоб волосся виросло знову.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Pure Fit на чоловічому обличчі, щелепі або шиї. Волосся в області чоловічої бороди занадто густе, і використання SmoothSkin Pure Fit у цих областях може призвести до пошкодження шкіри.

SmoothSkin Pure Fit не рекомендується використовувати на рудому, сивому, білому або світлому волоссі. SmoothSkin Pure Fit не є ефективним на волоссі цих кольорів.

4. ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ТА ШКІРНІ РЕАКЦІЇ

Використання SmoothSkin Pure Fit може призвести до побічних ефектів. У таблиці нижче зазначені відомі шкірні реакції, які можуть виникнути після використання SmoothSkin Pure Fit.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	ЯК ОЦІНИТИ ТА РЕАГУВАТИ
Слабкий біль/дискомфорт у місці обробки	Це очікувана реакція і це нормально для всіх процедур за допомогою інтенсивного імпульсного випромінювання. Ви можете продовжувати користуватися пристроєм, як зазначено в інструкції, і біль повинен зменшитись з подальшим використанням.
Відчуття тепла або поколювання під час обробки, що зазвичай зникають через кілька секунд або хвилину і зменшуються з подальшим використанням.	Це очікувана реакція і це нормально для всіх процедур за допомогою інтенсивного імпульсного випромінювання. Ви можете продовжувати використовувати пристрій, як зазначено.
Свербіж у зоні обробки	Це досить поширена реакція для процедур за допомогою інтенсивного імпульсного випромінювання і повинна зникнути після короткого періоду. Ви можете продовжувати використовувати пристрій, як зазначено. Не розчісуйте це місце.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	ЯК ОЦІНИТИ ТА РЕАГУВАТИ
Почервоніння шкіри під час або після обробки, яке зникає протягом декількох хвилин.	Це очікувана реакція і це нормально для всіх процедур за допомогою інтенсивного імпульсного випромінювання. Ви можете продовжувати користуватися пристроєм, як зазначено в інструкції після того, як почервоніння шкіри зникне.
Почервоніння шкіри, яке не зникає протягом декількох хвилин і триває 24-48 годин.	Негайно припиніть користуватися пристроєм та зверніться до свого лікаря, перш ніж використовувати його знову.
Біль або дискомфорт, який є інтенсивним під час обробки або зберігається після обробки.	Негайно припиніть користуватися пристроєм та зверніться до свого лікаря, перш ніж використовувати його знову.

У ДУЖЕ РІДКІСНИХ ВИПАДКАХ	ЯК ОЦІНИТИ ТА РЕАГУВАТИ
Набряк і почервоніння, які не зникають протягом двох-трьох днів.	Негайно припиніть користуватися пристроєм та зверніться до свого лікаря, перш ніж використовувати його знову.
Тимчасові зміни кольору шкіри (освітлення або потемніння).	Якщо колір Вашої шкіри змінився, негайно припиніть користуватися пристроєм та зверніться до лікаря.
Пухирі, рубцювання або опіки шкіри.	Негайно припиніть користуватися пристроєм та зверніться до свого лікаря, перш ніж використовувати його знову. Прикладіть холодний пакет до цього місця. Обробіть антисептиком або кремом від опіків.

У клінічному дослідженні 50 суб'єктів, кожен суб'єкт отримав 12 тижневих процедур. Зареєстровані побічні ефекти:

- Свербіж - чотири суб'єкти зазнали легкого свербіжу після обробки.
- Невелике почервоніння - це було повідомлено 1 суб'єктом.
- Слабке відчуття печіння - п'ять суб'єктів повідомили про легкий дискомфорт після обробки.
- Волосся, що востає, - один суб'єкт повідомив, що волосся почало вrostати після обробки.
- Почервоніння волосяного фолікула - один суб'єкт повідомив про червону пляму на місці обробки.

У всіх випадках оброблена шкіра повернулася до норми протягом 7 днів.

5. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit призначений для постійного зменшення небажаного волосся.

Клінічне випробування було проведено для оцінки як безпеки, так і ефективності SmoothSkin Pure Fit. Основними елементами клінічного випробування були:

Всі процедури виконувалися операторами, які не мали медичної підготовки, в одному місці, використовуючи пристрої, ідентичні SmoothSkin Pure Fit, надані у цьому пакеті;

Всі суб'єкти повинні були заповнити анкети, пов'язані з їх загальним здоров'ям, а ті, кому не можна було проводити обробку, наприклад, ті, хто мав одне або більше протипоказань, зазначених у розділі 3 цього посібника користувача, були виключені. Крім того, всі суб'єкти зобов'язані були надати інформовану згоду відповідно до міжнародних вимог клінічних випробувань;

Всього 53 жінки, у віці від 19 до 45 років, приймали участь у випробуванні;

Три жінки залишили випробування під час періоду обробки з особистих причин. Жодна жінка не залишила випробування через проблеми, пов'язані з використанням SmoothSkin Pure Fit;

Кожна жінка отримала 12 тижневих процедур на обраних місцях їх тіл. Типова обробка складалася з гоління, а потім використання SmoothSkin Pure Fit, дотримуючись процесу, який зазначено у розділі 8, крок 3 цього посібника користувача;

Визначення кількості волосся використовувалось для вимірювання зміни кількості волосся через 6 та 12 місяців після останньої обробки. Волосся на ділянках обробки рахувалися через фотозйомку з високою роздільною здатністю, а різниця у кількості волосся розраховувалась, як зміна у відсотках;

При використанні, як зазначено, учасники клінічних випробувань показали в середньому на 44% менше волосся через 6 місяців після останньої обробки та на 36% менше волосся через 12

місяців після останньої обробки у порівнянні з підрахунками кількості волосся, зробленими до обробки (див. таблицю нижче). Фактичні результати різнилися від людини до людини;

SMOOTHSKIN PURE	
Кількість суб'єктів за 6 місяців після обробки	50
Зменшення волосся за 6 місяців після обробки	43.9%
Кількість суб'єктів за 12 місяців після обробки	33
Зменшення волосся за 12 місяців після обробки	36.0%
% суб'єктів мали успіх (> 30% зменшення волосся) на всіх областях тіла за 12 місяців після обробки. Успіх суб'єкта визначається, як більше ніж 30% зменшення волосся на всіх ділянках лікування за 12 місяців.	66.7%

Частота побічних ефектів під час клінічного випробування була мінімальною (як зазначено у розділі 4 вище), і більшість суб'єктів (48 з 50) порекомендували б SmoothSkin Pure Fit своїм друзям.

6. ДЛЯ ЧОГО ПРИЗНАЧЕН SMOOTHSKIN PURE FIT

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

SmoothSkin Pure Fit призначений для постійного зменшення небажаного волосся.


7. ЧИ ПІДХОДИТЬ ВАМ

ДІЛЯНКИ ТІЛА

SmoothSkin Pure Fit підходить для використання на волоссі тіла та жіночому обличчі під лінією щік.

КОЛІР ШКІРИ


SmoothSkin Pure Fit підходить для використання на світлих, середніх та темних кольорах шкіри до і включаючи кольору шкіри № 5.



SmoothSkin Pure Fit включає датчик кольору шкіри, який вимірює колір шкіри та запобігає використанню, якщо колір Вашої шкіри занадто темний.

КОЛІР ВОЛОССЯ

SmoothSkin Pure Fit підходить для використання на природно-чорному або каштановому волоссі. Він не може бути настільки ж ефективним на білому, сивому або рудому волоссі..



8. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ SMOOTHSKIN PURE FIT

УВАГА: Дотримуйтесь кожного кроку у процесі обробки, переконавшись, що Ви виконуєте всі аспекти кожного кроку, перш ніж переходити до наступного. .

КРОК 1: ПІДГОТУЙТЕ МІСЦЕ, ЯКЕ ПОТРІБНО ОБРОБИТИ

Видаліть все видиме волосся за допомогою гоління. Переконайтеся, що немає ніякого волосся над поверхнею шкіри, оскільки це може призвести до пошкодження. Це також перешкоджає сміттю покривати передню частину Вашого пристрою.

Помийте місце обробки та промокніть. Пам'ятайте, не використовуйте будь-які гелі або креми з цим пристроєм!

КРОК 2: ТЕСТ НА АЛЕРГІЧНУ РЕАКЦІЮ

Перед першою обробкою на кожній новій ділянці тіла, ми РЕКОМЕНДУЄМО перевірити Вашу шкіру в цій області на реакцію на SmoothSkin Pure Fit.

Область для проведення проби повинна бути приблизно 3см x 2см за розміром (достатньо 2 спалахи, нанесених на шкіру поруч). Дотримуйтесь кроку 3 для обробки місця.

Зачекайте 24 години після проведення пробного тесту, щоб переконатися, що Ваша шкіра підходить для обробки, і немає несприятливої реакції на світлову енергію. Якщо немає реакції через 24 години, Ви можете обробити область навколо того місця, де проводили пробний тест. Область для проведення пробного тесту НЕ повинна повторно оброблятися хоча б 1 тиждень.




КРОК 3: ОБРОБКА ЗА ДОПОМОГОЮ SMOOTHSKIN PURE FIT

А) Підключіть блок живлення в електричну розетку. Вентилятор почне працювати і датчик кольору шкіри загориться синім кольором, показуючи, що пристрій включений.

ПЕРЕРВА РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ

Коли пристрій залишається "неактивним", тобто, якщо не натискати ніякі кнопки протягом 10 хвилин, тоді пристрій перейде до режиму ОЧІКУВАННЯ, а світло датчику контакту зі шкірою вимкнеться. Щоб повернутися до режиму ГОТОВНОСТІ для обробки, натисніть кнопку режиму.




Б) Натисніть пристроєм на місце, яке хочете обробити, переконавшись, що датчик кольору шкіри контактує зі шкірою - SmoothSkin Pure Fit не буде працювати, якщо датчики контакту зі шкірою не повністю контактують зі шкірою. Якщо датчик кольору шкіри виявляє дійсний колір шкіри, то на панелі живлення відображається попередньо встановлена вихідна потужність.

В) Натисніть пускову кнопку. Пристрій засвітиться і Ви відчуєте тепло

Г) Перемістіть пристрій до наступного місця обробки та повторіть. Пристрій повинен перезаряджатися між спалахами.

Д) Переконайтеся, що ВСЯ ОБЛАСТЬ була оброблена, але **НЕ ПЕРЕКРИВАЙТЕ** імпульси обробки.



КРОК 4: ВАШ ГРАФІК ОБРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ SMOOTHSKIN PURE FIT

Для досягнення оптимальних результатів треба використовувати SmoothSkin Pure Fit щотижня протягом 12 тижнів, доки не будуть оброблені всі фолікули.

Після первинної фази обробки (12 тижнів обробки) ми рекомендуємо використовувати SmoothSkin Pure Fit один раз на місяць або по мірі необхідності, щоб підтримувати результати.

КРОК 5: ВИМКНЕННЯ SMOOTHSKIN PURE FIT

Коли обробку закінчено, SmoothSkin Pure Fit треба витягти з блоку живлення і електричної розетки.

Дивіться розділ 13 для більш детального опису, як найкраще доглядати за Вашим SmoothSkin Pure Fit.



9. ДАТЧИК КОЛЬОРУ ШКІРИ

Датчик кольору шкіри виявляє колір Вашої шкіри і встановлює правильний рівень вихідної потужності. Якщо Ваша шкіра занадто темна для обробки SmoothSkin Pure Fit, датчик кольору шкіри виявить це та завадить використовувати пристрій. ЧЕРВОНЕ світло загориться на панелі живлення, якщо Ваша шкіра занадто темна.

Статус датчика кольору шкіри можна побачити на панелі живлення, розташованій з обох сторін пристрою. Якщо виявлено дійсний колір шкіри, на панелі живлення загориться БІЛЕ світло. Кількість вогників буде залежати від Вашого кольору шкіри.

ПАНЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ



Менше вогників = темніша шкіра та менша потужність

Більше вогників = світліша шкіра та більша потужність

ШКІРА ЗАНАДТО ТЕМНА
ОБРОБКА НЕМОЖЛИВА
1 ЧЕРВОНИЙ ВОГНИК



ТЕМНА ШКІРА
НАЙМЕНША ПОТУЖНІСТЬ
1 ВОГНИК



СВІТЛА ШКІРА
НАЙВИЩА ПОТУЖНІСТЬ
10 ВОГНИКІВ



Кількість світлової енергії для кожного налаштування пристрою у режимі живлення (залежно від кольору шкіри) наведено в таблиці нижче.

Кількість вогників на панелі живлення	Максимальна енергія (Дж/см ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Цей повний контакт зі шкірою забезпечує найкращі результати, тому що вся світлова енергія, що виходить з пристрою, досягає області обробки.

10. ДАТЧИК КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ

SmoothSkin Pure Fit має датчик контакту зі шкірою, який перевіряє контакт з Вашою шкірою перед кожним спалахом, переконуючись, що пристрій може безпечно працювати! Таким чином, пристрій відповідає найсуворішим нормам безпеки.

Датчик контакту зі шкірою також гарантує, що Ви отримаєте найкращі результати від Вашого пристрою. Датчик повинен бути у повному контакті із зоною обробки, щоб пристрій міг спалахувати.

Цей повний контакт зі шкірою означає, що вся світова енергія, що виходить з пристрою, досягає області обробки, щоб забезпечити найкращі результати.

Якщо пристрій буде не у повному контакті із зоною обробки, пристрій не буде спалахувати. Спробуйте налаштувати розташування пристрою так, щоб забезпечити повний контакт, особливо на більш незручних областях, таких як руки та гомілки.



11. РЕЖИМИ SMOOTHSKIN PURE FIT

Ви можете обробляти своє тіло, використовуючи будь-який з трьох режимів обробки SmoothSkin Pure Fit:



**Потужний режим -
немає індикатора**



**М'який режим –
Індикатор увімкнений**



**Швидкий режим –
Індикатор увімкнений**

Потужний режим - це налаштування найвищої потужності пристрою. Потужний режим дає найкращі результати, оскільки він використовує максимально можливу потужність для Вашого унікального кольору шкіри. Цей режим особливо добре працює на місцях, в яких важко провести видалення, де волосся, як правило, є більш щільним, таких як пахви та бікіні.

М'який режим може бути використаний, якщо потужний режим буде незручним для Вас або трохи болісним. Експлуатація пристрою в м'якому режимі зменшить вихідну потужність, і Ви помітите менше вогників на панелі живлення, при застосуванні на шкірі.

Швидкий режим - це найшвидший режим, а отже, найнижчий режим потужності. Режим швидкості найкраще підходить для обробки більших областей, де волосся менш щільне (таких як руки або ноги), і де Ви хочете швидко рухатися вздовж області обробки. Він також може бути використаний, як профілактичний режим, щоб не допускати відновлення зростання волосся після первинного режиму обробки.

Початковим при вмиканні пристрою є потужний режим. Ви можете переключатися між трьома режимами, натискаючи кнопку режиму, яка знаходиться під основною пусковою кнопкою.

В будь-якому з цих режимів Ви також можете вибрати, чи використовувати метод плавного руху або метод штапу.

Метод штапу рекомендується для невеликих ділянок, таких як пахви та бікіні. Помістіть пристрій на шкіру, натисніть та відпустіть пускову кнопку. Приберіть зі шкіри перед повторним застосуванням до наступної області обробки.

Метод плавного руху рекомендується для більших областей, таких як ноги. Помістіть пристрій на шкіру, утримуйте пускову кнопку (натискайте безперервно), потім ковзайте пристроєм по шкірі між спалахами.

Переміщайте пристрій рівномірним рухом, що гарантує дає повне покриття без часткового накладення або пропущених місць.

Пускова кнопка



Кнопка режиму

12. ВИСОКОТОЧНА ГОЛІВКА

SmoothSkin Pure Fit поставляється зі зйомною високоточною голівкою, яка ідеально підходить для менших, складних областей (таких, як верхня губа, пальці рук та ніг). Це має перевагу надання Вам ще більшої гнучкості під час кожної обробки.

Використання високоточної голівки трохи сповільнить пристрій, тому ми рекомендуємо використовувати її лише за необхідності, щоб забезпечити максимально швидку обробку.



Високоточна голівка просто прикріплюється до передньої частини Вашого пристрою через внутрішній магніт всередині передньої частини основного пристрою. Цей магніт утримує голівку на місці, коли Ви обробляєте область. Просто відкріпіть або повторно встановіть голівку залежно від того, яку область Ви обробляєте.


Якщо високоточна голівка пошкоджена або відсутні будь-які частини (наприклад, магніт або відбивач), то **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** голівку.

Переконайтеся, що високоточну голівку розміщено у правильному напрямку (логотип зверху).

Якщо високоточна голівка стає незручно гарячою під час використання, тоді припиніть обробку, поки вона не охолоне.

Дотримуйтесь усіх правил БЕЗПЕКИ ОЧЕЙ (розділ 3), коли високоточна голівка встановлена.

Дотримуйтесь інструкцій очищення (розділ 13) високоточної голівки.



13. ОЧИЩЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

Після обробки завжди вимикайте SmoothSkin Pure Fit, відключивши блок живлення від пристрою і від електричної розетки.

Після використання, пристрій, датчики кольору шкіри та вікно обробки треба перевірити на наявність пошкодження та витерти сухою безворсовою тканиною.

УВАГА: Скляний фільтр може стати гарячим під час використання. **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** і **НЕ ОЧИЩУЙТЕ** фільтр, принаймні 5 хвилин після використання, щоб він охолонув.

НІКОЛИ не використовуйте воду або інші очисні рідини, оскільки вони можуть пошкодити пристрій, що веде до потенційної небезпеки травмування.

Щоб забезпечити максимальну продуктивність Вашого SmoothSkin Pure Fit, особливо важливо зберігати передню частину пристрою та відбивача від бруду, волосся або іншого сміття. Передню частину пристрою можна очистити за допомогою злегка вологої тканини.

Зберігайте SmoothSkin Pure Fit в прохолодному, сухому місці. Переконайтеся, що вікно обробки та датчик кольору шкіри на пристрої захищені від пошкоджень.

Регулярно перевіряйте пристрій (включаючи шнури) на наявність видимих ознак пошкодження. У разі пошкодження або тріщин, припиніть використання пристрою. Щоб запобігти ризикам удущення або спотикання, завжди витягайте пристрій з розетки, коли не користуєтесь.

14. ПОДОРОЖ ІЗ SMOOTHSKIN PURE FIT

Блок живлення SmoothSkin Pure Fit є універсальним і буде працювати з усіма загальноприйнятими джерелами живлення. Якщо у Вас є відповідний адаптер для кабельної вилки, SmoothSkin Pure Fit буде працювати, як звичайно.

15. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Індикатори на панелі живлення збоку пристрою не світяться, коли він притиснутий до шкіри.	Переконайтеся, що блок живлення підключений. Переконайтеся, що пристрій знаходиться у режимі ГОТОВНОСТІ (натисніть кнопку Очікування/Готово). Переконайтеся, що датчики контакту зі шкірою повністю притиснуті до шкіри. Переконайтеся, що датчик кольору шкіри повністю притиснутий до шкіри.
Коли пристрій притиснутий до шкіри, перший індикатор живлення на пристрої підсвічується ЧЕРВОНИМ кольором, і SmoothSkin Pure Fit не працює.	Область, яку Ви намагаєтесь обробити, занадто темна для обробки. SmoothSkin Pure Fit включає в себе інтелектуальний датчик кольору шкіри, який автоматично виявляє колір Вашої шкіри та вибирає оптимальне налаштування обробки. Через природу технології інтенсивного імпульсного випромінювання, SmoothSkin Pure Fit підходить не для всіх і не може обробляти дуже темну шкіру.
Індикатори на панелі живлення збоку пристрою, включаючи червоний, увімкнені або блимають незнайомим чином.	SmoothSkin Pure Fit відобразить будь-які повідомлення про помилки через комбінації світла на панелі живлення на пристрої. Це вказує на те, що з пристроєм виникла несправність. Перестаньте використовувати пристрій та відвідайте веб-сайт для отримання подальшої інформації.
Основний прилад SmoothSkin Pure Fit, вікно обробки, блок живлення або кабель пошкоджені, розбиті, тріснулі або мають дефект.	НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад. Якщо у Вас є будь-які сумніви про безпеку SmoothSkin Pure Fit або Ви підозрюєте, що він будь-яким чином пошкоджений, не слід використовувати його. Потрібно відвідати веб-сайт для отримання додаткової інформації.

16. ГАРАНТІЯ

Ми надаємо 2-річну гарантію на продукт, починаючи з дати придбання. Протягом гарантійного періоду ми будемо безкоштовно перевіряти недоліки матеріалів або якості та замінювати увесь пристрій на наш розсуд.

Ця гарантія поширюється на кожну країну, де цей пристрій постачається компанією "CyDen" або призначеним нею дистриб'ютором.

Ця гарантія не покриває пошкодження через неналежне використання, нормальний знос, а також дефекти, які мають незначний вплив на вартість або експлуатацію приладу. Гарантія стає недійсною, якщо ремонт проводиться неавторизованими особами, і якщо не використовуються оригінальні деталі SmoothSkin Pure Fit. Щоб отримати обслуговування протягом гарантійного періоду, відвідайте наш веб-сайт: www.smoothskin.com

17. ЕТИКЕТКИ ТА СИМВОЛИ

	Робоча частина тип BF		Символ дотримання норм і стандартів Австралії
	Обладнання класу II		Термін екологічно безпечного використання згідно Директиви щодо обмеження використання небезпечних речовин для Китаю
	Дотримуйтесь інструкцій для використання		Попередження, що оптичне випромінювання від пристрою може спричинити травму очей
	Символ утилізації відходів виробництва електричного та електронного устаткування (WEEE) Європейського Союзу		Символ дотримання норм і стандартів у вигляді трилисника для України
	Європейське маркування відповідності		Відповідність правилу електромагнітної сумісності (EMC) Федеральної комісії зв'язку (FCC) для Північної Америки
	Тримати у сухому місці		

ЗАЯВА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ (FCC):

ПРИМІТКА: Це обладнання було перевірене та відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В, відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливого втручання в установку пристрою в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо воно не встановлене та не використовується відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливе втручання до радіозв'язку. Однак немає гарантії, що втручання не відбудеться в конкретній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливе втручання до радіо або телевізійного прийому, яке можна визначити, включаючи та виключаючи обладнання, користувачу пропонується спробувати виправити перешкоди одним або декількома з наступних заходів:

- Змінити напрямок або перемістити приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до іншої розетки, відмінну від тої, до якої ввімкнено приймач.
- Зв'яжіться з дилером або досвідченим радіо/теле-техніком за допомогою.

18. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SmoothSkin Pure Fit – це фільтрована широкосмугова система з інтенсивним імпульсним випромінюванням з наступними технічними характеристиками:

- **Частота повторення:** Вручну імпульс повторюється кожні 0,45-1 секунди (залежить від налаштування обробки),
Безперервна операція
- **Довжина пульсу:** Вільний розряд повної ширини на рівні половинної амплітуди = 2.0мс
- **Максимальна оптична вихідна потужність:** 3-6Дж/см²
- **Довжина хвилі:** 510-1100нм
- **Вхідна потужність:** 100–240В[~], 50/60Гц,1.7-0.91А
- **Діапазон робочих температур:** Між 5°C і 40°C
- **Робоча вологість:** До 93% відносної вологості без конденсації
- **Робочий тиск:** Від 700гПа до 1060гПа
- **Зона обробки (розмір місця):** 3 см² (30мм x 10 мм)

Площа безпосередньо навколо вікна обробки класифікується як робоча частина, і може досягти максимальної температури 60 град.С. Переконайтеся, що SmoothSkin Pure Fit використовується, як вказано в розділі 8.

ТРАНСПОРТНІ УМОВИ:

- **Температура:** Від -25°C до +70°C
- **Вологість:** До 93% відносної вологості без конденсації
- **Тиск:** Від 500гПа до 1060гПа

Якщо пристрій зберігається при температурі за межами зазначеного робочого діапазону, то, будь ласка, дозвольте пристрою пристосуватися до акліматизації принаймні 30 хвилин до використання.

SmoothSkin Pure Fit має необмежену кількість спалахів і призначений для одного користувача.

Мінімальний очікуваний термін служби становить 10 років, якщо дотримуватись рекомендацій.

Маркування CE засвідчує, що цей прилад відповідає наступним Директивам ЄС:

- Директива щодо обладнання з низькою напругою 2014/35/ЄС
- Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС
- Директива щодо продуктів, пов'язаних з виробництвом електричної енергії 2009/125/ЄС.

SmoothSkin Pure Fit відповідає новітнім стандартам та поправкам Правил електромагнітної сумісності (EMC), що застосовуються до побутових та медичних приладів. Це: EN (Європейська норма) 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC (Міжнародна електротехнічна комісія) 60601-1-2:2014 (видання 4.0), FCC CRF (Кодекс федеральних правил Федеральної комісії зв'язку) 47 частина 15.107 і 15.109, ICES (Стандарт обладнання, що викликає радіоперешкоди)-003 видання 6.0

SmoothSkin Pure Fit відповідає останнім стандартам та поправкам безпеки, що застосовуються до побутових та медичних приладів.

Це: IEC (Міжнародна електротехнічна комісія) 60335-1:2010 + стандарт Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (видання 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA (Канадська асоціація стандартів) - C22.2 N° 60601-1:2008 і 2014, ANSI/AAMI ES (Національний інститут стандартизації США/Асоціація по просуванню медичної техніки ЄС) 60601-1:2005 + Ams

Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з компанією CyDen Ltd.

УТИЛІЗАЦІЯ (КІНЕЦЬ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ)

Для того щоб звести до мінімуму небезпеки для здоров'я та навколишнього середовища та забезпечити переробку матеріалів, цей продукт повинен бути утилізований у окремому контейнері для відходів електричного та електронного обладнання. Символ утилізації відходів виробництва електричного та електронного устаткування (WEEE) позначений на продукті, щоб нагадати Вам.

AČIŪ, KAD ĮSIGIJOTE „SMOOTHSKIN PURE FIT“

Sveikiname! Atvėrėte duris į neprilygstamo grožio, lygumo ir patogumo pasaulį. Junkitės prie pokalbio www.smoothskin.com. Čia rasite ekspertų patarimų ir gausite pagalbą visos procedūros metu.

1. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ SISTEMA	195	9. ODOS ATSPALVIO JUTIKLIS	214
2. KAIP VEIKIA „SMOOTHSKIN PURE FIT“?	196	10. ODOS SĄLYČIO JUTIKLIS	217
3. SVARBI SAUGOS INFORMACIJA	198	11. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ REŽIMAI	219
4. GALIMAS PAVOJUS, ŠALUTINIS POVEIKIS IR ODOS REAKCIJOS	205	12. TIKSLAUS ŠALINIMO GALVUTĖ	221
5. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ NAUDOJIMO PRIVALUMAI	207	13. VALYMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS	223
6. KAM SKIRTAS „SMOOTHSKIN PURE FIT“?	209	14. KELIAVIMAS SU „SMOOTHSKIN PURE FIT“	223
7. TINKAMUMAS	209	15. TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS	224
8. KAIP NAUDOTI „SMOOTHSKIN PURE FIT“	210	16. GARANTIJA	225
		17. ŽYMĖS IR SIMBOLIAI	226
		18. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	228

1. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ SISTEMA

PAKUOTĖS TURINYS

„SmoothSkin Pure Fit“ pakuotėje rasite:

- Rankinis prietaisas ir elektros tiekimo elementas
- Elektros tiekimo laidas
- Tikslaus šalinimo galvutė
- Naudotojo vadovas



2. KAIP VEIKIA „SMOOTHSKIN PURE FIT“?

„SmoothSkin Pure Fit“ sustabdo plaukų augimo ciklą. Šviesos energija perduodama odos paviršiumi, ją sugeria plauko stiebe esantis melaninas. Sugertos šviesos energija paverčiama šilumos energija (po odos paviršiumi), kuri neutralizuoja plauko folikulą. Prietaisu apšviesti plaukeliai savaime nukris per procedūrų kursą, trunkantį nuo kelių dienų iki 1–2 savaičių.

Plaukų augimas yra cikliškas ir vyksta trimis skirtingais, vienas po kitos einančiais etapais. IPL procedūra yra efektyvi tik tam tikru vienu etapu (jei tiksliau, tai per anageno augimo fazę). Ne visi plaukai auga tuo pačiu metu per tą patį etapą. Todėl turėsite laikytis rekomenduojamo 12 savaičių procedūrų režimo.



KO TIKĖTIS

Iškart po procedūros neturėtumėte pastebėti jokio reikšmingo šalutinio poveikio (daugiau informacijos apie šalutinį poveikį rasite 4 skyriuje).

Pirmomis savaitėmis vis dar augs šiek tiek plaukų po pradinių procedūrų. Nėra ko nerimauti, nes tai tikriausiai yra tie plaukeliai, kurie nebuvo įrenginio paveikti procedūrų metu, kai IPL veikia efektyviausiai, t. y. jie nebuvo augimo (anageno) fazėje.

Praėjus maždaug 6 iš 12 procedūrų programos savaičių turėtumėte pastebėti plaukų augimo sumažėjimą. Tačiau daugelis plaukų vis dar gali būti nepaveikti augimo fazėje. Svarbu tęsti kas savaitines procedūras.

Po 12 savaičių programos plaukų kiekis procedūrų srityje turi ženkliai sumažėti. Likę plaukai turi būti smulkesni ir šviesesnės spalvos. Tęsdami procedūras kas mėnesį arba tada, kada reikia, palaikysite nepageidaujamų plaukų kontrolę.

3. SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

KONTRAINDIKACIJOS

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“ jei jūsų oda labai tamsi. Prie procedūrų langelio esantis odos atspalvio jutiklis nustatys jūsų odos atspalvį. Odos atspalvio jutikliui nustačius, kad jūsų oda yra per tamsi, kad būtų galima saugiai naudoti prietaisą, „SmoothSkin Pure Fit“ naudoti nebus galima.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“, jei jūsų oda dirbtinai ar natūraliai įdegė arba nudegė saulėje. Jūsų oda gali būti itin jautri po nudegimų saulėje ir ypač imli pašaliniam „SmoothSkin Pure Fit“ procedūros poveikiams, tokiems kaip nudegimai, pūslelių susidarymas, spalvos pasikeitimas ar randų atsiradimas. Prieš naudodami „SmoothSkin Pure Fit“, palaukite 1 savaitę, kol nudegimai ar įdegis išnyks.

SAUGOKITE vietas, kuriose atlikote procedūrą, nuo saulės. Palaukite mažiausiai septynias dienas po procedūros, kad oda vėl priprastų prie tiesioginių saulės spindulių. Po „SmoothSkin Pure Fit“ procedūros jūsų oda gali būti ypač jautri ir gali lengvai nudegti. Išėpkite vietą, kurioje atlikote procedūrą losjonu nuo saulės (SPF 15 ar didesnės apsaugos) arba uždenkite tinkamais drabužiais.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“ tiesiogiai ant spenelių, lytinių organų ar aplink išangę. Šiose vietose gali būti tamsesnė odos spalva ir (arba) didesnis plaukuotumas. Prietaiso naudojimas šiose vietose gali sukelti diskomfortą / skausmą arba odos pažeidimus (nudeginimus, spalvos pakitimus ar randus).

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“, jei anksčiau sirgote odos vėžiu arba turite priešvėžinių pakitimų (pavyzdžiui, hemangiomą arba daug apgamų).

NENAUDOKITE ant pūslių ir randų.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“, jei esate nėščia arba maitinate krūtimi, nes prietaisas nebuvo išbandytas su šiais asmenimis.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“ ant tamsiai rudų ar juodų dėmių, tokių kaip dėmės, apgamai ar karpos, toje vietoje, kurioje norite atlikti procedūrą. Naudodami „SmoothSkin Pure Fit“, galite pakenkti savo odai arba pabloginti odos ligas. Gali pasireikšti šalutinis poveikis, pavyzdžiui, nudegimai, pūslelės ir odos spalvos pakitimai ar randai.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“, jei srityje, kurioje norite taikyti procedūrą, turite kokių nors odos ligų, įskaitant psoriažę, vitiligo, egzemą, spuogus, paprastą pūslelinę arba aktyvias infekcijas ar žaizdas.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“, jei jums nėra 18-os, nes prietaisas nebuvo išbandytas su šiais asmenimis.

ĮSPĖJIMAI AKIŲ SAUGUMAS



„SmoothSkin Pure Fit“ žybcioja intensyviais šviesos impulsais. Tiesioginiai spinduliai gali pakenkti jūsų akims. Vadovaukitės toliau pateiktomis saugumo priemonėmis.

ĮSPĖJIMAS. Jei nesilaikysite instrukcijų, galite susižaloti akis (ir galimai prarasti regėjimą) arba pažeisti odą. Perskaitykite ir vykdykite instrukcijas.

Rankinis prietaisas gali būti aktyvuotas (skleisti blyksnius), jei odos atspalvio jutiklis (šalia procedūrų langelio) užfiksuoja tinkamą odos atspalvio parametną ir liečiasi su vieta, kurioje atliekama procedūra. Tačiau:

NEŽIŪRĖKITE tiesiai į rankinio prietaiso procedūrų langelį, kai į sistemą tiekiamas elektros maitinimas ir kai prietaisas yra įjungtas.

NEBANDYKITE aktyvuoti sistemos (įjungti blyksnius), nukreipę į akį.

NENAUDOKITE vietoms aplink akis (antakiams arba blakstienoms). Netinkamai naudodami, gali pakenkti akims, todėl saugokite jas nuo poveikio. **NENAUDOKITE** prietaiso ant akių vokų ar arti akių

Bandykite aktyvinti sistemą (įjungti blyksnius) TIK tada, kai rankinio prietaiso priekis gerai susiliečia su sritimi, kuriai norite atlikti procedūrą.

REKOMENDUOJAME žiūrėti tolyn nuo rankinio prietaiso, kai jis blykčioja į odą.

ELEKTRINIS IR GAISRINIS SAUGUMAS

Kaip ir su kiekvienu elektriniu prietaisu reikia laikytis tam tikrų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas saugumas.

NEBANDYKITE atidaryti „SmoothSkin Pure Fit“ korpuso, nes gali sužeisti pavojingi elektriniai komponentai.

NENAUDOKITE, jei „SmoothSkin Pure Fit“ yra pažeistas, pavyzdžiui, suskilęs rankinis prietaisas, pažeistas kabelis (matosi vidiniai laidai), suskilęs ar sudaužytas rankinio prietaiso stiklas ir t. t. Galite susižeisti.

NENAUDOKITE prietaiso netoli vonios, dušo, kriauklės ir kitų talpyklų, kuriose yra vandens. Nenaudokite „SmoothSkin Pure Fit“, jei jis sušlapo.

NENAUDOKITE, jei „SmoothSkin Pure Fit“ tiek įkaista, kad jį tampa nepatogu paliesti. Tai gali reikšti, kad prietaisas yra pažeistas.

NAUDOKITE tik elektros tiekimo ir kitas dalis, parduodamas kartu su „SmoothSkin Pure Fit“, kitaip galite apgadinti prietaisą, jis gali nustoti veikęs.

NEBANDYKITE aktyvuoti (blyksinti) „SmoothSkin Pure Fit“ ne ant odos.

ĮSPĖJIMAS Neleidžiama keisti įrangos.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“ taip, kad būtų sunku atjungti nuo elektros tinklo.

BENDRA SAUGA

NENAUDOKITE, jei jums buvo atlikta odos šveitimo procedūra toje vietoje, kurioje norite atlikti procedūrą. Palaukite 30 dienų po odos šveitimo prieš atlikdami procedūrą su „SmoothSkin Pure Fit“.

Gydant įdegusią odą intensyviaisiais šviesos impulsais (IPL), gali atsirasti nuolatinė gydomos odos hiperpigmentacija (patamsėjimas) arba hipopigmentacija (pašviesėjimas).

NENAUDOKITE prietaiso ant tatuiruočių, taip pat vietose, kurios buvo dažytos permanentiniu makiažu.



NENAUDOKITE, jei jautriai reaguojate į saulės šviesą (esate jautrūs šviesai) arba naudojate medikamentus, dėl kurių oda tampa jautresnė ir sukeliamas jautrumas šviesai, pvz., „Retin A“, „Accutane“ ir (arba) kitus lokaliuosius retinoidus. Jeigu jūs vartojate medikamentus, visada perskaitykite instrukcijas, kad sužinotumėte, ar jautrumas šviesai yra įvardijamas kaip šalutinis poveikis. Naudodami „SmoothSkin Pure Fit“ ant šviesai jautrios odos, galite jai pakenkti, pavyzdžiui, oda gali patinti ar atsirasti pūslės. Prieš naudodami prietaisą, kreipkitės į gydytoją, nes naudojimas gali pakenkti odai.

Prietaisas nėra skirtas sveikatos sutrikimams gydyti. Reikia kreiptis į gydytoją dėl apgamų, odos išbėrimo, niežėjimo, grybelio ar infekcijos, odos nelygumų ar žymių.

„SmoothSkin Pure Fit“ negalima naudoti su užpildais ar botoksu.

„SmoothSkin Pure Fit“ turi būti laikomas vaikams, jaunesniems nei 18 metų amžiaus, nepasiekiamoje vietoje. Vaikai neturėtų šiuo prietaisu naudotis, žaisti su juo, atlikti techninės priežiūros darbus ar jį valyti, nes kyla įvairūs galimi pavojai – apšvitinus, galima nudegti ar pažeisti akis, gali nukirsti elektra, galima pasismaugti užsivyniojus laidams.

„SmoothSkin Pure Fit“ laikykite augintiniams ir kenkėjams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali prietaisą sugadinti. Kai kurios prietaiso funkcijos gali nebeveikti, prietaisas gali nukirsti.

„SmoothSkin Pure Fit“ nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems mažesnius fizinius, jutiminius arba protinius gebėjimus, nebent šie asmenys buvo prižiūrimi arba mokyti apie saugų ir deramą šio prietaiso naudojimą tokio asmens, kuris atsakingas už jų saugumą.

„SmoothSkin Pure Fit“ stiklinis filtras yra esminis komponentas, kuris naudojant įkaista. **NELIESKITE** filtro naudodami ar iš karto po naudojimo. Reguliariai apžiūrėkite filtrą, ar yra pažeidimų.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“, jei filtras įtrūkęs arba jo nėra.

Įsitikinkite, kad „SmoothSkin Pure Fit“ procedūrų langelis yra švarus ir neapsitraukęs apnašomis. Procedūros metu ant procedūrų langelio ar aplink jį esančios apnašos gali sukelti laikinus odos pakitimus, pavyzdžiui, paraudimą ar patinimą.

ĮSPĖJIMAS. Ilgai ar pakartotinai atliekant procedūrą vienoje vietoje, galima pažeisti odą. Nedėkite prietaiso toje pačioje vietoje pernelyg dažnai, nenaudokite daugiau nei reikia.

ĮSPĖJIMAS. Nebandykite apeiti prietaise įdiegtų saugos mechanizmų.

NEVIRŠYKITE naudojimo dažnumo, nurodyto procedūrų režime.



Stiklinis filtras

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Šalinant plaukus lazeriais ar intensyviųjų šviesos impulsų šaltiniais, kai kuriems asmenims plaukuotumas gali padidėti. Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, didžiausios šios reakcijos rizikos grupės yra Viduržemio jūros, Artimųjų Rytų ir Pietų Azijos gymio moterys, kurioms atliekamos veido ir kaklo procedūros.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“ vietose, kuriose norite, kad plaukai ataugtų.

NENAUDOKITE „SmoothSkin Pure Fit“ prietaiso ant vyro veido, žandikaulio ar kaklo. Barzdos plaukai yra per tankūs, todėl naudojant „SmoothSkin Pure Fit“ prietaisą šiose vietose, galima pažeisti odą.

„SmoothSkin Pure Fit“ nėra rekomenduojamas šalinti raudonus, pilkus, baltus ar šviesius plaukus. Jo poveikis nėra efektyvus su tokios spalvos plaukais.

4. GALIMAS PAVOJUS, ŠALUTINIS POVEIKIS IR ODOS REAKCIJOS

Naudojant „SmoothSkin Pure Fit“, gali pasireikšti šalutinis poveikis. Toliau esančioje lentelėje pateikiamos nustatytos odos reakcijos, kurios gali pasireikšti atliekant procedūras „SmoothSkin Pure Fit“.

ŠALUTINIAI POVEIKIAI	KAIP ĮVERTINTI IR REAGUOTI
Švelnus skausmas / diskomfortas toje srityje, kur atliekama procedūra.	Tikėtina ir įprasta per IPL procedūras. Toliau galite naudotis prietaisu, kaip nurodyta, o skausmas daug kartų naudojant turėtų sumažėti.
Šilumos jausmas ar dilgčiojimo pojūtis per procedūrą, kuris dažniausiai išnyksta po kelių sekundžių ar minutės, o nuolat naudojant prietaisą – sumažėja.	Tikėtina ir įprasta per IPL procedūras. Toliau galite naudotis prietaisu, kaip nurodyta.
Niežėjimas procedūros srityje.	Gan būdinga IPL procedūroms, be to, tai greitai liaujasi. Toliau galite naudotis prietaisu, kaip nurodyta. Nekasykite tos vietos.
Odos paraudimas per procedūrą ir po jos, kuris praeina po kelių minučių.	Tikėtina ir įprasta per IPL procedūras. Toliau galite naudotis prietaisu, kaip nurodyta, kai tik paraudimas išnyks.
Odos paraudimas nepraeina per kelias minutes ir tęsiasi 24–48 valandas.	Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį vėl naudodami.
Intensyvus skausmas ar diskomfortas per procedūrą arba jis išlieka po procedūros.	Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį vėl naudodami.

LABAI RETAIS ATVEJ AIS	KAIP ĮVERTINTI IR REAGUOTI
Patinimas ar paraudimas, kuris neišnyksta per dvi ar tris dienas.	Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį vėl naudodami.
Laikini odos spalvos pasikeitimai (pašviesėjimas ar patamsėjimas).	Jeigu jūsų odos spalva pasikeičia, nedelsiant nustokite naudotis prietaisu ir pasikonsultuokite su gydytoju.
Ant odos atsiradusios pūslelės arba nudegimai.	Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį vėl naudodami. Uždėkite šaltą pakuotę ant tos srities. Užtepkite antiseptinio kremo arba kremo nuo nudegimo.

Klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo 50 tiriamųjų, kiekvienam asmeniui buvo atliekamos 12 savaičių procedūros. Užfiksuoti šie poveikiai:

- Niežėjimas. Keturi tiriamieji po procedūrų patyrė lengvą niežėjimą.
- Nedidelis paraudimas. Pasireiškė 1 tiriamajam.
- Lengvas dilgčiojimo pojūtis. Penki tiriamieji pranešė apie lengvą diskomfortą po procedūrų.
- Įaugę plaukai. Vienas tiriamasis pranešė, kad po procedūrų plaukai jam jaugo plaukai.
- Folikulų paraudimas. Vienas tiriamasis pranešė apie raudoną dėmę procedūrų vietoje po gydym.

Visais atvejais odos būklė normalizavosi per 7 dienas.

5. „SMOOTH SKIN PURE FIT“ NAUDOJIMO PRIVALUMAI

„SmoothSkin Pure Fit“ yra skirtas visam laikui sumažinti nepageidaujamus plaukus.

Klinikinis tyrimas buvo atliktas siekiant įvertinti „SmoothSkin Pure Fit“ saugumą ir veiksmingumą. Pagrindiniai klinikinio tyrimo parametrai buvo šie:

Visas procedūras atliko medicinos mokymų nepaėję tyrėjai vienoje vietoje, naudodami prietaisus, identiškus šioje pakuotėje esančiam „SmoothSkin Pure Fit“;

Visi tiriamieji privalėjo užpildyti klausimynus, susijusius su jų bendra sveikatos būkle. Asmenys, kurie netiko procedūrai, pavyzdžiui tie, kuriems nustatyta viena ar daugiau kontraindikacijų, išvardytų šio vadovo 3 skyriuje, nebuvo įtraukti į tyrimą. Be to, visi tiriamieji privalėjo pateikti informuotą sutikimą pagal tarptautinių klinikinių tyrimų reikalavimus;

Iš viso tyrimą pradėjo 53 moterys nuo 19 iki 45 metų;

Trys tiriamosios procedūrų metu atsisakė tęsti tyrimą dėl asmeninių priežasčių. Nė viena tiriamoji nepaliko tyrimo dėl problemų, susijusių su „SmoothSkin Pure Fit“ naudojimu;

Kiekviena tiriamoji gavo 12 savaitinių procedūrų pasirinktoje kūno vietoje. Procedūros pradėtos nuskutant vietą, tada veikiant ją „SmoothSkin Pure Fit“ prietaisu pagal procesą, kuris aprašytas šio vartotojo vadovo 8 skyriaus 3 veiksmė;

Plaukuotumo pokytis praėjus 6 mėnesiams ir 12 mėnesių po paskutinės procedūros buvo įvertintas pagal plaukų skaičių. Plaukai procedūrų vietose buvo suskaičiuoti naudojant didelės skiriamosios gebos nuotraukas, o plaukuotumo skirtumas buvo apskaičiuotas kaip procentinis pokytis;

Naudojant taip, kaip nurodyta, klinikinio tyrimo dalyvių plaukuotumas, lyginant su plaukuotumu prieš procedūras, praėjus 6 mėnesiams po paskutinės procedūros vidutiniškai sumažėjo 44 %, o po 12 mėnesių – 36 % (žr. toliau pateiktą lentelę). Faktiniai kiekvieno dalyvio rezultatai skyrėsi;

SMOOTHSKIN PURE	
Tiriamųjų skaičius praėjus 6 mėnesiams nuo procedūrų	50
Plaukuotumo sumažėjimas praėjus 6 mėnesiams nuo procedūrų	43.9%
Tiriamųjų skaičius praėjus 12 mėnesių nuo procedūrų	33
Plaukuotumo sumažėjimas praėjus 12 mėnesių nuo procedūrų	36.0%
Procentinė dalis tiriamųjų, kurios pasisekė tikslą (>30 % mažesnis plaukuotumas) visose kūno vietose 12 mėnesių po procedūrų. Tiriamųjų sėkmė apibrėžiama taip: daugiau nei 30 % mažesnis plaukuotumas visose vietose, kuriose atliktos procedūros, per 12 mėnesių.	66.7%

Klinikinio tyrimo metu šalutinis poveikis buvo minimalus (aprašyta 4 skyriuje) ir dauguma tiriamųjų (48 iš 50) rekomenduotų „SmoothSkin Pure Fit“ savo draugams.

6. KAM SKIRTAS „SMOOTHSKIN PURE FIT“?

PASKIRTIS

„SmoothSkin Pure Fit“ yra skirtas visam laikui sumažinti nepageidaujamus plaukus.

7. TINKAMUMAS

KŪNO SRITYS

„SmoothSkin Pure Fit“ tinka naudoti kūno plaukeliams ir moterų veido plaukeliams žemiau skruostų linijos.

ODOS SPALVA

„SmoothSkin Pure Fit“ tinka naudoti ant šviesaus, vidutinio ir tamsaus atspalvių odos, iki 5 atspalvio imtinai.

„SmoothSkin Pure Fit“ turi odos atspalvio jutiklį, kuris išmatuoja odos spalvą ir neleidžia naudoti prietaiso, jei odos atspalvis yra per tamsus.



PLAUKŲ SPALVA

„SmoothSkin Pure Fit“ tinka natūraliai juodiems arba rudiems plaukams. Prietaiso efektyvumas sumažėja naudojant su baltais, pilkais, šviesiais ar raudonais plaukais.



8. KAIP NAUDOTI „SMOOTHSKIN PURE FIT“

ĮSPĖJIMAS. Įvykdyskite visus kiekvieno proceso žingsnio veiksmus prieš pereidami prie kito žingsnio.

1 ŽINGSNIS. PROCEDŪROS VIETOS PARUOŠIMAS

Skusdami pašalinkite matomus plaukelius. Nuo odos paviršiaus pašalinkite visus nuskustus plaukelius, kad nepažeistumėte odos. Taip pat išvengsite plaukelių kaupimosi ant prietaiso priekinės dalies.

Nuvalykite ir nusausinkite vietą, kur atliksite procedūrą. Atminkite, kad su šiuo prietaisu negalima naudoti jokių gelių ar kremų!

2 ŽINGSNIS. ODOS JAUTRUMO BANDYMAS

REKOMENDUOJAME prieš imantis pirmosios procedūros naujoje kūno srityje, patikrinti savo odą (toje srityje), kaip ji reaguos į „SmoothSkin Pure Fit“.

Bandomoji sritis turi būti maždaug 3 cm x 2 cm dydžio (ekvivalentiška 2 šalia atliekamiems žybtelėjimams). Vadovaudamiesi 3 žingsniu, atlikite procedūrą srityje.

Atlikę odos jautrumo testą, palaukite 24 valandas, kad išsiaiškintumėte, ar prietaisą galima naudoti jūsų odai. Įsitinkite, kad nepasireiškė reakcija į šviesos energiją. Per 24 valandas nepastebėjus neigiamos reakcijos, galėsite atlikti procedūrą su plaukeliais, augančiais greta odos jautrumo testui pasirinktos zonos. Prieš šalindami plaukelius bandymui pasirinktoje zonoje, palaukite bent 1 savaitę.



3 ŽINGSNIS. PLAUKELIŲ ŠALINIMAS SU „SMOOTHSKIN PURE FIT“

A) Prijunkite elektros tiekimo šaltinį prie elektros lizdo. Įsijungs ventiliatoriai, o odos atspalvio jutikliai užsidegs mėlynai – tai reiškia, kad prietaisas įjungtas.

ELEKTROS TIEKIMO REŽIMO LAIKMATIS

Prietaiso nenaudojant ilgiau kaip 10 minučių nepaspaudus jokio mygtuko, prietaisas automatiškai persijungs į parengties režimą, odos jutiklio lemputės išsijungs. Norėdami grįžti į PARENGTIES režimą, paspauskite elektros tiekimo režimo mygtuką.




B) Tvirtai prispauskite prietaisą prie vietos, kur taikysite procedūrą, užtikrindami, kad odos atspalvio jutiklis liečiasi su oda. „SmoothSkin Pure Fit“ neveiks, jei odos jutikliai neviseškai liesis su oda. Odos jutikliui įvertinus odos atspalvį, odos atspalvio juostelėje pasirodys iš anksto nustatyta išvesties galia.

C) Paspauskite aktyvavimo mygtuką. Iš prietaiso pradės sklirti šviesos spinduliai, oda pajusite šilumą.

D) Patraukite rankinį prietaisą į kitą sritį, kur norite atlikti procedūrą, ir pakartokite veiksmus. Įrenginį reikia įkrauti tarp blyksnių.

E) Užtikrinkite, kad VISAI SRIČIAI būtų atlikta procedūra, bet NEPERBRAUKITE srities keletą kartų.



4 ŽINGSNIS. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ PROCEDŪRŲ GRAFIKAS

Geriausius rezultatus gausite, jeigu naudosite „SmoothSkin Pure Fit“ kas savaitę 12 savaitių. Tokiu būdu garantuosite, kad bus pasiekti visi plaukų folikulai.

Po 12-os pradinių kasavaitinių procedūrų naudokite „SmoothSkin Pure Fit“ kartą per mėnesį arba pagal poreikius, kad palaikytumėte rezultatus.

5 ŽINGSNIS. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ IŠJUNGIMAS

Kai pabaigsite procedūrą, reikės atjungti „SmoothSkin Pure Fit“ kištuką nuo elektros tiekimo šaltinio ir elektros lizdo.

Žiūrėkite 13 skyrių, jei reikia informacijos, kaip geriausiai prižiūrėti „SmoothSkin Pure Fit“.



9. ODOS ATSPALVIO JUTIKLIS

Odos atspalvio jutiklis įvertina jūsų odos spalvą ir nustato reikiamą išvesties galios lygį. Jei jūsų oda yra per tamsi, kad būtų galima atlikti procedūras „SmoothSkin Pure Fit“ prietaisu, odos atspalvio jutiklis tai nustatys ir neleis aktyvuoti prietaiso. Jei jūsų oda per tamsi, odos atspalvio juostelė švies RAUDONAI.

Odos atspalvio jutiklio būseną galima matyti ant odos atspalvio juostelių abiejose rankinio prietaiso pusėse. Nustačius prietaiso atpažįstamą odos atspalvį, odos atspalvio juostelės įsižiebs BALTAI. Įsižiebusių švieselių skaičius priklausys nuo tikslaus odos atspalvio.

ODOS ATSPALVIO JUOSTELĖ



Mažiau lempučių = tamsesnė oda, mažesnė galia.

Daugiau lempučių = šviesesnė oda, didesnė galia.

ODA PERNELYG TAMSI
PROCEDŪROS ATLIKTI NEGALIMA
DEGA 1 RAUDONA ŠVIESELĖ



TAMSI ODA
MAŽIAUSIAS GALINGUMAS
DEGA 1 ŠVIESELĖ



ŠVIESI ODA
DIDŽIAUSIAS GALINGUMAS
DEGA 10 ŠVIESELIŲ



Šviesos energijos kiekis, tiekiamas kiekvienam prietaiso, veikiančio elektros tiekimo režimu (atsižvelgiant į odos spalvą), nustatymui, parodytas toliau pateiktoje lentelėje.

Išžiebusių odos atspalvio juostelės švieselių skaičius	Didžiausia energija (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Visiškas sąlytis su oda užtikrina geriausius rezultatus, nes visa prietaiso skleidžiama šviesos energija pasiekia procedūros vietą.

10. ODOS SĄLYČIO JUTIKLIS

„SmoothSkin Pure Fit“ yra įrengtas sąlyčio su oda jutiklis, kuris prieš kiekvieną blyksnį patikrina sąlytį su oda, užtikrindamas, kad prietaisą saugu naudoti! Dėl to prietaisas atitinka griežčiausius saugos reikalavimus.

Odos sąlyčio jutiklis taip pat užtikrina geriausius rezultatus naudojant prietaisą. Kad prietaisas blyksėtų, jutiklis turi visiškai liestis su procedūros vieta.

Visiškas sąlytis su oda reiškia, kad visa prietaiso skleidžiama šviesos energija pasiekia procedūros vietą, užtikrinant geriausius rezultatus.

Jei prietaisas nevisiškai liečiasi su vieta, kurioje atliekama procedūra, jis neveiks. Pabandykite sureguliuoti prietaiso padėtį, kad užtikrintumėte visišką sąlytį, ypač nepatogiose vietose, tokiose kaip rankos ir blauzdos.



11. „SMOOTHSKIN PURE FIT“ REŽIMAI

Procedūras galite atlikti naudodami bet kurį iš trijų „SmoothSkin Pure Fit“ procedūrų režimų:



**Galingas Režimas –
Lemputė Nedega**



**Švelnus Režimas –
Lemputė Dega**



**Greitas Režimas –
Lemputė Dega**

Galingas režimas yra didžiausios prietaiso galios nustatymas. Galingas režimas užtikrina geriausius rezultatus, nes naudojama maksimali galia jūsų unikaliai odos atspalviui. Šis režimas ypač gerai veikia sudėtingesnėse vietose, kur plaukai būna tankesni, pavyzdžiui, pažastyse ir bikinio srityje.

Švelnus režimas tinka tada, kai galingas režimas sukelia diskomfortą ar yra šiek tiek per daug skausmingas. Naudojant prietaisą švelniu režimu, sumažės galia, pastebėsite, kad šviečia mažiau odos atspalvio juostelės švieselių.

Greitas režimas yra greičiausias, todėl suvartoja mažiausios energijos. Greitas režimas geriausiai tinka didelėms sritims, kur plaukai ne tokie tankūs (pavyzdžiui, rankos ar kojos) ir kai norite greitai atlikti procedūrą. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip palaikomasis režimas, siekiant suvaldyti plaukų ataugimą po pirminio procedūrų režimo.

Galingas režimas yra numatytasis, aktyvuojamas įjungus prietaisą. Režimus galite perjungti spausdami režimo mygtuką po pagrindiniu aktyvavimo mygtuku.

Bet kuriame iš šių režimų galite pasirinkti, ar naudoti linijinį, ar taškinį metodą.

Taškinis metodas geriausiai tinka mažoms sritims, tokioms kaip pažastys ir bikinio zona. Pridėkite rankinį prietaisą prie odos, paspauskite ir atleiskite aktyvavimo mygtuką. Patraukite prietaisą nuo odos prieš atsargiai jį vėl pridėdami prie kitos procedūros srities.

Linijinis metodas geriausiai tinka didelėms sritims, tokioms kaip kojos. Pridėkite rankinį prietaisą prie odos, paspauskite ir palaikykite aktyvavimo mygtuką (nuspauskite ir laikykite), tada blykstelėjus kaskart pastumkite prietaisą oda. Stenkitės rankinį prietaisą stumti tuo pačiu greičiu, nes taip susidaro tolygūs, nepersidengiantys ruožai, nepraleidžiate vietų.bikinija. Upravljalik pritisnite na kožo ter pritisnite in spustite gumb za vklop. Odstavite s kože, preden znova previdno pritisnete na naslednji predel za terapijo.

Drsalna metoda je bolj primerna za večje predele, kot so noge. Upravljalik pritisnite ob kožo, držite gumb za vklop (držite ga neprestano) in nato med utripanjem podrsajte upravljalik po koži. Upravljalik premikajte s stalno hitrostjo, ki omogoča delovanje na celotnem predelu brez prekrivanja ali zgrešenih predelov.



12. TIKSLAUS ŠALINIMO GALVUTĖ

„SmoothSkin Pure Fit“ komplekte pridėdama nuimama tikslaus šalinimo galvutė, kuri puikiai tinka mažesnėms, sudėtingoms vietoms (pvz., viršutinei lūpai, rankų ir kojų pirštams). Ji praverčia, nes suteikia dar daugiau lankstumo kiekvienos procedūros metu.

Naudojant tikslią galvutę jūsų prietaisas šiek tiek sulėtės, todėl rekomenduojame priedą naudoti tik tada, kai to reikia, kad užtikrintumėte greitesnę procedūrą.



Tikslaus šalinimo galvutė tvirtinasi tiesiai prie prietaiso priekio per vidinį magnetą pagrindinio prietaiso priekyje. Magnetą laiko galvutę vietoje, kol jūs atliekate procedūrą. Tiesiog nuimkite arba vėl uždėkite galvutę, priklausomai nuo vietos, kur atliekate procedūrą.


Jeigu tikslaus šalinimo galvutė pažeista arba joje trūksta dalių (pvz., magneto ar reflektoriaus), **NENAUDOKITE** jos.

Įsitikinkite, kad tikslaus šalinimo galvutė tinkamai pritvirtinta (logotipas turi būti viršuje)

Jeigu naudojant tikslaus šalinimo galvutę per daug įkaista, nutraukite procedūrą ir palaukite, kol ji atvės.

Laikykitės visų įspėjimų skyriuje AKIŲ SAUGUMAS (3 skyrius), kai naudojate tikslaus šalinimo galvutę.

Laikykitės tikslaus šalinimo galvutės valymo instrukcijų (13 skyrius)



13. VALYMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Po procedūros išjunkite „SmoothSkin Pure Fit“, atjungdami elektros tiekimo šaltinį nuo „SmoothSkin Pure Fit“ ir elektros lizdo.

Panaudoję, apžiūrėkite rankinį prietaisą, odos atspalvio jutiklį ir procedūrų langelį, ar nėra pažeidimų, ir nuvalykite sausu, pūkelių neturinčių skudurėliu.

ĮSPĖJIMAS. Stiklinis filtras naudojant gali įkaisti. **NELIESKITE** ir nevalykite filtro bent 5 minutes po naudojimo, kad jis galėtų atvėsti.

NENAUDOKITE vandens ar valymo skysčių, nes galite pažeisti prietaisą ir sukelti saugumo pavojų.

Norint užtikrinti maksimalų „SmoothSkin Pure Fit“ efektyvumą, labai svarbu, kad prietaiso priekis ir reflektorius nebūtų pasidengę purvu, plaukais ar kitomis šiukšlėmis.

Kad būtų lengviau nuvalyti šią dalį, prietaiso priekį galima nuvalyti šiek tiek sudrėkintu skudurėliu.

Laikykite „SmoothSkin Pure Fit“ vėsioje, sausoje vietoje. Rankinio prietaiso procedūrų langelis ir odos atspalvio jutiklis turi būti apsaugoti nuo pažeidimų.

Reguliariai tikrinkite, ar prietaise (įskaitant laidus) nėra matomų pažeidimų. Nenaudokite pažeisto ar įtrūkusio prietaiso. Kad nepasismaugtumėte ar neužkliūtumėte, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jei nenaudojate.

14. KELIAVIMAS SU „SMOOTHSKIN PURE FIT“

„SmoothSkin Pure Fit“ elektros tiekimo įrenginys yra universalus ir veiks su visais dažniausiai pasitaikančiais elektros tiekimo šaltiniais. Jei turite tinkamą elektros tiekimo laido adapterį, „SmoothSkin Pure Fit“ veiks įprastai.

15. TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Pridėjus prietaisą prie odos, neįsižiebia galvutės šonuose esančiose juostelėse įrengtos švieselės.	"Įsitikinkite, kad prijungtas elektros tiekimo šaltinis. Įsitikinkite, kad rankinis prietaisas veikia PARENGTIES režimu (vieną kartą paspauskite parengties mygtuką). Įsitikinkite, kad odos jautikliai prispausti prie odos. Įsitikinkite, kad odos atspalvio jutiklis prispaustas prie odos."
Prispaudus prietaisą prie odos, pirma šoninėje prietaiso galvutės juostelėje įrengta lemputė dega RAUDONAI, o „SmoothSkin Pure Fit“ neveikia.	Vieta, kurioje bandote atlikti procedūrą, yra per tamsi. „SmoothSkin Pure Fit“ turi išmanius odos atspalvio jutiklius, kurie automatiškai nustato odos atspalvį ir parenka optimalius prietaiso nustatymus. Dėl intensyviųjų šviesos impulsų plaukelių šalinimo technologijos pobūdžio „SmoothSkin Pure Fit“ netiks visiems ir labai tamsiai odai.
Šoninėje prietaiso galvutės juostelėje esančios lemputės dega ir/ar žybsi. Galimos įvairios lempučių žybsėjimo kombinacijos. Dega raudona LED indikatoriaus lemputė.	„SmoothSkin Pure Fit“ praneš apie įvykusią klaidą lempučių, įrengtų šoninėse prietaiso galvutės juostelėse, blyksėjimu. Tai rodo, kad prietaisas yra sugedęs. Nebesinaudokite prietaisu ir ieškokite informacijos svetainėje.
„SmoothSkin Pure Fit“ rankinis prietaisas, procedūrų langelis, elektros tiekimo elementas arba laidas yra pažeisti, sulaužyti, įtrūkę arba turi matomų defektų.	NENAUDOKITE. Jei iškyla kokių nors abejonių dėl „SmoothSkin Pure Fit“ saugumo arba įtariate, kad prietaisas yra kažkaip pažeistas, juo negalima naudotis, taip pat reikia apsilankyti svetainėje.

16. GARANTIJA

Suteikiame 2 metų gaminio garantiją nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu nemokamai patikrinsime medžiagų arba darbo defektus ir savo nuožiūra pakeisime visą prietaisą.

Garantija galioja visose šalyse, kuriose šį prietaisą tiekia „CyDen“ ar jos skirtasis platintojas.

Ši garantija negalioja pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, įprasto susidėvėjimo ar naudojimo, taip pat defektams, kurie turi menką poveikį prietaiso vertei arba veikimui. Garantija nustoja galioti, jei prietaisas yra taisomas neįgaliotų asmenų ir jei nėra naudojamos originalios „SmoothSkin Pure Fit“ dalys. Dėl aptarnavimo garantiniu laikotarpiu apsilankykite www.smoothskin.com

17. ŽYMĖS IR SIMBOLIAI

	BF tipo taikomoji dalis		Australijos atitikties reguliavimo ženklas
	II klasės įranga		Kinijos pavojingų medžiagų naudojimo apribojimų taikymo laikotarpis
	Laikykitės naudojimo instrukcijų		Ispėjimas, kad optinė prietaiso spinduliuotė gali pažeisti akis
	Europos Sąjungos EEJ atliekų šalinimo ženklas		Ukrainos „Trefoil“ atitikties ženklas
	Europos atitikties ženklavimas		Šiaurės Amerikos atitikties FCC EMS direktyvai ženklas
	Laikyti sausoje vietoje		

FCC PAREIŠKIMAS:

PASTABA. Įranga išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai užtikrina pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių naudojant įrenginį gyvenamuosiuose namuose. Įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl nesilaikant montavimo ir naudojimo instrukcijų, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Nėra garantijos, kad įrenginyje nebus trikdžių. Jei įranga kelia žalingus radijo ar televizijos signalo trikdžius (nustatomi išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juo ištaisyti viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pasukti arba perkelti priėmimo anteną.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijungti įrangą prie kitos grandinės, nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Kreiptis į pardavėją arba patyrusį radijo ar TV techniką.

18. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„SmoothSkin Pure Fit“ yra filtruotų plačiajuosčių intensyviųjų šviesos impulsų sistema, pasižyminti šiomis techninėmis savybėmis:

- **Pasikartojimų dažnis:** Rankinis impulsas kas 0,45–1 sek. (priklauso nuo procedūros nustatymo), nenutrūkstama procedūra
- **Impulso ilgis:** Laisvas iškrovimas (visas pusės maksimumo plotis) = 2,0 ms
- **Maks. optinis galingumas:** 3–6 J/cm²
- **Bangos ilgis:** 510–1100 nm
- **Elektros linijos įvestis:** 100–240 V (kint.), 50 / 60 Hz, 1,7–0,91 A
- **Naudojimo temperatūra:** nuo 5 °C iki 40 °C
- **Naudojimo drėgnumas:** iki 93 % sant. dr. be kondensacijos
- **Naudojimo slėgis:** nuo 700 hPa iki 1060 hPa
- **Procedūros sritis (taško dydis):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Srities tiesiai aplink procedūrų langelį priskiriama taikomai daliai ir gali pasiekti maksimalią 60 °C temperatūrą. Įsitikinkite, kad „SmoothSkin Pure Fit“ naudojamas kaip nurodyta 8 skyriuje.

TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS:

- **Temperatūra:** nuo -25 °C iki +70 °C
- **Drėgnumas:** iki 93 % sant. dr. be kondensacijos
- **Slėgis:** nuo 500 hPa iki 1060 hPa

Jei prietaisas buvo laikomas temperatūroje, viršijančioje nurodytą veikimo diapazoną, prieš naudodami palaukite bent 30 minučių, kad prietaisas aklimatizuotųsi.

„SmoothSkin Pure Fit“ žybsniai yra neribojami, be to, jis pritaikytas naudoti vienam asmeniui.

Minimalus numatomas naudojimo laikas yra 10 metų, jei laikomasi rekomenduojamo režimo.

CE žymė patvirtina, kad šis prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

- Žemos įtampos direktyvą 2014/35/ES
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES
- Su energija susijusių įrenginių direktyvą 2009/125/EB

„SmoothSkin Pure Fit“ atitinka naujausius buitiniams ir medicinos prietaisams taikomus EMS standartus ir pakeitimus. Jie yra: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (4.0 leid.), FCC CFR 47 dalis 15.107 ir 15.109, ICES-003, 6.0 leid.

„SmoothSkin Pure Fit“ atitinka naujausius buitiniams ir medicinos prietaisams taikomus saugumo standartus ir pakeitimus.

Jie yra: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (3.1 leid.) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 ir 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

Daugiau informacijos gausite susisiekę su „CyDen Ltd“

UTILIZAVIMAS (EKSPLOATACIJOS PABAIGA)

Kad kiltų kuo mažesnis pavojus sveikatai ir aplinkai, taip pat siekiant užtikrinti, kad visos medžiagos galėtų būti perdirbamos, šį gaminį reikia išmesti tam skirtose surinkimo vietose, skirtose elektriniams ir elektroniniams prietaisams. Tai jums primins EEJA simbolis, pažymėtas ant šio gaminio.

SMOOTHSKIN



You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
(www.smoothskin.com)

Možete nam se obratiti putem naše mrežne
stranice SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

Spojte sa s nami prostredníctvom našej webovej
stránky (www.smoothskin.com)

CyDen Limited, Block A
Bay Studios Business Park, Fabian Way
Swansea, SA1 8QB, UK



CM12-1782-01 | Type: SSG2

Na voljo smo vam na naši spletni strani
SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

Ви можете прочитати інформацію про нас
на нашій веб-сторінці SMOOTHSKIN
(www.smoothskin.com)

Su mumis galite susisiekti mūsų „SMOOTHSKIN“
tinklalapyje (www.smoothskin.com)

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide.

*Proizvod se može razlikovati od slikovnog prikaza u ovom priručniku

*Výrobok sa môže odlišovať od toho, ktorý je znázornený v tomto návode.

*Izdelek se lahko razlikuje od ilustracij v teh navodilih.

*Продукт може відрізнятися від ілюстрацій, показаних у цьому посібнику

*Gaminy gali skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių