







SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE

	MAGYAR	Oldalszám	4
	ROMÂNĂ	Numărul paginii	40
	БЪЛГАРСКИ	Номер на страница	77
	DEUTSCH	Seite	114
	POLSKIE	Numer strony	155
	ČEŠTINA	Číslo stránky	191

SMOOTHSKIN

pure
fit

SMOOTHSKIN PURE FIT üdvözli Önt!

Gratulálunk! Páratlan szépségű, sima és kényelmes világ tárult fel Ön előtt. Jöjjön és csatlakozzon a www.smoothskin.com beszélgetéshez, ahol szakértői tanácsokat és támogatást talál a kezelés során.

1. A SMOOTHSKIN PURE FIT RENDSZER	5	9. A BŐRSZÍNÉRZÉKELŐ	23
2. HOGYAN MŰKÖDIK A SMOOTHSKIN PURE FIT?	6	10. A BŐRÉRINTKEZÉSI ÉRZÉKELŐ	26
3. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	7	11. A SMOOTHSKIN PURE FIT ÜZEMMÓDJAI	28
4. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK, MELLÉKHATÁSOK ÉS BŐRREAKCIÓK	14	12. A PRECÍZIÓS FEJ	30
5. A SMOOTHSKIN PURE FIT HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI	16	13. TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	32
6. A SMOOTHSKIN PURE FIT RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA	18	14. UTAZÁS A SMOOTHSKIN PURE FITTEL	32
7. AZ ÖN ALKALMASSÁGA	18	15. HIBAE LHÁRÍTÁS	33
8. A SMOOTHSKIN PURE FIT ALKALMAZÁSA	19	16. JÓTÁLLÁS	34
		17. CÍMKÉK ÉS SZIMBÓLUMOK	35
		18. MŰSZAKI ADATOK	37

1. A SMOOTHSKIN PURE FIT RENDSZER

A CSOMAG TARTALMA

A SmoothSkin Pure Fit csomagolásában a következőket találja:- Kézi és alapegység


- Tápkábel
- Precíziós fej
- Felhasználói kézikönyv



2. HOGYAN MŰKÖDIK A SMOOTHSKIN PURE FIT?

A SmoothSkin Pure Fit célja a szőrnövekedési ciklus megszakításának elősegítése. A fényenergia a bőr felületén átjut, és a szőrszálban lévő melanin elnyeli. Az elnyelt fényenergia hőenergiává alakul (a bőr felszíne alatt), amely meggátolja a szőrtüszőt, hogy szőr nőjön belőle. A kezelt szőrszálak néhány nap vagy legfeljebb 1-2 hét alatt természetes módon hullanak ki.

A szőr növekedése ciklikus, és 3 egymástól elkülönülő és egymást követő fázist követ. Az IPL-kezelés csak akkor hatékony, ha a szőrszálak egy adott fázisban vannak (az anagén vagy növekedési fázis). Nem minden szőr van ugyanabban a fázisban egyszerre. Ezért be kell tartania az ajánlott kezelési rendet, amely 12 heti kezelést tartalmaz.



MIRE SZÁMÍTHAT

Közvetlenül a kezelés után nem észlelhet semmilyen jelentős mellékhatást a kezeléstől. (További információk a mellékhatásokról a 4. szakaszban találhatóak.)

A kezdeti kezelést követő első hetekben még mindig látni fog néhány szőrszálát nőni. Valószínűleg olyan szőrszálakról van szó, amelyek a kezelés során kimaradtak, azaz lappangtak, és nem voltak növekedési (anagén) fázisban a kezelés során, amikor az IPL a leghatékonyabb.

A 12 hetes kezelési program körülbelül 6. hetében kell tapasztalnia a szőr növekedésének csökkenését. Előfordulhat azonban, hogy sok szőrszálát azonban még mindig nem a növekedési fázisban kezelt. Fontos a heti kezeléseket folytatása.

A 12 hetes programot követően jelentősen csökken a szőrszálak száma a kezelt területen. A megmaradt szőrszálaknak finomabbnak és világosabbnak kell lenniük. A folyamatos havi vagy szükség szerinti kezeléseket fenntartják a nem kívánt szőrzet csökkenését.

3. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

ELLENJAVALLATOK

NE HASZNÁLJA a SmoothSkin Pure Fitet, ha nagyon sötét a bőre. A készülék kijelzőablakának közelében elhelyezett bőrszínérzékelő meghatározza a bőr tónusát. Ha a bőrszínérzékelő megállapítja, hogy a bőre túl sötét a biztonságos használathoz, akkor a SmoothSkin Pure Fit működése nem lehetséges.

NE HASZNÁLJA a SmoothSkin Pure Fitet, ha bőrét mesterségesen vagy természetesen barnították, vagy túl sok napsütés érte. Bőre különösen érzékeny lehet a napozást követően, és különösen hajlamos az égésre, hólyagosodásra, elszíneződésre vagy hegesedésre, ha a SmoothSkin Pure Fitet használja. Várjon egy hetet, amíg a leégés vagy a barnulás el nem tűnik, mielőtt a SmoothSkin Pure Fitet használja.

NE tegye ki a kezelt területeket a napnak. Várjon legalább 7 napot a kezelés után, mielőtt a kezelt bőrt közvetlen napfénynek tenné ki. A SmoothSkin Pure Fit kezelést követően bőre rendkívül érzékeny lehet, és különösen érzékeny a leégésre. Vigyen fel fényvédőt (15-ös faktorút vagy annál magasabbat) a kezelt területre, vagy takarja el a kezelt területet megfelelő ruházattal.

NE HASZNÁLJA a SmoothSkin Pure Fitet közvetlenül a mellbimbókon, a nemi szerveken vagy a végbélnyílás körül. Ezeken a területeken sötétebb a bőrszín és/vagy nagyobb a szőrszálak sűrűsége. A készülék ezeken a területeken történő használata kényelmetlenséget/fájdalmat vagy sérülést okozhat (égési sérülés, elszíneződés vagy heg) a bőrén.

NE alkalmazza a SmoothSkin Pure Fitet, ha kórtörténetében bőrrák vagy rákot megelőző elváltozások vannak (pl. anyajegyek vagy májfoltok nagy számban)

NE HASZNÁLJA hólyagok és hegek esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK

SZEMBIZTONSÁG



A SmoothSkin Pure Fit intenzív pulzáló fényt bocsát ki. A közvetlen expozíció potenciálisan káros lehet a szemére. Ügyeljen az alábbi biztonsági óvintézkedések betartására.

FIGYELEM: Szemsérülés (potenciálisan látásvesztéshez vezethet) vagy bőrsérülés fordulhat elő, ha az utasításokat nem tartják be! Olvassa el és tartsa be az utasításokat!

A kézi egység csak akkor aktiválható (villantás), ha a bőrszínérzékelő (a kezelési ablak mellett) érvényes bőrszín-leolvasást észlel, és teljes egészében érintkezik a kezelési területtel. Azonban:

NE nézzen közvetlenül a kézi egység kezelőablakába, ha a rendszer elektromos áramot kap és be van kapcsolva

NE próbálja a szem felé aktiválni (villantás) a rendszert

NE kezelje a szem körüli területeket (szemöldök vagy szempilla). A helytelen használat szemkárosodást okozhat; védje a szemet az expozíciótól! **NE** használja a készüléket a szemhéjak felett vagy a szem közelében

CSAK akkor próbálkozzon a rendszer aktiválásával (villantás), ha a kézi egység eleje megfelelően

érintkeznek a kezelni kívánt területtel.

JAVASOLJUK, hogy ne nézzen a kézi egységre, amikor a bőrére villant.

ELEKTROMOSSÁG ÉS BIZTONSÁG

Mint minden elektromos eszköz esetében, bizonyos óvintézkedéseket kell tenni a biztonság érdekében.

NE próbálja felnyitni a SmoothSkin Pure Fitet, mert ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát.

NE használja a SmoothSkin Pure Fitet, ha a készülék sérült, például: megrepedt kézi egység, kábelkárosodás (látszanak a belső vezetékek), repedt vagy törött üveg a kézi egységen, stb. Ez sérüléshez vezethet.

NE használja kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb vizet tartalmazó edények közelében. Ha a SmoothSkin Pure Fit nedves lesz, nem szabad használni.

NE használja, ha a SmoothSkin Pure Fit kényelmetlenül forróvá válik. Ez azt jelezheti, hogy az egység megsérült.


NE használjon más tápegységet vagy egyéb alkatrészt, csak a SmoothSkin Pure Fit eszközhöz

kapottakat. Ellenkező esetben károsíthatja az egységet, ami fennakadást okoz a készülék működőképességében.

NE próbálja meg aktiválni (villantás) a SmoothSkin Pure Fitet a bőrön kívüli egyéb felületeken.

FIGYELMEZTETÉS: a berendezésen nem engedélyezett a módosítás.

NE helyezze a SmoothSkin Pure Fitet úgy, hogy nehéz legyen leválasztani az elektromos hálózatról.



Üvegszűrő

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

NE használja, ha bőrhámlasztó kezelést kapott a kezelni kívánt területen. Kérjük, várjon 30 napot a bőr hámlása után, mielőtt SmoothSkin Pure Fittel kezelné a területet.

A barnított bőr intenzív pulzáló fénnel (IPL) történő kezelése a kezelt bőr maradandó hiperpigmentációját (sötétedését) vagy hipopigmentációját (világosodását) eredményezheti.

NE használja olyan területeken, ahol tetoválás vagy tartós smink van.



NE használja, ha napfénnel szembeni ismert érzékenysége (fényérzékenység) van, vagy olyan gyógyszert szed, amely érzékenyebbé teszi a bőrt és fényérzékenységet okoz, pl. Retin A, Accutane és/vagy más helyi retinoidok. Mindig ellenőrizze a gyógyszerhez mellékelt használati utasítást, hogy a fényérzékenység szerepel-e mellékhatásként. A SmoothSkin Pure Fit használata fényérzékeny bőrön bőrkárosodást, például duzzanatot vagy hólyagokat eredményezhet. A készülék alkalmazása előtt forduljon orvoshoz, mivel a használat károsíthatja a bőrt.

Ez a készülék nem orvosi rendellenességek kezelésére szolgál. Orvosi tanácsot kell kérni az olyan területek kezelése előtt, amelyen májfoltok, bőrkiütések, bőrviszketés, bőrgomba vagy fertőzés, bőregyenetlenségek vagy fibrómák vannak.

A SmoothSkin Pure Fit nem használható semmilyen bőrfeltöltésen vagy botoxszal kezelt területen.

A SmoothSkin Pure Fitet 18 év alatti gyermekek elől elzárva kell tartani. A gyermekek nem használhatják, nem játszhatnak vele, nem tarthatják karban vagy tisztíthatják a készüléket. Számos lehetséges kockázat áll fenn: a fénykibocsátásnak való kitettség égési sérüléseket vagy szemkárosodást okozhat, áramütés, a kábelek általi fulladás.

A SmoothSkin Pure Fitet tartsa távol a háziállatok és kártevők, mert ezek károsíthatják a készüléket. A lehetséges kockázatok közé tartozik a csökkent funkcionalitás és az áramütés.

A SmoothSkin Pure Fit nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által. Kivéve akkor, ha az ilyen személy biztonságáért felelős személy felügyeli a használatot vagy adott utasítást a készülék biztonságos és megfelelő használatáról.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A lézeres vagy intenzív fényforrásokkal történő szőreltávolítás egyeseknél intenzívebb szőrnövekedést eredményezhet. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján erre a válaszreakcióra a mediterrán, a közel-keleti és a dél-ázsiai örökség nők arcának és nyakának kezelése esetében a legmagasabb kockázati tényező.

NE használja a SmoothSkin Pure Fitet olyan területeken, ahol a szőrt esetleg vissza akarja majd növesztetni.

NE használja a SmoothSkin Pure Fit készüléket férfiak arcán, állkapcsán vagy nyakán. A férfiak szakállának szőrszálai túl sűrűn nőnek, és a SmoothSkin Pure Fit eszköz használata ezeken a területeken bőrsérülést okozhat.

A SmoothSkin Pure Fit nem ajánlott vörös, szürke, fehér vagy szőke hajra. A SmoothSkin Pure Fit nem hatékony ilyen hajszínek esetében.

4. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK, MELLÉKHATÁSOK ÉS BŐRREAKCIÓK

A SmoothSkin Pure Fit használata mellékhatásokat okozhat. Az alábbi táblázat felsorolja azokat az ismert bőrreakciókat, amelyek a SmoothSkin Pure Fit kezelés után jelentkezhetnek.

MELLÉKHATÁS	ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ
Enyhe fájdalom / kényelmetlenség a kezelt területen	Ez várható és normális minden IPL-kezelés esetén. A készüléket továbbra is használhatja az utasításoknak megfelelően, és a folyamatos használat során a fájdalomnak csökkentenie kell.
Meleg vagy bizsergő érzés a kezelés során, amely általában néhány másodperc de legkésőbb egy perc elteltével eltűnik, és a további használat során csökken.	Ez várható és normális minden IPL-kezelés esetén. A készüléket továbbra is használhatja az utasításoknak megfelelően.
Viszketés a kezelési területen	Ez meglehetősen gyakori az IPL-kezeléseknél, és rövid idő után enyhülnie kell. A készüléket továbbra is használhatja az utasításoknak megfelelően. Ne vakarja meg a területet!
A bőrpír a kezelés alatt vagy után, amely percekben belül eltűnik.	Ez várható és normális minden IPL-kezelés esetén. A készüléket továbbra is használhatja az utasításoknak megfelelően, miután csökkent a bőrpír.

MELLÉKHATÁS	ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ
A bőrpír, amely nem tűnik el percekben belül, és 24-48 órán át tart.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és az újbóli használat előtt forduljon orvosához.
Fájdalom vagy kellemetlen érzés, amely a kezelés alatt intenzív, vagy a kezelés után is fennáll.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és az újbóli használat előtt forduljon orvosához.
NAGYON RITKA ESETEKBEN	ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ
Duzzanat és bőrpír, amely nem tűnik el két-három napon belül.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és az újbóli használat előtt forduljon orvosához.
Ideiglenes változások a bőr színében (halványul vagy sötétedik).	Ha a bőr színe megváltozik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvosához.
Hólyagosodás, hegesedés vagy a bőr égése.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és az újbóli használat előtt forduljon orvosához. Helyezzen hideg borogatást a területre. Fertőtlenítő vagy égési sérülések ellátására alkalmas krémmel kezelje.

IÉgy 50 alanyon végzett klinikai vizsgálatban minden alany 12 heti kezelést kapott. Az észlelt hatások a következők voltak:

- Viszketés - 3 személy enyhe viszketést tapasztalt a kezelés után.
- Enyhe bőrpír - 2 alany jelentette.
- Enyhe csípésérzet - 5 alany számolt be enyhe kellemetlenségről a kezelés után.

- Szőrbenövés - 1 alany beszámolt arról, hogy szőrbenövést tapasztalt a kezelés után.

- Szórtüszőgyulladás - 1 alany a kezelés után piros foltot észlelt a kezelés helyén.

A kezelt bőr minden esetben 7 napon belül normalizálódott.

5. A SMOOTHSKIN PURE FIT HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

A SmoothSkin Pure Fit a nem kívánt szőr tartós csökkentésére szolgál. A SmoothSkin Pure Fit biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére klinikai vizsgálatot végeztek. A klinikai vizsgálat fő jellemzői a következők voltak:

Az összes kezelést nem orvosi végzettségű kezelő végezte el egyetlen területen, a jelen csomagban található SmoothSkin Bare Fit készülékkel azonos eszközökkel;

Valamennyi alanynak ki kellett töltenie az általános egészségi állapotával kapcsolatos kérdőíveket, és kizárták azokat, akiket nem lehetett kezelni, például azokat, akiket érintett a felhasználói kézikönyv 3 szakaszában felsorolt egy vagy több ellenjavallat. Ezenkívül minden alanyt tájékoztattak beleegyezést kellett benyújtania a nemzetközi klinikai vizsgálatok követelményeinek megfelelően; Összesen 53 19 és 45 év közötti női alany kezdte meg a próbahasználatot;

Három alany személyes okokból hagyta el a vizsgálatot a kezelési időszak alatt. Egyetlen alany sem hagyta el a próbahasználatot a SmoothSkin Pure Fit használatával kapcsolatos problémák miatt; Minden alany 12 heti kezelést kapott a kiválasztott testtájékon. Egy tipikus kezelés a következőkből állt: a testtájéki leborotválása, majd a SmoothSkin Pure Fit alkalmazása, a felhasználói kézikönyv 8. szakaszának 3. lépésében leírtak szerint; A szőrszálak összeszámolását használták a szőrmennyiség

megváltozásának mérésére 6 hónappal az utolsó kezelés után és 12 hónappal az utolsó kezelés után. A kezelési területeken lévő szőrszálakat nagy felbontású fényképezéssel számolták meg, és a hajszám különbségét százalékos változásként számolták;Az utasításoknak megfelelő használat mellett a klinikai vizsgálat résztvevői átlagosan 44%-kal kevesebb szőrrel rendelkeztek 6 hónappal az utolsó kezelés után, és 36%-kal kevesebb szőrrel 12 hónappal az utolsó kezelés után, összehasonlítva a kezelés előtt vett szőrszámmal (lásd az alábbi táblázatot). A tényleges eredmények személyenként változtak;

SMOOTHSKIN PURE	
Az alanyok száma a kezelés után 6 hónappal	50
Szőrcsökkenés 6 hónappal a kezelés után	43.9%
Az alanyok száma a kezelés után 12 hónappal	33
Szőrcsökkenés 12 hónappal a kezelés után	36.0%
Alanyok százalékos aránya, akik az összes testterületet tekintve sikert értek el (több mint 30%-kal csökkent szőrmennyiség) 12 hónappal a kezelést követően. Az alanyok sikerességének meghatározása: több mint 30%-kal csökkent szőrmennyiség a kezelt területen, 12 hónap elmúltával.	66.7%

A mellékhatások előfordulási gyakorisága a klinikai vizsgálat során minimális volt (amint azt a fenti 4 szakasz ismerteti), és az alanyok többsége (50-ből 48) a SmoothSkin Pure Fitet ajánlja barátainak.

6. A SMOOTHSKIN PURE FIT RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A SmoothSkin Pure Fit a nem kívánt szőr tartós csökkentésére szolgál.


7. AZ ÖN ALKALMASSÁGA

TESTTERÜLETEK

A SmoothSkin Pure Fit a testszőrzet és nők esetében az arccsont alatti rész arcszőrzetének eltávolítására szolgál.

BŐRSZÍN

A SmoothSkin Pure Fit világos, közepes és sötét bőrtónusokon használható, 5. bőrtónusig



bezárólag.

A SmoothSkin Pure Fit tartalmaz egy bőrszínérzékelőt, amely méri a bőr színét, és megakadályozza a használatot, ha a bőr tónusa túl sötét.

SZŐRSZÍN

A SmoothSkin Pure Fit természetes fekete vagy

barna szőron használható. Előfordulhat, hogy fehér, szürke, szőke vagy vörös hajon nem olyan hatékony.


8. A SMOOTHSKIN PURE FIT ALKALMAZÁSA

FIGYELEM: Tartsa be a kezelési folyamat minden lépését, biztosítva, hogy minden lépést befejez, mielőtt továbbhaladna a következőre.

1 LÉPÉS: KÉSZÍTSE ELŐ A KEZELENDŐ TERÜLETET

Borotválkozással távolítsa el az összes látható szőrt. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon szőr a bőr felszíne felett, mert ez sérülést okozhat. Ezzel megakadályozza azt is, hogy a törmelék eltakarja a készülék elejét.

2 LÉPÉS: TESZT ELVÉGZÉSE





Minden egyes új testfelület első kezelése előtt **AJÁN LJUK**, hogy tesztelje bőrét ezen a területen, hogy tapasztal-e bármilyen reakciót a SmoothSkin Pure Fit használatakor. A tesztfelületnek körülbelül 3 cm x 2 cm nagyságúnak kell lennie (ami megfelel a bőrön egymás mellé felvitt 2 villanásnak). Kövesse a 3. lépést a terület kezeléséhez.

Várjon 24 órát a tesztkezelés után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy bőre alkalmas-e a kezelésre, és nincs-e negatív reakciója a fényenergiára. Ha 24 óra elteltével sincs negatív reakció, kezelheti a kezelési teszt környékét. A „tesztekezelési területet” legalább 1 hétig **NEM** szabad ismét kezelni.

3 LÉPÉS: KEZELÉS A SMOOTHSKIN PURE FITTEL

A) Csatlakoztassa a tápegységet egy elektromos aljzatba. A ventilátorok elindulnak, és a bőrszínérzékelők kéken világítanak, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.

TELJESÍTMÉNY-ÜZEMMÓD IDŐKORLÁTJA

Ha a készülék „inaktív” marad, azaz 10 percig nem nyomnak meg rajta gombokat, akkor készenléti üzemmódba kapcsol, és a bőrzékelő fényei kikapcsolnak. Ha vissza szeretne térni a KEZELÉSRE KÉSZ üzemmódba, nyomja meg a Teljesítmény-üzemmód gombot.

B) Nyomja határozottan a kézi egységet a kezelendő területhez, biztosítva, hogy a Bőrszínérzékelő érintkezzen a bőrrel – A SmoothSkin Pure Fit nem működik, ha a bőrzékelők nem érintkeznek teljes mértékben a bőrrel. Miután a bőrzékelő érvényes bőrtónust észlel, az előre beállított kimeneti teljesítmény megjelenik az akkumulátorjelzőn.



Jelzés bekapcsolva

Bőrzékelés



Jelzés
kikapcsolva

Jelzés kikapcsolva

Nincs bőrzékelés




Helytelen

C) Nyomja meg az aktiválás gombot. A készülék villogni kezd, és meleg érzést kell éreznie

D) Vigye a kézi egységet a következő kezelendő területre, és ismétlje meg a műveletet. A készüléknek a villanások között újra kell tölődnie.

E) Győződjön meg arról, hogy az egész terület kezelést kap, de NE fedje át a kezelési impulzusokat.



4 LÉPÉS: : A SMOOTHSKIN PURE FIT KEZELÉSI ÜTEMTERVE

Az optimális eredmény érdekében a SmoothSkin Pure Fitet 12 héten keresztül minden héten alkalmazni kell, hogy minden szőrtüsző kezelésben részesüljön.

A kezdeti kezelési fázis (12 heti kezelés) után az eredmények fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a SmoothSkin Pure Fitet havonta egyszer vagy szükség

szerint használja.


5 LÉPÉS: A SMOOTHSKIN PURE FIT KIKAPCSOLÁSA

A kezelés befejezésekor a SmoothSkin Pure Fitet ki kell húzni a tápegységből és az elektromos aljzattól.

A SmoothSkin Pure Fit karbantartásáról a 13 szakaszban olvashat.

9. A BŐRSZÍNÉRZÉKELŐ

A bőrtónus-érzékelő leméri a bőr színét, és beállítja a szükséges kimeneti teljesítményt. Ha a bőre túl sötét a SmoothSkin Pure Fittel történő kezeléshez, a bőrtónus-érzékelő észleli ezt, és megakadályozza a készülék működését. PIROS fények jelennek meg az akkumulátorjelzőn, ha a bőre túl sötét. A bőrtónus-érzékelő állapota a kézi egység mindkét oldalán található akkumulátorjelző sávokon látható. Ha a készülék érvényes bőrtónust észlel, az akkumulátorjelző sávjai FEHÉREN világítanak. A megvilágított fények száma a pontos bőrszíntől függ.



TELJESÍTMÉNY JELZŐ SÁVOK



Kevesebb fény = Sötétebb bőr és alacsonyabb teljesítménybeállítás

Több fény = világosabb bőr és magasabb teljesítménybeállítás

A BŐR TÚL SÖTÉT
NINCS LEHETSÉGES KEZELÉS
1 PIROS FÉNY VILÁGÍT



SÖTÉT BŐR
LEGALACSONYABB
TELJESÍTMÉNYBEÁLLÍTÁS



VILÁGOS BŐR
LEGMAGASABB TELJESÍTMÉNYBEÁLLÍTÁS
10 FÉNY VILÁGÍT



Az egyes eszközbeállításokhoz szállított fényenergia mennyisége Teljesítmény-üzemmódban (a bőr színétől függően) az alábbi táblázatban látható.

Megvilágított akkumulátorjelző sávok száma	Maximális energia (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Ez a bőrrrel történő teljes érintkezés biztosítja a legjobb eredményt, mivel a készülékből kibocsátott összes fényenergia eléri a kezelési területet.

10. A BŐRÉRINTKEZÉSI ÉRZÉKELŐ

A SmoothSkin Pure Fit bőrérintkezési érzékelővel van felszerelve, amely minden villanás előtt ellenőrzi a bőrrel történő érintkezést, és megbizonyosodik arról, hogy a készülék biztonságosan használható. Ezáltal a készülék megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

A bőrérintkezési érzékelő biztosítja, hogy a legjobb eredményt érje el készülékével. Az érzékelőnek teljes érintkezésben kell lennie a kezelési területtel, hogy a készülék villoghasson.

Ez a bőrrel történő teljes érintkezés azt jelenti, hogy a készülékből kibocsátott összes fényenergia eléri a kezelési területet, hogy a legjobb eredményt érje el.

Ha az eszköz nincs teljes érintkezésben a kezelési területtel, a készülék nem fog felvillanni. Próbálja meg módosítani a készülék helyzetét a teljes érintkezés elérése érdekében, különösen olyan nehezen hozzáférhető területeken, mint a karok és a lábszár.



11. A SMOOTHSKIN PURE FIT ÜZEMMÓDJAI



**Teljesítmény-üzemmód –
Nincs jelző**



Gyengéd üzemmód – Jelző



Sebesség-üzemmód – Jelző

A Teljesítmény-üzemmód az eszköz legmagasabb teljesítménybeállítása. A Teljesítmény-üzemmód a legjobb eredményt hozza, mivel a lehető legnagyobb teljesítményt használja az egyedi bőrszínéhez. Ez az üzemmód különösen jól működik a makacs területeken, ahol a szőr általában sűrűbb, mint például a

hónalj és a bikini vonal.

A Gyengéd üzemmód akkor használható, ha kényelmetlennek vagy egy kicsit túl fájdalmasnak találja a Teljesítmény-üzemmódot. A készülék Gyengéd üzemmódban történő működtetése csökkenti a teljesítményt, és kevesebb lesz a megvilágított akkumulátorjelző sávok száma, ha a bőréhez érinti a készüléket.

A Sebesség-üzemmód a leggyorsabb és ezért a legalacsonyabb energiát igénylő üzemmód. A

Sebesség-üzemmód a legjobb a nagyobb területek kezelésére, ahol a szőr kevésbé sűrű (például karok vagy lábak), és ahol gyorsan szeretne haladni a kezelési területen. Karbantartási üzemmódként is lehet használni, amellyel a szőr visszánövekedését lehet kordában tartani az első kezelési ciklust követően.

A Teljesítmény-üzemmód az alapértelmezett beállítás, amikor a készülék be van kapcsolva. A három üzemmód között válthat, ha megnyomja az Üzemmód gombot a fő Aktiváló gomb alatt.

Ha ezen üzemmódokat használja, bármikor választhat a Simításos vagy a Rányomásos módszer között.

A Rányomásos módszert a kisebb területekhez, például a hónaljhoz vagy a bikinivonalhoz ajánljuk. Helyezze a kézi egységet a bőrre, majd nyomja meg és engedje fel az Aktiválás gombot. Távolítsa el a bőrről, mielőtt

Aktiváló gomb



Üzemmód gomb

gondosan újra elhelyezné a következő kezelési területen.

A Simításos módszer nagyobb területekhez, például a lábakhoz ajánlott. Helyezze a kézi egységet a bőrre, tartsa lenyomva az Aktiválás gombot (nyomja le folyamatosan), majd csúszassa a kézibeszélőt a bőrön a villanások között. Próbálja meg egyenletes sebességgel mozgatni a kézi egységet, így teljes lefedettséget biztosítva átfedés vagy kihagyott területek nélkül.

12. A PRECÍZIÓS FEJ

A SmoothSkin Pure Fit levehető precíziós fejjel rendelkezik, amely tökéletes kisebb, nehezebben kezelhető területekre (például felső ajak, ujjak és lábujjak). Ennek az az előnye, hogy még nagyobb rugalmasságot biztosít Önnek az egyes kezeléseik során. A precíziós fej használata kissé lelassítja készülékét, ezért csak szükség esetén javasoljuk a használatát, hogy a lehető leggyorsabb kezelést kapjuk.




Ha a precíziós fej megsérült vagy hiányzik belőle alkatrész (pl. mágnes vagy reflektor), akkor NE használja.

Győződjön meg róla, hogy a precíziós fej a megfelelő irányban van felszerelve (a logó van felül)

Ha a precíziós fej kényelmetlenül felforrósodik használat közben, akkor állítsa le a kezelést, amíg le nem hűlt.

A precíziós fej felszerelésekor kövesse az összes SZEMBIZTONSÁGI figyelmeztetést (3. rész).

Kövesse a precíziós fej tisztítására vonatkozó utasításokat (13 szakasz)



13. TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

A kezelés után mindig kapcsolja ki a SmoothSkin Pure Fit készüléket a tápellátás SmoothSkin Pure Fitből és az elektromos aljzatról történő kihúzásával.

Használat után meg kell vizsgálni a kézi egységet, a bőrszínérzékelőt és a kezelési ablakot, hogy nincsenek-e rajta sérülések, majd száraz, szőszmentes ruhával törölje le.

FIGYELEM: Az üvegszűrő használat közben felmelegedhet. NE érintse meg vagy tisztítsa a szűrőt legalább 5 percig használat után, és hagyja, hogy lehűljön.

SOHA ne használjon vizet vagy más tisztítófolyadékot, mert ezek károsíthatják a készüléket, ami potenciális biztonsági veszélyt okozhat.

A SmoothSkin Pure Fit maximális teljesítményének biztosítása érdekében különösen fontos, hogy a készülék elülső részét és a fényvisszaverőt piszoktól, szórtól és egyéb szennyeződéstől mentesen tartsa. Ennek a résznek a tisztításához a készülék elülső része enyhén nedves ruhával tisztítható.

A SmoothSkin Pure Fitet hűvös, száraz helyen tárolja. Győződjön meg arról, hogy a kézi egység kezelési ablaka és bőrszínérzékelője védve van a sérülésektől.

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket (beleértve a vezetékeket is) a sérülések látható jeleit keresve. Sérülés vagy repedés esetén hagyja abba a készülék használatát.

A fulladás vagy botlásveszély elkerülése érdekében használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

14. UTAZÁS A SMOOTHSKIN PURE FITTEL

TA SmoothSkin Pure Fit tápegysége univerzális, és az összes gyakran előforduló hálózati tápegységgel működik. Ha rendelkezik megfelelő adapterrel a hálózati kábel csatlakozójához, a SmoothSkin Pure Fit a szokásos módon fog működni.

15. HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék oldalán található akkumulátorsáv-jelzők nem világítanak meg, ha a bőrre helyezi a készüléket.	Győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakoztatva van. Győződjön meg arról, hogy a készülék KÉSZ üzemmódban van (nyomja meg egyszer a Készenlét/Kész gombot). Győződjön meg róla, hogy a bőrzékelők a bőrhöz vannak nyomva. Győződjön meg róla, hogy a bőr tónusérzékelője a bőrhöz van nyomva.
Miközben a bőrre nyomja, a készülék oldalán található első akkumulátorsáv-jelző piros, és a SmoothSkin Pure Fit nem működik.	A terület, amit kezelni próbál, túl sötét a kezeléshez. A SmoothSkin Pure Fit intelligens bőrszínérzékelővel rendelkezik, amely automatikusan érzékeli a bőr tónusát, és kiválasztja az optimális kezelési beállítást. Az intenzív pulzáló fény technológia jellegéből adódóan a SmoothSkin Pure Fit nem való mindenkinek, és a készülék nem tudja kezelni a nagyon sötét bőrt.
A készülék oldalán lévő akkumulátorsáv-jelzők ismeretlen mintázatban villognak, beleértve egy piros színű LED-es jelzőfényt is.	A SmoothSkin Pure Fit bármilyen hibaüzenetet jelenít meg, a kézi egység oldalain lévő akkumulátorjelző sávok bármilyen világítási kombinációjával. Ez azt jelzi, hogy hiba van a készülékben. Hagyja abba az eszköz használatát, és keresse fel a webhelyet.
A SmoothSkin Pure Fit kézi egység, a kezelőablak, az áramellátás vagy a kábel megsérült, eltört, megrepedt vagy hibásnak tűnik.	NE használja. Ha kétségei vannak a SmoothSkin Pure Fit biztonságos használatával kapcsolatban, vagy gyanúja merül fel, hogy a készülék bármilyen módon sérült, nem szabad használni, és további információkért keresse fel a weboldalt.

16.JÓTÁLLÁS

2 év jótállást adunk a termékre a vásárlás napjától kezdve. A jótállási időn belül ingyen ellenőrizzük az anyagok vagy a gyártás hibáit, és saját belátásunk szerint kicseréljük a teljes eszközt.

Ez a jótállás minden országra érvényes, ahol ezt az eszközt a CyDen vagy annak kijelölt forgalmazója biztosítja.

Ez a jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, normális kopásból vagy használatból eredő károkra, valamint olyan hibákra, amelyek elhanyagolható mértékben befolyásolják a készülék értékét vagy működését. A jótállás érvényét veszti, ha a javításokat illetéktelen személyek végzik, és ha nem használnak eredeti SmoothSkin Pure Fit alkatrészeket. A jótállási időn belüli szolgáltatás igénybevételéhez keresse fel weboldalunkat: www.smoothskin.com

17. CÍMKÉK ÉS SZIMBÓLUMOK

	Típus BF alkalmazott alkatrész		Ausztrália szabályozási megfelelőségi jelzés
	II. osztályú készülék		Kínai RoHS-környezetvédelmi felhasználási időszak
	Kövesse a használati utasításokat		Figyelem: az eszközből származó optikai sugárzás szemkárosodást okozhat
	Az Európai Unió WEEE hulladékártalmatlanítási védjegye		Ukrajnai lóhere megfelelőségi jelzés
	Európai megfelelőségi jelölés		FCC- és EMC-megfelelőség Észak-Amerikában
	Tartsa szárazon		

FCC-NYILATKOZAT:

MEGJEGYZÉS: A berendezés tesztelését követően megállapították, hogy az megfelel a B. osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályok 15. részének megfelelően. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy lakóövezetben történő telepítéskor észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni, továbbá ha nem a használati utasításokkal összhangban telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha a berendezés annak ki- és bekapcsolásával meghatározható káros interferenciát okoz a rádió- és televízióadás vételében, a felhasználó számára javasolt, hogy próbálja meg egy vagy több alábbi lehetőség alkalmazásával megszüntetni az interferenciát:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan csatlakozóaljzathoz, mely egy másik áramkörhöz tartozik, mint amelyhez a vevő van csatlakoztatva.
- Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy TV-szerelőtől.

18. MŰSZAKI ADATOK

A SmoothSkin Pure Fit egy szűrt, széles sávú intenzív fényimpulzusos rendszer, a következő műszaki specifikációkkal:

- **Ismétlődési gyakoriság:** Manuálisan pulzál minden 0,45 és 1 másodperc között (a kezelési beállítástól függően), Folyamatos üzemelés
- **Impulzus hossza** Szabad kisüléssel félértékszélesség = 2,0 ms
- **Max. optikai teljesítmény** 3 - 6J/cm²
- **Hullámhossz** 510 – 1100nm
- **Tápkábel teljesítménye:** 100–240V[~], 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Működési hőmérséklet:** 5 °C és 40 °C között
- **Működési páratartalom::** Legfeljebb 93%os relatív páratartalom, kondenzáció nélkül
- **Működési nyomás:** 700hPa - 1060hPa
- **Kezelési terület (foltméret):** 3 cm² (30mm x 10mm)

A közvetlenül a kezelési ablak körüli terület minősül Alkalmazott alkatrész besorolásúnak, és elérheti a 60 °C-os maximális hőmérsékletet. Győződjön meg arról, hogy a SmoothSkin Pure Fit alkalmazást a 8. szakaszban leírtak szerint végzi.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

- **Hőmérséklet:** -25 °C és +70 °C között
- **Páratartalom:** Legfeljebb 93%os relatív páratartalom, kondenzáció nélkül
- **Nyomások:** 500hPa - 1060hPa

Ha a készüléket a megadott működési tartományon kívüli hőmérsékleten tárolták, akkor használat előtt hagyjon legalább 30 percet a készülék akklimatizálódására.

A SmoothSkin Pure Fit korlátlan villanással rendelkezik, és egyetlen felhasználó számára készült.

A minimális várható élettartam 10 év, ha az ajánlott kezelési rendet követjük.

A CE-jelölés igazolja, hogy ez a készülék megfelel a következő EU-irányelveknek:

- 2014/35/EU alacsony feszültségű berendezésekről irányelv
- 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv
- 2009/125/EK energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányelv

EMC

Az SmoothSkin Pure Fit megfelel a háztartási és orvosi eszközökre vonatkozó legújabb EMC-szabványoknak és módosításoknak. Ezek a következők: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (4.0 kiadás), FCC CRF 47 15B rész, 15.107 és 15.109, IECS-003 6.0 változat.

Biztonság

A SmoothSkin Pure Fit megfelel a háztartási és orvosi eszközökre vonatkozó legújabb biztonsági előírásoknak és módosításoknak.

Ezek a következők: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

További részletekért forduljon a CyDen Ltd-hez

ÁRTALMATLANÍTÁS (életciklus vége)

Az egészségre és a környezetre gyakorolt veszély minimalizálása és az anyagok újrafeldolgozásának biztosítása érdekében ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának külön gyűjtőhelyén kell elhelyezni. A terméken feltüntetett WEEE-szimbólum erre emlékezteti a felhasználót.

Bun venit în lumea **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Felicitări! Ați accesat o lume de o frumusețe, delicatețe și confort fără egal. Intrați într-o conversație pe www.smoothskin.com, unde puteți beneficia de consultanță din partea experților și asistență pe toată durata tratamentului.

1. SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT	41	10. SENZORUL PENTRU CONTACTUL CU PIELEA	63
2. CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT	42	11. MODURILE SISTEMULUI SMOOTHSKIN PURE FIT	65
3. INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA	43	12. CAPUL DE PRECIZIE	67
4. POTENȚIALE RISCURI, EFECTE SECUNDARE ȘI REACȚII ALE PIELII	50	13. CURĂȚAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA	69
5. BENEFICIILE UTILIZĂRII SISTEMULUI SMOOTHSKIN PURE FIT	52	14. SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT ÎN CĂLĂTORIE	69
6. CARE ESTE DOMENIUL DE UTILIZARE AL SISTEMULUI SMOOTHSKIN PURE FIT	54	15. DEPANAREA	70
7. COMPATIBILITATEA DVS.	55	16. GARANȚIE	71
8. CUM SE UTILIZEAZĂ SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT	56	17. ETICHETE ȘI SIMBOLURI	72
9. SENZORUL PENTRU TONUL PIELII	60	18. SPECIFICAȚII TEHNICE	74

1. SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT

CONȚINUTUL PACHETULUI

În pachetul sistemului SmoothSkin Pure Fit, veți găsi următoarele:

- Dispozitivul manual și unitatea de bază
- Cablul de alimentare
- Capul de precizie
- Manualul de utilizare



2. CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL SMOOTHSKIN

Sistemul SmoothSkin Pure Fit este conceput să ajute la întreruperea ciclului creșterii firului de păr. Energia luminii este transferată prin suprafața pielii și este absorbită de melanina prezentă în firul de păr. Energia luminii absorbite este convertită în energie termică (sub suprafața pielii), iar această energie dezactivează foliculul de păr. Firele de păr tratate cad în mod natural în decurs de câteva zile până la 1-2 săptămâni. Creșterea părului este ciclică și are 3 faze distincte și consecutive. Tratamentul IPL este eficient numai atunci când firele de păr sunt într-o anumită fază (Anagen - faza de creștere). Nu toate firele de păr sunt în aceeași fază în același timp. Acesta este motivul pentru care trebuie să urmați schema recomandată de 12 tratamente săptămânale.



LA CE SĂ VĂ AȘTEPTAȚI

Imediat după tratament, nu există în mod normal efecte secundare semnificative (consultați secțiunea 4 pentru mai multe informații despre reacțiile adverse).

În primele câteva săptămâni după tratamentele inițiale, veți observa în continuare creșterea unor fire de păr. Este probabil să fie firele de păr care au fost omise în timpul tratamentului, adică firele care erau latente și care nu erau în faza de creștere (Anagen), atunci când IPL este cel mai eficient.

În aproximativ 6 săptămâni după tratamentul de 12 săptămâni, ar trebui să observați o reducere a creșterii părului. Cu toate acestea, este posibil ca mai multe fire de păr să nu fi fost încă tratate în faza lor de creștere. Este important să continuați tratamentele săptămânale.

După schema de 12 săptămâni, ar trebui să observați o reducere semnificativă a firelor de păr din zona tratată. Orice fir de păr rămas va fi mai fin și mai deschis la culoare. Tratamentele lunare continuate sau în funcție de necesități vor menține reducerea părului nedorit.

3. INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA CONTRAINDICAȚII

NU utilizați SmoothSkin Pure Fit dacă aveți piele foarte închisă. Sensorul pentru tonul pielii localizat în apropierea ferestrei de ieșire a dispozitivului va determina tonul pielii dvs. Dacă sensorul pentru tonul pielii determină că pielea dvs. este prea închisă la culoare pentru o utilizare sigură, operarea sistemului

SmoothSkin Pure Fit va fi împiedicată.

NU utilizați SmoothSkin Pure Fit dacă pielea a fost bronzată artificial sau natural sau dacă este arsă în urma supraexpunerii la soare. Este posibil ca pielea să fie foarte sensibilă în urma expunerii la soare și predispusă în mod deosebit la arsuri, formarea de vezicule, decolorare sau cicatrizare în cazul utilizării sistemului SmoothSkin Pure Fit. Așteptați 1 săptămână până când arsurile provocate de soare sau bronzul dispăre, înainte de a utiliza SmoothSkin Pure Fit.

NU expuneți zonele tratate la soare. Așteptați cel puțin 7 zile după tratament înainte de a expune pielea tratată la lumina directă a soarelui. Este posibil ca pielea să fie foarte sensibilă în urma tratamentului cu SmoothSkin Pure Fit și predispusă în mod deosebit la arsuri solare. Aplicați loțiune de protecție solară (FPS 15 sau mai mare) pe suprafața tratată sau acoperiți suprafața tratată cu articole de îmbrăcăminte adecvate.

NU utilizați sistemul SmoothSkin Pure Fit direct pe mameloane, organele genitale sau în jurul anusului. Aceste zone au o culoare mai închisă a pielii și/sau o densitate mai mare a părului. Utilizarea dispozitivului în aceste zone poate provoca disconfort/durere sau leziuni (arsuri, decolorare sau cicatrici) la nivelul pielii.

NU utilizați sistemul SmoothSkin Pure Fit dacă aveți antecedente de cancer de piele sau

leziuni precanceroase (de exemplu nevi sau un număr mare de alunițe)

NU utilizați sistemul pe vezicule și cicatrici.

NU utilizați SmoothSkin Pure Fit dacă sunteți însărcinată, alăptați, întrucât acest dispozitiv nu a fost testat în cazul acestor situații. **NU** utilizați SmoothSkin Pure Fit pe punctele maro închis sau negre cum ar fi semnele din naștere, alunițele sau negii din zona pe care doriți să o tratați. Utilizarea sistemului SmoothSkin Pure Fit vă poate leza pielea sau poate înrăutăți starea existentă. Puteți avea efecte secundare cum ar fi arsuri, formarea de vezicule și modificări ale culorii pielii sau cicatrizare.

NU utilizați SmoothSkin Pure Fit dacă aveți o afecțiune a pielii în zona tratamentului, inclusiv psoriazis, vitiligo, eczeme, acnee, herpes simplex sau infecții active sau răni.

NU utilizați SmoothSkin Pure Fit dacă aveți sub 18 ani întrucât acest dispozitiv nu a fost testat în cazul acestor persoane.

AVERTISMENTE

SIGURANȚA OCHILOR



SmoothSkin Pure Fit emite fascicule de lumină intens pulsată. Expunerea directă este potențial dăunătoare pentru ochi. Asigurați-vă că urmați măsurile de siguranță de mai jos.

AVERTISMENT: Este posibil să intervină leziuni oculare (care pot duce la pierderea vederii) sau leziuni ale pielii dacă instrucțiunile nu sunt respectate. Citiți și respectați instrucțiunile

Dispozitivul manual poate fi activat (emite impulsuri) dacă senzorul pentru tonul pielii (de lângă fereastra de tratament) detectează o valoare validă pentru tonul pielii și este în contact integral cu zona de tratament. Totuși: **NU** priviți direct în fereastra de tratament a dispozitivului manual atunci când sistemul este alimentat cu energie electrică și este pornit

NU încercați să activați (emiteți impulsuri) sistemul îndreptat spre ochi

NU tratați zonele din jurul ochilor (sprâncene sau gene). Utilizarea necorespunzătoare poate provoca leziuni oculare, protejați ochii împotriva expunerii. **NU** utilizați aparatul peste pleoape sau în apropierea ochilor. Încercați să activați (emiteți impulsuri) sistemul **NUMAI** atunci când dispozitivul manual este în contact corespunzător cu zona pe care doriți să o tratați. **VĂ RECOMANDĂM** să nu priviți direct spre dispozitivul manual atunci când se tratează pielea.

PRECAUȚII ELECTRICE ȘI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ


NU utilizați sistemul dacă ați suferit un tratament de dermabraziune în zona pe care doriți să o tratați. Așteptați 30 de zile după procedura de dermabraziune înainte de tratamentul cu SmoothSkin Pure Fit.

Tratarea pielii bronzate cu lumină intens pulsată (IPL) poate duce la hiperpigmentarea (închiderea tonului) sau hipopigmentarea (deschiderea tonului) permanentă a pielii tratate.

NU utilizați sistemul în zonele în care aveți tatuaje sau un make-up permanent.

NU utilizați sistemul dacă știți că aveți o sensibilitate la lumina soarelui (fotosensibilitate) sau dacă luați medicamente care vă fac pielea mai sensibilă și provoacă fotosensibilitate, de exemplu Retin A, Accutane și/sau alți retinoizi topici. Consultați întotdeauna prospectul care însoțește produsul medicinal pentru a vedea dacă fotosensibilitatea este enumerată printre efectele secundare. Utilizarea sistemului SmoothSkin Pure Fit pe pielea fotosensibilă poate determina apariția leziunilor la nivelul pielii, cum ar fi umflături sau vezicule. Solicitați asistență medicală înainte de a folosi aparatul, întrucât utilizarea poate leza pielea.

Acest aparat nu este destinat tratării afecțiunilor medicale. Trebuie solicitată asistență medicală pentru a examina, de exemplu, alunițele, erupțiile cutanate, mâncărimile pielii, ciupercile sau infecțiile de la nivelul pielii, umflăturile pielii sau papiloamele.



Filtru din sticlă



Sistemul SmoothSkin Pure Fit nu trebuie utilizat peste agenți de umplere sau botox.

SmoothSkin Pure Fit nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani. Copiii nu trebuie să utilizeze, să se joace, să întrețină sau să curețe dispozitivului. Există o serie de potențiale riscuri – expunerea la o sursă de lumină care provoacă arsuri sau leziuni oculare, electrocutare, strangulare cu cablurile.

SmoothSkin Pure Fit nu trebuie lăsat la îndemâna animalelor și dăunătorilor care pot deteriora dispozitivul. Printre potențialele riscuri se numără funcționarea redusă sau electrocutarea.

SmoothSkin Pure Fit nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Reprezintă o excepție situația în care aceste persoane sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea corespunzătoare și în siguranță de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Filtrul din sticlă al sistemului SmoothSkin Pure Fit este o componentă esențială care se va încălzi în timpul utilizării. NU ATINGEȚI filtrul în timpul sau imediat după utilizare. Verificați cu regularitate filtrul cu privire la urme de deteriorare. NU utilizați SmoothSkin Pure Fit dacă filtrul este fisurat sau lipsește.

Asigurați-vă că fereastra de tratament a sistemului SmoothSkin Pure Fit este curată și nu prezintă

reziduuri. Reziduurile prezente pe sau în jurul ferestrei de tratament în timpul funcționării pot duce la modificări temporare ale pielii, cum ar fi înroșirea sau umflarea acesteia.

AVERTISMENT: Poate avea loc lezarea pielii după aplicarea îndelungată sau repetată într-un singur loc. Evitați utilizarea excesivă care include treceri excesive, suprapunerea impulsurilor și/ sau frecvența de utilizare mărită

AVERTISMENT: Nu anulați mecanismele de siguranță inerente dispozitivului
NU depășiți intervalul de utilizare specificat în regimul de tratament

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Îndepărtarea părului cu laser sau surse de lumină intens pulsată poate determina o creștere mai mare a părului în cazul anumitor persoane. Conform datelor disponibile momentan, grupele cu cel mai ridicat risc de a prezenta această reacție sunt alcătuite din femeile cu rădăcini mediteraneene, din Orientul Mijlociu și Asia de Sud tratate pe față și gât.

NU utilizați SmoothSkin Pure Fit în zone în care vă doriți ca părul să vă crească din nou.

NU utilizați dispozitivul SmoothSkin Pure Fit pe fața, bărbia sau gâtul bărbaților. Părul din zona bărbii bărbaților este prea dens, iar utilizarea dispozitivului SmoothSkin Pure Fit în aceste zone poate duce la lezarea pielii.

Nu este recomandată utilizarea dispozitivului SmoothSkin Pure Fit pe părul roșu, gri, alb sau blond. SmoothSkin Pure Fit nu este eficient în cazul acestor culori de păr.

4. POTENȚIALE RISCURI, EFECTE SECUNDARE ȘI REACȚII ALE PIELII

Utilizarea sistemului SmoothSkin Pure Fit poate determina apariția unor efecte secundare. Tabelul de mai jos prezintă reacțiile cunoscute care pot apărea la nivelul pielii în urma tratamentului cu SmoothSkin Pure Fit.

EFFECT SECUNDAR	EVALUAREA ȘI REACȚIA ADECVATĂ
Durere/disconfort moderat în zona supusă tratamentului	Această reacție este preconizată și normală în cazul tuturor tratamentelor cu IPL. Puteți continua utilizarea dispozitivului conform instrucțiunilor, iar durerea trebuie să scadă pe parcursul utilizării.
O senzație de căldură sau furnicături în timpul tratamentului care dispare, de obicei, după câteva secunde până la un minut și scade pe parcursul utilizării.	Această reacție este preconizată și normală în cazul tuturor tratamentelor cu IPL. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor.
Mâncărime în zona de tratament	Acest lucru este destul de des întâlnit în cazul tratamentelor cu IPL și ar trebui să se diminueze după o scurtă perioadă de timp. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor. Nu vă scărpinati în zona respectivă.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Înroșirea pielii în timpul sau după tratament, care dispare în decurs de câteva minute.	Această reacție este preconizată și normală în cazul tuturor tratamentelor cu IPL. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor după ce roșeața dispare.
Înroșirea pielii care nu dispare în câteva minute și durează 24-48 de ore.	Oprțiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a relua utilizarea.
Durere sau disconfort intens în timpul tratamentului sau care persistă după tratament.	Oprțiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a relua utilizarea.

ÎN CAZURI FOARTE RARE	EVALUAREA ȘI REACȚIA ADECVATĂ
Umflături și roșeață care nu dispar în termen de două până la trei zile.	Oprțiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a relua utilizarea.
Modificări temporare ale culorii pielii (deschiderea sau închiderea culorii).	În cazul în care se modifică culoarea pielii, oprțiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul.
Apariția de vezicule, cicatrici sau arsuri la nivelul pielii.	Oprțiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a relua utilizarea. Aplicați o compresă rece în zona respectivă. Tratați zona respectivă cu antiseptice sau cremă pentru arsuri.

În cadrul unui studiu clinic cu 50 de subiecți, fiecare subiect a primit 12 tratamente săptămânale.

Efectele înregistrate au fost:

- Mâncărime – 3 subiecți au experimentat o mâncărime moderată după tratament.
- Roșeață ușoară – Acest efect a fost raportat de 2 subiecți.
- Ușoară senzație de usturime – 5 subiecți au raportat un disconfort moderat în urma tratamentului
- Păr crescut sub piele – 1 subiect a raportat creșterea sub piele a unor firelor de păr în urma tratamentului.
- Înroșirea foliculului – 1 subiect a raportat apariția punctelor roșii la locul tratamentului.

În toate cazurile, pielea supusă tratamentului și-a revenit la normal în decurs de 7 zile.

5.BENEFICIILE UTILIZĂRII SISTEMULUI SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit este indicat pentru reducerea permanentă a părului nedorit.

Pentru evaluarea siguranței și eficacității sistemului SmoothSkin Pure Fit a fost efectuat un studiu clinic. Principalele caracteristici ale studiului clinic au fost:

Toate tratamentele au fost efectuate de operatori fără instruire medicală într-un singur loc utilizând dispozitive identice cu dispozitivul SmoothSkin Pure Fit furnizat în acest pachet;

Toți subiecții au fost rugați să completeze chestionare referitoare la starea generală de sănătate,

iar cei care nu s-au calificat pentru tratament, de exemplu cei care au avut una sau mai multe din contraindicațiile enumerate în Secțiunea 3 a acestui Manual de utilizare au fost excluși. În plus, toți subiecții au fost rugați să își exprime consimțământul informat, conform cerințelor internaționale referitoare la studiile clinice;

În total, 53 de subiecți de sex feminin cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani au început studiul;

Trei dintre subiecți au părăsit studiul în timpul perioadei de tratament din motive personale. Niciunul dintre subiecți nu a părăsit studiul din cauza problemelor asociate utilizării dispozitivului SmoothSkin Pure Fit;

Fiecare subiect a primit 12 tratamente săptămânale în locurile alese de pe corp. Un tratament obișnuit a constat în raderea părului din locul respectiv, apoi aplicarea dispozitivului SmoothSkin Pure Fit, respectând același proces prezentat în Secțiunea 8, Pasul 3 din acest manual de utilizare;

A fost utilizată metoda numărării firelor de păr pentru a măsura modificarea cantității de fire de păr la 6 luni după ultimul tratament și la 12 luni după ultimul tratament. Firele de păr din zonele în care s-a efectuat tratamentul au fost numărate prin intermediul fotografiilor la înaltă rezoluție, iar diferența numărului de fire a fost calculată ca modificare exprimată în procente;

Atunci când au utilizat dispozitivul conform instrucțiunilor, participanții la studiul clinic au prezentat în medie cu 44% mai puțin păr după 6 luni de la ultimul tratament și cu 36% mai puțin păr la 12 luni după ultimul tratament, comparativ cu cantitatea de păr măsurată înainte de tratament (consultați tabelul de mai jos). Rezultatele efective au variat de la o persoană la alta;

SMOOTHSKIN PURE	
Numărul de subiecți la 6 luni după tratament	50
Reducerea părului la 6 luni după tratament	43.9%
Numărul de subiecți la 12 luni după tratament	33
Reducerea părului la 12 luni după tratament	36.0%
Tratamentul a fost reușit la % dintre subiecți (>30% reducere a părului) pe toate zonele corpului la 12 luni după tratament. Succesul este definit ca o reducere a părului mai mare de 30% în toate locurile de tratament, la 12 luni.	66.7%

Incidența efectelor secundare în timpul studiului clinic a fost minimă (conform celor evidențiate în Secțiunea 4 de mai sus) și majoritatea subiecților (48 din 50) ar recomanda prietenilor dispozitivul SmoothSkin Pure Fit.

6.CARE ESTE DOMENIUL DE UTILIZARE AL SISTEMULUI SMOOTHSKIN PURE FIT

DOMENIUL DE UTILIZARE


Sistemul SmoothSkin Pure Fit este conceput pentru reducerea permanentă a părului nedorit.

7. COMPATIBILITATEA DVS.

ZONELE CORPULUI

SmoothSkin Pure Fit este adecvat pentru a fi utilizat pe părul corporal și părul facial al femeilor, sub linia pomeților.


CULOAREA PIELII



SmoothSkin Pure Fit este conceput pentru a fi utilizat pe tonurile de piele deschise, medii și închise, până la inclusiv tonul numărul 5. SmoothSkin Pure Fit are integrat un senzor pentru tonul pielii care măsoară culoarea pielii dvs. și va împiedica utilizarea în cazul în care tonul pielii este prea închis.

CULOAREA PĂRULUI

SmoothSkin Pure Fit este conceput pentru a fi utilizat în cazul părului negru sau castaniu natural.



Este posibil ca acesta să nu fie la fel de eficient în cazul părului alb, gri, blond sau roșu.

8. CUM SE UTILIZEAZĂ SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT

AVERTISMENT: Respectați fiecare pas din procesul de tratament și asigurați-vă că finalizați toate aspectele fiecărui pas înainte de a trece la următorul.

PASUL 1: PREGĂTIȚI ZONA CARE URMEAZĂ SĂ FIE TRATATĂ

Îndepărtați toate firele de păr vizibile prin epilare cu lama de ras. Asigurați-vă că nu există fire de păr rămase la suprafața pielii întrucât acest lucru poate cauza leziuni. Acest lucru previne, de asemenea, acumularea reziduurilor în partea frontală a dispozitivului.

PASUL 2: EFECTUAȚI UN TEST EPIDERMIC

Înainte de aplicarea primului tratament pe o nouă zonă a corpului, vă RECOMANDĂM să testați pielea din zona respectivă pentru a vedea dacă apar reacții la dispozitivul SmoothSkin Pure Fit. Zona de efectuare a testului epidermic trebuie să aibă o dimensiune de aproximativ 3 cm x 2 cm (echivalentul a 2 impulsuri aplicate pe piele unul lângă altul). Treceți la Pasul 3 pentru a trata zona.

Așteptați 24 de ore după testul epidermic pentru a vă asigura că pielea este adecvată pentru tratament și că nu există reacții adverse la energia luminii. Dacă nu există nicio reacție după 24 de ore, puteți trata zona din jurul locului unde s-a efectuat testul epidermic. „Zona testată epidermic” NU trebuie tratată din nou timp de cel puțin o săptămână.



PASUL 3: TRATAȚI CU SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Conectați sursa de alimentare la o priză electrică. Ventilatoarele vor porni și senzorii pentru tonul pielii se vor aprinde albastru, indicând faptul că dispozitivul este pornit

EXPIRARE MOD POWER

Când unitatea este lăsată „inactivă”, adică nu sunt apășate butoane timp de 10 minute, atunci aceasta va reveni la modul STANDBY (În așteptare) și luminile STS se vor stinge. Pentru a reveni la modul READY (Gata de utilizare) pentru tratament, apăsați butonul Power Mode.

- B) Apăsați ferm dispozitivul manual pe zona de tratament, asigurându-vă că senzorul pentru tonul pielii este în contact cu pielea - SmoothSkin Pure Fit nu va funcționa dacă senzorii de piele nu sunt în contact complet cu pielea. Odată ce senzorul de piele măsoară un ton valid, puterea de ieșire prestabilită este afișată pe barele de putere.
- C) Apăsați pe butonul de activare. Dispozitivul va clipi și veți simți o senzație de căldură.
- D) Mutați dispozitivul manual pe următoarea zonă de tratament și repetați. Dispozitivul trebuie să se reîncarce între impulsuri.
- E) Asigurați-vă că ÎNTREAGA ZONĂ primește tratament, dar NU suprapuneți impulsurile de tratament.



Indicator activat
S-a detectat
pielea



Corect

Indicator oprit
Nu s-a detectat
pielea




Încorect

PASUL 4: SCHEMA DE TRATAMENT SMOOTHSKIN PURE FIT


Pentru rezultate optime, SmoothSkin Pure Fit trebuie utilizat în fiecare săptămână timp de 12 săptămâni pentru a se asigura că toți foliculii de păr sunt tratați. După faza inițială de tratament (12 tratamente săptămânale), pentru a menține rezultatele, vă recomandăm să utilizați SmoothSkin Pure Fit o dată pe lună sau după cum este necesar.




Fereastră de
tratament



Acoperire
completă



Suprapunere



Zone omise

PASUL 5: OPRIȚI SMOOTHSKIN PURE FIT

După terminarea tratamentului, SmoothSkin Pure Fit trebuie deconectat de la sursa de alimentare și de la priza electrică.



Consultați secțiunea 13 pentru detalii despre modul optim de întreținere a dispozitivului SmoothSkin Pure Fit.

9. SENZORUL PENTRU TONUL PIELII

Senzorul pentru tonul pielii măsoară culoarea pielii și stabilește nivelul corect de putere necesară. Dacă pielea dvs. este prea întunecată pentru tratamentul cu SmoothSkin Pure Fit, senzorul pentru tonul pielii va detecta acest lucru și va împiedica funcționarea aparatului. Dacă pielea dvs. este prea întunecată vor fi afișate lumini de culoare ROȘIE în bara de alimentare.

Starea senzorului pentru tonul pielii poate fi observată pe barele de putere situate pe ambele părți ale dispozitivul manual. Dacă este detectat un ton valid al pielii, barele de putere vor lumina ALB. Numărul de lumini aprinse va depinde de tonul exact al pielii.

BARE DE PUTERE



Mai puține lumini = piele mai întunecată și setare de putere

Mai multe lumini = piele mai deschisă și setare de putere mai mare

PIELE PEA ÎNCHISĂ
NU ESTE POSIBIL NICIUN TRATAMENT
1 LUMINĂ ROȘIE APRINSĂ



PIELE ÎNCHISĂ
CEA MAI MICĂ SETARE DE PUTERE
1 LUMINĂ APRINSĂ



PIELE DESCHISĂ
CEA MAI MARE SETARE DE PUTERE
10 LUMINI APRINSE



Cantitățile de energie luminoasă livrată pentru fiecare dintre setările dispozitivului în modul Power (în funcție de culoarea pielii) sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Numărul de lumini aprinse pe bara de putere	Energie maximă (J/cm²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Contactul complet cu pielea asigură obținerea celor mai bune rezultate, întrucât toată energia de lumină emisă de dispozitiv ajunge în zona de tratament.


10. SENZORUL PENTRU CONTACTUL CU PIELEA

SmoothSkin Pure Fit este prevăzut cu un senzor pentru contactul cu pielea care verifică existența contactului cu pielea înainte de fiecare impuls, asigurându-se că operarea dispozitivului are loc în siguranță! Acest lucru face ca dispozitivul să respecte cele mai stricte reglementări referitoare la siguranță.

Senzorul pentru contactul cu pielea asigură, de asemenea, obținerea unor rezultate optime de la dispozitivul dvs. Senzorul trebuie să fie în contact integral cu zona de tratament pentru ca dispozitivul să emită impulsuri.

Acest contact integral cu pielea presupune ca toată energia luminii emisă de dispozitiv să ajungă în zona de tratament pentru a se obține rezultate optime.

Dacă dispozitivul nu este în contact integral cu zona de tratament, nu va emite impulsuri. Încercați să ajustați poziția dispozitivului pentru a asigura contactul integral, în special în zone mai incomode, cum ar fi brațele și gambele.



11.MODURILE SISTEMULUI SMOOTHSKIN PURE FIT

Puteți trata corpul folosind oricare dintre cele trei moduri de tratament SmoothSkin Pure Fit:



Mod Power - Fără indicator



Mod Delicat - Indicator



Mod Viteză - Indicator

Modul Power este cea mai mare setare de putere a dispozitivului. Acest mod va oferi cele mai bune rezultate, deoarece folosește puterea maximă posibilă pentru tonul unic al pielii dvs. Acest mod funcționează foarte bine în zonele dificile, unde părul tinde să fie mai dens, cum ar fi axilele și zona inghinală.

Modul Delicat poate fi utilizat dacă modul Power vi se pare incomod sau puțin prea dureros. Funcționarea dispozitivului în modul Delicat va reduce puterea de ieșire și veți observa mai puține indicatoare aprinse pe bara de putere atunci când dispozitivul este aplicat pe piele.

Modul Viteză este cel mai rapid mod și, prin urmare, cea mai mică setare de putere. Modul Viteză este optim pentru tratarea zonelor mai mari, unde părul este mai puțin dens (cum ar fi brațele sau picioarele) și unde doriți să deplasați dispozitivul rapid de-a lungul zonei de tratament. Poate fi utilizat și ca mod de întreținere, pentru a preveni reapariția părului după regimul inițial de tratament.

Modul Power este setarea implicită atunci când dispozitivul este pornit. Puteți comuta între cele trei moduri apăsând butonul Mode de sub butonul principal de activare.

Când vă aflați în oricare dintre aceste moduri, puteți alege, de asemenea, să utilizați metoda Glisare sau metoda Tamponare.

Metoda de tamponare este recomandată pentru zone mici, cum ar fi axilele și zona inghinală. Așezați dispozitivul manual pe piele, apăsați și eliberați butonul de activare. Îndepărtați de pe piele înainte de a aplica din nou cu atenție în următoarea zonă de tratament.

Metoda de glisare este recomandată pentru zone mai mari, cum ar fi picioarele. Așezați dispozitivul manual pe piele, apăsați lung butonul de activare (apăsați continuu), apoi glisați dispozitivul manual de-a lungul pielii între impulsuri. Încercați să deplasați dispozitivul manual la o viteză constantă care să ofere o acoperire completă fără suprapunere sau zone omise.



12. CAPUL DE PRECIZIE

SmoothSkin Pure Fit include un cap de precizie detașabil, care este perfect pentru zonele mai mici și dificile (cum ar fi buza superioară, degetele și degetele de la picioare). Aceasta are avantajul de a vă oferi și mai multă flexibilitate în timpul fiecărui tratament.

Utilizarea capului de precizie va încetini puțin dispozitivul, așa că vă recomandăm să îl utilizați numai atunci când este necesar, pentru a vă asigura că veți obține cel mai rapid tratament posibil.

Capul de precizie se atașează pur și simplu pe partea din față a dispozitivului printr-un magnet intern în interiorul părții frontale a dispozitivului principal. Acest magnet ține capul în poziție în timp ce tratați zona. Pur și simplu detașați sau atașați în funcție de zona pe care o tratați.




NU utilizați în cazul în care capul de precizie este deteriorat sau are piese lipsă (de exemplu, magnetul sau reflectorul).

Capul de precizie trebuie montat cu orientarea corectă (sigla în partea de sus)

În cazul în care capul de precizie se încălzește incomod în timpul utilizării, opriți tratamentul până când se răcește.

Respectați toate avertismentele privind SIGURANȚA OCHILOR (secțiunea 3) atunci când capul de precizie este montat.

Urmați instrucțiunile de curățare (secțiunea 13) pentru capul de precizie



13. CURĂȚAREA, ÎNTREȚINEREA, DEPOZITAREA

După tratament, opriți întotdeauna SmoothSkin Pure Fit, deconectând sursa de alimentare de la SmoothSkin Pure Fit și priza electrică.

După utilizare, verificați dispozitivul manual, senzorul pentru tonul pielii și fereastra de tratament cu privire la urme de deteriorare și ștergeți aceste componente cu o lavetă uscată, care nu lasă scame.

AVERTISMENT: Filtrul de sticlă se poate încinge în timpul utilizării. NU atingeți și nu curățați filtrul timp de cel puțin 5 minute după utilizare pentru a-i permite să se răcească.

Nu utilizați NICIODATĂ apă sau alte lichide de curățare întrucât acestea pot deteriora dispozitivul, generând pericole potențiale în ceea ce privește siguranța.

Pentru a asigura performanța maximă a dispozitivului SmoothSkin Pure Fit, este deosebit de important să curățați partea frontală a dispozitivului și reflectorul de murdărie, păr sau alte resturi.

Pentru a ajuta la curățarea acestei piese, partea din față a dispozitivului poate fi curățată cu o cârpă ușor umedă.

Depozitați SmoothSkin Pure Fit într-un loc uscat și răcoros. Asigurați-vă că fereastra de tratament și senzorul pentru tonul pielii de pe dispozitivul manual sunt protejate împotriva deteriorării.

Verificați în mod regulat dacă există semne vizibile de deteriorare pe dispozitiv (și cabluri). În caz de deteriorare sau fisuri, opriți utilizarea dispozitivului.

Pentru a preveni pericolul de strangulare sau împiedicare, deconectați întotdeauna dispozitivul de la priza de energie electrică atunci când nu îl folosiți.

14. SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE FIT ÎN CĂLĂTORIE

Unitatea de alimentare cu energie a sistemului SmoothSkin Pure Fit este universală și va funcționa cu toate rețelele de alimentare întâlnite în mod normal. SmoothSkin Pure Fit va funcționa în mod normal cu condiția să aveți un adaptor adecvat pentru fișa cablului de alimentare.

15. DEPANAREA

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Indicatoarele barei de putere din partea laterală a dispozitivul manual nu se aprind atunci când dispozitivul este așezat pe piele.	Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată. Asigurați-vă că dispozitivul manual este în modul READY (apăsați o singură dată butonul Standby/Ready). Asigurați-vă că senzorii pielii intră în contact ferm cu pielea. Asigurați-vă că senzorul pentru tonul pielii este apăsat pe piele.
În timp ce este apăsat pe piele, primul indicator al barei de alimentare din partea laterală a dispozitivului manual se aprinde ROȘU și SmoothSkin Pure Fit nu funcționează.	Zona pe care încercați să o tratați este prea închisă pentru tratament. SmoothSkin Pure Fit include un senzor inteligent pentru tonul pielii, care detectează automat tonul pielii și selectează setarea optimă de tratament. Deoarece folosește tehnologia cu lumină intens pulsată, SmoothSkin Pure Fit nu poate fi utilizat de toată lumea și nu poate trata pielea foarte închisă la culoare.
Indicatoarele barei de putere de pe partea laterală a dispozitivul manual sunt aprinse sau clipesc într-un model necunoscut, inclusiv un indicator LED roșu.	SmoothSkin Pure Fit afișează mesajele de eroare prin combinații de lumini pe barele de putere ale dispozitivului manual. Acest lucru indică faptul că există o eroare la dispozitiv. Opriți utilizarea dispozitivului și consultați site-ul web.
Dispozitivul manual SmoothSkin Pure Fit, fereastra de tratament, sursa de alimentare sau cablul sunt deteriorate, rupte, fisurate sau par defecte.	NU utilizați: Dacă aveți îndoieli cu privire la siguranța SmoothSkin Pure Fit sau bănuți că este deteriorat în vreun fel, nu utilizați dispozitivul. Consultați site-ul web pentru informații suplimentare.

16. GARANȚIE










Acordăm o garanție de 2 ani pentru produs începând cu data cumpărării. În perioada de garanție, vom verifica în mod gratuit defecțiunile materialelor sau defectele de fabricație și vom înlocui dispozitivul integral, la discreția noastră.

Această garanție se extinde în toate țările în care acest dispozitiv este furnizat de CyDen sau de distribuitorul desemnat al companiei.

Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, uzura sau utilizarea normală, precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă reparațiile sunt efectuate de persoane neautorizate și dacă nu sunt utilizate piese originale SmoothSkin Pure Fit. Pentru lucrări de service în perioada de garanție, vizitați site-ul nostru web www.smoothskin.com

17. ETICHETE ȘI SIMBOLURI

SMOOTHSKIN PURE is marked with the following symbols:

	Piesă aplicată tip BF		Marcare de conformitate cu reglementările din Australia
	Echipament clasa II		Perioada de utilizare cu respectarea protecției mediului RoHS din China
	Urmați instrucțiunile de utilizare		Avertizare: radiațiile optice emise de dispozitiv pot provoca vătămări oculare
	Marcare de eliminare a deșeurilor WEEE a Uniunii Europene		Marcare de conformitate trifoi pentru Ucraina
	Marcare de conformitate europeană		Conformitate FCC EMC pentru America de Nord
	Păstrați uscat		

DECLARAȚIE FCC:

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu secțiunea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției de radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin următoarele metode:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și dispozitivul manual.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat dispozitivul manual.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență, pentru asistență.

18.SPECIFICAȚII TEHNICE

SmoothSkin Pure Fit este un sistem filtrat cu bandă largă cu lumină intens pulsată, cu următoarele specificații tehnice:

- **Rată de repetare:** Pulsat manual la fiecare 0,45 - 1 s (în funcție de setarea tratamentului), funcționare continuă Descărcare liberă FWHM = 2,0 ms
- **Lungimea impulsului:** 3 - 6J/cm²
- **Leșire optică maximă:** 510 – 1100nm
- **Lungime de undă:** 100–240V~, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Intrare linie de alimentare:** Între 5 °C și 40 °C
- **Temperatură de operare:** Până la 93% umiditate relativă, fără condensare
- **Umiditate de funcționare:** De la 700 hPa la 1060 hPa
- **Presiuni de operare:** 3 cm² (30mm x 10mm)
- **Zona de tratament (dimensiunea spotului):**

Zona imediată din jurul ferestrei de tratament este clasificată ca parte aplicată și poate atinge o temperatură maximă de 60 °C. Asigurați-vă că SmoothSkin Pure Fit este utilizat conform instrucțiunilor din secțiunea 8.

CONDIȚII DE TRANSPORT:

- **Temperatură:** - 25 °C până la +70 °C
- **Umiditate:** Până la 93% umiditate relativă, fără condensare
- **Presiuni:** Între 500 hPa și 1060 hPa

Dacă dispozitivul a fost depozitat la temperaturi în afara intervalului de funcționare indicat, acordați cel puțin 30 de minute înainte de utilizare pentru a permite aclimatizarea dispozitivului.

SmoothSkin Pure Fit poate emite impulsuri nelimitate și este destinat unui singur utilizator.

Durata de exploatare minimă este de 10 ani atunci când urmați schema recomandată.

Marcarea CE atestă faptul că acest aparat este conform cu următoarele directive UE:

- Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
- Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
- Directiva 2009/125/CE privind produsele cu impact energetic.

CEM

SmoothSkin Pure Fit respectă cele mai recente standarde și modificări CEM aplicabile dispozitivelor de uz casnic și medical. Acestea sunt: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Secțiunea 15B 15.107 și 15.109, IEC60601-1-2 Ed 4.0 și IEC60601-1-2 Ed 4.0." Ed 4.0.

Siguranță

SmoothSkin Pure Fit respectă cele mai noi standarde și modificări de siguranță aplicabile dispozitivelor de uz casnic și medical.

Acestea sunt: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS"

Pentru detalii suplimentare contactați CyDen Ltd

ELIMINAREA (sfârșitul perioadei de exploatare)

Pentru a reduce la minim pericolele pentru sănătate și mediu și pentru a se asigura că materialele pot fi reciclate, acest produs trebuie eliminat la o instalație de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Simbolul DEEE marcat pe produs este acolo pentru a vă reaminti acest lucru.

Добре дошли при **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Поздравления! Отворихте свят на несравнима красота, гладкост и удобство. Елате и се присъединете към разговора на www.smoothskin.com, където можете да откриете експертен съвет и подкрепа по време на вашите процедури.

1. СИСТЕМАТА НА SMOOTHSKIN PURE FIT	78	10. СЕНЗОРЪТ ЗА КОНТАКТ С КОЖА	100
2. КАК РАБОТИ SMOOTHSKIN PURE FIT	79	11. РЕЖИМИ НА SMOOTHSKIN PURE FIT	102
3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА	80	12. ГЛАВАТА ЗА ПРЕЦИЗНОСТ	104
4. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ, СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И КОЖНИ РЕАКЦИИ	87	13. ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ	106
5. ПОЛЗИ ОТ УПОТРЕБАТА НА SMOOTHSKIN PURE FIT	89	14. ПЪТУВАНЕ СЪС SMOOTHSKIN PURE FIT	106
6. КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА SMOOTHSKIN PURE FIT	92	15. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	107
7. ПОДХОДЯЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС	92	16. ГАРАНЦИЯ	108
8. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ SMOOTHSKIN PURE FIT	93	17. ЕТИКЕТИ И СИМВОЛИ	109
9. СЕНЗОРЪТ ЗА ТОН НА КОЖАТА	97	18. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	111

1. СИСТЕМАТА НА SMOOTHSKIN PURE FIT

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

В опаковката на SmoothSkin Pure Fit ще откриете следното:– Основа и базов модул


- Захранващ кабел
- Глава за прецизност
- Ръководство за потребителя



2. КАК РАБОТИ SMOOTHSKIN PURE FIT

Устройството SmoothSkin Pure Fit е проектирано да помага за прекъсването на цикъла на растеж на косъма. Светлинната енергия се пренася чрез повърхността на кожата и се поглъща от намиращия се в стъблото на косъма меланин. Абсорбираната енергия се преобразува в топлинна енергия (под повърхността на кожата), която възпрепятства функциите на фоликула на косъма. Третираните косми падат по естествен начин в период от няколко дни до 1 – 2 седмици.

Растежът на косъма е кръгов процес и следва 3 различни и последователни фази. IPL третирането е ефективно само когато космите са в конкретна фаза (Анаген – фаза на растеж). Не всички косми са в една и съща фаза към даден момент. Заради това трябва да следвате препоръчителния режим на третиране от 12 ежеседмични процедури.



КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ

Непосредствено след процедура не би следвало да видите никакви значими странични ефекти от третирането (вижте Раздел 4 за повече информация относно страничните ефекти).

През първите няколко седмици след първите процедури все още ще наблюдавате растеж на някои косми. Най-вероятно това са косми, които са били пропуснати по време на процедура, т.е. са били в покой, а не в тяхната фаза на растеж (Анаген) по време на процедурата, когато IPL е най-ефективна.

Около 6-ата седмица от 12-седмичната програма на третиране би трябвало да забележите намален растеж на косъма. Много от космите обаче може все още да не са били третирани във фазата им на растеж. Важно е да продължите ежеседмичните процедури.

След 12-седмичната програма трябва да забележите значително оредяване на космите върху третираната област. Всички останали косми трябва да са по-тънки и с по-светъл цвят. Продължителните месечни процедури или тези по необходимост трябва да затвърдят оредяването на нежелано окосмяване.

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако имате много тъмна кожа. Сензорът за тон на кожата, намиращ се близо до изходния прозорец на устройството, ще определи тона на кожата ви. Ако сензорът за тон на кожата определи, че вашата кожа е твърде тъмна за безопасна употреба, оперирането на SmoothSkin Pure Fit ще бъде предотвратено.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако кожата ви е била изкуствено или естествено потъмнена или е изгоряла от излагане

на слънце. Кожата ви може да бъде извънредно чувствителна след излагане на слънце и особено предразположена към изгаряне, мехури, обезцветяване или белези, ако използвате SmoothSkin Pure Fit. Изчакайте 1 седмица до отминаване на слънчевото изгаряне или тена, преди да използвате SmoothSkin Pure Fit.

НЕ излагайте третирани области на слънце. Изчакайте поне 7 дни след процедурата, преди да изложите третирана кожа на директна слънчева светлина. Вашата кожа може да бъде извънредно чувствителна след третиране със SmoothSkin Pure Fit и особено предразположена към слънчево изгаряне. Нанесете слънцезащитен крем (SPF 15 или по-висок) върху третираната област или покрийте третираната област с подходяща дреха.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit директно върху зърната, гениталиите или около ануса. Тези области може да имат потъмен цвят на кожата и/или по-голяма плътност на космите. Употребата на устройството върху тези области може да причини дискомфорт/болка или да нарани (изгори, обезцвети или остави белег) вашата кожа.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако сте имали рак на кожата или предракови лезии (напр. невуси или голям брой бенки)

НЕ използвайте върху мехури и белези.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако сте бременна, кърмеща, тъй като това устройство не е тествано върху такива лица.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit на тъмнокафяви или черни места, като белези по рождение, бенки или брадавици, в областта, която желаете да третирате. Употребата на SmoothSkin Pure Fit може да нарани вашата кожа или да влоши съществуващи състояния. Може да усетите странични ефекти, като изгаряния, мехури и промени в цвета на кожата или

белези.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако имате някакво заболяване на кожата в областта на третиране, включително псориазис, витилиго, екзема, акне, херпес симплекс или активни инфекции или рани.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако сте под 18-годишна възраст, тъй като това устройство не е тествано върху такива лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОЧИТЕ



SmoothSkin Pure Fit излъчва светлинен импулс на интензивна пулсова светлина. Директното излагане е потенциално увреждащо за вашите очи. Уверете се, че следвате предпазните мерки по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Възможно нараняване на очите (потенциално водещо до загуба на зрение) или нараняване на кожата, ако инструкциите не са следвани. Прочетете и следвайте инструкциите.

Основата може да бъде активирана (да излъчва светлинни импулси), ако сензорът за тон на кожата (намиращ се до прозореца за третиране) засече валидно отчитане на тона на кожата и е в пълен контакт с областта на третиране. Все пак:

НЕ поглеждайте директно в прозореца за третиране, намиращ се върху основата, когато системата е захранена с електричество и е включена

НЕ опитвайте да активирате (да излъчите импулси) системата срещу очите

НЕ третирайте области около очите (вежди или мигли). Неправилната употреба може да доведе до увреждане на очите, предпазете очите от експозиция. НЕ използвайте уреда върху клепачите на очите или близо до очите

Направете опит да активирате системата (да излъчите светлинен импулс) **ЕДИНСТВЕНО** когато предната част на основата е в добър контакт с областта, която искате да третирате.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ да погледнете встрани от основата, когато насочвате светлинен импулс към кожата си.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

Както при всяко електрическо устройство, определени предпазни мерки трябва да бъдат предприети, за да се осигури вашата безопасност.

НЕ опитвайте за отворите SmoothSkin Pure Fit, тъй като това може да ви изложи на опасни електрически компоненти.

НЕ използвайте, ако устройството SmoothSkin Pure Fit е повредено, например пропукана основа, увреден кабел (виждат се вътрешните жици), пропукано или счупено стъкло на основата и т.н. Това може да доведе до нараняване.

НЕ използвайте в близост до вани, душеве, басейни или други съдове, съдържащи вода. Ако устройството SmoothSkin Pure Fit се намокри, не трябва да се използва.

НЕ използвайте, ако устройството SmoothSkin Pure Fit стане неприятно горещо на допир. Това може да означава, че продуктът е

повреден.

НЕ използвайте захранване или друг компонент, различен от предоставените за употреба със SmoothSkin Pure Fit. Това може да повреди продукта и да предотврати работата му.

НЕ се опитвайте да активирате SmoothSkin Pure Fit (да излъчите светлинни импулси) върху каквито и да е повърхности освен кожа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не е позволена никаква модификация на това оборудване.


НЕ поставяйте SmoothSkin Pure Fit така, че да е трудно да го изключите от мрежовото захранване.

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ

НЕ използвайте, ако сте преминали лечение а кожата чрез пилинг върху областта, която желаете третирате. Изчакайте 30 дни след пилинг на кожата, преди да третирате със SmoothSkin Pure Fit.

Третирането на кожа с тен с интензивна пулсова светлина (IPL) може да доведе до трайна хиперпигментация (потъмняване) или хипопигментация (изсветляване) на третираната кожа.

НЕ използвайте върху области, където имате татуировки или перманентен грим.



Glass filter



да

НЕ използвайте, ако сте изпитвали чувствителност към слънчева светлина (фоточувствителност) или приемате медикаменти, които правят кожата по-чувствителна и причиняват фоточувствителност, например Ретин А, Акутан и/или други тропични ретиноиди. Винаги проверявайте брошурата с инструкции, която е предоставена с вашия лекарствен продукт, за да проверите дали фоточувствителност е изброена като страничен ефект. Употребата на SmoothSkin Pure Fit върху фоточувствителна кожа може да доведе до увреждане на кожата, като подуване и мехури. Консултирайте се с лекар, преди да използвате уреда, тъй като употребата му може да навреди на кожата.

Този уред не е предназначен за лечение на медицински заболявания. Трябва да се потърси медицински съвет по отношение например на бенки, кожен обрив, кожен сърбеж, кожни гъбички или инфекция, кожни подутини или брадавици.

SmoothSkin Pure Fit не бива да се използва върху каквито и да е филъри или ботокс.

SmoothSkin Pure Fit трябва да се държи далеч от деца под 18-годишна възраст. Не бива деца да използват, играят със, поддържат или почистват устройството. Има ред потенциални рискове – излагане на изходната светлина, причинявайки изгаряния или увреждане на очите, електрически удар, задушаване с кабелите.

SmoothSkin Pure Fit трябва да се държи далеч от домашни любимци и вредители, които могат да повредят устройството.

Потенциалните рискове включват намалена функционалност и електрически удар.

Устройството SmoothSkin Pure Fit не е предназначено за употреба от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности. Освен ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната и правилна употреба на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.

Стъкленият филтър на SmoothSkin Pure Fit е компонент от съществено значение, който ще се нагрее по време на употреба. **НЕ ДОКОСВАЙТЕ** филтъра по време на или пряко след употреба. Редовно проверявайте филтъра за повреди. **НЕ** използвайте SmoothSkin Pure Fit, ако филтърът е пропукал или липсва.

Уверете се, че прозорецът за третиране на SmoothSkin Pure Fit е чист и по него няма остатъци. Всякакви остатъци върху или около прозореца за третиране по време на употреба могат да доведат до временни промени на кожата, като зачервяване или подуване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Може да се появи увреждане на кожата след твърде дълго или повторно повърхностно приложение на едно място. Избягвайте прекомерна употреба, което включва твърде много преминавания, натрупване на импулси и/или завишена честота на употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не заобикаляйте защитните механизми, вградени в устройството

НЕ надвишавайте употребата, посочена в режима за процедури

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Премахването на косми чрез лазери или източници на интензивна пулсова светлина може да причини засилен растеж на космите при някои отделни лица. Въз основа на наличните към момента данни групите с най-висок риск от такава реакция са жени с произход от Средиземноморието, Близкия изток и Южна Африка, които са третирани по лицето и врата.

НЕ използвайте SmoothSkin Pure Fit на никоя област, върху която бихте могли да пожелаете отново да имате окосмяване.

НЕ използвайте устройството SmoothSkin Pure Fit на мъжко лице, челюст или врат. Окосмяването в областта на мъжката брада е

твърде гъсто и употребата на устройството SmoothSkin Pure Fit върху тези области може да доведе до нараняване на кожата.

SmoothSkin Pure Fit не се препоръчва за употреба върху червени, сиви, бели или руси косми. Устройството SmoothSkin Pure Fit не е ефективно върху тези цветове на косъма.

4. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ, СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И КОЖНИ РЕАКЦИИ

Употребата на SmoothSkin Pure Fit може да доведе до странични ефекти. В таблицата по-долу са изброени познатите кожни реакции, които може да се появят след третиране със SmoothSkin Pure Fit.

СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ	КАК ДА ОЦЕНИМ И РЕАГИРАМЕ
Слаба болка/дискомфорт в третираната област	Това е очаквано и нормално за всички процедури с IPL. Можете да продължите да използвате устройството спрямо инструкциите и болката трябва да намалее с продължителната употреба.
Усещане за топлина или изтръпване по време на процедурата, които обикновено отшумяват след няколко секунди до минута и намалят с продължителната употреба.	Това е очаквано и нормално за всички процедури с IPL. Можете да продължите да използвате устройството спрямо инструкциите.
Сърбеж в третираната област	Това е често срещано при процедури с IPL и трябва да отшуми след известно време. Можете да продължите да използвате устройството спрямо инструкциите. Не чешете областта.

СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ	КАК ДА ОЦЕНИМ И РЕАГИРАМЕ
Зачервяване на кожата по време на или след процедура, което изчезва в рамките на минути.	Това е очаквано и нормално за всички процедури с IPL. Можете да продължите да използвате устройството спрямо инструкциите, след като зачервяването на кожата е изчезнало.
Зачервяването на кожата, което не изчезва в рамките на минути, а продължава 24 – 48 часа.	Спрете да използвате устройството незабавно и се консултирайте с вашия лекар, преди да го използвате отново.
Болка или дискомфорт, които са засилени по време на процедурата или остават след процедурата.	Спрете да използвате устройството незабавно и се консултирайте с вашия лекар, преди да го използвате отново.

В МНОГО РЕДКИ СЛУЧАИ	КАК ДА ОЦЕНИМ И РЕАГИРАМЕ
Подуване и зачервяване, които не изчезват в рамките на два до три дни.	Спрете да използвате устройството незабавно и се консултирайте с вашия лекар, преди да го използвате отново.
Временни промени в цвета на кожата (изсветляване или потъмняване).	Ако цветът на кожата ви се промени, спрете да използвате устройството незабавно и се консултирайте с вашия лекар.
Мехури, белези или изгаряния на кожата.	Спрете да използвате устройството незабавно и се консултирайте с вашия лекар, преди да го използвате отново. Сложете студен компрес върху областта. Лекувайте с антисептичен крем или крем за изгаряния.

В клинично изпитване, включващо 50 субекти, всеки субект бе подложен на 12 ежеседмични процедури. Докладваните ефекти са:

- Сърбеж – 3 индивиди получават лек сърбеж след лечението.
- Леко зачервяване – това е съобщено от 2 пациенти.
- Леко чувство на парене – 5 субекти докладваха лек дискомфорт след третиране.
 - Косми, растящи навътре – 1 субект е докладвал за косми, растящи навътре след третиране.
 - Зачервяване на фоликула – 1 субект докладва за червено петно на мястото на третиране след третиране.

Във всички случаи третирана кожа се възвърна към нормалното си състояние в рамките на 7 дни.

5.ПОЛЗИ ОТ УПОТРЕБАТА НА SMOOTHSKIN PURE FIT

Устройството SmoothSkin Pure Fit е предназначено за перманентното оредяване на нежелано окосмяване.

Клинично изпитване бе проведено, за да се оценят както безопасността, така и ефикасността на SmoothSkin Pure Fit. Ключовите елементи на клиничното изпитване бяха:

Всички процедури бяха извършени от оператори, които не са медицински обучени, на едно и също място, използвайки устройства, идентични на предоставеното в този пакет SmoothSkin Pure Fit;

От всички субекти бе изискано да попълнят въпросник, свързан с тяхното общо здраве, и тези, които нямаше как да бъдат третирани, например тези, които имаха едно или повече противопоказания, както е посочено в Раздел 3 на това Ръководство за потребителя, бяха изключени. Освен това всички от всички субекти бе изискано да предоставят информирано съгласие в съответствие с международните изисквания за клинични изпитвания;

Общо 53 субекти от женски пол на възраст между 19 и 45 години започнаха изпитването;

Трима от субектите напуснаха изпитването по време на периода на процедурите поради лични причини. Нито един субект не напусна изпитването поради проблеми, свързани с употребата на SmoothSkin Pure Fit;

Всеки субект бе подложен на 12 ежеседмични процедури върху избрана от тях част на тялото. Обичайната процедура се състои от обръсване на мястото, след това прилагане на SmoothSkin Pure Fit, следвайки същия процес, който е описан в Раздел 8, Стъпка 3 от това ръководство за потребителя;

Преброяване на космите бе използвано за измерване на промяната в количеството косми 6 месеца след последната процедура и 12 месеца след последната процедура. Космите на местата на третиране бяха изброени чрез фотография с висока резолюция и разликата в броя на космите бе изчислена като процентна промяна;

При употреба според насоките, участниците в клиничното изпитване показаха резултат от средно 44% по-малко косми 6 месеца след тяхната последна процедура и 36% по-малко косми 12 месеца след тяхната последна процедура в сравнение с броя на космите, изчислен преди процедурите (вижте таблицата по-долу). Имаше разлика между реалните резултати при отделните лица;

SMOOTHSKIN PURE	
Брой на субектите на 6-ия месец след процедурите	50
Оредяване на космите на 6-ия месец след процедурите	43.9%
Брой на субектите на 12-тия месец след процедурите	33
Оредяване на космите на 12-тия месец след процедурите	36.0%
% на постигнат успех при субектите (>30% оредяване на космите) върху всички области от тялото на 12-тия месец след процедурите. Успехът на субектите е определен като по-висок от 30% оредяване на космите върху всички части от тялото на 12-тия месец.	66.7%

Случаите на странични ефекти по време на клиничното изпитване бяха минимален брой (както е посочено в Раздел 4 по-горе) и по-голямата част от субектите (48 от 50) биха препоръчали SmoothSkin Pure Fit на техните приятели.

6. КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА SMOOTHSKIN PURE FIT

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Устройството SmoothSkin Pure Fit е предназначено за перманентното оредяване на нежелано окосмяване.

7. ПОДХОДЯЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС

ОБЛАСТИ ОТ ТЯЛОТО


Устройството SmoothSkin Pure Fit е подходящо за употреба върху телесно окосмяване и женско лицево окосмяване под линията на скулите.

ЦВЯТ НА КОЖАТА



Устройството SmoothSkin Pure Fit е подходящо за употреба върху светли, средни и тъмни тонове на кожата до и включително тон на кожата 5.

SmoothSkin Pure Fit е с вграден сензор за тон на кожата, който измерва цвета на вашата кожа и ще предотврати употреба, ако тонът на кожата ви е твърде тъмен.



ЦВЯТ НА КОСЪМА

Устройството SmoothSkin Pure Fit е подходящо за употреба на естествено черни или кафяви косми. Възможно е да не е толкова ефективен върху бели, сиви, руси или червени косми.

8. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ SMOOTHSKIN PURE FIT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следвайте всяка стъпка от процеса на третиране, като се уверите, че сте изпълнили всички аспекти на всяка стъпка, преди да продължите към следващата.

СТЪПКА 1: ПОДГОТВЕТЕ ОБЛАСТТА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ТРЕТИРАНА

Премахнете всички видими косми, като ги обръснете. Уверете се, че няма останали косми на повърхността на кожата, тъй като това може да причини нараняване. Това също така предотвратява покриването на предната част от устройството ви с остатъци. Почистете областта



на третиране и подсушете внимателно с ръка. Запомнете – не използвайте каквито и да е гелове или кремове с това устройство!

СТЪПКА 2: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛОКАЛНА ПРОБА

Преди първата ви процедура на всяка нова област от тялото ПРЕПОРЪЧВАМЕ да изпробвате кожата си в тази област за реакция към SmoothSkin Pure Fit.

Областта на локалната проба трябва да бъде с приблизителен размер 3 cm x 2 cm (равностойно на 2 съседни премигвания, приложени върху кожата). Следвайте Стъпка 3, за да третирате областта.


Изчакайте 24 часа след локалната проба, за да се уверите, че вашата кожа е подходяща за третиране и няма нежелана реакция към светлинната енергия. Ако няма реакция след 24 часа, можете да третирате областта около локалната проба. „Локално изпробваната област” не трябва да бъде третирана отново поне за 1 седмица.

СТЪПКА 3: ТРЕТИРАНЕ СЪС SMOOTHSKIN PURE FIT

А) Включете захранването в електрически контакт. Вентилаторът ще стартира и сензорите за тон на кожата ще светнат в синьо, което указва, че устройството е включено

ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ В РЕЖИМ НА МОЩНОСТ

Когато продуктът е оставен в „неактивно” състояние, т.е. не са натискани бутони в продължение на 10 минути, тогава продуктът ще премине към режим на ГОТОВНОСТ и светлините на сензора за тон на кожата ще угаснат. За да се върнете към режим ГОТОВ за третиране, натиснете бутона за режим на мощност.



Включен индикатор
Засичане на кожа



Правилно

Изключен индикатор
Няма засичане на кожа




Неправилно


В) Притиснете здраво основата върху областта, която ще бъде третирана, като се уверите, че сензорът за тон на кожата е в контакт с кожата – SmoothSkin Pure Fit няма да работи, ако сензорите за кожата не са в пълен контакт с кожата. След като сензорът за кожата измери валиден тон на кожата, предварително настроената изходна енергия се показва на индикаторите за енергия.




Прозорец за третиране



Пълно покритие



Препокриване



Пропуснати области

С) Натиснете бутона за активиране. Устройството ще премигне и трябва да почувствате топло усещане

Д) Придвигнете основата към следващата област, която ще бъде третирана, и повторете. Устройството има нужда да се презареди между премигванията.

Е) Уверете се, че ЦЯЛАТА ОБЛАСТ е третирана, но НЕ прекривайте импулсите на третиране.



СТЪПКА 4: ВАШИЯТ ГРАФИК ЗА ПРОЦЕДУРИ СЪС SMOOTHSKIN PURE FIT

За най-добри резултати SmoothSkin Pure Fit трябва да се използва всяка седмица в продължение на 12 седмици, за да се уверите, че всички фоликули са третирани.

СТЪПКА 5: ИЗКЛЮЧВАНЕ НА SMOOTHSKIN PURE FIT

Когато процедурата е завършена, устройството SmoothSkin Pure Fit трябва да се изключи от захранването и от електрическия контакт. Отидете на Раздел 13 за подробности как най-добре да се грижите за SmoothSkin Pure Fit

9. СЕНЗОРЪТ ЗА ТОН НА КОЖАТА

Сензорът за тон на кожата измерва цвета на кожата ви и настройва правилното ниво на нужната изходна енергия. Ако кожата ви е твърде тъмна за третиране със SmoothSkin Pure Fit, сензорът за тон на кожата ще засече това и ще предотврати работата на продукта. На индикатора за енергия ще се покажат ЧЕРВЕНИ светлини, ако кожата ви е твърде тъмна. Статусът на сензора за тон на кожата може да бъде видян на индикаторите за енергия от двете страни на основата. Ако е засечен валиден тон на кожата, индикаторите за енергия ще светнат в БЯЛО. Броят на светналите лампички ще зависи от точния тон на кожата ви.

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕНЕРГИЯ



По-малко светлини = По-тъмна кожа и по-ниска настройка на енергия

Повече светлини = По-светла кожа и по-висока настройка на енергия

ТВЪРДЕ ТЪМНА КОЖА
НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТРЕТИРАНЕ
1 СВЕТНАТА ЧЕРВЕНА ЛАМПИЧКА



ТЪМНА КОЖА
НАЙ-НИСКА НАСТРОЙКА НА ЕНЕРГИЯ
1 СВЕТНАТА ЛАМПИЧКА



СВЕТЛА КОЖА
НАЙ-ВИСОКА НАСТРОЙКА НА ЕНЕРГИЯ
10 СВЕТНАТИ ЛАМПИЧКИ



Количеството на доставената енергия за всяка от настройките на устройството, когато то е в режим на мощност (в зависимост от цвета на кожата), е показано в таблицата по-долу.

Брой на светнати лампички на индикатора	Максимална енергия (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Този пълен контакт с кожата ви гарантира, че постигате най-добрите резултати, тъй като излъчената светлинна енергия от устройството достига до областта на третиране.

10. СЕНЗОРЪТ ЗА КОНТАКТ С КОЖА

Устройството SmoothSkin Pure Fit е оборудвано със сензор за контакт с кожата, който проверява контакта с кожата ви преди всяко премигване, за да се гарантира, че устройството е безопасно за използване! Това прави устройството съвместимо с най-стриктните разпоредби за безопасност.

Сензорът за контакт с кожата също така гарантира, че постигате най-добрите резултати от вашето устройство. Сензорът трябва да е в пълен контакт с областта на третиране, за да премигне устройството.

Пълният контакт с кожата ви означава, че цялата светлинна енергия от устройството достига до областта на третиране, за да доведе до най-добри резултати.

Ако устройството не е в пълен контакт с областта на третиране, устройството няма да излъчи импулс. Опитайте се да коригирате позицията на устройството, за да се гарантира осъществяването на пълен контакт, по-конкретно върху по-неудобни области, като ръцете и пищялите.



11.РЕЖИМИ НА SMOOTHSKIN PURE FIT

Можете да третирате тялото си с който и да е от трите режима на третиране на SmoothSkin Pure Fit:



Режим на мощност – Без индикатор



Нежен режим – Включен индикатор



Скоростен режим – Включен индикатор

Режимът на мощност е най-високата настройка на енергия на устройството. Режимът на мощност води до най-добри резултати, тъй като използва максималната изходна енергия, която е възможна за вашия уникален тон на кожата. Този режим работи особено добре върху упорити области, където окосмяването обикновено е по-гъсто, като мишниците и бикини линията.

Нежният режим може да бъде използван, ако прецените, че режимът на мощност е неприятен или малко по-болезнен. Работата с устройството в нежен режим ще намали изходната енергия и ще забележите по-малко светнали индикатори на енергия, когато приложите към кожата си.

Скоростният режим е най-бързият режим и следователно режимът с най-ниска енергия. Скоростният режим е най-подходящ за третиране на по-големи области, където окосмяването не е толкова гъсто (като ръце и крака) и по които искате да се придвижвате бързо по областта на третиране. Може също да се използва като режим на поддръжка – да се използва да не позволявате повторния растеж на косъма след първоначалния ви режим на процедури.

Режимът на мощност е настроен по подразбиране, когато се включи устройството ви. Можете да редувате трите режима, като натиснете бутона за режим под главния бутон за активиране. Докато използвате който и да е от тези режими, можете да изберете дали да използвате метода на плъзгане, или метода на притискане.

Методът на притискане се препоръчва за малки области, като мишниците и бикини линията. Поставете основата върху кожата, натиснете и пуснете бутона за активиране. Отстранете от кожата, преди внимателно да приложите отново върху следващата област на третиране.

Методът на плъзгане се препоръчва за по-големи области като крака. Поставете основата върху кожата, задръжте бутона за активиране (задръжте натиснатото продължително), след това плъзгайте основата по кожата между премигванията. Опитайте да придвижвате основата с равна скорост, която ще осигури пълно покритие без препокриване или пропуснати области.



12. ГЛАВАТА ЗА ПРЕЦИЗНОСТ

SmoothSkin Pure Fit се предоставя с отстраняваща се глава за прецизност, която е идеална за по-малки, сложни области (като горната устна, пръстите на ръцете и краката). Това носи предимството, че ви осигурява още по-голяма гъвкавост по време на всяка процедура.

Използването на главата за прецизност леко ще забави устройството ви, така че препоръчваме да се използва само когато е необходимо, за да се уверите, че получавате възможно най-бързата процедура.

Главата за прецизност просто се прикрепя за предната част на устройството ви чрез вътрешен магнит във вътрешността на основното устройство. Този магнит държи главата на място, докато вие третирате областта. Просто откачете или прикрепете наново в зависимост от областта, която третирате.




Ако главата за прецизност е повредена или от нея липсват части (напр. магнит или рефлектор), тогава НЕ я използвайте.

Уверете се, че главата за прецизност е поставена в правилната посока (логото на върха)

Ако главата за прецизност стане неприятно гореща по време на употреба, тогава прекратете процедурата, докато изстине.

Следвайте всички предупреждения за БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОЧИТЕ (Раздел 3), когато главата за прецизност е поставена.

Следвайте инструкциите за почистване (Раздел 13) за главата за прецизност



13. ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА, СЪХРАНЕНИЕ

След процедура винаги изключвайте устройството SmoothSkin Pure Fit, като изключите захранването от SmoothSkin Pure Fit и от електрическия контакт.

След употреба основата, сензорът за тон на кожата и прозорецът за третиране трябва да бъдат проверени за повреди и избърсани със суха кърпа без мъх от влакна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стъкленият филтър може да се нагорещи по време на употреба. НЕ докосвайте или почиствайте филтъра поне 5 минути след употреба, за да му позволите да изстине.

НИКОГА не използвайте вода или други почистващи течности, тъй като те могат да повредят устройството, водейки до потенциални нарушения на безопасността.

За да гарантирате най-добра работа на вашето устройство SmoothSkin Pure Fit, е особено важно да поддържате предната част на устройството и рефлектора без замърсявания, косми и други остатъци. За да се спомогне почистването на тази част, предната част на устройството може да бъде почиствена с леко влажна кърпа.

Съхранявайте SmoothSkin Pure Fit на хладно, сухо място. Уверете се, че прозорецът за третиране и сензорът за тон на кожата върху основата са защитени от повреда.

Редовно проверявайте устройството (включително кабелите) за видими следи от повреда. В случай на повреда или пукнатини спрете да използвате устройството.

За да предотвратите опасност от удушаване или спъване, винаги изключвайте устройството от контакта, когато не го използвате.

14. ПЪТУВАНЕ СЪС SMOOTHSKIN PURE FIT

Модулът за захранване на SmoothSkin Pure Fit е универсален и ще работи с всички често срещани мрежови захранвания. В случай че имате подходящ адаптер за щепсела на мрежовия захранващ кабел, SmoothSkin Pure Fit ще работи нормално.

15. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Индикаторите за енергия отстриани на основата не светват, когато я поставите върху кожата.	Уверете се, че захранването е свързано. Уверете се, че основата е в режим ГОТОВ (натиснете веднъж бутона за В готовност/Готов). Уверете се, че сензорите за кожата са притиснати към кожата. Уверете се, че сензорът за тон на кожата е притиснат към кожата.
Докато има притискане към кожата, първият индикатор за енергия отстриани на основата светва в ЧЕРВЕНО и SmoothSkin Pure Fit не работи.	Областта, която се опитвате да третирате, е твърде тъмна за третиране. SmoothSkin Pure Fit включва интелигентен сензор за тон на кожата, който автоматично засича тона на кожата ви и избира най-добрата настройка за третиране. Поради същността на технологията на интензивната пулсова светлина устройството SmoothSkin Pure Fit не е подходящо за всеки и не може да третира твърде тъмна кожа."
Индикаторите за енергия отстриани на основата са включени и мигат в непознат порядък, в това число и червена LED светлина на индикатора.	SmoothSkin Pure Fit ще покаже всякакви съобщения за грешки чрез комбинация от светлини на индикаторите за енергия отстриани на основата. Това указва, че има неизправност в устройството. Спрете да използвате устройството и посетете уеб сайта.
Основата, прозорецът за третиране, захранването или кабелът на SmoothSkin Pure Fit са повредени, счупени, пропукани или изглеждат дефектни.	НЕ използвайте. Ако имате някакви съмнения относно безопасността на устройството SmoothSkin Pure Fit или подозирате, че е повредено по някакъв начин, то не трябва да бъде използвано и трябва да посетите уеб сайта.

16. ГАРАНЦИЯ

Даваме 2-годишна гаранция за продукта, започваща от датата на купуване. В рамките на гаранционния период ние ще проверяваме неизправностите на материалите или изработката безплатно и ще заменяме цялото устройство – по наша преценка.

Тази гаранция важи за всяка държава, в която устройството се предлага от дружеството CyDen или посочен от него дистрибутор.

Тази гаранция не покрива повреда поради неправилна употреба, стандартно износване или употреба, както и дефекти, които имат незначителен ефект върху стойността или работата на уреда. Гаранцията отпада, ако са извършени поправки от неупълномощено лице или ако не са използвани оригиналните части на SmoothSkin Pure Fit. За да бъдете обслужени в рамките на гаранционния период, посетете нашия уеб сайт www.smoothskin.com

17. ЕТИКЕТИ И СИМВОЛИ

	Контактна част тип ВF		Маркировка за нормативно съответствие в Австралия
	Оборудване от Клас II		Период на употреба за опазване на околната среда спрямо RoHS на Китай
	Следвайте инструкциите за употреба		Предупредително оптично лъчение от устройството може да причини нараняване на очите
	Маркировка за изхвърлянето на отпадъци спрямо OEEО на Европейския съюз		Знак за съответствие трилистник за Украйна
	Маркировка за европейско съответствие		Съответствие с FCC EMC за Северна Америка
	Да се пази сухо		

ДЕКЛАРАЦИЯ НА FCC:

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В в съответствие с част 15 от Правилника на FCC. Тези ограничения са създадени, за да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищната инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е монтирано или използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущение няма да се появи при конкретна инсталация. Ако това оборудване причини вредно смущение на приемането на радио- или телевизионен сигнал, което може да се определи чрез изключване и повторно включване на оборудването, потребителят трябва да опита да отстрани смущението чрез предприемане на една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемната антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването в контакт от електрическата мрежа, различен от този, към който е свързан приемникът.
- Консултиране с търговеца или с опитен радио- или телевизионен техник за помощ.

18. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

SmoothSkin Pure Fit е филтрирана, широколентова система за интензивна пулсова светлина със следните технически спецификации:

- **Честота на повторение:** Ръчно излъчване на импулси на всеки 0,45 до 1 секунда (в зависимост от настройката за третиране), продължителна работа
- **Продължителност на импулса:** Свободно изпускане FWHM = 2 ms
- **Макс. оптичен изход:** 3 - 6J/cm²
- **Дължина на вълната:** 510 – 1100nm
- **Вход на захранващата линия:** 100–240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Работна температура:** Между 5°C и 40°C
- **Работна влажност:** До 93% относителна влажност без конденз
- **Работно налягане:** 700 hPa до 1060 hPa
- **Област на третиране (размер на мястото):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Областта пряко около прозореца за третиране е класифицирана като контактна част и може да достигне максимална температура от 60°C. Уверете се, че SmoothSkin Pure Fit се използва, както е посочено в Раздел 8.

УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТИРАНЕ:

- **Температура:** - 25°C до +70°C
- **Влажност:** До 93% относителна влажност без конденз
- **Налягане:** 500 hPa до 1060 hPa

Ако устройството е било съхранявано на температура извън посочения работен обхват, тогава изчакайте 30 минути преди употреба, за да позволите на устройството да се аклиматизира.

Устройството SmoothSkin Pure Fit има неограничени излъчвания на импулси и е предназначен само за един потребител.

Минимално очакваният експлоатационен живот е 10 години при следване на препоръчителния режим.

Маркировката CE удостоверява, че този уред отговаря на следните директиви на ЕС:

- Директива 2014/35/ЕС относно ниското напрежение
- Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост
- Директива 2009/125/ЕО относно продуктите, свързани с енергопотреблението

"EMC

SmoothSkin Pure Fit отговаря на последните стандарти и изменения за EMC, приложими за домашни и медицински изделия. Това са: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 част 15B 15.107 и 15.109, IECs-003 издание 6.0."

"Безопасност

SmoothSkin Pure Fit отговаря на последните стандарти и изменения за EMC, приложими за домашни и медицински изделия.

Това са: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS"

За повече информация се свържете със CyDen Ltd

ИЗХВЪРЛЯНЕ (край на живота)

За да се намалят възможно най-много опасностите за здравето и околната среда и за да се гарантира, че материалите могат да бъдат рециклирани, този продукт трябва да бъде изхвърлен в отделно съоръжение за събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Символът ОЕЕО, означен върху продукта, е там, за да ви напомни.

Willkommen bei **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Welt von unvergleichlicher Schönheit, Geschmeidigkeit und Komfort entdeckt. Gern können Sie uns über www.smoothskin.com anschreiben, wir beraten Sie fachkundig und unterstützen Sie während Ihrer Behandlung.

1. DAS SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM	115	10. DER HAUTKONTAKTSENSOR	139
2. WIE FUNKTIONIERT SMOOTHSKIN PURE FIT	116	11. ANWENDUNGSARTEN DES SMOOTHSKIN	141
3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	117	12. DER PRÄZISIONSKOPF	143
4. MÖGLICHE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN	125	13. REINIGUNG, WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG	145
5. VORTEILE VON SMOOTHSKIN PURE FIT	127	14. REISEN MIT DEM SMOOTHSKIN PURE FIT	146
6. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH VON SMOOTHSKIN PURE FIT	130	15. FEHLERBEHEBUNG	147
7. IST SMOOTHSKIN FÜR SIE GEEIGNET	130	16. GARANTIE	149
8. VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE FIT	131	17. ETIKETTEN UND SYMBOLE	150
9. DER HAUTTONSENSOR	136	18. TECHNISCHE DATEN	152

1. DAS SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM

INHALT DER PACKUNG

Die Verpackung des SmoothSkin Pure Fit enthält das Folgende:

- Handgerät und Basiseinheit
- Netzkabel
- Präzisionskopf
- Bedienungsanleitung



2. WIE FUNKTIONIERT SMOOTHSKIN PURE FIT

Der SmoothSkin Pure Fit wurde entwickelt, um den Zyklus des Haarwachstums zu unterbrechen. Dabei wird Lichtenergie durch die Hautoberfläche übertragen und von dem im Haarschaft eingelagerten Melanin absorbiert. Die absorbierte Lichtenergie wird unter der Hautoberfläche in Wärmeenergie umgewandelt, wodurch der Haarfollikel in eine Art Ruhezustand versetzt wird. Die so behandelten Haare fallen im Laufe von einigen Tagen bis 1-2 Wochen auf natürliche Weise aus

Das Haarwachstum läuft in Zyklen ab und umfasst 3 unterschiedliche aufeinanderfolgende Phasen. Die IPL-Behandlung ist nur wirksam, wenn sich die Haare in einer bestimmten Phase (Anagenphase – Wachstum) befinden. Nicht alle Haare befinden sich zu jedem Zeitpunkt in der gleichen Phase. Daher empfehlen wir ein Behandlungsschema von 12 wöchentlichen Behandlungen. weekly treatments.



WAS SIE ERWARTEN DÜRFEN

Unmittelbar nach der Behandlung sollten keine erheblichen Nebenwirkungen festzustellen sein (weitere Informationen zu möglichen Nebenwirkungen finden Sie in Abschnitt 4).

WAS SIE ERWARTEN DÜRFEN

Unmittelbar nach der Behandlung sollten keine erheblichen Nebenwirkungen festzustellen sein (weitere Informationen zu möglichen Nebenwirkungen finden Sie in Abschnitt 4).

In den ersten Wochen der Behandlung werden Sie noch einige Haare wachsen sehen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Haare, die während der Behandlung nicht erfasst wurden, da sie sich während dieser Zeit in der Ruhephase und nicht in der Wachstumsphase (Anagen) befanden, in der die Behandlung mit IPL am effektivsten ist.

Nach dem 12-Wochen-Programm sollten Sie eine erhebliche Verringerung des Haarwachstums in dem behandelten Bereich feststellen. Die verbliebenen Haare sollten feiner und heller geworden sein. Behandeln Sie monatlich, oder nach Bedarf, weiter, um die Reduzierung der unerwünschten Haare aufrechtzuerhalten.

3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn Sie einen sehr dunklen Hautton haben. Der Hauttonsensor neben dem Anwendungsfenster des Geräts ermittelt den Ton Ihrer Haut. Wenn der Hauttonsensor feststellt, dass Ihre Haut für eine sichere Anwendung zu dunkel ist, kann der SmoothSkin Pure Fit **NICHT** in Betrieb genommen werden.

3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn Sie einen sehr dunklen Hautton haben. Der Hauttensensor neben dem Anwendungsfenster des Geräts ermittelt den Ton Ihrer Haut. Wenn der Hauttensensor feststellt, dass Ihre Haut für eine sichere Anwendung zu dunkel ist, kann der SmoothSkin Pure Fit nicht in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn Ihre Haut künstlich oder natürlich gebräunt wurde oder einen Sonnenbrand aufweist. Ihre Haut kann nach Sonneneinwirkung besonders empfindlich sein und bei Verwendung von SmoothSkin Pure Fit besonders anfällig für Verbrennungen, Blasenbildung, Entfärbungen oder Narbenbildung. Warten Sie 1 Woche, bis Sonnenbrand bzw. Bräune verschwunden ist, bevor Sie SmoothSkin Pure Fit verwenden.

Setzen Sie die behandelten Bereiche **NICHT** der Sonne aus. Warten Sie mindestens 7 Tage nach der Behandlung ab, bevor Sie die behandelte Haut direktem Sonnenlicht aussetzen. Ihre Haut kann nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Fit besonders empfindlich und anfällig für Sonnenbrand sein. Tragen Sie Sonnenschutzmittel (SPF 15 oder höher) auf den behandelten Bereich auf oder bedecken Sie den behandelten Bereich mit geeigneter Kleidung.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT** direkt auf den Brustwarzen, im Genitalbereich oder um den After. Diese Bereiche haben eventuell eine dunklere Hautfarbe bzw. eine größere Haardichte. Die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen kann Beschwerden/Schmerzen oder Verletzungen der Haut (Verbrennungen, Entfärbungen, Narbenbildung) verursachen.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn Sie eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder präkanzerösen Läsionen (z. B. Muttermale oder eine größere Anzahl von Leberflecken) haben.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf Blasen oder Narben.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da das Gerät nicht entsprechend getestet wurde.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf Blasen oder Narben.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da das Gerät nicht entsprechend getestet wurde.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit **NICHT**, wenn der zu behandelnde Bereich eine

WARNUNGEN

SICHERHEIT DER AUGEN



Der SmoothSkin Pure Fit gibt Lichtimpulse ab. Eine direkte Exposition ist kann für Ihre Augen schädlich sein. Achten Sie auf die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise.

WARNUNG: Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Augenverletzungen (bis zum Verlust des Sehvermögens) oder Verletzung der Haut führen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen

Das Handgerät kann nur aktiviert werden (Lichtimpulse auslösen), wenn der Hauttonsensor (neben dem Anwendungsfenster) einen gültigen Hauttonmesswert erkennt und vollen Kontakt mit dem zu behandelnden Behandlung hat. Vorsicht:

Blicken Sie **NICHT** direkt in das Anwendungsfenster des Handgerätes, wenn das System mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist.

Versuchen Sie **NICHT**, das System in Richtung des Auges zu aktivieren (Lichtimpulse auszulösen). Behandeln Sie **NICHT** die Bereiche rund um die Augen (Augenbrauen oder Wimpern). Fehlgbrauch kann zu Augenschäden führen, schützen Sie Ihre Augen vor Exposition. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf den Augenlidern oder in der Nähe der Augen.

WIR EMPFEHLEN Ihnen, vom Handgerät wegzublicken, wenn Sie die Lichtimpulse auf Ihrer Haut auslösen.

SICHERHEIT DER AUGEN

Der SmoothSkin Pure Fit gibt Lichtimpulse ab. Eine direkte Exposition ist kann für Ihre Augen schädlich sein. Achten Sie auf die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise.


WARNUNG: Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Augenverletzungen (bis zum Verlust des Sehvermögens) oder Verletzung der Haut führen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen.

Blicken Sie **NICHT** direkt in das Anwendungsfenster des Handgerätes, wenn das System mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist

Behandeln Sie **NICHT** die Bereiche rund um die Augen (Augenbrauen oder Wimpern). Fehlgbrauch kann zu Augenschäden führen, schützen Sie Ihre Augen vor Exposition. Verwenden Sie das Gerät

NICHT auf den Augenlidern oder in der Nähe der Augen

WIR EMPFEHLEN Ihnen, vom Handgerät wegzublicken, wenn Sie die Lichtimpulse auf Ihrer Haut auslösen.



Glasfilter



ALLGEMEINE SICHERHEIT

Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn Sie an der zu behandelnden Stelle ein Hautpeeling angewendet haben. Bitte warten Sie nach einem Hautpeeling 30 Tage, bevor Sie SmoothSkin Pure Fit verwenden.

Wenn Sie Intense Pulsed Light (IPL) auf sonnengebräunter Haut anwenden, kann es zu einer dauerhaften Hyperpigmentierung (Verdunkelung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der behandelten Haut kommen.

NICHT auf Hautpartien mit Tätowierungen oder Permanent-Make-up verwenden.

NICHT verwenden, wenn Sie eine bekannte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Photosensibilität) haben oder Medikamente einnehmen, welche die Haut empfindlicher machen und Photosensibilität verursachen können, z. B. Retin A, Accutane oder andere topische Retinoide. Bitte lesen Sie immer im Beipackzettel Ihres Arzneimittels nach, ob Photosensibilität als Nebenwirkung aufgeführt ist. Die Anwendung von SmoothSkin Pure Fit auf lichtempfindlicher Haut kann zu Hautschädigungen wie Schwellungen oder Blasen führen. Konsultieren Sie hierzu vor der Benutzung einen Arzt, da die Verwendung die Haut schädigen kann.

Dieses Gerät ist nicht zur Behandlung von Erkrankungen bestimmt. Bei Leberflecken,

Hautausschlag, juckender Haut, Hautpilz oder -infektionen, Hautbeulen oder Fibromen sollte ein Arzt konsultiert werden.

SmoothSkin Pure Fit sollte nicht auf Bereichen verwendet werden, die mit Fillern oder Botox behandelt wurden.

SmoothSkin Pure Fit ist außerhalb der Reichweite von Kindern unter 18 Jahren aufzubewahren. Kinder dürfen das Gerät weder benutzen oder damit spielen, noch es warten oder reinigen. Es bestehen einige potentielle Risiken – Exposition gegenüber dem ausgegebenen Licht, was zu Verbrennungen oder Augenschäden führt, Stromschlag, Strangulation durch die Kabel.

SmoothSkin Pure Fit sollte so aufbewahrt werden, dass Haustiere oder Schädlinge, die das Gerät beschädigen könnten, es nicht erreichen können. Die potentiellen Risiken umfassen auch eine verminderte Funktion und Stromschlag.

SmoothSkin Pure Fit ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder hinsichtlich des sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauchs des Geräts angewiesen.

GLASFILTER

Der Glasfilter des SmoothSkin Pure Fit ist eine kritische Komponente, die während der Verwendung heiß wird. Den Filter während oder direkt nach der Verwendung NICHT BERÜHREN. Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit NICHT, wenn der Filter gebrochen ist oder fehlt.

Vergewissern Sie sich, dass das Anwendungsfenster des SmoothSkin Pure Fit sauber und frei von Rückständen ist. Rückstände auf oder um das Anwendungsfenster während des Gebrauchs können zu vorübergehenden Hautveränderungen wie Rötungen oder Schwellungen führen.

WARNUNG: Wird das Gerät länger oder wiederholt an einer Stelle verwendet, kann eine Schädigung der Haut auftreten. Vermeiden Sie eine Überbeanspruchung der Haut durch wiederholte Durchgänge, Übereinandersetzen von Lichtimpulsen bzw. häufigere Benutzung.

WARNUNG: Überbrücken Sie nicht die geräteeigenen Sicherheitsmechanismen. Überschreiten Sie NICHT die im Behandlungsschema angegebene Verwendung

SICHERHEITSHINWEISE

Die Haarentfernung mittels Laser oder IPL kann bei manchen Personen zu verstärktem Haarwachstum führen. Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten haben das höchste Risiko für diese Reaktion Frauen mit mediterraner, nahöstlicher und südasiatischer Herkunft, die im Gesicht und am Hals behandelt werden.

Der SmoothSkin Pure Fit ist bei Männern NICHT für die Verwendung an Gesicht, Kiefer oder Hals geeignet. Die Haare im Bartbereich bei Männern sind zu dicht, daher kann die Anwendung des SmoothSkin Pure Fit in diesem Bereich zu Hautverletzungen führen.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Fit NICHT auf Hautpartien, an denen die Haare nachwachsen sollen.

Der SmoothSkin Pure Fit ist bei Männern NICHT für die Verwendung an Gesicht, Kiefer oder Hals geeignet. Die Haare im Bartbereich bei Männern sind zu dicht, daher kann die Anwendung des SmoothSkin Pure Fit in diesem Bereich zu Hautverletzungen führen.

Der SmoothSkin Pure Fit wird nicht für die Anwendung bei rotem, grauem, weißem oder blondem Haar empfohlen. Der SmoothSkin Pure Fit funktioniert bei diesen Haarfarben nicht wirksam.

4. MÖGLICHE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN

Die Verwendung des SmoothSkin Pure Fit kann zu Nebenwirkungen führen. Die folgende Tabelle führt die bekannten Hautreaktionen auf, die nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Fit auftreten können.

NEBENWIRKUNG	BEWERTUNG UND MAßNAHMEN
Leichter Schmerz / Beschwerden im behandelten Bereich	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden, der Schmerz sollte bei weiterer Anwendung nachlassen.
Wärmegefühl oder Kribbeln während der Behandlung, das normalerweise nach einigen Sekunden bis einer Minute verschwindet und bei weiterer Anwendung nachläßt.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden.
Juckreiz im behandelten Bereich	Dies ist bei IPL-Behandlungen üblich und sollte nach kurzer Zeit abklingen. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden. Kratzen Sie die Haut in diesem Bereich nicht.
Hautrötungen während oder nach der Behandlung, die innerhalb einiger Minuten verschwinden.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden, sobald die Hautrötung verschwunden ist.

NEBENWIRKUNG	BEWERTUNG UND MA NAHMEN
Hautrötung, die nicht innerhalb einiger Minuten verschwindet, sondern 24 bis 48 Stunden anhält.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.
Starke Schmerzen oder Beschwerden während der Behandlung bzw. anhaltend nach der Behandlung.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.

SEHR SELTEN	BEWERTUNG UND MA NAHMEN
Schwellungen und Rötungen, die nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen abklingen.	Vorübergehende Veränderungen der Hautfarbe (heller oder dunkler).
Vorübergehende Veränderungen der Hautfarbe (heller oder dunkler).	Wenn sich Ihre Hautfarbe verändert, unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt.
Blasenbildung, Narbenbildung oder Verbrennungen der Haut.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen. Legen Sie eine Kühlkomresse auf den betroffenen Bereich. Behandeln Sie den Bereich mit einem Antiseptikum oder einer Brandsalbe.

Im Rahmen einer klinischen Studie mit 50 Testpersonen erhielt jede Testperson 12 wöchentliche Behandlungen. Folgende Nebenwirkungen wurden verzeichnet:

- Juckreiz – bei vier Testpersonen trat nach der Behandlung ein leichter Juckreiz auf.
- Leichte Rötung – trat bei 1 Testperson auf.
- Leichtes Stechen – bei fünf Testpersonen traten nach der Behandlung leichte Beschwerden auf.
- Einwachsende Haare – bei einer Testperson trat nach der Behandlung ein Einwachsen der Haare auf.
- Follikelrötung – bei einer Testperson trat nach der Behandlung eine Rötung an der Behandlungsstelle auf.

In allen Fällen normalisierte sich der Zustand der behandelten Haut innerhalb von 7 Tagen

5. VORTEILE VON SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit ist für die dauerhafte Verringerung von unerwünschtem Haarwuchs bestimmt.

Es wurde eine klinische Studie durchgeführt, um sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit von SmoothSkin Pure Fit zu beurteilen. Die wichtigsten Punkte der klinischen Studie umfassten:

Alle Behandlungen wurden von nicht medizinisch geschulten Anwendern am gleichen Ort mit nur genau den Geräten durchgeführt, die im Paket des SmoothSkin Pure Fit enthalten sind;

Alle Testpersonen mussten Fragebögen zu ihrem allgemeinen Gesundheitszustand ausfüllen und

diejenigen, die nicht behandelt werden konnten, z. B. diejenigen, die eine oder mehrere der in Abschnitt 3 dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Gegenanzeigen aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Außerdem mussten alle Testpersonen eine Einverständniserklärung gemäß den internationalen Anforderungen für klinische Studien abgeben;

Insgesamt nahmen 53 weibliche Testpersonen im Alter zwischen 19 und 45 Jahren an der Studie teil;

Drei Testpersonen brachen die Studie während des Behandlungszeitraums aus persönlichen Gründen ab. Keine Testperson brach die Studie aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung von SmoothSkin Pure Fit ab;

Jede Testperson erhielt 12 wöchentliche Behandlungen an der von ihr gewählten Körperstelle. Die reguläre Behandlung bestand aus der Rasur der Stelle und dem anschließenden Anwenden von SmoothSkin Pure Fit nach dem Vorgehen, wie es in Abschnitt 8, Schritt 3 dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist;

Auf Grundlage der Haaranzahl wurde die Veränderung der Haarmenge 6 Monate nach der letzten Behandlung und 12 Monate nach der letzten Behandlung bestimmt. Die Haare an den behandelten Stellen wurden mittels High-Resolution-Fotografie gezählt und der Unterschied in der Haaranzahl als prozentuale Veränderung berechnet;

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wiesen die Teilnehmerinnen der klinischen Studie 6 Monate nach der letzten Behandlung durchschnittlich 44 % weniger Haarwachstum und 12 Monate nach der letzten Behandlung 36 % weniger Haarwachstum auf, im Vergleich zu den vor der Behandlung gemessenen Haarwerten (siehe Tabelle unten). Die tatsächlichen Ergebnisse waren von Person zu Person unterschiedlich;

SMOOTHSKIN PURE	
Anzahl der Testpersonen 6 Monate nach der Behandlung	50
Verringerung des Haarwachstums 6 Monate nach der Behandlung	43.9%
Anzahl der Testpersonen 12 Monate nach der Behandlung	33
Verringerung des Haarwachstums 12 Monate nach der Behandlung	36.0%

% der Testpersonen erreichten das Ziel (>30 % Verringerung des Haarwachstums) an allen Körperstellen 12 Monate nach der Behandlung. Das Ziel der Testpersonen wurde mit mehr als 30 % Verringerung des Haarwachstums nach 12 Monaten an allen behandelten Stellen definiert.

Das Auftreten von Nebenwirkungen während der klinischen Studie war minimal (wie in Abschnitt 4 oben beschrieben) und die Mehrheit der Testpersonen (48 von 50) würde SmoothSkin Pure Fit ihren Freunden empfehlen.

6. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH VON SMOOTHSKIN PURE FIT

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH


SmoothSkin Pure Fit ist für die dauerhafte Verringerung von unerwünschtem Haarwuchs bestimmt.

7. IST SMOOTHSKIN FÜR SIE GEEIGNET

KÖRPERSTELLEN


Der SmoothSkin Pure Fit ist für die Anwendung bei Körperhaaren und Gesichtsbehaarung bei Frauen unterhalb der Wangenknochen geeignet

HAUTFARBE



Der SmoothSkin Pure Fit ist geeignet für die Anwendung bei hellen, mittleren und dunklen Hauttönen bis einschließlich Hautton 5.

Der SmoothSkin Pure Fit enthält einen Hauttensensor, der den Ton Ihrer Haut bestimmt und die Anwendung verhindert, wenn der Hautton zu dunkel ist.



HAARFARBE

Der SmoothSkin Pure Fit ist für die Verwendung bei natürlich schwarzem oder braunem Haar geeignet. Bei weißem, grauem, blondem oder rotem Haar ist das Gerät eventuell nicht so wirksam.

8. VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE FIT

WARNUNG: Führen Sie jeden Schritt der Behandlung durch und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Schritt komplett abschließen, bevor Sie mit dem nächsten fortfahren.

SCHRITT 1: VORBEREITUNG DES ZU BEHANDELNDEN BEREICHS

Rasieren Sie alle sichtbaren Haare. Vergewissern Sie sich, dass keine Haare auf der Hautoberfläche verbleiben, da dies zu Verletzungen führen kann. Dadurch wird auch verhindert, dass Verschmutzungen auf die Anwendungsfläche Ihres Geräts gelangen.



Reinigen Sie die Behandlungsstelle und tupfen Sie sie trocken. Denken Sie daran, dass zusammen mit dem Gerät keine Gels oder Cremes verwendet werden dürfen.

SCHRITT 2: HAUTVERTRÄGLICHKEITSTEST

Wir EMPFEHLEN Ihnen, vor der ersten Behandlung an jeder Körperstelle mit dem SmoothSkin Pure Fit einen Hautverträglichkeitstest durchzuführen.

Der Hautverträglichkeitstest sollte auf einer Fläche von etwa 3 cm x 2 cm durchgeführt werden (entspricht 2 nebeneinander platzierten Lichtimpulsen). Befolgen Sie Schritt 3 zur Behandlung des Bereichs.

Warten Sie nach dem Hautverträglichkeitstest 24 Stunden, um sicherzugehen, dass Ihre Haut für die Behandlung geeignet ist und es keine unerwünschten Reaktionen auf die Lichtimpulse gibt. Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion aufgetreten ist, können Sie den Bereich rund um den Hautverträglichkeitstest behandeln. Der bereits getestete Bereich sollte für mindestens 1 Woche nicht wieder behandelt werden.

SCHRITT 3: BEHANDLUNG MIT DEM SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ein. Der Lüfter wird gestartet und die Hauttensoren leuchten blau und zeigen damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist




TIMEOUT POWER-MODUS


Wenn das Gerät 10 Minuten lang „inaktiv“ ist, d. h. keine Tasten gedrückt werden, schaltet das Gerät in den STANDBY-Modus und die Hautsensorleuchten erlöschen. Um in den READY-Modus für die Behandlung zurückzukehren, drücken Sie die Taste Power Mode.




Anwendungs-
fenster



Full Coverage




Overlapping



Missed Areas

B) Drücken Sie das Handgerät fest gegen den zu behandelnden Bereich und stellen Sie sicher, dass die Hautsensoren auf der Haut aufliegen – der SmoothSkin Pure Fit funktioniert nicht, wenn die Hautsensoren nicht vollständig in Kontakt mit der Haut sind. Sobald der Hautsensor einen geeigneten Hautton erfasst, wird die voreingestellte Ausgangsleistung über die Leistungsanzeige angegeben.



C) Drücken Sie die Aktivierungstaste. Das Gerät löst einen Lichtimpuls aus und es sollte sich leicht warm anfühlen

D) Bewegen Sie das Handgerät zum nächsten zu behandelnden Bereich und wiederholen Sie den Vorgang. Das Gerät muss zwischen den Lichtimpulsen aufladen.

E) Stellen Sie sicher, dass der GESAMTE BEREICH behandelt wird, sich die Impulse jedoch NICHT ÜBERLAPPEN.

SCHRITT 4: IHR SMOOTHSKIN PURE FIT BEHANDLUNGSPLAN

Für optimale Ergebnisse sollte SmoothSkin Pure Fit 12 Wochen lang jede Woche angewendet werden. So wird sichergestellt, dass alle Haarfollikel behandelt werden. Nach der ersten Behandlungsphase (12 wöchentliche Behandlungen) empfehlen wir Ihnen, SmoothSkin Pure Fit einmal im Monat oder nach Bedarf anzuwenden, um die Ergebnisse beizubehalten.

SCHRITT 5: AUSSCHALTEN DES SMOOTHSKIN PURE FIT

Ist die Behandlung beendet, sollte der SmoothSkin Pure Fit vom Netzkabel und der Steckdose getrennt werden. Details zur Pflege Ihres SmoothSkin Pure Fit siehe Abschnitt 13.

9. DER HAUTTONSENSOR

Der Hauttonsensor erkennt Ihren Hautton und stellt die richtige Stufe der Ausgangsleistung ein. Wenn Ihre Haut für die Behandlung mit SmoothSkin Pure Fit zu dunkel ist, wird der Hauttonsensor dies erkennen und die Funktion des Geräts verhindern. Wenn Ihre Haut zu dunkel ist, leuchten die Leistungsanzeigen ROT.

Der Status des Hauttonensors kann an den Leistungsanzeigen an beiden Seiten des Handgerätes abgelesen werden. Wenn ein geeigneter Hautton erkannt wird, leuchten die Leistungsanzeigen WEIß. Die Anzahl der aufleuchtenden Lämpchen hängt von Ihrem genauen Hautton ab.

POWER BARS



Weniger Lämpchen leuchten = dunklere Haut und niedrigere Leistungseinstellung

Mehr Lämpchen leuchten = hellere Haut und höhere

HAUT ZU DUNKEL
KEINE BEHANDLUNG MÖGLICH
1 ROTES LÄMPCHEN LEUCHTET



DUNKLE HAUT
NIEDRIGSTE LEISTUNGSSTUFE
1 LÄMPCHEN LEUCHTET



LIGHT SKIN
HÖCHSTE LEISTUNGSSTUFE
10 LÄMPCHEN LEUCHTEN



Die Menge der abgegebenen Lichtenergie für jede der Gerätestufen im Power-Modus (abhängig vom Hautton) ist in der folgenden Tabelle angegeben.

Anzahl der beleuchteten Lämpchen der Leistungsanzeige	Maximale Energie (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Der vollständige Kontakt mit Ihrer Haut gewährleistet die besten Ergebnisse, da die gesamte vom Gerät abgegebene Lichtenergie auf den zu behandelnden Bereich trifft.

10. DER HAUTKONTAKTSENSOR

Der SmoothSkin Pure Fit ist mit einem Hautkontaktsensor ausgestattet, der vor jedem Lichtimpuls den Hautkontakt prüft und so für einen sicheren Betrieb des Geräts sorgt! Dadurch entspricht das Gerät den strengsten Sicherheitsvorschriften.

Der Hautkontaktsensor gewährleistet außerdem, dass Sie mit der Behandlung optimale Ergebnisse erzielen. Der Sensor muss vollständigen Kontakt mit dem Behandlungsbereich haben, erst dann kann das Gerät Lichtimpulse auslösen.

Der vollständige Kontakt mit Ihrer Haut bedeutet, dass die gesamte vom Gerät abgegebene Lichtenergie auf den Behandlungsbereich trifft, und so beste Ergebnisse erzielt werden.

Wenn das Gerät nicht vollständigen Kontakt mit dem Behandlungsbereich hat, löst das Gerät keine Lichtimpulse aus. Versuchen Sie, das Gerät entsprechend zu platzieren, um sicherzustellen, dass ein vollständiger Kontakt erreicht wird, insbesondere an ungünstigen Stellen wie Armen und Schienbeinen.



11. ANWENDUNGSARTEN DES SMOOTHSKIN PURE FIT

Sie können die Behandlung mit jedem der drei SmoothSkin Pure Fit Behandlungsmodi durchführen:



Power Modus – keine Anzeige



Sanfter Modus – Anzeige ein



Schneller Modus – Anzeige ein

Der Power-Modus ist die höchste Leistungsstufe des Geräts. Der Power-Modus liefert die besten Ergebnisse, da hier die höchste mögliche Leistungsabgabe für Ihren individuellen Hautton verwendet wird. Dieser Modus funktioniert besonders gut an schwierigen Stellen, an denen die Haare tendenziell

dichter sind, wie z. B. Achselhöhlen und Bikinizone.

Verwenden Sie den sanften Modus, wenn Sie den Power-Modus als unangenehm oder etwas zu schmerzhaft empfinden. Wenn Sie das Gerät im sanften Modus verwenden, wird die Leistungsabgabe reduziert, und es leuchten weniger Lämpchen der Leistungsanzeige, wenn Sie das Gerät auf Ihrer Haut platzieren.

Der schnelle Modus ist am zeitsparendsten und daher der Modus mit der geringsten Leistungsstufe.

Der schnelle Modus eignet sich am besten für die Behandlung größerer Bereiche, in denen die Haare weniger dicht sind (z. B. Arme oder Beine) und in denen Sie schnell über den Behandlungsbereich gleiten möchten. Dieser Modus kann auch nach der Behandlung in den ersten Wochen verwendet werden, um die Ergebnisse beizubehalten

Der Power-Modus ist die Standardeinstellung, wenn Sie Ihr Gerät einschalten. Sie können zwischen den drei Modi umschalten, indem Sie die Modustaste unterhalb der Hauptaktivierungstaste drücken.

Innerhalb dieser Modi können Sie außerdem wählen, ob Sie die Gleitmethode oder die Stempelmethode anwenden möchten.

Die Stempelmethode wird für kleinere Bereiche wie die Achselhöhlen und die Bikinizone empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf Ihrer Haut und drücken Sie die Aktivierungstaste kurz. Heben Sie das Handgerät von der Haut und platzieren Sie es auf dem nächsten Behandlungsbereich.

Aktivierungstaste



Modustaste

Die Gleitmethode wird für größere Flächen wie z. B. die Beine empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste (kontinuierlich gedrückt halten) und gleiten Sie mit dem Handgerät zwischen den Lichtimpulsen über die Haut. Versuchen Sie, das Handgerät mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit zu bewegen, damit eine vollständige Abdeckung ohne Überlappungen oder ausgelassene Bereiche erreicht wird.

12. DER PRÄZISIONSKOPF

SmoothSkin Pure Fit wird mit einem abnehmbaren Präzisionskopf geliefert, der perfekt für kleinere, schwierig zu erreichende Bereiche (wie Oberlippe, Finger und Zehen) geeignet ist. So erreichen Sie für Ihre Behandlung noch größere Flexibilität.

Bei Verwendung des Präzisionskopfes ist die Bedienung ein wenig langsamer, daher empfehlen wir, ihn nur bei Bedarf zu verwenden, damit Sie stets die schnellstmögliche Behandlung nutzen können.




Wenn der Präzisionskopf beschädigt ist oder Teile fehlen (z. B. Magnet oder Reflektor), darf er **NICHT verwendet werden**.

Achten Sie darauf, dass sie den Präzisionskopf in der richtigen Ausrichtung aufstecken (Logo oben).

Wenn der Präzisionskopf während der Anwendung unangenehm heiß wird, dann unterbrechen Sie die Behandlung, und lassen Sie ihn abkühlen.

Befolgen Sie alle Hinweise zur AUGENSICHERHEIT (Abschnitt 3), wenn der Präzisionskopf angebracht ist.

Beachten Sie die Reinigungshinweise (Abschnitt 13) für den Präzisionskopf.



13. REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG

Schalten Sie den SmoothSkin Pure Fit nach der Behandlung immer ab, indem Sie den Netzstecker vom SmoothSkin Pure Fit sowie der Steckdose abziehen.

Nach der Benutzung sollten Handgerät, Hauttensord und Anwendungsfenster auf Beschädigungen untersucht und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

WARNUNG: Der Glasfilter kann während der Verwendung heiß werden. Berühren oder reinigen Sie den Filter nach der Benutzung mindestens 5 Minuten lang NICHT, damit er abkühlen kann.

Verwenden Sie NIEMALS Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, da dies zu Schäden am Gerät und somit zu einem potentiellen Sicherheitsrisiko führen kann.

Um die maximale Leistung Ihres SmoothSkin Pure Fit zu ermöglichen, ist es besonders wichtig, die Vorderseite des Geräts und den Reflektor frei von Schmutz, Haaren oder anderen Rückständen zu halten.

Für eine leichte Reinigung kann die Vorderseite des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.

Der SmoothSkin Pure Fit ist an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren. Achten Sie darauf, dass das Anwendungsfenster und der Hauttensord am Handgerät vor Beschädigungen geschützt sind.

Überprüfen Sie das Gerät (einschließlich der Kabel) regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Beschädigungen oder Risse feststellen, dürfen Sie das Gerät nicht mehr verwenden.

Ziehen Sie das Netzteil immer aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, um Strangulation oder Stolpergefahren zu vermeiden.

14. REISEN MIT DEM SMOOTHSKIN PURE FIT

Das Netzteil des SmoothSkin Pure Fit ist universell und funktioniert an allen gängigen Stromnetzen. Sofern Sie einen passenden Adapter für den Stecker des Netzkabels haben, können Sie den SmoothSkin Pure Fit wie gewohnt betreiben.

15. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Die Leistungsanzeigen an der Seite des Handgeräts leuchten nicht auf, wenn Sie das Gerät auf Ihrer Haut platzieren.	"Das Netzteil muss eingesteckt sein. Vergewissern Sie sich, dass sich das Handgerät im READY-Modus befindet (drücken Sie einmal die Taste Standby/Ready). Stellen Sie sicher, dass die Hautsensoren in Kontakt mit der Haut sind. Stellen Sie sicher, dass der Hauttonsensor in Kontakt mit der Haut ist."
Die Sensoren auf Ihrer Haut gedrückt, das erste Lämpchen der Leistungsanzeige an der Seite des Handgeräts leuchtet allerdings ROT und der SmoothSkin Pure Fit funktioniert nicht.	"Der Bereich ist für eine Behandlung zu dunkel. SmoothSkin Pure Fit verfügt über einen intelligenten Hauttonsensor, der Ihren Hautton automatisch erkennt und die optimale Behandlungseinstellung wählt. Aufgrund der Charakteristik der IPL-Technologie ist SmoothSkin Pure Fit nicht für jede Person geeignet. Sehr dunkle Haut kann nicht behandelt werden."
Die Lämpchen der Leistungsanzeige an der Seite des Handgeräts leuchten oder blinken auf ungewöhnliche Weise, einschließlich einer roten LED-Anzeigeleuchte.	SmoothSkin Pure Fit zeigt eventuelle Fehlermeldungen durch Kombinationen von Lichtsignalen der Leistungsanzeigen an den Seiten des Handgeräts an. Dies zeigt an, dass das Gerät einen Fehler aufweist. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und informieren Sie sich auf unserer Website.

PROBLEM	LÖSUNG
<p>SmoothSkin Pure Fit Handgerät, Anwendungsfenster, Netzteil oder Kabel sind beschädigt, gebrochen, gerissen oder scheinen defekt zu sein.</p>	<p>NICHT verwenden. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit Ihres SmoothSkin Pure Fit haben oder denken, dass das Gerät beschädigt sein könnte, dürfen Sie es nicht verwenden. Informieren Sie sich auf unserer Website.</p>

16. GARANTIE

Für das Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb der Garantielaufzeit werden wir Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos prüfen und nach unserem Ermessen das komplette Gerät ersetzen.

Diese Garantie gilt in jedem Land, in das dieses Gerät von CyDen oder seinem Vertragshändler geliefert wird.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Verwendung, normale Abnutzung oder Nutzung sowie Defekte, die nur unerhebliche Auswirkungen auf den Wert oder die Funktion des Geräts haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von nicht entsprechend befugten Personen durchgeführt werden bzw. wenn nicht die Originalteile von SmoothSkin Pure Fit verwendet werden. Wenn Sie innerhalb der Laufzeit Garantieansprüche geltend machen möchten, besuchen Sie unsere Website www.smoothskin.com

17. ETIKETTEN UND SYMBOLE

SMOOTHSKIN PURE is marked with the following symbols:

	Typ BF Anwendungsteil		Kennzeichen für die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften (Australien)
	Geräte der Schutzklasse II		RoHS-Umweltschutz über die Nutzungsdauer (China)
	Beachten Sie die Bedienungsanleitung		Warnung Optische Strahlung vom Gerät kann eine Schädigung der Augen verursachen
	WEEE-Entsorgungszeichen der Europäischen Union		„Trefoil“-Kennzeichen (Ukraine)
	Europäische Konformitätskennzeichnung		FCC- und EMV-Konformität für Nordamerika

FCC-ERKLÄRUNG:

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Schutzklasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnumgebungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es gefährliche Störungen im Funkverkehr hervorrufen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch ein Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die Teil eines anderen Stromkreises ist als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe benötigen.

18. TECHNISCHE DATEN

Beim SmoothSkin Pure Fit handelt es sich um ein gefiltertes Breitband-Intense-Pulsed-Light-System mit folgenden technischen Spezifikationen:

- **Wiederholrate:** Manuell gepulst alle 0,45 bis 1 Sekunde (abhängig von der Behandlungseinstellung), Dauerbetrieb
- **Impulslänge:** Freie Entladung FWHM = 2,0 ms
- **Max. optischer Ausgang** 3 - 6J/cm²
- **Wellenlänge:** 510 – 1100nm
- **Stromleitungseingang:** 100–240V[~], 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Betriebstemperatur:** Zwischen 5°C und 40°C
- **Betriebsluftfeuchtigkeit:** Bis zu 93 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Betriebsdruck:** 700hPa bis 1060hPa
- **Behandlungsbereich (Spotgröße):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Der Bereich direkt um das Anwendungsfenster wird als Anwendungsteil klassifiziert und kann eine maximale Temperatur von 60 °C erreichen. Achten Sie darauf, dass der SmoothSkin Pure Fit wie in Abschnitt 8 beschrieben verwendet wird.

TRANSPORTBEDINGUNGEN:

- **Temperatur:** -25°C bis +70°C
- **Luftfeuchtigkeit** Bis zu 93 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Druck:** 500hPa bis 1060hPa

Wenn das Gerät bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs gelagert wurde, dann warten Sie bitte mindestens 30 Minuten vor der Verwendung, bis das Gerät sich akklimatisieren konnte.

Der SmoothSkin Pure Fit verfügt über eine unbegrenzte Anzahl von Lichtimpulsen und ist für die Verwendung durch eine einzige Person bestimmt.

Die erwartete Mindestlebensdauer beträgt 10 Jahre, wenn das empfohlene Behandlungsschema befolgt wird.

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass dieses Gerät mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU • Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.
- Energiebezogene Produktrichtlinie 2009/125/EG.

Der SmoothSkin Pure Fit entspricht den aktuellen EMV-Normen und Ergänzungen, die für Haushalts- und Medizinprodukte gelten. Dabei handelt es sich um die Folgenden: EN 55014-1:2017, EN 55014-

2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Teil 15.107 & 15.109, ICES-003 Ausgabe 6.0

Der SmoothSkin Pure Fit entspricht den aktuellen Sicherheitsnormen und Ergänzungen, die für Haushalts- und Medizinprodukte gelten.

Dabei handelt es sich um die Folgenden: IEC 60335-1:2010 + Erg., IEC 60335-2-23:2003 + Erg., EN 62233, IEC 60601-1:2005 (A 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Erg., IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Erg., CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 und 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Erg.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an CyDen Ltd

ENTSORGUNG (Ende der Lebensdauer)

Um Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren und die Wiederverwertbarkeit der Materialien zu gewährleisten, sollte dieses Produkt bei einer speziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Dies wird durch das auf dem Produkt angebrachte WEEE-Symbol dargestellt.

Poznaj **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Gratulacje! Właśnie wkroczyłeś do świata niezrównanego piękna, gładkości i wygody. Wejdź i przyłącz się do rozmowy na www.smoothskin.com, gdzie znajdziesz porady eksperckie i wsparcie w zabiegach.

1. SYSTEM SMOOTHSKIN PURE FIT	156	10. CZUJNIK KONTAKTU ZE SKÓRĄ	177
2. JAK DZIAŁA SMOOTHSKIN PURE FIT	157	11. TRYBY SMOOTHSKIN PURE FIT	179
3. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	159	12. NAKŁADKA GWARANTUJĄCA PRECYZJĘ	181
4. POTENCJALNE RYZYKO, SKUTKI UBOCZNE I REAKCJE SKÓRNE	166	13. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	183
5. ZALETY UŻYWANIA SMOOTHSKIN PURE FIT	168	14. PODRÓŻOWANIE ZE SMOOTHSKIN PURE FIT	183
6. JAKIE JEST PRZEZNACZENIE SMOOTHSKIN PURE FIT	170	15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	184
7. PRODUKT ODPOWIEDNI DLA CIEBIE	170	16. GWARANCJA	185
8. JAK UŻYWAĆ SMOOTHSKIN PURE FIT	171	17. ETYKIETY I SYMBOLE	186
9. CZUJNIK KARNACJI SKÓRY	175	18. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	188

1.SYSTEM SMOOTHSKIN PURE FIT

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Wewnątrz opakowania SmoothSkin Pure Fit znajdują się:

- aparat i baza,
- przewód zasilający,
- nakładka gwarantująca precyzję,
- podręcznik użytkownika.



2. JAK DZIAŁA SMOOTHSKIN PURE FIT

Urządzenie SmoothSkin Pure Fit zostało tak zaprojektowane, aby wspomagać przerywanie cyklu wzrostu włosa. Energia świetlna przenika przez powierzchnię skóry i jest wchłaniana przez melaninę znajdującą się w łodydze włosa. Pochłonięta energia świetlna zmienia się w energię ciepłą (pod powierzchnią skóry), hamując odrastanie włosa. W ciągu od kilku dni do 1–2 tygodni włosy same wypadną.

Wzrost włosa jest cykliczny i składa się z 3 oddzielnych, następujących po sobie faz. Zabieg IPL jest skuteczny jedynie, kiedy włosy znajdują się w konkretnej fazie (anagen – faza wzrostu). Nie wszystkie włosy są w tej samej fazie w tym samym czasie. Dlatego należy powtarzać zabiegi co tydzień przez 12 tygodni.



CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ

Bezpośrednio po zabiegu nie powinnaś odczuwać znacznych skutków ubocznych (więcej informacji o skutkach ubocznych w części 4).

W pierwszych tygodniach po pierwszych zabiegach część włosów będzie nadal rosnąć. Będą to prawdopodobnie włosy przeoczone podczas zabiegu, tzn. uśpione i niebędące w fazie wzrostu (anagenowej) podczas zabiegu, kiedy technika IPL jest najskuteczniejsza.

Po mniej więcej 6 tygodniach w 12-tygodniowym cyklu zabiegów powinnaś zaobserwować redukcję wzrostu włosów. Wciąż jednak będzie wiele włosów, które nie zostały poddane zabiegowi w fazie wzrostu. Ważne, żeby kontynuować cotygodniowe zabiegi.

Po mniej więcej 12 tygodniach powinnaś zaobserwować znaczną redukcję włosów w miejscu poddawanych zabiegowi. Pozostałe włosy powinny być cieńsze i jaśniejsze. Zabiegi kontynuowane co miesiąc lub w miarę potrzeb powinny utrzymać redukcję niechcianych włosów.

3. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWSKAZANIA

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli masz bardzo ciemną skórę. Czujnik karnacji skóry znajdujący się obok okienka naświetlania na urządzeniu określa, jaką masz karnację. Jeśli czujnik skóry pokaże, że Twoja skóra jest za ciemna, by móc bezpiecznie korzystać z urządzenia, użycie SmoothSkin Pure Fit będzie niemożliwe.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli masz naturalną lub sztuczną opalenizną lub poparzenia słoneczne. Po ekspozycji na słońce skóra może być nadwrażliwa i szczególnie podatna na poparzenie, powstawanie pęcherzy lub blizn i odbarwienia w przypadku użycia SmoothSkin Pure Fit. Zanim użyjesz SmoothSkin Pure Fit, odczekaj tydzień, aż znikną poparzenia słoneczne lub opalenizna.

NIE wystawiaj miejsc poddanych zabiegowi na słońce. Odczekaj co najmniej 7 dni po zabiegu, zanim zaczniesz wystawiać skórę poddaną zabiegowi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po zabiegu z użyciem SmoothSkin Pure Fit skóra może być szczególnie podatna na poparzenia słoneczne. Nałóż krem z filtrem ochronnym (SPF 15 lub silniejszym) na miejsca poddane zabiegowi lub przykryj je odpowiednią odzieżą.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit bezpośrednio na sutki, genitalia i w okolicy odbytu. W tych miejscach

skóra może być ciemniejsza, a owłosienie gęstsze. Używanie urządzenia w tych miejscach może prowadzić do dyskomfortu/bólu lub powstawania ran (poparzenia, odbarwienia lub blizny) na skórze.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli w przeszłości miałaś nowotwór skóry lub masz zmiany przednowotworowe (np. znamiona lub dużą liczbę pieprzyków)

NIE używaj na pęcherzach i bliznach.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, ponieważ urządzenia nie testowano na takiej grupie.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit na ciemnobrązowych lub czarnych plamach, takich jak znamiona, pieprzyki czy kurczajki w pobliżu miejsca, na którym chcesz przeprowadzić zabieg. Korzystanie z SmoothSkin Pure Fit może spowodować uszkodzenie skóry lub pogłębić już występujące problemy. Możliwe są skutki uboczne, takie jak poparzenia czy pęcherze, zmiana koloru skóry lub blizny.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli w pobliżu miejsca jego przeprowadzania występuje stan chorobowy skóry taki jak łuszczyca, bielactwo, egzema, trądzik, opryszczka pospolita, aktywny stan zapalny czy rana.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli nie ukończyłaś 18 lat, ponieważ urządzenia nie testowano na takiej grupie.

OSTRZEŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO OCZU



SmoothSkin Pure Fit wydziela błyski intensywnego, pulsującego światła (IPL). Bezpośrednie narażenie może być szkodliwe dla oczu. Zachowaj poniższe środki ostrożności.

OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprzestrzegania instrukcji występuje ryzyko urazów oka (potencjalnie prowadzące do utraty wzroku) lub uszkodzenia skóry. Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi.

Aparat może być aktywowany (błyskać) wyłącznie, jeśli czujnik karnacji skóry (obok okienka naświetlania) wykryje odpowiedni odcień skóry i jest w pełnym kontakcie z miejscem zabiegu. Uwaga:

NIE patrz bezpośrednio w okienko naświetlania aparatu po podłączeniu do zasilania i włączeniu urządzenia.

NIE próbuj aktywować systemu (błysków), kierując przyrząd w stronę oka.

NIE stosuj zabiegu na okolice oczu (brwi i powieki). Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia oka, chroń oczy przed narażeniem. **NIE** używaj urządzenia nad powiekami i blisko oczu.

Aktywować system (błysk) możesz wyłącznie **WYŁĄCZNIE**, kiedy przednia część aparatu jest w dobrym kontakcie z miejscem zabiegu.

ZALECAMY odwrócenie oczu od aparatu podczas błyskania na skórę.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Jak z każdym urządzeniem elektrycznym należy zachować pewne środki ostrożności, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

NIE próbuj otwierać SmoothSkin Pure Fit, ponieważ w środku znajdują się niebezpieczne elektryczne komponenty.


NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli urządzenie jest uszkodzone, np. jeśli aparat jest pęknięty, kabel zniszczony (wewnętrzne przewody są widoczne), jeśli szkło na aparacie jest popękane lub stłuczone itp.

NIE używaj w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innego zbiornika z wodą. Jeśli SmoothSkin Pure Fit się zamoczy, nie używaj go.

NIE używaj, jeśli urządzenie SmoothSkin Pure Fit jest nieprzyjemnie gorące w dotyku. Może to oznaczać, że jest uszkodzone.

NIE używaj zasilacza ani komponentów innych niż te dostarczone do używania ze SmoothSkin Pure Fit. Używanie innych komponentów może uszkodzić urządzenie i spowodować, że przestanie działać.

NIE próbuj aktywować (błyskać) SmoothSkin Pure Fit na inną powierzchnię niż skóra.



Szklany filtr



OSTRZEŻENIE Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w urządzeniu.

NIE umieszczaj SmoothSkin Pure Fit w takiej pozycji, że odłączenie od źródła zasilania będzie utrudnione.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NIE używaj, jeśli miałas peeling w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić zabieg. Odczekaj 30 dni od peelingu skóry przed użyciem SmoothSkin Pure Fit.

Użycie intensywnego, pulsującego światła (IPL) na opaloną skórę może skutkować trwałą hiperpigmentacją (ściemnieniem) lub hipopigmentacją (rozjaśnieniem) skóry w miejscu zabiegu.

NIE używaj w miejscach, w których masz tatuaż lub makijaż permanentny.

NIE używaj, jeśli masz nadwrażliwość na światło słoneczne (światłoczułość) lub przyjmujesz środki medyczne, które zwiększają wrażliwość skóry i powodują światłoczułość, np. Retin A, Accutane lub inne retinoidy miejscowe. Zawsze zapoznaj się z ulotką dołączoną do wyrobu medycznego, żeby upewnić się, że wśród jego skutków ubocznych nie ma światłoczułości. Użycie SmoothSkin Pure Fit na światłoczułą skórę może skutkować podrażnieniem skóry, np. opuchlizną lub pęcherzami. Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem, ponieważ zabieg może uszkodzić skórę.

Urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia stanów chorobowych. Należy skontaktować się z lekarzem w kwestii postępowania w przypadku pieprzyków, wysypki skórnej, świądu skóry, grzybicy skóry lub zakażenia,

guzów lub brodawek skórnych itp.

Nie należy używać SmoothSkin Pure Fit na wypełniacze lub botoks.

Należy przechowywać SmoothSkin Pure Fit w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 18. roku życia. Dzieci nie powinny używać, konserwować i czyścić urządzenia ani bawić się nim. Istnieje szereg potencjalnych zagrożeń: narażenie na źródło światła powodujące oparzenie lub uszkodzenie oczu, porażenie prądem, uduszenie kablem.

Należy przechowywać SmoothSkin Pure Fit w miejscu niedostępnym dla zwierząt i szkodników, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Potencjalne zagrożenia obejmują ograniczenie funkcji i porażenie prądem.

Istotnym komponentem SmoothSkin Pure Fit jest szklany filtr, który rozgrzewa się podczas używania urządzenia.

NIE dotykaj filtra podczas używania lub bezpośrednio po używaniu urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy filtr nie jest uszkodzony. NIE używaj SmoothSkin Pure Fit, jeśli filtr jest popękany lub jeśli brakuje filtra.

Upewnij się, że okienko naświetlania SmoothSkin Pure Fit jest czyste i nie ma na nim żadnych osadów. Osady na okienku naświetlania lub w jego okolicy podczas używania mogą spowodować tymczasowe zmiany skórne, jak zaczerwienienie czy opuchlizna.

OSTRZEŻENIE! Uszkodzenia skóry mogą powstać w wyniku przedłużającego się lub powtarzającego się przykładania urządzenia do tego samego miejsca. Unikaj nadmiernego używania, w tym nadmiernego

powtarzania zabiegu w tym samym miejscu, nakładania się pulsów lub zbyt częstego stosowania.

OSTRZEŻENIE! Nie ignoruj zabezpieczeń wbudowanych w urządzenie

NIE używaj urządzenia częściej, niż podano w zaleceniach

PRECAUTIONS

Usuwanie włosów za pomocą lasera lub źródeł intensywne, pulsujące światła może u niektórych osób powodować zwiększony porost włosów. Na podstawie obecnie dostępnych danych grupami najbardziej narażonymi na taką reakcję są kobiety pochodzenia śródziemnomorskiego, bliskowschodniego i południowoafrykańskiego, stosujące zabieg na twarz i szyję.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit na miejsca, w których możesz chcieć, żeby włosy odrosły.

NIE używaj SmoothSkin Pure Fit na twarz, szczękę lub szyję u mężczyzn. Owłosienie męskiej brody jest zbyt gęste i stosowanie urządzenia SmoothSkin Pure Fit w tych miejscach może skutkować urazem skóry.

Nie zaleca się używania SmoothSkin Pure Fit u osób o rudych, siwych, białych lub blond włosach. SmoothSkin Pure Fit nie jest skuteczny na włosy o tych kolorach.

4. POTENCJALNE RYZYKO, SKUTKI UBOCZNE I REAKCJE SKÓRNE

Używanie SmoothSkin Pure Fit może powodować skutki uboczne. Poniższa tabela przedstawia znane reakcje skórne, jakie mogą wystąpić po zabiegu z użyciem SmoothSkin Pure Fit.

SKUTEK UBOCZNY	JAK OCENIAĆ I REAGOWAĆ
Łagodny ból/dyskomfort w miejscu poddanym zabiegowi	To jest spodziewana i normalna reakcja w przypadku wszystkich zabiegów IPL. Możesz dalej używać urządzenia zgodnie z instrukcją, a ból powinien się zmniejszać w miarę używania.
Uczucie ciepła lub łaskotania w trakcie zabiegu, które zazwyczaj ustępuje po kilku sekundach do minuty i zmniejsza się w miarę używania.	To jest spodziewana i normalna reakcja w przypadku wszystkich zabiegów IPL. Możesz dalej używać urządzenia zgodnie z instrukcją.
Swędzenie w miejscu zabiegu	To dosyć częste w przypadku zabiegów IPL i powinno po krótkim czasie ustąpić. Możesz dalej używać urządzenia zgodnie z instrukcją. Nie drap swędzącego miejsca.
Zaczerwienienie skóry w trakcie lub po zabiegu, ustępujące po kilku minutach.	To jest spodziewana i normalna reakcja w przypadku wszystkich zabiegów IPL. Możesz używać urządzenia zgodnie z instrukcją po ustąpieniu zaczerwienienia.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Zaczerwienienie skóry, które nie ustępuje po kilku minutach i utrzymuje się przez 24–48 godzin.	Natychmiast przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.
Ból lub dyskomfort, który jest silny podczas zabiegu lub utrzymuje się po zabiegu.	Natychmiast przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.
W BARDZO RZADKICH WYPADKACH	JAK OCENIAĆ I REAGOWAĆ
Opuchlizna i zaczerwienienie, które nie ustępują w ciągu 2–3 dni.	Natychmiast przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.
Tymczasowe zmiany koloru skóry (rozjaśnienie lub pociemnienie).	Jeśli kolor Twojej skóry ulegnie zmianie, natychmiast przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem.
Pęcherze, blizny lub poparzenie skóry.	Natychmiast przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia. Przyłóż do skóry zimny kompres. Posmaruj kremem antyseptycznym lub na oparzenia.

W badaniu klinicznym z udziałem 50 osób każda badana osoba wykonała 12 zabiegów w odstępach tygodniowych. Odnotowano następujące skutki uboczne:

- wędzenie – 3 osoby odczuwały łagodne swędzenie po zabiegu.
- Niewielkie zaczerwienienie – zgłoszone przez 2 osoby.
- Uczucie łagodnego pieczenia – 5 osób zgłosiło łagodny dyskomfort po zabiegu.

- Wrastające włosy – 1 osoba zgłosiła wrastanie włosów po zabiegu.
- Zaczerwienienie mieszków włosowych – 1 osoba zgłosiła zaczerwienienie w miejscu zabiegu po zabiegu.

We wszystkich wypadkach skóra poddana zabiegowi wróciła do normalnego stanu w ciągu 7 dni.

5.ZALETY UŻYWANIA SMOOTHSKIN PURE FIT

Przyrząd SmoothSkin Pure Fit jest przeznaczony do trwałej redukcji niechcianych włosów.

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności SmoothSkin Pure Fit. Badanie kliniczne miało poniższe cechy kluczowe:

Wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone przez przeszkolony personel niemedyczny w jednym miejscu z użyciem urządzeń identycznych ze SmoothSkin Pure Fit znajdującym się w tym opakowaniu.

Wszystkie osoby badane zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ogólnego stanu zdrowia, a osoby, które nie mogły być poddane zabiegowi, np. te, u których występowało co najmniej jedno przeciwwskazanie wyszczególnione w części 3 niniejszego Podręcznika Użytkownika, zostały wykluczone. Ponadto wszystkie osoby zostały poproszone o wyrażenie Świadomej Zgody stosownie do międzynarodowych wymogów dotyczących badań klinicznych.

Badanie rozpoczęły 53 kobiety w wieku 19–45 lat.

3 osoby zrezygnowały w trakcie badania z przyczyn osobistych. Nikt nie zrezygnował z badania z powodu problemów związanych z używaniem SmoothSkin Pure Fit.

Każda badana osoba otrzymała 12 cotygodniowych zabiegów na wybraną część ciała. Typowy zabieg składał się z ogolenia miejsca, a

następnie użycia SmoothSkin Pure Fit zgodnie z procedurą opisaną w części 8 krok 3 niniejszego Podręcznika Użytkownika.

W celu zbadania zmiany w liczbie włosów 6 miesięcy po ostatnim zabiegu i 12 miesięcy po ostatnim zabiegu były liczone włosy. Włosy w miejscu zabiegu były liczone z pomocą zdjęć w wysokiej rozdzielczości, a różnice w wynikach obliczeń przeliczano na procentową zmianę.

W przypadku stosowania urządzenia zgodnie z instrukcją uczestniczki badania klinicznego miały średnio 44% włosów mniej 6 miesięcy po ostatnim zabiegu i 36% włosów mniej 12 miesięcy po ostatnim zabiegu w porównaniu ze stanem sprzed zabiegu (zob. tabela poniżej). Rzeczywiste wyniki u poszczególnych osób były różne.

SMOOTHSKIN PURE	
Liczba Badanych 6 miesięcy po zabiegach	50
Redukcja włosów 6 miesięcy po zabiegach	43.9%
Liczba Badanych 12 miesięcy po zabiegach	33
Redukcja włosów 12 miesięcy po zabiegach	36.0%
% Badanych spełniających kryteria sukcesu (>30% redukcji włosów) na wszystkich częściach ciała 12 miesięcy po zabiegach. Kryterium sukcesu stanowi ponad 30% redukcji włosów we wszystkich miejscach poddanych zabiegom po upływie 12 miesięcy.	66.7%

Występowanie skutków ubocznych w trakcie badania klinicznego było znikome (zgodnie z informacjami podanymi w części 4 powyżej), a większość Badanych (48 z 50) poleciłaby SmoothSkin Pure Fit przyjaciółce.

6. JAKIE JEST PRZEZNACZENIE SMOOTHSKIN PURE FIT

PRZEZNACZENIE

Przyrząd SmoothSkin Pure Fit jest przeznaczony do trwałej redukcji niechcianych włosów.

7. PRODUKT ODPOWIEDNI DLA CIEBIE


CZĘŚCI CIAŁA

SmoothSkin Pure Fit jest odpowiedni do stosowania na włosy na ciele i włosy na twarzy u kobiet poniżej kości policzkowych.

KOLOR SKÓRY

SmoothSkin Pure Fit jest odpowiedni do stosowania na jasną, średnią i ciemną karnację do odcienia 5 włącznie.


SmoothSkin Pure Fit zawiera czujnik karnacji skóry, który mierzy kolor skóry i uniemożliwia użycie urządzenia, jeśli skóra jest zbyt



ciemna.

KOLOR WŁOSÓW

SmoothSkin Pure Fit jest odpowiedni do stosowania na naturalne czarne lub brązowe włosy. Może być mniej skuteczny na białe, szare, blond lub rude włosy.



8. JAK UŻYWAĆ

SMOOTHSKIN PURE FIT

OSTRZEŻENIE: Wykonaj po kolei poniższe kroki zabiegu i zanim przejdziesz do kolejnego, upewnij się, że poprzedni został wykonany w całości.

KROK 1: PRZYGOTUJ MIEJSCE, KTÓRE MA BYĆ PODDANE ZABIEGOWI

Usuń golarką wszystkie widoczne włosy. Upewnij się, że na powierzchni skóry nie ma żadnych włosów, ponieważ mogłyby to spowodować uraz. Zapobiega to również zbieraniu się osadów na przedniej części urządzenia.

Umyj i wysusz miejsce zabiegu. Pamiętaj, że z tym urządzeniem nie należy używać żeli ani kremów.

KROK 2: WYKONYWANIE PRÓBKI

Przed wykonaniem zabiegu na każdej kolejnej części ciała ZALECAMY wykonanie próbki, żeby sprawdzić reakcję na SmoothSkin Pure Fit w danym miejscu.



Miejsce wykonania próbki powinno mieć mniej więcej 3×2 cm (odpowiednik dwóch błysków zaaplikowanych obok siebie). Wykonaj krok 3 zabiegu w tym miejscu.

Odczekaj 24 godziny po wykonaniu próbki, aby upewnić się, że skóra jest odpowiednia do przeprowadzenia zabiegu i że nie ma negatywnych reakcji na energię świetlną. Jeśli w ciągu 24 godzin nie wystąpi żadna reakcja, możesz wykonać zabieg w okolicy miejsca, w którym była robiona próbka. **NIE** należy powtarzać zabiegu w „miejscu wykonania próbki” przez co najmniej 1 tydzień

KROK 3: ZABIEG SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Podłącz zasilacz do źródła prądu. Wiatraczki zaczną pracować, a czujnik karnacji skóry zaświeci się na niebiesko, co wskazuje, że urządzenie jest włączone

POWER MODE TIMEOUT

Jeśli urządzenie jest „nieaktywne”, tzn. jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 10 minut, urządzenie przełączy się w tryb CZUWANIA, a światełka czujnika karnacji skóry zgasną. Aby wrócić do trybu GOTOWOŚCI w celu wykonania zabiegu, wciśnij przycisk trybu pracy.

B) Dociśnij aparat do miejsca, które ma być poddane zabiegowi, upewniając się, że czujnik karnacji skóry jest w kontakcie ze skórą – SmoothSkin Pure Fit nie zadziała, jeśli czujniki skóry nie będą w pełnym kontakcie ze skórą. Kiedy czujnik karnacji skóry wykryje właściwy odcień skóry, na kontrolkach mocy wyświetli się ustawiona moc wyjściowa.



Wskaźnik włączony
Wykryty odcień skóry



Prawidłowo

Wskaźnik wyłączony
Niewykryty odcień skóry




Nieprawidłowo

C) Wciśnij przycisk aktywacji. Urządzenie błysnie i powinno być odczuwalne ciepło.


D) Przesuń aparat w następnie miejsce, w którym ma być wykonany zabieg, i powtórz czynność. Urządzenie musi się naładować pomiędzy błyskami.




Okienko
naświetlania



Pełne pokrycie



Zachodzenie
na siebie



Pominięte miejsca

E) Upewnij się, że zabieg przeprowadziłeś na CAŁYM OBSZARZE, ale uważaj, żeby impulsy nie zachodziły na siebie.

KROK 4: HARMONOGRAM ZABIEGÓW SMOOTHSKIN PURE FIT

Po pierwszym cyklu zabiegów (12 cotygodniowych zabiegów) w celu utrzymania efektów zalecamy wykonywanie zabiegów SmoothSkin Pure Fit raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.

KROK 5: WYŁĄCZANIE SMOOTHSKIN PURE FIT


Po zakończeniu zabiegu odłącz SmoothSkin Pure Fit od źródła prądu.

Przeczytaj część 13, zawierającą porady, jak dbać o SmoothSkin Pure Fit.

9. CZUJNIK KARNACJI SKÓRY

Czujnik karnacji skóry mierzy kolor skóry i ustawia odpowiedni poziom mocy wyjściowej. Jeśli Twoja skóra jest za ciemna na zabieg SmoothSkin Pure Fit, czujnik karnacji skóry wyczuje to i uniemożliwi użycie urządzenia. Kontrolki mocy zaświecą się na CZERWONO, jeśli Twoja skóra jest za ciemna.

Status czujnika karnacji skóry jest widoczny na kontrolkach mocy znajdujących się po obu stronach aparatu. Jeśli czujnik wykryje odpowiedni odcień skóry, kontrolki mocy zaświecą się na BIAŁO. Liczba kontrolek, które się świecą, zależy od odcienia skóry.



KONTROLKI MOCY



Mniej światełek = ciemniejsza skóra i mniejsza moc

Więcej światełek = jaśniejsza skóra i większa moc

ZBYT CIEMNA SKÓR
NIE JEST MOŻLIWE WYKONANIE ZABIEGU
1 CZERWONE ŚWIATEŁKO



CIEMNA SKÓR
NAJNIŻSZA MOC
1 ŚWIATEŁKO



JASNA SKÓRA
NAJWYŻSZA MOC
10 ŚWIATEŁEK



Ilość energii świetlnej przypadającej na każde z ustawień w trybie pracy (w zależności od koloru skóry) jest podana w poniższej tabeli.

Liczba świecących się kontroltek	Maksymalna energia (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Pełny kontakt ze skórą zapewnia najlepsze efekty, ponieważ energia świetlna emitowana przez urządzenie dociera do miejsca poddawanego zabiegowi.

10. CZUJNIK KONTAKTU ZE SKÓRĄ

SmoothSkin Pure Fit jest wyposażony w czujnik sensoryczny sprawdzający kontakt ze skórą przed każdym błyskiem, aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania! Dzięki temu urządzenie spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa.

Dodatkowo czujnik kontaktu ze skórą zapewnia najlepsze efekty stosowania urządzenia. Czujnik musi być w całkowitym kontakcie z miejscem poddawany zabiegowi, aby nastąpiło błysnięcie.

Pełny kontakt ze skórą oznacza, że energia świetlna emitowana przez urządzenie dociera do miejsca poddawany zabiegowi, zapewniając najlepsze efekty.

Jeśli urządzenie nie jest w całkowitym kontakcie z miejscem wykonywania zabiegu, błysk nie zadziała. Spróbuj zmienić pozycję urządzenia, żeby zapewnić całkowity kontakt, zwłaszcza w bardziej problematycznych miejscach, jak ramiona czy podudzia.

PRZERWA



PRZERWA



11. TRYBY SMOOTHSKIN PURE FIT



**Tryb mocny – wskaźnik
wyłączony**



**Tryb delikatny – wskaźnik
włączony**



**Tryb szybki – wskaźnik
włączony**

Możesz przeprowadzić zabieg w jednym z trybów pracy SmoothSkin Pure Fit:

Tryb mocny to najwyższe ustawienie mocy urządzenia. Tryb mocny daje najlepsze efekty, ponieważ używa największej mocy wyjściowej

możliwej dla Twojej karnacji skóry. Ten tryb działa najlepiej na trudne miejsca, gdzie włosy są gęstsze, np. pod pachami czy na linii bikini.

Trybu delikatnego można używać, jeśli tryb mocny jest dla Ciebie nieprzyjemny lub nieco zbyt bolesny. Włączenie trybu delikatnego powoduje zmniejszenie mocy wyjściowej, w związku z czym po przyłożeniu do skóry świeci się mniej kontrolki mocy.

Tryb szybki jest trybem najszybszym, co oznacza, że jest też trybem najmniejszej mocy. Trybu szybkiego najlepiej używać na większych powierzchniach, gdzie włosy są rzadsze (np. na nogach lub ramionach), i tam, gdzie chcesz szybko przeprowadzić zabieg. Można go również używać w zabiegach przypominających, żeby zapobiegać odrastaniu włosów po zakończeniu pierwszego cyklu zabiegów.

Tryb mocny jest trybem domyślnie uruchamianym po włączeniu urządzenia. Tryby można zmieniać, wciskając przycisk trybu pod głównym przyciskiem aktywacyjnym.

W każdym z tych trybów możesz też wybrać technikę przesuwania lub przykładania.

Tę metodę zaleca się do niewielkich obszarów, takich jak pachy czy linia bikini. Przyłóż aparat do skóry, naciśnij i zwolnij przycisk aktywacyjny. Odsuń od skóry i starannie przyłóż do kolejnego miejsca.

Metodę przesuwania zaleca się do większych obszarów, takich jak nogi. Przyłóż aparat do skóry, przytrzymaj przycisk aktywacyjny (trzymaj cały czas wciśnięty), a następnie przesuwaj aparat po skórze pomiędzy błyskami. Staraj się przesuwać aparat ze stałą prędkością, co zapewni równomierne pokrycie i zapobiegnie nakładaniu się błysków lub pomijaniu fragmentów skóry.



12. NAKŁADKA GWARANTUJĄCA PRECYZJĘ

SmoothSkin Pure Fit jest wyposażony w nakładkę gwarantującą precyzję, idealną do mniejszych, bardziej problematycznych miejsc (jak górna warga, palce u rąk czy nóg). Pozwala to na jeszcze większą elastyczność podczas każdego zabiegu.

Używanie nakładki gwarantującej precyzję nieco spowalnia urządzenie, dlatego zalecamy używać jej wyłącznie, jeśli to konieczne, aby maksymalnie skrócić czas trwania zabiegu.

Nakładkę gwarantującą precyzję można w prosty sposób przymocować do urządzenia dzięki magnesowi, który znajduje się z przodu, wewnątrz głównego urządzenia. Magnes trzyma głowicę na miejscu podczas wykonywania zabiegu. Głowicę możesz łatwo zdjąć lub nałożyć, w zależności od miejsca, w którym robisz zabieg.




NIE używaj nakładki, jeśli jest uszkodzona lub wybrakowana (np. jeśli brakuje magnesu lub reflektora).

Upewnij się, że nakładka gwarantująca precyzję jest zamontowana w odpowiedniej pozycji (logo na górze)

Jeśli nakładka nieprzyjemnie się rozgrzeje w trakcie używania, przerwij zabieg i poczekaj, aż ostygnie.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń dotyczących BEZPIECZEŃSTWA OCZU (część 3) podczas mocowania nakładki gwarantującej precyzję.

Czyść nakładkę gwarantującą precyzję zgodnie z instrukcją (część 13).



13. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Po użyciu zawsze wyłącz SmoothSkin Pure Fit, odłączając urządzenie od źródła prądu.

Po użyciu należy sprawdzić, czy na głowicy, czujniku karnacji skóry i okienku naświetlania nie ma śladów uszkodzenia, oraz przetrzeć je suchą, niekłaczącą ściereczką.

OSTRZEŻENIE! Szklany filtr może się rozgrać podczas używania. NIE dotykaj ani nie czyść filtra przez co najmniej 5 minut po użyciu, czekając, aż ostygnie.

NIGDY nie używaj wody ani innych środków czyszczących w płynie, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie, prowadząc do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.

Aby zapewnić maksymalne działanie SmoothSkin Pure Fit, bardzo ważne jest, aby na przedzie urządzenia i reflektorze nie było włosów, kurzu i innych zabrudzeń.

Przednią część urządzenia można czyścić wilgotną ściereczką.

Przechowuj SmoothSkin Pure Fit w chłodnym, suchym miejscu. Upewnij się, że okienko naświetlania oraz czujnik karnacji skóry na aparacie są zabezpieczone przed zniszczeniem.

Regularnie sprawdzaj urządzenie (wraz z przewodami), czy nie ma na nim widocznych śladów uszkodzeń. W razie uszkodzenia lub pęknięcia zaprzestań używania urządzenia.

Aby uniknąć ryzyka uduszenia lub potknięcia się, po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie z gniazdka.

14. PODRÓŻOWANIE ZE SMOOTHSKIN PURE FIT

Zasilacz dołączony do SmoothSkin Pure Fit jest uniwersalny i działa na prąd typowo dostarczany z sieci. O ile masz odpowiedni adapter do kontaktu, SmoothSkin Pure Fit będzie działać normalnie.

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Światełka kontrolki mocy z boku aparatu nie świecą się po przyłożeniu do skóry.	Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do prądu. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie GOTOWOŚCI (wciśnij przycisk tryb czuwania/tryb gotowości jeden raz). Upewnij się, że czujniki skóry są dociśnięte do skóry. Upewnij się, czy czujnik karnacji skóry jest dociśnięty do skóry.
Urządzenie jest dociśnięte do skóry, ale jedna kreska kontrolki mocy z boku aparatu świeci się na CZERWONO i przycisk SmoothSkin Pure Fit nie chce działać	Miejsce, które chcesz poddać zabiegowi, jest zbyt ciemne. SmoothSkin Pure Fit posiada inteligentny czujnik karnacji skóry, który automatycznie wykrywa odcień skóry i wybiera optymalne ustawienia zabiegu. W związku z charakterem technologii intensywnego, pulsującego światła (IPL) SmoothSkin Pure Fit nie jest dla każdego i nie można go stosować na bardzo ciemną skórę.
Światełka kontrolki mocy z boku aparatu świecą się lub błyskają w dziwny sposób, a swiatełko LED świeci na czerwono.	SmoothSkin Pure Fit informuje o błędzie miganiem światełek na kontrolkach mocy po bokach urządzenia. Wskazuje to na awarię urządzenia. Zaprzeżać używania urządzenia i odwiedź stronę internetową.
Aparat SmoothSkin Pure Fit, okienko naświetlania, zasilacz lub kabel są uszkodzone, połamane, popękane lub wyglądają na zepsute.	NIE używaj. Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa SmoothSkin Pure Fit lub podejrzewasz, że urządzenie może być w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie używaj go, ale odwiedź stronę internetową.

16. GWARANCJA

Udzielamy 2-letniej gwarancji na produkt, począwszy od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym sprawdzamy bezpłatne wady materiałowe lub w wykonaniu i wymieniamy urządzenie na nowe, według naszego uznania.

Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach, do których urządzenie jest dostarczane przez CyDen lub wyznaczonego dostawcę.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego używania, normalnego zużycia oraz wad mających znikomy wpływ na wartość lub działanie urządzenia. Gwarancja ulega unieważnieniu w razie naprawy urządzenia przez nieupoważnioną osobę oraz używania nieoryginalnych części SmoothSkin Pure Fit. W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej odwiedź naszą stronę internetową: www.smoothskin.com

17. ETYKIETY I SYMBOLE

	Komponent typu BF		Australijskie oznaczenie zgodności regulacyjnej
	Urządzenie klasy II		Okres ochrony środowiskowej RoHS dla Chin
	Stosuj się do instrukcji użytkownika:		Ostrzeżenie Promieniowanie optyczne z urządzenia może powodować uszkodzenie oczu
	Oznaczenie unijne WEE dotyczące utylizacji		Oznaczenie zgodności Trefoil dla Ukrainy
	Europejskie oznaczenie zgodności		Zgodność FCC EMC dla Ameryki Północnej
	Chroń przed zamoczeniem		

OŚWIADCZENIE FCC:

UWAGA! Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod kątem spełniania ograniczeń dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w warunkach instalacji domowej. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłócenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:

- Skieruj antenę odbiorczą w innym kierunku lub przenieś w inne miejsce.
- Zwiększ dystans pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik.
- Poproś dealera lub doświadczonego technika RTV o pomoc.

18.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SmoothSkin Pure Fit korzysta z systemu przefiltrowanego szerokopasmowego intensywnego, pulsującego światła (IPL) o następujących specyfikacjach technicznych:

- **Częstotliwość powtórzeń:** Ręcznie wywoływane impulsy co 0,45–1 sekundę (w zależności od ustawień zabiegu), działanie ciągłe
- **Długość impulsu:** Amplituda FWHM = 2,0 ms
- **Maks. moc optyczna na wyjściu:** 3 - 6J/cm²
- **Długość fali:** 510 – 1100nm
- **Moc wejściowa:** 100–240V[~], 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Temperatura pracy:** Między 5 a 40°C
- **Wilgotność eksploatacyjna:** Do 93% R.H. niekondensująca
- **Ciśnienie robocze** od 700 do 1060 hPa
- **Obszar działania (wielkość punktu):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Obszar bezpośrednio wokół okienka naświetlania jest sklasyfikowany jako Obszar Działania i może osiągnąć maksymalną temperaturę 60°C. Używaj SmoothSkin Pure Fit zgodnie z częścią 8.

WARUNKI TRANSPORTU:

- **Temperatura:** -25°C do +70°C
- **Wilgotność:** Do 93% R.H. niekondensująca
- **Ciśnienie:** Od 500 do 1060 hPa

Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturach wykraczających poza zakres operacyjny, należy odczekać co najmniej 30 minut, żeby urządzenie mogło się zaaklimatyzować.

SmoothSkin Pure Fit ma nieograniczoną liczbę błysków i jest przeznaczone dla jednego użytkownika.

Minimalny oczekiwany okres eksploatacji to 10 lat, jeśli są zachowane zasady użytkowania.

Oznaczenie CE stanowi dowód na to, że urządzenie spełnia poniższe dyrektywy unijne:

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE,
- Dyrektywa dotycząca wyrobów związanych z energią 2009/125/WE.

Kompatybilność elektromagnetyczna:

SmoothSkin Pure Fit spełnia najnowsze normy EMC wraz ze zmianami, dotyczące urządzeń domowych

i medycznych. Są to: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Część 15B 15.107 oraz 15.109, IECS-003 wyd. 6.0."

Bezpieczeństwo

SmoothSkin Pure Fit spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa wraz ze zmianami, dotyczące urządzeń domowych i medycznych.

Są to: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z CyDen Ltd

UTYLIZACJA (Koniec cyklu życia wyrobu)

W celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i środowiska oraz zapewnienia odzysku materiałów produkt należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przypomina o tym oznaczenie WEEE na urządzeniu.

Vítejte ve světě **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Gratulujeme! Otevřel se vám svět jedinečné krásy, hladkosti a pohodlí. Přijďte se zapojit do diskuse na stránce www.smoothskin.com, kde najdete odborné rady a podporu v průběhu ošetřování.

1. SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT	192	10. SENZOR KONTAKTU S POKOŽKOU	215
2. JAK SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT FUNGUJE	193	11. REŽIMY SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT	217
3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	195	12. PŘESNÝ NÁSTAVEC	219
4. MOŽNÁ RIZIKA, NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A KOŽNÍ REAKCE	202	13. ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA	221
5. VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT	204	14. CESTOVÁNÍ SE SYSTÉMEM SMOOTHSKIN PURE FIT	221
6. JAKÉ JE ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT	206	15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	222
7. UDRŽITELNOST	206	16. ZÁRUKA	223
8. JAK SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT POUŽÍVAT	207	17. OZNAČENÍ A SYMBOLY	224
9. SENZOR ODSTÍNU POKOŽKY	212	18. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	226

1. SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT

OBSAH BALENÍ

Uvnitř balení systému SmoothSkin Pure Fit najdete následující:


- Ruční jednotka a základní jednotka
- Napájecí kabel
- Přesný nástavec
- Uživatelská příručka



2. JAK SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT FUNGUJE

Systém SmoothSkin Pure Fit je navržen tak, aby pomohl přerušit cyklus růstu chloupků. Světelná energie se přenáší skrz povrch pokožky a je absorbována melaninem přítomným ve stvolu chloupku. Absorbovaná světelná energie se (pod povrchem pokožky) přemění na tepelnou energii, která zničí folikul. Ošetřené chloupky během několika dnů až 1–2 týdnů přirozeně vypadnou.

Růst chloupků je cyklický a probíhá ve třech odlišných a po sobě následujících fázích. Ošetření pomocí IPL je účinné pouze tehdy, když se chloupky nachází v určité fázi (anagenní – růstové fázi). Ne všechny chloupky jsou v danou chvíli ve stejné fázi. Proto byste měli dodržovat doporučený režim 12 ošetření týdně.



CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Bezprostředně po ošetření byste neměli pozorovat žádné významné nežádoucí účinky ošetření (další informace o nežádoucích účincích naleznete v části 4).

V prvních několika týdnech po prvním ošetření vám ještě budou růst některé chloupky. Pravděpodobně se jedná o chloupky, které během ošetření nebyly ošetřeny, například se nacházely v klidovém stavu a nebyly během ošetření v růstové (anagenní) fázi, kdy je IPL nejúčinnější.

Přibližně po 6 týdnech 12týdenního programu ošetřování byste měli zaznamenat snížení růstu chloupků. Mnoho chloupků však stále ještě nemuselo být ošetřeno v růstové fázi. Je důležité pokračovat v týdenních ošetřováních.

Po 12týdenním programu by mělo dojít k výraznému snížení počtu chloupků v ošetřované oblasti. Zbývající chloupky by měly být jemnější a světlejší. Další ošetření každý měsíce nebo podle potřeby by měla vést k udržení snížení počtu nežádoucích chloupků.

3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE KONTRAIKACE

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud máte velmi tmavou pleť. Senzor odstínu pokožky umístěný v blízkosti výstupního okénka přístroje určuje odstín vaší pokožky. Pokud senzor odstínu pokožky zjistí, že je vaše pokožka příliš tmavá, než aby bylo přístroj bezpečně použít, nebude možné systém SmoothSkin Pure Fit používat.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je vaše pokožka uměle nebo přirozeně opálená nebo spálená v důsledku nadměrného slunění. Vaše pokožka může být po slunění mimořádně citlivá a při používání systému SmoothSkin Pure Fit obzvláště náchylná ke spálení, tvorbě puchýřů, změně barvy nebo zjizvení. Před použitím systému SmoothSkin Pure Fit počkejte 1 týden, dokud spálení nebo opálení nezmizí.

Ošetřená místa **NEVYSTAVUJTE** slunci. Před vystavením ošetřené pokožky přímému slunečnímu záření vyčkejte alespoň 7 dní po ošetření. Vaše pokožka může být po ošetření systémem SmoothSkin Pure Fit obzvláště citlivá a náchylná ke spálení. Na ošetřenou oblast naneste opalovací krém (s SPF 15 nebo vyšším) nebo ošetřenou oblast zakryjte vhodným oděvem.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE** přímo na bradavky, genitálie nebo okolí konečníku. Tyto oblasti

mohou mít tmavší barvu pokožky a/nebo větší hustotu ochlupení. Používání přístroje v těchto oblastech může způsobit nepříjemné pocity / bolest nebo poranit (popálit, odbarvit nebo zjizvit) vaši pokožku.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jste v minulosti trpěli rakovinou kůže nebo předrakovinné léze (např. névy nebo velký počet pih)

NEPOUŽÍVEJTE na puchýře a jizvy.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože tento přístroj nebyl u těchto osob testován.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE** na tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou mateřská znaménka, pihy nebo bradavice v oblasti, kterou chcete ošetřit. Používání systému SmoothSkin Pure Fit může poškodit vaši pokožku nebo zhoršit stávající stav. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky nebo zjizvení.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud máte v ošetřované oblasti jakékoliv kožní onemocnění, včetně lupénky, vitiliga, ekzému, akné, herpes simplex nebo aktivní infekce či rány.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jste mladší 18 let, protože tento přístroj nebyl u těchto osob testován.

VAROVÁNÍ



BEZPEČNOST PRO OČI

Systém SmoothSkin Pure Fit vysílá záblesky intenzivního pulzního světla. Přímá expozice může poškodit vaše oči. Dbejte na dodržování níže uvedených bezpečnostních opatření.

VAROVÁNÍ: Při nedodržení pokynů může dojít k poranění očí (s možnou ztrátou zraku) nebo poranění kůže. Přečtěte si pokyny a postupujte podle nich

Ruční jednotku lze aktivovat (bude vysílat záblesky), pouze pokud senzor odstínu pokožky (vedle okénka pro vyzařování světla) zjistí platný údaj o odstínu pokožky a bude se zcela dotýkat ošetřované oblasti. Nicméně:

NEDÍVEJTE se do okénka pro vyzařování světla ruční jednotky přímo, pokud je systém pod napětím a zapnutý

NEPOKOUŠEJTE se systém aktivovat (vyslat záblesk), pokud směřuje k oku

NEOŠETŘUJTE oblasti kolem očí (obočí nebo řasy). Nesprávné použití může vést k poškození očí, chraňte oči před expozicí. **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj nad očními víčky nebo v blízkosti očí

Systém se pokoušejte aktivovat (vyslat záblesk) **POUZE** tehdy, když se přední část ruční jednotky správně dotýká oblasti, kterou chcete ošetřit.

DOPORUČUJEME, abyste se při vyslání záblesku na pokožku dívali jinam než na ruční jednotku.

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTŘINY A BEZPEČNOSTI

Stejně jako u každého elektrického přístroje je třeba dodržovat určitá opatření, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.

NEPOKOUŠEJTE se systémem SmoothSkin Pure Fit otevřít, protože byste se mohli dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi.

Pokud je systém SmoothSkin Pure Fit poškozený; například je prasklá ruční jednotka, poškozený kabel (viditelné vnitřní vodiče), prasklé nebo rozbité sklo na ruční jednotce atd., přístroj

NEPOUŽÍVEJTE. To může vést ke zranění.


NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Pokud je systém SmoothSkin Pure Fit mokrý, neměli byste jej používat.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je na dotek nepříjemně horký. To může znamenat, že je jednotka poškozená.

NEPOUŽÍVEJTE jiné napájecí zdroje nebo jiné součásti než ty, které jsou určeny pro použití se systémem SmoothSkin Pure Fit. To může vést k poškození jednotky a její nefunkčnosti.

NEPOKOUŠEJTE se systémem SmoothSkin Pure Fit aktivovat (vyslat záblesk) na jiném povrchu než na pokožce.

VAROVÁNÍ žádné úpravy tohoto přístroje nejsou povoleny.



Skleněný filtr



Systém SmoothSkin Pure Fit NEUMISŤUJTE tak, aby bylo obtížné jej odpojit od elektrické sítě.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST

NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste v oblasti, kterou chcete ošetřit, použili peeling. Před ošetřením systémem SmoothSkin Pure Fit, prosím, počkejte po peelingu 30 dní.

Ošetření opálené pokožky intenzivním pulzním světlem (IPL) může mít za následek trvalou hyperpigmentaci (ztmavnutí) nebo hypopigmentaci (zesvětlení) ošetřené pokožky.

NEPOUŽÍVEJTE na oblasti s tetováním nebo permanentním make-upem.

NEPOUŽÍVEJTE Pokud se u vás projevila citlivost na sluneční záření (fotosenzitivita) nebo užíváte léky, které zvyšují citlivost pokožky a způsobují fotosenzitivitu, např. Retin A, Accutane a/nebo jiné lokální retinoidy. Vždy se podívejte do příbalového letáku, který je dodáván s vaším léčivým přípravkem, zda není fotosenzitivita uvedena jako nežádoucí účinek. Použití systému SmoothSkin Pure Fit na fotosenzitivní pokožce by mohlo vést k poškození pokožky, například k otokům nebo puchýřům. Před použitím přístroje vyhledejte lékařskou pomoc, protože použití může poškodit pokožku.

Tento přístroj není určen k léčbě zdravotních obtíží. Lékařskou pomoc je třeba vyhledat například v případě pih, kožních vyrážek, svědění kůže, kožní plísň nebo infekce, kožních pupínky nebo kožních výrůstků.

Systém SmoothSkin Pure Fit by neměl být používán přes výplně nebo botox.

Systém SmoothSkin Pure Fit by měl být uchovávan mimo dosah dětí mladších 18 let. Děti by neměly přístroj

používat, hrát si s ním, provádět jeho údržbu ani čištění. Existuje řada potenciálních rizik – expozice světelnému výstupu, která může způsobit popáleniny nebo poškození očí, úraz elektrickým proudem, uškrcení kabely.

Systém SmoothSkin Pure Fit by měl být uchováván mimo dosah domácích zvířat a škůdců, kteří by jej mohli poškodit. Mezi potenciální rizika patří snížení funkčnosti a úraz elektrickým proudem.

Systém SmoothSkin Pure Fit není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost nezajistila dohled nebo je nepoučila o bezpečném a správném používání přístroje.

one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

Skleněný filtr systému SmoothSkin Pure Fit je důležitou součástí, která se během používání zahřívá.

NEDOTÝKEJTE se filtru během používání ani bezprostředně po něm. Pravidelně kontrolujte, zda není filtr poškozený. Pokud je filtr systému SmoothSkin Pure Fit prasklý nebo chybí, **NEPOUŽÍVEJTE** jej.

Ujistěte se, že je okénko pro vyzařování světla systému SmoothSkin Pure Fit čisté a nejsou v něm nečistoty. Jakékoli nečistoty v okénku pro vyzařování světla a v jeho okolí mohou během provozu způsobit dočasné změny pokožky, jako je zarudnutí nebo otok.

VAROVÁNÍ: Po delší nebo opakované povrchové aplikaci na jedno místo může dojít k poškození pokožky. Vyhněte se nadměrnému používání, které zahrnuje nadměrný počet ošetření, aplikování více pulzů a/nebo zvýšenou frekvenci používání

VAROVÁNÍ: Neobcházejte bezpečnostní mechanismy, které jsou součástí přístroje.

NEPŘEKRAČUJTE použití uvedené v režimu ošetřování

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Odstraňování chloupků pomocí laserů nebo zdrojů intenzivního pulzního světla může u některých jedinců způsobit zvýšený růst chloupků. Na základě aktuálně dostupných údajů jsou nejrizikovějšími skupinami pro tuto reakci ženy středomořského, blízkovýchodního a jihoasijského původu ošetřených v oblasti obličeje a krku.

NEPOUŽÍVEJTE SmoothSkin Pure Fit na oblasti, kde chcete, aby vám chloupky opět dorostly.

Systém SmoothSkin Pure Fit **NEPOUŽÍVEJTE** na obličej, čelist nebo krk muže. Ochlupení v oblasti mužských vousů je příliš husté a použití systému SmoothSkin Pure Fit v těchto oblastech může vést k poranění pokožky.

Systém SmoothSkin Pure Fit se nedoporučuje používat na zrzavé, šedé, bílé nebo blond chloupky. Systém SmoothSkin Pure Fit není na tyto barvy chloupků účinný.

4. MOŽNÁ RIZIKA, NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A KOŽNÍ REAKCE

Používání systému SmoothSkin Pure Fit může mít vedlejší účinky. Níže uvedená tabulka uvádí známé kožní reakce, které se mohou objevit po ošetření systémem SmoothSkin Pure Fit.

VEDLEJŠÍ ÚČINEK	JAK SITUACI VYHODNOTIT A REAGOVAT
Mírná bolest/nepohodlí v ošetřované oblasti	Toto lze očekávat a jde o běžný stav u všech ošetření pomocí IPL. Přístroj můžete i nadále používat podle pokynů a bolest by se měla při dalším používání zmírnit.
Pocit tepla nebo brnění během ošetření, který obvykle zmizí po několika vteřinách až minutě a při dalším používání se snižuje.	Toto lze očekávat a jde o běžný stav u všech ošetření pomocí IPL. Přístroj můžete nadále používat podle pokynů.
Svědění v ošetřované oblasti	Tento stav je u ošetření pomocí IPL zcela běžný a měl by po krátké době odeznít. Přístroj můžete nadále používat podle pokynů. Oblast neškrábejte.
Zarudnutí pokožky během ošetření nebo po něm, které během několika minut vymizí.	Toto lze očekávat a jde o běžný stav u všech ošetření pomocí IPL. Jakmile zarudnutí pokožky vymizí, můžete přístroj dále používat podle pokynů.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Zarudnutí pokožky, které nevyjmizí během několika minut a trvá 24–48 hodin.	Okamžitě přestaňte přístroj používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.
Bolest nebo nepříjemné pocity, které jsou během ošetření intenzivní nebo přetrvávají i po něm.	Okamžitě přestaňte přístroj používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.
VE VELMI VZÁCNÝCH PŘÍPADECH	JAK SITUACI VYHODNOTIT A REAGOVAT
Otok a zarudnutí, které nevyjmizí do dvou až tří dnů.	Okamžitě přestaňte přístroj používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.
Dočasné změny barvy pokožky (zesvětlení nebo ztmavnutí).	Pokud se změní barva vaší pokožky, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.
Puchýře, jizvy nebo popálení pokožky.	Okamžitě přestaňte přístroj používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem. Přiložte na postiženou oblast studený obklad. Ošetřete antiseptickým krémem nebo krémem na popáleniny.

V klinické studii s 50 subjekty podstoupil každý subjekt 12 ošetření týdně. Zaznamenané účinky byly:

- Svědění – u 3 subjektů se po ošetření vyskytlo mírné svědění.
- Mírné zarudnutí – to bylo hlášeno 2 subjekty.
- Mírný pocit píchání – 5 subjektů hlásilo po ošetření mírný pocit nepohodlí.
- Zarůstající chloupky – 1 subjekt hlásil, že po ošetření došlo k zarůstání chloupků.

- Zarudnutí folikulů – 1 subjekt hlásil po ošetření červenou skvrnu v místě ošetření.

Ve všech případech se ošetřená pokožka vrátila k normálu do 7 dnů.

5. VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT

Systém SmoothSkin Pure Fit je určen k trvalé redukci nežádoucích chloupků.

Byla provedena klinická studie, která hodnotila bezpečnost a účinnost systému SmoothSkin Pure Fit. Klíčovými rysy klinické studie byly:

Všechna ošetření byla provedena obsluhou bez lékařského vzdělání na jednom místě s použitím přístrojů identických se systémem SmoothSkin Pure Fit, který je součástí tohoto balení.

Všechny subjekty musely vyplnit dotazníky týkající se jejich celkového zdravotního stavu a ti, kteří nemohli být ošetřeni, např. měli jednu nebo více kontraindikací uvedených v části 3 této uživatelské příručky, byli vyloučeni. Kromě toho museli všichni účastníci dát informovaný souhlas v souladu s mezinárodními požadavky na klinické studie.

Studie se zúčastnilo celkem 53 žen ve věku od 19 do 45 let.

Tři subjekty opustily studii v průběhu ošetření z osobních důvodů. Žádný subjekt neopustil studii kvůli problémům spojeným s používáním systému SmoothSkin Pure Fit.

Každý subjekt podstoupil 12 ošetření týdně na zvoleném místě těla. Typické ošetření spočívalo v oholení místa a následné, použití systému SmoothSkin Pure Fit podle stejného postupu, který je popsán v části 8, kroku 3 této uživatelské příručky.

Jako metoda měření změny množství chloupků 6 měsíců po posledním ošetření a 12 měsíců po posledním ošetření bylo použito počítání

chloupků. Chloupky v ošetřovaných místech byly spočítány pomocí fotografie s vysokým rozlišením a rozdíl v počtu chloupků byl vypočten jako procentuální změna.

Při použití podle pokynů vykazovali účastníci klinické studie 6 měsíců po posledním ošetření v průměru o 44 % méně chloupků a 12 měsíců po posledním ošetření o 36 % méně chloupků v porovnání s počtem chloupků před ošetřením (viz tabulka níže). Skutečné výsledky se u jednotlivých osob lišily.

taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

	SMOOTHSKIN PURE
Počet subjektů po 6 měsících po ošetření	50
Snížení počtu chloupků po 6 měsících po ošetření	43.9%
Počet subjektů po 12 měsících po ošetření	33
Snížení počtu chloupků po 12 měsících po ošetření	36.0%
% subjektů, u kterých bylo dosaženo úspěchu (>30% snížení počtu chloupků) na všech částech těla po 12 měsících po ošetření. Úspěch u subjektu je definován jako více než 30% snížení počtu chloupků na všech ošetřovaných místech po 12 měsících.	66.7%

Výskyt vedlejších účinků během klinické studie byl minimální (jak je uvedeno v části 4 výše) a většina subjektů (48 z 50) by systém SmoothSkin Pure Fit doporučila svým přátelům.

6. JAKÉ JE ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Systém SmoothSkin Pure Fit je určen k trvalé redukci nežádoucích chloupků.


7. UDRŽITELNOST

OBLASTI TĚLA

Systém SmoothSkin Pure Fit je vhodný pro použití na chloupky na těle a na chloupky na obličejí žen pod lícími linií.

BARVA POKOŽKY

Systém SmoothSkin Pure Fit je vhodný pro použití na světlé, střední a tmavé odstínů pokožky až




do odstínu pokožky č. 5 včetně.

System SmoothSkin Pure Fit obsahuje senzor odstínu pokožky, který měří barvu vaší pokožky a zabrání použití, pokud je odstín vaší pokožky příliš tmavý.

BARVA CHLOUPKŮ

System SmoothSkin Pure Fit je vhodný pro použití

na přirozeně černé nebo hnědé chloupky. Na bílé, šedé, blond nebo zrzavé chloupky nemusí být tak účinný.



8. JAK SYSTÉM SMOOTHSKIN PURE FIT POUŽÍVAT

VAROVÁNÍ: Postupujte podle jednotlivých kroků procesu ošetření a ujistěte se, že jste dokončili všechny aspekty každého kroku, než přejdete k dalšímu.

KROK 1: PŘÍPRAVA OŠETŘOVANÉ OBLASTI

Odstraňte všechny viditelné chloupky oholením. Ujistěte se, že nad povrchem pokožky nejsou žádné chloupky, protože by to mohlo způsobit poranění. Tím také zabráníte tomu, aby se přední část přístroje zanášela nečistotami. Očistěte ošetřovanou oblast a osušte ji. Pamatuje, že s tímto přístrojem se nepoužívají žádné gely ani krémy!

KROK 2: PROVEDENÍ EPIKUTÁNNÍHO TESTU



Před prvním ošetřením každé nové oblasti těla **DOPORUČUJEME** otestovat pokožku v dané oblasti na reakci na systém SmoothSkin Pure Fit.

Sledujte, zda nedošlo k nežádoucím účinkům

Epikutánní test provádějte vždy na každé nové ošetřované oblasti

24 hodin. Plocha pro epikutánní test by měla mít rozměry přibližně 3 cm × 2 cm (což odpovídá dvěma zábleskům aplikovaným na pokožku vedle sebe). Při ošetřování oblasti postupujte podle kroku 3.

Po epikutánním testu vyčkejte 24 hodin, abyste se ujistili, že je vaši pokožku možné ošetřit ošetření a že nedošlo k nežádoucí reakci na světelnou energii. Pokud se po 24 hodinách nedostaví žádná reakce, můžete oblast v okolí epikutánního testu ošetřit. Oblast epikutánního testu by **NEMĚLA** být znovu ošetřena po dobu nejméně 1 týdne.

KROK 3: OŠETŘENÍ POMOCÍ SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky. Ventilátory se spustí a senzory odstínu pokožky se rozsvítí modře, což znamená, že je přístroj zapnutý

ČASOVÝ LIMIT VÝKONNÉHO REŽIMU

Když bude jednotka po dobu 10 minut „neaktivní“, tj. nestisknete žádné tlačítko, pak se přepne zpět do pohotovostního režimu a kontrolky senzoru pokožky zhasnou. Pokud se chcete se vrátit zpět do režimu PŘIPRAVENO k ošetření, stiskněte tlačítko výkonného režimu.

B) Pevně přitiskněte ruční jednotku na ošetřovanou oblast tak, aby se senzor odstínu pokožky dotýkal pokožky – systém SmoothSkin Pure Fit nebude fungovat, pokud se nebudou senzory odstínu



Kontrolka svítí
Pokožka byla detekována



Správně

Kontrolka nesvítí
Pokožka nebyla detekována






Nesprávně

pokožky zcela dotýkat pokožky. Jakmile senzor pokožky naměří platný odstín pokožky, zobrazí se na ukazatelích výkonu přednastavený výstupní výkon.

n. Once the skin sensor measures a valid skin tone, the pre-set output power is displayed on the power bars.



Okénko pro
vyzařování
světla



C) Stiskněte aktivační tlačítko. Přístroj vyšle záblesk a měl by se dostavit pocit tepla.

D) Přesuňte ruční jednotku na další ošetřovanou oblast a postup opakujte. Přístroj se musí mezi záblesky dobíjet.

E) Zajistěte, aby byla ošetřena CELÁ oblast, ale ošetřovací impulsy se NESMÍ překrývat.



KROK 4: PLÁN OŠETŘENÍ SYSTÉMEM SMOOTHSKIN PURE FIT

Pro dosažení optimálních výsledků by se měl systém SmoothSkin Pure Fit používat každý týden po dobu 12 týdnů, aby se zajistilo ošetření všech folikulů chloupků.

Po úvodní fázi ošetření (12 ošetření týdně) doporučujeme používat systém SmoothSkin Pure Fit jednou měsíčně nebo podle potřeby.

KROK 5: VYPNUTÍ SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT

Po skončení ošetření je třeba systém SmoothSkin Pure Fit odpojit od zdroje napájecího zdroje a elektrické zásuvky. Podrobnosti o tom, jak nejlépe pečovat o systém SmoothSkin Pure Fit, naleznete v části 13.

9.SENZOR ODSTÍNU POKOŽKY

Senzor odstínu pokožky změří barvu vaší pokožky a nastaví správnou úroveň potřebného výstupního výkonu. Pokud je vaše pokožka pro ošetření pomocí systému SmoothSkin Pure Fit příliš tmavá, senzor odstínu pokožky to zjistí a zabrání přístroji v provozu. Pokud je pokožka příliš tmavá, na ukazateli výkonu se rozsvítí ČERVENÉ kontrolky.

Stav senzor odstínu pokožky pleti lze sledovat na ukazateli výkonu umístěném po obou stranách ruční jednotky. Pokud je zjištěn platný odstín pokožky, kontrolky ukazatele výkonu se rozsvítí BÍLE. Počet rozsvícených kontrolků závisí na konkrétním odstínu vaší pokožky.

UKAZATEL VÝKONU



Méně kontrolkek = Tmavší pokožka a nastavení nižšího výkonu

Více kontrolkek = Světlejší pokožka a nastavení vyššího výkonu

PŘÍLIŠ TMAVÁ POKOŽKA
OŠETŘENÍ NENÍ MOŽNÉ OŠETŘENÍ
SVÍTÍ 1 ČERVENÁ KONTROLKA



TMAVÁ POKOŽKA
NEJNIŽŠÍ NASTAVENÍ VÝKONU
SVÍTÍ 1 KONTROLKA



SVĚTLÁ POKOŽKA
NEJVYŠŠÍ NASTAVENÍ VÝKONU
SVÍTÍ 10 KONTROLEK



Množství světelné energie dodávané pro každé nastavení přístroje ve výkonném režimu (v závislosti na odstínu pokožky) je uvedeno v tabulce níže.

Počet rozsvícených kontrol ukazatele výkonu	Maximální energie (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Takové úplné dotýkání se vaší pokožky zajišťuje nejlepší výsledky, protože veškerá světelná energie vyzařovaná přístrojem se dostane do ošetřované oblasti.

10. SENZOR KONTAKTU S POKOŽKOU

System SmoothSkin Pure Fit je vybaven senzorem kontaktu s pokožkou, který před každým zábleskem kontroluje kontakt s pokožkou a zajišťuje tak bezpečné používání přístroje! Přístroj díky tomu splňuje nejpřísnější bezpečnostní předpisy.

Senzor kontaktu s pokožkou také zajišťuje dosažení těch nejlepších výsledků pomocí tohoto přístroje. Aby přístroj mohl vyslat záblesk, musí se senzor zcela dotýkat ošetřované oblasti.

Toto úplné dotýkání se pokožky znamená, že veškerá světelná energie vyzařovaná přístrojem se dostane do ošetřované oblasti a zajistí tak ty nejlepší výsledky.

Pokud se přístroj zcela nedotýká ošetřované oblasti, přístroj nevyšle záblesk. Zkuste upravit polohu přístroje tak, abyste zajistil úplné dotýkání se, zejména na ošemetných místech, jako jsou paže a holeně.



11.REŽIMY SYSTÉMU SMOOTHSKIN PURE FIT



**Výkonný režim – Nesvídí
žádná kontrolka**



**Jemný režim – Kontrolka
svítí**



**Rychlý režim – Kontrolka
svítí**

Své tělo můžete ošetřit s využitím některého ze tří režimů ošetření systému SmoothSkin Pure Fit:

Výkonný režim je nejvyšší nastavení výkonu přístroje. Ve výkonném režimu dosáhnete nejlepších výsledků, protože se používá maximální možný výkon pro váš jedinečný odstín pokožky. Tento režim se hodí zvláště pro odolná místa, kde jsou chloupky hustší, například v podpaží a v oblasti bikin.

Jemný režim lze použít, pokud je vám výkonný režim nepohodlný nebo je pro vás příliš bolestivý. Při provozu přístroje v jemném režimu se sníží výkon a při přikládání na pokožku se rozsvítí menší množství kontrolky ukazatele výkonu.

Rychlý režim je nejrychlejší režim, a tedy režim s nejnižší spotřebou energie. Rychlý režim je nejvhodnější pro ošetření větších oblastí, kde jsou chloupky méně husté (například na rukou nebo nohou) a kde se potřebujete pohybovat po ošetřované oblasti rychle. Lze jej také použít jako udržovací režim, který se používá k udržení růstu chloupků na uzdě po prvním ošetření.

Při zapnutí přístroje se ve výchozím nastavení zapne výkonný režim. Mezi těmito třemi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka volby režimu pod hlavním aktivačním tlačítkem.

V kterémkoli z těchto režimů můžete také zvolit, zda chcete použít metodu posouvání nebo metodu přitisknutí.

Metoda přitisknutí se doporučuje pro malé oblasti, jako je podpaží a oblast bikin. Přiložte ruční jednotku na pokožku, stiskněte a uvolněte aktivační tlačítko. Přístroj zvedněte z pokožky, než jej znovu opatrně



12. PŘESNÝ NÁSTAVEC

System SmoothSkin Pure Fit je vybaven odnímatelným přesným nastavcem, který je ideální pro menší, ošemetné oblasti (např. horní ret, prsty na rukou a nohou). Výhodou je větší flexibilita při každém ošetření.

Používání přesného nastavce trochu zpomalí váš přístroj, proto doporučujeme používat jej pouze v případě potřeby, abyste zajistili co nejrychlejší ošetření.

Přesný nastavec se jednoduše připevní na přední stranu přístroje pomocí vnitřního magnetu v přední části hlavního přístroje. Tento magnet drží nastavec na místě při ošetřování dané oblasti. Podle toho, jakou oblast ošetřujete, jej jednoduše sundejte nebo znovu připevněte.




Pokud je přesný nástavec poškozený nebo mu chybí nějaká část (např. magnet nebo reflektor), **NEPOUŽÍVEJTE** jej.

Ujistěte se, že je přesný nástavec nasazen ve správné poloze (logo nahoře)

Pokud je přesný nástavec během používání nepříjemně horký, přerušete ošetření, dokud nevychladne.

Při nasazení přesného nástavce dodržujte všechna varování ohledně bezpečnosti očí (část 3).

Postupujte podle pokynů pro čištění přesného nástavce (část 13)



přiložíte na další ošetřovanou oblast. Metoda posouvání se doporučuje pro větší plochy, jako jsou nohy. Přiložte ruční jednotku na kůži, podržte aktivační tlačítko (tiskněte jej nepřetržitě) a mezi jednotlivými záblesky posouvejte ruční jednotku po pokožce. Snažte se pohybovat ruční jednotkou stejnou rychlostí, abyste dosáhli úplného pokrytí bez překrývání nebo vynechaných oblastí.

13. ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ, ÚDRŽBA

Po ošetření vždy systém SmoothSkin Pure Fit vypněte odpojením napájecího zdroje od systému SmoothSkin Pure Fit a elektrické zásuvky. Po použití je třeba zkontrolovat, zda nejsou ruční jednotka, senzor odstínu pokožky a okénko pro vyzařování světla poškozené, a otřít je suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

VAROVÁNÍ: Skleněný filtr se může během používání zahřívat. Po použití se filtru alespoň 5 minut nedotýkejte ani jej nečistěte a nechte jej vychladnout.

NIKDY nepoužívejte vodu nebo jiné čisticí kapaliny, protože mohou přístroj poškodit a způsobit tak potenciální bezpečnostní riziko.

Pro zajištění maximálního výkonu systému SmoothSkin Pure Fit je obzvláště důležité udržovat přední část přístroje a reflektor bez nečistot, chloupků nebo jiných nánosů.

Pro usnadnění čištění této části lze přední stranu přístroje čistit mírně navlhčeným hadříkem.

Systém SmoothSkin Pure Fit skladujte na chladném a suchém místě. Ujistěte se, že jsou okénko pro vyzařování světla a senzor odstínu pokožky na ruční jednotce chráněny před poškozením.

Přístroj pravidelně kontrolujte (včetně kabelů), zda nevykazuje viditelné známky poškození. V případě poškození nebo prasklin přestaňte přístroj používat.

Abyste předešli nebezpečí úškrčení nebo zakopnutí, vždy přístroj odpojte od elektrické zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

14. CESTOVÁNÍ SE SYSTÉMEM SMOOTHSKIN PURE FIT

Napájecí zdroj systému SmoothSkin Pure Fit je univerzální a funguje se všemi běžně používanými síťovými zdroji. Pokud máte vhodný adaptér pro zástrčku síťového kabelu, bude systém SmoothSkin Pure Fit fungovat jako obvykle.

15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Kontrolky ukazatele výkonu na boční straně ruční jednotky se při přiložení k pokožce nerozsvítí.	Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj připojen k síti. Zkontrolujte, zda je ruční jednotka v režimu PŘIPRAVENO (stiskněte jednou tlačítko pohotovostního režimu / připraveno). Ujistěte se, že jsou senzory pokožky přitisknuté k pokožce. Zkontrolujte, zda je senzor odstínu pokožky přitisknutý k pokožce.
Po přiložení k pokožce bude první kontrolka na straně ruční jednotky svítit ČERVENĚ a systém SmoothSkin Pure Fit nebude fungovat.	Oblast, kterou chcete ošetřit, je pro ošetření příliš tmavá. Systém SmoothSkin Pure Fit je vybaven inteligentním senzorem odstínu pokožky, který automaticky rozpozná odstín vaší pokožky a zvolí optimální nastavení ošetření. Vzhledem k povaze technologie intenzivního pulzního světla není systém SmoothSkin Pure Fit vhodný pro každého a nelze jím ošetřit velmi tmavou pokožku.
Kontrolky ukazatele výkonu na boční straně ruční jednotky svítí nebo blikají v neznámém vzorci, včetně červené LED kontrolky.	Systém SmoothSkin Pure Fit zobrazí případná chybová hlášení kombinací světelných kontrolků na ukazateli výkonu na bočních stranách ruční jednotky. To znamená, že došlo k závadě na přístroji. Přestaňte přístroj používat a projděte si webovou stránku.
Ruční jednotka systému SmoothSkin Pure Fit, okénko pro vyzařování světla, napájecí zdroj nebo kabel jsou poškozené, rozbité, prasklé nebo se jeví jako vadné.	NEPOUŽÍVEJTE je. Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti systému SmoothSkin Pure Fit nebo máte podezření, že je jakkoli poškozený, nesmíte jej používat a měli byste navštívit webové stránky.

16. ZÁRUKA

Na výrobek poskytujeme dvouletou záruku počínaje datem nákupu. V záruční době bezplatně zkontrolujeme materiálové nebo výrobní vady a podle našeho uvážení vyměníme celý přístroj.

Tato záruka se vztahuje na všechny země, do kterých tento přístroj zení dodává společnost CyDen nebo její určený distributor.

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, běžným opotřebením nebo používáním, jakož i na závady, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu nebo provoz přístroje. Záruka zaniká, pokud opravy provádějí neoprávněné osoby a pokud nebyly použity originální díly systému SmoothSkin Pure Fit. Pro servis v záruční době, prosím, navštivte naše webové stránky www.smoothskin.com

17. OZNAČENÍ A SYMBOLY

	Příložná část typu BF		Označení souladu s australskými předpisy
	Přístroj třídy ochrany II		Čínské RoHS – doba ochrany životního prostředí při používání přístroje
	Dodržujte návod k použití		Varování Optické záření z přístroje může způsobit poranění očí
	Značka Evropské unie pro likvidaci odpadu (OEEZ)		Označení shody Trefoil pro Ukrajinu
	Evropské označení shody		Soulad s nařízením FCC o elektromagnetické kompatibilitě pro Severní Ameriku
	Uchovávejte v suchu		

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY KOMISE FCC:

POZNÁMKA: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě. Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne. Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit.
- Lépe oddělit vybavení od přijímače.
- Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům.
- Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál.

18. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Systém SmoothSkin Pure Fit je filtrovaný širokopásmový systém intenzivního pulzního světla s následujícími technickými specifikacemi:

Rychlost opakování:	Manuální pulzace každých 0,45 až 1 vteřinu (v závislosti na nastavení ošetření), nepřetržitý provoz
Trvání impulsu:	Volný záblesk – plná šířka v polovině maxima = 2,0 ms
Maximální optická energie:	3–6 J/cm ²
Vlnová délka:	510–1100 nm
Vstupní síťové napájení:	100–240 V [~] , 50/60 Hz, 1,7–0,91 A
Provozní teplota:	Mezi 5 °C a 40 °C
Provozní vlhkost:	Relativní vlhkost až 93 % (nekondenzující)
Provozní tlaky:	700 hPa až 1060 hPa
Ošetřovaná oblast (velikost místa):	3 cm ² (30 mm × 10 mm)

Oblast přímo kolem okénka pro vyzařování světla je klasifikována jako přílohná část a může dosáhnout maximální teploty 60 °C. Ujistěte se, že systém SmoothSkin Pure Fit používáte podle pokynů uvedených v části 8.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNK:

Teplota:	–25°C až +70°C
Vlhkost:	Relativní vlhkost až 93 % (nekondenzující)
Tlaky:	500 hPa až 1 060 hPa

Pokud byl přístroj skladován při teplotách mimo uvedený provozní rozsah, nechte jej, prosím, před použitím alespoň 30 minut aklimatizovat.

Systém SmoothSkin Pure Fit má neomezený počet záblesků a je určen pro jednoho uživatele.

Minimální očekávaná životnost je 10 let při dodržování doporučeného režimu.

Označení CE stvrzuje, že tento přístroj splňuje následující směrnice EU:

- Směrnice 2014/35/EU týkající se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.
- Směrnice 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility.
- Směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Elektromagnetická kompatibilita

Systém SmoothSkin Pure Fit splňuje nejnovější normy elektromagnetické kompatibility a dodatky platné pro domácí přístroje a zdravotnické prostředky. Jedná se o: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (ed. 4.0), FCC CRF 47 část 15B 15.107 a 15.109, IECS-003 vydání 6.0.

Bezpečnost

System SmoothSkin Pure Fit splňuje nejnovější normy bezpečnosti a dodatky platné pro domácí přístroje a zdravotnické prostředky. Jedná se o: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

Pro další informace se obraťte na společnost CyDen Ltd

LIKVIDACE (konec životnosti)

Z důvodu minimalizace ohrožení zdraví a životního prostředí a zajištění možnosti recyklace materiálů by měl být tento produkt likvidován v odděleném sběrném dvoře určeném pro sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení. Symbol OEEZ, který je na výrobku vyznačen, vás na to upozorňuje.

SMOOTHSKIN



A www.smoothskin.com cím alatt SMOOTHSKIN weboldalon keresztül érhet el minket

(www.smoothskin.com)

Ne puteți contacta pe pagina web SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

Можете да се свържете с нас на уеб страницата на SMOOTHSKIN www.smoothskin.com

Sie erreichen uns über unsere SMOOTHSKIN-Webseite (www.smoothskin.com)

Możesz nas znaleźć za pośrednictwem naszej strony internetowej SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

CyDen Limited, Block A

Bay Studios Business Park, Fabian Way
Swansea SA1 8QB UK



CM12-1801-01 | Type: SSG2

*A termék eltérhet az útmutatóban bemutatott illusztrációtól

*Produsul poate fi diferit față de cel ilustrat în cadrul acestui ghid

*Продуктът може да се различава от изображенията, показани в това ръководство.

*Das Produkt kann von der Abbildung in dieser Anleitung abweichen

*Produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracjach w instrukcji.

*Výrobek se může lišit od vyobrazení v této příručce.