

SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE



ENGLISH

Page

4



FRANÇAIS

Page

41



NEDERLANDS

Paginanummer

78



TÜRK

Sayfa Numarası

118

SMOOTHSKIN

pure
fit

Welcome to **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

1. THE SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM	5	10. THE SKIN CONTACT SENSOR	27
2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE FIT WORK	6	11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODES	29
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	8	12. THE PRECISION HEAD	31
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	15	13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE	33
5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE FIT	17	14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT	33
6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE FIT	19	15. TROUBLESHOOTING	34
7. YOUR SUITABILITY	19	16. WARRANTY	35
8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE FIT	20	17. LABELS AND SYMBOLS	36
9. THE SKIN TONE SENSOR	24	18. TECHNICAL SPECIFICATIONS	38

1. THE SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of SmoothSkin Pure Fit you will find the following:


- Handset and Base Unit
- Power Cable
- Precision Head
- User Manual



2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE FIT WORK

SmoothSkin Pure Fit is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which disables the hair follicle. Treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.

Hair growth is cyclical and follows 3 distinct and consecutive phases. IPL treatment is only effective when hairs are in a particular phase (the Anagen – growth phase). Not all hairs are in the same phase at any one time. This is why you should follow the recommended treatment regimen of 12 weekly treatments.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 6 weeks into the 12 week treatment programme you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week programme, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour. Continued monthly treatments, or treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.

3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Pure Fit will be prevented.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discolouring or scarring if you use SmoothSkin Pure Fit. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Pure Fit.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Pure Fit treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin colour and/or greater hair density. Using the device in these

areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use on blisters and scars.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Pure Fit may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin colour changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNINGS



EYE SAFETY

SmoothSkin Pure Fit emits flashes of intense pulsed light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye. **ONLY** attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat. **WE RECOMMEND** you look away from the handset when firing onto your skin.

ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DO NOT try to open SmoothSkin Pure Fit, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Fit is damaged; for example, cracked handset, cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc.


This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Pure Fit becomes wet, it should not be used.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Fit becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.

DO NOT use a power supply or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Pure Fit. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Pure Fit onto any surface other than skin.



Glass filter



WARNING no modification of this equipment is allowed.

DO NOT position SmoothSkin Pure Fit so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Pure Fit.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/ or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Pure Fit on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin. This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Pure Fit should not be used over any fillers or botox.

SmoothSkin Pure Fit should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks – exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables.

SmoothSkin Pure Fit should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

SmoothSkin Pure Fit is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Unless they have been given supervision or instruction concerning safe and proper use of the device by a person responsible for their safety.

SmoothSkin Pure Fit glass filter is a critical component that will get hot during use.

DO NOT touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Pure Fit treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense and using SmoothSkin Pure Fit device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Pure Fit is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Pure Fit is not effective on these hair colours.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of SmoothSkin Pure Fit could result in side effects. The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with SmoothSkin Pure Fit.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin colour (lightening or darkening).	If your skin colour changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. The recorded effects were:

- Itchiness – 3 subjects experienced mild itchiness after treatment.
- Slight Redness – This was reported by 2 subjects.
- Mild Stinging Sensation – 5 subjects reported mild discomfort following treatment.

- In-growing Hair – 1 subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
- Follicle Redness – 1 subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE

SmoothSkin Pure Fit is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of SmoothSkin Pure Fit. The key features of the clinical trial were:

All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to SmoothSkin Pure Fit provided in this package;

All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international clinical trial requirements;

A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial;

Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of SmoothSkin Pure Fit;

Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted

of shaving the site then applying SmoothSkin Pure Fit following the same process as outlined in Section 8, Step 3 of this user manual;

Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the treatment sites were counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change;

When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

	SMOOTHSKIN PURE
Number of Subjects at 6 Months Post Treatment.	50
Hair Reduction at 6 Months Post Treatment.	43.9%
Number of Subjects at 12 Months Post Treatment.	33
Hair Reduction at 12 Months Post Treatment.	36.0%
% of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 months.	66.7%

The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the majority of subjects (48 out of 50) would recommend SmoothSkin Pure Fit to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE FIT

INTENDED USE

SmoothSkin Pure Fit is intended for the permanent reduction in unwanted hair.


7. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheek line.

SKIN COLOUR

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on light, medium and dark skin tones, up to and including skin tone 5.



SmoothSkin Pure Fit incorporates a skin tone sensor that measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.



HAIR COLOUR

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE FIT

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.


STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry. Remember, don't use any gels or creams with this device!

STEP 2: DOING A TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we RECOMMEND you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Fit.



The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should NOT be re-treated for at least 1 week.


STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Plug the power supply into an electrical outlet. The fans will start up and the skin tone sensors will light up blue, indicating the device is switched on.


POWER MODE TIMEOUT

When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the skin sensor lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the Power Mode button.

B) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the skin tone sensor is in contact with the skin – SmoothSkin Pure Fit will not operate if the skin sensors are not in full contact with skin. Once the skin sensor measures a valid skin tone, the pre-set output power is displayed on the power bars.



- C) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- D) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes.
- E) Ensure that the ENTIRE AREA receives treatment, but DO NOT overlap treatment pulses.



STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE FIT TREATMENT SCHEDULE

For optimal results, SmoothSkin Pure Fit should be used every week for 12 weeks to ensure all hair follicles are treated.

After the initial treatment phase (12 weekly treatments), to maintain results we recommend SmoothSkin Pure Fit is used once a month, or as required.



STEP 5: SWITCHING OFF SMOOTHSKIN PURE FIT

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Fit should be unplugged from the power supply, and the electrical outlet.

Refer to section 13 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Fit.

9. THE SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the colour of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Fit, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. RED lights will be shown in the power bar if your skin is too dark. The status of the skin tone sensor can be seen on the power bars located on both sides of the handset. If a valid skin tone is detected, the power bars will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.

POWER BARS



Less lights = Darker skin and Lower Power Setting

More lights = Lighter skin and Higher Power Setting

SKIN TOO DARK
NO TREATMENT POSSIBLE
1 RED LIGHT ILLUMINATED



DARK SKIN
LOWEST POWER SETTING
1 LIGHT ILLUMINATED



LIGHT SKIN
HIGHEST POWER SETTING
10 LIGHTS ILLUMINATED



NOT SUITABLE

SUITABLE

The amount of light energy delivered for each of the device settings when in Power Mode (depending on skin colour) is shown in the table below.

Number of Power Bar Lights Illuminated	Maximum Energy (J/cm²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.

10. THE SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Pure Fit is fitted with a skin contact sensor that checks your skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device compliant with the most stringent safety regulations.

The skin contact sensor also ensures you get the best results from your device. The sensor must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash.

This full contact with your skin means that all the light energy emitted from the device reaches the treatment area to deliver the best results.

If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not fire. Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.



11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODES

You can treat your body using any one of the three SmoothSkin Pure Fit treatment modes:



Power Mode – No Indicator



Gentle Mode – Indicator On



Speed Mode – Indicator On

Power Mode is the highest power setting of the device. Power Mode will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This mode works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser, such as underarms and bikini line.

Gentle Mode can be used if you find Power Mode uncomfortable or a little too painful. Operating the device in Gentle Mode will reduce the power output, and you will notice less Power Bar indicators illuminated when applied to your skin.

Speed Mode is the fastest mode, and therefore the lowest power mode. Speed Mode is best for treating larger areas where the hair is less dense (such as arms or legs), and where you want to move along the treatment area quickly. It can also be used as a maintenance mode, to be used to keep hair regrowth at bay after your initial treatment regime.

Power Mode is the default setting when your device is switched on. You can toggle between the three modes pressing the Mode Button underneath the main Activation Button.

When in any of these modes, you can also choose whether to use Glide Method or Stamp Method.

Stamp Method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press & release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide Method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



12. THE PRECISION HEAD

SmoothSkin Pure Fit comes with a detachable precision head that is perfect for smaller, tricky areas (like upper lip, fingers, and toes). This has the benefit of giving you even more flexibility during each treatment.

Using the precision head will slow your device down a little, so we only recommend using when needed, to ensure you get the fastest treatment possible.

The precision head simply attaches on to the front of your device via an internal magnet inside the front of the main device. This magnet holds the head in place whilst you treat the area. Simply unclip or re-attach depending on what area you're treating.




If the precision head is damaged or missing any parts (e.g. magnet or reflector), then **do not use**.

Ensure the precision head is fitted in the correct orientation (logo at the top).

If the precision head becomes uncomfortably hot during use, then stop treatment until it has cooled down.

Follow all EYE SAFETY warnings (Section 3) when the precision head is fitted.

Follow the cleaning instructions (Section 13) for the precision head.



13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Fit by unplugging the power supply from SmoothSkin Pure Fit and the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensor and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING: The glass filter can get hot during use. DO NOT touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

To ensure maximum performance of your SmoothSkin Pure Fit, it is particularly important to keep the front of the device and reflector free from dirt, hair or other debris.

To aid in the cleaning of this part, the front of the device can be cleaned with a slightly damp cloth.

Store SmoothSkin Pure Fit in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device. To prevent strangulation or tripping hazard, always unplug the device from power socket when not in use.

14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT

The power supply unit of SmoothSkin Pure Fit is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, SmoothSkin Pure Fit will operate as normal.

15. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The power bar indicators on the side of the handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Make sure the handset is in READY mode (press the Standby/Ready button once). Ensure the skin sensors are pressed against the skin. Ensure the skin tone sensor is pressed against the skin.
Whilst pressed against your skin, the first power bar indicator on the side of the handset is illuminated RED, and SmoothSkin Pure Fit will not work.	The area you are trying to treat is too dark for treatment. SmoothSkin Pure Fit includes an intelligent skin tone sensor that automatically detects your skin tone and selects the optimal treatment setting. Due to the nature of Intense Pulsed Light technology, SmoothSkin Pure Fit is not for everyone and cannot treat very dark skin.
The power bar indicators on the side of the handset are on or are flashing in an unfamiliar pattern including a red LED indicator light.	SmoothSkin Pure Fit will display any error messages through combinations of lights the on the power bars on the sides of the handset. This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and refer to the website.
SmoothSkin Pure Fit handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Fit or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should refer to the website.

16. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Pure Fit parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website www.smoothskin.com

17. LABELS AND SYMBOLS

SMOOTHSKIN PURE is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part		Australia Regulatory Compliance Mark
	Class II Equipment		China RoHS environmental protection use period
	Follow Instructions for use		Warning Optical Radiation from device may cause eye injury
	WEEE waste disposal mark of the European Union		Trefoil compliance mark for Ukraine
	European Conformity Marking		FCC EMC compliance for North America
	Keep Dry		

FCC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

18. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Fit is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 1 second (dependent on treatment setting), Continuous operation
- **Pulse Length:** Free discharge FWHM = 2.0ms
- **Max Optical Output:** 3 - 6J/cm²
- **Wavelength:** 510 – 1100nm
- **Power Line Input:** 100–240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 60degC. Ensure SmoothSkin Pure Fit is used as directed in Section 8.

TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Fit has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.

SmoothSkin Pure Fit complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 6.0

SmoothSkin Pure Fit complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

For further details contact CyDen Ltd

DISPOSAL (end of life)

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment. The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.

Bienvenue à SMOOTHSKIN PURE FIT

Félicitations! Vous avez ouvert la porte d'un monde inégalé de beauté, de douceur et de commodité. Rejoignez la conversation dans www.smoothskin.com où vous trouverez des conseils d'expert et de l'aide tout au long de votre traitement.

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE FIT	42	9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU	61
2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE FIT	43	10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU	64
3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	44	11. MODES SMOOTHSKIN PURE FIT	66
4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES	51	12. LA TÊTE DE PRÉCISION	68
5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE FIT	54	13. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT	70
6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE FIT	56	14. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE FIT	70
7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ À VOUS?	56	15. DÉPANNAGE	71
8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE FIT	57	16. GARANTIE	72
		17. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	73
		18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	75

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE FIT

CONTENU D'EMBALLAGE

À l'intérieur de l'emballage du SmoothSkin Pure Fit, vous trouverez:


- Appareil et bloc d'alimentation
- Câble électrique
- Tête de précision
- Manuel d'utilisateur



2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE FIT

Le SmoothSkin Pure Fit est conçu pour permettre de briser le cycle pileux. L'énergie lumineuse est transférée à travers la surface de la peau et est absorbée par la mélanine présente dans la tige pileuse. L'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau), qui empêche les follicules pileux. Les poils traités tombent naturellement pendant une période allant de quelques jours à une ou deux semaines.

La croissance des poils est cyclique et suit 3 phases distinctes et consécutives. Le traitement IPL n'est efficace que lorsque les poils sont dans une phase spécifique (la phase anagène de croissance). Tous les poils ne se trouvent pas à la même phase au même moment. C'est pour cette raison que vous devez suivre le programme recommandé de traitement hebdomadaire pendant 12 semaines.



À QUOI VOUS ATTENDRE?

Juste après le traitement, vous ne devez pas voir d'effets secondaires importants issus du traitement (consultez le chapitre 4 pour voir d'autres informations sur les effets secondaires).

Au cours des premières semaines suivant les traitements initiaux, vous verrez encore des poils pousser. Ce sont certainement des poils qui ont été manqués au cours du traitement, c.-à-d. qu'ils étaient en dormance et pas dans leur phase de croissance (anagène) pendant le traitement, lorsque l'IPL est le plus efficace.

Autour de la sixième semaine du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez constater une réduction de la repousse. Toutefois, de nombreux poils n'ont toujours pas été traités pendant leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements hebdomadaires.

À la fin du programme de 12 semaines, vous devriez voir une réduction importante des poils sur la zone traitée. Les poils restants doivent être plus fins et de couleur plus claire. Les traitements mensuels continus ou selon le besoin, devraient maintenir la réduction des poils indésirables.

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si votre peau est très foncée. Le capteur de teinte de peau situé près de la fenêtre d'émission de l'appareil déterminera la teinte de votre peau. Si le capteur de teinte de peau détermine que votre peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité, le fonctionnement du SmoothSkin Pure Fit sera désactivé.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si votre peau a été bronzée artificiellement ou est brûlée suite à une surexposition au soleil. Votre peau est peut-être extra sensible suite à une exposition au soleil et

particulièrement susceptible de brûler, de former des cloques, de se décolorer ou de faire des cicatrices si vous utilisez le SmoothSkin Pure Fit. Attendez une semaine, jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser le SmoothSkin Pure Fit.

N'EXPOSEZ PAS les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée directement à la lumière du soleil. Votre peau pourrait être ultra-sensible après le traitement SmoothSkin Pure Fit et particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez de la crème solaire (SPF 15 ou plus) à la zone traitée ou couvrez la zone traitée avec des vêtements adaptés.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit directement sur les tétons, les parties génitales ou autour de l'anus. Ces zones pourraient avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut provoquer de la gêne/des douleurs ou des blessures (brûlure, décoloration ou cicatrice) sur votre peau.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des lésions pré-cancéreuses (p. ex. nævus ou beaucoup de grains de beauté)

N'UTILISEZ PAS sur des cloques et des cicatrices.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car cet appareil n'a pas été

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit sur les grains de beauté marron foncé ou noirs, comme les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues dans la zone que vous souhaitez traiter. Utiliser le SmoothSkin Pure Fit peut blesser votre peau ou aggraver des conditions existantes. Vous pourriez ressentir des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous avez une affection cutanée dans la zone de traitement, y compris: psoriasis, vitiligo, eczéma, acné, herpès simplex ou des infections ou plaies actives.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous avez moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé sur ce segment de la population.

AVERTISSEMENTS

SÉCURITÉ DES YEUX



Le SmoothSkin Pure Fit émet des flashes de lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light). L'exposition directe est potentiellement dangereuse pour vos yeux. Veillez à suivre les précautions de sécurité ci-dessous.

AVERTISSEMENT: Lésions oculaires (menant potentiellement jusqu'à la perte de vision) ou lésions cutanées possibles si les instructions ne sont pas observées. Lisez et suivez les instructions

L'appareil ne peut être activé (flashé) que si le capteur de teinte de peau (à côté de la fenêtre de traitement) détecte une teinte de peau adaptée et est complètement en contact avec la zone de traitement. Cependant :

NE REGARDEZ PAS directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque l'appareil est branché et allumé

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système vers l'œil

NE TRAITÉZ PAS les zones autour de l'œil (sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, évitez que les yeux ne soient exposés. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur les paupières ou près de l'œil
Tentez **UNIQUEMENT** d'activer (flasher) le système lorsque le devant de l'appareil contacte bien la zone que vous souhaitez traiter.

NOUS VOUS RECOMMANDONS de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des impulsions sur votre peau.

ÉLECTRICITÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tout appareil électrique, il convient de prendre certaines précautions afin d'assurer la sécurité.

N'ESSAYEZ PAS d'ouvrir le SmoothSkin Pure Fit, car ceci pourrait vous exposer à des composants électriques dangereux.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit s'il est endommagé ; par exemple, si l'appareil est fissuré, en cas de câble endommagé (fils internes visibles), verre fissuré ou cassé sur l'appareil, etc. Ceci peut entraîner des blessures.

N'UTILISEZ PAS près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si le SmoothSkin Pure Fit est mouillé, il ne doit pas être utilisé.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si l'appareil devient trop chaud pour être touché. Ceci peut indiquer que l'unité est endommagée.

N'UTILISEZ PAS de bloc d'alimentation ou des composants autres que ceux fournis pour être utilisés exclusivement avec le SmoothSkin Pure Fit. Ceci pourrait endommager l'unité et entraîner l'arrêt de son fonctionnement.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système SmoothSkin Pure Fit sur une surface autre que la peau.

AVERTISSEMENT: aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

NE POSITIONNEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit de sorte qu'il est difficile de le débrancher du secteur.



SÉCURITÉ GÉNÉRALE

N'UTILISEZ PAS si vous avez fait un traitement de type peeling sur la zone que vous souhaitez traiter. Veuillez attendre 30 jours après un peeling avant le traitement avec SmoothSkin Pure Fit.

Traiter la peau bronzée avec la lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light) peut provoquer une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

N'UTILISEZ PAS sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent.

N'UTILISEZ PAS si vous avez une sensibilité connue au soleil (photosensibilisation) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et causent la photosensibilisation, p. ex. Retin A, Accutane

et/ou autres rétinoïdes topiques. Consultez toujours la notice d'instructions qui est fournie avec votre produit médicamenteux, pour vérifier si la photosensibilisation est indiquée en tant qu'effet secondaire. L'utilisation du SmoothSkin Pure Fit sur la peau photosensible pourrait entraîner des lésions cutanées comme des boursouffures ou des cloques. Consultez un avis médical avant d'utiliser l'appareil, car le traitement pourrait endommager la peau.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de conditions médicales. Vous devez obtenir un avis médical si vous avez, par exemple, des verrues, des éruptions cutanées, des démangeaisons cutanées, des champignons ou infections de la peau, des papules ou des acrochordons.

Le SmoothSkin Pure Fit ne doit pas être utilisé sur des fillers ou du botox.

Le SmoothSkin Pure Fit doit être tenu hors de portée des personnes de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil. Il existe un certain nombre de risques potentiels - l'exposition à l'émission de lumière peut causer des brûlures ou des lésions oculaires, des électrocutions et la strangulation causée par les câbles.

Le SmoothSkin Pure Fit doit être tenu hors de portée des animaux de compagnie et des animaux nuisibles qui pourraient endommager l'appareil. Les risques potentiels incluent le fonctionnement réduit et l'électrocution.

Le SmoothSkin Pure Fit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Sauf si elles sont surveillées par la personne responsable de leur sécurité ou si celle-ci leur a donné des instructions concernant l'utilisation sécurisée et appropriée de l'appareil.

Le filtre en verre du SmoothSkin Pure Fit est un composant essentiel qui deviendra chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ PAS** le filtre pendant l'utilisation ou juste après. Inspectez régulièrement le filtre pour détecter des dommages éventuels. **N'UTILISEZ PAS** le SmoothSkin Pure Fit si le filtre est fissuré ou manquant.

Assurez-vous que la fenêtre de traitement du SmoothSkin Pure Fit soit propre et qu'aucun débris ne la bloque. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant l'opération peut causer des changements de peau temporaires, comme des rougeurs ou des gonflements.

AVERTISSEMENT: Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur un site. Évitez la surutilisation, notamment le passage excessif sur une même zone, le cumul des impulsions et/ou une fréquence d'utilisation augmentée

AVERTISSEMENT: N'outreprenez pas les mécanismes de sécurité propres à l'appareil

NE DÉPASSEZ PAS l'usage spécifié dans le programme de traitement.

PRÉCAUTIONS

L'épilation par des sources de laser ou de lumière intense pulsée peut causer une augmentation de la pilosité



Filtre en verre

chez certains individus. En fonction des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes d'origine méditerranéenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, traitées sur le visage et le cou.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit sur une zone où vous ne voulez pas que les poils repoussent.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. Les poils dans la zone de la barbe d'un homme sont trop épais et utiliser l'appareil SmoothSkin Pure Fit sur ces zones pourrait entraîner des lésions cutanées.

Il est recommandé de ne pas utiliser le SmoothSkin Pure Fit sur des poils roux, gris, blancs ou blonds. Le SmoothSkin Pure Fit n'est pas efficace sur les poils de ces couleurs.

4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation du SmoothSkin Pure Fit peut entraîner des effets secondaires. Le tableau ci-dessous énumère les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite au traitement avec le SmoothSkin Pure Fit..

EFFETS SECONDAIRES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Douleur / inconfort léger dans la zone traitée	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué et la douleur devrait diminuer avec l'utilisation continue.
Des sensations chaudes ou de picotements pendant le traitement, qui disparaissent typiquement au bout de quelques secondes à une minute et avec l'utilisation continue.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué.
Démangeaison dans la zone de traitement	Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait s'atténuer après une brève période. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. Ne grattez pas la zone.
Rougeur de la peau pendant ou après le traitement qui disparaît au bout de quelques minutes.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil une fois que la rougeur de la peau a disparu.
Rougeur de la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes et qui dure 24 à 48 heures.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Douleur ou gêne qui est intense pendant le traitement ou persiste après un traitement.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.

DANS DES CAS TRÈS RARES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Gonflement et rougeur qui ne disparaissent pas dans les deux à trois jours.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Changements temporaires de la couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin.
Cloque, cicatrice ou brûlure sur la peau.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. Appliquez une compresse de froid à la zone. Traitez avec une crème antiseptique ou anti-brûlure.

Lors d'un essai clinique sur 50 sujets, chaque sujet a reçu un traitement hebdomadaire pendant 12 semaines. Les effets notés étaient:

- Démangeaison – 3 sujets ont ressenti de légères démangeaisons après le traitement.
- Légère rougeur – Ceci a été signalé par 2 sujets.
- Légère sensation de démangeaison – 5 sujets ont signalé un léger inconfort suite au traitement.
- Poils incarnés – 1 sujet a signalé des poils incarnés suite au traitement.
- Rougeur de follicules – 1 sujet a signalé un point rouge sur le site de traitement suite au traitement.

Dans tous les cas, la peau traitée est revenue à la normale dans les 7 jours.

5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE FIT

Le SmoothSkin Pure Fit est indiqué pour la réduction permanente des poils indésirables.

Un essai clinique a été réalisé pour évaluer la sécurité et l'efficacité du SmoothSkin Pure Fit. Les éléments clés de l'essai clinique étaient les suivants:

Tous les traitements ont été réalisés par des opérateurs non qualifiés médicalement sur un seul site en utilisant des appareils identiques au SmoothSkin Pure Fit fourni dans cet emballage;

Tous les sujets ont dû répondre à des questionnaires en rapport à leur santé en générale et ceux qui n'ont pas pu être traités, c.-à-d. ceux présentant au moins une contre-indication, tel qu'indiqué dans le chapitre 3 de ce Manuel de l'utilisateur, ont été exclus. En outre, tous les sujets ont dû fournir un Consentement éclairé conformément aux exigences internationales sur les essais cliniques;

53 sujets féminins, âgés de 19 à 45 ans, ont débuté l'essai;

Trois sujets ont quitté l'essai pendant la période de traitement pour des raisons personnelles. Aucun sujet n'a quitté l'essai en raison de problèmes associés à l'utilisation de SmoothSkin Pure Fit ;

Chaque sujet a reçu 12 traitements hebdomadaires sur le site corporel de leur choix. Un traitement typique consistait à raser le site, puis à appliquer le SmoothSkin Pure Fit en suivant la procédure décrite au chapitre 8, étape 3 de ce manuel de l'utilisateur;

Le nombre de poils a été utilisé pour mesurer le changement de quantité de poils 6 mois après le dernier traitement et 12 mois après le dernier traitement. Les poils sur les sites de traitement étaient comptés par photographie à haute résolution et la différence du nombre de poils a été calculée en tant que changement de pourcentage;

En suivant les instructions, les participantes à l'essai clinique ont présenté en moyenne 44 % en moins de poils 6 mois après leur dernier traitement et 36 % de poils en mois 12 mois après le dernier traitement, comparé au nombre de poils constaté avant le traitement (voir tableau ci-dessous). Les résultats mêmes ont varié d'une personne à l'autre;

SMOOTHSKIN PURE	
Nombre de sujets 6 mois après le traitement	50
Réduction des poils 6 mois après le traitement	43.9%
Nombre de sujets 12 mois après le traitement	33
Réduction des poils 12 mois après le traitement	36.0%
% de sujets constatant un traitement réussi (>30 % de réduction pileuse) sur toutes les zones du corps 12 mois après le traitement. La réussite constatée par un sujet est définie en tant que réduction pileuse supérieure à 30 % sur tous les sites de traitement, 12 mois après le traitement.	66.7%

La fréquence des effets secondaires au cours de l'essai clinique était minimale (tel qu'indiqué dans le chapitre 4 ci-dessus) et la majorité des sujets (48 sur 50) recommanderait le SmoothSkin Pure Fit à leurs amies.

6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE FIT

UTILISATION PRÉVUE

Le SmoothSkin Pure Fit est destiné à la réduction permanente des poils indésirables.


7. LE SYSTÈME VOUS CONVIENT-IL?

ZONES CORPORELLES

Le SmoothSkin Pure Fit est adapté à une utilisation sur les poils du corps et les poils du visage des femmes sous la pommette.

COULEUR DE PEAU

Le SmoothSkin Pure Fit est adapté à une utilisation sur les teintes de peau claire, moyenne et foncée jusqu'à et incluant la teinte de peau 5.



Le SmoothSkin Pure Fit incorpore un capteur de teinte de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêchera l'utilisation si votre teinte de peau est trop foncée.



COULEUR DE POIL

SmoothSkin Pure Fit est adapté à une utilisation sur les poils naturellement noirs ou bruns. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.




8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE FIT

AVERTISSEMENT: Suivez chaque étape dans le processus de traitement en veillant à compléter chaque élément de l'étape avant de passer à la suivante.

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA ZONE À TRAITER

Enlevez tous les poils visibles en vous rasant. Veillez à ce qu'il ne reste pas de poils au-dessus de la surface de la peau, car ceci pourrait causer des blessures. Ceci empêche également les débris de couvrir le devant de votre appareil.

Nettoyez la zone du traitement et séchez en tapotant. N'oubliez pas, n'utilisez pas de gels ou de crèmes avec cet appareil!



ÉTAPE 2 : FAIRE UN TEST ÉPICUTANÉ

Avant votre premier traitement sur chaque nouvelle zone corporelle, nous vous RECOMMANDONS de tester votre peau sur cette zone pour vérifier toute réaction adverse au SmoothSkin Pure Fit.

La zone du test épicutané doit être d'une taille approximative de 3 x 2 cm (équivalent à 2 flashes côte à côte appliqués sur la peau). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.

Attendez 24 heures suite au test épicutané pour veiller à ce que le traitement convienne à votre peau et qu'il n'y ait pas de réaction indésirable à l'énergie lumineuse. S'il n'y a pas de réaction au bout de 24 heures, vous pouvez traiter la zone autour du test épicutané. La « zone testée » NE doit PAS être retraitée pendant au moins 1 semaine.

ÉTAPE 3 : TRAITER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Branchez le bloc d'alimentation dans une prise électrique. Les ventilateurs se mettront en marche et les capteurs de teinte de peau s'illumineront en bleu pour indiquer que l'appareil est allumé.

DÉLAI DE PASSAGE EN MODE PUISSANCE

Lorsque l'unité est « inactive » pendant un moment, c.-à-d. que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, alors l'unité reviendra en mode VEILLE et les voyants de capteur de peau s'éteindront. Pour revenir au mode PRÊT pour le traitement, appuyez sur le bouton de mode Puissance



Indicateur allumé
Détection de peau



Correct

Indicateur éteint
Pas de détection de peau




Incorrect

B) Appuyez fermement l'appareil contre la zone à traiter en veillant à ce que le capteur de teinte de peau soit en contact avec la peau - le SmoothSkin Pure Fit ne fonctionnera pas si les capteurs de peau ne sont pas en contact total avec la peau. Une fois que le capteur de peau mesure une teinte de peau adaptée, la puissance de sortie prédéfinie est affichée sur les barres de puissance.

C) Appuyer sur le bouton d'activation. L'appareil flashera et vous devriez ressentir une sensation chaude

D) Déplacez l'appareil à la zone suivante à traiter et répétez. L'appareil doit se recharger entre les flashes.

E) Assurez-vous que la ZONE ENTIÈRE reçoit le traitement, mais NE chevauchez PAS les impulsions de traitement.



ÉTAPE 4 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT SMOOTHSKIN PURE FIT

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, le SmoothSkin Pure Fit doit être utilisé toutes les semaines pendant 12 semaines, afin d'assurer que tous les follicules pileux soient traités.

Après la phase de traitement initiale (traitements hebdomadaires pendant 12 semaines), pour maintenir les résultats, nous avons recommandé d'utiliser le SmoothSkin Pure Fit une fois par mois, ou selon le besoin.

ÉTAPE 5 : ÉTEINDRE LE SMOOTHSKIN PURE FIT

Une fois que le traitement est terminé, vous devez débrancher le SmoothSkin Pure Fit du bloc d'alimentation et de la prise électrique. Consultez le chapitre 13 pour des informations sur le meilleur entretien de votre SmoothSkin Pure Fit.



9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU

Le capteur de teinte de peau mesure la couleur de votre peau et définit le niveau correct de puissance nécessaire. Si votre peau est trop foncée pour un traitement avec SmoothSkin Pure Fit, le capteur de teinte de peau détectera ceci et empêchera l'unité de fonctionner. Des voyants ROUGES s'allumeront dans la barre de puissance si votre peau est trop foncée.

Vous pouvez voir l'état du capteur de teinte de peau sur les barres de puissance situées des deux côtés de l'appareil. Si une teinte de peau adaptée est détectée, les barres de puissance s'illumineront en BLANC. Le nombre de voyants allumés dépendra de votre teinte de peau exacte.

BARRES DE PUISSANCE



Moins de voyants = Peau plus foncée et réglage de puissance plus bas

Plus de voyants = Peau plus claire et réglage de puissance plus élevé

PEAU TROP FONCÉE
PAS DE TRAITEMENT
POSSIBLE
1 VOYANT ROUGE ILLUMINÉ



PEAU FONCÉE
RÉGLAGE DE PUISSANCE
LE PLUS BAS
1 VOYANT ILLUMINÉ



PEAU CLAIRE
RÉGLAGE DE PUISSANCE LE
PLUS ÉLEVÉ
10 VOYANTS ILLUMINÉS



La quantité d'énergie lumineuse émise pour chacun des réglages de l'appareil en mode Puissance (en fonction de la couleur de la peau) est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nombre de voyants de barre de puissance illuminés	Énergie maximum (J/cm²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Ce contact total avec votre peau assure que vous obteniez les meilleurs résultats, car toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement.

10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU

Le SmoothSkin Pure Fit est équipé d'un capteur de contact de peau qui vérifie que votre peau est bien en contact avant chaque flash, en veillant à ce que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité ! Ainsi, l'appareil est conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

Le capteur de contact de peau assure également que vous obtenez les meilleurs résultats de votre appareil. Le capteur doit être en contact total avec la zone de traitement, afin que l'appareil flashe.

Ce contact total avec votre peau signifie que toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement pour fournir les meilleurs résultats.

Si l'appareil n'est pas en contact total avec la zone de traitement, il n'émettra pas de flash. Essayez d'ajuster le positionnement de l'appareil, afin d'assurer un contact total, en particulier sur les zones plus difficiles comme les bras ou les tibias.



11. MODES SMOOTHSKIN PURE FIT

Vous pouvez traiter votre corps en appliquant l'un des trois modes de traitement SmoothSkin Pure Fit:



**Mode Puissance –
Pas d'indicateur**



**Mode Doux –
Indicateur allumé**



**Mode Vitesse –
Indicateur allumé**

Le mode Puissance est le réglage de puissance le plus élevé de l'appareil. Le mode Puissance permettra d'obtenir les meilleurs résultats, car il utilise la puissance de sortie la plus élevée possible pour votre teinte de peau unique. Ce mode fonctionne particulièrement bien sur les zones difficiles où les poils ont tendance à être plus épais, comme les aisselles et le maillot.

Le mode Doux peut être utilisé si vous trouvez le mode de puissance désagréable ou un peu douloureux. Utiliser l'appareil en mode Doux réduira la puissance de sortie et vous remarquerez qu'il y aura moins d'indicateurs de barres de puissance illuminés lorsque vous appliquez l'appareil contre votre peau.

Le mode Vitesse est le mode le plus rapide et par conséquent le mode de puissance le plus bas. Le mode Vitesse est adapté pour traiter des zones plus grandes où les poils sont moins denses (comme les bras ou les jambes) et où vous souhaitez avancer le long de la zone de traitement rapidement. Il peut également être utilisé en tant que mode d'entretien, pour empêcher la repousse des poils après votre programme de traitement initial.

Le mode Puissance est le réglage par défaut lorsque votre appareil est allumé. Vous pouvez basculer entre les trois modes en appuyant sur le bouton de mode sous le bouton d'activation principal.

Lorsque vous êtes dans l'un de ces modes, vous pouvez également choisir d'utiliser la méthode du tampon ou la méthode de glisse.

La méthode du tampon est recommandée pour les petites zones, telles que sous les aisselles et le maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez de la peau avant de réappliquer soigneusement sur la zone de traitement suivante.

La méthode de glisse est recommandée pour les zones plus grandes, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement), puis faites glisser l'appareil le long de la peau entre les flashes. Essayez de déplacer l'appareil à un rythme régulier qui vous donne une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.



12. LA TÊTE DE PRÉCISION

Le SmoothSkin Pure Fit est muni d'une tête de précision détachable qui est parfaite pour les zones plus petites et plus difficiles (comme la lèvre supérieure, les doigts et les orteils). Ceci a l'avantage de vous donner encore plus de flexibilité pendant chaque traitement.

Utiliser la tête de précision ralentira un peu votre appareil, par conséquent, nous vous recommandons de ne l'utiliser que lorsque vous en avez besoin, afin d'assurer que vous obtenez le traitement le plus rapide possible.



La tête de précision se fixe simplement à l'avant de votre appareil via un aimant interne à l'intérieur de l'avant de l'appareil principal. Cet aimant maintient la tête en place pendant que vous traitez la zone. Il suffit de la déclipser ou de la clipser en fonction de la zone que vous traitez.


Si la tête de précision est endommagée ou qu'il manque des pièces (p. ex. aimant ou réflecteur), alors **NE L'UTILISEZ PAS**.

Assurez-vous que la tête de précision est correctement orientée lorsque vous l'installez (logo en haut).

Si la tête de précision devient trop chaude pour être manipulée, alors cessez le traitement jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

Observez les avertissements sur la SÉCURITÉ OCULAIRE (chapitre 3) lorsque vous fixez la tête de précision.

Suivez les instructions de nettoyage (chapitre 13) pour la tête de précision.



13. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, éteignez toujours le SmoothSkin Pure Fit en débranchant le bloc d'alimentation de SmoothSkin Pure Fit et la prise électrique.

Après l'utilisation, vous devez inspecter l'appareil, le capteur de teinte de peau et la fenêtre de traitement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, puis essuyez-les avec un chiffon sec non pelucheux.

AVERTISSEMENT: Le filtre en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ OU NE NETTOYEZ PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes après l'utilisation pour le laisser refroidir.

N'utilisez **JAMAIS** d'eau ou d'autres produits nettoyants, car ceci pourrait endommager l'appareil et entraîner un risque de sécurité potentiel.

Pour assurer la meilleure performance possible de votre SmoothSkin Pure Fit, il est particulièrement important que l'avant de l'appareil et le réflecteur ne soient pas obstrués par de la poussière, des poils ou d'autres débris.

Pour nettoyer cette partie, l'avant de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.

Rangez le SmoothSkin Pure Fit dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et le capteur de teinte de peau sur l'appareil soient protégés contre tout dégât possible.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les câbles) pour détecter tout signe de dégâts. Si vous remarquez des dégâts ou des fissures, cessez d'utiliser l'appareil.

Afin d'éviter tout danger de strangulation ou de trébuchement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

14. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE FIT

Le bloc d'alimentation du SmoothSkin Pure Fit est universel et fonctionne avec toutes les alimentations secteurs communément rencontrées. À condition d'avoir un adaptateur approprié pour la fiche du câble d'alimentation, le SmoothSkin Pure Fit fonctionnera normalement.

15. DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Les indicateurs de barre de puissance sur le côté de l'appareil ne s'allument pas lorsqu'il est placé contre la peau.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché. Assurez-vous que l'appareil est en mode PRÊT (appuyez sur le bouton Veille/Prêt une fois). Assurez-vous que les capteurs de peau sont appuyés contre la peau. Assurez-vous que les capteurs de teinte de peau sont appuyés contre la peau.
Alors que l'appareil est appuyé contre votre peau, le premier indicateur de barre de puissance sur le côté de l'appareil est illuminé en ROUGE et le SmoothSkin Pure Fit ne fonctionne pas.	La zone que vous essayez de traiter est trop foncée pour le traitement. Le SmoothSkin Pure Fit inclut un capteur de teinte de peau intelligent qui détecte automatiquement votre teinte de peau et sélectionne le réglage de traitement optimal. En raison de la nature de la technologie de lumière intense pulsée, le SmoothSkin Pure Fit ne convient pas à tout le monde et ne peut pas traiter les peaux très foncées.
Les indicateurs de barres de puissance sur le côté de l'appareil sont allumés ou clignotent de manière inhabituelle en incluant une lumière rouge.	Le SmoothSkin Pure Fit affiche les messages d'erreur par le biais de combinaisons de lumières sur les barres de puissance sur les côtés de l'appareil. Ceci indique que l'appareil comporte une défaillance. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site web.
L'appareil SmoothSkin Pure Fit, la fenêtre de traitement, l'alimentation électrique ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute sur la sécurité du SmoothSkin Pure Fit ou si vous suspectez que l'appareil est endommagé d'une manière quelconque, vous ne devez pas l'utiliser et vous devez consulter le site web.












16. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous vérifierons les défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement et nous remplacerons l'appareil en intégralité, à notre discrétion.

Cette garantie couvre tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur nommé.

Cette garantie ne couvre pas les dommages en raison d'une utilisation inadaptée, de l'usure ou de l'utilisation normales, ainsi que les défauts qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie devient nulle si des réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si sont utilisées des pièces qui ne sont pas des pièces SmoothSkin Pure Fit non authentiques. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site web: www.smoothskin.com

17. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

	Pièce appliquée de type BF		Marque de conformité réglementaire pour l'Australie
	Équipement de Classe II		Période d'utilisation de protection environnementale RoHS pour la Chine
	Suivez les instructions d'utilisation		Avertissement : le rayonnement optique provenant de l'appareil peut causer des lésions oculaires
	Marque DEEE d'élimination des déchets de l'Union Européenne		Marque de conformité Trefoil pour l'Ukraine
	Marque de conformité européenne		Conformité CEM FCC pour l'Amérique du Nord
	Conserver au sec		

DÉCLARATION FCC:

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L'appareil SmoothSkin Pure Fit est un système à lumière intense pulsée à large bande aux spécifications techniques suivantes:

- **Taux de répétition:** Pulsation manuelle induite toutes les 0,45 à 1 seconde (en fonction du réglage du traitement), Fonctionnement continu
- **Longueur d'impulsion:** Décharge libre FWHM = 2,0 ms
- **Sortie optique max.:** 3 - 6J/cm²
- **Longueur d'onde:** 510 - 1100 nm
- **Entrée de ligne d'alimentation:** 100–240 V[~], 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Température de fonctionnement:** Entre 5 et 40 °C
- **Humidité de fonctionnement:** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions de fonctionnement:** 700 à 1060 hPa
- **Zone de traitement (taille de point):** 3 cm² (30mm x 10mm)

La zone directement autour de la fenêtre de traitement est classée en tant que Pièce appliquée et peut atteindre une température maximum de 60 °C. Assure que le SmoothSkin Pure Fit est utilisé, tel qu'indiqué au chapitre 8.

CONDITIONS DE TRANSPORT:

- **Température:** -25 °C à +70 °C
- **Humidité:** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions:** 500 à 1060 hPa

Si l'appareil a été rangé à des températures hors de la plage de fonctionnement indiquée, alors veuillez laisser au moins 30 minutes avant l'utilisation pour permettre à l'appareil de s'acclimater.

Le SmoothSkin Pure Fit a des flashes illimités et est destiné à un utilisateur unique.

La durée de service attendue minimum est de 10 ans en suivant le traitement recommandé.

Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes :

- Directive de basse tension 2014/35/EU
- Directive sur la comptabilité électromagnétique 2014/30/EU
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/EC.

Le SmoothSkin Pure Fit est conforme aux dernières normes et modifications CEM applicables aux appareils ménagers et médicaux. Ceux-ci sont : EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Partie 15.107 et 15.109, ICES-003 Version 6.0

Le SmoothSkin Pure Fit est conforme aux dernières normes et modifications de sécurité applicables aux appareils ménagers et médicaux.

Ceux-ci sont : IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 N° 60601-1:2008 et 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter CyDen Ltd.

ÉLIMINATION (fin de vie)

Afin de minimiser les dangers à la santé et l'environnement et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé à une installation de collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le symbole DEEE marqué sur le produit est là pour vous le rappeler.

Welkom bij **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Gefeliciteerd! U heeft de deur geopend naar een wereld van ongeëvenaarde schoonheid, zachtheid en comfort. Kom en praat mee op www.smoothskin.com, waar u gespecialiseerd advies en ondersteuning tijdens uw hele behandeling vindt.

1. HET SMOOTHSKIN PURE FIT-SYSTEEM	79	9. DE HUIDSKLEURSENSOR	101
2. HOE WERKT SMOOTHSKIN PURE FIT	80	10. DE HUIDCONTACTSENSOR	104
3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	82	11. SMOOTHSKIN PURE FIT-MODI	106
4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES	90	12. PRECISIEKOP	108
5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN SMOOTHSKIN PURE FIT	92	13. REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG	110
6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN SMOOTHSKIN PURE FIT	95	14. REIZEN MET SMOOTHSKIN PURE FIT	110
7. UW GESCHIKTHEID	95	15. PROBLEEMOPLOSSING	111
8. HOE GEBRUIKT U SMOOTHSKIN PURE FIT	96	16. GARANTIE	112
		17. ETIKETTEN EN SYMBOLEN	113
		18. TECHNISCHE SPECIFICATIES	115

1. HET SMOOTHSKIN PURE FIT-SYSTEEM

INHOUD VAN DE VERPAKKING

In de verpakking van de SmoothSkin Pure Fit vindt u het volgende:


- Handset en basisstation
- Netsnoer
- Precisiestik
- Gebruikershandleiding



2. HOE WERKT SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit is ontworpen om de cyclus van haargroei te helpen onderbreken. Lichtenergie wordt door het oppervlak van de huid geleid en geabsorbeerd door melanine in de haarschacht. De geabsorbeerde lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het oppervlak van de huid), waardoor de haarzakjes worden uitgeschakeld. Behandelde haartjes vallen op natuurlijke wijze uit over een periode van enkele dagen tot 1-2 weken.

Haargroei is cyclisch en volgt 3 duidelijke en opeenvolgende fases. IPL-behandeling is alleen effectief als haartjes zich in een bepaalde fase (de anagene groeifase) bevinden. Niet alle haartjes bevinden zich op dezelfde tijd in de dezelfde fase. Daarom moet u de aanbevolen



behandelingsvoorschriften van 12 wekelijkse behandelingen aanhouden.

WAT U KUNT VERWACHTEN

Meteen na de behandeling zou u geen aanzienlijke bijwerkingen van de behandeling moeten zien (zie paragraaf 4 voor meer informatie over bijwerkingen).

In de eerste paar weken na de eerste behandelingen zult u nog wel wat haargroei zien. Dit zijn waarschijnlijk haartjes die tijdens de behandeling gemist zijn of die slapende waren en zich niet in hun groeifase (anageen) bevonden tijdens de behandeling; wanneer IPL het meest effectief is.

Na ongeveer 6 weken van het 12-weekse behandelingsprogramma zou u een vermindering in haargroei moeten zien. Het kan echter zijn dat er nog haartjes zijn die niet zijn behandeld in hun groeifase. Het is belangrijk om de wekelijkse behandelingen voort te zetten.

Na het 12-weekse programma zou u een aanzienlijke vermindering van haartjes op de behandelde plekken moeten zien. Resterende haartjes zouden fijner en lichter van kleur moeten zijn. Met voortgezette maandelijkse behandelingen, of behandeling waar nodig, zou de vermindering van ongewenste haargroei moeten aanhouden.

3.BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

CONTRA-INDICATIES

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als u een zeer donkere huid heeft. De huidskleursor in de buurt van het uitvoervenster van het apparaat zal de tint van uw huid bepalen. Als de huidskleursor bepaalt dat uw huid te donker is voor veilig gebruik, zult u de SmoothSkin Pure Fit niet kunnen gebruiken.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als uw huid kunstmatig of natuurlijk gebruind is, of verbrand door te veel blootstelling aan zonlicht. Uw huid kan na blootstelling aan zonlicht extra gevoelig zijn, vooral voor verbranding, blaarvorming, verkleuring of littekens als u de SmoothSkin Pure Fit dan gebruikt. Wacht 1 week totdat de zonnebrand of bruine teint is verdwenen voordat u SmoothSkin Pure Fit gebruikt.

Stel behandelde huid **NIET** bloot aan zonlicht. Wacht ten minste 7 dagen na behandeling voordat u de behandelde huid blootstelt aan rechtstreeks zonlicht. Uw huid kan na de behandeling met SmoothSkin Pure Fit extra gevoelig zijn, vooral voor zonnebrand. Breng zonnebrandcrème (factor 15 of hoger) aan op de behandelde huid of bedek de behandelde huid met geschikte kleding.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** rechtstreeks op de tepels, genitaliën of rondom de anus. Deze plekken kunnen een donkerdere huidskleur en/of meer haargroei hebben. Als u het apparaat op

deze plekken gebruikt, kan dat ongemak/pijn of letsel (verbranding, verkleuring of litteken) aan uw huid veroorzaken.

Gebruik de SmoothSkin Pure Fit **NIET** als u een geschiedenis heeft van huidkanker of precancereus letsel (bijv. naevi of een groot aantal moedervlekken)

NIET GEBRUIKEN op blaren en littekens.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien dit apparaat niet op deze individuen is getest.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** op donkerbruine of zwarte plekken zoals moedervlekken of wratten op de plek die u wilt behandelen. Gebruik SmoothSkin Pure Fit kan uw huid beschadigen of een bestaande aandoening verergeren. U kunt bijwerkingen ervaren zoals verbranding, blaren, littekens of verandering van huidskleur.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als u een huidaandoening heeft op de plek die u wilt behandelen, waaronder psoriasis, vitiligo, eczeem, acne, herpes simplex of actieve infecties of wondjes.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als u jonger bent dan 18 jaar, aangezien dit apparaat niet op deze individuen is getest.

WAARSCHUWINGEN



OOGVEILIGHEID

SmoothSkin Pure Fit stoot flitsen uit van intense pulsed light (intens gepulseerd licht). Directe blootstelling is mogelijk schadelijk voor uw ogen. Zorg ervoor dat u de onderstaande veiligheidsinstructies in acht neemt.

WAARSCHUWING: Mogelijk oogletsel (mogelijk met verlies van zicht als gevolg) of huidletsel als de instructies niet in acht worden genomen. Lees de onderstaande instructies

De handset kan alleen worden geactiveerd (flits) als de huidskleursor (naast het behandelingsvenster) een geldige huidskleur detecteert en volledig contact maakt met de te behandelen plek. Echter:

Kijk **NIET** direct in het behandelingsvenster van de handset als het systeem op de stroom is aangesloten en aanstaat

Probeer het systeem **NIET** te activeren (flitsen) terwijl het op het oog is gericht

Behandel **GEEN** plekken rondom het oog (wenkbrauwen of wimpers). Verkeerd gebruik kan oogletsel veroorzaken, bescherm de ogen tegen blootstelling. Gebruik het apparaat **NIET** op de oogleden of

dicht bij de ogen

Probeer het systeem **ALLEEN** te activeren (flitsen) als de voorkant van de handset goed contact maakt met de plek die u wilt behandelen.

WIJ RADEN U AAN weg te kijken van de handset als u op uw huid richt.

ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID

Net als met elk elektrisch apparaat moet u bepaalde voorzorgmaatregelen treffen om uw veiligheid te garanderen.

Probeer SmoothSkin Pure Fit **NIET** te openen, aangezien u dan blootgesteld kunt worden aan gevaarlijke elektrische componenten.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als deze beschadigd is; bijvoorbeeld een gebarsten handset, kabelschade (interne bedrading zichtbaar), gebarsten of gebroken glas op de handset enz. Dit kan letsel veroorzaken.

NIET GEBRUIKEN in de buurt van badkuipen ,douches, wasbakken of andere reservoirs met



water. Als SmoothSkin Pure Fit nat wordt, mag het apparaat niet worden gebruikt.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** als het apparaat onaangenaam warm wordt. Dit kan aangeven dat het apparaat beschadigd is.

Gebruik **GEEN** andere stroomvoorziening of andere componenten dan degene die geleverd zijn voor gebruik met SmoothSkin Pure Fit. Anders kan het apparaat beschadigd raken en stoppen met werken.

Probeer SmoothSkin Pure Fit **NIET** te activeren (flitsen) op andere oppervlakken dan huid.

WAARSCHUWING aanpassingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.

Plaats SmoothSkin Pure Fit **NIET** zodanig dat het moeilijk is om het apparaat aan de stroom aan te sluiten.

ALGEMENE VEILIGHEID

NIET GEBRUIKEN als u een peelingbehandeling heeft gehad op de huid die u wilt behandelen.

Wacht a.u.b. 30 dagen na een peeling voordat u de behandeling met SmoothSkin Pure Fit start.

Gebruinde huid behandelen met Intense Pulsed Light (IPL) kan permanente hyperpigmentatie (donkere verkleuring) of hypopigmentatie (lichte verkleuring) van de behandelde huid tot gevolg hebben.

NIET GEBRUIKEN op delen van de huid waar u tatoeages of permanente make-up heeft,

NIET GEBRUIKEN als u weet dat u gevoelig bent voor zonlicht (lichtgevoeligheid) of medicijnen slikt die de huid gevoeliger maken en lichtgevoeligheid veroorzaken, bijv. Retin A, Accutane en/of andere actuele retinoiden. Lees altijd eerst de bijsluiter van uw medische product om te zien of lichtgevoeligheid als een van de bijwerkingen vermeld staat. Gebruik van SmoothSkin Pure Fit op lichtgevoelige huid kan huidbeschadiging zoals zwellingen of blaren veroorzaken. Vraag medisch advies voordat u het apparaat gebruikt, aangezien gebruik in dat geval de huid kan beschadigen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor de behandeling van medische aandoeningen. Medisch advies moet worden gevraagd om onder andere moedervlekken, huiduitslag, jeukende huid, huidschimmel of -infectie, bultjes op de huid of huidtags te bespreken.

SmoothSkin Pure Fit mag niet worden gebruikt op fillers of botox.

SmoothSkin Pure Fit moet buiten bereik van kinderen jonger dan 18 jaar worden gehouden.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken, er niet mee spelen, het niet onderhouden en het niet reinigen. Er is een aantal potentiële risico's - blootstelling aan de lichtuitvoer, wat verbranding of oogletsel veroorzaakt, elektrocutie, wurging door de kabels.

SmoothSkin Pure Fit dient uit de buurt te worden gehouden van huisdieren en ongedierte dat het

apparaat zou kunnen beschadigen. Potentiële risico's zijn onder meer slechtere functionering en elektrocutie.

SmoothSkin Pure Fit is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden. Tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig en correct gebruik van het apparaat van/door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Het SmoothSkin Pure Fit-glasfilter is een belangrijke component, die heet wordt tijdens het gebruik. RAAK het filter NIET AAN tijdens of direct na gebruik. Inspecteer het filter regelmatig op schade. Gebruik SmoothSkin Pure Fit NIET als het filter gebarsten is of ontbreekt.

Stel zeker dat het SmoothSkin Pure Fit-behandelingsvenster schoon en vrij van vuil is. Vuil op of rond het behandelingsvenster tijdens gebruik kan tijdelijke huidveranderingen zoals rode vlekken of zwellingen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Huidbeschadiging kan voorkomen na lange of herhaaldelijke oppervlakbehandeling aan één kant. Voorkom overmatig gebruik m.i.v. buitensporig veel cycli, opeenhoping van pulsen en/of verhoogd gebruik

WAARSCHUWING: Omzeil nooit de veiligheidsmechanismen inherent aan het apparaat. Overschrijd NOOIT het gebruik dat gespecificeerd staat in het behandelingsregime

VOORZORGSMAATREGELEN

Haarverwijdering door middel van lasers of hulpmiddelen met intensief pulserend licht kan bij sommige individuen verhoogde haargroei veroorzaken. Op basis van de actueel beschikbaar gegevens zijn de hogerisicogroepen voor deze reactie vrouwen van Mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Afrikaanse afkomst die in het gezicht en in de nek behandeld worden.

Gebruik SmoothSkin Pure Fit **NIET** op gedeelten van de huid waar u wilt dat haar terug groeit.

Gebruik het SmoothSkin Pure Fit-apparaat **NIET** op het gezicht, de kaak of de hals van de man.

Het haar van het baardgedeelte van de man is te dik en gebruik van het SmoothSkin Pure Fit-apparaat op deze plekken kan huidletsel veroorzaken.

SmoothSkin Pure Fit wordt niet aangeraden voor gebruik op rood, grijs, wit of blond haar.

SmoothSkin Pure Fit is niet effectief voor deze haarkleuren..

4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES

Gebruik van de SmoothSkin Pure Fit kan bijwerkingen met zich meebrengen. In de onderstaande tabel staan de bekende huidreacties vermeld die kunnen ontstaan na behandeling met SmoothSkin Pure Fit.

BIJWERKING	HOE TE OORDELEN EN REAGEREN
Milde pijn/ongemak op de behandelde huid	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven, en de pijn zou bij voortgezet gebruik minder moeten worden.
Warm gevoel of tintelingen tijdens de behandeling, wat vaak na een paar seconden tot een minuut verdwijnt en afneemt bij voortgezet gebruik.	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven.
Jeuk op de behandelde plek	Dit is vrij normaal voor IPL-behandelingen en moet na een poosje afnemen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven. Krab u niet op die plekken.
Rode vlekken op de huid tijdens of na de behandeling, die binnen enkele minuten verdwijnen.	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat verder blijven gebruiken zoals voorgeschreven als de rode vlekken eenmaal zijn verdwenen.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Rode vlekken die niet binnen enkele minuten verdwijnen en 24-48 uur aanhouden.	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Pijn of ongemak die/dat intensief is tijdens de behandeling of aanhoudt na de behandeling.	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
IN ZEER ZELDZAME GEVALLEN	HOE TE OORDELEN EN REAGEREN
Zwellingen en rode vlekken die niet binnen twee tot drie dagen verdwijnen.	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Tijdelijke veranderingen in huidskleur (lichter of donkerder worden).	Als uw huidskleur verandert, stop het gebruik van het apparaat dan meteen en raadpleeg uw arts.
Blaren, littekens of verbranding van de huid.	Stop het gebruik van het apparaat meteen en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt. Breng een koud kompres aan op de plek. Behandel met ontsmettingsmiddel of after sun.

In een klinische studie met 50 proefpersonen kreeg elke proefpersoon 12 wekelijkse behandelingen. De geregistreerde bijwerkingen waren:

- Jeuk – 3 proefpersonen ervoeren milde jeuk na de behandeling.
- Lichtrode vlekken – Dit werd gemeld bij 2 proefpersonen.

- Mild prikkend gevoel – 5 proefpersonen deden verslag van mild ongemak na de behandeling.
- Naar binnen groeiende haren – 1 proefpersoon deed verslag van naar binnen groeiende haren na de behandeling.
- Rode haarzakjes – 1 proefpersoon deed verslag van een rode stip op de behandelde plek na behandeling.

In alle gevallen werd de behandelde huid binnen 7 dagen weer normaal.

5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN SMOOTHSKIN PURE FIT

SmoothSkin Pure Fit is geïndiceerd voor de permanente vermindering van ongewenste beharing.

Er is een klinisch onderzoek uitgevoerd om zowel de veiligheid als de efficiëntie van SmoothSkin Pure Fit te beoordelen. De hoofdpunten van het klinische onderzoek waren:

Alle behandelingen zijn uitgevoerd door niet medisch opgeleide gebruikers op één enkele locatie, waarbij apparaten zijn gebruikt die identiek zijn aan SmoothSkin Pure Fit uit deze verpakking;

In totaal 53 vrouwelijke proefpersonen tussen 19 en 45 jaar begonnen met het onderzoek;

Drie proefpersonen verlieten het onderzoek tijdens de behandelingsperiode om persoonlijke redenen.

Geen proefpersonen verlieten het onderzoek door problemen m.b.t. het gebruik van SmoothSkin Pure Fit.

Elke proefpersoon kreeg 12 wekelijkse behandelingen op een door hem/haar gekozen plek op het lichaam. Een typische behandeling bestond uit het scheren van de plek en dan het aanbrengen van SmoothSkin Pure Fit volgens dezelfde procedure als vermeld staat in paragraaf 8, stap 3 van deze gebruikershandleiding.

Er werden haartellingen gebruikt om de verandering in de hoeveelheid haren 6 maanden na de laatste behandeling en 12 maanden na de laatste behandeling te meten. De haren op de behandelde plekken werden geteld d.m.v. hogeresolutiefoto's en het verschil in de hoeveelheid haren werd berekend als een percentageverandering;

Indien gebruikt als voorgeschreven toonden de deelnemers aan het klinische onderzoek een gemiddelde van 44% minder haar 6 maanden na hun laatste behandeling en 35% minder haar 12 maanden na hun laatste behandeling vergeleken bij de hoeveelheid haar vóór behandeling (zie onderstaande tabel). De feitelijke resultaten verschilden van persoon tot persoon;

SMOOTHSKIN PURE	
Aantal proefpersonen 6 maanden na behandeling	50
Haarvermindering 6 maanden na behandeling	43.9%
Aantal proefpersonen 12 maanden na behandeling	33
Haarvermindering 12 maanden na behandeling	36.0%
% van proefpersonen succesvol (>30% haarvermindering) op alle lichaamsdelen 12 maanden na behandeling. Succes van de proefpersonen is gedefinieerd als groter dan 30% haarvermindering op alle behandelde plekken na 12 maanden.	66.7%

Het optreden van bijwerkingen tijdens het klinische onderzoek was minimaal (zoals beschreven in paragraaf 4 hierboven) en het merendeel van de proefpersonen (48 van de 50) zou de SmoothSkin Pure Fit aan vrienden aanbevelen.

6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN SMOOTHSKIN PURE FIT

IBEOOGD GEBRUIK


SmoothSkin Pure Fit is bedoeld voor de permanente vermindering van ongewenste beharing.

7. UW GESCHIKTHEID

LICHAAMSDELEN

SmoothSkin Pure Fit is geschikt voor gebruik op lichaamsbehairing en gezichtshaar bij vrouwen onder de wangen.

HUIDSKLEUR



SmoothSkin Pure Fit is geschikt voor gebruik op lichte, medium en donkere huidskleuren met een tint van maximaal 5.



SmoothSkin Pure Fit heeft een geïntegreerde huidskleursensor die de kleur van uw huid meet en voorkomt dat u het apparaat gebruikt als uw huidskleur te donker is.



HAARKLEUR

SmoothSkin Pure Fit is geschikt voor gebruik op natuurlijk zwarte of bruine haren. Het kan zijn dat het apparaat niet effectief is op wit, grijs, blond of rood haar.

8.HOE GEBRUIKT U SMOOTHSKIN PURE FIT

WAARSCHUWING: Volg elke stap van het behandelingsproces en voltooi alle aspecten van elke stap voordat u verdergaat naar de volgende.

STAP 1: BEREID DE TE BEHANDELEN PLEK VOOR

Verwijder alle zichtbare haartjes d.m.v. scheren. Zorg ervoor dat er geen haartjes achterblijven op het oppervlak van de huid, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Dit voorkomt ook dat vuil op de voorkant van het apparaat terechtkomt. Reinig de te behandelen plek en dep droog. Denk eraan dat u geen gel of crème gebruikt met dit apparaat!



STAP 2: DOE EEN TEST

Wij RADEN U AAN om vóór uw eerste behandeling op elk nieuw lichaamsgedeelte eerst uw huid op die plek te testen op reacties op SmoothSkin Pure Fit.

Het testgedeelte moet ongeveer 3cm x 2cm zijn (gelijk aan 2 flitsen op de huid van de ene kant naar de andere). Volg Stap 3 om de plek te behandelen.

Het testgedeelte moet ongeveer 3cm x 2cm zijn (gelijk aan 2 flitsen op de huid van de ene kant naar de andere). Volg Stap 3 om de plek te behandelen.

Wacht 24 uur na de test, om zeker te stellen dat uw huid geschikt is voor behandeling en dat er geen afwijkende reactie plaatsvindt op de lichtenergie. Als er na 24 uur geen reactie optreedt, kunt u het gebied rond de testplek behandelen. Het 'geteste gedeelte' mag ten minste 1 week lang NIET opnieuw worden behandeld.

STAP 3: BEHANDELING MET SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Doe de stekker in het stopcontact. De ventilatoren zullen beginnen te draaien en de huidskleursensoren zullen blauw gaan branden, wat aangeeft dat het apparaat aan staat.



Controlelampje
Huiddetectie



Correct


Controlelampje
Geen Huiddetectie



Niet Correct

POWER-MODUS TIME-OUT

Als het apparaat “inactief” is, d.w.z. als er 10 minuten lang geen knoppen worden ingedrukt, dan gaat het apparaat over op STAND-BY-modus en zullen de huidskleursorlampjes uitgaan. Druk op de Power-modusknop om terug te keren naar de GEREED-modus voor behandeling.



B) Druk de Handset stevig tegen de te behandelen plek, waarbij u ervoor dat de Huidskleursensor contact maakt met de huid – SmoothSkin Pure Fit zal niet werken als de huidsensoren niet volledig contact maken met de huid. Als de huidsensor eenmaal een geldige huidskleur heeft gemeten, wordt het vooraf ingestelde uitgangsvermogen weergegeven op de vermogensbalken.



C) Druk op de activeringsknop. Het apparaat zal flitsen en u zou een warme sensatie moeten voelen

D) Beweeg de handset naar de volgende plek die u wilt behandelen en herhaal. Het apparaat moet opladen tussen de flitsen.

E) Zorg ervoor dat het HELE GEDEELTE behandeld wordt, maar overlap behandelingspulsen NIET.

STAP 4: UW SMOOTHSKIN PURE FIT-BEHANDELINGSSHEMA

Voor optimale resultaten moet de SmoothSkin Pure Fit idealiter 12 weken lang elke week worden gebruikt om zeker te stellen dat alle haarzakjes worden behandeld.

STAP 5: UITZETTEN VAN SMOOTHSKIN PURE FIT

Als de behandeling is voltooid, moet u de stekker van de SmoothSkin Pure Fit uit het stopcontact halen.

Zie paragraaf 13 voor details over hoe u uw SmoothSkin Pure Fit het beste in orde kunt houden.

9. THE SKIN TONE SENSOR

De huidskleursor meet de kleur van uw huid en stelt het benodigde niveau van uitgangsvermogen in. Als u huid te donker is voor behandeling met SmoothSkin Pure Fit, zal de huidskleursor dit detecteren en ervoor zorgen dat het apparaat werkt. De lampjes van de vermogensbalk zijn ROOD als uw huid te donker is.

De status van de huidskleursor is te zien op de vermogensbalken aan beide kanten van de handset. Als er een geldige huiskleur wordt gedetecteerd, zullen de vermogensbalken WIT branden. Het aantal lampjes dat gaat branden hangt af van uw exacte huidskleur.

POWER BARS



Minder lampjes = donkerdere huid en lagere vermogensinstelling

Meer lampjes = lichtere huid en hogere vermogensinstelling

HUID TE DONKER
GEEN BEHANDELING
MOGELIJK
ER BRANDT 1 ROOD
LAMPJE



DONKERE HUID
LAAGSTE
VERMOGENSINSTELLING
ER BRANDT 1 LAMPJE



LICHTE HUID
HOOGSTE
VERMOGENSINSTELLING
ER BRANDEN 10 LAMPJES



De hoeveelheid lichtenergie die wordt geleverd voor elk van de apparaatinstellingen in de Powermodus (afhankelijk van de huidskleur) wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal Brandende Vermogensbalklampjes	Maximale energie (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Dit volledige contact met uw huid stelt zeker dat u de beste resultaten krijgt, want alle lichtenergie die het apparaat uitstoot, bereikt de te behandelen plek.

10. DE HUIDCONTACTSENSOR

SmoothSkin Pure Fit is voorzien van een huidcontactsensor die vóór elke flits uw huidcontact controleert, waardoor zeker wordt gesteld dat het apparaat veilig is voor gebruik! Hierdoor voldoet het apparaat aan de strengste veiligheidsrichtlijnen.

De huidcontactsensor stelt ook zeker dat u de beste resultaten van uw apparaat krijgt. De sensor moet volledig contact maken met de te behandelen plek om ervoor te zorgen dat het apparaat flitst.

Dit volledige contact met uw huid betekent dat alle lichtenergie die uit het apparaat komt de te behandelen plek bereikt en de beste resultaten levert.

Als het apparaat niet volledig contact maakt met de te behandelen plek zal het apparaat niet werken. Probeer de positie van het apparaat aan te passen om er zeker van te zijn dat er volledig contact is, vooral op wat onhandigere plekken zoals armen en schenen.



11.SMOOTHSKIN PURE FIT-MODI

U kunt uw lichaam behandelen met een van de drie SmoothSkin Pure Fit-behandelingsmodi:



**Power-modus – Geen
indicatielampje**



**Zachte mode –
Indicatielampje Aan**



**Snelle modus –
Indicatielampje Aan**

Power-modus is de hoogste vermogensinstelling van het apparaat. Power-modus levert de beste resultaten, want hiervoor wordt het maximaal mogelijke vermogen voor uw unieke huidskleur gebruikt. Deze modus werkt met name goed op hardnekkige plekken waar de haartjes vaak dichter zijn, zoals

Zachte modus kan worden gebruikt als u de Power-modus niet comfortabel vindt of een beetje te pijnlijk. Als u het apparaat bedient in de Zachte modus zal het vermogen lager zijn en ziet u minder lampjes op de vermogensbalken branden als het apparaat op uw huid wordt gebruikt.

Snelle modus is de snelste modus en daarom de modus met het laagste vermogen. Snelle modus is het beste voor het behandelen van grotere plekken waar de haartjes minder dicht zijn (zoals de armen of benen), en waar u snel over de te behandelen huid wilt bewegen. Deze modus kan ook worden

gebruikt als een onderhoudsmodus om haargroei te voorkomen na uw eerste behandelingen.

Het apparaat staat standaard in de Power-modus als u het aanzet. U kunt wisselen tussen de drie modi door op de Modusknop onder de hoofdactiveringsknop te drukken.

Als u in een van deze modi zit, kunt u ook kiezen voor de Glij- of Drukmethode. De drukmethode wordt aangeraden voor kleine gebieden, zoals de onderarm en de bikinilijn. Plaats de handset op de huid, druk de activeringsknop in en laat hem weer los. Haal het apparaat van de huid voordat u het voorzichtig toepast op de volgende te behandelen plek.

De glijmethode wordt aangeraden voor grotere gebieden, zoals de benen. Plaats de handset op de huid, houdt de activeringsknop ingedrukt en glij dan met de handset tussen de flitsen door over de huid. Probeer de handset in een geleidelijk tempo te bewegen dat volledig dekking biedt zonder te overlappen of plekken over te slaan.

Activeringsknop



Modusknop

12.PRECISIEKOP

SmoothSkin Pure Fit heeft een afneembare precisiekop, die perfect is voor kleinere, lastigere gebieden (zoals bovenlip, vingers en tenen). Het voordeel hiervan is dat u tijdens elke behandeling nog meer flexibiliteit heeft.

Gebruik van de precisiekop zal uw apparaat wat trager maken, dus wij raden u aan om de kop alleen te gebruiken als dat echt noodzakelijk is, om zeker te stellen dat u de snelst mogelijke behandeling krijgt.

U kunt de precisiekop heel gemakkelijk bevestigen aan de voorkant van uw apparaat, d.m.v. een integrale magneet aan de binnenkant van het front van het hoofdapparaat. Deze magneet houdt de kop op zijn plek terwijl u de plek behandelt. U kunt de kop er gemakkelijk afhalen of er weer opzetten, afhankelijk van de te behandelen plek.




Als de precisiekop beschadigd is of er onderdelen missen (bijv. magneet of reflector) mag u hem NIET gebruiken.

Zorg ervoor dat de precisiekop op de juiste manier wordt vastgezet (logo bovenop)

Als de precisiekop onaangenaam heet wordt tijdens gebruik moet u de behandeling stoppen tot hij is afgekoeld.

Neem alle waarschuwingen voor OOGVEILIGHEID (paragraaf 3) in acht als de precisiekop is bevestigd.

Volg de reinigingsinstructies (paragraaf 13) voor de precisiekop



13. REINIGING, ONDERHOUD, OPSLAG

Na de behandeling moet u de SmoothSkin Pure Fit altijd uitzetten door de stekker uit het stopcontact en uit de SmoothSkin Pure Fit zelf te halen.

Na gebruik dienen de handset, de huidskleursor en het behandelingsvenster te worden gecontroleerd op schade en te worden afgeveegd met een droge, pluisvrije doek.

WAARSCHUWING: Het glasfilter kan tijdens gebruik heet worden. Raak het filter NIET aan en reinig het ook NIET gedurende ten minste 5 minuten na gebruik om het te laten afkoelen.

Gebruik NOOIT water of andere reinigingsvloeistoffen, want deze kunnen het apparaat beschadigen en een potentieel veiligheidsrisico opleveren.

Om ervoor te zorgen dat uw SmoothSkin Pure Fit optimaal werkt, is het vooral belangrijk om de voorkant van het apparaat en de reflector vrij te houden van vuil, haartjes en andere viezigheid.

Om de reinigingen te ondersteunen, kunt u de voorkant van het apparaat reinigen met een licht bevochtigde doek.

Bewaar SmoothSkin Pure Fit op een koele, droge plek. Zorg ervoor dat het behandelingsvenster en de huidskleursor op de handset beschermd zijn tegen schade.

Controleer het apparaat regelmatig (inclusief de kabels) op zichtbare tekenen van schade. In geval van schade of barsten mag u het apparaat niet meer gebruiken.

Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als u het niet gebruikt om wurg- of struikelgevaar te voorkomen.

14. REIZEN MET SMOOTHSKIN PURE FIT

Het voedingsapparaat van SmoothSkin Pure Fit is universeel en werkt met alle gebruikelijke voedingen. Als u een geschikte adapter voor de stekker van het apparaat heeft, zou SmoothSkin Pure Fit gewoon moeten werken.

15.PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De vermogensbalklampjes aan de zijkant van de handset gaan niet branden als ze op uw huid worden geplaatst.	"Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit. Zorg ervoor dat de handset in de GEREED-modus staat (druk één leer op Stand-by/Gereed). Zorg ervoor dat de huidsensoren op de huid gedrukt zijn. Zorg ervoor dat de huidsensor op de huid gedrukt is."
Terwijl het apparaat op uw huid drukt, brandt het eerste vermogensbalklampje aan de zijkant van de handset ROOD, en zal de SmoothSkin Pure Fit niet werken.	"De plek die u probeert te behandelen is te donker voor behandeling. SmoothSkin Pure Fit is voorzien van een intelligente huidskleursensor, die automatisch uw huidskleur detecteert en de optimale behandelingsinstelling selecteert. Door de aard van de Intense Pulsed Light-technologie is de SmoothSkin Pure Fit niet voor iedereen bestemd en kan hij geen zeer donkere huid behandelen."
De vermogensbalklampjes aan de zijkant van de handset branden of knipperen in een onbekend patroon, waaronder een rood led-indicatielampje.	SmoothSkin Pure Fit geeft een foutmelding weer door middel van combinaties van lampjes op de vermogensbalken aan de zijkanten van de handset. Dit geeft aan dat er een fout bij het apparaat is opgetreden. Stop het gebruik van het apparaat en raadpleeg de website.

PROBLEEM	OPLOSSING
De SmoothSkin Pure Fit-handset, het behandelingsvenster, de voeding of de kabel is beschadigd, gebroken, gebarsten of lijkt defect.	"NIET gebruiken. Als u twijfelt over de veiligheid van de SmoothSkin Pure Fit of vermoedt dat hij op de een of andere manier beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt en dient u de website te raadplegen."

16. GARANTIE

Wij bieden een garantie van 2 jaar op het product, beginnend vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode controleren wij gratis fouten in de materialen of in het vakmanschap en vervangen het hele apparaat naar eigen goeddunken.

Deze garantie geldt voor elk land waar dit apparaat wordt geleverd door CyDen of haar aangewezen distributeur.

Deze garantie dekt geen schade door onjuist gebruik, normale slijtage/normaal gebruik of defecten met een verwaarloosbare invloed op de waarde of werking van het apparaat. De garantie komt te vervallen als reparaties worden uitgevoerd door niet bevoegde personen en als geen originele SmoothSkin Pure Fit-onderdelen worden gebruikt. Bezoek onze website www.smoothskin.com voor service binnen de garantieperiode.

17. ETIKETTEN EN SYMBOLEN

	Type BF Toegepast Onderdeel		Markering voor wet- en regelgeving Australië
	Klasse II-apparaat		China RoHS-gebruikperiode milieubescherming
	Volg de gebruiksinstructies		Waarschuwing Optische Straling van apparaat kan oogletsel veroorzaken
	WEEE-afvalverwijderingssymbool van de Europese Unie		Trefoil-nalevingskenmerk voor Oekraïne
	Europese Conformiteitsmarkering		FCC EMC-compliance voor Noord-Amerika
	Droog houden		

FCC-VERKLARING:

OPMERKING: Dit apparaat is getest en beoordeeld als apparaat dat voldoet aan de beperkingen voor aan digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijk te noemen bescherming tegen schadelijke invloeden in een residentiële installatie te bieden. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie niet zal voorkomen in een bepaalde installatie. Als dit apparaat inderdaad schadelijke interferentie voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren d.m.v. een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Verhoog de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een uitgang op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Vraag de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

18. TECHNISCHE SPECIFICATIES

De SmoothSkin Pure Fit is een Intense Pulsed Light-breedbandsysteem met filter met de volgende technische specificaties:

- **Herhalingsfrequentie:** Handmatig pulserend om de 0,6 seconden (afhankelijk van de behandelingsinstelling), Continue bediening
- **Puls lengte:** Vrije afvoer FWHM = 2,0ms
- **Max Optische Uitvoer:** 3 - 6J/cm²
- **Golflengte:** 510 – 1100nm
- **Voedingskabelinvoer:** 100–240V[~], 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Bedrijfstemperatuur:** Tussen 5°C en 40°C
- **Bedrijfs luchtvochtigheid:** Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- **Bedrijfsdruk:** 700hPa tot 1060hPa
- **Behandelingsgebied (omvang plek):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Het gedeelte direct rondom het behandelingsvenster is geclassificeerd als het Toegepaste Gedeelte en kan een maximumtemperatuur van 60gradenC hebben. Stel zeker dat SmoothSkin Pure Fit wordt gebruikt zoals voorgeschreven in paragraaf 8.

TRANSPORTVOORWAARDEN:

- **Temperatuur:** -25°C tot +70°C
- **Luchtvochtigheid:** Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- **Druk:** 500hPa tot 1060hPa

Als het apparaat is opgeslagen bij temperaturen buiten de aangegeven bedrijfstemperatuur, wacht dan ten minste 30 minuten vóór gebruik, zodat het apparaat kan acclimatiseren.

SmoothSkin Pure Fit heeft onbeperkte flitsen en is bedoeld voor één gebruiker.

De minimale verwachte levensduur is 10 jaar als de instructies worden opgevolgd.

CE-markering certificeert dat dit apparaat in overeenstemming is met de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
- Richtlijn energie-gerelateerde producten 2009 / 125 / EC.

EMC

SmoothSkin Pure Fit voldoet aan de nieuwste EMC-normen en -aanpassingen die van toepassing zijn op Huishouden en Medische Hulpmiddelen. Dat zijn: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Deel 15B 15.107 & 15.109, IECS-003 Issue 6.0.

Veiligheid

SmoothSkin Pure Fit voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en -aanpassingen die van toepassing zijn op Huishouden en Medische Hulpmiddelen.

Dat zijn: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS"

Neem voor meer informatie contact op met CyDen Ltd

62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

Neem voor meer informatie contact op met CyDen Ltd

AFVALVERWIJDERING (einde levensduur)

Om de risico's voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken en zeker te stellen dat materialen kunnen worden gerecycled, moet dit product wordt ingeleverd bij een apart verzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Het WEEE-symbool op het product is speciaal aangebracht om u daaraan te herinneren.

SMOOTHSKIN PURE FIT 'E HOŞ GELDİNİZ

Tebrikler! Benzersiz güzellik, pürüzsüzlük ve kolaylık dünyasının kapısını araladınız. Gelin ve uygulamanız boyunca uzman tavsiyesi ve destek bulabileceğiniz www.smoothskin.com'daki sohbete katılın.

1. SMOOTHSKIN PURE FIT SİSTEMİ	119	9. TEN RENGİ SENSÖRÜ	140
2. SMOOTHSKIN PURE FIT NASIL ÇALIŞIR?	120	10. CİLT TEMAS SENSÖRÜ	143
3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ	122	11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODLARI	145
4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI	130	12. HASSAS BAŞLIK	147
5. SMOOTHSKIN PURE FIT KULLANMANIN FAYDALARI	133	13. TEMİZLİK, BAKIM VE DEPOLAMA	149
6. SMOOTH SKIN PURE FIT'İN KULLANIM AMACI NEDİR?	135	14. SMOOTHSKIN PURE FIT İLE SEYAHAT ETMEK	151
7. UYGUNLUĞUNUZ	135	15. ARIZA GİDERME	152
8. SMOOTHSKIN PURE FIT NASIL KULLANILIR	136	16. GARANTİ	153
		17. ETİKETLER VE SEMBOLLER	154
		18. TEKNİK ÖZELLİKLER	156

1. SMOOTHSKIN PURE FIT SİSTEMİ

PAKET İÇERİĞİ

SmoothSkin Pure Fit paketinin içinde şunları bulacaksınız:


- Epilatör ve Temel Ünite
- Güç Kablosu
- Hassas Başlık
- Kullanıcı Kılavuzu



2. SMOOTHSKIN PURE FIT NASIL ÇALIŞIR?

SmoothSkin Pure Fit tüylerin uzama döngüsünü kırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Işık enerjisi cilt yüzeyinin içinden aktarılır ve tüy gövdesinde bulunan melanin tarafından emilir. Emilen ışık enerjisi, ısı enerjisine dönüştürülür (cilt yüzeyinin altında), böylece folikülün daha fazla büyümesini etkisiz hale getirir. İşlem görmüş tüyler birkaç gün ila 1-2 haftada doğal olarak düşer.

Tüylerin uzaması döngüsel ve 3 ayrı ve peş peşe gelen aşamayı izler. IPL uygulaması sadece tüyler belirli bir aşamadayken (Anagen – uzama aşaması) etkili olur. Tüm tüyler hiçbir zaman aynı aşamada olmaz. Bu nedenle önerilen 12 haftalık uygulamadan oluşan uygulama rejimini izlemelisiniz



NE BEKLEMELİYİM

Uygulamadan hemen sonra, uygulamadan kaynaklanan herhangi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmamalısınız (Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için bölüm 4'e bakın).

İlk uygulamaları takip eden ilk birkaç hafta içinde, hala bazı tüylerin uzadığını göreceksiniz. Bunlar büyük ihtimalle uygulama esnasında gözden kaçan tüylerdir, yani uykuda bekleyen ve IPL'nin en etkili olduğu uzama aşamasında (Anagen) olmayan tüylerdir.

12 haftalık uygulama programından yaklaşık 6 hafta sonra, tüylerin uzamasında bir azalma görmelisiniz. Yine de, bazı tüylere uzama aşamasındayken bile uygulama yapılmamış olabilir. Haftalık uygulamalara devam etmek önemlidir.

12 haftalık programın ardından, uygulamanın yapıldığı bölgedeki tüylerde önemli bir azalma görmelisiniz. Kalan tüm tüyler daha ince ve daha açık renkli olmalıdır. Devam eden aylık uygulamalar, ya da gerekli uygulamalar, istenmeyen tüylerdeki azalmayı sürdürmelidir.

3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

KONTRENDİKASYONLAR

Çok koyu bir teniniz varsa SmoothSkin Pure Fit'i **KULLANMAYIN**. Aletin çıkış penceresinin yanında bulunan ten rengi sensörü ten renginizi tespit edecektir. Ten rengi sensörü, teninizin güvenli kullanım için çok koyu olduğunu tespit ederse SmoothSkin Pure Fit'in çalışması engellenecektir.

Teniniz yapay olarak veya doğal olarak bronzlaşmışsa veya güneşe aşırı maruz kalmaktan dolayı yanmışsa SmoothSkin Pure Fit'i **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Fit kullanırsanız, cildiniz güneşe maruz kaldıktan sonra ekstra hassas ve özellikle yanmaya, kabarmaya, renk değişikliğine ya da iz oluşumuna karşı duyarlı olabilir. SmoothSkin Pure Fit'i kullanmadan önce güneş yanığı veya bronzluk kaybolana kadar 1 hafta bekleyin.

Uygulamanın yapıldığı bölgeleri güneşe maruz **BIRAKMAYIN**. İşlem görmüş cildi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan önce, uygulamanın ardından en az 7 gün bekleyin.

SmoothSkin Pure Fit uygulamasının ardından cildiniz ekstra hassas olabilir ve özellikle güneş yanığına karşı duyarlı hale gelebilir. Uygulamanın yapıldığı bölgeye güneş kremi (SPF 15 veya üstü) sürün veya uygulama bölgesini uygun kıyafetlerle örtün.

SmoothSkin Pure Fit'i doğrudan meme uçlarında, genital bölgelerde veya anüs çevresinde **KULLANMAYIN**. Bu bölgeler daha koyu bir ten rengine ve/veya daha fazla tüy yoğunluğuna sahip olabilir. Aleti bu bölgelerde kullanmak rahatsızlık hissine/acıya neden olabilir veya cildinize zarar verebilir (yanık, renk değişikliği veya iz oluşumu).

SmoothSkin Pure Fit'i cilt kanseri veya kanser öncesi lezyonlar (ör. nevüs veya çok sayıda ben) geçmişiniz varsa **KULLANMAYIN**.

Kabarıklıklar ve yaralar üzerinde **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Fit'i hamileyseniz, emziriyorsanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

SmoothSkin Pure Fit'i uygulama yapmak istediğiniz bölgedeki doğum lekeleri, benler ya da siğiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Fit'i kullanmak cildinize zarar verebilir ya da mevcut koşulları kötüleştirebilir. Yanıklar, kabarıklıklar ve ciltte renk değişiklikleri veya iz oluşumu gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz.

SmoothSkin Pure Fit'i uygulama bölgesinde sedef hastalığı, vitiligo, egzama, akne, herpes

simpleks ya da aktif enfeksiyonları veya yaraları içeren herhangi bir cilt hastalığınız varsa **KULLANMAYIN.**

SmoothSkin Pure Fit'i 18 yaşının altındaysanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

UYARILAR

GÖZ GÜVENLİĞİ



SmoothSkin Pure Fit yoğun titreşimli ışık (intense pulsed light) flaşları yayar. Buna doğrudan maruz kalmak, gözleriniz için potansiyel olarak zararlıdır. Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymaya özen gösterin.

UYARI: Talimatlara uyulmazsa göz hasarı (görme kaybına yol açabilir) veya cilt hasarı meydana gelebilir. Talimatları okuyun ve onlara uyun

Epilatör yalnızca, ten rengi sensörü (uygulama penceresinin yanında) geçerli bir ten rengi okuması algılasa ve uygulama bölgesiyle tam temas halindeyse etkinleştirilebilir (flaşlama). Bununla birlikte:

Sistemde elektrik gücü varken ve açıkken doğrudan epilatorün uygulama penceresine

BAKMAYIN

Sistemi göze doğru etkinleştirmeye (flaşlama)

ÇALIŞMAYIN

Göz çevresindeki bölgelere (kaşlar veya kirpikler) uygulama YAPMAYIN. Yanlış kullanım göze hasarına yol açabilir, gözü maruz kalmaktan koruyun. Aleti göz kapakları üzerinde veya göze yakın yerlerde

KULLANMAYIN


YALNIZCA epilatorün ön tarafı uygulama yapmak istediğiniz bölgeyle iyi temas ettiğinde sistemi etkinleştirmeyi (flaşlama) deneyin.

Cildinize flaşlama yaparken epilatoründen uzağa bakmanızı **ÖNERİRİZ.**

ELEKTRİK VE GÜVENLİK

Her elektrikli alette olduğu gibi, güvenliğinizi sağlamak için belirli önlemler alınmalıdır.

SmoothSkin Pure Fit'i açmaya **ÇALIŞMAYIN** çünkü bu sizi tehlikeli elektrikli bileşenlere maruz bırakabilir.



Glass filter



SmoothSkin Pure Fit hasar görmüşse **KULLANMAYIN**; örneğin, çatlak epilator, kablo hasarı (iç tellerin görünür durumda olması), epilatorde çatlak veya kırık cam vb.

Küvetler, duşlar, lavabolar veya su içeren diğer kanalların yakınında **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Fit ıslanırsa kullanılmamalıdır.

SmoothSkin Pure Fit rahatsız edici derecede ısınırsa **KULLANMAYIN**. Bu, aletin zarar gördüğünün işareti olabilir.

SmoothSkin Pure Fit ile kullanılması için aletle birlikte verilenlerin dışında bir güç kaynağı veya başka bir bileşen **KULLANMAYIN**. Bu, alete zarar verebilir ve çalışmasını durdurabilir.

SmoothSkin Pure Fit'i cilt dışında herhangi bir yüzey üzerinde etkinleştirmeye (flaşlama)

ÇALIŞMAYIN.

UYARI bu ekipmanda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

SmoothSkin Pure Fit'i ana güç kaynağıyla bağlantısını kesmenin zor olacağı şekilde

KONUMLANDIRMAYIN.

GENEL GÜVENLİK

Uygulama yapmak istediğiniz bölgede cilt soyma işlemi yaptırdıysanız **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Fit uygulaması yapmadan önceki bir cilt soyma işleminin ardından lütfen 30 gün

bekleyin.

Bronzlaşmış cilde Yoğun Titreşimli Işık (IPL) uygulanması, uygulama yapılan ciltte kalıcı Hiperpigmentasyon (Koyulaşma) veya Hipopigmentasyon (açılma) ile sonuçlanabilir.

Dövme veya kalıcı makyajın olduğu bölgelerde **KULLANMAYIN**.

Güneş ışığına karşı bilinen bir hassasiyetiniz varsa (fotosensitivite) veya cildi daha hassas hale getiren ve fotosensitiviteye neden olan ilaçlar alıyorsanız, örn. Retin A, Accutane ve/veya diğer topikal retinoidler, **KULLANMAYIN**. Fotosensitivitenin (ışığa duyarlılık) bir yan etki olarak listelenip listelenmediğini görmek için her zaman tıbbi ürününüzle birlikte gelen talimat kitapçığını kontrol edin. SmoothSkin Pure Fit'in fotosensitif (ışığa duyarlı) cilt üzerinde kullanımı, şişme veya kabarıklıklar gibi cilt hasarlarıyla sonuçlanabilir. Cilde zarar verebileceğinden, aleti uygulamadan önce tıbbi yardım alın.

Bu alet, tıbbi durumların tedavisi için değildir. Örneğin benler, deri döküntüsü, kaşıntılı deri, deri mantarı veya enfeksiyonu, deri çıkıntıları veya et benlerini ele almak için doktor tavsiyesi aranmalıdır.

SmoothSkin Pure Fit hiçbir dolgunun veya botoksun üzerinde kullanılmamalıdır.

SmoothSkin Pure Fit, 18 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutulmalıdır. Çocuklar aleti

kullanmamalı, onunla oynamamalı, bakımını yapmamalı veya temizlememelidir. Bir dizi potansiyel risk vardır – yanıklara veya göz hasarına neden olan ışık çıkışına maruz kalma, elektrik çarpması, kablolarla boğulma.

SmoothSkin Pure Fit, alete zarar verebilecek evcil hayvanların ve haşeratin erişiminden uzak tutulmalıdır. Potansiyel riskler arasında işlev azalması ve elektrik çarpması sayılabilir.

SmoothSkin Pure Fit, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişilerin kullanımı için değildir. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin güvenli ve doğru kullanımıyla ilgili denetim veya talimat sağlanmadıysa.

SmoothSkin Pure Fit cam filtre, kullanım sırasında ısınacak kritik bir bileşendir. Filtreye kullanım esnasında veya kullanımdan hemen sonra **DOKUNMAYIN**. Filtreyi düzenli olarak hasar bakımından inceleyin. SmoothSkin Pure Fit'i filtre çatlak veya eksikse **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Fit uygulama penceresinin temiz ve birikintiden arındırılmış olduğundan emin olun. Uygulama esnasında, uygulama penceresi üzerindeki veya çevresindeki herhangi bir birikinti, ciltte kızarıklık veya şişme gibi geçici değişikliklere neden olabilir.

UYARI: Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra ciltte hasar meydana gelebilir. Aşırı geçişleri, titreşimlerin istiflenmesini ve/veya artan kullanım sıklığını içeren

aşırı kullanımdan kaçının

UYARI: Alette var olan güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakmayın

Uygulama rejiminde belirtilen kullanımı **AŞMAYIN**

ÖNLEMLER

Lazerle veya yoğun titreşimli ışık kaynakları ile tüyleri almak, bazı bireylerde tüylerin artmasına neden olabilir. Mevcut verilere göre, bu reaksiyon için en yüksek risk grupları yüz ve boyun bölgesine uygulama yapılan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.

SmoothSkin Pure Fit'i tüylerin tekrar uzamasını isteyebileceğiniz herhangi bir bölgede

KULLANMAYIN.

SmoothSkin Pure Fit aletini erkek yüzünde, çenesinde veya boynunda KULLANMAYIN. Bir erkeğin sakal bölgesindeki tüyler çok yoğundur ve bu bölgelerde SmoothSkin Pure Fit aletini kullanmak cilt hasarıyla sonuçlanabilir.

SmoothSkin Pure Fit'in kıvı, gri, beyaz veya sarışın tüylerde kullanılması önerilmez. SmoothSkin Pure Fit bu renkteki tüyler üzerinde etkili değildir.

4.POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI

SmoothSkin Pure Fit kullanımı yan etkilerle sonuçlanabilir. Aşağıdaki tabloda, SmoothSkin Pure Fit ile yapılan uygulamanın ardından meydana gelebilecek, bilinen cilt reaksiyonları listelenmiştir.

YAN ETKİ	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR
Uygulamanın yapıldığı bölgede hafif acı / rahatsızlık hissi	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz ve kullanmaya devam ettikçe acı azalmalıdır.
Uygulama esnasında genellikle birkaç saniye ile bir dakika arasında kaybolan ve kullanmaya devam ettikçe azalan sıcaklık duygusu veya karıncalanma hissi.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulamanın yapıldığı bölgede kaşıntı	Bu, IPL uygulamaları için oldukça yaygın bir durumdur ve kısa süre sonra hafiflemelidir. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bölgeyi kaşımayın.
Uygulama esnasında veya sonrasında dakikalar içinde kaybolan cilt kızarıklığı.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Cilt kızarıklığı kaybolduktan sonra aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

YAN ETKİ	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR
Dakikalar içinde kaybolmayan ve 24-48 saat süren cilt kızarıklığı.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Uygulama esnasında yoğun olan veya bir uygulamanın ardından devam eden acı veya rahatsızlık hissi.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.

ÇOK NADİR VAKALARDA	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR
İki ila üç gün içinde geçmeyen şişme ve kızarıklık.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Ten renginde geçici değişiklikler (renkte açılma veya koyulaşma).	Ten renginizde bir değişiklik olursa aleti kullanmayı derhal bırakın ve hekiminize danışın.
Ciltte kabarma, iz oluşumu ya da yanma.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın. Bölgeye soğuk kompres uygulayın. Antiseptik veya yanık kremi ile tedavi edin.

50 denekten oluşan bir klinik deneyde, her denek 12 haftalık işlem gördü. Kaydedilen etkiler şunlardı:

- Kaşıntı – 3 denek uygulamanın ardından hafif bir kaşıntı yaşadı.
- Hafif Kızarıklık – Bu 2 denek tarafından bildirilmiştir.
- Hafif Batma Hissi – 5 denek, uygulamanın ardından hafif bir rahatsızlık hissi bildirdi.
- Kıl Dönmesi – 1 denek, uygulamanın ardından bir kıl dönmesi sorunu yaşadığını bildirdi.
- Folikül Kızarıklığı – 1 denek uygulamanın ardından, uygulama yerinde kırmızı bir leke olduğunu bildirdi.

Tüm vakalarda, uygulamanın yapıldığı cilt 7 gün içinde normale döndü.

5. SMOOTHSKIN PURE FIT KULLANMANIN FAYDALARI

SmoothSkin Pure Fit, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak içindir.

SmoothSkin Pure Fit'in hem güvenliğini hem de etkinliğini değerlendirmek için klinik bir deney yapıldı. Klinik deneyin temel özellikleri şunlardı:

Tüm uygulamalar, tıbbi eğitim almamış operatörler tarafından, bu pakette temin edilen SmoothSkin Pure Fit ile aynı aletler kullanılarak tek bir yerde gerçekleştirildi;

Tüm deneklerden genel sağlıkları ile ilgili anketleri doldurmaları istenmiştir ve uygulama yapılamayanlar, örn. bu Kullanıcı Kılavuzunun 3. Bölümünde listelenen bir veya daha fazla kontrendikasyona sahip olanlar hariç tutulmuştur. Ek olarak, tüm deneklerden, uluslararası klinik deney gerekliliklerine göre Bilgilendirilmiş Onay vermeleri istenmiştir;

Yaşları 19 ile 45 arasında değişen toplam 53 kadın denek deneye başladı;

Üç denek, kişisel sebeplerden dolayı uygulama süresi devam ederken deneyden ayrıldı. Hiçbir denek, SmoothSkin Pure Fit kullanımıyla ilgili problemler sebebiyle deneyden ayrılmadı;

Her denek, seçtikleri vücut bölgesine 12 haftalık uygulama gördü. Tipik bir uygulama, bölgeyi tıraş edip ardından SmoothSkin Pure Fit'in, bu kullanıcı kılavuzunda Bölüm 8, Adım 3'te özetlenen süreci izleyerek uygulanmasından meydana gelir;

Son uygulamadan 6 ay sonra ve son uygulamadan 12 ay sonra tüy miktarındaki deęişimi ölçmek için tüy sayımları yapıldı. Uygulama yerlerindeki tüyler yüksek çözünürlükte fotoğrafçılıkla sayıldı ve tüylerin sayısındaki fark yüzde deęişim olarak hesaplandı;

Belirtildięi şekilde kullanıldığında, klinik deney katılımcılarında, uygulamadan önce alınan tüy sayımları ile karşılaştırıldığında, son uygulamadan 6 ay sonra ortalama %44 daha az tüy ve son uygulamadan 12 ay sonra %36 daha az tüy görüldü (Aşağıdaki Tabloya göz atın). Fiili sonuçlar kişiden kişiye deęişiklik gösterdi;

SMOOTHSKIN PURE	
Uygulamadan 6 Ay Sonra Denek Sayısı	50
Uygulamadan 6 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	43.9%
Uygulamadan 12 Ay Sonra Denek Sayısı	33
Uygulamadan 12 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	36.0%
Deneklerin %'si uygulamadan 12 ay sonra tüm vücut bölgelerinde başarıya ulaştı (tüylerde >% 30 azalış). Deneklerdeki Başarı, 12 ayda tüm uygulama yerlerindeki tüylerde % 30'dan daha fazla azalma olarak tanımlandı.	66.7%

Klinik deney esnasında yan etkilerin görülme sıklığı minimum düzeydeydi (yukarıda Bölüm 4'te özetlendięi gibi) ve deneklerin çoęu (50'den 48'i) arkadaşlarına SmoothSkin Pure Fit'i önerceęini belirtti.

6. SMOOTHSKIN PURE FIT'İN KULLANIM AMACI NEDİR?


KULLANIM AMACI

SmoothSkin Pure Fit, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak için tasarlanmıştır.

7. UYGUNLUĞUNUZ

VÜCUT BÖLGELERİ

SmoothSkin Pure Fit, vücut tüylerinde ve kadınlarda yanak çizgisinin altındaki yüz tüylerinde kullanıma uygundur.



TEN RENGİ


SmoothSkin Pure Fit, ten rengi 5 ve 5'e kadar olan açık, orta ve koyu ten renklerinde kullanıma uygundur.

SmoothSkin Pure Fit, teninizin rengini ölçen ve ten renginiz çok koyu ise kullanımı önleyen bir ten rengi

sensörü içerir.

TÜY RENGİ

SmoothSkin Pure Fit, doğal siyah veya kahverengi tüylerde kullanıma uygundur. Beyaz, gri, sarışın veya kıvılcık tüyler üzerinde aynı derecede etkili olmayabilir.



8. SMOOTHSKIN PURE FIT NASIL KULLANILIR?

UYARI: Uygulama sürecindeki her adımı izleyin, bir sonraki adıma geçmeden önce her adımı tüm yönleriyle tamamladığınızdan emin olun.

ADIM 1: UYGULAMANIN YAPILACAĞI BÖLGEYİ HAZIRLAMAK

Uygulama bölgesini temizleyin ve kurulayın. Unutmayın, bu aletle birlikte herhangi bir jel veya krem kullanmayın!



ADIM 2: BİR ALERJİ TESTİ YAPMAK

Her bir yeni vücut bölgesindeki ilk uygulamanızdan önce, cildinizin o bölgede SmoothSkin Pure Fit'e karşı reaksiyonunu test etmenizi ÖNERİRİZ.

Alerji testi bölgesi yaklaşık 3cm x 2cm boyutunda olmalıdır (cilde yan yana uygulanan 2 flaşa eşdeğer). Bölgeye uygulama yapmak için Adım 3'ü izleyin.

Alerji testinin ardından 24 saat bekleyin, böylece cildinizin işleme uygun olduğundan ve ışık enerjisine karşı hiçbir olumsuz reaksiyon olmadığından emin olun. 24 saat sonra hiçbir reaksiyon olmazsa alerji testi etrafındaki bölgeye uygulama yapabilirsiniz. 'Alerji testi yapılan bölge'ye en az 1 hafta boyunca yeniden uygulama yapılmamalıdır.

ADIM 3: SMOOTHSKIN PURE FIT İLE UYGULAMA YAPMAK

A) Güç kaynağını bir elektrik prizine takın. Fanlar çalışmaya başlayacak ve ten rengi sensörleri mavi renkte yanarak aletin açık olduğunu gösterecektir

POWER (GÜÇLÜ) MODU ZAMAN AŞIMI

Ünite "inaktif" bırakıldığında, yani 10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında, alet STANDBY (BEKLEME) moduna dönecek ve cilt sensörü ışıkları kapanacaktır. Uygulama için READY (HAZIR) moduna dönmek için Power (Güçlü) Modu düğmesine basın.

B) Ten rengi sensörünün ciltle temas halinde olduğundan emin olarak epilatorü uygulama yapılacak bölgeye sıkıca bastırın – SmoothSkin Pure Fit, cilt sensörleri ciltle tam temas halinde değilse çalışmayacaktır. Cilt sensörü geçerli bir ten rengi ölçtüğünde, önceden ayarlanmış çıkış gücü, güç çubuklarında gösterilir.



Gösterge Açık
Cilt Algılama



Doğru

Gösterge Kapalı
Cilt Algılama Yok



Yanlış

C) Etkinleştirme düğmesine basın. Alet flaşlama yapacaktır ve bir sıcaklık hissedilecektir.


D) Epilatörü uygulama yapılacak bir sonraki bölgeye taşıyın ve tekrarlayın. Aletin flaşlar arasında yeniden şarj etmesi gerekir.




Uygulama
Penceresi



Tam kapsama



Örtüşme



Gözden kaçırılan

E) TM BLGENİN iřlem grdğnden emin olun, fakat aynı yerlere uygulama YAPMAYIN.

ADIM 4: SMOOTHSKIN PURE FIT UYGULAMA PROGRAMINIZ

İdeal sonuçlara ulaşmak için, SmoothSkin Pure Fit, tüm folikllerin iřlem grdğnden emin olmak adına 12

hafta boyunca her hafta kullanılmalıdır.


İlk uygulama aşamasından sonra (12 haftalık uygulama), sonuçları korumak için SmoothSkin Pure Fit'in ayda bir veya gerektiğ kadar kullanılmasını öneririz.

ADIM 5: SMOOTHSKIN PURE FIT'İN KAPATILMASI

SmoothSkin Pure Fit'inize en iyi nasıl bakacağınızla ilgili ayrıntılar için bölüm 13'e bakın.

9.TEN RENGİ SENSR

Ten rengi sensr teninizin rengini ler ve gerekli olan doğru çıkış gc seviyesini ayarlar. Teniniz SmoothSkin Pure Fit ile uygulama yapmak için ok koyu ise ten rengi sensr bunu algılar ve aletin alışmasını engeller. Teniniz ok koyu ise gç ubuğunda KIRMIZI ışıklar gsterilecektir.Ten rengi sensrnn durumu, epilatorn her iki yanında bulunan gç ubuklarında grlebilir. Geerli bir ten rengi algılanırsa gç ubukları BEYAZ renkte yanar. Yanan ışıkların sayısı, gerek ten rengine baėlı olacaktır.



POWER BARS



Daha az ışık = Daha koyu ten ve Daha Düşük Güç Ayarı

Daha fazla ışık = Daha açık ten ve Daha Yüksek Güç Ayarı

ÇOK KOYU TEN
UYGULAMA MÜMKÜN DEĞİL
1 KIRMIZI İŞIK YANAR



KOYU TEN
EN DÜŞÜK GÜÇ AYARI
1 İŞIK YANAR



AÇIK TEN
EN YÜKSEK GÜÇ AYARI
10 İŞIK YANA



UYGUN DEĞİL

UYGUN

Power (Güçlü) Modundayken (ten rengine bağlı olarak) alet ayarlarının her biri için iletilen ışık enerjisi miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Yanan Güç Çubuğu Işıklarının Sayısı	Maksimum Enerji (J/cm ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisi uygulama bölgesine ulaştığı için en iyi sonuçları almanızı sağlar.

10. CİLT TEMAS SENSÖRÜENSOR

SmoothSkin Pure Fit, her flaştan önce cilt temasınızı kontrol ederek aletin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir cilt temas sensörü ile donatılmıştır! Bu, aleti en sıkı güvenlik yönetmeliklerine uygun hale getirir.

Ten rengi sensörü ayrıca, aletinizden en iyi sonuçları almanızı sağlar. Aletin flaşlaması için sensör, uygulama bölgesi ile tam temas halinde olmalıdır.

Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisinin en iyi sonuçları vermek için uygulama bölgesine ulaşması anlamına gelir.

Alet uygulama bölgesi ile tam temas halinde değilse alet flaşlama yapmayacaktır. Özellikle kollar ve kaval kemikleri gibi daha zor bölgelerde tam temasın elde edilmesini sağlamak için aletin konumunu ayarlamaya çalışın.



11. S. SMOOTHSKIN PURE FIT MODLARI

Vücudunuza, üç SmoothSkin Pure Fit uygulama modundan herhangi birini kullanarak uygulama yapabilirsiniz:



**Power (Güçlü) Modu -
Gösterge Yok**



**Gentle (Nazik) Mod -
Gösterge Açık**



**Speed (Hız) Modu -
Gösterge Açık**

Power (Güçlü) Modu, aletin en yüksek güç ayarıdır. Power (Güçlü) Modu, benzersiz ten renginiz için mümkün olan maksimum güç çıkışını kullandığından en iyi sonuçları verecektir. Bu mod, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi tüylerin daha yoğun olma eğiliminde olduğu inatçı bölgelerde özellikle işe yarar.

Power (Güçlü) Modu rahatsız edici veya biraz fazla acı verici bulursanız, Gentle (Nazik) Mod kullanılabilir. Aleti Gentle (Nazik) Modda çalıştırmak, güç çıkışını azaltır ve cildinize uygulandığında daha az Güç Çubuğu göstergesinin yandığını fark eders

Speed (Hız) Modu, en hızlı moddur ve bu sebeple en düşük güç modudur. Speed (Hız) Modu, tüylerin daha az yoğunlukta olduğu (kollar veya bacaklar gibi) daha geniş bölgelere ve uygulama bölgesi boyunca hızlı bir şekilde hareket etmek istediğiniz yerlere uygulama yapmak için en iyisidir. Ayrıca, ilk uygulama rejiminizden sonra tüylerin yeniden uzamasını engellemek için bir koruma modu olarak da kullanılabilir.

Power (Güçlü) Modu, aletiniz açıldığında varsayılan ayardır. Ana Etkinleştirme Düğmesinin altındaki Mod Düğmesine basarak üç mod arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu modlardan herhangi birindeyken, Glide (Kaydırma) Metodu veya Stamp (Damga) Metodu kullanıp kullanmamayı da seçebilirsiniz. Stamp (Damga) Metodu, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi küçük bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesine basın ve bırakın. Bir sonraki uygulama bölgesine dikkatlice tekrar uygulamadan önce ciltten çekin.



Bacaklar gibi daha geniş bölgeler için Glide (Kaydırma) Metodu önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesini basılı tutun (sürekli bastırın), ardından epilatorü flaşlar arasında cilt boyunca kaydırın. Epilatörü, örtüşen veya gözden kaçırılan bölgeler olmadan tam kapsama sağlayan sabit bir hızda hareket ettirmeye çalışın.

12. HASSAS BAŞLIK

SmoothSkin Pure Fit, daha küçük, zorlu bölgeler (üst dudak, parmaklar ve ayak parmakları gibi) için mükemmel olan takıp çıkarılabilir hassas bir başlıkla birlikte gelir. Bu, her uygulama esnasında size daha fazla esneklik sağlama avantajına sahiptir.


Hassas başlığın kullanılması aletinizi biraz yavaşlatır, bu nedenle mümkün olan en hızlı uygulamayı almanızı sağlamak için yalnızca gerektiğinde kullanmanızı öneririz.



Hassas başlık, ana aletin ön tarafındaki dahili bir mıknatıs aracılığıyla aletin ön tarafına kolayca takılır. Bu mıknatıs, siz bölgeye uygulama yaparken başlığı yerinde tutar. Uygulama yaptığınız bölgeye bağlı olarak klipsini açın veya yeniden takın.

Hassas başlık hasar görmüşse veya herhangi bir parçası eksikse (örn. mıknatıs veya reflektör), KULLANMAYIN.

Hassas başlık, ana aletin ön tarafındaki dahili bir mıknatıs aracılığıyla aletin ön tarafına kolayca takılır. Bu mıknatıs, siz bölgeye uygulama yaparken başlığı yerinde tutar. Uygulama yaptığınız bölgeye bağlı olarak klipsini açın veya yeniden takın.



Hassas başlık hasar görmüşse veya herhangi bir parçası eksikse (örn. mıknatıs veya reflektör), KULLANMAYIN.

Hassas başlığın doğru yönde takıldığından emin olun (üstteki logo)

Hassas başlık kullanım sırasında rahatsız edici derecede ısınırsa soğuyana kadar uygulamayı durdurun.

Hassas başlık takılıken tüm GÖZ GÜVENLİĞİ uyarılarına (Bölüm 3) uyun.

Hassas başlık için temizleme talimatlarını (Bölüm 13) izleyin

13. TEMİZLİK, BAKIM, DEPOLAMA

Uygulamanın ardından her zaman SmoothSkin Pure Fit'i, güç kaynağını SmoothSkin Pure Fit'ten ve elektrik prizinden çıkararak kapatın.

Kullanımın ardından, epilator, ten rengi sensörü ve uygulama penceresi hasar bakımından incelenmeli ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle silinmelidir.

UYARI: Cam filtre kullanım esnasında ısınabilir. Filtreyi soğumaya bırakmak için kullandıktan sonra en az 5 dakika dokunmayın veya filtreyi TEMİZLEMİYİN.

Alete zarar vererek potansiyel bir güvenlik tehlikesine yol açabileceğinden ASLA su veya diğere temizleme sıvılarını kullanmayın.

SmoothSkin Pure Fit'inizin maksimum performansını sağlamak için, aletin ön tarafını ve reflektörü kir, tüy veya diğere birikintilerden uzak tutmak özellikle önemlidir.

Bu parçanın temizlenmesine yardımcı olmak için, aletin ön tarafı hafif nemli bir bezle temizlenebilir.

SmoothSkin Pure Fit'i serin, kuru bir yerde muhafaza edin. Epilatördeki uygulama penceresinin ve ten rengi sensörünün hasardan korunduğundan emin olun.

Aleti (kablolar dahil) gözle görülür hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar veya çatlak olması durumunda, aleti kullanmayı bırakın.

Boğulma veya takılma tehlikesini önlemek için, kullanmadığınız zamanlarda aleti daima elektrik prizinden çıkarın.

14. SMOOTHSKIN PURE FIT İLE SEYAHAT ETMEK

SmoothSkin Pure Fit'in güç kaynağı ünitesi evrenseldir ve yaygın olarak karşılaşılan tüm ana güç kaynakları ile çalışacaktır. Ana güç kaynağı kablo fişi için uygun bir adaptöre sahip olduğunuz takdirde, SmoothSkin Pure Fit normal şekilde çalışacaktır.

15. ARIZA GİDERME

PROBLEM	ÇÖZÜM
Epilatör üzerindeki etkinleştirme düğmesi ışıkları cildinize yerleştirildiğinde yanmıyor.	Güç kaynağının takılı olduğundan emin olun. Epilatörün READY (HAZIR) modunda olduğundan emin olun (Standby (Bekleme)/Ready (Hazır) düğmesine bir kez basın). Cilt sensörlerinin cilde bastırıldığından emin olun.Ten rengi sensörünün cilde bastırıldığından emin olun.
Cildinize bastırıldığında, epilatorün yan tarafındaki ilk güç çubuğu göstergesi KIRMIZI renkte yanıyor ve SmoothSkin Pure Fit çalışmıyor.	Uygulama yapmaya çalıştığınız bölge, uygulama için çok koyu renkte.SmoothSkin Pure Fit, ten renginizi otomatik olarak algılayan ve ideal uygulama ayarını seçen akıllı bir ten rengi sensörü içerir. Yoğun Titreşimli Işık (Intense Pulsed Light) teknolojisinin doğası gereği, SmoothSkin Pure Fit herkes için uygun değildir ve çok koyu tene uygulama yapamaz.
Epilatörün yan tarafındaki güç çubuğu göstergeleri açık veya kırmızı bir LED gösterge ışığı da dahil olmak üzere alışılmadık bir biçimde yanıp sönüyor.	SmoothSkin Pure Fit, epilatorün yan taraflarındaki güç çubuklarında bulunan ışık kombinasyonları aracılığıyla herhangi bir hata mesajını gösterecektir. Bu, alette bir arıza olduğunu gösterir. Aleti kullanmayı bırakın ve web sitesine başvurun.
SmoothSkin Pure Fit epilator, uygulama penceresi, güç kaynağı veya kablosu hasarlı, kırık, çatlak veya bozuk görünüyor.	KULLANMAYIN.SmoothSkin Pure Fit'in güvenliği konusunda herhangi bir şüphemiz varsa veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız, kullanmamalı ve web sitesine başvurmalısınız."

16. GARANTİ

Ürüne satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti veriyoruz. Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik konusundaki arızaları ücretsiz olarak kontrol edip kendi takdirimize göre komple cihazı yenileyeceğiz.

Bu garanti, bu cihazın CyDen veya onun belirlediği distribütör tarafından tedarik edildiği her ülke için geçerlidir.

Bu garanti yanlış kullanım, normal aşınma veya kullanıma bağlı hasarların yanı sıra cihazın değeri veya işleyişi üzerinde ihmal edilebilir etkisi olan kusurları kapsamaz. Tamirler yetki verilmemiş kişiler tarafından yapıldığı ve orijinal SmoothSkin Pure Fit parçaları kullanılmadığı takdirde bu garanti geçersiz hale gelir. Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin www.smoothskin.com

17. ETİKETLER VE SEMBOLLER

	Tip BF Uygulamalı Parça		Avustralya Mevzuata Uygunluk İşareti
	Class II Ekipman		Çin RoHS çevre koruma kullanım süresi
 	Kullanım Talimatlarını uygulayın		Uyarı Cihazdaki Optik Radyasyon gözlerde yaralanmaya yol açabilir
	Avrupa Birliği WEEE atık imha işareti		Ukrayna Trefoil uyumluluk işareti
	Avrupa Uygunluk İşareti		Kuzey Amerika için FCC EMC uyumluluğu
	Kuru Saklayın		

FCC BEYANI:

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili sınırlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, evde kurulum halinde zararlı enterferansa karşı makul ölçülerde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisini üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir ve talimatlara uygun kurulum kullanıldığında telsiz iletişime zararlı enterferansa yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulum halinde enterferans oluşacağı ile ilgili bir garanti yoktur. Bu ekipman açılıp kapatıldığında tespit edilebilecek şekilde radyo ve televizyon sinyali alınmasına zarar veren enterferansa yol açarsa kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden biri veya birden fazlasını alarak enterferansı düzeltmeye teşvik edilmektedir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirerek..
- Ekipman ile alıcı arasındaki ayırma seviyesini artırarak.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayarak.
- Yardım için satış temsilcisine veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

18.TEKNİK ÖZELLİKLER

SmoothSkin Pure Fit, aşağıdaki teknik özelliklere sahip filtreli bir geniş bant Yoğun Titreşimli Işık (Intense Pulsed Light) sistemidir:

- **Tekrarlama Oranı:** Manuel olarak her 0,45 ila 1 saniyede bir ışık verir (uygulama ayarına bağlı olarak), Sürekli çalışma
- **Darbe Uzunluğu:** Serbest deşarj FWHM = 2,0 ms
- **Maks Optik Çıkış:** 3 - 6J/cm²
- **Dalga boyu:** 510 – 1100nm
- **Güç Kablosu Girişi:** 100–240V[~], 50/60Hz,1,7-0.91A
- **Çalışma sıcaklığı:** 5°C ile 40°C arası
- **Çalışma nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Çalışma basınçları:** 700hPa ila 1060hPa
- **Uygulama bölgesi (benek çapı):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Uygulama penceresinin hemen etrafındaki alan Uygulamalı Parça olarak sınıflanmıştır ve maksimum 60 derece sıcaklığa ulaşabilir. SmoothSkin Pure Fit'in Bölüm 8'deki talimatlara göre kullanıldığından emin olun.

NAKLIYE KOŞULLARI:

- **Sıcaklık:** -25°C ila +70°C
- **Nemlilik:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Basınçla:** 500hPa ila 1060hPa

Cihaz, belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde, kullanmadan önce lütfen cihazın en az 30 dakika ortama uyum sağlamasını bekleyin.

SmoothSkin Pure Fit sınırsız flaş özelliğine sahiptir ve tek kullanıcı için tasarlanmıştır.

Tavsiye edilen uygulama rejimiyle beklenen servis ömrü en az 10 yıldır.

CE işareti, bu cihazın aşağıdaki AB Yönetmeliklerine uygun olduğunu belgelendirir:

- Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB.
- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB.
- Enerji ile İlgili Ürün Yönetmeliği 2009/125/AT.

EMC

SmoothSkin Pure Fit, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel EMC Standartları ve Revizyonları ile uyumludur. Bunlar aşağıdadır: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Bölüm 15B 15.107 ve 15.109, IECS-003 Sayı 6.0.

Güvenlik

SmoothSkin Pure Fit, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel Güvenlik Standartları ve Revizyonları ile uyumludur.

Bunlar aşağıdadır: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

Diğer detaylar için CyDen Ltd ile görüşün

İMHA (hurdaya ayırma)

Sağlık ve çevreye olan tehlikeleri en aza indirmek ve malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak için, bu ürün atık elektrikli ve elektronik ekipman konusundaki ayrı bir toplama merkezinde imha edilmelidir. Ürün üzerindeki WEEE sembolü size bunu hatırlatmak içindir.

SMOOTHSKIN



You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
(www.smoothskin.com)

Vous pouvez nous contacter via notre page web
SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

U kunt ons bereiken via onze SMOOTHSKIN-
website (www.smoothskin.com)

Bize SMOOTHSKIN web sayfası (www.smoothskin.com) aracılıyla ulaşabilirsiniz



CyDen Limited, Block A,
Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea, SA1 8QB, UK

CM12-1803-01 | Type: SSG2

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide.

*Le produit peut varier des illustrations présentées dans ce guide.

*Product kan afwijken van afbeeldingen in deze handleiding.

* Ürün, bu kılavuzda gösterilen görselden farklı olabilir