

SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE



ENGLISH

Page

4



FRANÇAIS

Page

41

عربي

رقم الصفحة

78

فارسی

شماره صفحه

116

SMOOTHSKIN

pure
fit

Welcome to SMOOTHSKIN PURE FIT

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

| | | | |
|---|----|---|----|
| 1. THE SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM | 5 | 10. THE SKIN CONTACT SENSOR | 27 |
| 2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE FIT WORK | 6 | 11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODES | 29 |
| 3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION | 8 | 12. THE PRECISION HEAD | 31 |
| 4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS | 15 | 13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE | 33 |
| 5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE FIT | 17 | 14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT | 33 |
| 6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE FIT | 19 | 15. TROUBLESHOOTING | 34 |
| 7. YOUR SUITABILITY | 19 | 16. WARRANTY | 35 |
| 8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE FIT | 20 | 17. LABELS AND SYMBOLS | 36 |
| 9. THE SKIN TONE SENSOR | 24 | 18. TECHNICAL SPECIFICATIONS | 38 |

1. THE SMOOTHSKIN PURE FIT SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of SmoothSkin Pure Fit you will find the following:


- Handset and Base Unit
- Power Cable
- Precision Head
- User Manual



2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE FIT WORK

SmoothSkin Pure Fit is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which disables the hair follicle. Treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.

Hair growth is cyclical and follows 3 distinct and consecutive phases. IPL treatment is only effective when hairs are in a particular phase (the Anagen – growth phase). Not all hairs are in the same phase at any one time. This is why you should follow the recommended treatment regimen of 12 weekly treatments.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 6 weeks into the 12 week treatment programme you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week programme, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour. Continued monthly treatments, or treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.

3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Pure Fit will be prevented.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discolouring or scarring if you use SmoothSkin Pure Fit. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Pure Fit.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Pure Fit treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin colour and/or greater hair density. Using the device in these

areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use on blisters and scars.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Pure Fit may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin colour changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNINGS



EYE SAFETY

SmoothSkin Pure Fit emits flashes of intense pulsed light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye. **ONLY** attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat. **WE RECOMMEND** you look away from the handset when firing onto your skin.

ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DO NOT try to open SmoothSkin Pure Fit, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Fit is damaged; for example, cracked handset, cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc. This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Pure Fit becomes wet, it should not be used.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Fit becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.

DO NOT use a power supply or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Pure Fit. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Pure Fit onto any surface other than skin.



Glass filter



WARNING no modification of this equipment is allowed.

DO NOT position SmoothSkin Pure Fit so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Pure Fit.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use if you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/ or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Pure Fit on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin. This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Pure Fit should not be used over any fillers or botox.

SmoothSkin Pure Fit should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks – exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables.

SmoothSkin Pure Fit should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

SmoothSkin Pure Fit is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Unless they have been given supervision or instruction concerning safe and proper use of the device by a person responsible for their safety.

SmoothSkin Pure Fit glass filter is a critical component that will get hot during use.

DO NOT touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Pure Fit treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use SmoothSkin Pure Fit device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense and using SmoothSkin Pure Fit device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Pure Fit is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Pure Fit is not effective on these hair colours.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of SmoothSkin Pure Fit could result in side effects. The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with SmoothSkin Pure Fit.

| SIDE EFFECT | HOW TO ASSESS & REACT |
|--|--|
| Mild pain / discomfort in the area being treated. | This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use. |
| Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use. | This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed. |
| Itchiness in the treatment area. | This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area. |
| Skin redness during or after treatment which disappears within minutes. | This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared. |

| SIDE EFFECT | HOW TO ASSESS & REACT |
|--|---|
| Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours. | Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. |
| Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment. | Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. |
| IN VERY RARE CASES | HOW TO ASSESS AND REACT |
| Swelling and redness that does not disappear within two to three days. | Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. |
| Temporary changes in skin colour (lightening or darkening). | If your skin colour changes, stop using the device immediately and consult your physician. |
| Blistering, scarring or burning of the skin. | Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream. |

In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. The recorded effects were:

- Itchiness – 3 subjects experienced mild itchiness after treatment.
- Slight Redness – This was reported by 2 subjects.
- Mild Stinging Sensation – 5 subjects reported mild discomfort following treatment.

- In-growing Hair – 1 subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
- Follicle Redness – 1 subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE

SmoothSkin Pure Fit is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of SmoothSkin Pure Fit. The key features of the clinical trial were:

All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to SmoothSkin Pure Fit provided in this package;

All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international clinical trial requirements;

A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial;

Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of SmoothSkin Pure Fit;

Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted

of shaving the site then applying SmoothSkin Pure Fit following the same process as outlined in Section 8, Step 3 of this user manual;

Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the treatment sites were counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change;

When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

| SMOOTHSKIN PURE | |
|---|-------|
| Number of Subjects at 6 Months Post Treatment. | 50 |
| Hair Reduction at 6 Months Post Treatment. | 43.9% |
| Number of Subjects at 12 Months Post Treatment. | 33 |
| Hair Reduction at 12 Months Post Treatment. | 36.0% |
| % of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 months. | 66.7% |

The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the majority of subjects (48 out of 50) would recommend SmoothSkin Pure Fit to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE FIT

INTENDED USE

SmoothSkin Pure Fit is intended for the permanent reduction in unwanted hair.


7. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheek line.

SKIN COLOUR


SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on light, medium and dark skin tones, up to and including skin tone 5.



SmoothSkin Pure Fit incorporates a skin tone sensor that measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

HAIR COLOUR

SmoothSkin Pure Fit is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE FIT

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.


STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry. Remember, don't use any gels or creams with this device!

STEP 2: DOING A TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we RECOMMEND you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Fit.



The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should NOT be re-treated for at least 1 week.


STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Plug the power supply into an electrical outlet. The fans will start up and the skin tone sensors will light up blue, indicating the device is switched on.


POWER MODE TIMEOUT

When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the skin sensor lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the Power Mode button.

B) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the skin tone sensor is in contact with the skin – SmoothSkin Pure Fit will not operate if the skin sensors are not in full contact with skin. Once the skin sensor measures a valid skin tone, the pre-set output power is displayed on the power bars.



- C) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- D) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes.
- E) Ensure that the ENTIRE AREA receives treatment, but DO NOT overlap treatment pulses.



STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE FIT TREATMENT SCHEDULE

For optimal results, SmoothSkin Pure Fit should be used every week for 12 weeks to ensure all hair follicles are treated.

After the initial treatment phase (12 weekly treatments), to maintain results we recommend SmoothSkin Pure Fit is used once a month, or as required.

STEP 5: SWITCHING OFF SMOOTHSKIN PURE FIT

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Fit should be unplugged from the power supply, and the electrical outlet.

Refer to section 13 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Fit.



9. THE SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the colour of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Fit, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. RED lights will be shown in the power bar if your skin is too dark. The status of the skin tone sensor can be seen on the power bars located on both sides of the handset. If a valid skin tone is detected, the power bars will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.

POWER BARS



Less lights = Darker skin and Lower Power Setting

More lights = Lighter skin and Higher Power Setting

SKIN TOO DARK
NO TREATMENT POSSIBLE
1 RED LIGHT ILLUMINATED



DARK SKIN
LOWEST POWER SETTING
1 LIGHT ILLUMINATED



LIGHT SKIN
HIGHEST POWER SETTING
10 LIGHTS ILLUMINATED



NOT SUITABLE

SUITABLE

The amount of light energy delivered for each of the device settings when in Power Mode (depending on skin colour) is shown in the table below.

| Number of Power Bar Lights Illuminated | Maximum Energy (J/cm²) |
|---|--|
| 10 | 6.00 |
| 9 | 5.78 |
| 8 | 5.56 |
| 7 | 5.33 |
| 6 | 5.11 |
| 5 | 4.89 |
| 4 | 4.67 |
| 3 | 4.44 |
| 2 | 4.22 |
| 1 | 4.00 |

This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.

10. THE SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Pure Fit is fitted with a skin contact sensor that checks your skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device compliant with the most stringent safety regulations.

The skin contact sensor also ensures you get the best results from your device. The sensor must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash.

This full contact with your skin means that all the light energy emitted from the device reaches the treatment area to deliver the best results.

If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not fire. Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.



11. SMOOTHSKIN PURE FIT MODES

You can treat your body using any one of the three SmoothSkin Pure Fit treatment modes:



Power Mode – No Indicator



Gentle Mode – Indicator On



Speed Mode – Indicator On

Power Mode is the highest power setting of the device. Power Mode will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This mode works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser, such as underarms and bikini line.

Gentle Mode can be used if you find Power Mode uncomfortable or a little too painful. Operating the device in Gentle Mode will reduce the power output, and you will notice less Power Bar indicators illuminated when applied to your skin.

Speed Mode is the fastest mode, and therefore the lowest power mode. Speed Mode is best for treating larger areas where the hair is less dense (such as arms or legs), and where you want to move along the treatment area quickly. It can also be used as a maintenance mode, to be used to keep hair regrowth at bay after your initial treatment regime.

Power Mode is the default setting when your device is switched on. You can toggle between the three modes pressing the Mode Button underneath the main Activation Button.

When in any of these modes, you can also choose whether to use Glide Method or Stamp Method.

Stamp Method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press & release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide Method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



12. THE PRECISION HEAD

SmoothSkin Pure Fit comes with a detachable precision head that is perfect for smaller, tricky areas (like upper lip, fingers, and toes). This has the benefit of giving you even more flexibility during each treatment.

Using the precision head will slow your device down a little, so we only recommend using when needed, to ensure you get the fastest treatment possible.

The precision head simply attaches on to the front of your device via an internal magnet inside the front of the main device. This magnet holds the head in place whilst you treat the area. Simply unclip or re-attach depending on what area you're treating.




If the precision head is damaged or missing any parts (e.g. magnet or reflector), then **do not use**.

Ensure the precision head is fitted in the correct orientation (logo at the top).

If the precision head becomes uncomfortably hot during use, then stop treatment until it has cooled down.

Follow all EYE SAFETY warnings (Section 3) when the precision head is fitted.

Follow the cleaning instructions (Section 13) for the precision head.



13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Fit by unplugging the power supply from SmoothSkin Pure Fit and the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensor and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING: The glass filter can get hot during use. DO NOT touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

To ensure maximum performance of your SmoothSkin Pure Fit, it is particularly important to keep the front of the device and reflector free from dirt, hair or other debris.

To aid in the cleaning of this part, the front of the device can be cleaned with a slightly damp cloth. Store SmoothSkin Pure Fit in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device. To prevent strangulation or tripping hazard, always unplug the device from power socket when not in use.

14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE FIT

The power supply unit of SmoothSkin Pure Fit is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, SmoothSkin Pure Fit will operate as normal.

15. TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|--|
| The power bar indicators on the side of the handset do not light up when placed against your skin. | Make sure the power supply is plugged in. Make sure the handset is in READY mode (press the Standby/Ready button once). Ensure the skin sensors are pressed against the skin. Ensure the skin tone sensor is pressed against the skin. |
| Whilst pressed against your skin, the first power bar indicator on the side of the handset is illuminated RED, and SmoothSkin Pure Fit will not work. | The area you are trying to treat is too dark for treatment. SmoothSkin Pure Fit includes an intelligent skin tone sensor that automatically detects your skin tone and selects the optimal treatment setting. Due to the nature of Intense Pulsed Light technology, SmoothSkin Pure Fit is not for everyone and cannot treat very dark skin. |
| The power bar indicators on the side of the handset are on or are flashing in an unfamiliar pattern including a red LED indicator light. | SmoothSkin Pure Fit will display any error messages through combinations of lights the on the power bars on the sides of the handset. This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and refer to the website. |
| SmoothSkin Pure Fit handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective. | DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Fit or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should refer to the website. |

16. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Pure Fit parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website www.smoothskin.com

17. LABELS AND SYMBOLS

SMOOTHSKIN PURE is marked with the following symbols:

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Type BF Applied Part |  | Australia Regulatory Compliance Mark |
|  | Class II Equipment |  | China RoHS environmental protection use period |
|  | Follow Instructions for use |  | Warning Optical Radiation from device may cause eye injury |
|  | WEEE waste disposal mark of the European Union |  | Trefoil compliance mark for Ukraine |
|  | European Conformity Marking |  | FCC EMC compliance for North America |
|  | Keep Dry | | |

FCC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

18. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Fit is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 1 second (dependent on treatment setting), Continuous operation
- **Pulse Length:** Free discharge FWHM = 2.0ms
- **Max Optical Output:** 3 - 6J/cm²
- **Wavelength:** 510 – 1100nm
- **Power Line Input:** 100–240V[~], 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 60degC. Ensure SmoothSkin Pure Fit is used as directed in Section 8.

TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Fit has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.

SmoothSkin Pure Fit complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 6.0

SmoothSkin Pure Fit complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

For further details contact CyDen Ltd

DISPOSAL (end of life)

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment. The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.

Bienvenue à **SMOOTHSKIN PURE FIT**

Félicitations! Vous avez ouvert la porte d'un monde inégalé de beauté, de douceur et de commodité. Rejoignez la conversation dans **www.smoothskin.com** où vous trouverez des conseils d'expert et de l'aide tout au long de votre traitement.

| | | | |
|---|----|---|----|
| 1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE FIT | 42 | 9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU | 61 |
| 2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE FIT | 43 | 10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU | 64 |
| 3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES | 44 | 11. MODES SMOOTHSKIN PURE FIT | 66 |
| 4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES | 51 | 12. LA TÊTE DE PRÉCISION | 68 |
| 5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE FIT | 54 | 13. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT | 70 |
| 6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE FIT | 56 | 14. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE FIT | 70 |
| 7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ À VOUS? | 56 | 15. DÉPANNAGE | 71 |
| 8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE FIT | 57 | 16. GARANTIE | 72 |
| | | 17. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES | 73 |
| | | 18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | 75 |

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE FIT

CONTENU D'EMBALLAGE

À l'intérieur de l'emballage du SmoothSkin Pure Fit, vous trouverez:


- Appareil et bloc d'alimentation
- Câble électrique
- Tête de précision
- Manuel d'utilisateur



2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE FIT

Le SmoothSkin Pure Fit est conçu pour permettre de briser le cycle pileux. L'énergie lumineuse est transférée à travers la surface de la peau et est absorbée par la mélanine présente dans la tige pileuse. L'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau), qui empêche les follicules pileux. Les poils traités tombent naturellement pendant une période allant de quelques jours à une ou deux semaines.

La croissance des poils est cyclique et suit 3 phases distinctes et consécutives. Le traitement IPL n'est efficace que lorsque les poils sont dans une phase spécifique (la phase anagène de croissance). Tous les poils ne se trouvent pas à la même phase au même moment. C'est pour cette raison que vous devez suivre le programme recommandé de traitement hebdomadaire pendant 12 semaines.



À QUOI VOUS ATTENDRE?

Juste après le traitement, vous ne devez pas voir d'effets secondaires importants issus du traitement

(consultez le chapitre 4 pour voir d'autres informations sur les effets secondaires).

Au cours des premières semaines suivant les traitements initiaux, vous verrez encore des poils pousser. Ce sont certainement des poils qui ont été manqués au cours du traitement, c.-à-d. qu'ils étaient en dormance et pas dans leur phase de croissance (anagène) pendant le traitement, lorsque l'IPL est le plus efficace.

Autour de la sixième semaine du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez constater une réduction de la repousse. Toutefois, de nombreux poils n'ont toujours pas été traités pendant leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements hebdomadaires.

À la fin du programme de 12 semaines, vous devriez voir une réduction importante des poils sur la zone traitée. Les poils restants doivent être plus fins et de couleur plus claire. Les traitements mensuels continus ou selon le besoin, devraient maintenir la réduction des poils indésirables.

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si votre peau est très foncée. Le capteur de teinte de peau situé près de la fenêtre d'émission de l'appareil déterminera la teinte de votre peau. Si le capteur de teinte de peau détermine que votre peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité, le fonctionnement du SmoothSkin Pure Fit sera désactivé.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si votre peau a été bronzée artificiellement ou est brûlée suite à une surexposition au soleil. Votre peau est peut-être extra sensible suite à une exposition au soleil et

particulièrement susceptible de brûler, de former des cloques, de se décolorer ou de faire des cicatrices si vous utilisez le SmoothSkin Pure Fit. Attendez une semaine, jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser le SmoothSkin Pure Fit.

N'EXPOSEZ PAS les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée directement à la lumière du soleil. Votre peau pourrait être ultra-sensible après le traitement SmoothSkin Pure Fit et particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez de la crème solaire (SPF 15 ou plus) à la zone traitée ou couvrez la zone traitée avec des vêtements adaptés.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit directement sur les tétons, les parties génitales ou autour de l'anus. Ces zones pourraient avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut provoquer de la gêne/des douleurs ou des blessures (brûlure, décoloration ou cicatrice) sur votre peau.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des lésions précancéreuses (p. ex. nævus ou beaucoup de grains de beauté)

N'UTILISEZ PAS sur des cloques et des cicatrices.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car cet appareil n'a pas été testé sur ce segment de la population.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit sur les grains de beauté marron foncé ou noirs, comme les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues dans la zone que vous souhaitez traiter. Utiliser le SmoothSkin Pure Fit peut blesser votre peau ou aggraver des conditions existantes. Vous pourriez ressentir des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous avez une affection cutanée dans la zone de traitement, y compris: psoriasis, vitiligo, eczéma, acné, herpès simplex ou des infections ou plaies actives.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si vous avez moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé sur ce segment de la population.

AVERTISSEMENTS



SÉCURITÉ DES YEUX

Le SmoothSkin Pure Fit émet des flashes de lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light). L'exposition directe est potentiellement dangereuse pour vos yeux. Veillez à suivre les précautions de sécurité ci-dessous.

AVERTISSEMENT: Lésions oculaires (menant potentiellement jusqu'à la perte de vision) ou lésions cutanées possibles si les instructions ne sont pas observées. Lisez et suivez les instructions

L'appareil ne peut être activé (flashé) que si le capteur de teinte de peau (à côté de la fenêtre de traitement) détecte une teinte de peau adaptée et est complètement en contact avec la zone de traitement. Cependant :

NE REGARDEZ PAS directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque l'appareil est branché et allumé

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système vers l'œil

NE TRAITÉZ PAS les zones autour de l'œil (sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, évitez que les yeux ne soient exposés. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur les paupières ou près de l'œil. Tentez **UNIQUEMENT** d'activer (flasher) le système lorsque le devant de l'appareil contacte bien la zone que vous souhaitez traiter.

NOUS VOUS RECOMMANDONS de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des impulsions sur votre peau.

ÉLECTRICITÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tout appareil électrique, il convient de prendre certaines précautions afin d'assurer la sécurité.

N'ESSAYEZ PAS d'ouvrir le SmoothSkin Pure Fit, car ceci pourrait vous exposer à des composants électriques dangereux.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit s'il est endommagé ; par exemple, si l'appareil est fissuré, en cas de câble endommagé (fils internes visibles), verre fissuré ou cassé sur l'appareil, etc. Ceci peut entraîner des blessures.

N'UTILISEZ PAS près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si le SmoothSkin Pure Fit est mouillé, il ne doit pas être utilisé.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit si l'appareil devient trop chaud pour être touché. Ceci peut indiquer que l'unité est endommagée.

N'UTILISEZ PAS de bloc d'alimentation ou des composants autres que ceux fournis pour être utilisés exclusivement avec le SmoothSkin Pure Fit. Ceci pourrait endommager l'unité et entraîner l'arrêt de son fonctionnement.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système SmoothSkin Pure Fit sur une surface autre que la peau.

AVERTISSEMENT: aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

NE POSITIONNEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit de sorte qu'il est difficile de le débrancher du secteur.



SÉCURITÉ GÉNÉRALE

N'UTILISEZ PAS si vous avez fait un traitement de type peeling sur la zone que vous souhaitez traiter. Veuillez attendre 30 jours après un peeling avant le traitement avec SmoothSkin Pure Fit.

Traiter la peau bronzée avec la lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light) peut provoquer une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

N'UTILISEZ PAS sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent.

N'UTILISEZ PAS si vous avez une sensibilité connue au soleil (photosensibilisation) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et causent la photosensibilisation, p. ex. Retin A, Accutane

et/ou autres rétinoïdes topiques. Consultez toujours la notice d'instructions qui est fournie avec votre produit médicamenteux, pour vérifier si la photosensibilisation est indiquée en tant qu'effet secondaire. L'utilisation du SmoothSkin Pure Fit sur la peau photosensible pourrait entraîner des lésions cutanées comme des boursouffures ou des cloques. Consultez un avis médical avant d'utiliser l'appareil, car le traitement pourrait endommager la peau.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de conditions médicales. Vous devez obtenir un avis médical si vous avez, par exemple, des verrues, des éruptions cutanées, des démangeaisons cutanées, des champignons ou infections de la peau, des papules ou des acrochordons.

Le SmoothSkin Pure Fit ne doit pas être utilisé sur des fillers ou du botox.

Le SmoothSkin Pure Fit doit être tenu hors de portée des personnes de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil. Il existe un certain nombre de risques potentiels - l'exposition à l'émission de lumière peut causer des brûlures ou des lésions oculaires, des électrocutions et la strangulation causée par les câbles.

Le SmoothSkin Pure Fit doit être tenu hors de portée des animaux de compagnie et des animaux nuisibles qui pourraient endommager l'appareil. Les risques potentiels incluent le fonctionnement réduit et l'électrocution.

Le SmoothSkin Pure Fit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Sauf si elles sont surveillées par la personne responsable de leur sécurité ou si celle-ci leur a donné des instructions concernant l'utilisation sécurisée et appropriée de l'appareil.

Le filtre en verre du SmoothSkin Pure Fit est un composant essentiel qui deviendra chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ PAS** le filtre pendant l'utilisation ou juste après. Inspectez régulièrement le filtre pour détecter des dommages éventuels. **N'UTILISEZ PAS** le SmoothSkin Pure Fit si le filtre est fissuré ou manquant.

Assurez-vous que la fenêtre de traitement du SmoothSkin Pure Fit soit propre et qu'aucun débris ne la bloque. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant l'opération peut causer des changements de peau temporaires, comme des rougeurs ou des gonflements.

AVERTISSEMENT: Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur un site. Évitez la surutilisation, notamment le passage excessif sur une même zone, le cumul des impulsions et/ou une fréquence d'utilisation augmentée

AVERTISSEMENT: N'outrepassiez pas les mécanismes de sécurité propres à l'appareil

NE DÉPASSEZ PAS l'usage spécifié dans le programme de traitement.

PRÉCAUTIONS

L'épilation par des sources de laser ou de lumière intense pulsée peut causer une augmentation de la pilosité



Filtre en verre

chez certains individus. En fonction des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes d'origine méditerranéenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, traitées sur le visage et le cou.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit sur une zone où vous ne voulez pas que les poils repoussent.

N'UTILISEZ PAS le SmoothSkin Pure Fit sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. Les poils dans la zone de la barbe d'un homme sont trop épais et utiliser l'appareil SmoothSkin Pure Fit sur ces zones pourrait entraîner des lésions cutanées.

Il est recommandé de ne pas utiliser le SmoothSkin Pure Fit sur des poils roux, gris, blancs ou blonds. Le SmoothSkin Pure Fit n'est pas efficace sur les poils de ces couleurs.

4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation du SmoothSkin Pure Fit peut entraîner des effets secondaires. Le tableau ci-dessous énumère les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite au traitement avec le SmoothSkin Pure Fit..

| EFFETS SECONDAIRES | COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR |
|---|---|
| Douleur / inconfort léger dans la zone traitée | Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué et la douleur devrait diminuer avec l'utilisation continue. |
| Des sensations chaudes ou de picotements pendant le traitement, qui disparaissent typiquement au bout de quelques secondes à une minute et avec l'utilisation continue. | Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. |
| Démangeaison dans la zone de traitement | Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait s'atténuer après une brève période. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. Ne grattez pas la zone. |
| Rougeur de la peau pendant ou après le traitement qui disparaît au bout de quelques minutes. | Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil une fois que la rougeur de la peau a disparu. |
| Rougeur de la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes et qui dure 24 à 48 heures. | Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. |
| Douleur ou gêne qui est intense pendant le traitement ou persiste après un traitement. | Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. |

| DANS DES CAS TRÈS RARES | COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR |
|--|---|
| Gonflement et rougeur qui ne disparaissent pas dans les deux à trois jours. | Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. |
| Changements temporaires de la couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement). | Si la couleur de votre peau change, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin. |
| Cloque, cicatrice ou brûlure sur la peau. | Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. Appliquez une compresse de froid à la zone. Traitez avec une crème antiseptique ou anti-brûlure. |

Lors d'un essai clinique sur 50 sujets, chaque sujet a reçu un traitement hebdomadaire pendant 12 semaines. Les effets notés étaient:

- Démangeaison – 3 sujets ont ressenti de légères démangeaisons après le traitement.
- Légère rougeur – Ceci a été signalé par 2 sujets.
- Légère sensation de démangeaison – 5 sujets ont signalé un léger inconfort suite au traitement.
- Poils incarnés – 1 sujet a signalé des poils incarnés suite au traitement.
- Rougeur de follicules – 1 sujet a signalé un point rouge sur le site de traitement suite au traitement.

Dans tous les cas, la peau traitée est revenue à la normale dans les 7 jours.

5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE FIT

Le SmoothSkin Pure Fit est indiqué pour la réduction permanente des poils indésirables.

Un essai clinique a été réalisé pour évaluer la sécurité et l'efficacité du SmoothSkin Pure Fit. Les éléments clés de l'essai clinique étaient les suivants:

Tous les traitements ont été réalisés par des opérateurs non qualifiés médicalement sur un seul site en utilisant des appareils identiques au SmoothSkin Pure Fit fourni dans cet emballage;

Tous les sujets ont dû répondre à des questionnaires en rapport à leur santé en générale et ceux qui n'ont pas pu être traités, c.-à-d. ceux présentant au moins une contre-indication, tel qu'indiqué dans le chapitre 3 de ce Manuel de l'utilisateur, ont été exclus. En outre, tous les sujets ont dû fournir un Consentement éclairé conformément aux exigences internationales sur les essais cliniques;

53 sujets féminins, âgés de 19 à 45 ans, ont débuté l'essai;

Trois sujets ont quitté l'essai pendant la période de traitement pour des raisons personnelles. Aucun sujet n'a quitté l'essai en raison de problèmes associés à l'utilisation de SmoothSkin Pure Fit ;

Chaque sujet a reçu 12 traitements hebdomadaires sur le site corporel de leur choix. Un traitement typique consistait à raser le site, puis à appliquer le SmoothSkin Pure Fit en suivant la procédure décrite au chapitre 8, étape 3 de ce manuel de l'utilisateur;

Le nombre de poils a été utilisé pour mesurer le changement de quantité de poils 6 mois après le dernier traitement et 12 mois après le dernier traitement. Les poils sur les sites de traitement étaient comptés par photographie à haute résolution et la différence du nombre de poils a été calculée en tant que changement de pourcentage;

En suivant les instructions, les participantes à l'essai clinique ont présenté en moyenne 44 % en moins de poils 6 mois après leur dernier traitement et 36 % de poils en mois 12 mois après le dernier traitement, comparé au nombre de poils constaté avant le traitement (voir tableau ci-dessous). Les résultats mêmes ont varié d'une personne à l'autre;

| SMOOTHSKIN PURE | |
|---|-------|
| Nombre de sujets 6 mois après le traitement | 50 |
| Réduction des poils 6 mois après le traitement | 43.9% |
| Nombre de sujets 12 mois après le traitement | 33 |
| Réduction des poils 12 mois après le traitement | 36.0% |
| % de sujets constatant un traitement réussi (>30 % de réduction pileuse) sur toutes les zones du corps 12 mois après le traitement. La réussite constatée par un sujet est définie en tant que réduction pileuse supérieure à 30 % sur tous les sites de traitement, 12 mois après le traitement. | 66.7% |

La fréquence des effets secondaires au cours de l'essai clinique était minimale (tel qu'indiqué dans le chapitre 4 ci-dessus) et la majorité des sujets (48 sur 50) recommanderait le SmoothSkin Pure Fit à leurs amies.

6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE FIT

UTILISATION PRÉVUE

Le SmoothSkin Pure Fit est destiné à la réduction permanente des poils indésirables.


7. LE SYSTÈME VOUS CONVIENT-IL?

ZONES CORPORELLES

Le SmoothSkin Pure Fit est adapté à une utilisation sur les poils du corps et les poils du visage des femmes sous la pommette.

COULEUR DE PEAU

Le SmoothSkin Pure Fit est adapté à une utilisation sur les teintes de peau claire, moyenne et foncée jusqu'à et incluant la teinte de peau 5.



Le SmoothSkin Pure Fit incorpore un capteur de teinte de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêchera l'utilisation si votre teinte de peau est trop foncée.

COULEUR DE POIL

SmoothSkin Pure Fit est adapté à une utilisation sur les poils naturellement noirs ou bruns. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.



8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE FIT

AVERTISSEMENT: Suivez chaque étape dans le processus de traitement en veillant à compléter chaque élément de l'étape avant de passer à la suivante.

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA ZONE À TRAITER

Enlevez tous les poils visibles en vous rasant. Veillez à ce qu'il ne reste pas de poils au-dessus de la surface de la peau, car ceci pourrait causer des blessures. Ceci empêche également les débris de couvrir le devant de votre appareil.

Nettoyez la zone du traitement et séchez en tapotant. N'oubliez pas, n'utilisez pas de gels ou de crèmes avec cet appareil!



ÉTAPE 2 : FAIRE UN TEST ÉPICUTANÉ

Avant votre premier traitement sur chaque nouvelle zone corporelle, nous vous RECOMMANDONS de tester votre peau sur cette zone pour vérifier toute réaction adverse au SmoothSkin Pure Fit.

La zone du test épicutané doit être d'une taille approximative de 3 x 2 cm (équivalent à 2 flashes côte à côte appliqués sur la peau). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.

Attendez 24 heures suite au test épicutané pour veiller à ce que le traitement convienne à votre peau et qu'il n'y ait pas de réaction indésirable à l'énergie lumineuse. S'il n'y a pas de réaction au bout de 24 heures, vous pouvez traiter la zone autour du test épicutané. La « zone testée » NE doit PAS être retraitée pendant au moins 1 semaine.

ÉTAPE 3 : TRAITER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE FIT

A) Branchez le bloc d'alimentation dans une prise électrique. Les ventilateurs se mettront en marche et les capteurs de teinte de peau s'illumineront en bleu pour indiquer que l'appareil est allumé.

DÉLAI DE PASSAGE EN MODE PUISSANCE

Lorsque l'unité est « inactive » pendant un moment, c.-à-d. que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, alors l'unité reviendra en mode VEILLE et les voyants de capteur de peau s'éteindront. Pour revenir au mode PRÊT pour le traitement, appuyez sur le bouton de mode Puissance




B) Appuyez fermement l'appareil contre la zone à traiter en veillant à ce que le capteur de teinte de peau soit en contact avec la peau - le SmoothSkin Pure Fit ne fonctionnera pas si les capteurs de peau ne sont pas en contact total avec la peau. Une fois que le capteur de peau mesure une teinte de peau adaptée, la puissance de sortie prédéfinie est affichée sur les barres de puissance.

C) Appuyer sur le bouton d'activation. L'appareil flashera et vous devriez ressentir une sensation chaude

D) Déplacez l'appareil à la zone suivante à traiter et répétez. L'appareil doit se recharger entre les flashes.

E) Assurez-vous que la ZONE ENTIÈRE reçoit le traitement, mais NE chevauchez PAS les impulsions de traitement.



ÉTAPE 4 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT SMOOTHSKIN PURE FIT

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, le SmoothSkin Pure Fit doit être utilisé toutes les semaines pendant 12 semaines, afin d'assurer que tous les follicules pileux soient traités.

Après la phase de traitement initiale (traitements hebdomadaires pendant 12 semaines), pour maintenir les résultats, nous avons recommandé d'utiliser le SmoothSkin Pure Fit une fois par mois, ou selon le besoin.

ÉTAPE 5 : ÉTEINDRE LE SMOOTHSKIN PURE FIT

Une fois que le traitement est terminé, vous devez débrancher le SmoothSkin Pure Fit du bloc d'alimentation et de la prise électrique. Consultez le chapitre 13 pour des informations sur le meilleur entretien de votre SmoothSkin Pure Fit.



9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU

Le capteur de teinte de peau mesure la couleur de votre peau et définit le niveau correct de puissance nécessaire. Si votre peau est trop foncée pour un traitement avec SmoothSkin Pure Fit, le capteur de teinte de peau détectera ceci et empêchera l'unité de fonctionner. Des voyants ROUGES s'allumeront dans la barre de puissance si votre peau est trop foncée.

Vous pouvez voir l'état du capteur de teinte de peau sur les barres de puissance situées des deux côtés de l'appareil. Si une teinte de peau adaptée est détectée, les barres de puissance s'illumineront en BLANC. Le nombre de voyants allumés dépendra de votre teinte de peau exacte.

BARRES DE PUISSANCE



Moins de voyants = Peau plus foncée et réglage de puissance plus bas

Plus de voyants = Peau plus claire et réglage de puissance plus élevé

PEAU TROP FONCÉE
PAS DE TRAITEMENT
POSSIBLE
1 VOYANT ROUGE ILLUMINÉ



PEAU FONCÉE
RÉGLAGE DE PUISSANCE
LE PLUS BAS
1 VOYANT ILLUMINÉ



PEAU CLAIRE
RÉGLAGE DE PUISSANCE LE
PLUS ÉLEVÉ
10 VOYANTS ILLUMINÉS



NON ADAPTÉ

ADAPTÉ

La quantité d'énergie lumineuse émise pour chacun des réglages de l'appareil en mode Puissance (en fonction de la couleur de la peau) est indiquée dans le tableau ci-dessous.

| Nombre de voyants de barre de puissance illuminés | Énergie maximum (J/cm²) |
|--|---|
| 10 | 6.00 |
| 9 | 5.78 |
| 8 | 5.56 |
| 7 | 5.33 |
| 6 | 5.11 |
| 5 | 4.89 |
| 4 | 4.67 |
| 3 | 4.44 |
| 2 | 4.22 |
| 1 | 4.00 |

Ce contact total avec votre peau assure que vous obteniez les meilleurs résultats, car toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement.

10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU

Le SmoothSkin Pure Fit est équipé d'un capteur de contact de peau qui vérifie que votre peau est bien en contact avant chaque flash, en veillant à ce que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité ! Ainsi, l'appareil est conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

Le capteur de contact de peau assure également que vous obtenez les meilleurs résultats de votre appareil. Le capteur doit être en contact total avec la zone de traitement, afin que l'appareil flashe.

Ce contact total avec votre peau signifie que toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement pour fournir les meilleurs résultats.

Si l'appareil n'est pas en contact total avec la zone de traitement, il n'émettra pas de flash. Essayez d'ajuster le positionnement de l'appareil, afin d'assurer un contact total, en particulier sur les zones plus difficiles comme les bras ou les tibias.



11. MODES SMOOTHSKIN PURE FIT

Vous pouvez traiter votre corps en appliquant l'un des trois modes de traitement SmoothSkin Pure Fit:



**Mode Puissance –
Pas d'indicateur**



**Mode Doux –
Indicateur allumé**



**Mode Vitesse –
Indicateur allumé**

Le mode Puissance est le réglage de puissance le plus élevé de l'appareil. Le mode Puissance permettra d'obtenir les meilleurs résultats, car il utilise la puissance de sortie la plus élevée possible pour votre teinte de peau unique. Ce mode fonctionne particulièrement bien sur les zones difficiles où les poils ont tendance à être plus épais, comme les aisselles et le maillot.

Le mode Doux peut être utilisé si vous trouvez le mode de puissance désagréable ou un peu douloureux. Utiliser l'appareil en mode Doux réduira la puissance de sortie et vous remarquerez qu'il y aura moins d'indicateurs de barres de puissance illuminés lorsque vous appliquez l'appareil contre votre peau.

Le mode Vitesse est le mode le plus rapide et par conséquent le mode de puissance le plus bas. Le mode Vitesse est adapté pour traiter des zones plus grandes où les poils sont moins denses (comme les bras ou les jambes) et où vous souhaitez avancer le long de la zone de traitement rapidement. Il peut également être utilisé en tant que mode d'entretien, pour empêcher la repousse des poils après votre programme de traitement initial.

Le mode Puissance est le réglage par défaut lorsque votre appareil est allumé. Vous pouvez basculer entre les trois modes en appuyant sur le bouton de mode sous le bouton d'activation principal.

Lorsque vous êtes dans l'un de ces modes, vous pouvez également choisir d'utiliser la méthode du tampon ou la méthode de glisse.

La méthode du tampon est recommandée pour les petites zones, telles que sous les aisselles et le maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez de la peau avant de réappliquer soigneusement sur la zone de traitement suivante.

La méthode de glisse est recommandée pour les zones plus grandes, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement), puis faites glisser l'appareil le long de la peau entre les flashes. Essayez de déplacer l'appareil à un rythme régulier qui vous donne une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.



12. LA TÊTE DE PRÉCISION

Le SmoothSkin Pure Fit est muni d'une tête de précision détachable qui est parfaite pour les zones plus petites et plus difficiles (comme la lèvre supérieure, les doigts et les orverts). Ceci a l'avantage de vous donner encore plus de flexibilité pendant chaque traitement.

Utiliser la tête de précision ralentira un peu votre appareil, par conséquent, nous vous recommandons de ne l'utiliser que lorsque vous en avez besoin, afin d'assurer que vous obtenez le traitement le plus rapide possible.



La tête de précision se fixe simplement à l'avant de votre appareil via un aimant interne à l'intérieur de l'avant de l'appareil principal. Cet aimant maintient la tête en place pendant que vous traitez la zone. Il suffit de la déclipser ou de la clipser en fonction de la zone que vous traitez.


Si la tête de précision est endommagée ou qu'il manque des pièces (p. ex. aimant ou réflecteur), alors **NE L'UTILISEZ PAS**.

Assurez-vous que la tête de précision est correctement orientée lorsque vous l'installez (logo en haut).

Si la tête de précision devient trop chaude pour être manipulée, alors cessez le traitement jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

Observez les avertissements sur la SÉCURITÉ OCULAIRE (chapitre 3) lorsque vous fixez la tête de précision.

Suivez les instructions de nettoyage (chapitre 13) pour la tête de précision.



13. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, éteignez toujours le SmoothSkin Pure Fit en débranchant le bloc d'alimentation de SmoothSkin Pure Fit et la prise électrique.

Après l'utilisation, vous devez inspecter l'appareil, le capteur de teinte de peau et la fenêtre de traitement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, puis essayez-les avec un chiffon sec non pelucheux.

AVERTISSEMENT: Le filtre en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ OU NE NETTOYEZ PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes après l'utilisation pour le laisser refroidir.

N'utilisez **JAMAIS** d'eau ou d'autres produits nettoyants, car ceci pourrait endommager l'appareil et entraîner un risque de sécurité potentiel.

Pour assurer la meilleure performance possible de votre SmoothSkin Pure Fit, il est particulièrement important que l'avant de l'appareil et le réflecteur ne soient pas obstrués par de la poussière, des poils ou d'autres débris.

Pour nettoyer cette partie, l'avant de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.

Rangez le SmoothSkin Pure Fit dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et le capteur de teinte de peau sur l'appareil soient protégés contre tout dégât possible.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les câbles) pour détecter tout signe de dégâts. Si vous remarquez des dégâts ou des fissures, cessez d'utiliser l'appareil.

Afin d'éviter tout danger de strangulation ou de trébuchement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

14. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE FIT

Le bloc d'alimentation du SmoothSkin Pure Fit est universel et fonctionne avec toutes les alimentations secteur communément rencontrées. À condition d'avoir un adaptateur approprié pour la fiche du câble d'alimentation, le SmoothSkin Pure Fit fonctionnera normalement.

15. DÉPANNAGE

| PROBLÈME | SOLUTION |
|---|--|
| Les indicateurs de barre de puissance sur le côté de l'appareil ne s'allument pas lorsqu'il est placé contre la peau. | Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché. Assurez-vous que l'appareil est en mode PRÊT (appuyez sur le bouton Veille/Prêt une fois). Assurez-vous que les capteurs de peau sont appuyés contre la peau. Assurez-vous que les capteurs de teinte de peau sont appuyés contre la peau. |
| Alors que l'appareil est appuyé contre votre peau, le premier indicateur de barre de puissance sur le côté de l'appareil est illuminé en ROUGE et le SmoothSkin Pure Fit ne fonctionne pas. | La zone que vous essayez de traiter est trop foncée pour le traitement. Le SmoothSkin Pure Fit inclut un capteur de teinte de peau intelligent qui détecte automatiquement votre teinte de peau et sélectionne le réglage de traitement optimal. En raison de la nature de la technologie de lumière intense pulsée, le SmoothSkin Pure Fit ne convient pas à tout le monde et ne peut pas traiter les peaux très foncées. |
| Les indicateurs de barres de puissance sur le côté de l'appareil sont allumés ou clignotent de manière inhabituelle en incluant une lumière rouge. | Le SmoothSkin Pure Fit affiche les messages d'erreur par le biais de combinaisons de lumières sur les barres de puissance sur les côtés de l'appareil. Ceci indique que l'appareil comporte une défaillance. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site web. |
| L'appareil SmoothSkin Pure Fit, la fenêtre de traitement, l'alimentation électrique ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux. | N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute sur la sécurité du SmoothSkin Pure Fit ou si vous suspectez que l'appareil est endommagé d'une manière quelconque, vous ne devez pas l'utiliser et vous devez consulter le site web. |












16. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous vérifierons les défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement et nous remplacerons l'appareil en intégralité, à notre discrétion.

Cette garantie couvre tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur nommé.

Cette garantie ne couvre pas les dommages en raison d'une utilisation inadaptée, de l'usure ou de l'utilisation normales, ainsi que les défauts qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie devient nulle si des réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si sont utilisées des pièces qui ne sont pas des pièces SmoothSkin Pure Fit non authentiques. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site web: www.smoothskin.com

17. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Pièce appliquée de type BF |  | Marque de conformité réglementaire pour l'Australie |
|  | Équipement de Classe II |  | Période d'utilisation de protection environnementale RoHS pour la Chine |
|  | Suivez les instructions d'utilisation |  | Avertissement : le rayonnement optique provenant de l'appareil peut causer des lésions oculaires |
|  | Marque DEEE d'élimination des déchets de l'Union Européenne |  | Marque de conformité Trefoil pour l'Ukraine |
|  | Marque de conformité européenne |  | Conformité CEM FCC pour l'Amérique du Nord |
|  | Conserver au sec | | |

DÉCLARATION FCC:

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L'appareil SmoothSkin Pure Fit est un système à lumière intense pulsée à large bande aux spécifications techniques suivantes:

- **Taux de répétition:** Pulsation manuelle induite toutes les 0,45 à 1 seconde (en fonction du réglage du traitement), Fonctionnement continu
- **Longueur d'impulsion:** Décharge libre FWHM = 2,0 ms
- **Sortie optique max.:** 3 - 6J/cm²
- **Longueur d'onde:** 510 - 1100 nm
- **Entrée de ligne d'alimentation:** 100–240 V[~], 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Température de fonctionnement:** Entre 5 et 40 °C
- **Humidité de fonctionnement:** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions de fonctionnement:** 700 à 1060 hPa
- **Zone de traitement (taille de point):** 3 cm² (30mm x 10mm)

La zone directement autour de la fenêtre de traitement est classée en tant que Pièce appliquée et peut atteindre une température maximum de 60 °C. Assure que le SmoothSkin Pure Fit est utilisé, tel qu'indiqué au chapitre 8.

CONDITIONS DE TRANSPORT:

- **Température:** -25 °C à +70 °C
- **Humidité:** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions:** 500 à 1060 hPa

Si l'appareil a été rangé à des températures hors de la plage de fonctionnement indiquée, alors veuillez laisser au moins 30 minutes avant l'utilisation pour permettre à l'appareil de s'acclimater.

Le SmoothSkin Pure Fit a des flashes illimités et est destiné à un utilisateur unique.

La durée de service attendue minimum est de 10 ans en suivant le traitement recommandé.

Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes :

- Directive de basse tension 2014/35/EU
- Directive sur la comptabilité électromagnétique 2014/30/EU
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/EC.

Le SmoothSkin Pure Fit est conforme aux dernières normes et modifications CEM applicables aux appareils ménagers et médicaux. Ceux-ci sont : EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Partie 15.107 et 15.109, ICES-003 Version 6.0

Le SmoothSkin Pure Fit est conforme aux dernières normes et modifications de sécurité applicables aux appareils ménagers et médicaux.

Ceux-ci sont : IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 N° 60601-1:2008 et 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter CyDen Ltd.

ÉLIMINATION (fin de vie)

Afin de minimiser les dangers à la santé et l'environnement et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé à une installation de collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le symbole DEEE marqué sur le produit est là pour vous le rappeler.

مرحبًا بك في SMOOTHSKIN PURE FIT

تهانينا! لقد فتحت عالمًا من الجمال والنعومة والراحة التي لم يسبق لها مثيل. تعالي وانضمي إلى المحادثة على www.smoothskin.com لتحصلي على مشورة الخبراء والدعم طوال فترة العلاج.

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--|
| 104 | 11. أوضاع SMOOTHSKIN PURE FIT | 79 | 1. نظام SMOOTHSKIN PURE FIT |
| 106 | 12. الرأس الدقيق | 80 | 2. طريقة عمل SMOOTHSKIN PURE FIT |
| 108 | 13. التنظيف والصيانة والتخزين | 82 | 3. معلومات السلامة المهمة |
| 108 | 14. التنقل مع SMOOTHSKIN PURE FIT | 89 | 4. المخاطر المحتملة والآثار الجانبية وتفاعلات البشرة |
| 109 | 15. استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 91 | 5. مزايا استخدام SMOOTHSKIN PURE FIT |
| 110 | 16. الضمان | 94 | 6. دواعي استخدام SMOOTHSKIN PURE FIT |
| 111 | 17. التسميات والرموز | 94 | 7. الملائمة لك |
| 113 | 18. المواصفات الفنية | 95 | 8. طريقة استخدام SMOOTHSKIN PURE FIT |
| | | 99 | 9. مستشعر لون البشرة |
| | | 102 | 10. مستشعر ملامسة البشرة |

1. نظام SMOOTHSKIN PURE FIT

محتويات العبوة

الجهاز ووحدة القاعدة

كابل الطاقة


الرأس الدقيق



2. طريقة عمل SMOOTHSKIN PURE FIT

جهاز SmoothSkin Pure Fit مُصمم للمساعدة في كسر دورة نمو الشعر. حيث تنتقل الطاقة الضوئية عبر سطح الجلد ويمتصها الميلانين الموجود في خصلة الشعرة. تُحوّل الطاقة الضوئية الممتصة إلى طاقة حرارية (تحت سطح الجلد) تعيق بصيلات الشعر. يتساقط الشعر المعالج بشكل طبيعي على مدار بضعة أيام إلى أسبوع أو أسبوعين.

ينمو الشعر دورياً ويتبع 3 مراحل مختلفة ومتتالية. لا يكون العلاج بتقنية IPL فعالاً إلا عندما يكون الشعر في مرحلة معينة (طور التنامي - مرحلة النمو). لا تكون كل الشعيرات في المرحلة نفسها في أي وقت. ولذلك يجب عليك اتباع نظام العلاج الموصى به الذي يتكون من جلسات أسبوعية لمدة 12 أسبوعاً.



ما عليك توقعه

بعد العلاج مباشرة، يجب ألا تكتشفي أي آثار جانبية ملحوظة من العلاج (راجع القسم 4 للاطلاع على المزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية).

في الأسابيع القليلة الأولى بعد المعالجة الأولية، ستستمرين في رؤية بعض الشعر ينمو. من المحتمل أن تكون هذه هي الشعيرات التي تم تفويتها أثناء العلاج، أي أنها كانت نائمة وليست في مرحلة النمو (التنامي) أثناء العلاج؛ وهي المرحلة التي تكون فيها تقنية IPL أكثر فعالية.

بعد حوالي 6 أسابيع من برنامج العلاج لمدة 12 أسبوعًا، من المفترض أن تلاحظي انخفاضًا في نمو الشعر. إلا أنه من المحتمل أن تكون هناك العديد من الشعيرات التي لم تُعالج في مرحلة نموها. من المهم مواصلة العلاج الأسبوعي.

بعد برنامج العلاج لمدة 12 أسبوعًا، من المفترض أن تلاحظي انخفاضًا ملحوظًا في الشعر داخل المنطقة التي خضعت للمعالجة. يُفترض أن تكون أي شعيرات متبقية أدق وأفتح لونًا. يجب أن تحافظ جلسات العلاج الشهرية المستمرة، أو جلسات العلاج حسب الحاجة، على تقليل الشعر غير المرغوب فيه.

3. معلومات السلامة المهمة

موانع الاستعمال

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كانت بشرتكِ داكنة للغاية. سيحدد مستشعر لون البشرة الموجود بالقرب من نافذة الإخراج الخاصة بالجهاز لون بشرتكِ. إذا حدد مستشعر لون البشرة أن بشرتكِ داكنة أكثر من الدرجة التي يمكن معها الاستخدام الآمن، فسيتم منع تشغيل SmoothSkin Pure Fit.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كانت بشرتكِ خاضعة للتسمير الاصطناعي أو الطبيعي أو محترقة نتيجة للتعرض الزائد للشمس. قد تكون بشرتكِ شديدة الحساسية بعد التعرض لأشعة الشمس وتكون عرضة بشكل خاص للحروق أو التقرح أو تغير اللون أو التندب إذا استخدمتِ SmoothSkin Pure Fit. انتظري لمدة أسبوع حتى تختفي حروق الشمس أو التسمير قبل استخدام SmoothSkin Pure Fit.

لا تعرضي المناطق الخاضعة للمعالجة للشمس. انتظري لمدة 7 أيام على الأقل بعد العلاج قبل تعريض البشرة الخاضعة للمعالجة لأشعة الشمس المباشرة. قد تكون بشرتكِ شديدة الحساسية بعد المعالجة باستخدام SmoothSkin Pure Fit وتكون عرضة بشكل خاص لحروق الشمس. ضعي واقياً من الشمس (بعامل حماية 15 SPF أو أكثر) على المنطقة الخاضعة للمعالجة أو غطي المنطقة الخاضعة للمعالجة بملابس مناسبة.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit مباشرة على الحلمات أو الأعضاء التناسلية أو حول فتحة الشرج. قد يكون لهذه المناطق لون

بشرة أغمق و/أو كثافة شعر أعلى. قد يؤدي استخدام الجهاز في هذه المناطق إلى الشعور بعدم الراحة/الألم أو جرح (حرق أو تغيير لون أو ندبة) جلدك.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بسرطان الجلد أو الآفات قبل السرطانية (مثل الوحمات أو العدد الكبير من الشامات) لا تستخدميه على البثور والندبات.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كنتِ حاملاً أو مرضعاً، إذ لم يُختبر هذا الجهاز مع تلك الفئات. لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit على البقع ذات اللون البني الداكن أو الأسود مثل الوحمات أو الشامات أو التآليل في المنطقة التي ترغبين في علاجها. قد يؤدي استخدام SmoothSkin Pure Fit إلى إصابة بشرتكِ أو تفاقم الظروف الحالية. قد تواجهين آثاراً جانبية مثل الحروق والبثور وتغيرات لون الجلد أو التندب.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كنتِ تعانين من أي حالة جلدية في المنطقة الخاضعة للعلاج، بما في ذلك الصدفية أو البهاق أو الأكزيما أو حب الشباب أو الهربس البسيط أو الالتهابات أو الجروح النشطة.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا، إذ لم يُختبر هذا الجهاز على تلك الفئات.



التحذيرات سلامة العينين

يصدر SmoothSkin Pure Fit ومضات من الضوء النبضي المكثف. من المحتمل أن يسبب التعرض المباشر ضرراً للعينين. احرص على اتباع احتياطات السلامة الموضحة أدناه.

تحذير: يوجد احتمال لإصابة العين (التي من المحتمل أن تؤدي إلى فقدان البصر) أو إصابة الجلد إذا لم يتم اتباع التعليمات. احرص على قراءة التعليمات واتباعها

لا يمكن تنشيط (وميض) الجهاز إلا إذا اكتشف مستشعر لون البشرة (بجوار نافذة المعالجة) قراءة صالحة للون البشرة وكان ملامساً بشكل كامل لمنطقة العلاج. ومع ذلك:

لا تنظري مباشرة إلى نافذة المعالجة الخاصة بالجهاز عند توصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله

لا تحاولي تنشيط (وميض) النظام باتجاه العين

لا تعالجي المناطق المحيطة بالعين (الحاجبان أو الرموش). يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى تضرر العين، لذا عليك حماية العين من التعرض. لا تستخدمى الجهاز فوق جفن العين أو بالقرب من العين

لا تحاولي تنشيط (وميض) النظام إلا عندما يكون الجزء الأمامي من الجهاز ملامساً للمنطقة التي ترغبين في معالجتها جيداً.

نوصيك بأن تنظري بعيداً عن الجهاز عند إطلاق الشعاع على جلدك.

الأجزاء الكهربائية والسلامة

كما هو الحال مع أي جهاز كهربائي، يجب اتخاذ احتياطات معينة لضمان سلامتك.

لا تحاولي فتح SmoothSkin Pure Fit، فقد يعرضك ذلك لمكونات كهربائية خطيرة.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit في حالة تعرضه للتلف؛ مثل تشقق الجهاز، أو تلف الكابل (ظهور الأسلاك الداخلية)، أو شرخ زجاج الجهاز أو كسره، إلخ. إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.


لا تستخدميه بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء. إذا ابتل جهاز SmoothSkin Pure Fit، فلا يجب استخدامه.

لا تستخدميه إذا أصبح SmoothSkin Pure Fit ساخناً عند لمسه. قد يشير ذلك إلى تلف الوحدة.

لا تستخدمي مصدر طاقة أو أي مكون آخر بخلاف المكونات المتوفرة للاستخدام مع SmoothSkin Pure Fit. إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة وتوقفها عن العمل.

لا تحاولي تنشيط (وميض) SmoothSkin Pure Fit على أي سطح آخر غير البشرة.

تحذير غير مسموح بإجراء أي تعديل على هذا الجهاز.



الفلتر الزجاجي



لا تضعي جهاز SmoothSkin Pure Fit بحيث يصعب فصله عن مصدر التيار الكهربائي.

السلامة العامة

لا تستخدميه إذا كان لديك علاج لتقشير الجلد في المنطقة التي ترغبين في علاجها. يُرجى الانتظار لمدة 30 يومًا بعد تقشير الجلد قبل العلاج باستخدام SmoothSkin Pure Fit.

قد يؤدي علاج الجلد الخاضع للتسمير بالنبضات الضوئية المكثفة (IPL) إلى فرط تصبغ دائم (سواد) أو نقص تصبغ (تفتيح) البشرة الخاضعة للمعالجة.

لا تستخدميه في المناطق التي يوجد بها وشم أو مكياج دائم.

لا تستخدميه إذا كانت لديك حساسية معروفة لأشعة الشمس (حساسية للضوء) أو إذا كنتِ تتناولين دواءً يجعل البشرة أكثر حساسية ويسبب حساسية للضوء، مثل ريتين أ و/أو أوكوتاني و/أو الريتينويدات الموضعية الأخرى. احرصي دائمًا على مراجعة نشرة التعليمات التي تأتي مع منتجك الطبي، لمعرفة ما إذا كانت الحساسية للضوء مدرجة كأثر جانبي. قد يؤدي استخدام SmoothSkin Pure Fit على البشرة الحساسة للضوء إلى تضرر البشرة مثل التورم أو البثور. اطلبي المشورة الطبية قبل استخدام الجهاز لأن استخدامه قد يضر البشرة. هذا الجهاز غير مخصص لعلاج الحالات الطبية. يجب طلب المشورة الطبية للتعامل مع بعض الحالات مثل الشامات أو الطفح الجلدي أو حكة الجلد أو فطريات الجلد أو العدوى أو النتوءات الجلدية أو الزوائد الجلدية.

لا ينبغي استخدام SmoothSkin Pure Fit على أي فيلر أو بوتكس.

يجب الاحتفاظ بجهاز SmoothSkin Pure Fit بعيدًا عن متناول الأطفال الأقل من سن 18 عامًا. يجب على الأطفال عدم استخدام الجهاز

أو اللعب به أو صيانته أو تنظيفه. يوجد عدد من المخاطر المحتملة؛ إذ يسبب التعرض للضوء الناتج الحروق أو تضرر العينين، أو الصعق بالكهرباء، أو الاختناق بسبب الكابلات.

يجب الاحتفاظ بجهاز SmoothSkin Pure Fit بعيداً عن متناول الحيوانات الأليفة والآفات التي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز. تشمل المخاطر المحتملة انخفاض الأداء الوظيفي والصعق الكهربائي.

SmoothSkin Pure Fit غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية. ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات بشأن الاستخدام الآمن والسليم للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. الفلتر الزجاجي لجهاز SmoothSkin Pure Fit هو مكون مهم سيصبح ساخناً أثناء الاستخدام. لا تلمس الفلتر أثناء الاستخدام أو بعده مباشرة. افحصي الفلتر بانتظام بحثاً عن أي تلفيات. لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit إذا كان الفلتر متصدعاً أو مفقوداً.

تأكدي من أن نافذة معالجة SmoothSkin Pure Fit نظيفة وخالية من البقايا. قد يؤدي وجود أي بقايا على نافذة المعالجة أو حولها أثناء التشغيل إلى تغييرات جلدية مؤقتة مثل الاحمرار أو التورم.

تحذير: قد يحدث تضرر للبشرة بعد الاستخدام السطحي المطول أو المتكرر على موقع واحد. تجنب الإفراط في الاستخدام الذي يتضمن التمريرات الزائدة و/أو تكديس النبضات و/أو زيادة تكرار الاستخدام

تحذير: لا تتجاوزي آليات الأمان المتضمنة في الجهاز

لا تتجاوزي الاستخدام المحدد في نظام المعالجة

الاحتياطات

يمكن أن تؤدي إزالة الشعر بالليزر أو مصادر النبضات الضوئية المكثفة إلى زيادة نمو الشعر لدى بعض الأفراد. استنادًا إلى البيانات المتاحة حاليًا، فإن الفئات الأكثر خطرًا لرد الفعل هذا هي الإناث من منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وجنوب آسيا اللاتي خضعن لعلاج الوجه والرقبة.

لا تستخدمي SmoothSkin Pure Fit في أي منطقة قد ترغبين في نمو الشعر فيها مرة أخرى.

لا تستخدمي جهاز SmoothSkin Pure Fit على وجه الرجل أو الفك أو الرقبة. يكون الشعر في منطقة لحية الرجل كثيفًا جدًا وقد يؤدي استخدام جهاز SmoothSkin Pure Fit في هذه المناطق إلى إصابة البشرة.

لا يُنصح باستخدام SmoothSkin Pure Fit على الشعر الأحمر أو الرمادي أو الأبيض أو الأشقر. إذ لا يكون SmoothSkin Pure Fit فعالاً على ألوان الشعر هذه.

4. المخاطر المحتملة، والآثار الجانبية، وتفاعلات البشرة

قد يؤدي استخدام SmoothSkin Pure Fit إلى حدوث آثار جانبية.

يعرض الجدول الوارد أدناه ردود فعل البشرة المعروفة التي قد تحدث بعد العلاج باستخدام SmoothSkin Pure Fit.

| طريقة التقييم والتفاعل | الآثار الجانبية |
|--|--|
| هذا أمر متوقع وطبيعي لجميع العلاجات بتقنية IPL. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب التعليمات، ويجب أن يقل الألم مع الاستخدام المستمر. | ألم خفيف/عدم ارتياح في المنطقة الجاري معالجتها. |
| هذا أمر متوقع وطبيعي لجميع العلاجات بتقنية IPL. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب التعليمات. | الشعور بالدفاء أو الإحساس بالوخز أثناء العلاج، والذي يختفي عادةً بعد فترة تتراوح من بضع ثوانٍ إلى دقيقة ويقل مع الاستخدام المستمر. |
| هذا أمر شائع جدًا في العلاجات بتقنية IPL، ويُفترض أن يهدأ بعد فترة قصيرة. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب التعليمات. لا تخذشي المنطقة. | حكة في منطقة العلاج. |
| هذا أمر متوقع وطبيعي لجميع العلاجات بتقنية IPL. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب التعليمات بمجرد اختفاء احمرار الجلد. | احمرار الجلد أثناء أو بعد العلاج الذي يختفي في غضون دقائق. |

| طريقة التقييم والتفاعل | الآثار الجانبية |
|---|--|
| "توقفي عن استخدام الجهاز على الفور واستشيرني الطبيب قبل استخدامه مرة أخرى." | احمرار الجلد الذي لا يختفي خلال دقائق ويستمر 24-48 ساعة. |

| طريقة التقييم والتفاعل | في حالات شديدة الندرة |
|--|--|
| "توقفي عن استخدام الجهاز على الفور واستشيرني الطبيب قبل استخدامه مرة أخرى." | "انتفاخ واحمرار لا يختفيان خلال يومين إلى ثلاثة أيام." |
| إذا تغير لون بشرتك، فتوقفي عن استخدام الجهاز على الفور واستشيرني طبيبك. | تغيرات مؤقتة في لون البشرة (تفتيح أو تسمير). |
| "توقفي عن استخدام الجهاز على الفور واستشيرني الطبيب قبل استخدامه مرة أخرى. ضعي كيسًا باردًا على المنطقة. عالجني الأمر بمطهر أو كريم للحروق." | ظهور تقرحات أو ندبات أو حروق على البشرة. |

- إفي تجربة سريرية شملت 50 مشاركة، تلقت كل مشاركة 12 جلسة علاج أسبوعيًا. وكانت الآثار المسجلة كما يلي:
- الحكة - 3 مشاركات عانين من حكة خفيفة بعد العلاج.
 - احمرار طفيف - أبلغت مشاركتان عن ذلك.
 - إحساس لاذع خفيف - أبلغت 5 مشاركات عن عدم ارتياح خفيف بعد العلاج.

- نمو الشعر تحت الجلد - أبلغت مشاركة واحدة بمعاناتها من نمو الشعر تحت الجلد بعد العلاج.
- احمرار الجريبات - أبلغت مشاركة واحدة عن وجود بقعة حمراء في موقع العلاج بعد العلاج ys.
- في جميع الحالات، عادت البشرة الخاضعة للعلاج إلى طبيعتها خلال 7 أيام.

5. مزايا استخدام SMOOTHSKIN PURE FIT

يوصف SmoothSkin Pure Fit للتقليل الدائم للشعر غير المرغوب فيه.

أجريت تجربة سريرية لتقييم سلامة SmoothSkin Pure Fit وفعاليتها. وكانت الميزات الرئيسية للتجربة السريرية كما يلي:

أجريت جميع جلسات العلاج من قبل مشغلين غير مدربين طبيًا في مكان واحد باستخدام أجهزة مماثلة لجهاز SmoothSkin Pure Fit المتوفر في هذه العبوة؛

طلب من جميع المشاركات إكمال الاستبيانات المتعلقة بصحتهن العامة والمشاركات اللاتي لا يمكن علاجهن، على سبيل المثال تم استبعاد المشاركات اللاتي لديهن واحد أو أكثر من موانع الاستعمال المذكورة في القسم 3 من دليل المستخدم هذا. بالإضافة إلى ذلك، طلب من جميع المشاركات تقديم الموافقة المستنيرة وفقًا لمتطلبات التجارب السريرية الدولية؛

بدأ التجربة عدد إجمالي من النساء بلغ 53 امرأة تتراوح أعمارهن بين 19 و45 سنة؛

تركت ثلاث مشاركات التجربة خلال فترة العلاج لأسباب شخصية. لم تغادر أي مشاركة في التجربة بسبب مشكلات مرتبطة باستخدام SmoothSkin Pure Fit؛

تلقت كل مشاركة 12 جلسة علاج أسبوعيًا لموقع الجسم المختار. يتكون العلاج النموذجي من حلقة الموقع ثم استعمال SmoothSkin Pure Fit باتباع نفس العملية الموضحة في القسم 8، وتحديدًا في الخطوة 3 من دليل المستخدم هذا؛ تم عد الشعيرات لقياس التغير في كمية الشعر بعد 6 أشهر من آخر علاج و12 شهرًا بعد آخر علاج. تم عد الشعيرات في مواقع العلاج من خلال التصوير عالي الدقة وتم حساب الفرق في عدد الشعر كنسبة مئوية من التغير.

عند الاستخدام وفقًا للإرشادات، أظهرت المشاركات في التجارب السريرية معدل شعر أقل بنسبة 44% بعد 6 أشهر من آخر علاج بينما أظهر 36% شعرًا أقل بعد 12 شهرًا من آخر علاج مقارنة بعدد الشعر الذي تم تسجيله قبل العلاج (انظري الجدول أدناه). اختلفت النتائج الفعلية من امرأة إلى أخرى؛

| SMOOTHSKIN PURE | |
|-----------------|---|
| 50 | عدد المشاركات في 6 أشهر بعد العلاج |
| 43.9% | تقليل الشعر بعد 6 أشهر من العلاج |
| 33 | عدد المشاركات في 12 شهرًا بعد العلاج |
| 36.0% | تقليل الشعر بعد 12 شهرًا من العلاج |
| 66.7% | نسبة المشاركات اللاتي حققن نجاحًا (تقليل الشعر < 30%) في جميع مناطق الجسم في 12 شهرًا بعد العلاج. يُعرف نجاح المشاركة على أنه تقليل الشعر بنسبة تزيد عن 30% في كل أماكن العلاج عند مرور 12 شهرًا. |

كان معدل حدوث الآثار الجانبية أثناء التجربة السريرية ضئيلاً (كما هو موضح في القسم 4 أعلاه) ومعظم المشاركات (48 من 50) سيوصين صديقاتهن باستخدام SmoothSkin Pure Fit.

6. غرض استخدام SMOOTHSKIN PURE FIT

غرض الاستخدام

جهاز SmoothSkin Pure Fit مخصص لتقليل الشعر غير المرغوب فيه بشكل دائم.

7. الملاءمة لك


مناطق الجسم

SmoothSkin Pure Fit مناسب للاستخدام على شعر الجسم وشعر وجه الإناث أسفل خط الخد.

لون البشرة

يُعد SmoothSkin Pure Fit مناسبًا للاستخدام على درجات لون البشرة الفاتحة والمتوسطة والداكنة، بما في ذلك لون البشرة 5.

يحتوي SmoothSkin Pure Fit على مستشعر للون البشرة يقيس لون بشرتك ويمنع الاستخدام إذا كانت درجة لون بشرتك داكنة جدًا.





لون الشعر

يُعد SmoothSkin Pure Fit مناسبًا للاستخدام على الشعر الطبيعي الأسود أو البني. قد لا يكون فعالاً على الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر أو الأحمر.

8. طريقة استخدام

SMOOTHSKIN PURE FIT

تحذير: اتبعي كل خطوة من خطوات عملية العلاج للتأكد من إكمال جميع جوانب كل خطوة قبل التقدم إلى الخطوة التالية.

الخطوة 1: تحضير المنطقة المطلوب علاجها

قومي بإزالة كل الشعر الظاهر بالحلاقة. تأكدي من عدم وجود شعر متبقٍ فوق سطح الجلد لأن هذا قد يسبب الإصابة. كما يمنع ذلك أيضًا البقايا من تغطية الجزء الأمامي من جهازك.


نظفي منطقة العلاج واتركيها حتى تجف. تذكري، لا تستخدم أي مواد هلامية أو كريمات مع هذا الجهاز!

الخطوة 2: إجراء الاختبار الموضعي

قبل أول علاج لك في كل منطقة جديدة من الجسم، نوصيكِ باختبار بشرتكِ في تلك المنطقة لمعرفة رد الفعل تجاه SmoothSkin Pure Fit.

يجب أن تكون منطقة الاختبار الموضعي بحجم 3 سم × 2 سم تقريبًا (أي ما يعادل ومضتين على البشرة جنبًا إلى جنب). اتبعي الخطوة 3 لعلاج المنطقة.

انتظري لمدة 24 ساعة بعد الاختبار الموضعي، للتأكد من أن بشرتكِ مناسبة للعلاج ولا يوجد أي رد فعل سلبي على الطاقة



الضوئية. إذا لم يكن هناك رد فعل بعد 24 ساعة، فيمكنك علاج المنطقة المحيطة بمنطقة الاختبار الموضعي. يجب عدم إعادة معالجة "المنطقة المُعالجة بالاختبار الموضعي" لمدة أسبوع على الأقل.

الخطوة 3: العلاج باستخدام SMOOTHSKIN PURE FIT

أ) صلي مصدر الطاقة بمقبس كهربائي. ستبدأ المراوح في العمل، وستضيء مستشعرات لون البشرة باللون الأزرق، مما يشير إلى تشغيل الجهاز.

مهلة وضع الطاقة

عندما تُترك الوحدة "غير نشطة"، أي عدم الضغط على أي أزرار لمدة 10 دقائق، فستعود الوحدة إلى وضع الاستعداد، وسوف تنطفئ أضواء مستشعر البشرة. للعودة إلى وضع الاستعداد للعلاج، اضغط على زر وضع الطاقة.

ب) اضغطي بالجهاز بقوة على المنطقة المطلوب علاجها للتأكد من ملاسة مستشعر لون البشرة للبشرة - لن يعمل SmoothSkin Pure Fit إذا لم تكن مستشعرات البشرة ملاسة للبشرة بالكامل. بمجرد أن يقيس مستشعر البشرة درجة لون بشرة صالحة، تُعرض طاقة الإخراج المحددة مسبقاً على أشرطة الطاقة.

المؤشر قيد التشغيل

اكتشاف البشرة



صحيح

المؤشر متوقف


لا يوجد اكتشاف للبشرة



غير صحيح



- ج) اضغطي على زر التنشيط. سيومض الجهاز، ويجب الشعور بإحساس دافئ
- د) انقلي الجهاز إلى المنطقة التالية المطلوب علاجها وكرري العملية. يحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن بين الومضات.
- هـ) تأكدي من أن المنطقة بأكملها تتلقى العلاج، ولكن تجنبي تدخل نبضات العلاج.





الخطوة 4: جدول جلساتك العلاجية بجهاز SMOOTHSKIN PURE FIT

للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام SmoothSkin Pure Fit كل أسبوع لمدة 12 أسبوعًا لضمان معالجة جميع بصيلات الشعر.

بعد مرحلة العلاج الأولية (12 جلسة علاج أسبوعيًا)، للحفاظ على النتائج، نوصي باستخدام SmoothSkin Pure Fit مرة واحدة في الشهر، أو حسب الحاجة.

الخطوة 5: إيقاف تشغيل SMOOTHSKIN PURE FIT

عند الانتهاء من العلاج، يجب فصل SmoothSkin Pure Fit عن مصدر الطاقة ومقبس التيار الكهربائي.

ارجعي إلى القسم 13 للاطلاع على تفاصيل حول أفضل طريقة للعناية بجهاز SmoothSkin Pure Fit.

9. مستشعر لون البشرة

يقيس مستشعر لون البشرة لون بشرتك ويحدد المستوى الصحيح من خرج الطاقة المطلوب. إذا كانت بشرتك داكنة أكثر من اللازم بحيث لا يمكن معالجتها باستخدام SmoothSkin Pure Fit، فسيكتشف مستشعر لون البشرة ذلك وسيمنع الوحدة من العمل. ستظهر أضواء حمراء في شريط الطاقة إذا كانت بشرتك داكنة أكثر من اللازم. يمكن رؤية حالة مستشعر لون البشرة على أشرطة الطاقة الموجودة على جانبي الجهاز. إذا تم اكتشاف درجة لون بشرته صحيحة، فستضيء أشرطة الطاقة باللون الأبيض. يعتمد عدد المصابيح المضاءة على لون بشرتك بالضبط.

مؤشرات الطاقة



مصابيح أقل = بشرة أدكن وإعداد طاقة أقل
مصابيح أكثر = بشرة أفتح وإعداد طاقة أعلى

البشرة داكنة للغاية
لا يمكن العلاج
يضيء مصباح واحد باللون الأحمر



البشرة الداكنة
أقل إعداد للطاقة يضيء
مصباح واحد



البشرة فاتحة
أعلى إعداد للطاقة تضيء
10 مصابيح



يظهر في الجدول الموضح أدناه مقدار الطاقة الضوئية التي يتم توفيرها لكل إعداد من إعدادات الجهاز عندما يكون في وضع الطاقة (حسب لون البشرة).

| الطاقة القصوى (جول / سم ²) | عدد مصابيح شريط الطاقة المضيئة |
|---|--------------------------------|
| 6.00 | 10 |
| 5.78 | 9 |
| 5.56 | 8 |
| 5.33 | 7 |
| 5.11 | 6 |
| 4.89 | 5 |
| 4.67 | 4 |
| 4.44 | 3 |
| 4.22 | 2 |
| 4.00 | 1 |

تضمن لك الملامسة الكاملة لبشرتك الحصول على أفضل النتائج، حيث تصل كل الطاقة الضوئية المنبعثة من الجهاز إلى منطقة العلاج.

10. مستشعر ملامسة البشرة

تم تجهيز SmoothSkin Pure Fit بمستشعر لملامسة البشرة يتحقق من ملامسة بشرتكِ قبل كل ومضة، للتأكد من أن الجهاز آمن للتشغيل. هذا يجعل الجهاز متوافقًا مع أكثر لوائح السلامة صرامة.

كما يضمن مستشعر ملامسة البشرة أيضًا حصولكِ على أفضل النتائج من جهازك. يجب أن يكون المستشعر ملامسًا بالكامل لمنطقة العلاج حتى يومض الجهاز.

يعني هذا التلامس الكامل مع بشرتكِ وصول كل الطاقة الضوئية المنبعثة من الجهاز إلى منطقة العلاج لتقديم أفضل النتائج.

إذا لم يكن الجهاز على اتصال كامل بمنطقة المعالجة، فلن يعمل الجهاز. حاولي ضبط موضع الجهاز لضمان تحقيق الاتصال الكامل، خاصة في المناطق الأكثر صعوبة مثل الذراعين والساقين.



11. أوضاع SMOOTHSKIN PURE FIT

يمكنك معالجة جسمك باستخدام أي من أوضاع معالجة SmoothSkin Pure Fit الثلاثة:



وضع الطاقة - بدون مؤشر



الوضع اللطيف - المؤشر قيد التشغيل



الوضع السريع - المؤشر قيد التشغيل

يعد وضع الطاقة أعلى إعداد طاقة للجهاز. يوفر وضع الطاقة أفضل النتائج، حيث يستخدم أقصى إنتاج ممكن من الطاقة مناسب للون بشرتك المميز. يعمل هذا الوضع جيداً بشكل خاص في المناطق الصعبة التي عادةً ما يكون الشعر فيها أكثر كثافة، مثل الإبط وخط البيكينبي.

يمكن استخدام الوضع اللطيف إذا وجدت وضع الطاقة غير مريح أو مؤلماً قليلاً. يؤدي تشغيل الجهاز على الوضع اللطيف إلى تقليل إنتاج الطاقة، وستلاحظين انخفاض إضاءة مؤشرات شريط الطاقة عند استخدامها على بشرتك. يُعد وضع السرعة الوضع الأسرع، وبالتالي وضع الطاقة الأقل. ويعتبر وضع السرعة هو الأفضل لعلاج المناطق الأكبر حجمًا حيث يكون الشعر أقل كثافة (مثل الذراعين أو الساقين)، وحيث تريدين الانتهاء من منطقة المعالجة بسرعة. يمكن استخدامه أيضًا كوضع الحفاظ على الحالة، ليتم استخدامه لمنع إعادة نمو الشعر بعد نظام المعالجة الأولي. يكون وضع الطاقة هو الإعداد الافتراضي عند تشغيل الجهاز. يمكنك التبديل بين الأوضاع الثلاثة بالضغط على زر الوضع تحت زر

زر التنشيط



زر الوضع

التنشيط الرئيسي.

عندما يكون الجهاز في أي من هذه الأوضاع، يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريدين استخدام طريقة الانزلاق أو طريقة الضغط.

يُوصى باستخدام طريقة الضغط للمناطق الصغيرة مثل تحت الإبطين وخط bikini. ضعي الجهاز على البشرة، واضغطي على زر التنشيط ثم اتركيه. أزيليه من الجلد قبل إعادة استخدامه بعناية على منطقة المعالجة التالية.

يُوصى باستخدام طريقة الانزلاق للمناطق الأكبر مثل الساقين. ضعي الجهاز على البشرة، واضغطي مع الاستمرار على زر التنشيط (اضغطي باستمرار لأسفل)، ثم حركي الجهاز على طول البشرة بين الومضات. جاوبي تحريك الجهاز بسرعة ثابتة لتحصلي على تغطية كاملة دون إعادة للمناطق أو فقدها.

12. الرأس الدقيق


يأتي جهاز SmoothSkin Pure Fit برأس دقيق قابل للفصل، وهو مثالي للمناطق الصغيرة والصعبة (مثل الشفة العليا والأصابع وأصابع القدم). وميزة ذلك هي أنه يمنحك المزيد من المرونة أثناء كل جلسة علاج.

سيؤدي استخدام الرأس الدقيق إلى إبطاء جهازك قليلاً، لذلك نوصي بعدم استخدامه إلا عند الحاجة، لضمان حصولك على أسرع علاج ممكن.

كل ما عليك هو تركيب الرأس الدقيق في الجزء الأمامي من جهازك عبر مغناطيس داخلي داخل الجزء الأمامي من الجهاز الرئيسي. يعمل هذا المغناطيس على تثبيت الرأس في مكانه بينما تعالجين المنطقة. كل ما عليك هو فك الرأس أو إعادة إرفاقه بناءً على المنطقة التي تعالجينها.



في حالة تلف الرأس الدقيق أو فقدان أي أجزاء (مثل المغناطيس أو العاكس)، فلا تستخدميه.
تأكد من أن الرأس الدقيق في الاتجاه الصحيح (الشعار في الأعلى)
إذا أصبح الرأس الدقيق ساخناً بشكل غير مريح أثناء الاستخدام، فتوقف عن العلاج حتى يبرد.
اتبع جميع تحذيرات سلامة العينين (القسم 3) عند تركيب الرأس الدقيق.
اتبع تعليمات التنظيف (القسم 13) للرأس الدقيق



13. التنظيف، والصيانة، والتخزين

احرصي دائماً بعد العلاج على إيقاف تشغيل SmoothSkin Pure Fit عبر فصل مصدر الطاقة عن SmoothSkin Pure Fit والمقبس الكهربائي. بعد الاستخدام، يجب فحص الجهاز ومستشعر لون البشرة ونافذة المعالجة بحثاً عن أي تلفيات ومسحها بقطعة قماش جافة وخالية من النسالة. تحذير: يمكن أن يسخن الفلتر الزجاجي أثناء الاستخدام. لا تلمسي الفلتر أو تنظفيه لمدة 5 دقائق على الأقل بعد الاستخدام حتى يبرد. لا تستخدم مطلقاً الماء أو المنظفات السائلة الأخرى، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز مما يؤدي إلى خطر محتمل على السلامة. لضمان أقصى أداء لجهاز SmoothSkin Pure Fit، من المهم بشكل خاص الحفاظ على خلو الجزء الأمامي من الجهاز والعاكس من الأوساخ والشعر أو أي بقايا أخرى. للمساعدة في تنظيف هذا الجزء، يمكن تنظيف الجزء الأمامي من الجهاز بقطعة قماش مبللة قليلاً. خزني جهاز SmoothSkin Pure Fit في مكان بارد وجاف. تأكدي من حماية نافذة المعالجة ومستشعر لون البشرة الموجودين في الجهاز من التلف. افحصي الجهاز بانتظام (بما في ذلك الأسلاك) بحثاً عن أي علامات تلف ظاهرة. في حالة حدوث تلف أو تشققات، توقفي عن استخدام الجهاز. لمنع خطر الاختناق أو التعثر، احرصي دائماً على فصل الجهاز من مقبس الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

14. التنقل مع SMOOTHSKIN PURE FIT

تُعد وحدة الإمداد بالطاقة في SmoothSkin Pure Fit شاملة وستعمل مع جميع إمدادات التيار الكهربائي الشائعة. سيعمل SmoothSkin Pure Fit كالمعتاد بشرط أن يكون لديك محول مناسب لقياس كابل التيار الكهربائي.

15. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة | الحل |
|---|--|
| لا تضيء مؤشرات شريط الطاقة على جانب الجهاز عند وضعها على بشرتك. | تأكد من توصيل التيار الكهربائي، تأكد من أن الجهاز في وضع الاستعداد (اضغطي على زر الاستعداد/ الجاهزية مرة واحدة)، تأكد من صُغَط مستشعرات البشرة على الجلد. تأكد من صُغَط مستشعر لون البشرة على البشرة. |
| أثناء الضغط على بشرتك، يضيء أول مؤشرات شريط الطاقة الموجود على جانب الجهاز باللون الأحمر. ولن يعمل SmoothSkin Pure Fit. | المنطقة التي تحاولين معالجتها داكنة للغاية ولا يمكن معالجتها. يحتوي SmoothSkin Pure Fit على مستشعر ذكي للون البشرة يكتشف لون بشرتك تلقائياً ويحدد إعداد العلاج الأمثل. نظراً للطبيعة تقنية النبض الضوئي المكثف، فإن SmoothSkin Pure Fit ليس مناسباً للجميع ولا يمكنه معالجة البشرة الداكنة جداً. |
| تضيء مؤشرات شريط الطاقة الموجودة على جانب الجهاز أو تومض بنمط غير مألوف بما في ذلك مصباح مؤشر أحمر. | سيعرض SmoothSkin Pure Fit أي رسائل خطأ من خلال مجموعات من المصابيح على أشرطة الطاقة الموجودة على جانبي الجهاز. ويشير هذا إلى وجود خطأ في الجهاز، توقفي عن استخدام الجهاز وراجع الموقع الإلكتروني. |
| تلف جهاز SmoothSkin Pure Fit، أو نافذة المعالجة، أو وحدة الإمداد بالطاقة أو الكابل، أو كسره أو شرخه أو ظهور عيب عليه. | "لا تستخدميه. إذا كان لديك أي شك حول سلامة SmoothSkin Pure Fit أو كنت تشكين في تلفه بأي شكل من الأشكال، فلا يجب استخدامه، ويجب عليك مراجعة الموقع الإلكتروني." |

16. الضمان

نحن نمنح ضماناً لمدة عامين على المنتج بدءاً من تاريخ الشراء. سوف نتحقق خلال فترة الضمان من الأخطاء في المواد أو التصنيع مجاناً ونستبدل الجهاز بالكامل، وفقاً لتقديرنا.

يمتد هذا الضمان إلى كل دولة يتوفر فيها هذا الجهاز من قبل CyDen أو الموزع المعين.

لا يغطي هذا الضمان التلف الناتج عن الاستخدام غير السليم أو الاهتراء العادي أو الاستخدام، وكذلك العيوب التي لها تأثير ضئيل على قيمة الجهاز أو تشغيله. يصبح الضمان باطلاً إذا تم إجراء الإصلاحات من خلال أشخاص غير مصرح لهم وإذا لم يتم استخدام قطع غيار SmoothSkin Pure Fit الأصلية. للحصول على الصيانة خلال فترة الضمان، يُرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.smoothskin.com

17. العلامات والرموز

تم تمييز SMOOTHSKIN PURE بالرموز التالية

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | جزء تطبيقي من نوع الاستخدام العائم |  | علامة الامتثال للقواعد التنظيمية في أستراليا |
|  | جهاز من الدرجة الثانية |  | فترة الاستخدام المحافظ على البيئة حسب توجيه الحد من المواد الخطرة في الصين |
|  | اتبعي تعليمات الاستخدام |  | تحذير إمكانية تسبب الإشعاع البصري الصادر عن الجهاز في إصابة العين |
|  | علامة التخلص من النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية WEEE في اللاتحاد الأوروبي |  | علامة امتثال التريفيويل لأوكرانيا |
|  | علامة المطابقة الأوروبية |  | التوافق الكهرومغناطيسي حسب لجنة الاتصالات الفيدرالية لأمريكا الشمالية |
|  | يبقى جافاً | | |

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية:

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام طاقة تردد لاسلكي ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في بيئة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس موجود في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

18. المواصفات الفنية

SmoothSkin Pure Fit هو نظام نبضات ضوئية مكثفة ذو نطاق عريض مُرَشَّح بالمواصفات الفنية التالية: عدل التكرار: تُصدر النبضات يدويًا كل 0.45 إلى 1 ثانية (حسب إعدادات المعالجة)، التشغيل المستمر

| | |
|----------------------------|--|
| طول النبضة: | العرض الكامل بنصف الحد الأقصى للتفريغ الحر = 2.0 ملي ثانية |
| أقصى إخراج بصري: | 3 - 6 جول /سم ² |
| الطول الموجي: | 510 - 1100 نانومتر |
| مدخلات خط الطاقة: | 100-240 فولت، 50/60 هرتز، 0.91-1.7 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل: | بين 5 درجات مئوية و40 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل: | حتى 93% رطوبة نسبية بدون تكاثف |
| ضغوط التشغيل: | من 700 هيكٲو باسكال إلى 1060 هيكٲو باسكال |
| منطقة العلاج (حجم البقعة): | 3 سم ² (30 مم × 10 مم) |

المنطقة المحيطة بنافذة المعالجة مباشرة مصنفة على أنها جزء تطبيقي، ويمكن أن تصل إلى درجة حرارة قصوى تبلغ 60 درجة مئوية. احرصي على استخدام SmoothSkin Pure Fit وفقاً للإرشادات الواردة في القسم 8.

ظروف النقل:

| | |
|---------------|---|
| درجة الحرارة: | من 25- درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| الرطوبة: | حتى 93% رطوبة نسبية بدون تكاثف |
| الضغط: | من 500 هيكتو باسكال إلى 1060 هيكتو باسكال |

إذا تم تخزين الجهاز في درجات حرارة خارج نطاق التشغيل المحدد، فيُرجى الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الاستخدام للسماح للجهاز بالتأقلم.

يحتوي جهاز SmoothSkin Pure Fit على عدد غير محدود من الومضات وهو مخصص لمستخدم واحد. الحد الأدنى للعمر الافتراضي المتوقع هو 10 سنوات عند اتباع النظام الموصى به. تشهد علامة CE توافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية:

- توجيه الجهد المنخفض EU/2014/35
- توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30
- توجيه المنتجات المتعلقة بالطاقة 2009 / 125 / EC.

يتوافق جهاز SmoothSkin Pure Fit مع أحدث معايير التوافق الكهرومغناطيسي وتعديلاتها المطبقة على الأجهزة المنزلية والطبية. وهي: EN 55014-1:2017، EN 55014-2:2015، EN/IEC، EN 61000-3-3:2013، EN 61000-3-2:2014، EN 61000-3-2:2014، FCC CRF 47 (Ed 4.0)، 60601-1-2:2014 الجزء 15 ب 15.107 و 15.109، IECs-003 الإصدار 6.0.

يتوافق جهاز SmoothSkin Pure Fit مع أحدث معايير السلامة وتعديلاتها المطبقة على الأجهزة المنزلية والطبية. وهي: IEC 60335-1: 2010، IEC 60335-2-23: 2003، IEC 60601-11: 2015، IEC 60601-1: 2005، IEC 60601-2-57: 2006، C22.2 ANSI/، 2014، 2008: 60601-1 رقم 2011، IEC 60601-1-6: 2010، IEC 62366 -1: 2015، IEC 62304: 2006، AAMI ES 60601-1: 2015 + AMS

لمزيد من التفاصيل، اتصلي بشركة CyDen Ltd

لتخلص (نهاية العمر الافتراضي)

لتقليل المخاطر على الصحة والبيئة وضمان إمكانية إعادة تدوير المواد، يجب التخلص من هذا المنتج في منشأة تجميع منفصلة مخصصة لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. يوجد التخلص من النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية WEEE على المنتج لتذكيرك.

به SMOOTHSKIN PURE FIT خوش آمدید

پنجره ای به سوی دنیای زیبایی بی رقیب، نرمی و راحتی به روی شما باز کرده ایم. به گفتگو و تبادل نظر در www.smoothskin.com پیوندید و در طول دوره استفاده از تبریک می گوییم! مشاوره و پشتیبانی متخصصین بهره مند شوید.

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--|
| 141 | SMOOTHSKIN PURE FIT | 117 | سیستم SMOOTHSKIN PURE FIT |
| 143 | 12. سر دقیق | 118 | 2. SMOOTHSKIN PURE FIT چگونه کار می کند |
| 145 | 13. تمیز کردن، تعمیر و نگهداری | 120 | 3. اطلاعات مهم امنیتی |
| 145 | SMOOTHSKIN PURE FIT | 127 | 4. خطرات بالقوه، عوارض جانبی و واکنش های پوستی |
| 146 | 15. عیب یابی | 129 | SMOOTHSKIN PURE FIT |
| 147 | 16. ضمانت | 131 | 6. کاربرد مورد نظر SMOOTHSKIN PURE FIT چیست |
| 148 | 17. برجسب ها و نمادها | 131 | 7. مناسب بودن برای شما |
| 150 | 18. مشخصات فنی | 132 | SMOOTHSKIN PURE FIT |
| | | 136 | 9. حسگر رنگ پوست |
| | | 139 | 10. حسگر تماس پوست |

1. سیستم SMOOTHSKIN PURE FIT

محتویات کارتن

داخل کارتن SMOOTHSKIN PURE FIT اقلام زیر را خواهید یافت:

- دستگاه و واحد اصلی
- کابل برق
- سر دقیق
- دفترچه راهنمای کاربر



2. SMOOTHSKIN PURE FIT چگونه کار می کند

SmoothSkin Pure Fit به گونه ای طراحی شده است که به قطع چرخه رشد مو کمک کند. انرژی نور از طریق سطح پوست منتقل می شود و توسط ملانین موجود در ساقه مو جذب می شود. انرژی نور جذب شده، به انرژی گرمایی تبدیل می شود (در زیر سطح پوست) که موجب فیرفعال شدن فولیکول مو می شود. موهایی که تحت تابش دستگاه قرار گرفته اند، به طور طبیعی در طول یک دوره چند روزه تا 1 یا 2 هفته ای می ریزند.

رشد مو به صورت چرخشی است و در 3 مرحله مجزا و متوالی انجام می شود. استفاده از IPL صرفاً زمانی مؤثر است که موها در مرحله خاصی باشند (مرحله رشد آنانژن). همه موها به طور همزمان در مرحله یکسانی نیستند. به همین دلیل است که باید برنامه استفاده توصیه شده 12 هفته ای را دنبال کنید.

تراشیدن/ نوردهی/ از رشد مجدد جلوگیری می کند



چه انتظاری باید داشته باشید

بلافاصله پس از استفاده، نباید هیچ عوارض جانبی مهمی در ناحیه استفاده شده مشاهده کنید (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عوارض جانبی، به بخش 4 مراجعه کنید).

طی چند هفته اول بعد از استفاده اولیه، همچنان رشد برخی موها را شاهد خواهید بود. اینها احتمالاً موهایی هستند که تحت تابش نبوده اند، یعنی در زمان استفاده زیر پوست خواب بوده اند و وقتی IPL بیشترین تأثیر را داشته است در مرحله رشد خود (آنژن) نبوده اند.

از حدود هفته 6 تا هفته 12 برنامه استفاده، کاهش رشد مو را احساس خواهید کرد. اما بسیاری از موها ممکن است هنوز در مرحله رشد خود تحت تابش قرار نگرفته باشند. لازم است که استفاده هفتگی را ادامه دهید.

پس از برنامه 12 هفته ای، باید کاهش چشم گیری در موهای ناحیه استفاده شده مشاهده کنید. موهای باقیمانده باید نازکتر و کم‌رنگتر شوند. با ادامه استفاده ماهانه، یا استفاده در صورت لزوم، باید روند کاهش موهای زائد حفظ شود.

3. اطلاعات مهم امنیتی موارد منع مصرف

اگر پوست خیلی تیره ای دارید، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید. حسگر رنگ پوست که نزدیک پنجره خروجی دستگاه واقع شده است، رنگ پوست را تشخیص می دهد. اگر حسگر رنگ پوست تشخیص دهد که پوست شما برای استفاده ایمن خیلی تیره است، جلوی عملیات SmoothSkin Pure Fit گرفته خواهد شد.

اگر پوست شما به صورت طبیعی یا مصنوعی برنزه شده است یا بر اثر قرارگیری بیش از حد در برابر نور خورشید سوخته است، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید. در صورت استفاده از SmoothSkin Pure Fit، پوست شما ممکن است بعد از قرارگیری در معرض آفتاب بیش از حد حساس شود و بخصوص مستعد سوختن، تاول زدن، از دست دادن رنگ یا خراشیدگی شود. قبل از استفاده از SmoothSkin Pure Fit، یک هفته صبر کنید تا آفتاب سوختگی یا برنزه شدگی از بین برود.

ناحیه هایی را که تحت تابش دستگاه بوده است در معرض نور آفتاب قرار ندهید. قبل از قرار دادن پوستی که دستگاه روی آن استفاده شده است در مقابل نور مستقیم خورشید، حداقل 7 روز بعد از استفاده صبر کنید. بعد از استفاده از SmoothSkin Pure Fit، پوست شما ممکن است بیش از حد حساس شده و مستعد آفتاب سوختگی باشد. روی ناحیه ای که دستگاه روی آن استفاده شده است کرم ضدآفتاب (SPF برابر با 15 یا بالاتر) بزنید یا آن را با لباس مناسب بپوشانید.

دستگاه SmoothSkin Pure Fit را مستقیماً روی نوک پستان، ناحیه تناسلی یا اطراف مقعد استفاده نکنید. این نواحی ممکن است رنگ پوست تیره تر و/یا تراکم موی بیشتری داشته باشند. استفاده از دستگاه در این نواحی می تواند باعث ایجاد ناراحتی/درد یا آسیب (سوختگی، تغییر رنگ یا خراش) پوست شود.

اگر سابقه سرطان پوست یا ضایعه قبل سرطانی دارید (مانند خال گوشتی یا تعداد زیاد خال)، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید

دستگاه را روی تاول یا خراش استفاده نکنید.

اگر بارداری یا در دوره شیردهی هستید، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید، زیرا این دستگاه هنوز روی این افراد آزمایش نشده است.

از SmoothSkin Pure Fit روی نقاط قهوه ای تیره یا سیاه مانند ماه گرفتگی، خال یا زگیل در ناحیه موردنظر استفاده نکنید. استفاده از SmoothSkin Pure Fit می تواند باعث آسیب به پوست شده یا عارضه موجود را بدتر کند. ممکن است دچار عوارض جانبی مانند سوختگی، تاول، تغییر رنگ پوست یا خراشیدگی شوید.

اگر در ناحیه ای که دستگاه روی آن استفاده شده است دچار عارضه پوستی مانند پزوریاسیس، پیسی، اگزما، آکنه، تب خال یا عفونت فعال یا زخم هستید، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید.

اگر زیر 18 سال هستید، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید، زیرا این دستگاه هنوز روی این گروه افراد آزمایش نشده است.



هشدار

ایمنی چشم‌ها

SmoothSkin Pure Fit، فلش‌های پالس شدید نور را ساطع می‌کند. قرارگیری مستقیم در برابر این نور می‌تواند به چشم‌های شما آسیب بزند. مراقب باشید که اقدامات احتیاطی ایمنی زیر را انجام دهید.

هشدار: در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها، احتمال آسیب به چشم (که می‌تواند منجر به از دست دادن بینایی شود) و احتمال آسیب به پوست وجود دارد. دستورالعمل‌ها را بخوانید و رعایت کنید

دستگاه تنها در صورتی می‌تواند فعال شود (فلش بزند) که حسگر رنگ پوست (کنار پنجره خروج نور)، رنگ پوست قابل قبولی را تشخیص دهد و در تماس کامل با ناحیه استفاده باشد. اما:

وقتی برق دستگاه وصل است و دستگاه روشن است، مستقیم به پنجره خروج نور از دستگاه نگاه نکنید

سیستم را به سمت چشم فعال نکنید (فلش نزنید)

از این دستگاه اطراف چشم (ابروها یا مژه‌ها) استفاده نکنید. استفاده نادرست از این دستگاه می‌تواند موجب آسیب به چشم شود، پس مواظب باشید چشمتان در معرض تابش دستگاه قرار نگیرد. از این دستگاه روی پلک یا نزدیک چشم استفاده نکنید

فقط زمانی سیستم را فعال کنید (فلش بزنید) که بخش جلویی دسته دستگاه در تماس مناسب با ناحیه موردنظر برای استفاده باشد. توصیه می‌کنیم در لحظه فلش زدن روی پوست، به دسته نگاه نکنید.

موارد الکتریکی و ایمنی

مانند سایر دستگاه های الکتریکی، هنگام استفاده از این دستگاه نیز باید اقدامات احتیاطی خاصی را مد نظر قرار دهید تا از ایمنی خود اطمینان یابید.

سعی نکنید دستگاه SmoothSkin Pure Fit را باز کنید، زیرا این کار می تواند شما را در معرض قطعات الکتریکی خطرناک قرار دهد.

اگر SmoothSkin Pure Fit آسیب دیده است، مثلاً در صورت ترک خوردگی دستگاه، آسیب دیدگی کابل (نمایان شدن سیم های داخلی)،

ترک خوردگی یا شکستن شیشه دستگاه و غیره، از دستگاه استفاده نکنید. این کار می تواند موجب آسیب شود.

از این دستگاه نزدیک وان حمام، دوش، حوضچه یا هر آبگیر دیگری استفاده نکنید. اگر SmoothSkin Pure Fit خیس شد، نباید از آن استفاده کرد.

اگر SmoothSkin Pure Fit هنگام لمس به شکل ناراحت کننده ای داغ شد از آن استفاده نکنید. این موضوع نشان می دهد که دستگاه آسیب دیده است.

از منبع تغذیه یا سایر اجزا به غیر از مواردی که برای استفاده همراه SmoothSkin Pure Fit عرضه شده است استفاده نکنید. این کار می تواند به دستگاه آسیب بزند و باعث شود دیگر کار نکند.



فیلتر شیشه ای



سعی نکنید SmoothSkin Pure Fit را به سمت هیچ سطح دیگری به غیر از پوست فعال کنید (فلش بزنید).
«هشدار»، هیچگونه تغییری در این دستگاه مجاز نمی باشد.

SmoothSkin Pure Fit را در جایی قرار ندهید که جدا کردن آن از برق مشکل باشد.

یمنی عمومی

اگر در ناحیه ای که می خواهید از دستگاه استفاده کنید، قبلاً لایه برداری پوست انجام داده اید، از این دستگاه استفاده نکنید. قبل از استفاده از SmoothSkin Pure Fit، حداقل 30 روز بعد از لایه برداری پوست صبر کنید.

استفاده از دستگاه روی پوست برنزه شده با «پالس شدید نور» (IPL) می تواند موجب تولید بیش از حد رنگدانه های پوست (تیره شدن) یا فقدان رنگدانه (روشن شدن) پوستی شود که دستگاه روی آن استفاده می شود.
در نواحی که تاتو یا آرایش دائم دارند از دستگاه استفاده نکنید.

اگر حساسیت شناخته شده به نور آفتاب دارید یا دارویی مصرف می کنید که پوست را حساس تر کرده و حساسیت به نور ایجاد می کند، مانند رتین آ، آکوتان و/یا سایر رتینوئیدهای موضعی، از این دستگاه استفاده نکنید. همواره بروشور دستورالعمل را که با محصول پزشکی عرضه می شوند بخوانید تا ببینید آیا حساسیت به نور به عنوان عوارض جانبی ذکر شده است یا خیر. استفاده از SmoothSkin Pure Fit روی پوستی که به نور حساس است منجر به آسیب به پوست مانند ورم یا تاول می شود. پیش از استفاده از دستگاه با پزشک مشورت کنید، زیرا می تواند به پوست آسیب بزند.

این دستگاه با هدف درمان عارضه های پزشکی طراحی نشده است. در صورت وجود خال، راش پوستی، خارش پوستی، قارچ یا عفونت

پوستی، برآمدگی پوستی یا زائده گوشتی، با پزشک مشورت کنید.

دستگاه SmoothSkin Pure Fit نباید روی هیچگونه فیلر یا بوتاکسی استفاده شود.

SmoothSkin Pure Fit باید دور از دسترس کودکان زیر 18 سال نگه داشته شود. کودکان نباید از دستگاه استفاده کنند، با آن بازی کنند، یا آن را نگهداری یا تمیز نمایند. چند خطر احتمالی وجود دارد - قرار گیری در معرض خروجی نور که موجب سوختگی یا آسیب به چشم می شود، برق گرفتگی، یا خفگی با کابل ها.

SmoothSkin Pure Fit باید دور از دسترس حیوانات خانگی و حیواناتی نگهداری شود که می توانند به دستگاه آسیب برسانند. خطرات احتمالی شامل مختل شدن عملکرد دستگاه و برق گرفتگی می شود.

SmoothSkin Pure Fit نباید توسط افرادی که دچار کاهش توانایی های فیزیکی، حسی یا ذهنی هستند استفاده شود. مگر آنکه تحت نظارت باشند یا دستورالعمل های مربوط به استفاده ایمن و مناسب از دستگاه توسط فردی که مسئول امنیت آنهاست آموزش داده شود.

فیلتر شیشه ای SmoothSkin Pure Fit از بخش های مهم دستگاه است که در طول استفاده داغ می شود. در طول استفاده و بعد از آن، این فیلتر را لمس نکنید. مرتب فیلتر را بررسی کنید تا آسیب ندیده باشد. اگر فیلتر ترک خورده است یا در جای خود نیست، از SmoothSkin Pure Fit استفاده نکنید.

مطمئن شوید که پنجره خروج نور SmoothSkin Pure Fit تمیز و عاری از کثیفی باشد. وجود هر گونه کثیفی روی پنجره خروج نور یا اطراف آن در طول کار ممکن است منجر به تغییر موقتی پوست مانند قرمزی یا تورم شود.

هشدار: استفاده طولانی مدت یا مکرر از دستگاه روی یک ناحیه ممکن است به پوست آسیب برساند. از استفاده بیش از حد شامل حرکت دادن زیادی، پالس های پشت سر هم و/یا افزایش تعداد استفاده خودداری کنید

هشدار: مکانیسم های ایمنی درونی دستگاه را از کار نیندازید

از میزان مصرفی که در برنامه استفاده مشخص شده است فراتر نروید

اقدامات احتیاطی

برداشتن مو با لیزرها یا منابع پالس شدید نور می تواند موجب افزایش رشد مو در برخی افراد شود. بر اساس داده های موجود فعلی، گروه هایی که بیش از همه در معرض این پاسخ هستند، زنان با ریشه مدیترانه ای، خاورمیانه ای، و جنوب آسیا هستند که از دستگاه روی صورت و گردن خود استفاده می کنند.

از SmoothSkin Pure Fit در نواحی که ممکن است بخواهید در آنجا مو مجدداً رشد کند، استفاده نکنید.

از دستگاه SmoothSkin Pure Fit روی صورت، فک یا گردن مردان استفاده نکنید. موی ناحیه ری ش مردان بسیار متراکم است و استفاده از دستگاه SmoothSkin Pure Fit در این نواحی می تواند منجر به آسیب پوستی شود.

استفاده از SmoothSkin Pure Fit روی موهای قرمز، خاکستری، سفید یا بلوند توصیه نمی شود. SmoothSkin Pure Fit روی این رنگ موها مؤثر نیست.

4. خطرات بالقوه، عوارض جانبی و واکنش های پوستی

استفاده از SmoothSkin Pure Fit می تواند با عوارض جانبی همراه باشد.

در جدول زیر، واکنش های پوستی شناخته شده که ممکن است بعد از استفاده از SmoothSkin Pure Fit روی دهد ذکر شده است.

| عارضه جانبی | نحوه ارزیابی و واکنش |
|---|---|
| درد خفیف / احساس ناراحتی در ناحی استفاده شده | این واکنش در کلیه استفاده های IPL مورد انتظار و طبیعی است. می توانید طبق دستورالعمل به استفاده از دستگاه ادامه دهید. با ادامه استفاده، درد باید از بین برود. |
| احساس گرما یا مورمور شدن در طول استفاده که معمولاً بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه از بین می رود و با ادامه استفاده کاهش می یابد. | این واکنش در کلیه استفاده های IPL مورد انتظار و طبیعی است. می توانید طبق دستورالعمل به استفاده از دستگاه ادامه دهید. |
| خارش در ناحیه استفاده شده | این واکنش در استفاده های IPL بسیار رایج است، و بعد از مدت کوتاهی کاهش می یابد. می توانید طبق دستورالعمل به استفاده از دستگاه ادامه دهید. ناحیه تحت استفاده دستگاه را نخراشید. |
| قرمزی پوست در طول یا بعد از استفاده که طی چند دقیقه از بین می رود. | این واکنش در کلیه استفاده های IPL مورد انتظار و طبیعی است. پس از آن که قرمزی پوست از بین رفت، می توانید طبق دستورالعمل به استفاده از دستگاه ادامه دهید. |
| قرمزی پوست که طی چند دقیقه از بین نمی رود و 24 تا 48 ساعت طول می کشد. | بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و قبل از استفاده دوباره از آن، با پزشکتان مشورت کنید. |

| عارضه جانبی | نحوه ارزیابی و واکنش |
|--|--|
| احساس درد یا ناراحتی که در طول استفاده شدید است و پس از استفاده هم ادامه دارد. | بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و قبل از استفاده دوباره از آن، با پزشکتان مشورت کنید. |

| در موارد بسیار نادر | نحوه ارزیابی و واکنش |
|---|---|
| تورم و قرمزی که طی دو یا سه روز از بین نمی رود. | بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و قبل از استفاده دوباره از آن، با پزشکتان مشورت کنید. |
| تغییرات موقتی در رنگ پوست (روشن شدن یا تیره شدن). | اگر رنگ پوستتان تغییر کرد، بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با پزشکتان مشورت کنید. |
| تاول زدن، خراش یا سوختگی پوست. | بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و قبل از استفاده دوباره از آن، با پزشکتان مشورت کنید. یک کیسه آب سرد روی ناحیه تحت استفاده دستگاه قرار دهید. با کرم سوختگی یا ضد عفونی درمان کنید. |

در یک کارآزمایی بالینی متشکل از 50 داوطلب، هر داوطلب 12 استفاده هفتگی را دریافت کرد. اثرات گزارش شده عبارتند از: خارش - 3 داوطلب خارش خفیفی را بعد از استفاده تجربه کردند. - قرمزی خفیف - این واکنش در 2 داوطلب گزارش شد. - احساس سوزش خفیف - 5 داوطلب احساس ناراحتی خفیفی را بعد از استفاده گزارش کردند. - رشد مو به سمت داخل پوست - 1 داوطلب گزارش کرد که بعد از استفاده دچار رشد مو به سمت داخل پوست شده است. - قرمزی فولیکول - 1 داوطلب بعد از استفاده نقطه قرمزی را در ناحیه مورد استفاده گزارش کرد. در همه داوطلبان، پوستی که دستگاه روی آن استفاده شده است طی 7 روز به وضعیت طبیعی بازگشت.

5. مزایای استفاده از SMOOTHSKIN PURE FIT

هدف استفاده از SmoothSkin Pure Fit، کاهش دائمی موهای زائد است.

یک کارآزمایی بالینی به منظور ارزیابی ایمنی و کارایی SmoothSkin Pure Fit انجام شد. ویژگی های کلیدی این کارآزمایی بالینی شامل موارد زیر بود:

کلیه موارد استفاده توسط اپراتورهای آموزش دیده غیرپزشکی در یک مکان و با استفاده از همان دستگاه SmoothSkin Pure Fit که در این بسته بندی عرضه شده است انجام شد؛

کلیه داوطلبان ملزم به تکمیل پرسشنامه ای در ارتباط با سلامت عمومی خود بودند، و آنهایی که امکان استفاده از دستگاه روی آن ها نبود، مثلاً آنهایی که مشمول یک یا چند مورد از موارد منع مصرف بودند که در بخش 3 «دفترچه راهنمای کاربر» ذکر شده است، کنار گذاشته شدند. علاوه بر این، از همه داوطلبان خواسته شد که طبق الزامات بین المللی کارآزمایی بالینی، رضایت آگاهانه بدهند؛

در مجموع 53 داوطلب زن، در سنین بین 19 و 45 سال در کارآزمایی شرکت کردند؛

سه داوطلب در طول دوره استفاده به دلایل شخصی کارآزمایی را ترک کردند. هیچ داوطلبی به دلیل مشکلات مرتبط با استفاده از SmoothSkin Pure Fit کارآزمایی را ترک نکرد؛

هر داوطلب تحت 12 استفاده هفتگی در ناحیه ای از بدنش که خودش انتخاب کرده بود قرار گرفت. استفاده معمول شامل تراشیدن موی ناحیه و سپس استفاده از دستگاه SmoothSkin Pure Fit طبق یک روش یکسان ذکرشده در بخش 8، مرحله 3 این دفترچه بود؛

به منظور سنجش تغییر مقدار مو، تعداد موها 6 ماه بعد از آخرین استفاده و 12 ماه بعد از آخرین استفاده شمرده شد. موهای ناحیه ای که دستگاه روی آن ها استفاده شده بود با عکسبرداری با وضوح بالا شمارش شد، و تفاوت تعداد موها به عنوان درصد تغییر محاسبه شد؛

وقتی از دستگاه طبق دستوالعمل استفاده شد، شرکت کنندگان در این کارآزمایی بالینی 6 ماه بعد از آخرین استفاده به طور میانگین 44 درصد کاهش مو، و 12 ماه بعد از آخرین استفاده 36 درصد کاهش مو نسبت به تعداد موهای شمارش شده قبل از استفاده داشتند. نتایج واقعی از فردی به فرد دیگر متفاوت بود؛

| SMOOTHSKIN PURE | |
|-----------------|--|
| 50 | تعداد داوطلبان 6 ماه بعد از استفاده |
| 43.9% | کاهش مو 6 ماه بعد از استفاده |
| 33 | تعداد داوطلبان 12 ماه بعد از استفاده |
| 36.0% | کاهش مو 12 ماه بعد از استفاده |
| 66.7% | درصد داوطلبانی که 12 ماه بعد از استفاده در کلیه نواحی بدن موفق بوده اند (بیش از 30 درصد کاهش مو). موفقیت داوطلب، به عنوان بیش از 30 درصد کاهش مو در کلیه نواحی استفاده شده بعد از 12 ماه تعریف می شود. |

وقوع عوارض جانبی در طول کارآزمایی بالینی حداقل بود (همان گونه که در بخش 4 فوق ذکر شده است) و اکثر داوطلبان (48 نفر از 50 نفر) استفاده از دستگاه SmoothSkin Pure Fit را به دوستان خود پیشنهاد کردند.

6. کاربرد مورد نظر SMOOTHSKIN PURE FIT چیست

کاربرد مورد نظر

هدف استفاده از SmoothSkin Pure Fit، کاهش دائمی موهای زائد است.


7. مناسب بودن برای شما

نواحی بدن

SmoothSkin Pure Fit برای استفاده روی موهای بدن و موهای صورت زنان زیر خط گونه است.

رنگ پوست

SmoothSkin Pure Fit برای رنگ پوست های روشن، متوسط و تیره، حداکثر تا رنگ پوست 5 مناسب است. SmoothSkin Pure Fit دارای حسگر رنگ پوست است که رنگ پوست شما را مورد سنجش قرار می دهد، و در صورتی که رنگ پوست شما خیلی تیره باشد، جلوی عملیات دستگاه را می گیرد.





رنگ مو

استفاده از SmoothSkin Pure Fit روی موهایی مناسب است که به طور طبیعی مشکی یا قهوه ای هستند. این دستگاه روی موهای سفید، خاکستری، بلوند یا قرمز ممکن است به آن اندازه مؤثر نباشد.

8. نحوه استفاده از SMOOTHSKIN PURE FIT

هشدار: کلیه مراحل روند استفاده را دنبال کنید و قبل از رفتن به مرحله بعد، مطمئن شوید که همه جنبه های هر مرحله را تکمیل کرده اید.


مرحله 1: آماده کردن محل مورد نظر برای استفاده

موهای قابل رؤیت را بتراشید. دقت کنید که هیچ مویی بالای سطح پوست باقی نماند، زیرا می تواند موجب آسیب شود. این کار کمک می کند تا کثیفی سطح دستگاهتان را نپوشاند. ناحیه مورد استفاده را تمیز کرده و به آرامی خشک کنید. توجه کنید که از هیچ نوع ژل یا کرم با این دستگاه استفاده نکنید!

مرحله 2: انجام تست پوستی ناحیه کوچک

توصیه می کنیم که قبل از اولین استفاده روی هر ناحیه جدید از بدن، پوست آن ناحیه را تست کنید تا از هر گونه واکنش پوستتان به دستگاه SmoothSkin Pure Fit اطلاع یابید.

ناحیه تست کوچک باید دارای اندازه حدود 3 سانتی متر x 2 سانتی متر باشد (معادل 2 فلش که کنار هم روی پوست زده می شود). برای استفاده روی ناحیه مورد نظر، مرحله 3 را انجام دهید.



به مدت 24 ساعت بعد از تست ناحیه کوچک صبر کنید تا مطمئن شوید که پوست شما برای استفاده مناسب است و واکنش منفی به انرژی نور ندارد. اگر پس از 24 ساعت هیچ واکنشی مشاهده نشد، می توانید دستگاه را در اطراف ناحیه تست کوچک استفاده کنید. حداقل به مدت 1 هفته نباید دوباره دستگاه روی «ناحیه تست کوچک» استفاده شود.

مرحله 3: استفاده از SMOOTHSKIN PURE FIT

الف) منبع تغذیه را به پریز برق وصل کنید. فن ها شروع به کار می کنند و حسگرهای رنگ پوست به رنگ آبی روشن می شوند که نشان دهنده روشن شدن دستگاه است

وقفه «حالت توان»

وقتی دستگاه «غیرفعال» می ماند، مثلاً به مدت 10 دقیقه هیچ دکمه ای فشرده نمی شود، آنگاه دستگاه به حالت «آماده به کار» می رود، و چراغ های حسگر پوست خاموش می شوند. برای بازگشت به حالت «آماده» برای استفاده، دکمه «حالت توان» را فشار دهید..

ب) دستگاه را محکم روی ناحیه موردنظر برای استفاده بگذارید و دقت کنید که حسگر رنگ پوست با پوست در تماس باشد - اگر حسگرهای پوست با پوست تماس کامل نداشته باشند، SmoothSkin Pure Fit کار نخواهد کرد. پس از آنکه حسگر، رنگ پوست قابل قبول را اندازه گیری کرد، توان خروجی از پیش تنظیم شده روی نوارهای توان نمایش داده می شود.



د) دستگاه را به سمت ناحیه استفاده موردنظر بعدی حرکت دهید و تکرار کنید. دستگاه باید بین فلش ها مجدداً شارژ شود.
ه) دقت کنید که «کل ناحیه» تحت پوشش قرار گیرد، اما پالس های دستگاه همپوشانی نداشته باشند..



پنجره خروج نور



مرحله 4: برنامه استفاده شما از SMOOTHSKIN PURE FIT برای دریافت بهترین نتیجه، باید هر هفته به مدت 12 هفته از SmoothSkin Pure Fit استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه فولیکول های مو تحت پوشش قرار گرفته اند.

پس از مرحله اولیه استفاده (12 استفاده هفتگی)، برای حفظ نتیجه توصیه می کنیم که هر ماه یک بار، یا بر حسب نیاز، از دستگاه SmoothSkin Pure Fit استفاده کنید.




مرحله 5: خاموش کردن SMOOTHSKIN PURE FIT وقتی استفاده تمام شد، باید SmoothSkin Pure Fit را از منبع تغذیه و پریز برق بکشید. برای اطلاع از جزئیات نحوه مراقبت درست از SmoothSkin Pure Fit، به بخش 13 مراجعه کنید.

9. حسگر رنگ پوست

حسگر رنگ پوست، رنگ پوست شما را مورد سنجش قرار می دهد و سطح توان خروجی صحیح مورد نیاز را تنظیم می کند. اگر پوست شما برای استفاده از SmoothSkin Pure Fit خیلی تیره باشد، حسگر رنگ پوست این موضوع را تشخیص می دهد و جلوی عملیات دستگاه را می گیرد. اگر پوست شما خیلی تیره باشد، چراغ های «قرمز» در نوار توان نشان داده می شوند.

وضعیت حسگر رنگ پوست را می توان در نوار توان که در طرفین دستگاه واقع شده است مشاهده کرد. اگر رنگ پوست قابل قبول شناسایی شد، نوارهای توان با رنگ «سفید» روش می شوند. تعداد چراغ هایی که روش می شود، بر اساس رنگ پوست دقیق شما است.

نوارهای توان



چراغ های کمتر = پوست تیره تر و تنظیم توان پایین تر
چراغ های بیشتر = پوست روشن تر و تنظیم توان بالاتر

پوست خیلی تیره
استفاده امکان پذیر نیست
چراغ قرمز روشن می شود 1



پوست تیره
تنظیم پایین ترین توان
چراغ روشن می شود 1



پوست روشن
تنظیم بالاترین توان
تنظیم بالاترین توان 10



مقدار انرژی نور ساطع شده برای هر یک از تنظیمات دستگاه در «حالت توان» (بسته به رنگ پوست) در جدول زیر نشان داده شده است.

| تعداد چراغ های نوار توان روشن شده | حداکثر انرژی (ژول بر (سانتی متر مربع |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 10 | 6.00 |
| 9 | 5.78 |
| 8 | 5.56 |
| 7 | 5.33 |
| 6 | 5.11 |
| 5 | 4.89 |
| 4 | 4.67 |
| 3 | 4.44 |
| 2 | 4.22 |
| 1 | 4.00 |

تماس کامل با پوست موجب می شود که مطمئن شوید بهترین نتایج را به دست می آورید، زیرا همه انرژی نور ساطع شده از دستگاه به ناحیه مورداستفاده می رسد.

10. حسگر تماس پوست

SmoothSkin Pure Fit دارای حسگر تماس پوست است که تماس دستگاه با پوست را قبل از هر فلش بررسی می کند تا از ایمن بودن کار با دستگاه اطمینان حاصل شود! این باعث می شود دستگاه با سختگیرانه ترین مقررات ایمنی سازگار باشد.

حسگر تماس پوست نیز تضمین می کند که بهترین نتیجه را از دستگاه به دست آورید. برای اینکه دستگاه فلش بزند، حسگر باید در تماس کامل با ناحیه مورد استفاده باشد.

تماس کامل با پوست باعث می شود انرژی نور ساطع شده از دستگاه به ناحیه مورد استفاده برسد و بهترین نتیجه را ارائه دهد.

اگر دستگاه در تماس کامل با ناحیه مورد استفاده نباشد، دستگاه فلش نخواهد زد. سعی کنید موقعیت دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که تماس کامل با پوست داشته باشد، بخصوص در نواحی که بدشکل تر هستند مانند بازوها و ساق پا.



11. حالت های مختلف SMOOTHSKIN PURE FIT

می توانید دستگاه را با هر یک از سه حالت استفاده از SmoothSkin Pure Fit روی بدن خود استفاده کنید:



حالت توان - بدون نشانگر



حالت ملایم - نشانگر روشن



حالت سرعتی - نشانگر روشن

«حالت توان»، بالاترین تنظیم توان دستگاه است. «حالت توان» بهترین نتیجه را می دهد، زیرا از حداکثر خروجی توان ممکن برای رنگ پوست منحصر به فرد شما استفاده می کند. این حالت، به ویژه در نواحی سرسخت که موها متراکم تر هستند، مانند زیر بغل و خط بیکنی، خوب عمل می کند.

«حالت ملایم» زمانی استفاده می شود که «حالت توان» ناراحت کننده یا کمی بیش از حد دردناک باشد. کار با دستگاه در «حالت ملایم» موجب کاهش خروجی توان می شود و هنگام استفاده روی پوست، نشانگرهای نوار توان کمتری روشن می شوند.

«حالت سرعتی» سریع ترین حالت و در نتیجه پایین ترین حالت توان است. «حالت سرعتی» برای استفاده روی نواحی بزرگ مناسب است که در آنها موها تراکم کمتری دارند (مانند بازوها و پاها)، و همچنین جاهایی که می خواهید در ناحیه موردنظر برای استفاده سریعتر حرکت کنید. همچنین از این حالت می توانید به عنوان حالت ابقاء استفاده کنید که برای حفظ رشد مجدد مو در حفره خود بعد از برنامه اولیه استفاده می شود.

دکمه فعالسازی



دکمه حالت

وقتی دستگاه روشن می شود، به صورت پیش فرض روی «حالت توان» است. با فشردن «دکمه حالت» زیر «دکمه فعالسازی» اصلی می توانید بین سه حالت مختلف جابجا شوید.

وقتی در هر یک از این حالت ها هستید، می توانید انتخاب کنید که از «روش لغزاندن» یا «روش مهر زدن» استفاده کنید.

«روش مهر زدن» برای نواحی کوچک مانند زیربغل و خط بیکنی استفاده می شود. دستگاه را روی پوست قرار دهید، دکمه فعالسازی را فشار دهید و رها کنید. دستگاه را از پوست جدا کنید و سپس آن را با دقت روی ناحیه مورد نظر بعدی مجدداً استفاده کنید.

«روش لغزاندن» برای نواحی بزرگتر مانند پاها توصیه می شود. دستگاه را روی پوست قرار دهید، دکمه فعالسازی را فشار داده و نگه دارید (به طور پیوسته نگه دارید)، سپس دستگاه را در طول پوست بین فلش ها بلغزانید. سعی کنید دستگاه را با سرعت یکنواخت حرکت دهید تا پوشش کامل ایجاد شود و همپوشانی ایجاد نشده و هیچ ناحیه ای فراموش نشود.

12. سر دقیق


SmoothSkin Pure Fit همراه با یک سر دقیق قابل جدا شدن عرضه می شود که برای نواحی کوچکتر و سخت تر (مانند بالای لب، انگشت های دست و انگشت های پا) عالی است. این کار به شما انعطاف پذیری بیشتری در طول هر استفاده می دهد.

استفاده از سر دقیق اندکی سرعت دستگاهتان را کم می کند، در نتیجه توصیه می کنیم که فقط در مواقع نیاز از آن استفاده کنید تا مطمئن شوید که سریع ترین حالت استفاده ممکن را دریافت خواهید کرد.

سر دقیق به سادگی از طریق یک آهنربای داخلی در درون بخش جلویی دستگاه اصلی، به جلوی دستگاه وصل می شود. این آهنربا سر دقیق را درحین استفاده روی ناحیه موردنظر در جای خود نگه می دارد. بسته بهناحیه ای که دستگاه را روی آن استفاده می کنید، به سادگی آن را باز کنید و دوباره ببندید.



اگر سر دقیق آسیب دید یا هر قطعه ای از آن گم شد (مانند آهنربا یا بازتابگر)، از آن استفاده نکنید. مطمئن شوید که سر دقیق در جهت درست قرار گرفته باشد (لوگو باید بالا باشد) اگر سر دقیق در طول استفاده به شکل ناراحت کننده ای داغ شد، استفاده را متوقف کنید و اجازه دهید تا سرد شود. هنگام قرار دادن سر دقیق، به کلیه هشدارهای «ایمنی چشم» دقت کنید (بخش 3). دستورالعمل های تعمیر کردن سر دقیق (بخش 13) را دنبال کنید



13. تمیز کردن، تعمیر، نگهداری

پس از استفاده، همیشه دستگاه SmoothSkin Pure Fit را با کشیدن آن از منبع تغذیه و پریز برق خاموش کنید. پس از استفاده، باید خود دستگاه، حسگر رنگ پوست و پنجره خروج نور برای عدم وجود هرگونه آسیب دیدگی بررسی شوند و با پارچه خشک و بدون پرز تمیز شوند. هشدار: فیلتر شیشه ای ممکن است در طول استفاده داغ شود. فیلتر را حداقل 5 دقیقه بعد از استفاده لمس نکنید و تمیز نکنید و اجازه دهید که سرد شود. هرگز از آب یا سایر مایعات تمیز کننده استفاده نکنید، زیرا این مواد می توانند به دستگاه آسیب بزنند و خطر ایمنی بالقوه ایجاد کنند. برای اطمینان از عملکرد حداکثری SmoothSkin Pure Fit، بسیار مهم است که بخش جلویی دستگاه و بازتابگر را عاری از هرگونه کثیفی، مو یا گرد و غبار نگه دارید. برای کمک به تمیز کردن این بخش، می توانید بخش جلویی دستگاه را با پارچه کمی نمناک تمیز کنید. SmoothSkin Pure Fit را در مکان خشک و خنک نگه دارید. دقت کنید که پنجره خروج نور و حسگر رنگ پوست روی دستگاه از هرگونه آسیب محافظت شوند. به طور مرتب دستگاه (از جمله سیم ها) را برای یافتن علائم آسیب دیدگی بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب دیدگی یا ترک خوردگی، از دستگاه استفاده نکنید. برای جلوگیری از خطر خفگی یا گیر کردن پا، همیشه وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را از پریز برق بکشید.

14. سفر با SMOOTHSKIN PURE FIT

واحد منبع تغذیه SmoothSkin Pure Fit جهانی است و با کلیه منابع برق شهری که به طور معمول با آنها مواجه می شوید کار می کند. اگر تبدیل دوشاخه مناسب را برای دوشاخه کابل برق شهر داشته باشید، SmoothSkin Pure Fit به صورت عادی کار خواهد کرد.

15. عیب یابی

| مشکل | راه حل |
|--|--|
| وقتی دستگاه در مقابل پوست قرار می گیرد نشانگرهای نوار توان در کنار آن روشن نمی شوند. | مطمئن شوید که منبع تغذیه به برق وصل باشد. دقت کنید که دستگاه در حالت «آماده» باشد (دکمه «آماده به کار/آماده» را یکبار فشار دهید). دقت کنید که حسگرهای پوست، روی پوست فشار داده شوند. دقت کنید که حسگرهای پوست، روی پوست فشار داده شوند. |
| در حالی که دستگاه روی پوست فشار داده شده است، اولین نشانگر نوار توان در کنار دستگاه به رنگ «قرمز» روشن می شود و SmoothSkin Pure کار نمی کند. | ناحیه ای که می خواهید دستگاه را روی آن استفاده کنید بسیار تیره است. SmoothSkin Pure یک حسگر هوشمند رنگ پوست دارد که به طور خودکار رنگ پوست شما را تشخیص می دهد و تنظیم شدن نور بهینه را انتخاب می کند. به دلیل ماهیت فناوری «پالس شدید نور»، دستگاه SmoothSkin Pure Fit برای همه افراد مناسب نیست و نمی تواند برای پوست های خیلی تیره استفاده شود. |
| نشانگرهای نوار توان در کنار دستگاه روشن هستند، یا با الگوی ناآشنایی همراه با نور نشانگر LED قرمز چشمک می زنند. | SmoothSkin Pure، پیام های خطا را از طریق ترکیب چراغ ها در نوارهای توان در کنار دستگاه نشان می دهد. این نشان می دهد که مشکلی در دستگاه وجود دارد. استفاده از دستگاه را متوقف کنید و به وبسایت مراجعه نمایید. |
| دستگاه SmoothSkin Pure، پنجره خروج نور، منبع تغذیه یا کابل آسیب دیده اند، شکسته اند، ترک خورده اند یا معیوب به نظر می رسند. | از دستگاه استفاده نکنید. اگر درباره ایمنی SmoothSkin Pure Fit تردید دارید یا مشکوک هستید که به هر شکلی آسیب دیده باشد، نباید از آن استفاده کنید و باید به وبسایت مراجعه نمایید. |

16. ضمانت

ما 2 سال دستگاه را ضمانت می کنیم که از تاریخ خرید شروع می شود. در طول دوره ضمانت، اشکالات موجود در مواد یا کیفیت ساخت را به صورت رایگان بررسی می کنیم و بنا به تشخیص خود، کل دستگاه را تعویض می کنیم.

این ضمانت در همه کشورهایی که دستگاه توسط CyDen یا توزیع کننده منتصب آن عرضه شود قابل استفاده است.

این ضمانت، آسیب های ناشی از استفاده نادرست، فرسودگی یا استعمال معمول و همچنین نقایصی را که اثر ناچیزی روی ارزش یا عملیات دستگاه دارند پوشش نمی دهد. در صورتی که تعمیر توسط افراد غیرمجاز انجام شود و در صورتی که از قطعات اصلی SmoothSkin Pure Fit استفاده نشود، ضمانت باطل می شود. برای دریافت خدمات در دوره ضمانت، لطفاً به وبسایت ما به آدرس www.smoothskin.com مراجعه کنید

17. برچسب ها و نمادها

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | قطعه تماسی از نوع BF |  | علامت پیروی از مقررات استرالیا |
|  | تجهیزات کلاس دو |  | دوره استفاده حفاظت از محیط زیست چین RoHS |
|  | دستورالعمل استفاده را دنبال کنید |  | هشدار تشعشع نوری از دستگاه می تواند به چشم آسیب برساند |
|  | علامت دفع زباله WEEE در اتحادیه اروپا |  | علامت پیروی از قوانین Trefoil برای اوکراین |
|  | علامت پیروی از قوانین اروپا |  | پیروی از قوانین FCC EMS برای شمال آمریکا |
|  | دستگاه را خشک نگه دارید | | |

بیانیه FCC:

توجه: این تجهیزات تست شده اند و بر اساس بخش 15 از قوانین FCC مشخص شده است که در محدوده تعیین شده برای دستگاه دیجیتال کلاس B هستند. این محدودیت ها به گونه ای طراحی شده اند که حفاظتی معقول در مقابل تداخل های مضر در تاسیسات مسکونی فراهم شود. این تجهیزات می تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید، استفاده و ساطع کند، و اگر مطابق با دستورالعمل ها نصب و استفاده نشود، می تواند موجب تداخل مضر در ارتباطات رادیویی شود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک نصب خاص تداخلی روی ندهد. اگر این دستگاه تداخل مضر در گیرنده رادیویی یا تلویزیونی ایجاد کند، که با روشن و خاموش کردن وسیله قابل تشخیص است، به کاربر توصیه می شود که با یک یا چند مورد از اقدامات زیر، تداخل را اصلاح کند:

آنتن گیرنده را تغییر جهت دهید یا جابجا کنید -

فاصله بین دستگاه و گیرنده را افزایش دهید -

دستگاه را به پریزی وصل کنید که مدار آن با مداری که گیرنده به آن متصل است متفاوت باشد -

برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا تکنسین باتجربه رادیو/تلویزیون مشورت کنید -

18. مشخصات فنی

SmoothSkin Pure Fit یک سیستم «پالس شدید نور» باند پنهن فیلترشده است که مشخصات فنی آن به قرار زیر است:

نرخ تکرار: پالس دهی دستی هر 0.45 تا 1 ثانیه (بسته به تنظیم شدت نور)، عملکرد مداوم

طول پالس: تخلیه آزاد FWHM = 2.0 میلی ثانیه

حداکثر خروجی نوری: 3 تا 6 ژول بر سانتی متر مربع

طول موج: 510 تا 1100 نانومتر

ورودی برق: 100 تا 240 ولت، 50/60 هرتز، 0.91 تا 1.7 آمپر

دمای کاری: بین 5 تا 40 درجه سانتی گراد

رطوبت کاری: حداکثر تا رطوبت نسبی 93% غیرمیعانی

فشار کاری: 700 تا 1060 هکتوپاسگال

مساحت ناحیه استفاده (اندازه نقطه): 3 سانتیمتر مربع (30 میلی متر x 10 میلی متر)

ناحیه ای که درست اطراف پنجره خروج نور قرار دارد، به عنوان «قطعه تماسی» طبقه بندی می شود و دمای آن می تواند به 60 درجه سانتی گراد برسد. دقت کنید که از www.smoothskin.com مطابق با دستورالعمل بخش 8 استفاده شود.

شرایط حمل و نقل:

دما:

-25 تا +70 درجه سانتی گراد

رطوبت:

حداکثر تا رطوبت نسبی 93% غیرمیعانی

فشار:

500 تا 1060 هکتوپاسگال

اگر دستگاه در دمایی خارج از محدوده عملیاتی مشخص شده نگهداری شده است، لطفاً حداقل 30 دقیقه قبل از استفاده صبر کنید تا دستگاه با شرایط سازگار شود.

تعداد فلش های که SmoothSkin Pure Fit میتواند بزند نامحدود است و برای یک کاربر در نظر گرفته شده است.

حداقل طول عمر بهره برداری مورد انتظار دستگاه در صورت رعایت برنامه استفاده 10 سال است.

علامت CE گواهی می کند که این دستگاه منطبق با دستورالعمل های اتحادیه اروپا است:

- دستورالعمل ولتاژ پایین 2014/35/EU
- دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU
- دستورالعمل محصول درباره انرژی EC / 125 / 2009.

استانداردها عبارتند از: EN 55014-1:2017، EN 55014-2:2015، EN 61000-3-2:2014، EN 61000-3-3:2013، EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0)، FCC CRF 47 Part 15B 15.107 و 15.109، IECs-003 شماره 6.0.

SmoothSkin Pure Fit منطبق با آخرین اصلاحات و استانداردهای ایمنی قابل اجرا در دستگاه های خانگی و پزشکی است. این استاندارد عبارتند از: IEC 60335-1:2010، IEC 60335-2-23:2003، IEC 60601-11:2015، IEC 60601-1:2005، IEC 60601-2-57:2011، IEC 60601-1-6:2010، IEC 62366-1:2015، IEC 62304:2006، IEC C22.2 شماره 60601-1:2008 و 2014، ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS.

برای کسب اطلاعات بیشتر با CyDen Ltd تماس بگیرید

دفع زباله (پایان عمر)

برای به حداقل رساندن خطرات دستگاه برای سلامتی و محیط زیست و اطمینان از امکان بازیافت شدن مواد، این محصول باید در مرکز جمع آوری تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی دفع شود. نماد WEEE که روی محصول زده شده است، برای یادآوری این موضوع به شماست.

SMOOTHSKIN

pure
fit

You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
(www.smoothskin.com)

Vous pouvez nous contacter via notre page web
SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)

يمكنك التواصل معنا عبر صفحة ويب
SMOOTHSKIN الخاصة بنا (www.smoothskin.com)

از طریق صفحه وب SMOOTHSKIN به نشانی (www.smoothskin.com)
می توانید با ما در تماس باشید

CyDen Limited, Block A,
Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea, SA1 8QB, UK



CM12-1855-01 | Type: SSG2

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide.

*Le produit peut varier des illustrations présentées dans ce guide.

*قد يختلف المنتج عن الشكل التوضيحي الموضح في هذا الدليل

*محصول ممکن است با تصاویری که در این راهنما نشان داده شده است متفاوت باشد