

SMOOTHSKIN
pure
mini lite

IPL USER GUIDE





ENGLISH

Page number 4



FRANÇAIS

Numéro de page 37



DEUTSCH

Seitenzahl 69



NEDERLANDS

Paginanummer 102



ITALIANO

Numero di pagina 135



ESPAÑOL

Número de página 168



PORTUGUESE

Page number 201



TÜRKÇE

Sayfa numarası 234

Welcome to **SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!**

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

CONTENTS

<i>1.</i> THE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SYSTEM	<i>5</i>	<i>9.</i> THE SKIN TONE SENSOR	<i>26</i>
<i>2.</i> HOW DOES SMOOTHSKIN PURE MINI LITE WORK	<i>6</i>	<i>10.</i> THE SKIN CONTACT SENSOR	<i>27</i>
<i>3.</i> IMPORTANT SAFETY INFORMATION	<i>8</i>	<i>11.</i> CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE	<i>29</i>
<i>4.</i> POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	<i>15</i>	<i>12.</i> TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>29</i>
<i>5.</i> BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>18</i>	<i>13.</i> TROUBLESHOOTING	<i>30</i>
<i>6.</i> WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>20</i>	<i>14.</i> WARRANTY	<i>31</i>
<i>7.</i> YOUR SUITABILITY	<i>20</i>	<i>15.</i> LABELS AND SYMBOLS	<i>32</i>
<i>8.</i> HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>22</i>	<i>16.</i> TECHNICAL SPECIFICATIONS	<i>33</i>

1. THE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of the SmoothSkin Pure Mini Lite, you will find the following:

- Handset and Power Supply
- Mains Power Cable
- User Manual
- Device Rubber Cap


THE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SYSTEM:



2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE MINI LITE WORK

HOW DOES IPL WORK

SmoothSkin Pure Mini Lite is designed to help break the hair cycle. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. That light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which reduces the hairs growing back. Now you can look forward to seeing the treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 4 weeks into the 12 week treatment program you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase.

It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week program, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in color.

Continued treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.



3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Pure Mini Lite will be prevented.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discoloring or scarring if you use SmoothSkin Pure Mini Lite. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Pure Mini Lite.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Pure Mini Lite treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density. Using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolor or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions

(e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use on blisters and scars.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Pure Mini Lite may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNING

EYE SAFETY



SmoothSkin Pure Mini Lite emits flashes of Intense Pulsed Light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area.

However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye.


ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat.

WE RECOMMEND you look away from the handset when firing onto your skin.

ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

WARNING: Do not leave the equipment unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.



DO NOT try to open SmoothSkin Pure Mini Lite, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Mini Lite is damaged; for example, cracked Handset, cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc. This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Pure Mini Lite becomes wet, it should not be used.



WARNING: Water and electricity are a dangerous combination! To avoid risk of electrocution,
- do not use this equipment in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool);
- do not let water run into the appliance.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Mini Lite becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.

DO NOT use a power cable or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Pure Mini Lite. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Pure Mini Lite onto any surface other than skin.

WARNING: No modification of this equipment is allowed. SmoothSkin Pure Mini Lite cannot be serviced.

DO NOT position SmoothSkin Pure Mini Lite so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

WARNING: If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug of the

equipment becomes hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Pure Mini Lite.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Pure Mini Lite on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Pure Mini Lite should not be used over any fillers or botox.

WARNING: SmoothSkin Pure Mini Lite should be kept out of the reach of children under 18 years of age.

Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks - exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables. SmoothSkin Pure Mini Lite should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

SmoothSkin Pure Mini Lite is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.

The SmoothSkin Pure Mini Lite glass filter is a critical component that will get hot during use.

DO NOT touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage. **DO NOT** use SmoothSkin Pure Mini Lite if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Pure Mini Lite treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

DO NOT use on areas that have recently received local anaesthesia.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini Lite on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use your SmoothSkin Pure Mini Lite device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense, and using SmoothSkin Pure Mini Lite device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Pure Mini Lite is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Pure Mini Lite is not effective on these hair colors.

CAUTION: Do not subject the equipment to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.

CAUTION: Always unplug the appliance after use and in case of a power failure to avoid risk of damage to the equipment.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of the SmoothSkin Pure Mini Lite could result in side effects. The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with the SmoothSkin Pure Mini Lite.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin color (lightening or darkening).	If your skin colour changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. The recorded effects were:

- Itchiness - 3 subjects experienced mild itchiness after treatment.
- Slight Redness - This was reported by 2 subjects.
- Mild Stinging Sensation - 5 subjects reported mild discomfort following treatment.
- In-growing Hair - 1 subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
- Follicle Redness - 1 subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

The SmoothSkin Pure Mini Lite is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

- A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of the SmoothSkin Pure Mini Lite. The key features of the clinical trial were:
All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to the SmoothSkin Pure Mini Lite provided in this package;
- All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international clinical trial requirements;
- A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial;
- Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of the SmoothSkin Pure Mini Lite;
- Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted of shaving the site then applying the SmoothSkin Pure Mini Lite following the same process as outlined in Section 8, Step 3 of this user manual;
- Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the treatment sites were

counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change;

- When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Number of Subjects at 6 Months Post Treatment.	50
Hair Reduction at 6 Months Post Treatment.	43.9%
Number of Subjects at 12 Months Post Treatment.	33
Hair Reduction at 12 Months Post Treatment.	36.0%
% of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 months.	66.7%

The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the majority of subjects (48 out of 50) would recommend the SmoothSkin Pure Mini Lite to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

INTENDED USE

SmoothSkin Pure Mini Lite is intended for the permanent reduction in unwanted hair.

INDICATIONS FOR USE

The SmoothSkin Pure Mini Lite Hair Removal Device is indicated for the removal of unwanted hair. The SmoothSkin Pure Mini Lite is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

7. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS


SmoothSkin Pure Mini Lite is suitable for use on body and facial hair below the cheekline.

SKIN COLOR

SmoothSkin Pure Mini Lite is suitable for use on light, medium and dark skin tones up to and including skin tone 5. SmoothSkin Pure Mini Lite incorporates a Skin Tone Sensor that

measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark. Dark Skin Tones are rich in melanin which could absorb too much energy and potentially lead to skin damage.

SKINTONE



HAIR COLOR

SmoothSkin Pure Mini Lite is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.

HAIR COLOUR



8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.

STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.


Cleanse the treatment area and pat dry. **DO NOT** use any gels or creams with this device!

STEP 2: DO A TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we recommend you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Mini Lite.

The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no




adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should **NOT** be re-treated for at least 1 week.

STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

a) Plug the power supply into an electrical outlet using the provided power cable. You will see a white light when the device switches on and the fan will start up.

STANDBY MODE Timeout

When the unit is left "inactive" i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode. To return to READY mode for treatment, press the activation button.



Indicator On
Skin Detection




CORRECT

Indicator Off
No Skin Detection



INCORRECT

- b) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the skin tones sensor is in contact with the skin. If the skin tone sensor does not detect a valid skin tone, then the handset cannot be activated. When the skin tone sensor measures a valid skin tone, the light around the activation button will illuminate WHITE to indicate the device is ready to flash.
- c) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- d) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes. This will only take about 0.6 seconds.
- e) Ensure that the entire area receives treatment, and treat any stubborn areas (such as underarms) with multiple passes (running your device over the same area a maximum of 3 times), but DO **NOT** overlap treatment pulses.



WARNING: Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating. SmoothSkin Pure Mini Lite is an extremely fast and powerful device, allowing you to complete a whole body treatment in under 10 minutes.

TREATMENT METHOD - STAMP OR GLIDE?

Stamp Method

This method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press and release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide method

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the Handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.

STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE MINI LITE TREATMENT SCHEDULE

SmoothSkin Pure Mini Lite should be used once a week until the desired results are achieved.

STEP 5: SWITCHING OFF THE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Mini Lite should be unplugged from the electrical outlet.


Refer to section 11 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Mini Lite.



9. THE SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the melanin in your skin and will only flash if a valid skin tone is detected (please see skin tone chart for guidance). SmoothSkin Pure Mini Lite will only flash if a safe skin tone can be determined.

The status of the skin tone sensor can be seen on the small light located above the activation button on top of the handset. If a safe skin tone is detected, the light will illuminate WHITE. If the device cannot detect a safe skin tone the light will illuminate RED.



This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.

Number of Power Bar Lights Illuminated	Maximum Energy (J/cm ²)
1	3.0


10. THE SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Pure Mini Lite is fitted with a skin contact sensor that checks your skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device compliant with the most stringent safety regulations.

The skin contact sensor also ensures you get the best results from your device. The sensor must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash.

This full contact with your skin means that all the light energy emitted from the device reaches the treatment area to deliver the best results.

If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not flash and you will see a RED light. Try adjusting the positioning or twisting the device to ensure full contact is achieved.



11. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Mini Lite by unplugging from the electrical outlet.


After use, the handset, skin tone sensors and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING: The glass filter can get hot during use. **DO NOT** touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

If necessary, the reflector and skin tone sensor can be carefully cleaned by using a slightly damp cotton bud.

Store SmoothSkin Pure Mini Lite in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage. Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device - and visit the website for support details.



12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

The power supply unit of the SmoothSkin Pure Mini Lite is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, the SmoothSkin Pure Mini Lite will operate as normal.

13. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The power bar lights on the handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Ensure the skin tone sensor is fully pressed against the skin.
The power bar light on the handset lights up white when placed on the skin, but the handset fails to flash when the activation button is pressed.	There could be a fault with the device. Unplug the device and restart. If the problem persists, visit the website for support details.
The central power bar light on the handset illuminates red when placed against your skin.	Your skin could be too dark for treatment. Check against the skin tone chart in the front of this user guide. This could also be due to poor skin contact, ensure the device is pressed firmly against your skin.
The power bar lights on the handset are illuminated red continuously, and the device will not function.	This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and visit the website for support details.
The SmoothSkin Pure Mini Lite handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT use. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Mini Lite or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should visit the SmoothSkin website for more information.

14. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.








This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original SmoothSkin Pure Mini Lite parts are not used.

To obtain service within the warranty period, please visit our website:

www.smoothskin.com

15. LABELS AND SYMBOLS

SmoothSkin Pure Mini Lite is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part
	Class II Equipment
	Follow Instructions for use
	WEEE waste disposal mark of the European Union
	European Conformity Marking
	Keep Dry
	NRTL Certification marking

	UKCA UK Conformity Mark
	FCC EMC compliance for North America
	Australia Regulatory Compliance Mark
	Trefoil compliance mark for Ukraine
	China RoHS environmental protection use period
	Warning Optical Radiation from device may cause eye injury

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

The SmoothSkin Pure Mini Lite is a filtered broadband Intense Pulsed Light system intended for home use with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 0.65 seconds.
Continuous operation
- **Max Optical Output:** 3 J/cm²
- **Pulse Length:** 0.8-1.0msec FWHM
- **Wavelength:** 510-1100nm (Effective range)
- **Power Line Input:** 100-240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 52°C.

Ensure SmoothSkin Pure Mini Lite is used as directed in Section 8.

TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Mini Lite has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

EMC

SmoothSkin Pure Mini Lite complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECs-003 Issue 6.0.

Safety

SmoothSkin Pure Mini Lite complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

IEC 60601-2-83 Additions


SmoothSkin Pure Mini Lite is classified as Risk Group Exempt for all hazards.

Spectral Irradiance:

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Energy-Related Product Directive 2009/125/EC

For further details
contact CyDen Ltd.




DISPOSAL (END OF LIFE)

This product is a medical device.

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment.

The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.



Bienvenue chez **SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!**

Félicitations ! Vous avez ouvert la porte d'un monde inégalé de beauté, de douceur et de commodité. Rejoignez la conversation dans www.smoothskin.com où vous trouverez des conseils d'expert et de l'aide tout au long de votre traitement.

SOMMAIRE

<i>1.</i> LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>38</i>	<i>8.</i> COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>55</i>
<i>2.</i> COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>39</i>	<i>9.</i> LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU	<i>59</i>
<i>3.</i> INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	<i>41</i>	<i>10.</i> LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU	<i>60</i>
<i>4.</i> RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES	<i>48</i>	<i>11.</i> NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT	<i>62</i>
<i>5.</i> BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>51</i>	<i>12.</i> VOYAGER AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>62</i>
<i>6.</i> QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE?	<i>53</i>	<i>13.</i> DÉPANNAGE	<i>63</i>
<i>7.</i> LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ POUR VOUS?	<i>53</i>	<i>14.</i> GARANTIE	<i>64</i>
		<i>15.</i> ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	<i>65</i>
		<i>16.</i> TECHNICAL SPECIFICATIONS	<i>66</i>

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

À l'intérieur du paquet de Smoothskin Pure Mini Lite, vous trouverez :

- Appareil et bloc d'alimentation
- Câble d'alimentation au réseau
- Tête de précision
- Manuel d'utilisation


LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE MINI LITE:



2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

COMMENT FONCTIONNE L'IPL

L'appareil Smoothskin Pure Mini Lite vise à rompre le cycle pileaire. Une énergie lumineuse est transférée par la surface de la peau avant d'être absorbée par la mélanine présente dans la tige pileaire. Cette énergie lumineuse est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau), pour réduire la repousse des poils. Vous pourrez voir les poils traités tomber naturellement au cours des prochains jours et jusqu'à une ou deux semaines ci-après.



CE À QUOI VOUS ATTENDRE

Juste après le traitement, vous ne devez pas voir d'effets secondaires importants issus du traitement (consultez le chapitre 4 pour voir d'autres informations sur les effets secondaires).

Au cours des premières semaines suivant les traitements initiaux, vous verrez encore des poils pousser. Ce sont certainement des poils qui ont été manqués au cours du traitement, c.-à-d. qu'ils étaient en dormance et pas dans leur phase de croissance (anagène) pendant le traitement, lorsque l'IPL est le plus efficace.

Autour de la sixième semaine du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez constater une réduction de la repousse. Toutefois, de nombreux poils n'ont toujours pas été traités pendant leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements hebdomadaires.

À la fin du programme de 12 semaines, vous devriez voir une réduction importante des poils sur la zone traitée. Les poils restants doivent être plus fins et de couleur plus claire. Des traitements continus, selon les besoins, devraient assurer la réduction des poils indésirables.



0 semaine



4 semaines



8 semaines



12 semaines

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite si vous avez une peau très foncée. Le capteur de teinte de peau situé près de la fenêtre d'émission de l'appareil déterminera la teinte de votre peau. Si le capteur de teinte de peau détermine que votre peau est trop foncée pour assurer une utilisation sûre, il empêchera le fonctionnement du Smoothskin Pure Mini Lite.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite si votre peau a été bronzée artificiellement ou naturellement ou si elle est a été brûlée suite à une exposition excessive au soleil. Votre peau risque d'être ultra délicate suite à une exposition au soleil et particulièrement sensible aux brûlures, cloques, décolorations ou cicatrices si vous utilisez Smoothskin Pure Mini Lite. Attendez une semaine jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser Smoothskin Pure Mini Lite.

N'EXPOSEZ PAS les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée directement à la lumière du soleil. Votre peau peut être ultra sensible suite à un traitement avec le Smoothskin Pure Mini Lite, et elle peut être particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez de la crème solaire (SPF 15 ou plus) à la zone traitée ou couvrez la zone traitée avec des vêtements adaptés.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite directement sur les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Ces zones pourraient avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. Utiliser

l'appareil sur ces zones peut provoquer de la gêne/des douleurs ou des blessures (brûlure, décoloration ou cicatrice) sur votre peau.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions pré-cancéreuses (ex : naevus ou grand nombre de grains de beauté).

N'utilisez PAS sur des cloques et des cicatrices.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car cet appareil n'a pas été testé pour de telles circonstances.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite sur les taches marron foncé ou noires, comme les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues qui se trouvent dans la zone que vous souhaitez traiter. L'utilisation de Smoothskin Pure Mini Lite peut abîmer votre peau ou empirer les problèmes existants. Vous pourriez ressentir des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite si vous avez des problèmes dermatologiques dans la zone à traiter, notamment si vous souffrez de psoriasis, de vitiligo, d'eczéma, d'acné, d'herpès simplex ou d'infections ou blessures actives.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé sur les personnes mineures.

AVERTISSEMENTS SÉCURITÉ DES YEUX



Smoothskin Pure Mini Lite émet des flashes de lumière pulsée intense. L'exposition directe est potentiellement dangereuse pour vos yeux. Veillez à suivre les précautions de sécurité ci-dessous.

AVERTISSEMENT. Lésions oculaires (menant potentiellement jusqu'à la perte de vision) ou lésions cutanées possibles si les instructions ne sont pas observées. Lisez et suivez les instructions.

L'appareil ne peut être activé (flashé) que si le capteur de teinte de peau (à côté de la fenêtre de traitement) détecte une teinte de peau adaptée et est complètement en contact avec la zone de traitement. Cependant :

NE REGARDEZ PAS directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque l'appareil est branché et allumé.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système vers l'œil.

NE TRAITEZ PAS les zones autour de l'œil (sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, évitez que les yeux ne soient exposés. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur les paupières ou près de l'œil. Tentez **UNIQUEMENT** d'activer (flasher) le système lorsque le devant de l'appareil contacte bien la zone que vous souhaitez traiter. **NOUS VOUS RECOMMANDONS** de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des impulsions sur votre peau.


ÉLECTRICITÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tout appareil électrique, il convient de prendre certaines précautions afin d'assurer la sécurité.

NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

N'essayez PAS d'ouvrir Smoothskin Pure Mini Lite, car ceci peut vous exposer à des composants électriques dangereux.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite s'il est endommagé, par



Filtre en verre

exemple si l'appareil est fissuré, si le câble est endommagé (fils internes visibles), si le verre de l'appareil est fissuré ou cassé, etc. Ceci peut entraîner des blessures.



N'UTILISEZ PAS près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si Smoothskin Pure Mini Lite est mouillé, il ne doit pas être utilisé.

AVERTISSEMENT : L'eau et l'électricité constituent une combinaison dangereuse ! Pour éviter tout risque d'électrocution,

- n'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (par exemple, dans la salle de bains ou près d'une douche ou d'une piscine) ;
- ne laissez pas l'eau couler dans l'appareil.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite s'il devient inconfortablement chaud au toucher. Ceci peut indiquer que l'unité est endommagée.

N'utilisez PAS de bloc d'alimentation ou composant quelconque autres que ceux fournis pour utilisation avec Smoothskin Pure Mini Lite. Ceci pourrait endommager l'unité et entraîner l'arrêt de son fonctionnement.

N'essayez PAS d'activer (flasher) Smoothskin Pure Mini Lite sur une surface autre que la peau.

AVERTISSEMENT : aucune modification de cet équipement n'est autorisée. Pure Mini ne peut pas être révisé.

NE placez PAS Smoothskin Pure Mini Lite de manière à ce qu'il soit difficile de le débrancher de l'alimentation de secteur.

AVERTISSEMENT : Si la prise murale utilisée pour alimenter l'équipement présente de mauvais raccordements, la fiche de l'équipement devient chaude. Veillez à brancher l'équipement dans une prise murale correctement installée pour éviter tout risque d'incendie et de brûlure.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

N'UTILISEZ PAS si vous avez fait un traitement de type peeling sur la zone que vous souhaitez traiter. Veuillez attendre 30 jours après un peeling dermatologique avant d'effectuer un traitement avec Smoothskin Pure Mini Lite.

Le traitement d'une peau bronzée avec la lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light) peut provoquer une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

N'UTILISEZ PAS sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent.

N'UTILISEZ PAS si vous avez une sensibilité connue au soleil (photosensibilisation) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et causent la photosensibilisation, p. ex. Retin A, Accutane et/ou autres rétinoïdes topiques. Consultez toujours la notice d'instructions qui est fournie avec votre produit médicamenteux, pour vérifier si la photosensibilité est indiquée en tant qu'effet secondaire. L'utilisation de Smoothskin Pure Mini Lite sur une peau photosensible peut endommager la peau, en provoquant par exemple des enflures ou des cloques. Consultez un avis médical avant d'utiliser l'appareil, car le traitement pourrait endommager la peau.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de conditions médicales. Vous devez obtenir un avis médical si vous avez, par exemple, des verrues, des éruptions cutanées, des démangeaisons cutanées, des champignons ou infections de la peau, des papules ou des acrochordons.

Smoothskin Pure Mini Lite ne doit pas être utilisé au-dessus de produits de comblements ou de botox.

Smoothskin Pure Mini Lite doit être tenu hors de portée des personnes âgées de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil. Il existe un certain nombre de risques potentiels - l'exposition à l'émission de lumière peut causer des brûlures ou des lésions oculaires, des électrocutions et la strangulation causée par les câbles.

Smoothskin Pure Mini Lite doit être tenu hors de portée des animaux de compagnie et de la vermine qui pourraient endommager l'appareil. Les risques potentiels incluent le fonctionnement réduit et l'électrocution.

Smoothskin Pure Mini Lite n'est pas destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. À moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

Smoothskin Pure Mini Lite n'est pas prévu pour utilisation par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont surveillées par la personne responsable de leur sécurité ou si celle-ci leur a donné des instructions concernant l'utilisation sécurisée et appropriée de l'appareil.

Le filtre en verre de Smoothskin Pure Mini Lite est un composant essentiel qui devient chaud pendant son utilisation.

NE TOUCHEZ PAS le filtre pendant l'utilisation ou juste après. Inspectez régulièrement le filtre pour détecter des dommages éventuels. **N'utilisez PAS** Smoothskin Pure Mini Lite si le filtre est fissuré ou manquant.

Veillez à ce que la fenêtre de traitement de Smoothskin Pure Mini Lite soit propre et libre de débris. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant l'opération peut causer des changements de peau temporaires, comme des rougeurs ou des gonflements.

AVERTISSEMENT : Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur un site. **AVERTISSEMENT** : Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur un site. Évitez la surutilisation, notamment le passage excessif sur une même zone, le cumul des impulsions et/ou une fréquence d'utilisation augmentée.

AVERTISSEMENT : N'outrepassiez pas les mécanismes de sécurité propres à l'appareil.

NE DÉPASSEZ PAS l'usage spécifié dans le programme de traitement.

N'utilisez PAS sur des zones qui ont récemment fait l'objet d'une anesthésie locale.

PRÉCAUTIONS

L'épilation par des sources de laser ou de lumière intense pulsée peut causer une augmentation de la pilosité chez certains individus. En fonction des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes d'origine méditerranéenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, traitées sur le visage et le cou.

N'utilisez PAS Smoothskin Pure Mini Lite sur toute zone sur laquelle vous souhaitez éventuellement laisser repousser les poils.

N'utilisez PAS votre Smoothskin Pure Mini Lite sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. Les poils dans la zone de la barbe d'un homme sont trop denses, et l'utilisation d'un appareil Smoothskin Pure Mini Lite sur cette zone risque d'abîmer la peau.

Smoothskin Pure Mini Lite n'est pas recommandé pour utilisation sur les poils roux, gris, blancs ou blonds. Smoothskin Pure Mini Lite n'est pas efficace sur les poils de ces couleurs.

N'utilisez PAS sur des zones qui ont récemment fait l'objet d'une anesthésie locale.

MISE EN GARDE : Débranchez toujours l'appareil après utilisation et en cas de coupure de courant pour éviter tout risque de dommages à l'équipement.

4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation de Smoothskin Pure Mini Lite peut entraîner des effets secondaires. Le tableau ci-dessous indique les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite à un traitement avec le Smoothskin Pure Mini Lite.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Douleur / inconfort léger dans la zone traitée.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué et la douleur devrait diminuer avec l'utilisation continue.
Des sensations chaudes ou de picotements pendant le traitement, qui disparaissent généralement au bout de quelques secondes à une minute et avec l'utilisation continue.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué.
Démangeaison dans la zone de traitement	Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait s'atténuer après une brève période. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. Ne grattez pas la zone.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Rougeur de la peau pendant ou après le traitement qui disparaît au bout de quelques minutes.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil une fois que la rougeur de la peau a disparu.
Rougeur de la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes et qui dure 24 à 48 heures.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Douleur ou gêne qui est intense pendant le traitement ou persiste après un traitement.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.

DANS DES CAS TRÈS RARES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Gonflement et rougeur qui ne disparaissent pas dans les deux à trois jours.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Changements temporaires de la couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin.
Cloque, cicatrice ou brûlure sur la peau.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. Appliquez une compresse de froid sur la zone. Traitez avec une crème antiseptique ou anti-brûlure.

Lors d'un essai clinique sur 50 sujets, chaque sujet a reçu un traitement hebdomadaire pendant 12 semaines. Les effets notés étaient :

- Démangeaisons - 3 sujets ont eu de légères démangeaisons après le traitement.
- Légère rougeur - Ceci a été signalé par 2 sujets.
- Légère sensation de picotement - 5 sujets ont signalé une légère gêne suite au traitement.
- Poil incarné - 1 sujet a signalé un poil incarné suite au traitement.
- Rougeur folliculaire - 1 sujet a signalé une rougeur sur le site du traitement suite au traitement.

Dans tous les cas, la peau traitée est revenue à la normale dans les 7 jours.

5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Smoothskin Pure Mini Lite est prévu pour une réduction permanente des poils indésirables.

Des essais cliniques ont été effectués pour évaluer la sécurité et l'efficacité de Smoothskin Pure Mini Lite. Les éléments clés de l'essai clinique étaient les suivants :

- Tous les traitements ont été effectués par des opérateurs n'ayant pas reçu de formation médicale, à un seul endroit, en utilisant des appareils identiques au Smoothskin Pure Mini Lite fourni dans cet emballage ;
- Tous les sujets ont dû répondre à des questionnaires en rapport à leur santé en générale et ceux qui n'ont pas pu être traités, c.-à-d. ceux présentant au moins une contre-indication, tel qu'indiqué dans le chapitre 3 de ce Manuel de l'utilisateur, ont été exclus. En outre, tous les sujets ont dû fournir un Consentement éclairé conformément aux exigences internationales sur les essais cliniques ;
- 53 sujets féminins, âgés de 19 à 45 ans, ont débuté l'essai ;
- Trois sujets ont quitté l'essai pendant la période de traitement pour des raisons personnelles. Aucun sujet n'a quitté l'essai en raison de problèmes associés à l'utilisation de Smoothskin Pure Mini Lite ;
- Chaque sujet a reçu 12 traitements hebdomadaires sur le site corporel de leur choix. Un traitement typique consistait à raser la zone, puis à appliquer Smoothskin Pure Mini Lite en suivant le même processus que celui qui est décrit à la section 8, étape 3 de ce manuel de l'utilisateur ;
- Le nombre de poils a été utilisé pour mesurer le changement de quantité de poils 6 mois après le dernier traitement et 12 mois après le dernier traitement. Les poils sur les sites de traitement étaient

comptés par photographie à haute résolution et la différence du nombre de poils a été calculée en tant que changement de pourcentage ;

- Lors d'une utilisation conforme aux instructions, les participants à l'essai clinique ont remarqué en moyenne 44 % de poils en moins six mois après leur dernier traitement et 36 % de poils en moins 12 mois après leur dernier traitement par rapport au nombre de poils relevé avant le traitement (voir le tableau ci-dessous). Les résultats mêmes ont varié d'une personne à l'autre ;

	Smoothskin Pure Mini Lite
Nombre de sujets 6 mois après le traitement.	50
Réduction des poils 6 mois après le traitement.	43.9%
Nombre de sujets 12 mois après le traitement.	33
Réduction des poils 12 mois après le traitement.	36.0%
% de sujets ayant enregistré des résultats positifs (réduction du nombre de poils > 30 %) sur toutes les parties du corps 12 mois après le traitement. Les résultats positifs du sujet sont définis par une réduction de nombre de poils d'au moins 30 % sur toutes les zones du traitement 12 mois après ce-dernier.	66.7%

La fréquence des effets secondaires pendant les essais cliniques était minimale (comme indiqué à la section 4 ci-dessus) et la majorité des sujets (48 sur 50) recommanderaient Smoothskin Pure Mini Lite à leurs amis.

6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE?

UTILISATION PRÉVUE

Smoothskin Pure Mini Lite est prévu pour une réduction permanente des poils indésirables.

MODE D'EMPLOI.

L'appareil d'épilation Smoothskin Pure Mini Lite est conçu pour éliminer les poils superflus. L'appareil Smoothskin Pure Mini Lite est également conçu pour une réduction permanente de la repousse des poils, définie comme une réduction stable et à long terme du nombre de poils qui repoussent par rapport au calcul effectué 6, 9 et 12 mois après la fin d'un régime de traitement.

7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ POUR VOUS?

ZONES CORPORELLES


Smoothskin Pure Mini Lite est adapté à une utilisation sur tous les poils du corps et les poils du visage des femmes, sous la mâchoire.

COULEUR DE PEAU

Smoothskin Pure Mini Lite convient pour utilisation sur les teintes de peau pâles, moyennes et foncées jusqu'à la teinte de peau 5 incluse.

Le Smoothskin Pure Mini Lite incorpore un capteur de teinte de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêche toute utilisation si votre teinte de peau est trop foncée.

SKINTONE



COULEUR DE POIL

Smoothskin Pure Mini Lite convient pour utilisation sur les poils naturellement noirs ou marrons. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.

HAIR COLOUR



8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

AVERTISSEMENT : Suivez chaque étape dans le processus de traitement en veillant à compléter chaque élément de l'étape avant de passer à la suivante.

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA ZONE À TRAITER

Enlevez tous les poils visibles en vous rasant. Veillez à ce qu'il ne reste pas de poils au-dessus de la surface de la peau, car ceci pourrait causer des blessures. Ceci empêche également les débris de couvrir le devant de votre appareil.

Nettoyez la zone de traitement et séchez en tapotant. N'oubliez pas, n'utilisez pas de gels ou de crèmes avec cet appareil !

ÉTAPE 2 : EFFECTUEZ UN TEST ÉPICUTANÉ

Avant le premier traitement sur chaque nouvelle partie du corps, nous vous recommandons de faire un test épicutané pour cette zone afin de détecter toute réaction au Smoothskin Pure Mini Lite.

La zone du test épicutané doit être d'environ 3 cm x 2 cm (l'équivalent de deux flashes appliqués côte à côte sur la peau). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.

Attendez 24 heures suite au test épicutané pour veiller à ce que le



24 heures
Observez l'apparition d'effets indésirables.

Effectuez toujours un test sur chaque nouvelle zone de traitement


traitement convienne à votre peau et qu'il n'y ait pas de réaction indésirable à l'énergie lumineuse. S'il n'y a pas de réaction au bout de 24 heures, vous pouvez traiter la zone autour du test épicutané. La « zone testée » NE doit PAS être retraitée pendant au moins 1 semaine.

ÉTAPE 3 : TRAITEMENT AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

A) Branchez le bloc d'alimentation sur la prise électrique, à l'aide du câble électrique fourni. Vous verrez un balayage de lumières blanches lorsque l'appareil se met en marche, et le ventilateur s'activera.

Expiration du MODE STANDBY

Lorsque l'unité reste « inactive », c'est-à-dire qu'aucun bouton n'est activé pendant 10 minutes, l'unité retournera en mode STANDBY. Pour retourner en mode PRÊT pour un traitement, appuyez sur le bouton d'activation.



Indicateur en marche

Détection de peau



CORRECT

Indicateur d'arrêt

Pas de détection de peau




INCORRECT

B) Appuyez l'appareil fermement contre la zone à traiter, en veillant à ce que le capteur de teintes de peau soit en contact avec la peau. Si le capteur de teinte de peau ne détecte pas une teinte de peau valide, l'appareil ne peut pas être activé. Lorsque le capteur de teinte de peau mesure une teinte de peau valide, les lumières situées autour du bouton d'activation s'allument en BLANC pour indiquer que le dispositif est prêt à émettre des flashes.

C) Appuyez sur le bouton d'activation. L'appareil flashera et vous devriez ressentir une sensation chaude.

D) Déplacez l'appareil jusqu'à la prochaine zone à traiter et recommencez. L'appareil doit se recharger entre les flashes. Ceci ne prend qu'environ 0,6 seconde.

E) Veillez à ce que la zone entière soit traitée, et traitez toutes les zones tenaces (comme les aisselles) avec plusieurs passages (en faisant passer votre appareil plusieurs fois sur la même zone, jusqu'à un maximum de trois fois).



AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil pendant le traitement, car ceci pourrait entraîner la surchauffe de l'appareil. Smoothskin Pure Mini Lite est un appareil extrêmement rapide et puissant, qui vous permet d'effectuer un traitement du corps entier en moins de 10 minutes.

MÉTHODE DE TRAITEMENT - TAMPONNER OU GLISSER ?

Méthode du tampon

Cette méthode est recommandée pour les petites zones, telles que sous les aisselles et le maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez de la peau avant de réappliquer soigneusement sur la zone de traitement suivante.

Méthode de glisse

Cette méthode est recommandée pour les zones plus grandes, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement dessus), puis faites glisser l'appareil le long de la peau entre les flashes. Essayez de déplacer l'appareil à un rythme régulier qui vous donne une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.

ÉTAPE 4 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Smoothskin Pure Mini Lite doit être utilisé une fois par semaine jusqu'à obtention des résultats souhaités.

ÉTAPE 5 : METTEZ SMOOTHSKIN PURE MINI LITE À L'ARRÊT

Lorsque le traitement est terminé, Smoothskin Pure Mini Lite doit être débranché de la prise électrique.


Voir la section 11 pour entretenir au mieux votre Smoothskin Pure Mini Lite.



9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU

Le capteur de teinte de peau mesure la couleur de votre peau et définit le niveau correct de puissance nécessaire. Si votre peau est trop foncée pour pouvoir être traitée avec Smoothskin Pure Mini Lite, le capteur de teinte de peau le détectera et empêchera le fonctionnement de l'unité. Un voyant ROUGE s'allumera sur la barre de puissance si votre peau est trop foncée.

Le statut du capteur de teinte de peau est visible sur les barres de puissance situées sous le bouton d'activation en haut de l'appareil. Si une teinte de peau adaptée est détectée, les barres de puissance s'illumineront en BLANC. Le nombre de voyants allumés dépendra de votre teinte de peau exacte.



Ce contact total avec votre peau assure que vous obteniez les meilleurs résultats, car toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement.

Nombre de voyants allumés sur la barre de puissance	Énergie maximum (J/cm ²)
1	3.0

10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU

Smoothskin Pure Mini Lite est équipé d'un capteur de contact de peau qui vérifie le contact avec votre peau avant chaque flash, pour s'assurer d'un fonctionnement en toute sécurité ! Ainsi, l'appareil est conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

Le capteur de contact de peau assure également que vous obteniez les meilleurs résultats de votre appareil. Le capteur doit être en contact total avec la zone de traitement, afin que l'appareil flashe.

Ce contact total avec votre peau signifie que toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement pour fournir les meilleurs résultats.

Si l'appareil n'est pas complètement en contact avec la zone à traiter, il ne flashera pas.

Essayez d'ajuster le positionnement ou tournez l'appareil pour veiller à obtenir un bon contact. Pour les zones difficiles, comme les doigts et les orteils, nous vous recommandons d'utiliser la tête de précision.



11. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, mettez toujours Smoothskin Pure Mini Lite à l'arrêt en le débranchant de la prise électrique.

Après l'utilisation, vous devez inspecter l'appareil, les capteurs de teinte de peau et la fenêtre de traitement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, puis essuyez-les avec un chiffon sec non pelucheux.


AVERTISSEMENT : Le filtre en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ OU NE NETTOYEZ PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes après l'utilisation pour le laisser refroidir.

N'utilisez JAMAIS d'eau ou d'autres produits nettoyants, car ceci pourrait endommager l'appareil et entraîner un risque de sécurité potentiel.

Si nécessaire, le réflecteur et le capteur de teinte de peau peuvent être soigneusement nettoyés en utilisant un coton-tige légèrement humide.

Rangez Smoothskin Pure Mini Lite dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et le capteur de teinte de peau sur l'appareil soient protégés contre tout dégât possible.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les câbles) pour détecter tout signe de dégâts. En cas d'endommagement ou de fissures, cessez d'utiliser l'appareil - et rendez-vous sur le site web pour obtenir de l'aide.



12. VOYAGER AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Le bloc d'alimentation de Smoothskin Pure Mini Lite est universel et fonctionne avec toutes les alimentations de secteur les plus courantes. Dans la mesure où vous disposez d'un adaptateur adéquat pour la fiche du câble d'alimentation de secteur, le Smoothskin Pure Mini Lite fonctionnera normalement.

13. DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Les voyants de la barre de puissance de l'appareil ne s'allument pas quand il est placé contre votre peau.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché. Assurez-vous que le capteur de teinte de peau est bien appuyé contre la peau.
Les voyants de la barre de puissance de l'appareil s'allument en blanc quand il est placé contre la peau, mais l'appareil ne produit pas de flash quand le bouton d'activation est enfoncé.	L'appareil pourrait être défaillant. Débranchez l'appareil et recommencez. Si le problème persiste, consultez le site web pour obtenir de l'aide.
Le voyant central de la barre de puissance située sur le combiné s'allume en rouge quand ce dernier est placé contre votre peau.	Il se peut que votre peau soit trop foncée pour ce traitement. Vérifiez sur le tableau des teintes de peau situé au début de ce mode d'emploi. Ceci peut également résulter d'un mauvais contact avec la peau, veillez à ce que l'appareil soit fermement en contact avec votre peau.
Les voyants de la barre de puissance de l'appareil sont allumés continuellement en rouge, et l'appareil ne fonctionne pas.	Ceci indique que l'appareil comporte une défaillance. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site web pour obtenir de l'aide.
L'appareil Smoothskin Pure Mini Lite, la fenêtre de traitement, l'alimentation électrique ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute quant à la sécurité de Smoothskin Pure Mini Lite ou si vous soupçonnez qu'il a été endommagé de manière quelconque, il ne doit pas être utilisé et vous devriez consulter le site SmoothSkin pour tous renseignements complémentaires.

14. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous vérifierons les défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement et nous remplacerons l'appareil en intégralité, à notre discrétion.

Cette garantie couvre tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur désigné.

Cette garantie ne couvre pas les dommages en raison d'une utilisation inadaptée, de l'usure ou de l'utilisation normales, ainsi que les défauts qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie est annulée si des réparations sont entreprises par des personnes non autorisées et si des pièces authentiques Smoothskin Pure Mini Lite ne sont pas utilisées.

Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site web: www.smoothskin.com

15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

Smoothskin Pure Mini Lite comporte les symboles suivants :

	Partie appliquée de type BF
	Équipement de Classe II
	Suivez les instructions d'utilisation
	Marque DEEE d'élimination des déchets de l'Union Européenne
	Marque de conformité européenne
	Conserver au sec
	Marque de certification NRTL

	UKCA UK Conformity Mark
	Conformité CEM FCC pour l'Amérique du Nord
	Marque de conformité réglementaire pour l'Australie
	Marque de conformité Trefoil pour l'Ukraine
	Période d'utilisation de protection environnementale RoHS pour la Chine
	Avertissement : le rayonnement optique provenant de l'appareil peut causer des lésions oculaires

Déclaration FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Smoothskin Pure Mini Lite est un système de lumière intense pulsée à large bande filtrée destiné à une utilisation à domicile, fort des spécifications techniques suivantes :

- **Taux de répétition :** Pulsation manuelle induite toutes les 0,45-0,65 secondes.
Fonctionnement continu
- **Sortie optique max. :** 3 - 4J/cm²
- **Durée de la pulsation :** 0.5-1.0msec FWHM
- **Longueur d'onde :** 510-1100nm (Portée effective)
- **Entrée de ligne d'alimentation:** 100-240V~, 50/60Hz,1,7-0.91A
- **Température de service :** Entre 5°C et 40°C
- **Humidité de service :** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions de fonctionnement :** 700hPa to 1060hPa
- **Zone de traitement (taille de point):** 3 cm² (30mm x 10mm)

La zone qui se situe directement autour de la fenêtre de traitement est classée au titre de Partie appliquée et peut atteindre une température maximum de 52°C.

Veillez à ce que le Smoothskin Pure Mini Lite soit utilisé comme indiqué à la section 8.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

- **Température :** -25°C à +70°C
- **Humidité :** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions :** 500 à 1060 hPa

Si l'appareil a été rangé à des températures hors de la plage de fonctionnement indiquée, alors veuillez laisser au moins 30 minutes avant l'utilisation pour permettre à l'appareil de s'acclimater.

Smoothskin Pure Mini Lite a des flashes illimités et il est prévu pour un seul utilisateur.

La durée de service attendue minimum est de 10 ans en suivant le traitement recommandé.

Compatibilité électromagnétique

Smoothskin Pure Mini Lite est conforme aux dernières normes et modifications applicables aux appareils domestiques et médicaux en matière de compatibilité électromagnétique. Ceux-ci sont : EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Partie 15B 15.107 et 15.109, IECs-003 version 6.0

Sécurité

Smoothskin Pure Mini Lite est conforme aux dernières normes et modifications applicables aux appareils domestiques et médicaux en matière de sécurité.

Ceux-ci sont : IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS Ajouts IEC 60601-2-83


Smoothskin Pure Mini Lite est classé dans le groupe de exempt de tout dangers

Irradiance spectrale :

Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes :

- Directive de basse tension 2014/35/EU
- Directive sur la comptabilité électromagnétique 2014/30/EU
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/EC

Pour d'autres détails, contactez CyDen Ltd



ÉLIMINATION (FIN DE VIE)

Ce produit est un appareil médical

Afin de minimiser les dangers à la santé et l'environnement et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé dans une installation de collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le symbole DEEE marqué sur le produit est là pour vous le rappeler.



Willkommen bei **SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!**

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Welt von unvergleichlicher Schönheit, Geschmeidigkeit und Komfort entdeckt. Gern können Sie uns über www.smoothskin.com anschreiben, wir beraten Sie fachkundig und unterstützen Sie während Ihrer Behandlung.

INHALT

<i>1. THE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SYSTEM</i>	<i>70</i>	<i>9. DER HAUTTONSENSOR</i>	<i>91</i>
<i>2. WIE FUNKTIONIERT SMOOTHSKIN PURE MINI LITE</i>	<i>71</i>	<i>10. DER HAUTKONTAKTSENSOR</i>	<i>92</i>
<i>3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN</i>	<i>73</i>	<i>11. REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG</i>	<i>94</i>
<i>4. MÖGLICHE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN</i>	<i>80</i>	<i>12. REISEN MIT DEM SMOOTHSKIN PURE MINI LITE</i>	<i>95</i>
<i>5. VORTEILE VON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE</i>	<i>83</i>	<i>13. FEHLERBEHEBUNG</i>	<i>95</i>
<i>6. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH VON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE</i>	<i>85</i>	<i>14. GARANTIE</i>	<i>96</i>
<i>7. IST SMOOTHSKIN FÜR SIE GEEIGNET</i>	<i>85</i>	<i>15. ETIKETTEN UND SYMBOLE</i>	<i>97</i>
<i>8. VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE</i>	<i>87</i>	<i>16. TECHNISCHE DATEN</i>	<i>98</i>

1. THE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SYSTEM

INHALT DER PACKUNG

Die Verpackung des SmoothSkin Pure Mini Lite enthält das Folgende:

- Mobilteil und Stromversorgung
- Netzanschlussleitung
- Bedienungsanleitung
- Gummikappe für das Gerät

DAS SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SYSTEM:



2. WIE FUNKTIONIERT SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

WIE FUNKTIONIERT IPL

Der SmoothSkin Pure Mini Lite wurde entwickelt, um den Haarwachstumszyklus zu unterbrechen. Lichtenergie wird durch die Hautoberfläche übertragen und vom Melanin im Haarschaft absorbiert. Die Lichtenergie wird (unter der Hautoberfläche) in Hitze umgewandelt, wodurch das Nachwachsen der Haare reduziert wird. Auf diese Weise behandelte Haare fallen im Laufe von einigen Tagen oder 1-2 Wochen auf natürliche Weise aus.



WAS SIE ERWARTEN DÜRFEN

Unmittelbar nach der Behandlung sollten keine erheblichen Nebenwirkungen festzustellen sein (weitere Informationen zu möglichen Nebenwirkungen finden Sie in Abschnitt 4).

In den ersten Wochen der Behandlung werden Sie noch einige Haare wachsen sehen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Haare, die während der Behandlung nicht erfasst wurden, da sie sich während dieser Zeit in der Ruhephase und nicht in der Wachstumsphase (Anagen) befanden, in der die Behandlung mit IPL am effektivsten ist.

Etwa 4 Wochen nach Beginn des 12-wöchigen Behandlungsprogramms sollten Sie ein geringeres Haarwachstum feststellen. Es kann jedoch sein, dass viele Haare noch nicht erfasst wurden, da sie sich in der Wachstumsphase befanden. Es ist wichtig, die wöchentlichen Behandlungen fortzusetzen.

Nach dem 12-Wochen-Programm sollten Sie eine erhebliche Verringerung des Haarwachstums in dem behandelten Bereich feststellen. Die verbliebenen Haare sollten feiner und heller geworden sein. Behandeln Sie nach Bedarf, um die Reduzierung der unerwünschten Haare aufrechtzuerhalten.



0 Wochen



4 Wochen



8 Wochen



12 Wochen

3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn Sie einen sehr dunklen Hautton haben. Der Hauttensensor neben dem Anwendungsfenster des Geräts ermittelt den Ton Ihrer Haut. Wenn der Hauttensensor feststellt, dass Ihre Haut für eine sichere Anwendung zu dunkel ist, kann der SmoothSkin Pure Mini Lite nicht in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn Ihre Haut künstlich oder natürlich gebräunt wurde oder einen Sonnenbrand aufweist. Ihre Haut kann nach Sonneneinwirkung besonders empfindlich sein und bei Verwendung von SmoothSkin Pure Mini Lite besonders anfällig für Verbrennungen, Blasenbildung, Entfärbungen oder Narbenbildung. Warten Sie 1 Woche, bis der Sonnenbrand bzw. die Bräune verschwunden ist, bevor Sie SmoothSkin Pure Mini Lite verwenden.

Setzen Sie die behandelten Bereiche **NICHT** der Sonne aus. Warten Sie mindestens 7 Tage nach der Behandlung ab, bevor Sie die behandelte Haut direktem Sonnenlicht aussetzen. Ihre Haut kann nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Mini Lite besonders empfindlich und anfällig für Sonnenbrand sein. Tragen Sie Sonnenschutzmittel (SPF 15 oder höher) auf den behandelten Bereich auf oder bedecken Sie den behandelten Bereich mit geeigneter Kleidung.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT** direkt auf den Brustwarzen, im Genitalbereich oder um den After. Diese Bereiche haben eventuell eine dunklere Hautfarbe bzw. eine größere Haardichte. Die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen kann Beschwerden/Schmerzen oder Verletzungen der Haut (Verbrennungen, Entfärbungen, Narbenbildung) verursachen.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn Sie eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder präkanzerösen Läsionen (z. B. Muttermale oder eine größere Anzahl von Leberflecken) haben..

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf Blasen oder Narben

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da das Gerät nicht entsprechend getestet wurde.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT** auf dunkelbraunen oder schwarzen Flecken wie Muttermalen, Leberflecken oder Warzen im zu behandelnden Bereich. Die Verwendung von SmoothSkin Pure Mini Lite könnte Ihre Haut verletzen oder die bestehende Situation verschlimmern. Es kann zu Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasenbildung und Hautverfärbungen oder Narbenbildung kommen.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn der zu behandelnde Bereich eine Hauterkrankung aufweist, wie beispielsweise Psoriasis, Vitiligo, Ekzem, Akne, Herpes simplex oder akute Infektionen oder Wunden.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, da das Gerät nicht entsprechend getestet wurde.

WARNUNGEN

SICHERHEIT DER AUGEN



Der SmoothSkin Pure Mini Lite gibt Lichtimpulse ab. Eine direkte Exposition ist kann für Ihre Augen schädlich sein. Achten Sie auf die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise.

WARNUNG: Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Augenverletzungen (bis zum Verlust des Sehvermögens)

oder Verletzung der Haut führen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen

Das Handgerät kann nur aktiviert werden (Lichtimpulse auslösen), wenn der Hauttonsensor (neben dem Anwendungsfenster) einen gültigen Hauttonmesswert erkennt und vollen Kontakt mit dem zu behandelnden Behandlung hat. Vorsicht:

Blicken Sie **NICHT** direkt in das Anwendungsfenster des Handgerätes, wenn das System mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist.

Versuchen Sie **NICHT**, das System in Richtung des Auges zu aktivieren (Lichtimpulse auszulösen).

Behandeln Sie **NICHT** die Bereiche rund um die Augen (Augenbrauen oder Wimpern). Fehlgebrauch kann zu Augenschäden führen, schützen Sie Ihre Augen vor Exposition. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** auf den Augenlidern oder in der Nähe der Augen.

Aktivieren Sie das System **NUR**, wenn die Anwendungsfläche des Handgeräts vollständig Kontakt mit dem zu behandelnden Bereich hat. **WIR EMPFEHLEN** Ihnen, vom Handgerät wegzublicken, wenn Sie die Lichtimpulse auf Ihrer Haut auslösen.

ELEKTRIK UND SICHERHEIT

Wie bei jedem elektrischen Gerät müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Bränden oder Verbrennungen das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen.



Versuchen Sie **NICHT**, den SmoothSkin Pure Mini Lite zu öffnen, da Sie dabei in Kontakt mit gefährlichen elektrischen Komponenten kommen könnten.

Verwenden Sie den SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn er beschädigt ist, z. B. bei einem beschädigten Handgerät, Kabel (Drähte sichtbar), gesprungenem oder zerbrochenem Glas am Handgerät usw. Dies könnte zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältnissen mit Wasser. Wenn der SmoothSkin Pure Mini Lite nass wird, sollte er nicht benutzt werden.



WARNUNG: Die Kombination von Wasser und Strom ist gefährlich! Um Stromschläge zu vermeiden, - das Gerät nicht in feucht-nasser Umgebung einsetzen (z. B. im Badezimmer oder in der Nähe einer Dusche oder eines Pools);

- kein Wasser in das Gerät laufen lassen

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT** weiter, wenn sich das Gerät unangenehm heiß anfühlt. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass es beschädigt ist.

Verwenden Sie **KEIN** Netzteil oder andere Komponenten, die nicht für die Verwendung mit SmoothSkin Pure Mini Lite vorgesehen sind. Dies kann das Gerät beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr verwendet werden kann.

Versuchen Sie **NICHT**, SmoothSkin Pure Mini Lite auf einer anderen Oberfläche als der Haut zu aktivieren (Lichtimpulse auszulösen). **WARNUNG** An dem Gerät dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Der Pure Mini Lite kann nicht instand gesetzt werden.

Platzieren Sie den SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT** derart, dass er nur schwierig vom Stromnetz getrennt werden kann.

WARNUNG: Wenn die für die Stromversorgung des Geräts verwendete Steckdose fehlerhaft ist, erhitzt sich der Gerätestecker. Prüfen Sie, dass Sie das Gerät an eine korrekt installierte Steckdose anschließen, um Brand- oder Verbrennungsgefahren zu vermeiden.

GENERAL SAFETY

Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn Sie an der zu behandelnden Stelle ein Hautpeeling angewendet haben. Bitte warten Sie nach einem Hautpeeling 30 Tage, bevor Sie SmoothSkin Pure Mini Lite verwenden.

Wenn Sie Intense Pulsed Light (IPL) auf sonnengebräunter Haut anwenden, kann es zu einer dauerhaften Hyperpigmentierung (Verdunkelung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der behandelten Haut kommen.

NICHT auf Hautpartien mit Tätowierungen oder Permanent-Make-up verwenden.

NICHT verwenden, wenn Sie eine bekannte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Photosensibilität) haben oder Medikamente einnehmen, welche die Haut empfindlicher machen und Photosensibilität verursachen können, z. B. Retin A, Accutane oder andere topische Retinoide. Bitte lesen Sie immer im Beipackzettel Ihres Arzneimittels nach, ob Photosensibilität als Nebenwirkung aufgeführt ist. Die Anwendung von SmoothSkin Pure Mini Lite auf lichtempfindlicher Haut kann zu Hautschädigungen wie Schwellungen oder Blasen führen. Konsultieren Sie hierzu vor der Benutzung einen Arzt, da die Verwendung die Haut schädigen kann.

Dieses Gerät ist nicht zur Behandlung von Erkrankungen bestimmt. Bei Leberflecken, Hautausschlag, juckender Haut, Hautpilz oder -infektionen, Hautbeulen oder Fibromen sollte ein Arzt konsultiert werden.

SmoothSkin Pure Mini Lite sollte nicht auf Bereichen verwendet werden, die mit Fillern oder Botox behandelt wurden.

WARNUNG: SmoothSkin Pure Mini Lite ist außerhalb der Reichweite von Kindern unter 18 Jahren aufzubewahren.

Kinder dürfen das Gerät weder benutzen oder damit spielen, noch es warten oder reinigen. Es bestehen einige potentielle Risiken – Exposition gegenüber dem ausgegebenen Licht, was zu Verbrennungen oder Augenschäden führt, Stromschlag, Strangulation durch die Kabel.

SmoothSkin Pure Mini Lite sollte so aufbewahrt werden, dass Haustiere oder Schädlinge, die das Gerät beschädigen könnten, es nicht erreichen können. Die potentiellen Risiken umfassen auch eine verminderte Funktion und Stromschlag.

SmoothSkin Pure Mini Lite ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder hinsichtlich des sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauchs des Geräts angewiesen.

Der Glasfilter des SmoothSkin Pure Mini Lite ist eine kritische Komponente, die während der Verwendung heiß wird.

Den Filter während oder direkt nach der Verwendung **NICHT** berühren. Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT**, wenn der Filter gebrochen ist oder fehlt.

Vergewissern Sie sich, dass das Anwendungsfenster des SmoothSkin Pure Mini Lite sauber und frei von Rückständen ist. Rückstände auf oder um das Anwendungsfenster während des Gebrauchs können zu vorübergehenden Hautveränderungen wie Rötungen oder Schwellungen führen.

WARNUNG: Wird das Gerät länger oder wiederholt an einer Stelle verwendet, kann eine Schädigung der Haut auftreten. **WARNUNG:** Wird das Gerät länger oder wiederholt an einer Stelle verwendet, kann eine Schädigung der Haut auftreten. Vermeiden Sie eine Überbeanspruchung der Haut durch wiederholte Durchgänge, Übereinandersetzen von Lichtimpulsen bzw. häufigere Benutzung.

WARNUNG: Überbrücken Sie nicht die geräteeigenen Sicherheitsmechanismen.

Überschreiten Sie **NICHT** die im Behandlungsschema angegebene Verwendung

NICHT für Bereiche verwenden, die kürzlich lokal betäubt wurden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Haarentfernung mittels Laser oder IPL kann bei manchen Personen zu verstärktem Haarwachstum führen. Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten haben das höchste Risiko für diese Reaktion Frauen mit mediterraner, nahöstlicher und südasiatischer Herkunft, die im Gesicht und am Hals behandelt werden.

Verwenden Sie SmoothSkin Pure Mini Lite **NICHT** auf Hautpartien, an denen die Haare nachwachsen sollen.

Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist bei Männern **NICHT** für die Verwendung an Gesicht, Kiefer oder Hals geeignet. Die Haare im Bartbereich bei Männern sind zu dicht, daher kann die Anwendung des SmoothSkin Pure Mini Lite in diesem Bereich zu Hautverletzungen führen.

Der SmoothSkin Pure Mini Lite wird nicht für die Anwendung bei rotem, grauem, weißem oder blondem Haar empfohlen. Der SmoothSkin Pure Mini Lite funktioniert bei diesen Haarfarben nicht wirksam.

VORSICHT: starke Stoßeinwirkungen auf das Gerät vermeiden, um die Lampe vor Beschädigungen zu schützen.

VORSICHT: Um Beschädigungen zu vermeiden, das Gerät nach der Nutzung und bei Stromausfall von der Stromzufuhr trennen.

4. MÖGLICHE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN

Die Verwendung des SmoothSkin Pure Mini Lite kann zu Nebenwirkungen führen. Die folgende Tabelle führt die bekannten Hautreaktionen auf, die nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Mini Lite auftreten können.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN	BEWERTUNG UND MAßNAHMEN
Leichter Schmerz / Beschwerden im behandelten Bereich.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden, der Schmerz sollte bei weiterer Anwendung nachlassen.
Wärmegefühl oder Kribbeln während der Behandlung, das normalerweise nach einigen Sekunden bis einer Minute verschwindet und bei weiterer Anwendung nachlässt.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden.
Juckreiz im behandelten Bereich.	Dies ist bei IPL-Behandlungen üblich und sollte nach kurzer Zeit abklingen. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden. Kratzen Sie die Haut in diesem Bereich nicht.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN	BEWERTUNG UND MA NAHMEN
Hautrötungen während oder nach der Behandlung, die innerhalb einiger Minuten verschwinden.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät weiterhin wie angewiesen verwenden, sobald die Hautrötung verschwunden ist.
Hautrötung, die nicht innerhalb einiger Minuten verschwindet, sondern 24 bis 48 Stunden anhält.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.
Starke Schmerzen oder Beschwerden während der Behandlung bzw. anhaltend nach der Behandlung.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.

IN VERY RARE CASES	BEWERTUNG UND MA NAHMEN
Schwellungen und Rötungen, die nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen abklingen.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.
Vorübergehende Veränderungen der Hautfarbe (heller oder dunkler).	Wenn sich Ihre Hautfarbe verändert, unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt.
Blasenbildung, Narbenbildung oder Verbrennungen der Haut.	Unterbrechen Sie sofort die Anwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen. Legen Sie eine Kühlkomresse auf den betroffenen Bereich. Behandeln Sie den Bereich mit einem Antiseptikum oder einer Brandsalbe.

Im Rahmen einer klinischen Studie mit 50 Testpersonen erhielt jede Testperson 12 wöchentliche Behandlungen. Folgende Nebenwirkungen wurden verzeichnet:

- Juckreiz - bei 3 Testpersonen trat nach der Behandlung ein leichter Juckreiz auf.
- Leichte Rötung - trat bei 2 Testpersonen auf.
- Leichtes Stechen - bei 5 Testpersonen traten nach der Behandlung leichte Beschwerden auf.
- Einwachsende Haare - bei 1 Testperson trat nach der Behandlung ein Einwachsen der Haare auf.
- Follikelrötung - bei 1 Testperson trat nach der Behandlung eine Rötung an der Behandlungsstelle auf.

In allen Fällen normalisierte sich der Zustand der behandelten Haut innerhalb von 7 Tagen.

5. VORTEILE VON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist für die dauerhafte Verringerung von unerwünschtem Haarwuchs bestimmt.

- Es wurde eine klinische Studie durchgeführt, um sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit von SmoothSkin Pure Mini Lite zu beurteilen. Die wichtigsten Punkte der klinischen Studie umfassten:
- Alle Behandlungen wurden von nicht medizinisch geschulten Anwendern am gleichen Ort mit nur genau den Geräten durchgeführt, die im Paket des SmoothSkin Pure Mini Lite enthalten sind;
- Alle Testpersonen mussten Fragebögen zu ihrem allgemeinen Gesundheitszustand ausfüllen und diejenigen, die nicht behandelt werden konnten, z. B. diejenigen, die eine oder mehrere der in Abschnitt 3 dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Gegenanzeigen aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Außerdem mussten alle Testpersonen eine Einverständniserklärung gemäß den internationalen Anforderungen für klinische Studien abgeben;
- Insgesamt nahmen 53 weibliche Testpersonen im Alter zwischen 19 und 45 Jahren an der Studie teil;
- Drei Testpersonen brachen die Studie während des Behandlungszeitraums aus persönlichen Gründen ab. Keine Testperson brach die Studie aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung von SmoothSkin Pure Mini Lite ab;
- Jede Testperson erhielt 12 wöchentliche Behandlungen an der von ihr gewählten Körperstelle. Die reguläre Behandlung bestand aus der Rasur der Stelle und dem anschließenden Anwenden von SmoothSkin Pure Mini Lite nach dem Vorgehen, wie es in Abschnitt 8, Schritt 3 dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist;
- Auf Grundlage der Haaranzahl wurde die Veränderung der Haarmenge 6 Monate nach der

letzten Behandlung und 12 Monate nach der letzten Behandlung bestimmt. Die Haare an den behandelten Stellen wurden mittels High-Resolution-Fotografie gezählt und der Unterschied in der Haaranzahl als prozentuale Veränderung berechnet;

- Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wiesen die Teilnehmerinnen der klinischen Studie 6 Monate nach der letzten Behandlung durchschnittlich 44 % weniger Haarwachstum und 12 Monate nach der letzten Behandlung 36 % weniger Haarwachstum auf, im Vergleich zu den vor der Behandlung gemessenen Haarwerten (siehe Tabelle unten). Die tatsächlichen Ergebnisse waren von Person zu Person zu Person unterschiedlich;

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Anzahl der Testpersonen 6 Monate nach der Behandlung	50
Verringerung des Haarwachstums 6 Monate nach der Behandlung	43.9%
Anzahl der Testpersonen 12 Monate nach der Behandlung.	33
Verringerung des Haarwachstums 12 Monate nach der Behandlung.	36.0%
% der Testpersonen erreichten das Ziel (>30 % Verringerung des Haarwachstums) an allen Körperstellen 12 Monate nach der Behandlung. Das Ziel der Testpersonen wurde mit mehr als 30 % Verringerung des Haarwachstums nach 12 Monaten an allen behandelten Stellen definiert.	66.7%

Das Auftreten von Nebenwirkungen während der klinischen Studie war minimal (wie in Abschnitt 4 oben beschrieben) und die Mehrheit der Testpersonen (48 von 50) würde SmoothSkin Pure Mini Lite ihren Freunden empfehlen.

6. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH VON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

SmoothSkin Pure Mini Lite ist für die dauerhafte Verringerung von unerwünschtem Haarwuchs bestimmt.

VERWENDUNGSZWECKE

Das SmoothSkin Pure Mini Lite Haarentfernungsgerät ist für das Entfernen unerwünschten Haarwuchses gedacht. Das SmoothSkin Pure Mini Lite ist auch für die dauerhafte Reduzierung nachwachsender Haare konzipiert, die definiert wird als langfristige, stabile Reduzierung der Anzahl nachwachsender Haare, die nach 6, 9 und 12 Monaten nach Abschluss einer Behandlung gemessen wird.

7. IST SMOOTHSKIN FÜR SIE GEEIGNET

KÖRPERSTELLEN


Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist für die Anwendung bei Körperhaaren und Gesichtshaarung bei Frauen unterhalb der Wangenknochen geeignet.

HAUTFARBE

SmoothSkin Pure Mini Lite eignet sich für die Verwendung bei hellen, mittleren und dunklen

Hauttönen bis einschließlich Hautton 5. Das SmoothSkin Pure Mini Lite verfügt über einen Hauttönsensor, der Ihren Hautton misst und eine Anwendung bei zu dunklem Hautton verhindert. Dunkle Hauttöne sind melaninhaltig und könnten somit zu viel Energie aufnehmen, was zu Verletzungen der Haut führen kann.

SKINTONE



HAARFARBE

Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist für die Verwendung bei natürlich schwarzem oder braunem Haar geeignet. Bei weißem, grauem, blondem oder rotem Haar ist das Gerät eventuell nicht so wirksam.

HAIR COLOUR



8. VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

WARNUNG: Führen Sie jeden Schritt der Behandlung durch und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Schritt komplett abschließen, bevor Sie mit dem nächsten fortfahren.

SCHRITT 1: VORBEREITUNG DES ZU BEHANDELNDEN BEREICHS

Rasieren Sie alle sichtbaren Haare. Vergewissern Sie sich, dass keine Haare auf der Hautoberfläche verbleiben, da dies zu Verletzungen führen kann. Dadurch wird auch verhindert, dass Verschmutzungen auf die Anwendungsfläche Ihres Geräts gelangen.

Reinigen Sie den zu behandelnden Bereich und tupfen Sie ihn trocken. **KEINE** Gels oder Cremes mit diesem Gerät verwenden.

SCHRITT 2: EINEN TESTBEREICH BEHANDELN

Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Behandlung an jeder Körperstelle mit dem SmoothSkin Pure Mini Lite einen Hautverträglichkeitstest durchzuführen.

Der Hautverträglichkeitstest sollte auf einer Fläche von etwa 3 cm x 2 cm durchgeführt werden (entspricht 2 nebeneinander platzierten Lichtimpulsen). Befolgen Sie Schritt 3 zur Behandlung des Bereichs.



24 STUNDEN
Achten Sie auf unerwünschte Reaktionen.

Führen Sie an jedem neuen Behandlungsbereich immer einen Hautverträglichkeitstest durch


Warten Sie nach dem Hautverträglichkeitstest 24 Stunden, um sicherzugehen, dass Ihre Haut für die Behandlung geeignet ist und es keine unerwünschten Reaktionen auf die Lichtimpulse gibt. Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion aufgetreten ist, können Sie den Bereich rund um den Hautverträglichkeitstest behandeln. Der bereits getestete Bereich sollte für mindestens 1 Woche nicht wieder behandelt werden.

SCHRITT 3: REISEN MIT DEM SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

A) Das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Wenn das Gerät sich einschaltet, leuchtet ein weißes Licht auf und der Lüfter läuft an.

STANDBY-MODUS Timeout

Wenn das Gerät 10 Minuten lang „inaktiv“ bleibt, d. h. keine Tasten betätigt werden, kehrt es in den STANDBY-Modus zurück. Mit der Einschalttaste kehrt man in den Modus READY (betriebsbereit) zurück.



Anwendungsfenster

Anzeige ein
Hauttonerkennung




KORREKT

Anzeige aus
Keine
Hauttonerkennung



NICHT KORREKT

- b) Drücken Sie das Mobilteil fest auf den zu behandelnden Bereich und stellen Sie sicher, dass der Hauttonsensor mit der Haut in Kontakt ist. Wenn der Hauttonsensor keinen zulässigen Hautton erkennt, kann das Mobilteil nicht eingeschaltet werden. Wenn der Hauttonsensor einen zulässigen Hautton erkennt, zeigt ein WEISSES Licht um die Einschalttaste, dass das Gerät bereit ist, Lichtblitze auszusenden.
- c) Drücken Sie die Aktivierungstaste. Das Gerät löst einen Lichtimpuls aus und es sollte sich leicht warm anfühlen.
- d) Bewegen Sie das Handgerät zum nächsten zu behandelnden Bereich und wiederholen Sie den Vorgang. Das Gerät muss zwischen den Lichtimpulsen aufladen. Dies dauert nur etwa 0,6 Sekunden.
- e) Sorgen Sie dafür, dass der gesamte Bereich behandelt wird und behandeln Sie hartnäckige Bereiche (beispielsweise Achselhöhlen) mehrfach (indem Sie das Gerät maximal 3mal über den gleichen Bereich führen), wobei eine Überlappung der Behandlungsimpulse VERMIEDEN werden muss.



WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze am Gerät während der Behandlung nicht abgedeckt werden, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann. SmoothSkin Pure Mini Lite ist ein extrem schnelles und leistungsstarkes Gerät, mit dem Sie in weniger als 10 Minuten eine Ganzkörperbehandlung durchführen können.

BEHANDLUNGSMETHODE - STEMPELN ODER GLEITEN?

Stempelmethode

Diese Methode wird für kleinere Bereiche wie die Achselhöhlen und die Bikinizone empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf Ihrer Haut und drücken Sie die Aktivierungstaste kurz. Heben Sie das Handgerät von der Haut und platzieren Sie es auf dem nächsten Behandlungsbereich.

Gleitmethode

Diese Methode wird für größere Flächen wie z. B. die Beine empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste (kontinuierlich gedrückt halten) und gleiten Sie mit dem Handgerät zwischen den Lichtimpulsen über die Haut. Versuchen Sie, das Handgerät mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit zu bewegen, damit eine vollständige Abdeckung ohne Überlappungen oder ausgelassene Bereiche erreicht wird.


SCHRITT 4: IHR SMOOTHSKIN PURE MINI LITE BEHANDLUNGSPLAN

Der SmoothSkin Pure Mini Lite sollte einmal pro Woche angewendet werden, bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind.

SCHRITT 5: DEN SMOOTHSKIN PURE MINI LITE AUSSCHALTEN

Ist die Behandlung beendet, sollte der SmoothSkin Pure Mini Lite von der Steckdose getrennt werden.


Details zur Pflege Ihres SmoothSkin Pure Mini Lite siehe Abschnitt 11.



9. DER HAUTTONSENSOR

Der Hauttensensor misst den Melamingehalt Ihrer Haut und sendet nur Lichtblitze aus, wenn ein zulässiger Hautton erkannt wird (bitte ziehen Sie die Tabelle der Hauttöne zu Rate). SmoothSkin Pure Mini Lite blinkt nur, wenn ein sicherer Hautton erkannt wird.

Der Status des Hauttensensors ist an der kleinen Leuchte über der Einschalttaste oben am Mobilteil zu sehen. Wenn ein sicherer Hautton erkannt wird, leuchtet sie WEISS. Wenn das Gerät keinen sicheren Hautton erkennt, leuchtet diese Leuchte ROT.



Der vollständige Kontakt mit Ihrer Haut gewährleistet die besten Ergebnisse, da die gesamte vom Gerät abgegebene Lichtenergie auf den zu behandelnden Bereich trifft.

Anzahl der beleuchteten Lämpchen der Leistungsanzeige	Maximale Energie (J/cm ²)
1	3.0


10. DER HAUTKONTAKTSENSOR

Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist mit einem Hautkontaktsensor ausgestattet, der vor jedem Lichtimpuls den Hautkontakt prüft und so für einen sicheren Betrieb des Geräts sorgt! Dadurch entspricht das Gerät den strengsten Sicherheitsvorschriften.

Der Hautkontaktsensor gewährleistet außerdem, dass Sie mit der Behandlung optimale Ergebnisse erzielen. Der Sensor muss vollständigen Kontakt mit dem Behandlungsbereich haben, erst dann kann das Gerät Lichtimpulse auslösen

Der vollständige Kontakt mit Ihrer Haut bedeutet, dass die gesamte vom Gerät abgegebene Lichtenergie auf den Behandlungsbereich trifft, und so beste Ergebnisse erzielt werden.

Wenn das Gerät nicht vollständig mit dem zu behandelnden Bereich in Kontakt ist, sendet das Gerät keine Lichtblitze aus und es erscheint ein ROTES Licht. Versuchen Sie, die Position zu verändern oder das Gerät zu drehen, um einen vollständigen Kontakt herzustellen.



11. REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG

Schalten Sie den SmoothSkin Pure Mini Lite nach der Behandlung immer ab, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Nach der Benutzung sollten Handgerät, Hauttensensor und Anwendungsfenster auf Beschädigungen untersucht und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abgewischt werden.


WARNUNG: Der Glasfilter kann während der Verwendung heiß werden. Berühren oder reinigen Sie den Filter nach der Benutzung mindestens 5 Minuten lang **NICHT**, damit er abkühlen kann.

Verwenden Sie **NIEMALS** Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, da dies zu Schäden am Gerät und somit zu einem potentiellen Sicherheitsrisiko führen kann.

Bei Bedarf können der Reflektor und der Hauttensensor mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen vorsichtig gereinigt werden.

Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren. Achten Sie darauf, dass das Anwendungsfenster und der Hauttensensor am Handgerät vor Beschädigungen geschützt sind.

Überprüfen Sie das Gerät (einschließlich der Kabel) regelmäßig auf sichtbare Schäden. Sollten Sie Beschädigungen oder Risse feststellen, dürfen Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Weitere Support-Informationen auf unserer Website.



12. REISEN MIT DEM SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Das Netzteil des SmoothSkin Pure Mini Lite ist universell und funktioniert an allen gängigen Stromnetzen. Sofern Sie einen passenden Adapter für den Stecker des Netzkabels haben, können Sie den SmoothSkin Pure Mini Lite wie gewohnt betreiben.

13. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Die Lämpchen an der Leistungsanzeige des Handgeräts leuchten nicht auf, wenn Sie das Gerät auf Ihrer Haut platzieren.	Das Netzteil muss eingesteckt sein. Stellen Sie sicher, dass der Hautsensor in Kontakt mit der Haut ist.
The power bar lights on the handset light up white when placed on the skin, but the handset fails to flash when the activation button is pressed.	Die Lämpchen an der Leistungsanzeige am Handgerät leuchten weiß, wenn das Gerät auf der Haut platziert wird, aber das Handgerät löst keine Lichtimpulse aus, wenn die Aktivierungstaste gedrückt wird.
Das Licht der mittigen Leistungsleiste auf dem Mobilteil leuchtet rot, wenn das Mobilteil Kontakt mit der Haut hat.	Ihre Haut ist möglicherweise für eine Behandlung zu dunkel. Prüfen Sie das anhand der Tabelle der Hauttöne auf dem Deckblatt dieser Bedienungsanleitung. Möglicherweise ist der Hautkontakt unzureichend. Drücken Sie das Gerät fest auf die Haut.
Die Lämpchen an der Leistungsanzeige am Handgerät leuchten rot und das Gerät funktioniert nicht.	Dies zeigt an, dass das Gerät einen Fehler aufweist. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und besuchen Sie unsere Website für weitere Support-Informationen.

PROBLEM	LÖSUNG
SmoothSkin Pure Mini Lite Handgerät, Anwendungsfenster, Netzteil oder Kabel sind beschädigt, gebrochen, gerissen oder scheinen defekt zu sein.	NICHT verwenden. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit Ihres SmoothSkin Pure Mini Lite haben oder denken, dass das Gerät beschädigt sein könnte, dürfen Sie es nicht verwenden. Informieren Sie sich auf der Website von SmoothSkin.

14. GARANTIE

Für das Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb der Garantielaufzeit werden wir Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos prüfen und nach unserem Ermessen das komplette Gerät ersetzen.

Diese Garantie gilt in jedem Land, in das dieses Gerät von CyDen oder seinem Vertragshändler geliefert wird.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Verwendung, normale Abnutzung oder Nutzung sowie Defekte, die nur unerhebliche Auswirkungen auf den Wert oder die Funktion des Geräts haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von nicht entsprechend befugten Personen durchgeführt werden bzw. wenn nicht die Originalteile von SmoothSkin Pure Mini Lite verwendet werden.

Wenn Sie innerhalb der Laufzeit Garantieansprüche geltend machen möchten, besuchen Sie unsere Website: **www.smoothskin.com**

15. ETIKETTEN UND SYMBOLE

Der SmoothSkin Pure Mini Lite ist mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:

	Type BF Anwendungsteil
	Geräte der Schutzklasse II
	Beachten Sie die Bedienungsanleitung
	WEEE-Entsorgungszeichen der Europäischen Union
	Europäische Konformitätskennzeichnung
	Trocken lagern
	NRTL-Zertifizierungszeichen

	UKCA UK Konformitätskennzeichen
	FCC- und EMV-Konformität für Nordamerika
	Kennzeichen für die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften (Australien)
	„Trefoil“-Kennzeichen (Ukraine)
	RoHS-Umweltschutz über die Nutzungsdauer (China)
	Warnung Optische Strahlung vom Gerät kann eine Schädigung der Augen verursachen

FCC-Erklärung:

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Schutzklasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnumgebungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es gefährliche Störungen im Funkverkehr hervorrufen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch ein Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die Teil eines anderen Stromkreises ist als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe benötigen.

16. TECHNISCHE DATEN

Beim SmoothSkin Pure Mini Lite handelt es sich um ein gefiltertes Breitband-Intense-Pulsed-Light-System mit folgenden technischen Spezifikationen:

- **Wiederholungstakt:** Manuelle Impulse alle 0,45 bis 0,65 Sekunden. Kontinuierlicher Betrieb
- **Max. optischer Ausgang** 3J/cm²
- **Impulslänge:** 0,8 - 1,0 msec FWHM
- **Wellenlänge:** 510-1100nm (Wirkbereich)
- **Stromleitungseingang:** 100 - 240 V-, 50/60 Hz, 1,7 - 0,91 A
- **Betriebstemperatur:** Zwischen 5 °C und 40 °C
- **Betriebsluftfeuchtigkeit:** Bis zu 93 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Betriebsdruck:** 700 hPa bis 1060 hPa
- **Anwendungsfenster (Spotgröße):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Der Bereich direkt um das Anwendungsfenster wird als Anwendungsteil klassifiziert und kann eine maximale Temperatur von 52 °C erreichen.

Achten Sie darauf, dass der SmoothSkin Pure Mini Lite wie in Abschnitt 8 beschrieben verwendet wird.

AUFBEWAHRUNGS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN:

- **Temperatur:** -25 °C bis +70 °C
- **Luftfeuchtigkeit:** Bis zu 93 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Druck:** 500 hPa bis 1060 hPa

Wenn das Gerät bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs gelagert wurde, dann warten Sie bitte mindestens 30 Minuten vor der Verwendung, bis das Gerät sich akklimatisieren konnte.

Der SmoothSkin Pure Mini Lite verfügt über eine unbegrenzte Anzahl von Lichtimpulsen und ist für die Verwendung durch eine einzige Person bestimmt.

Die erwartete Mindestlebensdauer beträgt 10 Jahre, wenn das empfohlene Behandlungsschema befolgt wird.

EMC

Der SmoothSkin Pure Mini Lite entspricht den aktuellen EMV-Normen und Ergänzungen, die für Haushalts- und Medizinprodukte gelten. Dabei handelt es sich um die Folgenden: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECS-003 Issue 6.0.

Sicherheit

Der SmoothSkin Pure Mini Lite entspricht den aktuellen Sicherheitsnormen und Ergänzungen, die für Haushalts- und Medizinprodukte gelten.


Dabei handelt es sich um die Folgenden: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-

1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

IEC 60601-2-83 Ergänzungen

SmoothSkin Pure Mini Lite ist für alle Gefahren als frei von Risikogruppen eingestuft.

Spektrale Strahlungsdichte:



Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass dieses Gerät mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Energiebezogene Produktrichtlinie 2009/125/EG


Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an CyDen Ltd

ENTSORGUNG (ENDE DER LEBENSDAUER)

Dieses Gerät ist ein Medizinprodukt.

Um Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren und die Wiederverwertbarkeit der Materialien zu gewährleisten, sollte dieses Produkt bei einer speziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Dies wird durch das auf dem Produkt angebrachte WEEE-Symbol dargestellt.



Welkom bij **SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!**

Gefeliciteerd! U heeft de deur geopend naar een wereld van ongeëvenaarde schoonheid, gladheid en gemak. Discussieer mee op www.smoothskin.com, waar u gespecialiseerd advies en ondersteuning gedurende uw hele behandeling kunt vinden.

INHOUDSOPGAVE

<i>1.</i> HET SMOOTHSKIN PURE MINI LITE-SYSTEEM	<i>103</i>	<i>9.</i> DE HUIDSKLEURSENSOR	<i>124</i>
<i>2.</i> HOE WERKT DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>104</i>	<i>10.</i> DE HUIDCONTACTSENSOR	<i>125</i>
<i>3.</i> BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	<i>106</i>	<i>11.</i> REINIGING, ONDERHOUD, BEWAREN	<i>127</i>
<i>4.</i> POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES	<i>113</i>	<i>12.</i> REIZEN MET DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>127</i>
<i>5.</i> VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>116</i>	<i>13.</i> PROBLEEMOPLOSSING	<i>128</i>
<i>6.</i> WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>118</i>	<i>14.</i> GARANTIE	<i>129</i>
<i>7.</i> UW GESCHIKTHEID	<i>118</i>	<i>15.</i> ETIKETTEN EN SYMBOLEN	<i>130</i>
<i>8.</i> HOE GEBRUIK IK DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	<i>120</i>	<i>16.</i> TECHNISCHE SPECIFICATIES	<i>131</i>

1. HET SMOOTHSKIN PURE MINI LITE-SYSTEEM

VERPAKKINGSINHOUD

De verpakking van de SmoothSkin Pure Mini Lite bevat het volgende:

- Handset en voeding
- Voedingskabel
- Gebruiksaanwijzing
- Rubberen kapje apparaat


HET SMOOTHSKIN PURE MINI LITE-SYSTEEM:



2. HOE WERKT DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

HOE WERKT IPL

De SmoothSkin Pure Mini Lite is ontworpen om te helpen bij het doorbreken van de haargroeyicyclus. Lichtenergie wordt via het oppervlak van de huid geleid en geabsorbeerd door de melanine in de haarschacht. Die lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het oppervlak van de huid), waardoor het aantal terug groeiende haartje wordt verminderd. Nu kunt u zich erop verheugen dat de behandelde haartjes op natuurlijke wijze uitvallen binnen enkele dagen tot 1-2 weken.



WAT U KUNT VERWACHTEN

Meteen na de behandeling zou u geen al te ernstige bijwerkingen van de behandeling mogen zien (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over bijwerkingen).

In de eerste paar weken na de eerste behandelingen zult u nog steeds wat haartjes zien groeien. Dit zijn waarschijnlijk haartjes die bij de handeling niet zijn meegenomen, d.w.z. ze waren slapende en zaten niet in hun groeifase (anageen) tijdens de behandeling, als IPL het effectiefst is.

Ongeveer na 4 weken binnen de 12-weekse behandelingsperiode zou u een vermindering van haargroei moeten zien. Toch kan het zijn dat veel haartjes nog niet zijn behandeld in hun groeifase. Het is belangrijk om door te gaan met de wekelijkse behandelingen.

Na het 12-weekse programma zou u een aanzienlijke vermindering van haartjes binnen het behandelde gebied moeten zien. Eventuele resterende haartjes zouden dan fijner en lichter van kleur moeten zijn. Bij voortgezette behandeling zoals vereist zou de vermindering van ongewenst haar moeten aanhouden.



3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

CONTRA-INDICATIES

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als u een zeer donkere huid heeft. De huidskleursor in de buurt van het uitgangsvenster van het apparaat zal de kleur van uw huid vaststellen. Als de huidskleursor vaststelt dat uw huid te donker is voor veilig gebruik, zal de SmoothSkin Pure Mini Lite niet werken.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als uw huid kunstmatig of natuurlijk gebruid is, of verbrand door overmatige blootstelling aan zonlicht. Uw huid kan extra gevoelig zijn na het zonnen en bijzonder ontvankelijk voor zonnebrand, blaren, verkleuring of littekenvorming zijn als u de SmoothSkin Pure Mini Lite gebruikt. Wacht 1 week tot de zonnebrand of tot uw kleurtje is verdwenen voordat u de SmoothSkin Pure Mini Lite gebruikt.

Stel de behandelde gebieden **NIET** bloot aan zonlicht. Wacht ten minste 7 dagen na de behandeling voordat u de behandelde huid blootstelt aan zonlicht. Uw huid kan extra gevoelig zijn na een SmoothSkin Pure Mini Lite-behandeling en bijzonder ontvankelijk voor zonnebrand. Breng zonnebrandcrème (factor 15 of hoger) aan op de behandelde huid of bedek de behandelde huid met geschikte kleding.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** direct op de tepels, genitaliën of rondom de anus. Deze gebieden hebben een donkerdere huidskleur en/of dichtere haargroei. Als u het apparaat op deze plekken gebruikt, kan dat ongemak/pijn of letsel aan uw huid (brandwonden, verkleuring of litteken) veroorzaken.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als u al eens huidkanker of precancereus letsel heeft gehad (bijv. naevi of een groot aantal moedervlekken)

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** op blaren en littekens

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien dit apparaat niet is getest bij dergelijke individuen.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** op donkerbruine of zwarte vlekken zoals geboortevlekken, moedervlekken of wratten op de huid die u wilt behandelen. Gebruik van de SmoothSkin Pure Mini Lite kan uw huid beschadigen of bestaande aandoeningen verergeren. U kunt bijwerkingen ervaren zoals brandwonden, blaren en verandering van de huidskleur, of littekens.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als u een huidaandoening heeft op het te behandelen gedeelte, bijvoorbeeld psoriasis, vitiligo, eczeem, acne, herpes simplex of actieve infecties of wondjes.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als u jonger bent dan 18 jaar, aangezien dit apparaat niet is getest op dergelijke individuen.

WAARSCHUWINGEN **OOGVEILIGHEID**



De SmoothSkin Pure Mini Lite geeft flitsen van Intense Pulsed Light (intens gepulseerd licht) af. Directe blootstelling kan schadelijk zijn voor uw ogen. Houd u aan de onderstaande veiligheidsmaatregelen.

WAARSCHUWING: Mogelijk oogletsel (dat kan leiden tot gezichtsverlies) of huidletsel indien de instructies niet worden opgevolgd. Lees en volg de instructies.

De handset kan alleen worden geactiveerd (flitsen) als de huidskleursensor (naast het behandelingsvenster) een geschikte huidskleur meet en volledig contact maakt met de te behandelen huid. Echter:

Kijk **NOOIT** direct in het behandelingsvenster van de handset als het systeem op de stroom is aangesloten en aanstaat.

Probeer **NOOIT** het systeem naar het oog toe te activeren (flitsen).

Behandel **NOOIT** de gedeelten rond de ogen (wenkbrauwen of wimpers). Onjuist gebruik kan oogletsel veroorzaken, bescherm de ogen tegen blootstelling. Gebruik het apparaat **NIET** over de oogleden of dicht bij het oog.

Activeer (flitsen) het systeem **ALLEEN** als de voorkant van de handset goed contact maakt met de huid die u wilt behandelen.

WIJ ADVISEREN U om weg te kijken van de handset als u die op uw huid richt als hij aanstaat.


ELEKTRA EN VEILIGHEID

Net als bij alle elektrische apparaten moet u bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen om uw veiligheid zeker te stellen.

WAARSCHUWING: laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aanstaat, dit om het risico op brand of brandwonden te voorkomen.

Probeer de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** te openen, want dan kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische componenten.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als deze is beschadigd; bijvoorbeeld gebarsten handset, schade aan de kabel (interne draden zichtbaar), gebarsten of gebroken glas op de handset enz. Dat kan letsel veroorzaken.



Glazen filter

NIET gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, basins of andere objecten waar water in zit. Als de SmoothSkin Pure Mini Lite nat wordt, mag hij niet worden gebruikt.



WAARSCHUWING: water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie! Om het risico op elektrocutie te voorkomen,

- gebruik dit apparaat niet in een natte omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad);
- laat geen water in het apparaat komen

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite niet als die onaangenaam heet wordt. Dat kan een teken zijn dat de unit beschadigd is.

Gebruik **GEEN** andere voeding of andere component dan degene die bij de SmoothSkin Pure Mini Lite worden geleverd. Daardoor kan de unit beschadigd raken of niet meer werken.

Activeer (flitsen) de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** op een ander oppervlak dan huid.

WAARSCHUWING dit apparaat mag op geen enkele manier worden aangepast. De Pure Mini Lite kan niet worden onderhouden.

Plaats de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** zo dat het lastig is om hem los te koppelen van de stroom.

WAARSCHUWING: als het wandstopcontact dat u gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien een slechte verbinding heeft, wordt de stekker van het apparaat heet. Zorg ervoor dat u het apparaat in een correct geïnstalleerd wandstopcontact steekt om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.

ALGEMENE VEILIGHEID

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als u een peelingbehandeling heeft gehad op de huid die u wilt behandelen. Wacht 30 dagen na een peeling voordat u de behandeling van de SmoothSkin Pure Mini Lite start.

Het behandelen van gebruide huid met Intense Pulsed Light (IPL) kan permanente hyperpigmentatie (donkerder worden) of hypopigmentatie (lichter worden) van de behandelde huid veroorzaken.

NIET gebruiken op plekken waar u tatoeages of permanente make-up heeft.

NIET gebruiken als bij u bekend is dat u gevoelig bent voor zonlicht (lichtgevoeligheid) of als u medicatie neemt die de huid gevoeliger maakt en lichtgevoeligheid veroorzaakt, bijv. Retin A, Accutane en/of andere actuele retinoïden. Controleer altijd de gebruiksaanwijzing die bij uw medische product wordt geleverd om te zien of lichtgevoeligheid staat vermeld als bijwerking. Gebruik van de SmoothSkin Pure Mini Lite op lichtgevoelige huid kan huidletsel zoals zwellingen of blaren veroorzaken. Vraag vóór het gebruik van het apparaat medisch advies, aangezien gebruik de huid kan beschadigen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor het behandelen van medische aandoeningen. Men dient medisch advies te vragen om bijvoorbeeld moedervlekken, huiduitslag, jeukende huid, huidschimmel of -infectie, bultjes of skin tags te behandelen.

De SmoothSkin Pure Mini Lite mag niet worden gebruikt op fillers of botox.

WAARSCHUWING: De SmoothSkin Pure Mini Lite dient buiten bereik van kinderen onder de 18 jaar te worden gehouden. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken, er niet mee spelen en het niet onderhouden of reinigen. Er bestaat een aantal potentiële risico's - blootstelling aan de lichtuitvoer die brandwonden of oogletsel veroorzaakt, elektrocutie, wurging door de kabels.

De SmoothSkin Pure Mini Lite moet buiten bereik van huisdieren worden gehouden, aangezien zij het apparaat zouden kunnen beschadigen. Potentiële risico's zijn onder meer verminderde werking en elektrocutie.

De SmoothSkin Pure Mini Lite is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of een gebrek aan ervaring en kennis. Tenzij zij supervisie of instructies hebben gehad betreffende het gebruik van het apparaat, dit om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.

Het glazen filter van de SmoothSkin Pure Mini Lite is een belangrijke component, die heet wordt tijdens het gebruik. Raak het filter tijdens of vlak na gebruik **NIET** aan. Inspecteer het filter regelmatig op schade. Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** als het filter gebarsten is of ontbreekt.

Stel zeker dat het behandelingsvenster van de SmoothSkin Pure Mini Lite schoon is en vrij van vuiltjes. Vuiltjes op of rond het behandelingsvenster tijdens gebruik kunnen tijdelijke huidveranderingen veroorzaken, zoals rode plekken of zwellingen.

WAARSCHUWING: de huid kan beschadigd raken als het apparaat langdurig of herhaaldelijk op slechts één plek wordt gebruikt. **WAARSCHUWING:** de huid kan beschadigd raken als het apparaat langdurig of herhaaldelijk op slechts één plek wordt gebruikt. Voorkom overmatig gebruik zoals te vaak bewegen over dezelfde plek, het opeenhopen van pulsen en/of verhoogde gebruiksfrequentie.

WAARSCHUWING: overschrijd de veiligheidsmechanismen van het apparaat niet.

Gebruik het apparaat **NIET** vaker dan aangegeven in het behandelingsregime.

NIET GEBRUIKEN op plekken die recentelijk behandeld zijn met plaatselijke verdoving.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ontharing door middel van laser of intens pulserend licht kan bij sommigen verhoogde haargroei veroorzaken.

Op basis van actueel beschikbare gegevens zijn de groepen met het hoogste risico op deze reactie vrouwen van mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Aziatische afkomst waarvan het gezicht en de nek behandeld worden.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini Lite **NIET** op plekken waar u wilt dat het haar terug groeit.

Gebruik uw SmoothSkin Pure Mini Lite-apparaat **NIET** op het gezicht, de kaak of de nek van een man. Het haar van het baardgebied van een man is te dicht, en gebruik van het SmoothSkin Pure Mini Lite-apparaat op deze plekken kan huidletsel veroorzaken.

De SmoothSkin Pure Mini Lite wordt niet aanbevolen voor gebruik op rood, grijs, wit of blond haar. De SmoothSkin Pure Mini Lite heeft op deze haarkleuren geen effect.

VOORZICHTIG: stel het apparaat niet bloot aan zware schokken, om het risico op schade aan de lamp te voorkomen.

VOORZICHTIG: haal het apparaat na gebruik en in geval van een stroomuitval altijd uit het stopcontact om het risico op schade aan het apparaat te voorkomen.

4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES

Gebruik van de SmoothSkin Pure Mini Lite kan bijwerkingen veroorzaken. In de onderstaande tabel staan de bekende huidreacties vermeld die na behandeling met de SmoothSkin Pure Mini Lite kunnen voorkomen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN	HOE BEOORDELEN EN REAGEREN
Milde pijn/ongemak op de behandelde plekken	Dit kan worden verwacht en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven, en de pijn zou bij voortgezet gebruik moeten verminderen.
Warm gevoel of tintelingen tijdens de behandeling, die normaliter na een paar seconden tot een minuut verdwijnen en zullen verminderen bij voortgezet gebruik.	Dit kan worden verwacht en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven.
Jeuk op de behandelde plekken	Dat is vrij normaal voor IPL-behandelingen en zou na een korte tijd moeten overgaan. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven. Krab niet op de plekken.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN	HOE BEOORDELEN EN REAGEREN
Rode plekken op de huid tijdens of na de behandeling, die na enkele minuten verschijnen.	Dit kan worden verwacht en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven als de rode plekken zijn verdwenen.
Rode plekken die niet binnen een paar minuten verdwijnen en 24-48 uur aanhouden.	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Intense pijn of hevig ongemak tijdens de behandeling of nog een tijdje na de behandeling	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.

IN ZEER ZELDZAME GEVALLEN	HOE BEOORDELEN EN REAGEREN
Zwellingen en rode plekken die niet binnen twee of drie dagen verdwijnen.	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Tijdelijke veranderingen in de huidskleur (lichter of donkerder worden).	Als uw huidskleur verandert, stop dan meteen het gebruik en raadpleeg uw arts.
Blaren, littekens of brandwonden op de huid.	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt. Breng een koud kompres aan op de plek. Behandel met ontsmettingsmiddel of brandzalf.

In een klinisch onderzoek met 50 proefpersonen kreeg elke proefpersoon een 12-weekse behandeling. De geregistreerde effecten waren:

- Jeuk - 3 proefpersonen ondervonden milde jeuk na de behandeling.
- Lichte rode plekken - dit werd gemeld door 2 proefpersonen.
- Mild prikkend gevoel - 5 proefpersonen meldden mild ongemak na de behandeling.
- Ingegroeide haartjes - 1 proefpersoon meldde een ingegroeid haartje na de behandeling.
- Rode plekken op haarzakjes - 1 proefpersoon meldde een rode vlek op de behandelde plek na de behandeling.

In alle gevallen werd de behandelde huid binnen 7 dagen weer normaal.

5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

De SmoothSkin Pure Mini Lite is geïndiceerd voor de permanente vermindering van ongewenste haartjes.

- Er is een klinisch onderzoek uitgevoerd om zowel de veiligheid als de effectiviteit van de SmoothSkin Pure Mini Lite te beoordelen. De voornaamste kenmerken van het klinische onderzoek waren:
 - Alle behandelingen werden uitgevoerd door niet medisch opgeleide gebruikers op één enkele locatie, waarbij apparaten werden gebruikt die identiek waren aan de SmoothSkin Pure Mini Lite in deze verpakking;
 - Alle proefpersonen moesten vragenlijsten invullen betreffende hun algemene gezondheid, en degenen die niet konden worden behandeld, d.w.z. degenen die een of meer van de onder hoofdstuk 3 van deze gebruiksaanwijzing genoemde contra-indicaties hadden, werden uitgesloten. Verder moesten alle proefpersonen een Geïnformeerde Toestemming indienen, zoals voorgeschreven is voor internationale klinische onderzoeken;
 - In totaal 53 vrouwelijke proefpersonen van 19 tot 45 jaar begonnen aan het onderzoek;
 - Drie proefpersonen stopten tijdens de behandelingsperiode om persoonlijke redenen met het onderzoek. Er stopten geen proefpersonen met het onderzoek wegens problemen die in verbinding stonden met het gebruik van de SmoothSkin Pure Mini Lite;
 - Elke proefpersoon kreeg een 12-weekse behandeling op de door haar gekozen plek op het lichaam. Een typische behandeling bestond uit het scheren van de plek en het toepassen van de SmoothSkin

Pure Mini Lite zoals beschreven in hoofdstuk 8 stap 3 van deze gebruiksaanwijzing;

- Er werden haartellingen gebruikt voor het bijhouden van de verandering in het aantal haartjes 6 maanden na de laatste behandeling en 12 maanden na de laatste behandeling. De haartjes op de behandelde plekken werden geteld d.m.v. hogeresolutiefotografie en het verschil in het aantal haartjes werd berekend als een percentageverandering;
- Indien gebruikt zoals voorgeschreven, vertoonden de deelnemers aan het klinische onderzoek een gemiddelde van 44% minder haartjes 6 maanden na hun laatste behandeling en 36% minder haartjes 12 maanden na de laatste behandeling vergeleken met het aantal haartjes dat werd gemeten vóór de behandeling (zie onderstaande tabel). De uiteindelijke resultaten varieerden per persoon;

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Aantal proefpersonen 6 maanden na behandeling	50
Haarvermindering 6 maanden na behandeling	43.9%
Aantal proefpersonen 12 maanden na behandeling	33
Haarvermindering 12 maanden na behandeling	36.0%
% van proefpersonen ervoer succes (>30% haarvermindering) op alle lichaamsdelen 12 maanden na behandeling. Succes bij proefpersonen is aangegeven als groter dan 30% haarvermindering op alle behandelde plekken bij 12 maanden.	66.7%

Het ontstaan van bijwerkingen tijdens het klinische onderzoek was minimaal (zoals vermeld in hoofdstuk 4 hierboven) en het merendeel van de proefpersonen (48 van de 50) zou de SmoothSkin Pure Mini Lite aan hun vrienden aanraden

6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

BEOOGD GEBRUIK

De SmoothSkin Pure Mini Lite is bedoeld voor de permanente vermindering van ongewenste haartjes.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het SmoothSkin Pure Mini Lite-ontharingsapparaat is geïndiceerd voor de verwijdering van ongewenste haartjes. De SmoothSkin Pure Mini Lite is ook geïndiceerd voor de permanente vermindering van haargroei, gedefinieerd als de langdurige, stabiele vermindering van het aantal haartjes dat terug groeit indien gemeten bij 6, 9 en 12 maanden na voltooiing van de behandeling.

7. UW GESCHIKTHEID

LICHAAMSDELEN


De SmoothSkin Pure Mini Lite is geschikt voor gebruik op lichaamshaar en vrouwelijk gezichtshaar onder de wanglijn.

HUIDSKLEUR

SmoothSkin Pure Mini Lite is geschikt voor gebruik op lichte, medium en donkere

huidskleuren tot en met huidskleur 5. SmoothSkin Pure Mini Lite heeft een Huidskleursensor, die de kleur van uw huid meet en gebruik zal voorkomen wanneer uw huidskleur te donker is. Donkere Huidskleuren zijn rijk aan melanine, waardoor te veel energie zou kunnen worden geabsorbeerd, wat mogelijk tot huidbeschadiging kan leiden.

HUIDSKLEUR



HAARKLEUR

De SmoothSkin Pure Mini Lite is geschikt voor gebruik op natuurlijk zwart of bruin haar. Het apparaat kan minder effectief zijn bij wit, grijs, blond of rood haar.

HAARKLEUR



8. HOE GEBRUIK IK DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

WAARSCHUWING: volg elke stap in het behandelingsproces en stel zeker dat u alle aspecten van elke stap heeft voltooid voordat u verdergaat naar de volgende.

STAP 1: BEREID DE TE BEHANDELEN PLEK VOOR


Verwijder alle zichtbare haartjes door de plek te scheren. Stel zeker dat er geen haartjes meer zitten boven het oppervlak van de huid, anders kan er letsel ontstaan. Hierdoor voorkomt u ook dat er vuiltjes op de voorkant van uw apparaat komen te zitten.

Reinig de te behandelen huidzone en dep die droog. Gebruik GEEN gels of crèmes samen met dit apparaat!

STAP 2: TESTEN OP EEN STUKJE HUID

Vóór uw eerste behandeling op elk nieuw lichaamsdeel raden wij u aan om uw huid op die plek te testen op een reactie op de SmoothSkin Pure Mini Lite.

Het patchtestgebied moet ongeveer 3cm x 2cm zijn (gelijkwaardig aan 2 flitsen die naast elkaar op de huid worden toegepast). Volg stap 3 om de plek te behandelen.



24 UUR
Let op ongewenste reacties.

Doe altijd een patchtest op elke nieuw te behandelen plek


Wacht na de patchtest 24 uur om zeker te stellen dat uw huid geschikt is voor behandeling en dat er geen ongewenste reactie plaatsvindt op de lichtenergie. Als er na 24 uur geen reactie optreedt, kunt u de plek rondom de patchtest behandelen. Het 'patchtestgebied' mag ten minste 1 week NIET opnieuw worden behandeld.

STAP 3: BEHANDELING MET DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

a) Doe de stekker van het apparaat in het elektrische stopcontact met behulp van de meegeleverde voedingskabel. U ziet een wit lampje als het apparaat aangaat en de ventilator zal gaan lopen.

STAND-BY-MODUS Time-out

Als het apparaat op "inactief" staat, d.w.z. als er 10 minuten lang geen knoppen worden ingedrukt, gaat het apparaat in de STAND-BY-modus. Druk op de activeringsknop om terug te gaan naar de GEREED-modus.



Behandelingsvenster




b) Druk de handset stevig tegen de te behandelen huidzone om zeker te stellen dat de huidskleursensor contact maakt met de huid. Als de huidskleursensor geen geldige huidskleur detecteert, kan de handset niet worden geactiveerd. Als de huidskleursensor een geldige huidskleur meet, gaat het licht om de activeringsknop heen WIT branden om aan te geven dat het apparaat gereed is voor flitsen.

c) Druk op de activeringsknop. Het apparaat gaat flitsen en u zou een warme sensatie moeten voelen.

d) Beweeg de handset naar de volgende te behandelen plek en herhaal. Het apparaat moeten tussen de flitsen door opladen. Dat duurt slechts ca. 0,6 seconden.

e) Zorg ervoor dat de hele zone wordt behandeld en behandel eventuele hardnekkige plekken (zoals de oksels) door meerdere keren over dezelfde plek heen te gaan (maximaal 3 keer), maar laat de behandelingsimpulsen elkaar **NIET** overlappen.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen van het apparaat tijdens de behandeling niet bedekt, want dat kan oververhitting veroorzaken.

De SmoothSkin Pure Mini Lite is een extreem snel en krachtig apparaat, waardoor u een complete lichaamsbehandeling in minder dan 10 minuten kunt voltooien.

BEHANDELINGSMETHODE - STEMPEL OF GLIJ?

Stempelmethode

Deze methode wordt aangeraden voor kleine plekken zoals de oksels en bikinilijn. Plaats de handset op de huid, druk de activeringsknop in en laat hem weer los. Verwijder van de huid voordat u het apparaat voorzichtig op de volgende te behandelen plek toepast.

Glijmethode

Deze methode wordt aangeraden voor grotere gebieden, zoals de benen. Plaats de handset op de huid, houd de activeringsknop ingedrukt en laat de handset dan tussen de flitsen door over de huid glijden. Probeer de handset met een gestaag tempo te bewegen, zodat u de hele plek bedekt zonder te overlappen of plekje te missen.

STAP 4: UW SMOOTHSKIN PURE MINI LITE-BEHANDELINGSSHEMA

De SmoothSkin Pure Mini Lite mag één keer per week worden gebruikt, totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

STAP 5: DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE UITZETTEN

Als de behandeling is voltooid, moet de stekker van de SmoothSkin Pure Mini Lite uit het stopcontact worden gehaald.


Zie hoofdstuk 11 voor informatie over hoe u uw SmoothSkin Pure Mini Lite het beste kunt onderhouden.



9. DE HUIDSKLEURSENSOR

De huidskleursensor meet de melanine in uw huid en zal alleen flitsen als een geldige huidskleur is gedetecteerd (zie de huidskleurkaart ter ondersteuning). SmoothSkin Pure Mini Lite zal alleen flitsen als een veilige huidskleur kan worden vastgesteld.

De status van de huidskleursensor is te zien op het lampje dat boven de activeringsknop op de bovenkant van de handset zit. Als een veilige huidskleur is gedetecteerd, zal dat lampje WIT gaan branden. Als het apparaat geen veilige huidskleur kan detecteren, zal het lampje ROOD branden.



Dit volledige contact met uw huid stelt zeker dat u de beste resultaten krijgt, aangezien alle lichtenergie die uit het apparaat komt de te behandelen plek bereikt.

Aantal brandende lampjes van de vermogensbalk	Maximale energie (J/cm ²)
1	3.0

10. DE HUIDCONTACTSENSOR

De SmoothSkin Pure Mini Lite is voorzien van een huidcontactsensor, die vóór elke flits uw huidcontact controleert en zo zeker stelt dat het veilig is om het apparaat te gebruiken! Daardoor voldoet het apparaat aan de meest strenge veiligheidsvoorschriften.

De huidcontactsensor garandeert ook dat u de beste resultaten krijgt van uw apparaat. De sensor moet volledig contact maken met de te behandelen plek om het apparaat te laten flitsen.

Dit volledige contact met uw huid betekent dat alle lichtenergie die het apparaat afgeeft de te behandelen plek bereikt om de beste resultaten op te leveren.

Als het apparaat niet volledig contact maakt met de te behandelen zone, zal het apparaat niet flitsen en ziet u een ROOD lampje. Probeer de positie aan te passen of het apparaat de roteren om volledig contact zeker te stellen.



11. REINIGING, ONDERHOUD, BEWAREN

Zet de SmoothSkin Pure Mini Lite na de behandeling altijd uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Na gebruik moeten de handset, de huidskleursensoren en het behandelingsvenster worden gecontroleerd op schade en worden afgeveegd met een droge, pluisvrije doek.


WAARSCHUWING: het glazen filter kan tijdens gebruik heet worden. Raak het filter ten minste 5 minuten na gebruik **NIET** aan om het te laten afkoelen, en reinig het ook **NIET** vóór die tijd.

Gebruik **NOOIT** water of andere reinigingsvloeistoffen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen, wat een potentieel veiligheidsrisico oplevert.

Indien nodig kunnen de reflector en de huidskleursensor voorzichtig worden gereinigd met een licht vochtig wattenstaafje.

Bewaar de SmoothSkin Pure Mini Lite op een koele, droge plek. Zorg ervoor dat het behandelingsvenster en de huidskleursensor op de handset beschermd zijn tegen schade.

Controleer het apparaat regelmatig (inclusief de kabels) op zichtbare tekenen van schade. Stop bij schade of barsten het gebruik van het apparaat - en bezoek de website voor ondersteuning.



12. REIZEN MET DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

De voeding van de SmoothSkin Pure Mini Lite is universeel en zal met alle gangbare stroomvoorzieningen werken. Vooropgesteld dat u een geschikte adapter voor de voedingskabelstekker heeft, zal de SmoothSkin Pure Mini Lite normaal werken.

13. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De lampjes van de vermogensbalk op de handset gaan niet aan als u het apparaat tegen uw huid plaatst.	Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit. Stel zeker dat de huidskleursensor volledig tegen de huid wordt gedrukt.
De lampjes van de vermogensbalk op de handset gaan wit branden als het apparaat tegen de huid wordt gehouden, maar de handset gaat niet flitsen als de activeringsknop wordt ingedrukt.	Er kan een probleem met het apparaat zijn. Haal de stekker uit het stopcontact en start het opnieuw. Als het probleem zich voor blijft doen, bezoek dan de website voor ondersteuning.
Het centrale vermogensbalkje op de handset brandt rood als u het apparaat tegen uw huid houdt.	Het kan zijn dat uw huid te donker is om te behandelen. Controleer de huidskleurkaart voorin deze gebruiksaanwijzing. Het kan ook komen door slecht contact met de huid, stel zeker dat u het apparaat stevig tegen uw huid drukt.
De lampjes van de vermogensbalk op de handset branden continu rood en het apparaat wil niet werken.	Dat geeft aan dat het apparaat een probleem heeft. Stop het gebruik van het apparaat en bezoek de website voor ondersteuning.
De SmoothSkin Pure Mini Lite-handset, het behandelingsvenster, de voeding of de kabel zijn beschadigd, gebroken of gebarsten, of lijken een defect te hebben.	NIET gebruiken. Als u twijfelt over de veiligheid van de SmoothSkin Pure Mini Lite of vermoedt dat die op de een of andere manier beschadigd is, mag hij niet worden gebruikt en kunt u het beste naar de website van SmoothSkin gaan voor meer informatie.

14. GARANTIE

Wij bieden 2 jaar garantie op het product, vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode contoleren wij fouten in het materiaal of vakmanschap gratis, en vervangen het complete apparaat naar ons goeddunken.

Deze garantie geldt in elk land waar dit apparaat door CyDen of diens aangewezen distributeur wordt geleverd.

Deze garantie dekt geen schade door niet beoogd gebruik, normale slijtage of gebruik, en defecten die een verwaarloosbaar effect op de goede werking van het apparaat hebben. De garantie wordt nietig als onbevoegde personen er reparaties aan hebben uitgevoerd en er geen originele SmoothSkin Pure Mini Lite-componenten zijn gebruikt.

Om service te krijgen binnen de garantieperiode kunt u onze website bezoeken:

www.smoothskin.com

15. ETIKETTEN EN SYMBOLEN

De SmoothSkin Pure Mini Lite is voorzien van de volgende symbolen. **FCC-verklaring:**

	Type BF Toegepaste Onderdelen
	Klasse II-apparaatuur
	Neem gebruiksaanwijzing in acht
	AEEA- afvalverwijderingssymbool van de Europese Unie
	Markering Europese Conformiteit
	Droog houden
	NRTL- certificeringsmarkering

	UKCA UK Conformiteitskeurmerk
	FCC EMC-naleving voor Noord-Amerika
	Markering Naleving Wet- en Regelgeving Australië
	Klaverblad- nalevingsmarkering voor Oekraïne
	China RoHS- milieubeschermtijd gebruiksperiode
	Waarschuwing Optische Straling van het apparaat kan oogletsel veroorzaken

OPMERKING: dit apparaat is getest en er is geconcludeerd dat het in overeenstemming is met de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijk te noemen bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die ook uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Dat is echter geen garantie dat interferentie niet zal plaatsvinden in een bepaald systeem. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord om te proberen de interferentie te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaatst de ontvangende antenne.
- Maak de afstand tussen het apparaat en de ontvanger groter.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Vraag de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

16. TECHNISCHE SPECIFICATIES

De SmoothSkin Pure Mini Lite is een gefilterd Intense Pulsed Light-systeem voor thuis met de volgende technische specificaties:

- **Herhalingsfrequentie:** Handmatige impulsen elke 0,45 tot 0,65 seconden. Continue werking.
- **Max Optische Uitvoer:** 3J/cm²
- **Puls lengte:** 0,8 - 1,0 msec FWHM
- **Golflengte:** 510-1100nm (effectief bereik)
- **Voedingskabelinvoer:** 100-240V-, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Bedrijfstemperatuur:** Tussen 5 °C en 40 °C
- **Bedrijfsvochtigheid:** Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- **Bedrijfsdruk:** 700hPa tot 1060hPa
- **Behandelingsgebied (grootte plek):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Het gedeelte direct onder het behandelingsvenster is geclassificeerd als het Toegepaste Onderdeel en kan een temperatuur van maximaal 52 graden Celsius bereiken.

Zorg ervoor dat de SmoothSkin Pure Mini Lite wordt gebruikt zoals voorgeschreven in hoofdstuk 8.

BEWAAR- EN TRANSPORTVOORWAARDEN:

- **Temperatuur:** -25 °C tot +70 °C
- **Vochtigheid:** Maximaal 93%R.H. niet condensierend
- **Druk:** 500hPa tot 1060hPa

Als het apparaat wordt bewaard bij temperaturen die buiten het vermelde bereik liggen, wacht dan ten minste 30 minuten vóór gebruik zodat het apparaat kan acclimatiseren.

De SmoothSkin Pure Mini Lite heeft onbeperkte flietsen en is bedoeld voor één persoon.

De minimale verwachte levensduur is 10 jaar als het aanbevolen regime wordt aangehouden.

EMC

De SmoothSkin Pure Mini Lite voldoet aan de nieuwste EMC-normen en -aanpassingen die van toepassing zijn op huishoudelijke en medische producten. Dat zijn: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECs-003 Issue 6.0.

Veiligheid

De SmoothSkin Pure Mini Lite voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en -aanpassingen die van toepassing zijn op huishoudelijke en medische producten.


Dat zijn: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014,

IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

IEC 60601-2-83 Aanvullingen

SmoothSkin Pure Mini Lite is geclassificeerd als Risicogroepuitzondering voor alle gevaren.

Spectrale straling:



CE-markering certificeert dat dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU
- Richtlijn Energie-gerelateerde Producten 2009/125/EC


Neem voor meer informatie contact op met CyDen Ltd.

AFVALVERWIJDERING (EINDE LEVENSDUUR)

Dit is een medisch hulpmiddel.

Om de risico's voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken en zeker te stellen dat materialen kunnen worden gerecycled, moet dit product worden afgegeven bij een speciaal inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Het AEEA-symbool op het product is er om u daaraan te herinneren.



SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

TI DÀ IL BENVENUTO!

Complimenti! Hai aperto un mondo di incomparabile bellezza, setosità e praticità. Entra a far parte delle nostre chat su www.smoothskin.com dove potrai trovare assistenza e consigli da parte di esperti durante tutto il periodo di trattamento.

CONTENUTO

1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE MINI	136	10. IL SENSORE DI CONTATTO CON LA PELLE	158
2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE MINI	137	11. PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	160
3. IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA	139	12. VIAGGIARE CON SMOOTHSKIN PURE MINI	160
4. POTENZIALI RISCHI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE	146	13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	161
5. I VANTAGGI DI UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE MINI	149	14. GARANZIA	162
6. QUAL È LA DESTINAZIONE D'USO DI SMOOTHSKIN PURE MINI	151	15. ETICHETTE E SIMBOLI	163
7. LA TUA IDONEITÀ	151	16. SPECIFICHE TECNICHE	164
8. COME USARE SMOOTHSKIN PURE MINI	153		
9. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE	157		

1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE MINI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione SmoothSkin Pure Mini troverai quanto segue:

- Dispositivo e alimentazione
- Cavo di alimentazione
- Manuale dell'utente
- Coperchio in gomma del dispositivo

IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE MINI:



2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE MINI

COME FUNZIONA L'IPL

SmoothSkin Pure Mini è progettato per aiutare a interrompere il ciclo dei peli. L'energia luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e viene assorbita dalla melanina presente nel fusto del pelo. Questa energia luminosa viene convertita in energia termica (sotto la superficie della pelle) che riduce la ricrescita dei peli. Ora potete aspettarvi di vedere i peli trattati cadere naturalmente nel corso di pochi giorni o di 1-2 settimane.



COSA ASPETTARSI

Subito dopo il trattamento non dovrebbero esserci effetti collaterali significativi (consulta la sezione 4 per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali).

Nelle prime settimane dopo i trattamenti iniziali, vedrai ancora crescere qualche pelo. Si tratta probabilmente di quelli che non sono stati trattati, perché inattivi e non in fase di crescita (Anagen) durante il trattamento, quando l'IPL è più efficace.

Verso la 4^a settimana del programma di trattamento da 12 settimane, dovresti constatare una riduzione della ricrescita dei peli. Tuttavia, alcuni potrebbero comunque non essere stati trattati nella fase di crescita. È quindi importante continuare i trattamenti settimanali.

Al termine del programma di 12 settimane, dovresti notare una significativa riduzione dei peli nell'area trattata. Gli eventuali peli residui dovrebbero essere più sottili e di colore più chiaro. Continuando con i trattamenti previsti, dovresti mantenere la riduzione dei peli superflui.



0 settimane



4 settimane



8 settimane



12 settimane

3. IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

CONTROINDICAZIONI

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini se hai una pelle molto scura. Il sensore della tonalità della pelle situato vicino alla finestra di output del dispositivo determinerà la tonalità della tua pelle. Se il sensore determina che la tua pelle è troppo scura per un utilizzo sicuro, sarà impedito il funzionamento di SmoothSkin Pure Mini.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini in caso di abbronzatura artificiale o naturale o di scottatura per eccessiva esposizione al sole. La tua pelle potrebbe essere più sensibile dopo l'esposizione al sole e particolarmente suscettibile a bruciature, vesciche, decolorazioni o cicatrici in caso di utilizzo di SmoothSkin Pure Mini. Attendi 1 settimana affinché scompaia l'abbronzatura o la scottatura prima di utilizzare SmoothSkin Pure Mini.

NON esporre le aree trattate al sole. Attendi almeno 7 giorni dopo il trattamento prima di esporre la pelle trattata alla luce solare diretta. La tua pelle potrebbe essere più sensibile dopo il trattamento SmoothSkin Pure Mini e particolarmente suscettibile alle scottature. Applica una protezione solare (SPF 15 o superiore) sulla zona trattata o tienila coperta con indumenti adeguati.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini direttamente sui capezzoli, sui genitali o attorno all'ano. Queste aree potrebbero avere un colorito più scuro e/o una maggiore quantità di peli. L'uso del dispositivo in queste aree potrebbe causare disagio/dolore o lesioni della pelle (bruciature, decolorazioni o cicatrici).

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini in caso di precedente tumore della pelle o di lesioni pre-cancerose (ad esempio nevi o numerosi nevi).

NON usare su vesciche e cicatrici.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini in caso di gravidanza o allattamento, poiché questo dispositivo non è stato testato in queste condizioni.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini su macchie marrone scuro o nere, quali voglie, nei o verruche, nella zona che desideri trattare. L'uso di SmoothSkin Pure Mini potrebbe causare lesioni alla pelle o peggiorare le condizioni esistenti. Potrebbero verificarsi effetti collaterali quali ustioni, vesciche e alterazioni del colorito della pelle o cicatrici.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini in caso di malattie della pelle nella zona da trattare, ad es. psoriasi, vitiligine, eczema, acne, herpes simplex, infezioni in corso o ferite.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini se sei minorenne, poiché questo dispositivo non è stato testato sui minori.

AVVERTENZE

SICUREZZA DEGLI OCCHI



SmoothSkin Pure Mini emette spot di luce pulsata ad alta intensità. L'esposizione diretta è potenzialmente dannosa per gli occhi. Segui le istruzioni di sicurezza riportate di seguito.

AVVERTENZA: Possibili lesioni agli occhi (che possono portare alla perdita della vista) o alla pelle se non si seguono le istruzioni. Leggi e segui le istruzioni.

L'apparecchio può essere attivato (lampeggia) solo se il sensore della tonalità della pelle (accanto al display di trattamento) rileva una tonalità della pelle idonea e aderisce perfettamente alla zona da trattare. Tuttavia:

NON guardare direttamente nel display di trattamento dell'apparecchio quando l'alimentazione elettrica è attivata e il dispositivo è acceso.

NON tentare di attivare (far lampeggiare) il sistema direzionandolo verso gli occhi

NON trattare le aree attorno agli occhi (sopracciglia o ciglia). Un uso improprio può causare danni agli occhi; proteggi gli occhi dall'esposizione. **NON** utilizzare l'apparecchio sopra le palpebre o vicino agli occhi


Attiva (fai lampeggiare) il sistema **SOLO** quando la parte anteriore dell'apparecchio è perfettamente a contatto con la zona che desideri trattare. **TI CONSIGLIAMO** di distogliere lo sguardo dall'apparecchio durante il trattamento.

ELETTRICITÀ E SICUREZZA

Come per qualsiasi dispositivo elettrico, sarà necessario prendere alcune precauzioni al fine di garantire la tua sicurezza.

AVVERTENZA: Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendio o ustioni.

NON provare ad aprire SmoothSkin Pure Mini, in quanto ciò potrebbe esporre a componenti elettrici pericolosi.



Filtro in vetro

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini se danneggiato; ad esempio, se il dispositivo è spaccato, se il cavo è danneggiato (cavi interni visibili), se il vetro sull'apparecchio è crepato o rotto, ecc. Ciò potrebbe provocare lesioni.



NON utilizzare vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Non utilizzare SmoothSkin Pure Mini se bagnato.

AVVERTENZA: L'associazione di acqua ed elettricità è pericolosa! Per evitare il rischio di folgorazione,
- non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi (ad es. in bagno o in prossimità di una doccia o una piscina);
- non lasciare che l'acqua penetri nell'apparecchio.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini se diventa troppo caldo al tatto. Ciò potrebbe indicarne il danneggiamento.

NON utilizzare un alimentatore o altro componente diverso da quelli forniti con SmoothSkin Pure Mini. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e interromperne il funzionamento.

NON cercare di attivare (far lampeggiare) SmoothSkin Pure Mini su superfici diverse da quella cutanea.

ATTENZIONE: non è consentito modificare l'apparecchio. Pure Mini non può essere sottoposto a manutenzione.

NON posizionare SmoothSkin Pure Mini in modo da rendere difficoltoso scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

AVVERTENZA: Se la presa elettrica utilizzata per alimentare l'apparecchio ha una connessione instabile, la spina dell'apparecchio si surriscalda. Assicurarsi di collegare l'apparecchio a una presa elettrica correttamente installata per evitare il rischio di incendio e ustioni.

SICUREZZA GENERALE

NON utilizzare in caso di trattamento di peeling cutaneo nella zona che desideri trattare. Attendi 30 giorni dopo il peeling prima di trattare con SmoothSkin Pure Mini.

Trattare la pelle abbronzata con luce pulsata ad alta intensità (IPL) può causare un'iperpigmentazione (scurimento) o un'ipopigmentazione (schiarimento) permanente della pelle trattata.

NON utilizzare su tatuaggi o trucco permanente.

NON utilizzare in caso di sensibilità nota alla luce del sole (fotosensibilità) o se stai assumendo farmaci che rendono la pelle più sensibile e provocano fotosensibilità, ad es. Retin A, Accutane e/o altri retinoidi topici. Controlla sempre il foglio illustrativo fornito con il medicinale per verificare se la fotosensibilità è elencata fra gli effetti collaterali. L'uso di SmoothSkin Pure Mini su pelle fotosensibile potrebbe causare danni come gonfiore o vesciche. Consulta un medico prima di utilizzare l'apparecchio poiché l'uso potrebbe danneggiare la pelle. Questo apparecchio non è destinato al trattamento di condizioni mediche. È necessario consultare il medico per trattare, ad esempio, nei, eruzioni cutanee, prurito, funghi o infezioni della pelle, protuberanze o fibromi penduli. SmoothSkin Pure Mini non deve essere utilizzato su filler o botox.

AVVERTENZA: SmoothSkin Pure Mini deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini sotto i 18 anni di età. I bambini non devono usare, giocare, effettuare manutenzione né pulire il dispositivo. Sussistono i seguenti rischi potenziali: esposizione al fascio luminoso che può causare ustioni o lesioni oculari, folgorazione, strangolamento mediante i cavi.

SmoothSkin Pure Mini deve essere tenuto fuori dalla portata di animali e parassiti che potrebbero danneggiare il dispositivo. I potenziali rischi includono ridotta funzionalità e folgorazione.

SmoothSkin Pure Mini non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che l'uso non avvenga sotto supervisione o non siano state fornite istruzioni relative all'uso dell'apparecchio per evitare il rischio di incendio o ustioni.

Il filtro in vetro di SmoothSkin Pure Mini è un componente essenziale che si scalda durante l'uso.

NON toccare il filtro durante o subito dopo l'uso. Ispeziona regolarmente il filtro per verificare la presenza di danni. **NON** usare SmoothSkin Pure Mini se il filtro è rotto o mancante.

Assicurati che il display di trattamento di SmoothSkin Pure Mini sia pulito e privo di residui. Eventuali residui sopra o attorno al display di trattamento quando il dispositivo è in funzione possono comportare temporanee alterazioni della pelle, quali rossore o gonfiore.

AVVERTENZA: Possono verificarsi danni alla pelle dopo un'applicazione superficiale prolungata o ripetuta su un punto. **AVVERTENZA:** Possono verificarsi danni alla pelle dopo un'applicazione superficiale prolungata o ripetuta su un punto. Evitare un utilizzo eccessivo che include passaggi eccessivi, accumulo di impulsi e/o maggiore frequenza di utilizzo.

AVVERTENZA: Non ignorare i meccanismi di sicurezza inerenti al dispositivo.

NON superare l'utilizzo specificato nel regime di trattamento.

NON utilizzare su aree su cui sono stati recentemente applicati anestetici locali.

PRECAUZIONI

In alcuni soggetti, la rimozione dei peli mediante laser o sorgenti luminose ad alta intensità può causare un aumento della crescita dei peli. In base ai dati attualmente disponibili, i gruppi più a rischio per questo effetto sono le donne mediterranee, mediorientali e sudasiatiche trattate sul viso e sul collo.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Mini su nessuna zona in cui desideri che i peli ricrescano.

NON utilizzare il dispositivo SmoothSkin Pure Mini su viso, mascelle o collo maschili. I peli della zona del mento degli uomini sono troppo densi e l'utilizzo del dispositivo SmoothSkin Pure Mini in queste zone può causare lesioni cutanee.

L'uso di SmoothSkin Pure Mini è sconsigliato su peli rossi, grigi, bianchi o biondi. SmoothSkin Pure Mini non è efficace in questi casi.

ATTENZIONE: Non sottoporre l'apparecchio a urti violenti per evitare il rischio di danno alla lampada.

ATTENZIONE: Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso e in caso di interruzione di energia per evitare il rischio di danni al dispositivo.

4. POTENZIALI RISCHI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE

L'utilizzo di SmoothSkin Pure Mini potrebbe causare effetti collaterali. La tabella seguente elenca le reazioni cutanee note che potrebbero verificarsi dopo il trattamento con SmoothSkin Pure Mini.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI	COME VALUTARLI E INTERVENIRE
Lieve dolore / fastidio nella zona trattata.	È prevedibile e normale per tutti i trattamenti di IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo come indicato e il dolore dovrebbe diminuire con l'uso continuato..
Sensazioni di calore o formicolio durante il trattamento, che in genere scompaiono dopo alcuni secondi e fino a un minuto e diminuiscono con l'uso continuato.	È prevedibile e normale per tutti i trattamenti di IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo come indicato.
Prurito nella zona trattata.	È abbastanza comune per i trattamenti di IPL e dovrebbe diminuire dopo un breve periodo. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo come indicato. Non grattare l'area.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI	COME VALUTARLI E INTERVENIRE
Arrossamento della pelle durante o dopo il trattamento che scompare dopo pochi minuti.	È prevedibile e normale per tutti i trattamenti di IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo come indicato una volta scomparso l'arrossamento della pelle.
Arrossamento della pelle che non scompare in pochi minuti e dura 24-48 ore.	Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Dolore o disagio intensi durante il trattamento o persistenti dopo il trattamento.	Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

IN CASI ESTREMAMENTE RARI	COME VALUTARLI E INTERVENIRE
Gonfiore e arrossamento che non scompaiono entro due o tre giorni.	Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Modifiche temporanee del colore della pelle (schiarimento o scurimento).	In caso di modifiche del colore della pelle, interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consulta il medico.
Vesciche, cicatrici o ustioni della pelle.	Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente. Applica un impacco freddo sulla zona. Tratta con una crema antisettica o per bruciature.

In uno studio clinico su 50 soggetti, ciascuno ha ricevuto 12 trattamenti settimanali. Sono stati registrati i seguenti effetti:

- Prurito - 3 soggetti hanno riportato un lieve prurito dopo il trattamento.
- Leggero arrossamento - Segnalato da 2 soggetti.
- Lieve sensazione di pizzicore - 5 soggetti hanno riportato un lieve disagio dopo il trattamento.
- Peli incarniti - 1 soggetto ha segnalato la presenza di peli incarniti dopo il trattamento.
- Arrossamento dei follicoli - 1 soggetto ha riportato un puntino rosso sull'area trattata dopo il trattamento.

In tutti i casi, la pelle trattata è tornata alla normalità in 7 giorni.

5. I VANTAGGI DI UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE MINI

SmoothSkin Pure Mini è indicato per la riduzione permanente dei peli superflui.

- È stato condotto uno studio clinico per valutare la sicurezza e l'efficacia di SmoothSkin Pure Mini. Gli elementi chiave dello studio sono stati:
 - Tutti i trattamenti sono stati eseguiti da operatori non qualificati dal punto di vista medico in un'unica sede, utilizzando dispositivi identici allo SmoothSkin Pure Mini fornito in questa confezione;
 - Tutti i soggetti hanno dovuto compilare dei questionari relativi al loro stato di salute generale e chi non ha potuto essere trattato, ad es. chi presentava una o più delle controindicazioni elencate nella Sezione 3 del presente Manuale utente, è stato escluso. Inoltre, tutti i soggetti hanno dovuto fornire il Consenso informato secondo i requisiti degli studi clinici internazionali;
 - Un totale di 53 soggetti femminili, di età compresa tra i 19 e i 45 anni, ha iniziato la sperimentazione;
 - Tre soggetti hanno abbandonato la sperimentazione durante il periodo di trattamento per motivi personali. Nessun soggetto ha abbandonato la sperimentazione per problemi associati all'utilizzo di SmoothSkin Pure Mini;
 - Ciascun soggetto ha ricevuto i 12 trattamenti settimanali sulla zona del corpo scelta. Il trattamento tipico consisteva nel rasare la zona e applicare SmoothSkin Pure Mini seguendo la procedura descritta nella Sezione 8, Fase 3 del presente manuale utente;
 - Per misurare la variazione della quantità di peli 6 mesi e 12 mesi dopo l'ultimo trattamento, i peli

nelle zone trattate sono stati contati. Ciò è avvenuto mediante fotografie ad alta risoluzione, mentre la differenza nella quantità di peli è stata calcolata come variazione percentuale;

- Seguendo le istruzioni, i partecipanti allo studio clinico hanno mostrato una riduzione media dei peli del 44% 6 mesi dopo l'ultimo trattamento e del 36% 12 mesi dopo l'ultimo trattamento, rispetto alla quantità di peli calcolata prima del trattamento (vedi tabella seguente). I risultati effettivi variavano da persona a persona;

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Numero di soggetti a 6 mesi dal trattamento	50
Riduzione dei peli a 6 mesi dal trattamento	43.9%
Numero di soggetti a 12 mesi dal trattamento	33
Riduzione dei peli a 12 mesi dal trattamento	36.0%
% di soggetti che hanno avuto un risultato positivo (riduzione dei peli >30%) su tutte le zone del corpo a 12 mesi dal trattamento. Un risultato è considerato positivo se, dopo 12 mesi, la riduzione dei peli è superiore al 30% su tutte le zone trattate.	66.7%

L'incidenza degli effetti collaterali durante lo studio clinico è stata minima (come descritto nella precedente Sezione 4) e la maggior parte dei soggetti (48 su 50) consiglierebbe SmoothSkin Pure Mini agli amici.

6. QUAL È LA DESTINAZIONE D'USO DI SMOOTHSKIN PURE MINI

DESTINAZIONE D'USO

SmoothSkin Pure Mini è destinato all'uso per la riduzione permanente dei peli superflui.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il dispositivo per l'epilazione SmoothSkin Pure Mini Lite è indicato per la rimozione di peli superflui, nonché per la riduzione permanente della ricrescita dei peli, definita come una riduzione stabile e a lungo termine del numero di peli che ricrescono in seguito a una verifica a 6, 9 e 12 mesi dal completamento di un ciclo di trattamento.

7. LA TUA IDONEITÀ

ZONE DEL CORPO

SmoothSkin Pure Mini può essere utilizzato sui peli del corpo e sulla peluria del viso femminile al di sotto delle guance.


TONALITÀ DELLA PELLE

SmoothSkin Pure Mini Lite può essere utilizzato su tonalità di pelle chiara, media e

scura, fino alla tonalità 5 inclusa. SmoothSkin Pure Mini Lite include un Sensore della tonalità della pelle che misura il colore della pelle e ne impedisce l'uso in caso di tonalità eccessivamente scura.

Le pelli scure sono ricche di melanina, che potrebbe assorbire troppa energia e potenzialmente provocare danni cutanei.

TONALITÀ DELLA PELLE



COLORE DEI PELI

SmoothSkin Pure Mini può essere utilizzato su peli di colore naturale nero o marrone. Potrebbe non essere efficace su peli bianchi, grigi, biondi o rossi.

COLORE DEI PELI



8. COME USARE SMOOTHSKIN PURE MINI

AVVERTENZA: Segui tutte le fasi del processo di trattamento assicurandoti di completare tutti i punti di ciascuna fase prima di passare a quella successiva.

FASE 1: PREPARARE L'AREA DA TRATTARE

Rimuovi tutti i peli visibili mediante rasatura. Assicurati che non rimangano peli sulla superficie cutanea poiché ciò potrebbe causare lesioni. Questa operazione evita inoltre che eventuali residui coprano la parte anteriore del dispositivo.


Pulire e asciugare l'area da trattare senza strofinare. **NON** utilizzare gel o creme con questo dispositivo!

PASSAGGIO 2: EFFETTUARE UN TEST EPICUTANEO

Prima di trattare una nuova area del corpo, raccomandiamo di effettuare un test su quella zona per verificare eventuali reazioni all'uso di SmoothSkin Pure Mini.

L'area sottoposta al test epicutaneo dovrebbe essere di circa 3 x 2 cm (equivalente a 2 spot affiancati). Vedi Fase 3 per trattare la zona.

Attendi 24 ore dal test epicutaneo per assicurarti che la tua pelle sia adatta al trattamento e non ci siano reazioni avverse all'energia luminosa. Se non vi sono reazioni dopo 24 ore,



24 ORE
Nota eventuali effetti avversi.

Esegui sempre un test epicutaneo su ogni nuova area da trattare

puoi trattare l'area attorno a quella su cui hai eseguito il test epicutaneo. L'area sottoposta al test NON dovrà essere ritrattata per almeno 1 settimana.

FASE 3: IL TRATTAMENTO CON SMOOTHSKIN PURE MINI

a) Collegare l'alimentazione a una presa elettrica utilizzando il cavo di alimentazione fornito. Dopo che il dispositivo si sarà acceso, verrà visualizzata una luce bianca e la ventola si avvierà.

Timeout MODALITÀ STANDBY

Quando il dispositivo è "inattivo", vale a dire non viene premuto alcun pulsante per 10 minuti, si attiverà la modalità STANDBY. Per tornare alla modalità READY/PRONTO e avviare il trattamento, premere il pulsante di attivazione.



Indicatore On
Rilevamento della pelle




CORRETTO

Indicatore Off
Nessun rilevamento della pelle



SCORRETTO

- b) Fare aderire il dispositivo premendo sull'area da trattare, accertandosi che il sensore della tonalità della pelle sia a contatto con la pelle. Se il sensore della tonalità della pelle non rileva una tonalità di pelle idonea, il dispositivo non funzionerà. Quando il sensore della tonalità della pelle rileva una tonalità di pelle idonea, la luce attorno al pulsante di attivazione si illumina di BIANCO per indicare che il dispositivo è pronto per emettere spot.
- c) Premi il pulsante di attivazione. Il dispositivo inizierà a lampeggiare e avvertirai una sensazione di calore.
- d) Sposta l'apparecchio sull'area successiva da trattare e ripeti l'operazione. Il dispositivo deve ricaricarsi fra uno spot e l'altro. Ciò richiederà circa 0,6 secondi.
- e) Assicurarsi di trattare l'intera area, comprese le zone più ostinate (come le ascelle) con diversi passaggi (facendo scivolare il dispositivo sulla stessa area fino a 3 volte massimo), ma NON sovrapporre gli impulsi.



AVVERTENZA: Assicurarsi di non coprire le prese d'aria durante il trattamento, poiché ciò può causare il surriscaldamento del dispositivo.

SmoothSkin Pure Mini è un dispositivo estremamente veloce e potente, che consente di completare un trattamento di tutto il corpo in meno di 10 minuti.

METODO DI TRATTAMENTO - STAMP O GLIDE?

Metodo Stamp

Questo metodo è consigliato per piccole zone, come le ascelle e l'inguine. Posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e rilascia il pulsante di attivazione. Rimuovi attentamente dalla pelle prima di riapplicare all'area successiva.

Metodo Glide

Questo metodo è consigliato per zone estese come le gambe. Posiziona il dispositivo sulla pelle, tieni premuto il pulsante di attivazione, quindi fai scorrere il dispositivo lungo la pelle tra uno spot e l'altro. Prova a spostare il dispositivo a una velocità costante per una copertura completa, senza sovrapposizioni e senza tralasciare zone.

FASE 4: IL TUO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SMOOTHSKIN PURE MINI

SmoothSkin Pure Mini deve essere utilizzato una volta a settimana fino a ottenere i risultati desiderati.

FASE 5: ACCENSIONE DI SMOOTHSKIN PURE MINI


Al termine del trattamento, scollega SmoothSkin Pure Mini dalla presa elettrica.

Consulta la sezione 11 per ulteriori dettagli su come prenderti cura al meglio di SmoothSkin Pure Mini.



9. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE

Il sensore della tonalità della pelle misura la melanina presente nella pelle ed emette spot solo nel caso in cui viene rilevata una tonalità di pelle idonea (vedere la tabella delle tonalità della pelle per informazioni). SmoothSkin Pure Mini Lite emetterà spot solo se il trattamento è sicuro per la tonalità della pelle rilevata.



Lo stato del sensore della tonalità della pelle può essere visualizzato attraverso la piccola luce collocata sopra il pulsante di attivazione sulla parte superiore del dispositivo. Se viene rilevata una tonalità di pelle sicura, la luce si illuminerà di BIANCO. Se il dispositivo non riesce a rilevare una tonalità di pelle sicura, la luce si illuminerà di ROSSO.

La perfetta aderenza con la pelle garantisce i migliori risultati, poiché l'energia luminosa emessa dal dispositivo raggiunge così la zona da trattare.

Numero di spie accese nelle barre di alimentazione	Energia massima (J/Cm ²)
1	3.0

10. IL SENSORE DI CONTATTO CON LA PELLE

SmoothSkin Pure Mini è dotato di un sensore di contatto con la pelle che verifica l'aderenza alla cute prima di ogni spot, assicurando il sicuro funzionamento del dispositivo! In questo modo, il dispositivo è conforme alle più severe norme di sicurezza.

Il sensore di contatto con la pelle ti garantisce anche i migliori risultati di trattamento. Il sensore deve aderire perfettamente alla zona da trattare affinché il dispositivo funzioni.

Una perfetta aderenza alla pelle significa che tutta l'energia luminosa emessa dal dispositivo raggiunge la zona da trattare per ottenere un risultato ottimale.

Se il dispositivo non è perfettamente a contatto con l'area da trattare, non emetterà spot e si accenderà una luce ROSSA. Provare a regolare la posizione o girare il dispositivo per garantire un'aderenza perfetta.



11. PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Dopo il trattamento, spegni sempre SmoothSkin Pure Mini scollegandolo dalla presa elettrica.

Dopo l'uso, controlla che il dispositivo, i sensori della tonalità della pelle e il display di trattamento non siano danneggiati, e pulisci il tutto con un panno asciutto e privo di lanugine.

AVVERTENZA: Il filtro in vetro può scaldarsi durante l'uso. **NON** toccare e **NON** pulire il filtro per almeno 5 minuti dopo l'uso affinché si raffreddi.


Non usare MAI acqua o altri liquidi detergenti, in quanto potrebbero danneggiare il dispositivo e rappresentare un pericolo per la sicurezza.

Se necessario, il riflettore e il sensore della tonalità della pelle possono essere puliti accuratamente utilizzando un batuffolo di cotone leggermente umido.

Conserva SmoothSkin Pure Mini in un luogo fresco e asciutto. Assicurati che il display di trattamento e il sensore della tonalità della pelle sul dispositivo siano protetti da eventuali danni. Controlla regolarmente il dispositivo (compresi i cavi) per verificare la presenza di danni visibili. In caso di danni o crepe, smetti di usare il dispositivo e visita il sito web per ricevere assistenza.

12. VIAGGIARE CON SMOOTHSKIN PURE MINI

L'alimentatore di SmoothSkin Pure Mini è universale e funzionerà con tutti i tipi di alimentazione comunemente in uso. SmoothSkin Pure Mini funzionerà normalmente purché tu abbia un adattatore adeguato per collegare i cavi alle prese.



13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Le spie della barra di alimentazione sul dispositivo non si accendono una volta a contatto con la pelle.	Assicurati che l'alimentatore sia collegato alla presa di corrente. Verifica che il sensore della tonalità della pelle sia a contatto con la cute.
Le spie della barra di alimentazione sul dispositivo si illuminano di bianco una volta a contatto con la pelle, ma il dispositivo non lampeggia quando si preme il pulsante di attivazione.	Potrebbe esserci un guasto al dispositivo. Scollega il dispositivo e riavvialo. Se il problema persiste, visita il sito web per ricevere assistenza.
La barra luminosa centrale dell'energia sul dispositivo si illumina di rosso quando viene messo a contatto con la pelle.	La pelle potrebbe essere troppo scura per il trattamento. Verificare la tabella delle tonalità della pelle riportata all'inizio di questa guida dell'utente. In alternativa, il contatto con la pelle potrebbe essere insufficiente: assicurarsi che il dispositivo aderisca perfettamente alla pelle.
Le spie della barra di alimentazione sul dispositivo sono costantemente illuminate di rosso e il dispositivo non funziona.	Ciò indica la presenza di un guasto al dispositivo. Interrompi l'utilizzo del dispositivo e visita il sito web per ricevere assistenza.
L'apparecchio SmoothSkin Pure Mini, il display di trattamento, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati, rotti, crepati o appaiono difettosi.	NON utilizzare. In caso di dubbi sulla sicurezza di SmoothSkin Pure Mini o se sospetti eventuali danni, evita l'utilizzo e visita il sito web di SmoothSkin per maggiori informazioni.

14. GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Entro tale periodo, provvederemo a controllare i difetti di materiale o di lavorazione gratuitamente e a sostituire l'intero dispositivo, a nostra discrezione.

Questa garanzia si estende a tutti i Paesi in cui questo dispositivo è fornito da CyDen o un suo distributore autorizzato.

La presente garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, dalla normale usura o dall'utilizzo, così come i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade se le riparazioni vengono effettuate da persone non autorizzate e in caso di non utilizzo delle parti di ricambio originali SmoothSkin Pure Mini.





Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, visita il nostro sito:

www.smoothskin.com

Questa garanzia non pregiudica o modifica eventuali garanzie obbligatorie dettate dalle leggi del paese di acquisto.

15. ETICHETTE E SIMBOLI

SmoothSkin Pure Mini è contrassegnato con i seguenti simboli:

	Parte applicata tipo BF
	Apparecchiatura di classe II
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Marchio direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici dell'Unione europea WEEE (RAEE)
	Marchio di conformità europea
	Mantenere asciutto
	Marchio di certificazione dell'NRTL

	Marchio di conformità del Regno Unito UKCA
	Conformità FCC EMC per il Nord America
	Marchio australiano di conformità ai regolamenti
	Marchio di conformità a trifoglio per l'Ucraina
	Periodo di utilizzo per la protezione ambientale China-RoHS
	Avvertenza Le radiazioni ottiche provenienti dal dispositivo possono causare lesioni oculari

- Dichiarazione FCC:
- NOTA: La presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una specifica installazione. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, che possono essere determinate spegnendola e accendendola, si consiglia di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

16. SPECIFICHE TECNICHE

SmoothSkin Pure Mini è un sistema di luce pulsata ad alta intensità filtrato e ad ampia banda avente le seguenti specifiche tecniche:

- **Velocità di ripetizione:** Impulsi manuali ogni 0,45-0,65 secondi.
Funzionamento continuo
- **Uscita ottica massima:** 3J/cm²
- **Lunghezza d'impulso:** 0,8 - 1,0 msec FWHM
- **Lunghezza d'onda:** 510-1100nm (Portata effettiva)
- **Ingresso linea di alimentazione**
Power Line Input: 100-240V~, 50/60Hz,1,7-0,91A
- **Temperatura di funzionamento:** Tra 5 °C e 40 °C
- **Umidità di funzionamento:** Fino al 93% di umidità relativa in assenza di condensazione
- **Pressioni di funzionamento:** Da 700 hPa a 1060 hPa
- **Area di trattamento (dimensione dello spot):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

L'area circostante il display di trattamento viene classificata come Parte Applicata e può raggiungere una temperatura massima di 52 °C.

Verifica che SmoothSkin Pure Mini sia utilizzato secondo le indicazioni fornite nella Sezione 8.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO:

- **Temperatura:** da -25 °C a +70 °C
- **Umidità:** Fino al 93% di umidità relativa in assenza di condensazione
- **Pressioni:** Da 500 hPa a 1060 hPa

Se il dispositivo viene conservato a temperature diverse da quelle di funzionamento, attendi almeno 30 minuti prima di utilizzarlo per permettergli di raggiungere la normale temperatura di funzionamento.

SmoothSkin Pure Mini dispone di spot illimitati ed è destinato a essere utilizzato su una sola persona alla volta.

La durata di vita minima prevista per questo dispositivo è di 10 anni, seguendo il regime di utilizzo consigliato.

EMC

SmoothSkin Pure Mini è conforme ai più recenti standard e modifiche EMC applicabili ai dispositivi domestici e medici, ovvero: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IEC-003 Issue 6.0.

Segurança

SmoothSkin Pure Mini è conforme ai più recenti standard di sicurezza e modifiche applicabili ai dispositivi domestici e medici,

ovvero: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS


SmoothSkin Pure Mini Lite è classificato nel gruppo di rischio Esente per tutti i pericoli.

Irradiazione spettrale:

Il marchio CE certifica che il dispositivo è conforme alle seguenti direttive UE:

- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva sui prodotti connessi all'energia 2009/125/CE


Per maggiori dettagli, contatta CyDen Ltd.



SMALTIMENTO (FINE VITA)

Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente e garantire il riciclo dei materiali, questo prodotto dovrà essere smaltito presso una struttura adibita alla raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo WEEE (RAEE) riportato sul prodotto serve a ricordarlo.



¡Bienvenidos a SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!

¡Enhorabuena! Acaba de descubrir un mundo de belleza incomparable, tersura y comodidad. Únase y participe con sus comentarios en www.smoothskin.com, donde podrá obtener asesoramiento experto y asistencia a lo largo de su tratamiento.

ÍNDICE

1. EL SISTEMA DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	169	9. EL SENSOR DE TONO DE PIEL	190
2. ¿CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE MINI LITE?	170	10. EL SENSOR DE CONTACTO CON LA PIEL	191
3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	172	11. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO	193
4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS	179	12. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	194
5. VENTAJAS DE UTILIZAR SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	182	13. TROUBLESHOOTING	194
6. USO PREVISTO DEL SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	184	14. GARANTÍA	195
7. SU IDONEIDAD	184	15. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS	196
8. ¿CÓMO USAR EL SMOOTHSKIN PURE MINI LITE?	186	16. TECHNICAL SPECIFICATIONS	197

1. EL SISTEMA DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Dentro del paquete de SmoothSkin Pure Mini Lite encontrará lo siguiente:

- Aparato de mano y fuente de alimentación
- Cable de alimentación a la red eléctrica
- Manual del usuario
- Tapa de goma del dispositivo

EL SISTEMA DE SMOOTHSKIN PURE MINI LITE:



2. ¿CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE MINI LITE?

¿CÓMO FUNCIONA LA LPI?

SmoothSkin Pure Mini Lite ha sido diseñado con el fin de ayudar a romper el ciclo del crecimiento capilar. La energía luminosa se transmite a lo largo de la superficie de la piel y se absorbe a través de la melanina presente en el tallo piloso. Esta energía luminosa se convierte en energía térmica (bajo la superficie de la piel) que reduce el crecimiento de los pelos. Ahora podrá comprobar cómo caen los pelos que han sido tratados durante los siguientes días al tratamiento y hasta 1 a 2 semanas después.



¿QUÉ PUEDE ESPERAR?

Inmediatamente después del tratamiento, no debería observar ningún efecto adverso importante como resultado del tratamiento (diríjase al apartado 4 para más información sobre efectos adversos).

Durante las primeras semanas siguientes al tratamiento inicial aún podrá ver algún crecimiento capilar. Ya que puede que no se hayan tratado todos los pelos, por ejemplo, si estaban en periodo de reposo y no en la fase Anágena de crecimiento durante el tratamiento, fase en la cual IPL es más efectiva.

A las 4 semanas del programa de tratamiento de 12 semanas debería ver una reducción del crecimiento capilar. Sin embargo, puede que no se hayan tratado una gran cantidad de pelos durante la fase de crecimiento. Es importante continuar con los tratamientos semanales.

Luego de finalizar el programa de 12 semanas, podrá ver una gran reducción capilar en la zona tratada. Los pelos que quedan en la zona deberían ser más finos y de color más claro. Continúe con los tratamientos según sea necesario, deberían mantener la disminución del vello no deseado.



0 semanas



4 semanas



8 semanas



12 semanas

3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CONTRAINDICACIONES

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite si su piel es muy oscura. El sensor de tono de piel ubicado cerca de la ventana de salida del dispositivo determinará el tono de su piel. Si el sensor de tono de piel determina que su piel es muy oscura para el uso seguro del dispositivo, se impedirá el funcionamiento del SmoothSkin Pure Mini Lite.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite si su piel está recientemente bronceada de manera natural o artificial o si sufre de quemaduras tras la exposición al sol. Su piel puede presentar una sensibilidad adicional tras la exposición al sol y ser especialmente susceptible a quemaduras, ampollas, decoloración o cicatrices si utiliza SmoothSkin Pure Mini Lite. Espere una semana hasta que desaparezca la quemadura solar o el bronceado antes de utilizar SmoothSkin Pure Mini Lite.

NO exponga al sol las zonas tratadas. Espere por lo menos 7 días después del tratamiento antes de exponer la piel tratada a la luz solar directa. Su piel puede estar especialmente sensible tras el tratamiento con SmoothSkin Pure Mini Lite y ser especialmente susceptible a las quemaduras solares. Aplique un filtro de protección solar (de FPS 15 o superior) a la zona tratada o cubra la zona tratada con la vestimenta adecuada.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite directamente en los pezones, genitales o alrededor del ano. Estas zonas pueden presentar una coloración cutánea más oscura y/o mayor densidad capilar. La utilización del dispositivo en estas zonas puede provocar molestias/ dolor o lesiones

(quemaduras, descoloramientos o cicatrices) en su piel.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerígenas (como, por ejemplo, nevos o gran cantidad de lunares).

NO utilice sobre ampollas o cicatrices.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite en caso de embarazo o lactancia ya que este dispositivo no ha sido testado con este tipo de colectivos.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite en manchas de coloración marrón oscura o negras, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas en las zonas que desee tratar. El uso de SmoothSkin Pure Mini Lite podrá provocar lesiones en su piel o empeorar las afecciones ya existentes. Podrá experimentar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios de coloración en la piel así como cicatrices.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite si sufre de afecciones cutáneas tales como, psoriasis, vitíligo, eccema, acné, herpes simples o infecciones o heridas activas.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite si es menor de 18 años de edad ya que este dispositivo no ha sido testado con este tipo de colectivos.

ADVERTENCIAS

SEGURIDAD OCULAR



SmoothSkin Pure Mini Lite emite destellos de Luz Pulsada Intensa (LPI). La exposición directa a los mismos es potencialmente dañina para sus ojos. Asegúrese de seguir las precauciones de seguridad que se incluyen a continuación.

ADVERTENCIA: Es posible que sufra una lesión ocular (que puede provocar la pérdida de

la visión) o una lesión cutánea si no sigue las instrucciones. Lea y siga las instrucciones a continuación.

El aparato de mano solo se puede activar (emitir destellos) cuando el sensor de tono de piel (junto a la ventada de tratamientos) detecte una lectura de tono de piel válido, y esté en pleno contacto con la zona de tratamiento. No obstante:

NO mire directamente a la ventana de tratamiento del aparato de mano cuando el sistema esté conectado a la red eléctrica y encendido.

NO intente activar (emitir destellos) el sistema dirigido hacia los ojos.

NO trate las zonas alrededor de los ojos (cejas y pestañas). El uso indebido del dispositivo puede provocar daños en los ojos, proteja sus ojos de la exposición al dispositivo. **NO** utilice el dispositivo sobre los párpados ni cerca de los ojos.


SOLO intente activar (emitir destellos) el sistema cuando la parte frontal del aparato de mano se encuentre en contacto con la zona que desea tratar.

LE RECOMENDAMOS que mire en otra dirección cuando el aparato de mano dispare los destellos sobre su piel.

ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD

Como con cualquier dispositivo eléctrico, es necesario tomar una serie de precauciones para garantizar la seguridad.

ADVERTENCIA: supervise el dispositivo cuando esté encendido en todo momento, para evitar riesgos de incendio o quemaduras.



El filtro de vidrio

NO intente abrir SmoothSkin Pure Mini Lite, ya que podría exponerse a partes eléctricas peligrosas.

NO utilice el dispositivo SmoothSkin Pure Mini Lite si se encuentra dañado, por ejemplo, si el aparato de mano presenta grietas, los cables están dañados (cables internos a la vista), o si el vidrio del aparato de mano está agrietado o roto, etc. Todo lo anterior puede provocar lesiones.



NO UTILICE el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No utilice el aparato SmoothSkin Pure Mini Lite si está mojado.

ADVERTENCIA: iel agua y la electricidad son una combinación peligrosa! Para evitar riesgos de electrocución:

- no utilice este aparato en entornos húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o una piscina)
- no deje que entre agua en el dispositivo.

NO utilice el SmoothSkin Pure Mini Lite si se calienta de manera excesiva al tacto. Puede significar que el dispositivo está estropeado.

NO utilice una fuente de alimentación o alguna otra parte que no sea la facilitada por SmoothSkin Pure Mini Lite. Esto puede provocar daños en el dispositivo y detener su funcionamiento.

NO intente activar (emitir destellos) SmoothSkin Pure Mini Lite en ninguna superficie que no sea la piel. **ADVERTENCIA** no se permite realizar ninguna modificación al dispositivo. El aparato Pure Mini Lite no admite operaciones de mantenimiento.

NO ubique el SmoothSkin Pure Mini Lite de modo que sea difícil desconectar el dispositivo de la toma de electricidad.

ADVERTENCIA: si la toma de corriente que utiliza para cargar el dispositivo tiene una mala conexión, el enchufe del dispositivo se calentará. Asegúrese de enchufar el dispositivo a una toma de corriente instalada correctamente para evitar riesgo de incendio y quemaduras.

SEGURIDAD EN GENERAL

NO UTILICE si se ha sometido a un tratamiento de peeling cutáneo en la zona que desea tratar. Espere 30 días luego del peeling cutáneo para realizar el tratamiento con SmoothSkin Pure Mini Lite.

El tratamiento de piel bronceada con luz pulsada intensa (IPL) puede resultar en hiperpigmentación (oscurecimiento) o hipopigmentación (aclaramiento) de la piel tratada.

NO utilice en áreas con tatuajes o maquillaje permanente.

NO utilice si sufre sensibilidad a la luz solar (fotosensibilidad) o si está tomando medicación que haga que su piel sea más sensible o provoque fotosensibilidad, por ejemplo: Retin A, Accutane y/o otros retinoides tópicos. Compruebe siempre el prospecto médico de sus productos médicos para ver si la fotosensibilidad aparece en la lista de efectos secundarios. El uso de SmoothSkin Pure Mini Lite en pieles fotosensibles puede provocar lesiones en la piel tales como hinchazón o ampollas. Consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo ya que su uso puede causarle daño a la piel.

Este dispositivo no está destinado para el tratamiento de condiciones médicas. Se debe consultar a su médico para examinar, por ejemplo, lunares, reacciones cutáneas, piel con picor, hongos en la piel o infecciones, protuberancias en la piel o papilomas cutáneos.

No se debe utilizar SmoothSkin Pure Mini Lite sobre rellenos o Botox.

ADVERTENCIA: Mantenga SmoothSkin Pure Mini Lite fuera del alcance de los niños menores de 18 años de edad. No permita que los niños utilicen, jueguen, mantengan o limpien el dispositivo.

Existen varios peligros tales como: exposición a la luz de salida que resulta en quemaduras o lesiones oculares, electrocución, estrangulamiento con los cables.

Mantenga SmoothSkin Pure Mini Lite fuera del alcance de mascotas y plagas que pueden dañar el dispositivo. Algunos de los riesgos son función reducida y electrocución.

El aparato SmoothSkin Pure Mini Lite no está destinado para su uso por parte de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o con discapacidad cognitiva. No obstante, estas personas podrán utilizar el aparato bajo supervisión o cuando se les instruya sobre su uso y sobre cómo evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

SmoothSkin Pure Mini Lite no está destinado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Salvo cuando la persona responsable de su seguridad los haya supervisado e instruido en la seguridad y el uso adecuado del dispositivo.

El filtro de vidrio del SmoothSkin Pure Mini Lite es un componente crucial que se calienta durante su utilización.

NO toque el filtro durante o directamente después de su utilización. Inspeccione regularmente el filtro para detectar cualquier daño. **NO** utilice SmoothSkin Pure Mini Lite si no hay filtro o si está agrietado.

Asegúrese de que la ventana de tratamiento de SmoothSkin Pure Mini Lite está limpia y no contiene ningún residuo. Cualquier residuo situado sobre o alrededor de la ventana de tratamiento durante el funcionamiento podría ocasionar alteraciones temporales en la piel, tales como enrojecimiento o hinchazón.

ADVERTENCIA: el tratamiento prolongado o reiterado sobre la superficie de una misma zona puede provocar daños en la piel. Evite el uso excesivo, lo que incluye pasadas excesivas, el apilamiento de pulsaciones y/o el aumento en la frecuencia de uso.

ADVERTENCIA: no desactive los mecanismos de seguridad propios del dispositivo.

NO exceda la utilización indicada en el plan de tratamiento.

NO utilice el dispositivo en zonas que hayan recibido anestesia local recientemente.

PRECAUCIONES

La depilación por fuente de láser o luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. Los datos disponibles en la actualidad indican que los grupos de mayor riesgo de padecer esta respuesta son mujeres de ascendencia mediterráneas, del oriente medio o del sur de Asia, al tratarse la cara y el cuello.

NO utilice SmoothSkin Pure Mini Lite en ninguna zona en la que pueda desear que el pelo vuelva a crecer.

NO utilice el aparato SmoothSkin Pure Mini Lite en el rostro, la barbilla o el cuello de un hombre. El pelo de la barba de los hombres es demasiado denso y la utilización del dispositivo SmoothSkin Pure Mini Lite en esas zonas puede provocar lesiones cutáneas.

No se recomienda utilizar SmoothSkin Pure Mini Lite en pelo pelirrojo, canoso o rubio. SmoothSkin Pure Mini Lite no es efectivo con esos colores de pelo.

PRECAUCIÓN: No someta el dispositivo a golpes fuertes para evitar el riesgo de dañar la lámpara.

PRECAUCIÓN: Desenchufe siempre el dispositivo después de utilizarlo y cuando haya un fallo en el suministro eléctrico para evitar el riesgo de daños en el dispositivo.

4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS

La utilización de SmoothSkin Pure Mini Lite podría provocar efectos secundarios. La siguiente tabla muestra las reacciones cutáneas conocidas que se pueden producir después del tratamiento con SmoothSkin Pure Mini Lite.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS	¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR?
Dolor / malestar leve en la zona tratada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones y el dolor debería remitir con su utilización continuada.
Sentir calor o sensación de hormigueo que desaparecen típicamente después de entre unos segundos y 1 minuto, y que se reducen con la utilización continuada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones.
Picor en la zona de tratamiento.	Suele ser normal con los tratamientos de LPI y debe remitir después de poco tiempo. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones. No rasque esa zona.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS	¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR?
Enrojecimiento de la piel durante o después del tratamiento que desaparece después de algunos minutos.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Podrá seguir utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones una vez que haya desaparecido el enrojecimiento de la piel.
Enrojecimiento de la piel que no desaparece en unos minutos y dura entre 24 y 48 horas.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Dolor o malestar que es intenso durante el tratamiento o persiste después del mismo.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.

EN CASOS MUY RAROS	¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR?
Hinchazón y enrojecimiento que no desaparece en un plazo de dos a tres días.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Cambios temporales en la coloración de la piel (aclorado u oscurecimiento).	Si su piel cambia de color, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico.
Ampollas, cicatrices o quemazón en la piel.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo. Aplique frío en la zona. Trate la zona con una crema antiséptica o para tratar quemaduras.

En un ensayo clínico realizado en 50 personas, cada individuo recibió 12 tratamientos semanales. Los efectos registrados fueron los siguientes:

- Picor: tres personas sufrieron un ligero picor tras el tratamiento.
- Ligero enrojecimiento: experimentado por dos personas.
- Ligera sensación de escozor: cinco personas declararon haber sufrido un ligero malestar después del tratamiento.
- Vello encarnado: una persona declaró haber experimentado que el vello crecía encarnado después del tratamiento.
- Enrojecimiento de folículos: una persona declaró que tenía un punto rojo en la zona de tratamiento después del mismo.

En todos los casos, la piel tratada volvió a su estado normal luego de 7 días.

5. VENTAJAS DE UTILIZAR SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

SmoothSkin Pure Mini Lite está indicado para la reducción permanentemente del vello no deseado. Se realizó un ensayo clínico para evaluar tanto la seguridad como la eficacia de SmoothSkin Pure Mini Lite. Las principales características del ensayo clínico fueron:

- Todos los tratamientos fueron realizados por operarios sin formación médica en una sola ubicación, utilizando dispositivos idénticos al SmoothSkin Pure Mini Lite que se incluye en este paquete.
- Todos los participantes tuvieron que completar cuestionarios relacionados con su salud general y aquellos que no pudieron recibir tratamiento, como por ejemplo los que tenían una o más de las contraindicaciones que aparecen en el Apartado 3 de este Manual del Usuario, quedaron excluidos. Además, se exigió a todos los participantes que entregaran un Consentimiento Informado para cumplir con los requisitos de los ensayos clínicos internacionales.
- Un total de 53 mujeres con edades comprendidas entre 19 y 45 años empezaron los ensayos.
- Tres participantes abandonaron el ensayo durante el periodo de tratamiento por motivos personales. Ninguno de los participantes abandonó el ensayo por problemas relacionados con la utilización del SmoothSkin Pure Mini Lite.
- Cada participante recibió tratamientos de 12 semanas en la zona del cuerpo que eligieron. Un tratamiento típico consistió en depilar la zona y a continuación aplicar SmoothSkin Pure Mini Lite siguiendo el mismo proceso que se describe en el Apartado 8, Paso 3 de este manual del usuario.

- Se utilizaron contadores de pelo para medir el cambio de la cantidad de pelo 6 meses después del último tratamiento y 12 meses después del último tratamiento. El pelo existente en las zonas de tratamiento se contó utilizando imágenes fotográficas de alta resolución y la diferencia en el recuento de pelo se calculó como variación porcentual.
- Cuando se utilizó de acuerdo con las instrucciones, los participantes del ensayo clínico experimentaron una reducción de pelo media del 44% 6 meses después de su último tratamiento, y una reducción del 36% 12 meses después del último tratamiento, cuando se comparó con los recuentos de pelo obtenidos previamente (véase la Tabla a continuación). Los resultados reales variaron de una persona a otra.

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Número de Participantes 6 Meses después del tratamiento	50
Reducción de pelo 6 Meses después del tratamiento	43.9%
Número de Participantes 12 Meses después del tratamiento	33
Reducción de pelo 12 Meses después del tratamiento	36.0%
% de los participantes que tuvieron éxito (>30% reducción de pelo) en todas las zonas del cuerpo 12 meses después del tratamiento. El éxito de los participantes se define como una reducción de pelo superior al 30% en todos los lugares de tratamiento después de 12 meses.	66.7%

La incidencia de los efectos secundarios durante el ensayo clínico fue mínima (como indica el Apartado 4 anterior) y la mayoría de los participantes (48 de 50) recomendarían SmoothSkin Pure Mini Lite a sus amigos.

6. USO PREVISTO DEL SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

USO PREVISTO

El uso previsto de SmoothSkin Pure Mini Lite es para reducir permanentemente el vello no deseado.

INDICACIONES DE USO.

El dispositivo de depilación Smoothskin Pure Mini Lite está indicado para reducir el pelo no deseado. SmoothSkin Pure Mini Lite también está indicado para la reducción permanente del crecimiento del pelo, la cual se define como la reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer cuando se mide a los 6, 9 y 12 meses luego de terminar el período de tratamiento.

7. SU IDONEIDAD

PARTES DEL CUERPO

SmoothSkin Pure Mini Lite está indicado para utilizarse en el vello corporal y el vello facial de las mujeres bajo la línea de la barbilla.

COLOR DE PIEL

SmoothSkin Pure Mini Lite está indicado para su utilización en tonos de piel claros,

medios y oscuros hasta el tono de piel 5 inclusive. SmoothSkin Pure Mini Lite incorpora un sensor de tono de piel que mide el color de su piel y evitará el uso cuando el tono de la piel es demasiado oscuro.

Los tonos de piel oscuro cuentan con un nivel alto de melanina, la cual absorbe demasiada energía y puede resultar en daños a la piel.

TONOS DE PIEL



COLOR DE PELO

SmoothSkin Pure Mini Lite está indicado para su utilización en pelo de color natural castaño y negro. Puede que no sea tan eficiente en pelo blanco, gris, rubio o pelirrojo.

COLOR DE PELO



8. ¿CÓMO USAR EL SMOOTHSKIN PURE MINI LITE?

ADVERTENCIA: siga cada paso del proceso de tratamiento para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos de cada paso antes de pasar al siguiente.

PASO 1: PREPARE LA ZONA QUE SE VA A TRATAR


Elimine todo el pelo visible afeitando la zona. Asegúrese de que no quede pelo sobre la superficie de la piel ya que esto puede provocar lesiones. Esto también impide que residuos tapen la parte frontal del dispositivo.

Limpie la zona de tratamiento y seque la zona dando palmaditas sin frotar. Recuerde que no debe utilizar geles ni cremas con este dispositivo.

PASO 2: HAGA UNA PRUEBA EN UNA ZONA

Antes de comenzar su primer tratamiento en cada zona nueva del cuerpo, le recomendamos que haga una prueba en esa zona para ver su reacción al SmoothSkin Pure Mini Lite.

La zona de prueba deberá medir aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 destellos aplicados en la piel, uno junto al otro). Siga el paso 3 para tratar la zona.



24 HORAS
Observe que no se producen efectos adversos.

Siempre es necesario realizar una prueba en cada nueva zona de tratamiento area

Espere 24 horas después de realizar la prueba, para asegurarse de que su piel es adecuada para el tratamiento y de que no se producen reacciones adversas a la energía luminosa. Si no se produce ninguna reacción después de 24 horas, puede tratar la zona que rodea la zona de prueba. La 'zona de prueba' **NO** debe volver a tratarse durante 1 semana como mínimo.

PASO 3: TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

- a) Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente con el cable de alimentación suministrado. Se encenderá una barra con luces blancas cuando se enciende el dispositivo y el ventilador comenzará a funcionar.



Indicador encendido

Detección de piel



CORRECTO

Indicador apagado

Sin detección de piel




INCORRECTO

Temporización del MODO DE ESPERA

Cuando la unidad se encuentre "inactiva", es decir, cuando no se pulse ningún botón durante 10 minutos, la unidad se pondrá en modo de ESPERA. Pulse el botón de activación para regresar al modo PREPARADO y proceder con el tratamiento.

- b) Presione firmemente el aparato de mano contra la zona a tratar asegurándose de que el sensor de tono de piel esté en contacto con la piel. Si el sensor de tono de piel no detecta un tono de piel válido, no se podrá activar el aparato de mano. Cuando el sensor de tono de piel mide un tono de piel válido, las luces alrededor del botón de activación se iluminarán en BLANCO para indicar que el dispositivo se encuentra listo para emitir destellos.
- c) Pulse el botón de activación. El dispositivo emitirá un destello y usted debería sentir una sensación de calor.
- d) Traslade el aparato de mano a la siguiente zona que desea tratar y repita. El dispositivo debe recargarse entre destellos. Esto llevará únicamente alrededor de 0,6 segundos.
- e) Asegúrese de que toda la zona reciba el tratamiento y trate las zonas más rebeldes (tales como axilas) con múltiples pasadas (utilice el dispositivo sobre la misma zona un máximo de 3 veces) pero **NO** superponga las zonas de tratamiento.



ADVERTENCIA: Asegúrese de no cubrir los ventiladores del dispositivo durante el tratamiento, ya que esto puede producir un sobrecalentamiento del dispositivo.

MÉTODO DE TRATAMIENTO: TAMPÓN O DESLIZAMIENTO

Método Tampón

Este método está recomendado para zonas pequeñas como las axilas e ingles. Coloque el aparato de mano sobre la piel, presione y suelte el botón de activación. Retire el aparato de la piel antes de volver a aplicarlo cuidadosamente en la siguiente zona a tratar.

Método Deslizamiento

Este método está recomendado para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, mantenga presionado el botón de activación (presione de forma continua) y, a continuación, deslice el aparato de mano a lo largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapar y sin que queden zonas sin tratar.

SmoothSkin Pure Mini Lite es un dispositivo sumamente rápido y poderoso que le permite completar el tratamiento del cuerpo entero en menos de 10 minutos.

PASO 4: SU PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Se debe utilizar SmoothSkin Pure Mini Lite una vez por semana hasta conseguir los resultados deseados.

PASO 5: DESCONEXIÓN DEL SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar su SmoothSkin Pure Mini Lite desenchufándolo de la toma de corriente.

Véase el Apartado 11 para obtener información sobre el cuidado de su SmoothSkin Pure Mini Lite.



9. EL SENSOR DE TONO DE PIEL

El sensor de tono de piel mide la melanina de su piel y sólo emitirá destellos si detecta un tono de piel válido (consulte la tabla de tonos de piel como orientación). SmoothSkin Pure Mini Lite sólo emitirá destellos si detecta un tono de piel válido.

El estado del sensor de tono de piel puede observarse en la pequeña luz situada encima del botón de activación en la parte superior del aparato de mano. La luz se iluminará en BLANCO si se detecta un tono de piel válido. La luz se iluminará en ROJO si el dispositivo no puede detectar un tono de piel válido.

Tono de piel demasiado oscuro

Imposible realizar el tratamiento

1 luz iluminada en ROJO



Tono de piel claro

Ajuste de energía fijo

1 luz iluminada



El contacto total con su piel garantiza los mejores resultados, ya que toda la energía luminosa que emite el dispositivo alcanza la zona de tratamiento.

Cantidad de luces iluminadas en la barra de potencia	Energía máxima (J/cm ²)
1	3.0

10. EL SENSOR DE CONTACTO CON LA PIEL

SmoothSkin Pure Mini Lite cuenta con un sensor de contacto con la piel que comprueba el contacto con la piel antes de cada destello para asegurar que el dispositivo funcione de forma segura. Lo cual hace que el dispositivo cumpla con las normas de seguridad más exigentes.

Además, el sensor de contacto con la piel garantiza que usted obtenga los mejores resultados de su dispositivo. El sensor debe estar en contacto total con la zona a tratar para que el dispositivo emita un destello.

El contacto total con su piel implica que toda la energía luminosa que emite el dispositivo alcanza la zona de tratamiento para obtener los mejores resultados.

Si el dispositivo no se encuentra en contacto pleno con la zona de tratamiento, no emitirá el destello y verá una luz ROJA. Intente ajustar la posición del dispositivo o girarlo para garantizar el contacto pleno.



11. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO

Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar su SmoothSkin Pure Mini Lite desenchufándolo de la toma de corriente.

Después de utilizarlo, será necesario inspeccionar que el aparato de mano, los sensores de tono de piel y la ventana de tratamiento se encuentren libres de daños y deberá limpiarlos utilizando un trapo seco que no desprenda pelusa


ADVERTENCIA: El filtro de vidrio puede calentarse durante la utilización del aparato. **NO** toque o limpie el filtro durante 5 minutos como mínimo después de utilizarlo y permita que se enfríe.

NUNCA utilice agua u otros líquidos limpiadores dado que pueden dañar el dispositivo y provocar un riesgo potencial para la seguridad.

De ser necesario, el reflector y el sensor de tono de piel pueden limpiarse cuidadosamente con un hisopo levemente húmedo.

Guarde el SmoothSkin Pure Mini Lite en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la ventana de tratamiento y el sensor de tono de piel del aparato de mano están protegidos de cualquier daño.

Compruebe regularmente el dispositivo (y sus cables) por si presenta signos visibles de daños. Deje de utilizar el dispositivo en caso de que presente daños o fisuras y consulte nuestra página web.



12. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

La fuente de alimentación eléctrica del SmoothSkin Pure Mini Lite es universal y funciona con todas las redes de suministro eléctrico. Siempre que se utilice un adaptador adecuado para el cable de conexión a la red eléctrica, SmoothSkin Pure Mini Lite funcionará con normalidad.

13. TROUBLESHOOTING

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Las luces de la barra de potencia del aparato de mano no se encienden al colocarlo contra la piel.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. Compruebe que el sensor de tono de piel esté presionado por completo contra la piel.
Las luces de la barra de potencia del aparato de mano se iluminan en blanco al colocarlo contra la piel, pero el aparato de mano no emite destellos cuando se pulsa el botón de activación.	Puede que el dispositivo tenga un defecto. Desenchufe el dispositivo y reinicie. Si el problema persiste, consulte nuestra página web.
La luz de la barra de potencia central del dispositivo se ilumina en rojo al colocar el dispositivo contra su piel.	Es posible que su piel sea demasiado oscura para el tratamiento. Compruebe el cuadro de tonos de piel al principio de esta guía del usuario. Esto también podría deberse a un mal contacto con la piel, asegúrese de que el dispositivo esté firmemente presionado contra su piel.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Las luces de la barra de potencia del aparato de mano se iluminan en rojo constantemente y el dispositivo no funciona.	Esto indica la existencia de un fallo del dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo y consulte nuestra página web.
El aparato de mano, la ventana de tratamiento, la fuente de alimentación o el cable del Smoothskin Pure Mini Lite están dañados, rotos, agrietados o parecen defectuosos.	NO utilizar el dispositivo. Si tiene alguna duda acerca de la seguridad del SmoothSkin Pure Mini Lite o sospecha que pueda estar dañado, absténgase de utilizarlo y visite la página web de SmoothSkin para obtener más información.

14. GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 2 años para este producto a partir de la fecha de compra. Dentro del plazo de la garantía comprobaremos sin coste alguno que los materiales y la mano de obra no presenten fallos, y sustituiremos el dispositivo completo, con arreglo a nuestro criterio.

Esta garantía tendrá validez en cualquier país donde Cyden o sus distribuidores autorizados suministren este dispositivo.

Esta garantía no cubre los daños que se produzcan como resultado de una utilización incorrecta, del desgaste o uso habitual del mismo, así como los defectos que tengan un efecto insignificante en el valor o en el funcionamiento del aparato. La garantía perderá su validez si personas no autorizadas realizan reparaciones y si no se utilizan piezas originales de SmoothSkin Pure Mini Lite.

Para acceder a servicios dentro del plazo de garantía visite nuestra página web:
www.smoothskin.com

15. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS

SmoothSkin Pure Mini Lite está marcado con los siguientes símbolos:

	Parta aplicada Tipo BF
	Equipo de Clase II
	Siga las instrucciones de utilización
	Marca de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea
	Marca de conformidad europea
	Manténgase en un lugar seco
	Marcado de la certificación NRTL

	UKCA Marca de conformidad con el Reino Unido
	Cumplimiento FCC EMC para Norteamérica
	Marca de Cumplimiento Normativo Australiana
	Marca de Cumplimiento Trébol para Ucrania
	Plazo de uso de la protección medioambiental RoHS China
	Señal de advertencia de radiación óptica del dispositivo que puede provocar lesión ocular

Declaración de conformidad FCC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Esta unidad genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones facilitadas, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones o la recepción de televisión (que pueden comprobarse al encender y apagar el equipo), el usuario debería intentar corregir dichas interferencias por medio de alguna de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a una toma de un circuito distinto del circuito al que está conectado el equipo que sufre las interferencias.
- Consulte a un distribuidor o técnico especialista en comunicaciones de radio/TV para que le ayude.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Mini Lite es un sistema de Luz Pulsada Intensa (LPI) de amplio espectro filtrado para uso doméstico que cumple las siguientes especificaciones técnicas:

- **Frecuencia de repetición:** Pulsos manuales cada 0,45-0,65 segundos.
Funcionamiento continuo
- **Salida óptica máx.:** 3 J/cm²
- **Duración del pulso:** 0,8 - 1,0 msec FWHM
- **Wavelength:** 510-1100nm (Rango efectivo)
- **Power Line Input:** 100-240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Temperatura de funcionamiento:** Entre 5 °C y 40 °C
- **Humedad de funcionamiento:** Humedad relativa máxima del 93 %, sin condensación
- **Presiones de funcionamiento:** 700hPa to 1060hPa
- **Zona de tratamiento (tamaño del haz de luz):** 3 cm² (30mm x 10mm)

La zona que rodea inmediatamente la ventana de tratamiento se clasifica como Parte Aplicada y puede alcanzar una temperatura máxima de 52°C.

Asegúrese de utilizar SmoothSkin Pure Mini Lite como se indica en el Apartado 8.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25 °C a +70 °C
- **Humedad:** Humedad relativa máxima del 93 %, sin condensación
- **Presiones:** 500hPa a 1060hPa

Si el dispositivo se ha guardado a temperaturas fuera del rango de funcionamiento establecido, le rogamos que espere por lo menos 30 minutos antes de utilizarlo para permitir que el dispositivo se aclimate.

SmoothSkin Pure Mini Lite puede producir un número ilimitado de destellos y está indicado para un solo usuario.

Su vida útil mínima prevista es de 10 años siempre que se respete el régimen de uso recomendado.

EMC

SmoothSkin Pure Mini Lite cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de compatibilidad electromagnética aplicables a productos domésticos y sanitarios. Dichas normas son: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECs-003 Issue 6.0

Seguridad


SmoothSkin Pure Mini Lite cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de seguridad aplicables a productos domésticos y sanitarios.

Dichas normas son: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

Suplementos de IEC 60601-2-83

SmoothSkin Pure Mini Lite está clasificado como Grupo Exento de riesgos.

Irradiación espectral:



El marcado CE certifica que este aparato se ajusta a las siguientes directivas de la Unión Europea:

- Directiva 2014/35/UE de baja tensión
- Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética
- Directiva 2009/125/EC sobre productos relacionados con la energía


Póngase en contacto con CyDen Ltd para mayor información

ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)

Este producto es un producto sanitario.

Para reducir al mínimo las amenazas para la salud y el medioambiente y garantizar que se reciclan los materiales, este producto deberá eliminarse en una instalación de recolección separada y específica para residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

El símbolo WEEE marcado en el producto sirve como recordatorio.



Bem-vindos ao **SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!**

Parabéns! Você acaba de entrar em um mundo de beleza, suavidade e conveniência sem igual! Participe e interaja conosco em **www.smoothskin.com**, onde você pode encontrar conselhos de especialistas e apoio durante seu tratamento.

CONTEÚDO

1. O SISTEMA DO SMOOTHSKIN PURE MINI LITE	202	9. O SENSOR DE TOM DA PELE	223
2. COMO FUNCIONA O SMOOTHSKIN PURE MINI	203	10. O SENSOR DE CONTATO COM A PELE	224
3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA	205	11. LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO	226
4. POSSÍVEIS RISCOS, EFEITOS COLATERAIS E REAÇÕES CUTÂNEAS	212	12. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE MINI	226
5. BENEFÍCIOS DE USAR O SMOOTHSKIN PURE MINI	215	13. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	227
6. QUAL É O USO PRETENDIDO DO SMOOTHSKIN PURE MINI	217	14. GARANTIA	228
7. SUA ADEQUAÇÃO	217	15. RÓTULOS E SÍMBOLOS	229
8. COMO USAR O SMOOTHSKIN PURE MINI	219	16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	230

1. O SISTEMA DO SMOOTHSKIN PURE MINI LITE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Dentro da embalagem do SmoothSkin Pure Mini, você encontrará:

- Dispositivo manual e Fonte de alimentação
- Cabo de alimentação da rede elétrica
- Manual do utilizador
- Tampa de borracha do dispositivo

O SISTEMA DO SMOOTHSKIN PURE MINI LITE:



2. COMO FUNCIONA O SMOOTHSKIN PURE MINI

COMO FUNCIONA A LPI

SmoothSkin Pure Mini foi desenvolvido para ajudar a quebrar o ciclo do crescimento capilar. A energia luminosa é transferida através da superfície da pele e é absorvida pela melanina presente na haste capilar. Essa energia luminosa é convertida em energia térmica (abaixo da superfície da pele), o que reduz o crescimento dos pelos. Agora você pode esperar para ver os pelos tratados desaparecerem naturalmente ao longo de alguns dias até 1-2 semanas.



O QUE ESPERAR

Imediatamente após o tratamento você não deverá ver qualquer efeito colateral significativo (consulte a seção 4 para mais informações sobre efeitos colaterais).

Nas primeiras semanas, a seguir aos tratamentos iniciais, você ainda verá alguns pelos crescendo. É provável que sejam pelos que não foram atingidos durante o tratamento, ou seja, estavam dormentes e não em sua fase de crescimento (Anágena) durante o tratamento; quando a LPI é mais eficaz.

Por volta da quarta semana do programa de tratamento de 12 semanas, você deverá ver uma redução no crescimento de pelos. No entanto, muitos pelos podem ainda não ter sido tratados em sua fase de crescimento. É importante continuar com os tratamentos semanais.

Após o programa de tratamento de 12 semanas, você deverá ver uma redução significativa nos pelos da área tratada. Quaisquer pelos remanescentes devem ser mais finos e de cor mais clara. Os tratamentos continuados, conforme necessário, devem manter a redução dos pelos indesejáveis.



0 semanas



4 semanas



8 semanas



12 semanas

3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

CONTRAINDICAÇÕES

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se você tiver a pele muito escura. O sensor de tom de pele, localizado perto da janela de aplicação do aparelho, irá determinar o tom da sua pele. Se o sensor de tom de pele determinar que sua pele é muito escura para o uso seguro, o funcionamento do SmoothSkin Pure Mini será prejudicado.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se sua pele estiver naturalmente ou artificialmente bronzeada ou queimada do sol. Sua pele pode ficar muito sensível depois de ser exposta ao sol e particularmente suscetível a queimaduras, formação de bolhas, descoloração ou cicatrizes se você utilizar o SmoothSkin Pure Mini. Espere uma semana até a queimadura do sol ou bronzeado desaparecer antes de utilizar o SmoothSkin Pure Mini.

NÃO exponha as áreas tratadas ao sol. Espere pelo menos 7 dias após o tratamento antes de expor a pele tratada à luz solar direta. Sua pele pode ficar muito sensível após o tratamento com o SmoothSkin Pure Mini e particularmente suscetível a queimadura solar. Aplique protetor solar (SPF 15 ou maior) nas áreas tratadas, ou cubra-as com roupas adequadas.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini diretamente nos mamilos, genitália ou ao redor do ânus. Essas áreas podem ter um tom de pele mais escuro e/ou maior densidade de pelo. A utilização do aparelho nessas áreas pode causar desconforto/dor ou ferimentos (queimadura, descoloração ou marcas) à sua pele.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se tiver um histórico de câncer de pele ou lesões pré-cancerosas (como vevos ou verrugas numerosas).

NÃO utilize em lesões e cicatrizes.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se estiver grávida ou amamentando, pois este aparelho **NÃO** foi testado com essas pessoas.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini em manchas marrom escuro ou pretas como marcas de nascença, sinais ou verrugas na área que deseja tratar. O uso do SmoothSkin Pure Mini poderá ferir sua pele ou piorar condições existentes. Você pode experimentar efeitos colaterais, como queimaduras, lesões e mudança de coloração ou marcas.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se você tiver qualquer condição na zona de tratamento, incluindo psoríases, vitiligo, eczemas, acne, herpes simplex ou infecções e feridas abertas.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se você tiver menos de 18 anos, pois este aparelho **NÃO** foi testado com essas pessoas.

AVISOS **SEGURANÇA DOS OLHOS**



O SmoothSkin Pure Mini emite flashes de Luz Pulsada Intensa. A exposição direta é potencialmente prejudicial aos olhos. Siga cuidadosamente as precauções de segurança abaixo.

AVISO: Possível lesão ocular (levando potencialmente à perda de visão) ou lesão cutânea se as instruções **NÃO** forem

seguidas. Leia e siga as instruções.

O aparelho pode ser ativado (emitir flash) apenas se o sensor de tom da pele (próximo à janela de aplicação) detectar uma leitura de tom de pele válido e se estiver em contato total com a área de tratamento. Entretanto:

NÃO olhe diretamente para a janela de tratamento quando o sistema estiver ligado.

NÃO tente ativar (emitir flash) o sistema em direção aos olhos.

NÃO trate áreas ao redor dos olhos (sobrancelhas ou cílios). O uso indevido pode causar dano aos olhos, proteja os olhos da exposição. **NÃO USE** o aparelho sobre as pálpebras ou perto dos olhos.

SOMENTE tente ativar (emitir flash) o sistema quando a frente do aparelho estiver em bom contato com a área que você deseja tratar. **RECOMENDAMOS** que você **NÃO** olhe diretamente para o aparelho durante a aplicação na pele.

SEGURANÇA E ELÉTRICA

Como com qualquer dispositivo elétrico, certas precauções devem ser tomadas para garantir sua segurança.

AVISO: Não deixe o equipamento sem supervisão quando está ligado para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

NÃO tente abrir o SmoothSkin Pure Mini, pois isso poderá expô-lo a componentes elétricos perigosos.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini se estiver danificado, por



exemplo, com o aplicador rachado, cabo danificado (fios internos visíveis), vidro do aplicador rachado ou quebrado etc... Isso pode resultar em ferimentos.

NÃO USE próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água. Se SmoothSkin Pure Mini molhar, **NÃO** deve ser usado.



AVISO: Água e eletricidade são uma combinação perigosa! Para evitar o risco de electrocussão,
- não utilize este equipamento em ambientes húmidos (por exemplo, na casa de banho ou perto de um duche ou piscina);
- não deixe que o aparelho entre em contacto com a água.

NÃO utilize se o SmoothSkin Pure Mini ficar desconfortavelmente quente ao toque. Isso pode indicar que a unidade está danificada.

NÃO utilize uma fonte de energia ou outro componente, exceto aqueles fornecidos para uso com SmoothSkin Pure Mini. Isso pode danificar a unidade e fazer com que pare de funcionar.

NÃO tente ativar o (flash) SmoothSkin Pure Mini em qualquer superfície que **NÃO** seja a pele. **AVISO** nenhuma modificação deste equipamento é permitida. O Pure Mini **NÃO** pode ser reparado.

NÃO posicione o SmoothSkin Pure Mini de maneira que seja difícil desconectá-lo da fonte de alimentação.

AVISO: Se a tomada utilizada para alimentar o equipamento tiver más ligações, a ficha do equipamento aquece. Certifique-se de que liga o equipamento numa tomada devidamente instalada para evitar o risco de incêndio e queimaduras.

SEGURANÇA GERAL

NÃO USE se você fez um tratamento de peeling de pele na área que deseja tratar. Aguarde 30 dias após um peeling de pele antes de tratar com o SmoothSkin Pure Mini.

Tratar a pele bronzeada com Luz Pulsada Intensa (LPI) pode resultar em hiperpigmentação (escurecimento) ou hipopigmentação (clareamento) permanente na pele tratada.

NÃO USE em áreas onde você tem tatuagens ou maquiagem definitiva.

NÃO USE se você tem uma sensibilidade conhecida à luz do sol (fotossensibilidade) ou está tomando medicamentos que tornam a pele mais sensível e causam fotossensibilidade, por ex. Retin A, Accutane e/ou outros retinoides tópicos. Verifique sempre a bula que acompanha o seu medicamento para ver se a fotossensibilidade está listada como um efeito colateral. O uso do SmoothSkin Pure Mini em pele fotossensível pode resultar em danos na pele como inchaço ou feridas. Consulte um médico antes de usar o aparelho, pois o uso pode prejudicar a pele.

Este aparelho **NÃO** se destina ao tratamento de condições médicas. Deve-se buscar orientação médica para tratar, por exemplo, pintas, erupções cutâneas, coceira na pele, fungos ou infecções na pele, inchaços ou marcas na pele.

O SmoothSkin Pure Mini **NÃO** deve ser usado sobre preenchimentos ou botox.

AVISO: O SmoothSkin Pure Mini deve ser mantido longe do alcance de crianças menores de 18 anos. Crianças **NÃO** devem usar, brincar, manter ou limpar o aparelho. Existem vários riscos potenciais - exposição à saída de luz causando queimaduras ou danos aos olhos, eletrocussão, estrangulamento devido aos cabos.

O SmoothSkin Pure Mini deve ser mantido longe do alcance de animais e pragas que podem danificar o aparelho. Os

riscos potenciais incluem função reduzida e eletrocussão.

O SmoothSkin Pure Mini **NÃO** se destina ao uso por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento. A menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do equipamento para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

O SmoothSkin Pure Mini **NÃO** se destina ao uso por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. A menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro e adequado do dispositivo por uma pessoa responsável por sua segurança.

O filtro de vidro do SmoothSkin Pure Mini é um componente importante que ficará quente durante o uso.

NÃO TOQUE no filtro durante ou imediatamente após o uso. Inspeção regularmente o filtro quanto a danos. **NÃO** utilize o SmoothSkin Pure Mini se estiver sem o filtro ou se o filtro estiver rachado.

Certifique-se de que a janela de aplicação do SmoothSkin Pure Mini esteja limpa e livre de resíduos. Qualquer resíduo na janela de aplicação, ou em volta dela, durante o funcionamento, poderá resultar em mudanças temporárias na pele como vermelhidão ou inchaço.

AVISO: Podem ocorrer danos à pele após aplicação prolongada ou repetida na superfície em um local. Evite o uso excessivo, que inclui aplicação excessiva, pulsos acumulados e/ou aumento na frequência de uso.

AVISO: NÃO ignore os mecanismos de segurança inerentes ao dispositivo.

NÃO exceda o uso especificado no regime de tratamento.

NÃO USE em áreas que receberam recentemente anestesia local.

PRECAUÇÕES

A remoção de pelos por lasers ou fontes de luz pulsada intensa pode causar aumento do crescimento de pelos em alguns indivíduos. Com base nos dados disponíveis atualmente, os grupos de maior risco deste tipo de reação são mulheres com herança genética do Mediterrâneo, Oriente Médio e Sul da Ásia em seus tratamentos no rosto e pescoço.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini em qualquer área onde desejar que o pelo cresça novamente.

NÃO utilize o SmoothSkin Pure Mini no rosto, maxilar ou pescoço masculino. O pelo na área da barba em um homem, é muito denso, e o uso do SmoothSkin Pure Mini nessas áreas poderá resultar em lesão cutânea.

O SmoothSkin Pure Mini **NÃO** é recomendado para uso em pelos ruivos, grisalhos, brancos ou loiros. O SmoothSkin Pure Mini **NÃO** é eficaz nessas cores de pelo.

CUIDADO: Não sujeite o equipamento a choques fortes para evitar o risco de danos na lâmpada.

CUIDADO: Desligue sempre o aparelho depois da utilização e em caso de falha elétrica para evitar o risco de danos no equipamento. .

4. POSSÍVEIS RISCOS, EFEITOS COLATERAIS E REAÇÕES CUTÂNEAS

O uso do SmoothSkin Pure Mini poderá resultar em efeitos colaterais. A tabela abaixo lista as reações cutâneas conhecidas que poderão ocorrer após o tratamento com o SmoothSkin Pure Mini.

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS	COMO AVALIAR E AGIR
Dor/desconforto leve na área a ser tratada.	Isso é esperado e normal para todos os tratamentos com Luz Pulsada Intensa. Você pode continuar usando o dispositivo conforme as instruções e a dor deve diminuir com o uso contínuo.
Sensações de calor ou formigamento durante o tratamento, que geralmente desaparecem após alguns segundos a um minuto e diminuem com o uso contínuo.	Isso é esperado e normal para todos os tratamentos com Luz Pulsada Intensa. Você pode continuar usando o dispositivo conforme as instruções.
Coceira na área de tratamento.	Isso é bastante comum para tratamentos com LPI e deve diminuir após um curto período. Você pode continuar usando o dispositivo conforme as instruções. Não coce a área.

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS	COMO AVALIAR E AGIR
Vermelhidão da pele durante ou após o tratamento, que desaparece em minutos.	Isso é esperado e é normal para todos os tratamentos com LPI. Você pode continuar usando o dispositivo conforme as instruções assim que a vermelhidão da pele tiver desaparecido.
Vermelhidão da pele que não desaparece em minutos e dura 24-48 horas.	Pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte seu médico antes de usá-lo novamente.
Dor ou desconforto intenso durante o tratamento ou que persiste após um tratamento.	Pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte seu médico antes de usá-lo novamente.

EM CASOS MUITO RAROS	COMO AVALIAR E AGIR
Inchaço e vermelhidão que não desaparecem em dois a três dias.	Pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte seu médico antes de usá-lo novamente.
Mudanças temporárias na cor da pele (clareamento ou escurecimento).	Se a cor da sua pele mudar, pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte o seu médico.
Formação de bolhas, cicatrizes (marcas) ou queimação na pele.	Pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte seu médico antes de usá-lo novamente. Aplique uma compressa fria na área. Trate com antisséptico ou creme para queimaduras.

Em um ensaio clínico de 50 participantes, cada participante recebeu 12 tratamentos semanais. Os efeitos registrados foram:

- Coceira - 3 participantes tiveram leve coceira após o tratamento.
- Leve vermelhidão - Foi reportada por 2 participantes.
- Leve sensação de ardor - 5 participantes reportaram um leve desconforto após o tratamento.
- Pelo encravado - 1 participante reportou ter pelo encravado após o tratamento.
- Vermelhidão folicular - 1 participante reportou uma mancha vermelha na área do tratamento.

Em todos os casos, a pele tratada voltou ao normal em 7 dias.

5. BENEFÍCIOS DE USAR O SMOOTHSKIN PURE MINI

O SmoothSkin Pure Mini é indicado para a redução permanente dos pelos indesejados.

- Um estudo clínico foi realizado para verificar a segurança e eficácia do SmoothSkin Pure Mini. As principais características do ensaio clínico foram:
- Todos os tratamentos foram realizados por operadores não treinados em medicina em um único local, usando dispositivos idênticos ao SmoothSkin Pure Mini fornecido neste pacote;
- Todos os participantes foram obrigados a preencher questionários relacionados à sua saúde geral e aqueles que não puderam receber o tratamento, por exemplo, os que tinham um ou mais tópicos das contraindicações listadas na Seção 3 deste Manual do Usuário foram excluídos. Além disso, foi solicitado a todos os participantes um consentimento informado de acordo com os requisitos de ensaios clínicos internacionais;
- Um total de 53 mulheres, com idades entre 19 e 45 anos, iniciaram o ensaio;
- Três participantes deixaram o estudo durante o período de tratamento por motivos pessoais. Nenhuma participante deixou o estudo devido a problemas associados ao uso do SmoothSkin Pure Mini;
- Cada participante recebeu 12 tratamentos semanais em seu local escolhido do corpo. Um tratamento típico consistia em raspar o local e depois aplicar o SmoothSkin Pure Mini seguindo o mesmo processo descrito na Seção 8, Etapa 3 deste manual do usuário;

- Foram usadas contagens de pelos para medir a mudança na quantidade de pelo 6 meses e 12 meses após o último tratamento. Os pelos nos locais de tratamento foram contados por meio de fotografia de alta resolução e a diferença nas contagens foi calculada como uma mudança percentual;
- Quando usado como o recomendado, as participantes mostraram em média 44% menos pelos aos 6 meses após o último tratamento, e 36% menos pelos aos 12 meses após o último tratamento quando comparado com a contagem de pelos feita antes dos tratamentos (veja a tabela abaixo). Os resultados variam de pessoa para pessoa;

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Número de participantes aos 6 meses após o tratamento.	50
Redução de pelos aos 6 meses após o tratamento.	43.9%
Número de participantes aos 12 meses após o tratamento.	33
Redução de pelos aos 12 meses após o tratamento.	36.0%
% de participantes tiveram sucesso (mais de 30% de redução do pelo) em todas as áreas do corpo aos 12 meses após o tratamento.	66.7%

A incidência de efeitos colaterais durante o estudo clínico foi mínima (como descrito na Seção 4, acima) e a maioria das participantes (48 de 50) recomendaria o SmoothSkin Pure Mini para suas amigas.

6. QUAL É O USO PRETENDIDO DO SMOOTHSKIN PURE MINI

USO PRETENDIDO

O SmoothSkin Pure Mini destina-se à redução permanente dos pelos indesejados.

INDICAÇÕES DE USO

O Dispositivo de remoção de pelos SmoothSkin Pure Mini Lite é indicado para a remoção de pelos indesejados. O SmoothSkin Pure Mini Lite também é indicado para a redução permanente no crescimento novo do pelo, definido como a redução estável e a longo prazo no número de pelos que crescem novamente quando medidos após 6, 9 e 12 meses após a conclusão do regime de tratamento.

7. SUA ADEQUAÇÃO

ÁREAS DO CORPO


O SmoothSkin Pure Mini é adequado para o uso nos pelos do corpo e pelos faciais da mulher, abaixo da linha das bochechas.

COR DA PELE

O SmoothSkin Pure Mini Lite é adequado para utilização em tons de pele claros, médios e

escuras até e incluindo o tom de pele 5. O SmoothSkin Pure Mini Lite incorpora um Sensor de tom de pele que mede a cor da sua pele e irá prevenir a utilização se o seu tom de pele for demasiado escuro. Os Tons de pele escuros são ricos em melanina, que pode absorver demasiada energia e, potencialmente, provocar danos na pele.

SKINTONE



COR DO PELO

O SmoothSkin Pure Mini é adequado para o uso em pelos naturalmente pretos ou castanhos. Poderá não ser tão efetivo em pelos grisalhos, loiros ou ruivos.

HAIR COLOUR



8. COMO USAR O SMOOTHSKIN PURE MINI

AVISO: siga cada passo do processo de tratamento, garantindo que você conclua todos os aspectos de cada passo antes de avançar para o próximo.

PASSO 1: PREPARE A ÁREA A SER TRATADA

Remova todos os pelos visíveis através da depilação com lâmina. Certifique-se de que não há pelos remanescentes acima da superfície da pele, pois isso pode causar lesões. Isso também evita que detritos cubram a frente do seu aparelho.


Limpe a área de tratamento e seque com uma toalha sem esfregar. **NÃO UTILIZE** quaisquer produtos em gel ou creme com este dispositivo!

PASSO 2: FAÇA UM TESTE CONTROLADO

Antes de seu primeiro tratamento em cada nova área do corpo, recomendamos que você teste sua pele naquela zona para conhecer a reação ao SmoothSkin Pure Mini.

A área do teste de contato deve ter aproximadamente 3cm x 2cm de tamanho (equivalente a 2 emissões de flashes aplicados na pele lado a lado). Siga o Passo 3 para tratar a área.

Aguarde 24 horas após o teste de contato, para garantir que sua pele esteja adequada para o tratamento e que não haja nenhuma reação adversa à energia luminosa. Se não




houver reação após 24 horas, você pode tratar a área ao redor do teste de contato. A 'área do teste de contato' NÃO deve ser tratada novamente por pelo menos 1 semana.

PASSO 3: O TRATAMENTO COM O SMOOTHSKIN PURE MINI

a) Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica utilizando o cabo de alimentação fornecido. Vai ver uma luz branca quando o dispositivo se ligar e a ventoinha vai arrancar.

Tempo esgotado do MODO DE ESPERA

Quando a unidade é deixada "inativa" ou seja, não são premidos botões durante 10 minutos, a unidade passa para o modo de ESPERA. Para regressar ao modo PRONTO para o tratamento, carregue no botão de ativar.



Indicador ligado

Deteção da pele



CORRETO


Indicador desligado

Nenhuma deteção de pele



INCORRETO

- b) Pressione o dispositivo manual com firmeza contra a área a ser tratada, assegurando que o sensor de tons de pele está em contacto com a pele. Se o sensor de tom de pele não detetar um tom de pele válido, então o dispositivo manual não pode ser ativado. Quando o sensor de tom de pele mede um tom de pele válido, a luz em redor do botão de ativação vai iluminar-se a BRANCO para indicar que o dispositivo está pronto para piscar.
- c) Pressione o botão de ativação. O aparelho emitirá um flash e uma sensação de calor deve ser sentida.
- d) Mova o aplicador para a próxima área a ser tratada e repita. O aparelho precisa ser recarregado entre os flashes. Isso levará por volta de 0,6 segundos apenas.
- e) Certifique-se de que toda a zona recebe tratamento e trate quaisquer zonas teimosas (como as axilas) com várias passagens (passando o seu dispositivo sobre a mesma área um máximo de 3 vezes), mas **NÃO** sobreponha impulsos de tratamento.



AVISO: Certifique-se de não cobrir as aberturas do aparelho durante o tratamento, pois isso pode levar ao superaquecimento do mesmo. O SmoothSkin Pure Mini é um aparelho extremamente rápido e poderoso, permitindo que você conclua um tratamento de corpo inteiro em menos de 10 minutos.

MÉTODO DE TRATAMENTO - 'CARIMBAR' OU 'DESLIZAR'?

O Método de 'Carimbar'

Este método é recomendado para áreas pequenas, como axilas e linha do biquíni. Coloque o aplicador sobre a pele, pressione e solte o botão de ativação. Remova da pele antes de reaplicar cuidadosamente na próxima área de tratamento.

O Método de 'Deslizar'

Este método é recomendado para áreas maiores, como pernas. Coloque o aplicador sobre a pele, mantenha o botão ativação pressionado (aperto continuamente), e deslize o aplicador sobre a pele entre os flashes. Tente mover o aplicador em uma velocidade constante que forneça cobertura total sem sobreposição ou áreas perdidas


PASSO 4: SEU PROGRAMA DE TRATAMENTO COM O SMOOTHSKIN PURE MINI

O SmoothSkin Pure Mini deve ser usado uma vez por semana até que o resultado desejado seja alcançado.

PASSO 5: DESLIGANDO O SMOOTHSKIN PURE MINI

Quando terminar o tratamento, o SmoothSkin Pure Mini deverá ser desligado da fonte de energia.

Consulte a seção 11 para detalhes sobre como cuidar bem do seu SmoothSkin Pure Mini.



9. O SENSOR DE TOM DA PELE

O sensor de tom de pele mede a melanina na sua pele e só vai piscar se for detetado um tom de pele válido (consulte a tabela de tons de pele para obter orientação). O SmoothSkin Pure Mini Lite só vai piscar se puder ser determinado um tom de pele seguro.

O estado do sensor de tom de pele pode ser visto na pequena luz localizada acima do botão de ativação no topo do dispositivo manual. Se for detetado um tom de pele, a luz vai iluminar-se a BRANCO. Se o dispositivo não conseguir detetar um tom de pele seguro, vai iluminar-se a VERMELHO.



Este contato total com a pele garante os melhores resultados, pois toda a energia luminosa emitida pelo aparelho atinge a área de tratamento.

Número De Luzes Da Barra De Energia Acesas	Energia Máxima (J/Cm ²)
1	3.0

10. O SENSOR DE CONTATO COM A PELE

O SmoothSkin Pure Mini é equipado com um sensor de contato com a pele que verifica o contato antes de cada flash, assegurando que o aparelho esteja seguro para funcionar! Isso torna o aparelho compatível com os regulamentos de segurança mais rigorosos.

O sensor de contato com a pele também garante que você obtenha os melhores resultados com seu aparelho. O sensor deve estar totalmente em contato com a área de tratamento para que o aparelho emita o flash.

Este contacto total com a pele significa que toda a energia luminosa emitida pelo aparelho seja distribuída à área de tratamento, proporcionando os melhores resultados. Se o dispositivo não estiver em contacto total com a área de tratamento, o dispositivo não vai piscar e vai ver uma luz VERMELHA. Experimente ajustar o posicionamento ou rodar o dispositivo para assegurar que se atinge o contacto total.



11. LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Após o tratamento, desligue sempre o SmoothSkin Pure Mini da fonte de energia.

Após a utilização, verifique se o aplicador, o sensor de tom de pele e a janela de tratamento apresentam danos e limpe-os com um pano seco e sem fiapos.

AVISO: O filtro de vidro pode aquecer durante a utilização. NÃO toque nem limpe o filtro durante pelo menos 5 minutos depois de usar para deixar esfriar.


NUNCA use água ou outros produtos de limpeza líquidos, uma vez que estes podem danificar o aparelho e levar a potenciais riscos de segurança.

Se necessário, o refletor e o sensor de tom de pele podem ser limpos cuidadosamente usando um cotonete ligeiramente úmido.

Guarde o SmoothSkin Pure Mini em local arejado e seco.

Certifique-se que a janela de tratamento e o sensor de tom de pele do aplicador estejam protegidos contra danos.

Verifique regularmente se o aparelho (incluindo os cabos) apresenta sinais de danos visíveis. No caso de dano ou rachaduras, pare de usar o aparelho e visite o site para obter detalhes de suporte.



12. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE MINI

A fonte de alimentação do SmoothSkin Pure Mini é universal e funcionará com todas as fontes de alimentação comumente encontradas. Desde que você tenha um adaptador adequado para o plugue do cabo de alimentação, o SmoothSkin Pure Mini funcionará normalmente.

13. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
As luzes das barras de energia no aplicador não acendem quando o mesmo é colocado contra sua pele.	Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada. Certifique-se de que o sensor de tom de pele esteja totalmente pressionado contra a pele.
As barras de energia no aplicador se acendem com luz branca quando o mesmo é colocado sobre a pele, mas o aplicador não dispara o flash quando o botão de ativação é apertado.	Pode haver uma falha no aparelho. Tire o aparelho da tomada e reinicie. Se o problema persistir, visite o site para obter detalhes de suporte.
A luz da barra de potência central no dispositivo manual ilumina-se a vermelho quando colocada contra a sua pele.	A sua pele poderá ser demasiado escura para o tratamento. Verifique comparando com a tabela de tons de pele na parte frontal do guia do utilizador. Isto também pode ser devido a mau contacto com a pele, certifique-se de que o dispositivo está carregado com firmeza contra a sua pele.
As luzes das barras de energia no aplicador ficam acesas em vermelho continuamente, e o aparelho não funciona.	Isso indica que há uma falha no aparelho. Não utilize o aparelho e visite o site para obter detalhes de suporte.
O aplicador do SmoothSkin Pure Mini, a janela de tratamento, fonte de alimentação ou cabo estão danificados, quebrados, rachados ou parecem defeituosos.	NÃO USE. Se você tiver alguma dúvida sobre a segurança do SmoothSkin Pure Mini ou suspeitar que ele esteja danificado de alguma forma, ele não deve ser usado e você deve visitar o site SmoothSkin para obter mais informações.

14. GARANTIA

Concedemos uma garantia de 2 anos a partir da data de compra do produto. Dentro do período de garantia, verificaremos falhas nos materiais ou ofereceremos mão de obra gratuitamente e substituiremos o aparelho completo a nosso critério.

Esta garantia se estende a todos os países onde o aparelho é fornecido para CyDen ou pelo seu distribuidor autorizado.








Esta garantia não cobre danos por uso indevido, desgaste ou utilização normal, nem quaisquer defeitos causados por negligência sobre o valor ou funcionamento do aparelho. A garantia será anulada se os reparos forem realizados por pessoas não autorizadas e se as peças SmoothSkin Pure Mini originais não forem usadas.

Para obter assistência dentro do período de garantia, visite o nosso site:

www.smoothskin.com

15. RÓTULOS E SÍMBOLOS

O SmoothSkin Pure Mini é marcado com os seguintes símbolos:

	Tipo BF de peça aplicada
	Equipamento de classe II
	Siga as instruções de utilização
	Marca da União Europeia para eliminação de resíduos REEE
	Marca de Conformidade Europeia
	Mantenha seco
	Marca de certificação NRTL

	Marca de Conformidade UKCA UK
	Conformidade com a CEM FCC para América do Norte
	Marca de conformidade regulamentar da Austrália
	Marca de conformidade Trefoil na Ucrânia
	Período de uso de proteção ambiental RoHS da China
	Aviso: a radiação ótica do aparelho pode causar lesões oculares

Declaração da FCC:

NOTA: este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um aparelho digital de Classe B, de acordo com o parágrafo 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar proteção adequada contra interferências nocivas em locais domésticos. Este aparelho gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência nociva em comunicações de rádio. Entretanto, não existem quaisquer garantias de que não ocorram interferências em um local em particular. Se este aparelho causar interferência prejudicial ao sinal de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligá-lo e desligá-lo, recomenda-se que o usuário tente corrigir esta interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o aparelho a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor esteja ligado.
- Consulte o vendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O SmoothSkin Pure Mini é um sistema de luz pulsada intensa de banda larga filtrada para uso doméstico com as seguintes especificações técnicas:

- **Taxa de repetição:** Impulsos manuais a cada 0,45 a 0,65 segundos. Funcionamento contínuo
- **Potência ótica máxima:** 3J/cm²
- **Alcance do pulso:** 0,8-1,0Mseg FWHM
- **Comprimento da onda:** 510-1100nm (Alcance efetivo)
- **Entrada do cabo de eletricidade:** 100-240V-, 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Temperatura de funcionamento:** Entre 5°C e 40°C
- **Umidade de funcionamento:** Até 93% de umidade relativa sem condensação
- **Pressões de funcionamento:** 700hPa a 1060hPa
- **Área de tratamento (tamanho da área):** 3 cm² (30mm x 10mm)

A área diretamente ao redor da janela de tratamento é classificada como a 'peça aplicada' e pode atingir uma temperatura máxima de 52°C.

Certifique-se de que o SmoothSkin Pure Mini seja usado conforme as instruções da Seção 8.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25°C a +70°C
- **Umidade:** Até 93% de umidade relativa sem condensação
- **Pressões:** 500hPa a 1060hPa

Se o aparelho tiver sido armazenado em ambiente fora do intervalo de temperaturas de funcionamento, aguarde pelo menos 30 minutos antes de o utilizar para permitir que ele se ajuste à temperatura ambiente.

O SmoothSkin Pure Mini tem flashes ilimitados e destina-se a um único usuário.

A vida útil mínima prevista é de 10 anos, quando seguido o uso recomendado.

EMC

O SmoothSkin Pure Mini está em conformidade com as mais recentes normas e alterações da EMC aplicáveis a dispositivos domésticos e médicos. São elas: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECs-003 Issue 6.0.

Segurança

O SmoothSkin Pure Mini está em conformidade com as mais recentes normas de segurança e emendas aplicáveis a dispositivos domésticos e médicos.

São elas: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS


SmoothSkin Pure Mini Lite é classificado como Isento do Grupo de Risco para todos os riscos.

Irradiância Spectral:

A marca CE certifica que este aparelho se encontra em conformidade com as seguintes Diretivas da UE:

- Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva de produtos relacionados com energia elétrica 2009/125/CE

Para mais detalhes entre em contato com a CyDen Ltda.




DESCARTE (FIM DA VIDA ÚTIL DO APARELHO)

Este produto é um dispositivo médico.

Para minimizar os riscos para a saúde e para o ambiente, e para garantir que os materiais possam ser reciclados, este aparelho deve ser descartado num local de recolha separada para resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos.

O símbolo REEE está presente no produto para que você não se esqueça.



SMOOTHSKIN PURE MINI LITE!

Hoş Geldiniz!

Tebrikler! Benzersiz güzellik, pürüzsüzlük ve kolaylık dünyasının kapısını araladınız. Gelin ve uygulamanız boyunca uzman tavsiyesi ve destek bulabileceğiniz www.smoothskin.com sayfasındaki sohbete katılın.

İÇİNDEKİLER

1. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SİSTEMİ	235	8. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE NASIL KULLANILIR?	252
2. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE NASIL ÇALIŞIR?	236	9. TEN RENGİ SENSÖRÜ	256
3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ	238	10. CİLT TEMAS SENSÖRÜ	257
4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI	245	11. TEMİZLİK, BAKIM, DEPOLAMA	259
5. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE KULLANMANIN FAYDALARI	248	12. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE İLE SEYAHAT ETMEK	259
6. SMOOTH SKIN PURE MINI LITE'NİN KULLANIM AMACI NEDİR?	250	13. ARIZA GİDERME	260
7. UYGUNLUĞUNUZ	250	14. GARANTİ	261
		15. ETİKETLER VE SEMBOLLER	262
		16. TEKNİK ÖZELLİKLER	263

1. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SİSTEMİ

PAKET İÇERİĞİ

SmoothSkin Pure Mini Lite paketinin içinde şunları bulacaksınız:

- El cihazı ve Güç Kaynağı
- Şebeke Güç Kablosu
- Kullanım Kılavuzu
- Kauçuk Cihaz Kapağı


SMOOTHSKIN PURE MINI LITE SİSTEMİ:



2. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE NASIL ÇALIŞIR?

IPL NASIL ÇALIŞIR?

SmoothSkin Pure Mini Lite tüy oluşum döngüsünü kırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Işık enerjisi cilt yüzeyi içinden geçer ve tüy gövdesinde bulunan melanin tarafından emilir. Emilen ışık enerjisi, ısı enerjisine dönüştürülür (cilt yüzeyinin altında), böylece yeniden çıkan tüyleri azaltır. İşlem görmüş tüylerin birkaç gün ila 1-2 haftada doğal olarak döküldüğünü görmeyi bekleyebilirsiniz.



NE BEKLEMELİYİM

Uygulamadan hemen sonra, uygulamadan kaynaklanan herhangi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmamalısınız (Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için bölüm 4'e bakın).

İlk uygulamaları takip eden ilk birkaç hafta içinde, hala bazı tüylerin uzadığını göreceksiniz. Bunlar büyük ihtimalle uygulama esnasında gözden kaçan tüylerdir, yani uykuda bekleyen ve IPL'nin en etkili olduğu uzama aşamasında (Anagen) olmayan tüylerdir.

12 haftalık uygulama programından yaklaşık 4 hafta sonra, tüylerin uzamasında bir azalma görmelisiniz. Yine de, bazı tüylere uzama aşamasındayken bile uygulama yapılmamış olabilir. Haftalık uygulamalara devam etmek önemlidir.

12 haftalık programın ardından, uygulamanın yapıldığı bölgedeki tüylerde önemli bir azalma görmelisiniz. Kalan tüm tüyler daha ince ve daha açık renkli olmalıdır. Gerekli hallerde devam edecek uygulamalar istenmeyen tüylerdeki azalmayı sürdürmelidir.



0 hafta



4 hafta



8 hafta



12 hafta

3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

KONTRENDİKASYONLAR

Çok koyu bir teniniz varsa SmoothSkin Pure Mini Lite'yi **KULLANMAYIN**. Aletin çıkış penceresinin yanında bulunan ten rengi sensörü ten renginizi tespit edecektir. Ten rengi sensörü, teninizin güvenli kullanım için çok koyu olduğunu tespit ederse SmoothSkin Pure Mini Lite'nin çalışması engellenecektir.

Teniniz yapay veya doğal olarak bronzlaşmışsa veya güneşe aşırı maruz kalmaktan dolayı yanmışsa SmoothSkin Pure Mini Lite'yi **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini Lite kullanırsanız, cildiniz güneşe maruz kaldıktan sonra ekstra hassas ve özellikle yanmaya, kabarmaya, renk değişikliğine ya da iz oluşumuna karşı duyarlı olabilir. SmoothSkin Pure Mini Lite'yi kullanmadan önce güneş yanığı veya bronzluk kaybolana kadar 1 hafta bekleyin.

Uygulamanın yapıldığı bölgeleri güneşe maruz **BIRAKMAYIN**. İşlem görmüş cildi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan önce, uygulamanın ardından en az 7 gün bekleyin. SmoothSkin Pure Mini Lite uygulamasının ardından cildiniz daha hassas ve özellikle güneş yanığına karşı duyarlı hale gelebilir. Uygulamanın yapıldığı bölgeye güneş kremi (SPF 15 veya üstü) sürün veya uygulama bölgesini uygun kıyafetlerle örtün.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi doğrudan meme uçlarında, genital bölge veya anüs çevresinde **KULLANMAYIN**. Bu bölgeler daha koyu bir ten rengine ve/veya daha fazla tüy yoğunluğuna sahip olabilir. Aleti bu bölgelerde kullanmak rahatsızlık hissine/acıya neden olabilir veya cildinize zarar verebilir.

(yanık, renk deęişikliği veya iz kalması).

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi cilt kanseri veya kanser öncesi lezyon (ör. nevüs veya çok sayıda ben) geçmişiniz varsa **KULLANMAYIN**.

Kabarıklıklar ve yaralar üzerinde **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi hamileyseniz, emziriyorsanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi uygulama yapmak istediğiniz bölgedeki doğum lekeleri, benler ya da siğiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini Lite'yi kullanmak cildinize zarar verebilir ya da mevcut koşulları kötüleştirebilir. Yanıklar, kabarıklıklar ve ciltte renk deęişiklikleri veya iz oluşumu gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi uygulama bölgesinde sedef hastalığı, vitiligo, egzama, akne, herpes simpleks ya da aktif enfeksiyonları veya yaraları içeren herhangi bir cilt hastalığınız varsa **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi 18 yaşının altındaysanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

UYARILAR

GÖZ GÜVENLİĞİ



SmoothSkin Pure Mini Lite, Yoğun Titreşimli Işık flaşları yayar. Buna doğrudan maruz kalmak, gözleriniz için potansiyel olarak zararlıdır. Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymaya özen gösterin.

UYARI. Talimatlara uyulmazsa göz hasarı (görme kaybına yol açabilir) veya cilt hasarı meydana gelebilir. Talimatları okuyun ve onlara uyun.

Epilatör yalnızca, ten rengi sensörü (uygulama penceresinin yanında) geçerli bir ten rengini algılayarsa ve uygulama bölgesiyle tam temas halindeyse etkinleştirilebilir (flaşlama). Bununla birlikte:

Sistemde elektrik gücü varken ve açıkken doğrudan epilatörün uygulama penceresine **BAKMAYIN.**

Sistemi göze doğru etkinleştirmeye (flaşlama) **ÇALIŞMAYIN.**

Göz çevresindeki bölgelere (kaşlar veya kirpikler) uygulama **YAPMAYIN.** Yanlış kullanım göz hasarına yol açabilir, gözleri maruz kalmaktan koruyun. Aleti göz kapakları üzerinde veya göze yakın yerlerde

KULLANMAYIN.


YALNIZCA epilatörün ön tarafı uygulama yapmak istediğiniz bölgeyle iyi temas ettiğinde sistemi etkinleştirmeyi (flaşlama) deneyin.

Cildinize flaşlama yaparken epilatörden uzağa bakmanızı ÖNERİRİZ.

ELEKTRİK VE GÜVENLİK

Her elektrikli alette olduğu gibi, güvenliğinizi sağlamak için belirli önlemler alınmalıdır.

UYARI: Cihaz açıkken yangın veya yanık riskinden kaçınmak



için cihazı gözetimsiz bırakmayın.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi açmaya **ÇALIŞMAYIN** çünkü bu sizi tehlikeli elektrikli bileşenlere maruz bırakabilir.

SmoothSkin Pure Mini Lite hasar görmüşse **KULLANMAYIN**; örneğin, çatlak Epilatör, kablo hasarı (iç tellerin görünür durumda olması), epilatörde çatlak veya kırık cam vb. Bu, hasarla sonuçlanabilir.

Küvetler, duşlar, lavabolar veya su içeren diğer haznelerin yakınında **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini Lite ıslanırsa kullanılmamalıdır.

UYARI: Su ve elektrik tehlikeli bir bileşimdir! Elektrik çarpması riskini önlemek için,

- bu cihazı ıslak ortamlarda kullanmayın (örn., banyoda veya duş ya da yüzme havuzu yakınında);
- cihazın içine su kaçmasına izin vermeyin.



SmoothSkin Pure Mini Lite rahatsız edici derecede ısınırsa **KULLANMAYIN**. Bu, aletin zarar gördüğünün işareti olabilir.

SmoothSkin Pure Mini Lite ile kullanılması için aletle birlikte verilenlerin dışında bir güç kaynağı veya başka bir bileşen **KULLANMAYIN**. Bu, alete zarar verebilir ve çalışmasını durdurabilir.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi cilt dışında herhangi bir yüzey üzerinde etkinleştirmeye (flaşlama) **ÇALIŞMAYIN**.

UYARI bu ekipmanda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Pure Mini Lite üzerinde bakım yapılamaz.

UYARI: Cihaza güç sağlamak için kullanılan duvar prizinin bağlantıları zayıfsa, cihazın fişi ısınır. Yangın ve

yanık riskini önlemek için cihazı doğru şekilde monte edilmiş bir duvar prizine taktığınızdan emin olun.

UYARI: Cihaza elektrik vermek üzere kullanılan prizin bağlantıları zayıfsa cihazın fişi çok ısınacaktır. Yangın veya yanık riskinden kaçınmak için cihazın fişini mutlaka doğru şekilde monte edilmiş bir prize takın.

GENEL GÜVENLİK

Uygulama yapmak istediğiniz bölgede cilt soyma işlemi yaptırdıysanız **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini Lite uygulaması yapmadan önceki bir cilt soyma işleminin ardından lütfen 30 gün bekleyin.

Bronzlaşmış cilde Yoğun Titreşimli Işık (IPL) uygulanması, uygulama yapılan ciltte kalıcı Hiperpigmentasyon (Koyulaşma) veya Hipopigmentasyon (açılma) ile sonuçlanabilir.

Dövme veya kalıcı makyajın olduğu bölgelerde **KULLANMAYIN**.

Güneş ışığına karşı bilinen bir hassasiyetiniz varsa (fotosensitivite) veya cildi daha hassas hale getiren ve fotosensitiviteye neden olan ilaçlar alıyorsanız, örn. Retin A, Accutane ve/veya diğer topikal retinoidleri **KULLANMAYIN**. Fotosensitivitenin (ışığa duyarlılık) bir yan etki olarak listelenip listelenmediğini görmek için her zaman tıbbi ürününüzle birlikte gelen talimat kitapçığını kontrol edin. SmoothSkin Pure Mini Lite'nin fotosensitif (ışığa duyarlı) cilt üzerinde kullanımı, şişme veya kabarıklıklar gibi cilt hasarlarıyla sonuçlanabilir. Cilde zarar verebileceğinden, aleti uygulamadan önce tıbbi yardım alın.

Bu alet, tıbbi durumların tedavisi için değildir. Örneğin benler, deri döküntüsü, kaşıntılı deri, deri mantarı veya enfeksiyonu, deri çıkıntılı veya et benlerini ele almak için doktor tavsiyesi aranmalıdır.

SmoothSkin Pure Mini Lite hiçbir dolgunun veya botoksun üzerinde kullanılmamalıdır.

UYARI: SmoothSkin Pure Mini Lite, 18 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutulmalıdır. Çocuklar aleti kullanmamalı, onunla oynamamalı, bakımını yapmamalı veya temizlememelidir. Bir dizi potansiyel risk vardır - yanıklara veya göz hasarına neden olan ışık çıkışına maruz kalma, elektrik çarpması, kablolarla boğulma.

SmoothSkin Pure Mini Lite, alete zarar verebilecek evcil hayvanların ve haşeratin erişiminden uzak tutulmalıdır. Potansiyel riskler arasında işlev azalması ve elektrik çarpması sayılabilir.

SmoothSkin Pure Mini Lite fiziksel, duyuusal ve zihinsel kabiliyetleri yetersiz veya deneyimi veya bilgisi eksik olan kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yangın veya yanık riskini önlemek için cihazın kullanımı ile ilgili denetim ve bilgilendirme yapılması hariçtir.

SmoothSkin Pure Mini Lite cam filtre, kullanım sırasında ısınan kritik bir bileşendir.

Filtreye kullanım esnasında veya kullanımdan hemen sonra **DOKUNMAYIN**. Filtreyi düzenli olarak hasar bakımından inceleyin. SmoothSkin Pure Mini Lite'yi filtre çatlak veya eksikse **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Mini Lite uygulama penceresinin temiz ve birikintiden arındırılmış olduğundan emin olun. Uygulama esnasında, uygulama penceresi üzerindeki veya çevresindeki herhangi bir birikinti, ciltte kızarıklık veya şişme gibi geçici değişikliklere neden olabilir.

UYARI: Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra ciltte hasar meydana gelebilir. **UYARI:** Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra ciltte hasar meydana gelebilir. Aşırı geçişler, titreşimlerin üst üste tekrarlanması ve/veya artan kullanım sıklığını içeren aşırı kullanımdan kaçınin

UYARI: Alette var olan güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakmayın

Uygulama rejiminde belirtilen kullanımı **AŞMAYIN**

Kısa süre önce lokal anestezi uygulanmış alanlarda **KULLANMAYIN.**

ÖNLEMLER

Lazerle veya yoğun titreşimli ışık kaynakları ile tüyleri almak, bazı bireylerde tüylerin artmasına neden olabilir. Mevcut verilere göre, bu reaksiyon için en yüksek risk grupları yüz ve boyun bölgesine uygulama yapılan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi tüylerin tekrar uzamasını isteyebileceğiniz herhangi bir bölgede

KULLANMAYIN.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi erkek yüzünde, çenesinde veya boynunda **KULLANMAYIN.** Bir erkeğin sakal bölgesindeki tüyler çok yoğundur ve bu bölgelerde SmoothSkin Pure Mini Lite aletini kullanmak cilt hasarıyla sonuçlanabilir.

SmoothSkin Pure Mini Lite'nin kızıl, gri, beyaz veya sarışın tüylerde kullanılması önerilmez. SmoothSkin Pure Mini Lite bu renkteki tüyler üzerinde etkili değildir.

DİKKAT: Lambanın hasar görme riskini önlemek için cihazı ağır darbelere maruz bırakmayın.

DİKKAT: Cihazın hasar görme riskini önlemek için kullanımdan sonra ve elektrik kesintisi durumuna karşı daima fişini çekin.

4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI

SmoothSkin Pure Mini Lite kullanımı yan etkilerle sonuçlanabilir. Aşağıdaki tabloda, SmoothSkin Pure Mini Lite ile yapılan uygulamanın ardından meydana gelebileceği bilinen cilt reaksiyonları listelenmiştir.

MUHEMEL YAN ETKİLER	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR?
Uygulamanın yapıldığı bölgede hafif acı / rahatsızlık hissi	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz, kullanmaya devam ettikçe acı azalmalıdır.
Uygulama esnasında genellikle birkaç saniye ile bir dakika arasında kaybolan ve kullanmaya devam ettikçe azalan sıcaklık duygusu veya karıncalanma hissi.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulamanın yapıldığı bölgede kaşıntı	Bu, IPL uygulamaları için oldukça yaygın bir durumdur ve kısa süre sonra hafiflemelidir. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bölgeyi kaşımayın.

MUHEMEL YAN ETKİLER	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR?
Uygulama esnasında veya sonrasında dakikalar içinde kaybolan cilt kızarıklığı.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Cilt kızarıklığı kaybolduktan sonra aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Dakikalar içinde kaybolmayan ve 24-48 saat süren cilt kızarıklığı.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Uygulama esnasında yoğun olan veya bir uygulamanın ardından devam eden acı veya rahatsızlık hissi	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.

ÇOK NADİR VAKALARDA	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR?
İki ila üç gün içinde geçmeyen şişme ve kızarıklık.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Ten renginde geçici değişiklikler (renkte açılma veya koyulaşma).	Ten renginizde bir değişiklik olursa aleti kullanmayı derhal bırakın ve hekiminize danışın.
Ciltte kabarma, iz kalması ya da yanma.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın. Bölgeye soğuk kompres uygulayın. Antiseptik veya yanık kremi ile tedavi edin.

50 denekten oluşan bir klinik deneyde, her denek 12 haftalık işlem gördü. Kaydedilen etkiler şunlardı:

- Kaşıntı - 3 denek uygulamanın ardından hafif bir kaşıntı yaşadı.
- Hafif Kızarıklık - Bu, 2 denek tarafından bildirildi.
- Hafif Batma Hissi - 5 denek, uygulamanın ardından hafif bir rahatsızlık hissi bildirdi.
- Kıl Dönmesi - 1 denek, uygulamanın ardından bir kıl dönmesi sorunu yaşadığını bildirdi.
- Folikül Kızarıklığı - 1 denek uygulamanın ardından, uygulama yerinde kırmızı bir leke olduğunu bildirdi.

Tüm vakalarda, uygulamanın yapıldığı cilt 7 gün içinde normale döndü.

5. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE KULLANMANIN FAYDALARI

SmoothSkin Pure Mini Lite, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak içindir.

- SmoothSkin Pure Mini Lite'nin hem güvenliğini hem de etkinliğini değerlendirmek için klinik bir deney yapıldı. Klinik deneyin temel özellikleri şunlardı:
- Tüm uygulamalar, tıbbi eğitim almamış operatörler tarafından, bu pakette tedarik edilen SmoothSkin Pure Mini Lite ile aynı aletler kullanılarak tek bir yerde gerçekleştirildi;
- Tüm deneklerden genel sağlıkları ile ilgili anketleri doldurmaları istenmiştir ve uygulama yapılamayanlar, örn. bu Kullanıcı Kılavuzunun 3. Bölümünde listelenen bir veya daha fazla kontrendikasyona sahip olanlar hariç tutulmuştur. Ek olarak, tüm deneklerden, uluslararası klinik deney gerekliliklerine göre Bilgilendirilmiş Onay vermeleri istenmiştir;
- Yaşları 19 ile 45 arasında değişen toplam 53 kadın denek, deneye başladı;
- Üç denek, kişisel sebeplerden dolayı uygulama süresi devam ederken deneyden ayrıldı. Hiçbir denek, SmoothSkin Pure Mini Lite kullanımıyla ilgili problemler sebebiyle deneyden ayrılmadı;
- Her denek, seçtikleri vücut bölgesine 12 haftalık uygulama gördü. Tipik bir uygulama, bölgeyi tıraş edip ardından SmoothSkin Pure Mini Lite'nin, bu kullanıcı kılavuzunda Bölüm 8, Adım 3'te özetlenen süreci izleyerek uygulanmasından meydana gelir;
- Son uygulamadan 6 ay sonra ve son uygulamadan 12 ay sonra tüy miktarındaki değişimi ölçmek için tüy sayımları yapıldı. Uygulama yerlerindeki tüyler yüksek çözünürlükte

fotoğrafçılık tekniğiyle sayıldı ve tüylerin sayısındaki fark yüzde değişim olarak hesaplandı;

- Belirtildiği şekilde kullanıldığında, klinik deney katılımcılarında, uygulamadan önce alınan tüy sayımları ile karşılaştırıldığında, son uygulamadan 6 ay sonra ortalama %44 daha az tüy ve son uygulamadan 12 ay sonra %36 daha az tüy görüldü (Aşağıdaki Tabloya göz atın). Fiili sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterdi;

	SmoothSkin Pure Mini Lite
Uygulamadan 6 Ay Sonra Denek Sayısı	50
Uygulamadan 6 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	43.9%
Uygulamadan 12 Ay Sonra Denek Sayısı	33
Uygulamadan 12 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	36.0%
Deneklerin %'si uygulamadan 12 ay sonra tüm vücut bölgelerinde başarıya ulaştı (tüylerde >% 30 azalış). Deneklerdeki Başarı, 12 ayda tüm uygulama yerlerindeki tüylerde % 30'dan daha fazla azalma olarak tanımlandı.	66.7%

Klinik deney esnasında yan etkilerin görülme sıklığı minimum düzeydeydi (yukarıda Bölüm 4'te özetlendiği gibi) ve deneklerin çoğu (50'den 48'i) arkadaşlarına SmoothSkin Pure Mini Lite'yi önereceğini belirtti.

6. SMOOTH SKIN PURE MINI LITE'NİN KULLANIM AMACI NEDİR?

KULLANIM AMACI

SmoothSkin Pure Mini Lite, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak için tasarlanmıştır.

KULLANIM TALİMATLARI

SmoothSkin Pure Mini Lite Tüy Alma Cihazı istenmeyen tüylerin alınması için tasarlanmıştır. SmoothSkin Pure Mini Lite ayrıca, bir tedavi rejiminin tamamlanmasından 6, 9 ve 12 ay sonra ölçüldüğünde yeniden çıkan tüylerin sayısında uzun vadeli, istikrarlı azalma olarak tanımlanan, tüylerin yeniden çıkmasında kalıcı azalma sağlamak için de tasarlanmıştır.

7. UYGUNLUĞUNUZ

VÜCUT BÖLGELERİ


SmoothSkin Pure Mini Lite, vücut tüylerinde ve kadınlarda yanak çizgisinin altındaki yüz tüylerinde kullanıma uygundur.

TEN RENGİ

SmoothSkin Pure Mini Lite, cilt tonu 5'e kadar olan açık, orta ve koyu cilt tonlarında

kullanıma uygundur. SmoothSkin Pure Mini Lite, cildinizin rengini ölçen ve cilt tonunuz çok koyu ise kullanımı engelleyen bir Cilt Tonu Sensörüne sahiptir. Koyu cilt tonları melanin bakımından zengindir ve bu da çok fazla enerji emerek potansiyel olarak cilt hasarına yol açabilir.

TEN RENGİ



TÜY RENGİ

SmoothSkin Pure Mini Lite, doğal siyah veya kahverengi tüylerde kullanıma uygundur. Beyaz, gri, sarışın veya kıvılcık tüyler üzerinde aynı derecede etkili olmayabilir.

TÜY RENGİ



8. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE NASIL KULLANILIR?

UYARI: Uygulama sürecindeki her adımı izleyin, bir sonraki adıma geçmeden önce her adımı tüm yönleriyle tamamladığınızdan emin olun.

ADIM 1: UYGULAMANIN YAPILACAĞI BÖLGEYİ HAZIRLAMAK


Görünen tüm tüyleri tıraş ederek alın. Hasara neden olabileceğinden cilt yüzeyinin üzerinde tüy kalmadığından emin olun. Bu, aynı zamanda birikintilerin aletinizin önünü kaplamasını da önler.

Tedavi bölgesini temizleyin ve nazıkçe kurulayın. Bu cihazla herhangi bir jel veya krem **KULLANMAYIN!**

ADIM 2: ALERJİ TESTİ YAPIN

Her bir yeni vücut bölgesindeki ilk uygulamanızdan önce, cildinizin o bölgede SmoothSkin Pure Mini Lite'ye karşı reaksiyonunu test etmenizi **ÖNERİRİZ.**

Alerji testi bölgesi yaklaşık 3cm x 2cm boyutunda olmalıdır (cilde yan yana uygulanan 2 flaşa eşdeğer). Bölgeye uygulama yapmak için Adım 3'ü izleyin.




Alerji testinin ardından 24 saat bekleyin, böylece cildinizin işleme uygun olduğundan ve ışık enerjisine karşı hiçbir olumsuz reaksiyon olmadığından emin olun. 24 saat sonra hiçbir reaksiyon olmazsa alerji testi etrafındaki bölgeye uygulama yapabilirsiniz. 'Alerji testi yapılan bölge'ye en az 1 hafta boyunca yeniden uygulama YAPILMAMALIDIR.

ADIM 3: SMOOTHSKIN PURE MINI LITE İLE UYGULAMA YAPMAK

a) Verilen güç kablosunu kullanarak güç kaynağını bir elektrik prizine takın. Cihaz açıldığında beyaz bir ışık göreceksiniz ve fan çalışmaya başlayacaktır.

BEKLEME MODU Zaman Aşımı


Ünite ""devre dışı"" bırakıldığında, yani 10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında, ünite BEKLEME moduna geri dönecektir. İşlem yapmak üzere HAZIR moduna dönmek için aktivasyon düğmesine basın.



Uygulama Penceresi



- b) Cilt tonu sensörünün cilde temas ettiğinden emin olmak için el cihazını işlemin yapılacağı bölgeye sıkıca bastırın. Cilt tonu sensörü geçerli bir cilt tonu algılamazsa, cihaz etkinleştirilemez. Cilt tonu sensörü geçerli bir cilt tonu ölçtüğünde, aktivasyon düğmesinin etrafındaki ışık cihazın ışık atmaya hazır olduğunu göstermek için BEYAZ yanacaktır.
- c) Etkinleştirme düğmesine basın. Alet flaşlama yapacaktır ve bir sıcaklık hissedilecektir.
- d) Epilatörü uygulama yapılacak bir sonraki bölgeye taşıyın ve tekrarlayın. Aletin flaşlar arasında yeniden şarj etmesi gerekir. Bu yalnızca 0,6 saniye civarında sürecektir.
- e) Tüm alanın işlem gördüğünden emin olun ve inatçı bölgeleri (koltuk altı gibi) birden fazla geçişle işleme tabi tutun (cihazınızı aynı alan üzerinde en fazla 3 kez çalıştırın), ancak işlem darbelerini ÜST ÜSTE BİNDİRMEYİN.



UYARI: Aletin aşırı ısınmasına neden olabileceğinden, uygulama esnasında alette bulunan havalandırma deliklerini kapatmadığınızdan emin olun.

SmoothSkin Pure Mini Lite, son derece hızlı ve güçlü bir alettir ve tüm vücut uygulamanızı 10 dakikadan daha kısa sürede tamamlamanızı sağlar.

UYGULAMA METODU - STAMP (DAMGA) MI? YOKSA GLIDE (KAYDIRMA) MI?

Stamp (Damga) Metodu

Bu metot, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi küçük bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesine basın ve bırakın. Bir sonraki uygulama bölgesine dikkatlice tekrar uygulamadan önce ciltten çekin.

Glide (Kaydırma) metodu

Bu metot, bacaklar gibi daha geniş bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesini basılı tutun (sürekli bastırın), ardından epilatorü flaşlar arasında cilt boyunca kaydırın. Epilatörü, örtüşen veya gözden kaçırılan bölgeler olmadan tam kapsama sağlayarak sabit bir hızda hareket ettirmeye çalışın.


ADIM 4: SMOOTHSKIN PURE MINI LITE UYGULAMA PROGRAMINIZ

SmoothSkin Pure Mini Lite arzu edilen sonuçlara ulaşılan kadar haftada bir kullanılmalıdır.

ADIM 5: SMOOTHSKIN PURE MINI LITE'YI KAPATMAK

Uygulama sona erdiğinde SmoothSkin Pure Mini Lite, elektrik prizinden çıkarılmalıdır.


SmoothSkin Pure Mini Lite'nizin bakımını en iyi nasıl yapacağınızla ilgili ayrıntılar için bölüm 11'e bakın.



9. TEN RENGİ SENSÖRÜ

Cilt tonu sensörü cildinizdeki melanini ölçer ve yalnızca geçerli bir cilt tonu algılandığında ışık gönderir (bilgi için lütfen cilt tonu tablosuna bakın). SmoothSkin Pure Mini Lite yalnızca güvenli bir cilt tonu belirlenebilirse ışık atımı yapacaktır.

Cilt tonu sensörünün durumu, el cihazının üst kısmındaki etkinleştirme düğmesinin üzerinde bulunan küçük ışıkta görülebilir. Güvenli bir cilt tonu algırsa, ışık BEYAZ yanacaktır. Cihaz güvenli bir cilt tonu algılayamazsa ışık KIRMIZI yanacaktır



Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisi uygulama bölgesine ulaştığı için en iyi sonuçları almanızı sağlar.

Yanan Güç Çubuğu Işıklarının Sayısı	Maksimum Enerji (J/cm ²)
1	3.0

10. CİLT TEMAS SENSÖRÜ

SmoothSkin Pure Mini Lite, her flaştan önce cilt temasınızı kontrol ederek aletin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir cilt temas sensörü ile donatılmıştır! Bu, aleti en sıkı güvenlik yönetmeliklerine uygun hale getirir.

Ten rengi sensörü ayrıca, aletinizden en iyi sonuçları almanızı sağlar. Aletin flaşlaması için sensör, uygulama bölgesi ile tam temas halinde olmalıdır.

Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisinin en iyi sonuçları vermek için uygulama bölgesine ulaşması anlamına gelir.

Cihaz işlem alanıyla tam temas halinde değilse, cihaz yanıp sönmeyecek ve KIRMIZI bir ışık göreceksiniz. Tam temasın sağlandığından emin olmak için konumlandırmayı ayarlamayı veya cihazı döndürmeyi deneyin.



11. TEMİZLİK, BAKIM, DEPOLAMA

Uygulamanın ardından, SmoothSkin Pure Mini Lite'yi her zaman elektrik prizinden çıkararak kapatın.

Kullanımın ardından, epilatör, ten rengi sensörleri ve uygulama penceresi hasar bakımından incelenmeli ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle silinmelidir.

UYARI: Cam filtre kullanım esnasında ısınabilir. Filtreyi soğumaya bırakmak için kullandıktan sonra en az 5 dakika dokunmayın veya filtreyi **TEMİZLEMİYİN**.

Alete zarar vererek potansiyel bir güvenlik tehlikesine yol açabileceğinden **ASLA** su veya diğer temizleme sıvılarını kullanmayın.


Gerekirse reflektör ve ten rengi sensörü hafif nemli bir pamuklu çubuk kullanılarak dikkatlice temizlenebilir.

SmoothSkin Pure Mini Lite'yi serin, kuru bir yerde muhafaza edin. Epilatördeki uygulama penceresinin ve ten rengi sensörünün hasardan korunduğundan emin olun.

Aleti (kablolar dahil) gözle görülür hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar veya çatlak olması durumunda, aleti kullanmayı bırakın - ve destek detayları için web sitesini ziyaret edin.

12. SMOOTHSKIN PURE MINI LITE İLE SEYAHAT ETMEK

SmoothSkin Pure Mini Lite'nin güç kaynağı ünitesi evrenseldir ve yaygın olarak karşılaşılan tüm elektrik şebekelerinde çalışacaktır. Elektrik fişi için uygun bir adaptöre sahip olduğunuz takdirde, SmoothSkin Pure Mini Lite normal şekilde çalışacaktır.



13. ARIZA GİDERME

PROBLEM	ÇÖZÜM
Epilatör cildinize yerleştirildiğinde üzerindeki güç çubuğu ışıkları yanmıyor.	Güç kaynağının takılı olduğundan emin olun. Ten rengi sensörünün cilde tamamen bastırıldığından emin olun.
Epilatör cilde yerleştirildiğinde üzerindeki güç çubuğu ışıkları beyaz renkte yanıyor, ancak epilatör, etkinleştirme düğmesine basıldığında flaş yapmıyor.	Alette bir arıza olabilir. Aleti fişini çekin ve yeniden başlatın. Problem devam ederse destek detayları için web sitesini ziyaret edin.
El cihazındaki merkezi güç çubuğu ışığı, cildinize temas ettiğinde kırmızı renkte yanar.	Cildiniz işlem için çok koyu olabilir. Bu kullanım kılavuzunun ön tarafındaki cilt tonu tablosuna göre kontrol edin. Bunun nedeni zayıf cilt teması da olabilir, cihazın cildinize sıkıca bastırıldığından emin olun.
Epilatör üzerindeki güç çubuğu ışıkları sürekli olarak kırmızı renkte yanıyor ve alet çalışmıyor.	Bu, alette bir arıza olduğunu gösterir. Aleti kullanmayı bırakın ve destek detayları için web sitesini ziyaret edin.
SmoothSkin Pure Mini Lite epilatör, uygulama penceresi, güç kaynağı veya kablo hasarlı, kırık, çatlak veya bozuk görünüyör.	KULLANMAYIN. SmoothSkin Pure Mini Lite'nin güvenliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız, kullanmamalı ve bilgi için SmoothSkin web sitesine başvurmalısınız.

14. GARANTİ

Ürüne satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti veriyoruz. Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik konusundaki arızaları ücretsiz olarak kontrol edip kendi takdirimize göre komple cihazı yenileyeceğiz.






Bu garanti, bu cihazın CyDen veya onun belirlediği distribütör tarafından tedarik edildiği her ülke için geçerlidir.

Bu garanti yanlış kullanım, normal aşınma veya kullanıma bağlı hasarların yanı sıra cihazın değeri veya işleyişi üzerinde ihmal edilebilir etkisi olan kusurları kapsamaz. Tamirler yetki verilmemiş kişiler tarafından yapıldığı ve orijinal SmoothSkin Pure Mini Lite parçaları kullanılmadığı takdirde bu garanti geçersiz hale gelir. Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: **www.smoothskin.com**

Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.smoothskin.com

15. ETİKETLER VE SEMBOLLER

SmoothSkin Pure Mini Lite üzerinde aşağıdaki semboller vardır:

	Tip BF Uygulamalı Parça
	Class II Ekipman
	Kullanım Talimatlarını uygulayın
	Avrupa Birliği WEEE atık imha işareti
	Avrupa Uygunluk İşareti
	Kuru Saklayın
	NRTL Sertifikasyon işareti

	UKCA Birleşik Krallık Uygunluk İşareti
	Kuzey Amerika için FCC EMC uyumluluğu
	Avustralya Mevzuata Uygunluk İşareti
	Ukrayna Trefoil uyumluluk işareti
	Çin RoHS çevre koruma kullanım süresi
	Uyarı Cihazdaki Optik Radyasyon gözlerde yaranlamaya yol açabilir

FCC Beyanı:

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili sınırlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, evde kurulum halinde zararlı enterferansa karşı makul ölçülerde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisini üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir ve talimatlara uygun kurulum kullanıldığında telsiz iletişime zararlı enterferansa yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulum halinde enterferans oluşacağı ile ilgili bir garanti yoktur. Bu ekipman açılıp kapatıldığında tespit edilebilecek şekilde radyo ve televizyon sinyali alınmasına zarar veren enterferansa yol açarsa kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden biri veya birden fazlasını alarak enterferansı düzeltmeye teşvik edilmektedir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirerek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki ayırma seviyesini artırarak.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayarak.
- Yardım için satış temsilcisine veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

SmoothSkin Pure Mini Lite, evde kullanıma yönelik, filtreli geniş bant bir Yoğun Titreşimli Işık (Intense Pulsed Light) sistemi olup şu teknik özelliklere sahiptir:

- **Tekrarlama Oranı:** Her 0,45 ila 0,65 saniyede bir manuel olarak atılır. Kesintisiz çalışma
- **Maks Optik Çıkış:** 3J/cm²
- **Darbe Uzunluğu:** 0,8-1,0mseg FWHM
- **Dalga boyu:** 510-1100nm (Etkili aralık)
- **Elektrik Hattı Girişi:** 100-240V-, 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Çalışma sıcaklığı:** 5°C ile 40°C arasında
- **Çalışma nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Çalışma Basınçları:** 700 hPa ila 1060 hPa
- **Uygulama alanı (benek boyutu):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Uygulama penceresinin hemen etrafındaki alan Uygulamalı Parça olarak sınıflanmıştır ve maksimum 52 derece sıcaklığa ulaşabilir. SmoothSkin Pure Mini Lite'nin Bölüm 8'deki talimatlara göre kullanıldığından emin olun.

SAKLAMA VE NAKLIYE KOŞULLARI:

- **Nakliye Koşulları:Sıcaklık:** -25°C ila +70°C
- **Nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Basınçlar:** 500 hPa ila 1060 hPa

Cihaz, belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde, kullanmadan önce lütfen cihazın en az 30 dakika ortama uyum sağlamasını bekleyin.

SmoothSkin Pure Mini Lite sınırsız flaş özelliğine sahiptir ve tek kullanıcı için tasarlanmıştır.

Tavsiye edilen uygulama rejimiyle beklenen servis ömrü en az 10 yıldır.

EMC

SmoothSkin Pure Mini Lite, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel EMC Standartları ve Revizyonları ile uyumludur. Bunlar aşağıdadır: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Bölüm 15B 15.107 ve 15.109, IECs-003 Sayı 6.0

Güvenlik


SmoothSkin Pure Mini Lite, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel Güvenlik Standartları ve Revizyonları ile uyumludur.

Bunlar aşağıdadır: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 ve 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

IEC 60601-2-83 İlaveleri

SmoothSkin Pure Mini Lite tüm tehlikeler için Risk Grubundan Muaf olarak sınıflandırılmıştır

Spektral Işınım:



CE işareti, bu cihazın aşağıdaki AB Yönetmeliklerine uygun olduğunu belgelendirir:

- Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB
- Enerji ile İlgili Ürün Yönetmeliği 2009/125/AT


Diğer detaylar için CyDen Ltd ile görüşün.

DESCARTE (FIM DA VIDA ÚTIL DO APARELHO)

Este produto é um dispositivo médico.

Para minimizar os riscos para a saúde e para o ambiente, e para garantir que os materiais possam ser reciclados, este aparelho deve ser descartado num local de recolha separada para resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos.

O símbolo REEE está presente no produto para que você não se esqueça.







SMOOTHSKIN

pure

mini lite

You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
Vous pouvez nous contacter via notre page web SMOOTHSKIN
Sie erreichen uns über unsere SMOOTHSKIN-Webseite
U kunt ons bereiken via onze SMOOTHSKIN-website
È possibile contattarci tramite la nostra pagina web SMOOTHSKIN
Póngase en contacto con nosotros en la página web de SMOOTHSKIN
Você pode entrar em contato conosco através do nosso site SMOOTHSKIN
Bize SMOOTHSKIN web sayfası

www.smoothskin.com

CM12-2212-02
Type: SSB2



Designed in the UK. Manufactured in China.
CyDen Limited, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB UK
 Cyden Medical Technology (Zhejiang) Co. Ltd, East of Building C No 289,
Songhai Road, Huimin District, Jiashan, Zhejiang, 314112, China

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide.

*Le produit peut varier par rapport aux illustrations dans ce guide.

*Das Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen.

*Het product kan afwijken van de illustraties in deze gebruiksaanwijzing.

*Il prodotto potrebbe essere diverso dalle illustrazioni del presente manuale

*El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen en esta guía.

*O produto pode variar da ilustração exibida neste manual.

* Ürün, bu kilavuzda gösterilen çizimlerden farklı olabilir.