

SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE





ENGLISH

Page number 4



FRANÇAIS

Numéro de page 39



NEDERLANDS

Paginanummer 74



TÜRKÇE

Sayfa numarası 109

SMOOTHSKIN

pure
mini

Welcome to **SMOOTHSKIN PURE MINI!**

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

CONTENTS

1. THE SMOOTHSKIN PURE MINI SYSTEM	5	10. THE SKIN CONTACT SENSOR	28
2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE MINI WORK	6	11. SMOOTHSKIN PURE MINI MODES	29
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	8	12. THE PRECISION HEAD	31
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	15	13. CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE	33
5. BENEFITS OF USING THE SMOOTHSKIN PURE MINI	17	14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE MINI	33
6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE MINI	20	15. TROUBLESHOOTING	34
7. YOUR SUITABILITY	20	16. WARRANTY	34
8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE MINI	21	17. LABELS AND SYMBOLS	35
9. THE SKIN TONE SENSOR	26	18. TECHNICAL SPECIFICATIONS	36

1. THE SMOOTHSKIN PURE MINI SYSTEM

Package Contents

Inside the packaging of the SmoothSkin Pure Mini, you will find the following:

- Handset and Power Supply
- Mains Power Cable
- Precision Head
- User Manual

The SmoothSkin Pure Mini System:




Dust Cap (not pictured)

Storage Bag (not pictured)

2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE MINI WORK

HOW DOES IPL WORK

SmoothSkin Pure Mini is designed to help break the hair cycle. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. That light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which reduces the hairs growing back. Now you can look forward to seeing the treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 4 weeks into the 12 week treatment program you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week program, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in color. Continued treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.



3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini if you have very dark skin. The skin tone sensor located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the skin tone sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of SmoothSkin Pure Mini will be prevented.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discoloring or scarring if you use SmoothSkin Pure Mini. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using SmoothSkin Pure Mini.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following SmoothSkin Pure Mini treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density. Using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolor or scar) your skin.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).

DO NOT use on blisters and scars.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using SmoothSkin Pure Mini may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes or scarring.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.

WARNINGS

EYE SAFETY



SmoothSkin Pure Mini emits flashes of Intense Pulsed Light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are

not followed. Read and follow the instructions.

The handset can only be activated (flashed) if the skin tone sensor (next to the treatment window) detects a valid skin tone reading and is in full contact with the treatment area. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.

DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure. **DO NOT** use the appliance over the eye lids or close to the eye.

ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat. **WE RECOMMEND** you look away from the handset when firing onto your skin.

ELECTRICAL AND SAFETY

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety.

DO NOT leave the equipment unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

DO NOT try to open SmoothSkin Pure Mini, as this may expose you to dangerous electrical components.

DO NOT use if SmoothSkin Pure Mini is damaged; for example, cracked Handset, cable damage

(internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc.. This may result in injury.

DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If SmoothSkin Pure Mini becomes wet, it should not be used.

WARNING: Water and electricity are a dangerous combination! To avoid risk of electrocution,

- do not use this equipment in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool);
- do not let water run into the appliance


DO NOT use if SmoothSkin Pure Mini becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.

DO NOT use a power supply or other component, other than those provided for use with SmoothSkin Pure Mini. This may damage the unit and cause it to stop working.

DO NOT attempt to activate (flash) SmoothSkin Pure Mini onto any surface other than skin.

WARNING: no modification of this equipment is allowed. Pure Mini cannot be serviced.

DO NOT position SmoothSkin Pure Mini so that it is difficult to disconnect from the mains supply.



Glass filter

WARNING: If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug of the equipment becomes hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

GENERAL SAFETY

DO NOT use if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. Please wait 30 days after a skin peel before treating with SmoothSkin Pure Mini.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT use on areas where you have tattoos or permanent make up.

DO NOT use If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of SmoothSkin Pure Mini on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags.

SmoothSkin Pure Mini should not be used over any fillers or botox.

SmoothSkin Pure Mini should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a number of potential risks - exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cables.

SmoothSkin Pure Mini should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

SmoothSkin Pure Mini is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.

The SmoothSkin Pure Mini glass filter is a critical component that will get hot during use.

DO NOT touch the filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for damage. **DO NOT** use SmoothSkin Pure Mini if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Pure Mini treatment window is clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may result in temporary skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.

WARNING: Do not override the safety mechanisms inherent to the device.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

DO NOT use on areas that have recently received local anaesthesia.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

DO NOT use SmoothSkin Pure Mini on any area where you may want hair to grow back.

DO NOT use your SmoothSkin Pure Mini device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense, and using SmoothSkin Pure Mini device in these areas may result in skin injury.

SmoothSkin Pure Mini is not recommended for use on red, grey, white or blonde hair. SmoothSkin Pure Mini is not effective on these hair colors.

CAUTION: Do not subject the equipment to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.

CAUTION: Always unplug the appliance after use and in case of a power failure to avoid risk of damage to the equipment.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of the SmoothSkin Pure Mini could result in side effects. The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with the SmoothSkin Pure Mini.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.

SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin color (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. The recorded effects were:

- Itchiness – 3 subjects experienced mild itchiness after treatment.
- Slight Redness – This was reported by 2 subjects.
- Mild Stinging Sensation – 5 subjects reported mild discomfort following treatment.

- In-growing Hair - 1 subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
- Follicle Redness - 1 subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

5. BENEFITS OF USING SMOOTHSKIN PURE MINI

The SmoothSkin Pure Mini is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of the SmoothSkin Pure Mini. The key features of the clinical trial were:

All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to the SmoothSkin Pure Mini provided in this package;

All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international clinical trial requirements;

A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial;

Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of the SmoothSkin Pure Mini;

Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted of shaving the site then applying the SmoothSkin Pure Mini following the same process as outlined in Section 8, Step 3 of this user manual;

Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the treatment sites were counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change;

When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person;

SMOOTHSKIN PURE MINI	
Number of Subjects at 6 Months Post Treatment.	50
Hair Reduction at 6 Months Post Treatment.	43.9%
Number of Subjects at 12 Months Post Treatment.	33
Hair Reduction at 12 Months Post Treatment.	36.0%
% of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 months.	66.7%

The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the majority of subjects (48 out of 50) would recommend the SmoothSkin Pure Mini to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE MINI

INTENDED USE

SmoothSkin Pure Mini is intended for the permanent reduction in unwanted hair.

INDICATIONS FOR USE

The SmoothSkin Pure Mini Hair Removal Device is indicated for the removal of unwanted hair. The SmoothSkin Pure Mini is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

7. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS

SmoothSkin Pure Mini is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheekline.

SKIN COLOUR

SmoothSkin Pure Mini is suitable for use on light, medium and dark skin tones up to and including skin tone 5.



SmoothSkin Pure Mini incorporates a Skin Tone Sensor that measures the color of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

HAIR COLOUR

SmoothSkin Pure Mini is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



8. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE MINI

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.


STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry. Remember, don't use any gels or creams with this device!

STEP 2: DOING A TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we recommend you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Mini.



The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should NOT be re-treated for at least 1 week.


STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE MINI

A) Plug the power supply into an electrical outlet using the provided power cable. You will see a sweep of white lights as the device switches on and the fan will start up.


STANDBY MODE TIMEOUT

When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode. To return to READY mode for treatment, press the activation button.

B) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the skin tones sensor is in contact with the skin. If the skin tone sensor does not detect a valid skin tone, then the handset cannot be activated. When the skin tone sensor measures a valid skin tone, the lights around the activation button will illuminate WHITE to indicate the device is ready to flash.



- C) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
- D) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes. This will only take about 0.6 seconds.
- E) Ensure that the entire area receives treatment, and treat any stubborn areas (such as underarms) with multiple passes (running your device over the same area a maximum of 3 times).



WARNING: Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating.

SmoothSkin Pure Mini is an extremely fast and powerful device, allowing you to complete a whole body treatment in under 10 minutes.

TREATMENT METHOD – STAMP OR GLIDE?

Stamp Method

This method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press and release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide method

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the Handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.

STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE MINI TREATMENT SCHEDULE

SmoothSkin Pure Mini should be used once a week until the desired results are achieved.

STEP 5: SWITCHING OFF THE SMOOTHSKIN PURE MINI

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Mini should be unplugged from the electrical outlet.

Refer to **section 13** for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Mini.



9. THE SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the color of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Mini, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. A RED light will be shown in the power bar if your skin is too dark.

The status of the skin tone sensor can be seen on the power bars located underneath the activation button on top of the handset. If a valid skin tone is detected, the power bars will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.



The amount of light energy delivered for each of the device settings when in Power Mode (depending on skin color) is shown in the table below.

Number of Power Bar Lights Illuminated	Maximum Energy (J/cm²)
1	3.0
3	3.5
5	4.0

This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.


10. THE SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Pure Mini is fitted with a skin contact sensor that checks your skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device compliant with the most stringent safety regulations.

The skin contact sensor also ensures you get the best results from your device. The sensor must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash.

This full contact with your skin means that all the light energy emitted from the device reaches the treatment area to deliver the best results.

If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not flash and you will see a RED light. Try adjusting the positioning or twisting the device to ensure full contact is achieved. For tricky areas such as fingers and toes, we could recommend introducing the precision head.




11. SMOOTHSKIN PURE MINI MODES

You can treat your body using either of the SmoothSkin Pure Mini comfort modes:



Power Mode - No Indicator



Gentle Mode - Indicator On

Power Mode is the highest power setting of the device. Power Mode will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This mode works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser, such as underarms and bikini line.

Gentle Mode can be used if you find Power Mode uncomfortable or a little too painful. Operating the device in Gentle Mode will reduce the power output.

Power Mode is the default setting when your device is switched on. You can move into Gentle Mode by pressing the feather button, and this is indicated by a single blue light.

When in any of these modes, you can also choose whether to use **Glide Method** or **Stamp Method**.

Stamp Method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press & release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide Method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



12. THE PRECISION HEAD

SmoothSkin Pure Mini comes with a detachable precision head that is perfect for smaller, difficult to reach areas (like upper lip, fingers, and toes). This has the benefit of giving you even more flexibility during each treatment.

Using the precision head will slow your device down a little, so we only recommend using when needed, to ensure you get the fastest treatment possible.

The precision head simply attaches on to the front of your device via an internal magnet inside the front of the main device. This magnet holds the head in place whilst you treat the area. Simply unclip or re-attach depending on what area you're treating.




If the precision head is damaged or missing any parts (e.g. magnet or reflector), then **DO NOT use**.

If the precision head becomes uncomfortably hot during use, then stop treatment until it has cooled down.

Follow all EYE SAFETY warnings (Section 3) when the precision head is fitted.

Follow the cleaning instructions (Section 13) for the precision head.



13. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Mini by unplugging from the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensors and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.


WARNING: The glass filter can get hot during use. **DO NOT** touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

If necessary, the reflector and skin tone sensor can be carefully cleaned by using a slightly damp cotton bud.

Store SmoothSkin Pure Mini in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device - and visit the website for support details.



14. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE MINI

The power supply unit of the SmoothSkin Pure Mini is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, the SmoothSkin Pure Mini will operate as normal.

15. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The power bar lights on the handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Ensure the skin tone sensor is fully pressed against the skin.
The power bar lights on the handset light up white when placed on the skin, but the handset fails to flash when the activation button is pressed.	There could be a fault with the device. Unplug the device and restart. If the problem persists, visit the website for support details.
The central power bar light on the handset illuminates red when placed against your skin.	Your skin could be too dark for treatment. Check against the skin tone chart in the front of this user guide. This could also be due to poor skin contact, ensure the device is pressed firmly against your skin.
The power bar lights on the handset are illuminated red continuously, and the device will not function.	This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and visit the website for support details.
The SmoothSkin Pure Mini handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT use. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Mini or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should visit the SmoothSkin website for more information.

16. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.








This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original SmoothSkin Pure Mini parts are not used.

To obtain service within the warranty period, please visit our website: www.smoothskin.com

17. LABELS AND SYMBOLS

SmoothSkin Pure Mini is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part
	Class II Equipment
	Follow Instructions for use
	WEEE waste disposal mark of the European Union
	European Conformity Marking
	Keep Dry
	NRTL Certification marking

	FCC EMC compliance for North America
	Australia Regulatory Compliance Mark
	Trefoil compliance mark for Ukraine
	China RoHS environmental protection use period
	Warning Optical Radiation from device may cause eye injury

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

18. TECHNICAL SPECIFICATIONS

The SmoothSkin Pure Mini is a filtered broadband Intense Pulsed Light system intended for home use with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 0.65 seconds. Continuous operation
- **Max Optical Output:** 3 - 4J/cm²
- **Pulse Length:** 0.5-1.0msec FWHM
- **Wavelength:** 510-1100nm (Effective range)
- **Power Line Input:** 100-240V-, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 52degC. Ensure SmoothSkin Pure Mini is used as directed in Section 8.

Transport and Storage Conditions:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatize.

SmoothSkin Pure Mini has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

EMC

SmoothSkin Pure Mini complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IEC5-003 Issue 6.0

Safety


SmoothSkin Pure Mini complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

IEC 60601-2-83 Additions

SmoothSkin Pure Mini is classified as Risk Group Exempt for all hazards

Spectral Irradiance:



CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Energy-Related Product Directive 2009/125/EC
- Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment RoHS 2015/863/EU and subsequent updates

For further details contact CyDen Ltd

DISPOSAL (end of life)

This product is a medical device.

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment.

The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.

Bienvenue chez **SMOOTHSKIN PURE MINI !**

Félicitations ! Vous avez ouvert la porte d'un monde inégalé de beauté, de douceur et de commodité. Rejoignez la conversation dans www.smoothskin.com où vous trouverez des conseils d'expert et de l'aide tout au long de votre traitement.

SOMMAIRE

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE MINI	40	10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU	63
2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE MINI	41	11. MODES DU SMOOTHSKIN PURE MINI	64
3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	43	12. LA TÊTE DE PRÉCISION	66
4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES	50	13. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT	68
5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE MINI	52	14. VOYAGER AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI	68
6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE MINI	55	15. DÉPANNAGE	69
7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ POUR VOUS?	55	16. GARANTIE	69
8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE MINI	56	17. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	70
9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU	61	18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	71

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE MINI

Contenu de l'emballage

À l'intérieur du paquet de SmoothSkin Pure Mini, vous trouverez :

- Appareil et bloc d'alimentation
- Câble d'alimentation au réseau
- Tête de précision
- Manuel d'utilisation

Le système SmoothSkin Pure Mini:




Capuchon anti-poussière (pas illustré)

Sac de rangement (pas illustré)

2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE MINI

COMMENT FONCTIONNE L'IPL

L'appareil SmoothSkin Pure Mini vise à rompre le cycle pilaire. Une énergie lumineuse est transférée par la surface de la peau avant d'être absorbée par la mélanine présente dans la tige pilaire. Cette énergie lumineuse est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau), pour réduire la repousse des poils. Vous pourrez voir les poils traités tomber naturellement au cours des prochains jours et jusqu'à une ou deux semaines ci-après.



CE À QUOI VOUS ATTENDRE

Juste après le traitement, vous ne devez pas voir d'effets secondaires importants issus du traitement (consultez le chapitre 4 pour voir d'autres informations sur les effets secondaires).

Au cours des premières semaines suivant les traitements initiaux, vous verrez encore des poils pousser. Ce sont certainement des poils qui ont été manqués au cours du traitement, c.-à-d. qu'ils étaient en dormance et pas dans leur phase de croissance (anagène) pendant le traitement, lorsque l'IPL est le plus efficace.

Autour de la sixième semaine du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez constater une réduction de la repousse. Toutefois, de nombreux poils n'ont toujours pas été traités pendant leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements hebdomadaires.

À la fin du programme de 12 semaines, vous devriez voir une réduction importante des poils sur la zone traitée. Les poils restants doivent être plus fins et de couleur plus claire. Des traitements continus, selon les besoins, devraient assurer la réduction des poils indésirables.



3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini si vous avez une peau très foncée. Le capteur de teinte de peau situé près de la fenêtre d'émission de l'appareil déterminera la teinte de votre peau. Si le capteur de teinte de peau détermine que votre peau est trop foncée pour assurer une utilisation sûre, il empêchera le fonctionnement du SmoothSkin Pure Mini.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini si votre peau a été bronzée artificiellement ou naturellement ou si elle est a été brûlée suite à une exposition excessive au soleil. Votre peau risque d'être ultra délicate suite à une exposition au soleil et particulièrement sensible aux brûlures, cloques, décolorations ou cicatrices si vous utilisez SmoothSkin Pure Mini. Attendez une semaine jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser SmoothSkin Pure Mini.

N'EXPOSEZ PAS les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée directement à la lumière du soleil. Votre peau peut être ultra sensible suite à un traitement avec le SmoothSkin Pure Mini, et elle peut être particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez de la crème solaire (SPF 15 ou plus) à la zone traitée ou couvrez la zone traitée avec des vêtements adaptés.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini directement sur les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Ces zones pourraient avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut provoquer de la gêne/des douleurs ou des blessures (brûlure, décoloration ou cicatrice) sur votre peau.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions précancéreuses (ex : naevus ou grand nombre de grains de beauté).

N'utilisez **PAS** sur des cloques et des cicatrices.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car cet appareil n'a pas été testé pour de telles circonstances.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini sur les taches marron foncé ou noires, comme les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues qui se trouvent dans la zone que vous souhaitez traiter. L'utilisation de SmoothSkin Pure Mini peut abîmer votre peau ou empirer les problèmes existants. Vous pourriez ressentir des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini si vous avez des problèmes dermatologiques dans la zone à traiter, notamment si vous souffrez de psoriasis, de vitiligo, d'eczéma, d'acné, d'herpès simplex ou d'infections ou blessures actives.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé sur les personnes mineures.

AVERTISSEMENTS SÉCURITÉ DES YEUX



SmoothSkin Pure Mini émet des flashes de lumière pulsée intense. L'exposition directe est potentiellement dangereuse pour vos yeux. Veillez à suivre les précautions de sécurité ci-dessous.

AVERTISSEMENT. Lésions oculaires (menant potentiellement jusqu'à la perte de vision) ou lésions cutanées possibles si les instructions ne sont pas observées. Lisez et suivez les instructions.

L'appareil ne peut être activé (flashé) que si le capteur de teinte de peau (à côté de la fenêtre de traitement) détecte une teinte de peau adaptée et est complètement en contact avec la zone de traitement. Cependant :

NE REGARDEZ PAS directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque l'appareil est branché et allumé.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système vers l'œil.

NE TRAITÉZ PAS les zones autour de l'œil (sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, évitez que les yeux ne soient exposés. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur les paupières ou près de l'œil.

Tentez **UNIQUEMENT** d'activer (flasher) le système lorsque le devant de l'appareil contacte bien la zone que vous souhaitez traiter. **NOUS VOUS RECOMMANDONS** de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des impulsions sur votre peau.

ÉLECTRICITÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tout appareil électrique, il convient de prendre certaines précautions afin d'assurer la sécurité.

NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

N'essayez **PAS** d'ouvrir SmoothSkin Pure Mini, car ceci peut vous exposer à des composants électriques dangereux.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini s'il est endommagé, par exemple si l'appareil est fissuré, si le câble est endommagé (fils internes visibles), si le verre de l'appareil est fissuré ou cassé, etc. Ceci peut entraîner des blessures.

N'UTILISEZ PAS près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si SmoothSkin Pure Mini est mouillé, il ne doit pas être utilisé.

AVERTISSEMENT : L'eau et l'électricité constituent une combinaison dangereuse ! Pour éviter tout risque d'électrocution,


- n'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (par exemple, dans la salle de bains ou près d'une douche ou d'une piscine) ;
- ne laissez pas l'eau couler dans l'appareil.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini s'il devient inconfortablement chaud au toucher. Ceci peut indiquer que l'unité est endommagée.

N'utilisez **PAS** de bloc d'alimentation ou composant quelconque autres que ceux fournis pour utilisation avec SmoothSkin Pure Mini. Ceci pourrait endommager l'unité et entraîner l'arrêt de son fonctionnement.

N'essayez **PAS** d'activer (flasher) SmoothSkin Pure Mini sur une surface autre que la peau. **AVERTISSEMENT** : aucune modification de cet équipement n'est autorisée. Pure Mini ne peut pas être révisé.

NE placez **PAS** SmoothSkin Pure Mini de manière à ce qu'il soit difficile de le débrancher de l'alimentation de secteur.



Filtre en verre

AVERTISSEMENT : Si la prise murale utilisée pour alimenter l'équipement présente de mauvais raccordements, la fiche de l'équipement devient chaude. Veuillez à brancher l'équipement dans une prise murale correctement installée pour éviter tout risque d'incendie et de brûlure.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

N'UTILISEZ PAS si vous avez fait un traitement de type peeling sur la zone que vous souhaitez traiter. Veuillez attendre 30 jours après un peeling dermatologique avant d'effectuer un traitement avec SmoothSkin Pure Mini. Le traitement d'une peau bronzée avec la lumière intense pulsée (IPL - Intense Pulsed Light) peut provoquer une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

N'UTILISEZ PAS sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent.

N'UTILISEZ PAS si vous avez une sensibilité connue au soleil (photosensibilisation) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et causent la photosensibilisation, p. ex. Retin A, Accutane et/ou autres rétinoïdes topiques. Consultez toujours la notice d'instructions qui est fournie avec votre produit médicamenteux, pour vérifier si la photosensibilité est indiquée en tant qu'effet secondaire. L'utilisation de SmoothSkin Pure Mini sur une peau photosensible peut endommager la peau, en provoquant par exemple des enflures ou des cloques. Consultez un avis médical avant d'utiliser l'appareil, car le traitement pourrait endommager la peau.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de conditions médicales. Vous devez obtenir un avis médical si vous avez, par exemple, des verrues, des éruptions cutanées, des démangeaisons cutanées, des champignons ou infections de la peau, des papules ou des acrochordons.

SmoothSkin Pure Mini ne doit pas être utilisé au-dessus de produits de compléments ou de botox.

SmoothSkin Pure Mini doit être tenu hors de portée des personnes âgées de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil. Il existe un certain nombre de risques potentiels - l'exposition à l'émission de lumière peut causer des brûlures ou des lésions oculaires, des électrocutions et la strangulation causée par les câbles.

SmoothSkin Pure Mini doit être tenu hors de portée des animaux de compagnie et de la vermine qui pourraient endommager l'appareil. Les risques potentiels incluent le fonctionnement réduit et l'électrocution.

SmoothSkin Pure Mini n'est pas destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. À moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

SmoothSkin Pure Mini n'est pas prévu pour utilisation par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont surveillées par la personne responsable de leur sécurité ou si celle-ci leur a donné des instructions concernant l'utilisation sécurisée et appropriée de l'appareil.

Le filtre en verre de SmoothSkin Pure Mini est un composant essentiel qui devient chaud pendant son utilisation.

NE TOUCHEZ PAS le filtre pendant l'utilisation ou juste après. Inspectez régulièrement le filtre pour détecter des dommages éventuels. N'utilisez PAS SmoothSkin Pure Mini si le filtre est fissuré ou manquant.

Veillez à ce que la fenêtre de traitement de SmoothSkin Pure Mini soit propre et libre de débris. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant l'opération peut causer des changements de peau temporaires, comme des rougeurs ou des gonflements.

AVERTISSEMENT : Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur un site. **AVERTISSEMENT :** Des lésions cutanées peuvent se produire après une application prolongée ou répétée sur

un site. Évitez la surutilisation, notamment le passage excessif sur une même zone, le cumul des impulsions et/ou une fréquence d'utilisation augmentée.

AVERTISSEMENT : N'outreprenez pas les mécanismes de sécurité propres à l'appareil.

NE DÉPASSEZ PAS l'usage spécifié dans le programme de traitement.

N'utilisez **PAS** sur des zones qui ont récemment fait l'objet d'une anesthésie locale.

PRÉCAUTIONS

L'épilation par des sources de laser ou de lumière intense pulsée peut causer une augmentation de la pilosité chez certains individus. En fonction des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes d'origine méditerranéenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, traitées sur le visage et le cou.

N'utilisez **PAS** SmoothSkin Pure Mini sur toute zone sur laquelle vous souhaitez éventuellement laisser repousser les poils.

N'utilisez **PAS** votre SmoothSkin Pure Mini sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. Les poils dans la zone de la barbe d'un homme sont trop denses, et l'utilisation d'un appareil SmoothSkin Pure Mini sur cette zone risque d'abîmer la peau.

SmoothSkin Pure Mini n'est pas recommandé pour utilisation sur les poils roux, gris, blancs ou blonds.

SmoothSkin Pure Mini n'est pas efficace sur les poils de ces couleurs.

N'utilisez **PAS** sur des zones qui ont récemment fait l'objet d'une anesthésie locale.

MISE EN GARDE : Débranchez toujours l'appareil après utilisation et en cas de coupure de courant pour éviter tout risque de dommages à l'équipement.

4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation de SmoothSkin Pure Mini peut entraîner des effets secondaires. Le tableau ci-dessous indique les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite à un traitement avec le SmoothSkin Pure Mini.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Douleur / inconfort léger dans la zone traitée.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué et la douleur devrait diminuer avec l'utilisation continue.
Des sensations chaudes ou de picotements pendant le traitement, qui disparaissent généralement au bout de quelques secondes à une minute et avec l'utilisation continue.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué.
Démangeaison dans la zone de traitement	Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait s'atténuer après une brève période. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. Ne grattez pas la zone.
Rougeur de la peau pendant ou après le traitement qui disparaît au bout de quelques minutes.	Ceci est attendu et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil une fois que la rougeur de la peau a disparu.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Rougeur de la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes et qui dure 24 à 48 heures.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Douleur ou gêne qui est intense pendant le traitement ou persiste après un traitement.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.

DANS DES CAS TRÈS RARES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Gonflement et rougeur qui ne disparaissent pas dans les deux à trois jours.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau.
Changements temporaires de la couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin.
Cloque, cicatrice ou brûlure sur la peau.	Cessez d'utiliser le dispositif immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser de nouveau. Appliquez une compresse de froid sur la zone. Traitez avec une crème antiseptique ou anti-brûlure.

Lors d'un essai clinique sur 50 sujets, chaque sujet a reçu un traitement hebdomadaire pendant 12 semaines. Les effets notés étaient :

- Démangeaisons - 3 sujets ont eu de légères démangeaisons après le traitement.
- Légère rougeur - Ceci a été signalé par 2 sujets.
- Légère sensation de picotement - 5 sujets ont signalé une légère gêne suite au traitement.

- Poil incarné – 1 sujet a signalé un poil incarné suite au traitement.
- Rougeur folliculaire – 1 sujet a signalé une rougeur sur le site du traitement suite au traitement.

Dans tous les cas, la peau traitée est revenue à la normale dans les 7 jours.

5. BIENFAITS DE L'UTILISATION DE SMOOTHSKIN PURE MINI

SmoothSkin Pure Mini est prévu pour une réduction permanente des poils indésirables.

Des essais cliniques ont été effectués pour évaluer la sécurité et l'efficacité de SmoothSkin Pure Mini. Les éléments clés de l'essai clinique étaient les suivants :

Tous les traitements ont été effectués par des opérateurs n'ayant pas reçu de formation médicale, à un seul endroit, en utilisant des appareils identiques au SmoothSkin Pure Mini fourni dans cet emballage ;

Tous les sujets ont dû répondre à des questionnaires en rapport à leur santé en générale et ceux qui n'ont pas pu être traités, c.-à-d. ceux présentant au moins une contre-indication, tel qu'indiqué dans le chapitre 3 de ce Manuel de l'utilisateur, ont été exclus. En outre, tous les sujets ont dû fournir un Consentement éclairé conformément aux exigences internationales sur les essais cliniques ;

53 sujets féminins, âgés de 19 à 45 ans, ont débuté l'essai ;

Trois sujets ont quitté l'essai pendant la période de traitement pour des raisons personnelles. Aucun sujet n'a quitté l'essai en raison de problèmes associés à l'utilisation de SmoothSkin Pure Mini ;

Chaque sujet a reçu 12 traitements hebdomadaires sur le site corporel de leur choix. Un traitement typique consistait à raser la zone, puis à appliquer SmoothSkin Pure Mini en suivant le même processus que celui qui est décrit à la section 8, étape 3 de ce manuel de l'utilisateur ;

Le nombre de poils a été utilisé pour mesurer le changement de quantité de poils 6 mois après le dernier traitement et 12 mois après le dernier traitement. Les poils sur les sites de traitement étaient comptés par photographie à haute résolution et la différence du nombre de poils a été calculée en tant que changement de pourcentage ;

Lors d'une utilisation conforme aux instructions, les participants à l'essai clinique ont remarqué en moyenne 44 % de poils en moins six mois après leur dernier traitement et 36 % de poils en moins 12 mois après leur dernier traitement par rapport au nombre de poils relevé avant le traitement (voir le tableau ci-dessous). Les résultats mêmes ont varié d'une personne à l'autre ;

SMOOTHSKIN PURE MINI	
Nombre de sujets 6 mois après le traitement.	50
Réduction des poils 6 mois après le traitement.	43.9%
Nombre de sujets 12 mois après le traitement.	33
Réduction des poils 12 mois après le traitement.	36.0%
% de sujets ayant enregistré des résultats positifs (réduction du nombre de poils > 30 %) sur toutes les parties du corps 12 mois après le traitement. Les résultats positifs du sujet sont définis par une réduction de nombre de poils d'au moins 30 % sur toutes les zones du traitement 12 mois après ce-dernier.	66.7%

La fréquence des effets secondaires pendant les essais cliniques était minime (comme indiqué à la section 4 ci-dessus) et la majorité des sujets (48 sur 50) recommanderaient SmoothSkin Pure Mini à leurs amis.

6. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE MINI ?

UTILISATION PRÉVUE

SmoothSkin Pure Mini est prévu pour une réduction permanente des poils indésirables.

MODE D'EMPLOI.

L'appareil d'épilation SmoothSkin Pure Mini est conçu pour éliminer les poils superflus. L'appareil SmoothSkin Pure Mini est également conçu pour une réduction permanente de la repousse des poils, définie comme une réduction stable et à long terme du nombre de poils qui repoussent par rapport au calcul effectué 6, 9 et 12 mois après la fin d'un régime de traitement.

7. LE SYSTÈME EST-IL ADAPTÉ POUR VOUS ?

ZONES CORPORELLES

SmoothSkin Pure Mini est adapté à une utilisation sur tous les poils du corps et les poils du visage des femmes, sous la mâchoire.

COULEUR DE PEAU

SmoothSkin Pure Mini convient pour utilisation sur les teintes de peau pâles, moyennes et foncées jusqu'à la teinte de peau 5 incluse.



Le SmoothSkin Pure Mini incorpore un capteur de teinte de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêche toute utilisation si votre teinte de peau est trop foncée.

COULEUR DE POIL

SmoothSkin Pure Mini convient pour utilisation sur les poils naturellement noirs ou marrons. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.



8. COMMENT UTILISER SMOOTHSKIN PURE MINI

AVERTISSEMENT : Suivez chaque étape dans le processus de traitement en veillant à compléter chaque élément de l'étape avant de passer à la suivante.

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA ZONE À TRAITER

Enlevez tous les poils visibles en vous rasant. Veillez à ce qu'il ne reste pas de poils au-dessus de la surface de la peau, car ceci pourrait causer des blessures. Ceci empêche également les débris de couvrir le devant de votre appareil.

Nettoyez la zone du traitement et séchez en tapotant. N'oubliez pas, n'utilisez pas de gels ou de crèmes avec cet appareil !

ÉTAPE 2 : EFFECTUEZ UN TEST ÉPICUTANÉ

Avant le premier traitement sur chaque nouvelle partie du corps, nous vous recommandons de faire un test épicutané pour cette zone afin de détecter toute réaction au SmoothSkin Pure Mini.



La zone du test épicutané doit être d'environ 3 cm x 2 cm (l'équivalent de deux flashes appliqués côte à côte sur la peau). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.

Attendez 24 heures suite au test épicutané pour veiller à ce que le traitement convienne à votre peau et qu'il n'y ait pas de réaction indésirable à l'énergie lumineuse. S'il n'y a pas de réaction au bout de 24 heures, vous pouvez traiter la zone autour du test épicutané. La « zone testée » NE doit PAS être retraitée pendant au moins 1 semaine.


ÉTAPE 3 : **TRAITEMENT AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI**

A) Branchez le bloc d'alimentation sur la prise électrique, à l'aide du câble électrique fourni. Vous verrez un balayage de lumières blanches lorsque l'appareil se met en marche, et le ventilateur s'activera.


EXPIRATION DU MODE STANDBY

Lorsque l'unité reste « inactive », c'est-à-dire qu'aucun bouton n'est activé pendant 10 minutes, l'unité retournera en mode STANDBY. Pour retourner en mode PRÊT pour un traitement, appuyez sur le bouton d'activation.

B) Appuyez l'appareil fermement contre la zone à traiter, en veillant à ce que le capteur de teintes de peau soit en contact avec la peau. Si le capteur de teinte de peau ne détecte pas une teinte de peau valide, l'appareil ne peut pas être activé. Lorsque le capteur de teinte de peau mesure une teinte de peau valide, les lumières situées autour du bouton d'activation s'allument en BLANC pour indiquer que le dispositif est prêt à émettre des flashes.



- C) Appuyez sur le bouton d'activation. L'appareil flashera et vous devriez ressentir une sensation chaude.
- D) Déplacez l'appareil jusqu'à la prochaine zone à traiter et recommencez. L'appareil doit se recharger entre les flashes. Ceci ne prend qu'environ 0,6 seconde.
- E) Veillez à ce que la zone entière soit traitée, et traitez toutes les zones tenaces (comme les aisselles) avec plusieurs passages (en faisant passer votre appareil plusieurs fois sur la même zone, jusqu'à un maximum de trois fois).



AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil pendant le traitement, car ceci pourrait entraîner la surchauffe de l'appareil.

SmoothSkin Pure Mini est un appareil extrêmement rapide et puissant, qui vous permet d'effectuer un traitement du corps entier en moins de 10 minutes.

MÉTHODE DE TRAITEMENT - TAMPONNER OU GLISSER ?

Méthode du tampon

Cette méthode est recommandée pour les petites zones, telles que sous les aisselles et le maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez de la peau avant de réappliquer soigneusement sur la zone de traitement suivante.

Méthode de glisse

Cette méthode est recommandée pour les zones plus grandes, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement dessus), puis faites glisser l'appareil le long de la peau entre les flashes. Essayez de déplacer l'appareil à un rythme régulier qui vous donne une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.

ÉTAPE 4 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI

SmoothSkin Pure Mini doit être utilisé une fois par semaine jusqu'à obtention des résultats souhaités.

ÉTAPE 5 : METTEZ SMOOTHSKIN PURE MINI À L'ARRÊT

Lorsque le traitement est terminé, SmoothSkin Pure Mini doit être débranché de la prise électrique.


Voir la **section 13** pour entretenir au mieux votre SmoothSkin Pure Mini.



9. LE CAPTEUR DE TEINTE DE PEAU

Le capteur de teinte de peau mesure la couleur de votre peau et définit le niveau correct de puissance nécessaire. Si votre peau est trop foncée pour pouvoir être traitée avec SmoothSkin Pure Mini, le capteur de teinte de peau le détectera et empêchera le fonctionnement de l'unité. Un voyant ROUGE s'allumera sur la barre de puissance si votre peau est trop foncée.

Le statut du capteur de teinte de peau est visible sur les barres de puissance situées sous le bouton d'activation en haut de l'appareil. Si une teinte de peau adaptée est détectée, les barres de puissance s'illumineront en BLANC. Le nombre de voyants allumés dépendra de votre teinte de peau exacte.



Moins de voyants =
Peau plus foncée et
réglage de puissance
plus bas

Plus de voyants =
Peau plus claire et réglage
de puissance plus élevé

La quantité d'énergie lumineuse émise pour chacun des réglages de l'appareil en mode Puissance (en fonction de la couleur de la peau) est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nombre de voyants allumés sur la barre de puissance	Énergie maximum (J/cm ²)
1	3.0
3	3.5
5	4.0

Ce contact total avec votre peau assure que vous obteniez les meilleurs résultats, car toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement.

10. LE CAPTEUR DE CONTACT DE PEAU

SmoothSkin Pure Mini est équipé d'un capteur de contact de peau qui vérifie le contact avec votre peau avant chaque flash, pour s'assurer d'un fonctionnement en toute sécurité ! Ainsi, l'appareil est conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

Le capteur de contact de peau assure également que vous obteniez les meilleurs résultats de votre appareil. Le capteur doit être en contact total avec la zone de traitement, afin que l'appareil flashe.

Ce contact total avec votre peau signifie que toute l'énergie lumineuse émise par l'appareil atteint la zone de traitement pour fournir les meilleurs résultats.

Si l'appareil n'est pas complètement en contact avec la zone à traiter, il ne flashera pas. Essayez d'ajuster le positionnement ou tournez l'appareil pour veiller à obtenir un bon contact. Pour les zones difficiles, comme les doigts et les orteils, nous vous recommandons d'utiliser la tête de précision.



11. MODES DE SMOOTHSKIN PURE MINI

Vous pouvez traiter votre corps en utilisant l'un des deux modes de confort de SmoothSkin Pure Mini :



**Mode Puissance -
Pas d'indicateur**



**Mode Doux -
Indicateur en marche**

Le mode Puissance est le réglage de puissance le plus élevé de l'appareil. Le mode Puissance permettra d'obtenir les meilleurs résultats, car il utilise la puissance de sortie la plus élevée possible pour votre teinte de peau unique. Ce mode fonctionne particulièrement bien sur les zones difficiles où les poils ont

tendance à être plus épais, comme les aisselles et le maillot.

Le mode Doux peut être utilisé si vous trouvez le mode de puissance désagréable ou un peu douloureux. Le fonctionnement de l'appareil en mode Doux réduira la puissance de sortie.

Le mode Puissance est le réglage par défaut lorsque votre appareil est allumé. Vous pouvez passer au mode Doux en appuyant sur le bouton de la plume ; ceci est indiqué par un voyant bleu unique.

Lorsque vous êtes dans l'un de ces modes, vous pouvez également choisir d'utiliser la méthode du tampon ou la méthode de glisse.

La méthode du tampon est recommandée pour les petites zones, telles que sous les aisselles et le maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez de la peau avant de réappliquer soigneusement sur la zone de traitement suivante.

La méthode de glisse est recommandée pour les zones plus grandes, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement), puis faites glisser l'appareil le long de la peau entre les flashes. Essayez de déplacer l'appareil à un rythme régulier qui vous donne une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.

Bouton d'activation



Bouton de mode Doux

12. LA TÊTE DE PRÉCISION

SmoothSkin Pure Mini est accompagné d'une tête de précision amovible qui est idéale pour les zones plus petites, plus difficiles et moins accessibles (comme la lèvre supérieure, les doigts et les orteils).

L'utilisation de la tête de précision ralentira un peu votre appareil, par conséquent, nous vous recommandons de ne l'utiliser que lorsque vous en avez besoin, afin d'assurer que vous obtenez le traitement le plus rapide possible.

La tête de précision se fixe simplement à l'avant de votre appareil via un aimant interne à l'intérieur de l'avant de l'appareil principal. Cet aimant maintient la tête en place pendant que vous traitez la zone. Il suffit de la déclipser ou de la clipser en fonction de la zone que vous traitez.




Si la tête de précision est endommagée ou qu'il manque des pièces (p. ex. aimant ou réflecteur), alors **NE L'UTILISEZ PAS**.

Si la tête de précision devient trop chaude pour être manipulée, alors cessez le traitement jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

Observez les avertissements sur la SÉCURITÉ OCULAIRE (chapitre 3) lorsque vous fixez la tête de précision.

Suivez les instructions de nettoyage (chapitre 13) pour la tête de précision.



13. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, mettez toujours SmoothSkin Pure Mini à l'arrêt en le débranchant de la prise électrique.

Après l'utilisation, vous devez inspecter l'appareil, les capteurs de teinte de peau et la fenêtre de traitement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, puis essuyez-les avec un chiffon sec non pelucheux.


AVERTISSEMENT : Le filtre en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ OU NE NETTOYEZ PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes après l'utilisation pour le laisser refroidir.

N'utilisez **JAMAIS** d'eau ou d'autres produits nettoyants, car ceci pourrait endommager l'appareil et entraîner un risque de sécurité potentiel.

Si nécessaire, le réflecteur et le capteur de teinte de peau peuvent être soigneusement nettoyés en utilisant un coton-tige légèrement humide.

Rangez SmoothSkin Pure Mini dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et le capteur de teinte de peau sur l'appareil soient protégés contre tout dégât possible.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les câbles) pour détecter tout signe de dégâts. En cas d'endommagement ou de fissures, cessez d'utiliser l'appareil - et rendez-vous sur le site web pour obtenir de l'aide.



14. VOYAGER AVEC SMOOTHSKIN PURE MINI

Le bloc d'alimentation de SmoothSkin Pure Mini est universel et fonctionne avec toutes les alimentations de secteur les plus courantes. Dans la mesure où vous disposez d'un adaptateur adéquat pour la fiche du câble d'alimentation de secteur, le SmoothSkin Pure Mini fonctionnera normalement.

15. DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Les voyants de la barre de puissance de l'appareil ne s'allument pas quand il est placé contre votre peau.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché. Assurez-vous que le capteur de teinte de peau est bien appuyé contre la peau.
Les voyants de la barre de puissance de l'appareil s'allument en blanc quand il est placé contre la peau, mais l'appareil ne produit pas de flash quand le bouton d'activation est enfoncé.	L'appareil pourrait être défaillant. Débranchez l'appareil et recommencez. Si le problème persiste, consultez le site web pour obtenir de l'aide.
Le voyant central de la barre de puissance située sur le combiné s'allume en rouge quand ce dernier est placé contre votre peau.	Il se peut que votre peau soit trop foncée pour ce traitement. Vérifiez sur le tableau des teintées de peau situé au début de ce mode d'emploi. Ceci peut également résulter d'un mauvais contact avec la peau, veillez à ce que l'appareil soit fermement en contact avec votre peau.
Les voyants de la barre de puissance de l'appareil sont allumés continuellement en rouge, et l'appareil ne fonctionne pas.	Ceci indique que l'appareil comporte une défaillance. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site web pour obtenir de l'aide.
L'appareil SmoothSkin Pure Mini, la fenêtre de traitement, l'alimentation électrique ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute quant à la sécurité de SmoothSkin Pure Mini ou si vous soupçonnez qu'il a été endommagé de manière quelconque, il ne doit pas être utilisé et vous devriez consulter le site SmoothSkin pour tous renseignements complémentaires.

16. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous vérifierons les défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement et nous remplacerons l'appareil en intégralité, à notre discrétion.

Cette garantie couvre tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur désigné.








Cette garantie ne couvre pas les dommages en raison d'une utilisation inadaptée, de l'usure ou de l'utilisation normales, ainsi que les défauts

qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie est annulée si des réparations sont entreprises par des personnes non autorisées et si des pièces authentiques SmoothSkin Pure Mini ne sont pas utilisées.

Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site web: www.smoothskin.com

17. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

SmoothSkin Pure Mini comporte les symboles suivants :

	Partie appliquée de type BF
	Équipement de Classe II
	Suivez les instructions d'utilisation
	Marque DEEE d'élimination des déchets de l'Union Européenne
	Marque de conformité européenne
	Conserver au sec
	Marque de certification NRTL

	Conformité CEM FCC pour l'Amérique du Nord
	Marque de conformité réglementaire pour l'Australie
	Marque de conformité Trefoil pour l'Ukraine
	Période d'utilisation de protection environnementale RoHS pour la Chine
	Avertissement : le rayonnement optique provenant de l'appareil peut causer des lésions oculaires

Déclaration FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SmoothSkin Pure Mini est un système de lumière intense pulsée à large bande filtrée destiné à une utilisation à domicile, fort des spécifications techniques suivantes :

- **Taux de répétition :** Pulsation manuelle induite toutes les 0,45-0,65 secondes. Fonctionnement continu
- **Sortie optique max. :** 3 - 4J/cm²
- **Durée de la pulsation :** 0.5-1.0msec FWHM
- **Longueur d'onde :** 510-1100nm (Portée effective)
- **Entrée de ligne d'alimentation :** 100-240V-, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Température de service :** Entre 5°C et 40°C
- **Humidité de service :** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions de fonctionnement :** 700hPa to 1060hPa
- **Zone de traitement (taille de point) :** 3 cm² (30mm x 10mm)

La zone qui se situe directement autour de la fenêtre de traitement est classée au titre de Partie appliquée et peut atteindre une température maximum de 52°C. Veuillez à ce que le SmoothSkin Pure Mini soit utilisé comme indiqué à la section 8.

Conditions de stockage et de transport :

- **Température :** -25°C à +70°C
- **Humidité :** Jusqu'à 93 % d'H.R. sans condensation
- **Pressions :** 500 à 1060 hPa

Si l'appareil a été rangé à des températures hors de la plage de fonctionnement indiquée, alors veuillez laisser au moins 30 minutes avant l'utilisation pour permettre à l'appareil de s'acclimater.

SmoothSkin Pure Mini a des flashes illimités et il est prévu pour un seul utilisateur.

La durée de service attendue minimum est de 10 ans en suivant le traitement recommandé.

Compatibilité électromagnétique

SmoothSkin Pure Mini est conforme aux dernières normes et modifications applicables aux appareils domestiques et médicaux en matière de compatibilité électromagnétique. Ceux-ci sont : EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Partie 15B 15.107 et 15.109, IECs-003 version 6.0

Sécurité


SmoothSkin Pure Mini est conforme aux dernières normes et modifications applicables aux appareils domestiques et médicaux en matière de sécurité.

Ceux-ci sont : IEC 60335-1:2010, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60335-2-113:2016, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

Ajouts IEC 60601-2-83

SmoothSkin Pure Mini est classé dans le groupe de exempt de tout dangers

Irradiance spectrale :



Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes :

- Directive de basse tension 2014/35/EU
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/EC
- Directive RoHS 2015/863/EU et mises à jour ultérieures relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Pour d'autres détails, contactez CyDen Ltd

ÉLIMINATION (fin de vie)

Ce produit est un appareil médical

Afin de minimiser les dangers à la santé et l'environnement et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé dans une installation de collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le symbole DEEE marqué sur le produit est là pour vous le rappeler.

Welkom bij **SMOOTHSKIN PURE MINI!**

Gefeliciteerd! U heeft de deur geopend naar een wereld van ongeëvenaarde schoonheid, gladheid en gemak. Discussieer mee op www.smoothskin.com, waar u gespecialiseerd advies en ondersteuning gedurende uw hele behandeling kunt vinden.

INHOUDSOPGAVE

1. HET SMOOTHSKIN PURE MINI-SYSTEEM	75	10. DE HUIDCONTACTSENSOR	98
2. HOE WERKT DE SMOOTHSKIN PURE MINI	76	11. SMOOTHSKIN PURE MINI-MODI	99
3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	78	12. DE PRECISIEKOP	101
4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES	85	13. REINIGING, ONDERHOUD EN BEWAREN	103
5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI	87	14. REIZEN MET DE SMOOTHSKIN PURE MINI	103
6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI	90	15. PROBLEEMOPLOSSING	104
7. UW GESCHIKTHEID	90	16. GARANTIE	104
8. HOE GEBRUIK IK DE SMOOTHSKIN PURE MINI	91	17. ETIKETTEN EN SYMBOLEN	105
9. DE HUIDSKLEURSENSOR	96	18. TECHNISCHE SPECIFICATIES	106

1. HET SMOOTHSKIN PURE MINI-SYSTEEM

Verpakkingsinhoud

De verpakking van de SmoothSkin Pure Mini bevat het volgende:

- Handset en netvoeding
- Stroomkabel
- Precisiekop
- Gebruiksaanwijzing

Het SmoothSkin Pure Mini-systeem:




Stofkapje (niet afgebeeld)

Bewaarzakje (niet afgebeeld)

2. HOE WERKT DE SMOOTHSKIN PURE MINI

HOE WERKT IPL

De SmoothSkin Pure Mini is ontworpen om te helpen bij het doorbreken van de haargroeycyclus. Lichtenergie wordt via het oppervlak van de huid geleid en geabsorbeerd door de melanine in de haarschacht. Die lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het oppervlak van de huid), waardoor het aantal terug groeiende haartje wordt verminderd. Nu kunt u zich erop verheugen dat de behandelde haartjes op natuurlijke wijze uitvallen binnen enkele dagen tot 1-2 weken.



WAT U KUNT VERWACHTEN

Meteen na de behandeling zou u geen al te ernstige bijwerkingen van de behandeling mogen zien (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over bijwerkingen).

In de eerste paar weken na de eerste behandelingen zult u nog steeds wat haartjes zien groeien. Dit zijn waarschijnlijk haartjes die bij de handeling niet zijn meegenomen, d.w.z. ze waren slapende en zaten niet in hun groeifase (anageen) tijdens de behandeling, als IPL het effectiefst is.

Ongeveer na 6 weken binnen de 12-weekse behandelingsperiode zou u een vermindering van haargroei moeten zien. Toch kan het zijn dat veel haartjes nog niet zijn behandeld in hun groeifase. Het is belangrijk om door te gaan met de wekelijkse behandelingen.

Na het 12-weekse programma zou u een aanzienlijke vermindering van haartjes binnen het behandelde gebied moeten zien. Eventuele resterende haartjes zouden dan fijner en lichter van kleur moeten zijn. Bij voortgezette behandeling zoals vereist zou de vermindering van ongewenst haar moeten aanhouden.



3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

CONTRA-INDICATIES

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als u een zeer donkere huid heeft. De huidskleursor in de buurt van het uitgangsvenster van het apparaat zal de kleur van uw huid vaststellen. Als de huidskleursor vaststelt dat uw huid te donker is voor veilig gebruik, zal de SmoothSkin Pure Mini niet werken.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als uw huid kunstmatig of natuurlijk gebruind is, of verbrand door overmatige blootstelling aan zonlicht. Uw huid kan extra gevoelig zijn na het zonnen en bijzonder ontvankelijk voor zonnebrand, blaren, verkleuring of littekenvorming zijn als u de SmoothSkin Pure Mini gebruikt. Wacht 1 week tot de zonnebrand of tot uw kleurtje is verdwenen voordat u de SmoothSkin Pure Mini gebruikt.

Stel de behandelde gebieden **NIET** bloot aan zonlicht. Wacht ten minste 7 dagen na de behandeling voordat u de behandelde huid blootstelt aan zonlicht. Uw huid kan extra gevoelig zijn na een SmoothSkin Pure Mini-behandeling en bijzonder ontvankelijk voor zonnebrand. Breng zonnebrandcrème (factor 15 of hoger) aan op de behandelde huid of bedek de behandelde huid met geschikte kleding.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** direct op de tepels, genitaliën of rondom de anus. Deze gebieden hebben een donkerdere huidskleur en/of dichtere haargroei. Als u het apparaat op deze plekken gebruikt, kan dat ongemak/pijn of letsel aan uw huid (brandwonden, verkleuring of litteken) veroorzaken.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als u al eens huidkanker of precancereus letsel heeft gehad (bijv. naevi of een groot aantal moedervlekken)

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** op blaren en littekens

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien dit apparaat niet is getest bij dergelijke individuen.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** op donkerbruine of zwarte vlekken zoals geboortevlekken, moedervlekken of wratten op de huid die u wilt behandelen. Gebruik van de SmoothSkin Pure Mini kan uw huid beschadigen of bestaande aandoeningen verergeren. U kunt bijwerkingen ervaren zoals brandwonden, blaren en verandering van de huidskleur, of littekens.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als u een huidaandoening heeft op het te behandelen gedeelte, bijvoorbeeld psoriasis, vitiligo, eczeem, acne, herpes simplex of actieve infecties of wondjes.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als u jonger bent dan 18 jaar, aangezien dit apparaat niet is getest op dergelijke individuen.

WAARSCHUWINGEN **OOGVEILIGHEID**



De SmoothSkin Pure Mini geeft flitsen van Intense Pulsed Light (intens gepulseerd licht) af. Directe blootstelling kan schadelijk zijn voor uw ogen. Houd u aan de onderstaande veiligheidsmaatregelen.

WAARSCHUWING: Mogelijk oogletsel (dat kan leiden tot gezichtsverlies) of huidletsel indien de instructies niet worden opgevolgd. Lees en volg de instructies.

De handset kan alleen worden geactiveerd (flitsen) als de huidskleursensor (naast het behandelingsvenster) een geschikte huidskleur meet en volledig contact maakt met de te behandelen huid. Echter:

Kijk **NOOIT** direct in het behandelingsvenster van de handset als het systeem op de stroom is aangesloten en aanstaat.

Probeer **NOOIT** het systeem naar het oog toe te activeren (flitsen).

Behandel **NOOIT** de gedeelten rond de ogen (wenkbrauwen of wimpers). Onjuist gebruik kan oogletsel veroorzaken, bescherm de ogen tegen blootstelling. Gebruik het apparaat **NIET** over de oogleden of dicht bij het oog.

Activeer (flitsen) het systeem **ALLEEN** als de voorkant van de handset goed contact maakt met de huid die u wilt behandelen.

WIJ ADVISEREN U om weg te kijken van de handset als u die op uw huid richt als hij aanstaat.

ELEKTRA EN VEILIGHEID

Net als bij alle elektrische apparaten moet u bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen om uw veiligheid zeker te stellen.

Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter als het aanstaat, dit om het risico op brand of brandwonden te voorkomen

Probeer de SmoothSkin Pure Mini **NIET** te openen, want dan kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische componenten.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als deze is beschadigd; bijvoorbeeld gebarsten handset, schade aan de kabel (interne draden zichtbaar), gebarsten of gebroken glas op de handset enz. Dat kan letsel veroorzaken.

NIET gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, basins of andere objecten waar water in zit.

Als de SmoothSkin Pure Mini nat wordt, mag hij niet worden gebruikt. **WAARSCHUWING:** water en elektriciteit zijn een gevaarlijke combinatie! Ter voorkoming van het risico op elektrocutie,

- gebruik dit apparaat niet in een natte omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad);

- voorkom dat er water in het apparaat komt

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini niet als die onaangenaam heet wordt. Dat kan een teken zijn dat de unit beschadigd is.


Gebruik **GEEN** andere voeding of andere component dan degene die bij de SmoothSkin Pure Mini worden geleverd. Daardoor kan de unit beschadigd raken of niet meer werken.

Activeer (flitsen) de SmoothSkin Pure Mini **NIET** op een ander oppervlak dan huid.

WAARSCHUWING dit apparaat mag op geen enkele manier worden aangepast. De Pure Mini kan niet worden onderhouden.

Plaats de SmoothSkin Pure Mini **NIET** zo dat het lastig is om hem los te koppelen van de stroom.

WAARSCHUWING: als het stopcontact dat wordt gebruikt om het apparaat op de stroom aan te sluiten een slechte verbinding heeft, wordt de stekker van het apparaat heet. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een correct geïnstalleerd stopcontact om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.



Glazen filter

ALGEMENE VEILIGHEID

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als u een peelingbehandeling heeft gehad op de huid die u wilt behandelen. Wacht 30 dagen na een peeling voordat u de behandeling van de SmoothSkin Pure Mini start.

Het behandelen van gebruinde huid met Intense Pulsed Light (IPL) kan permanente hyperpigmentatie (donkerder worden) of hypopigmentatie (lichter worden) van de behandelde huid veroorzaken.

NIET gebruiken op plekken waar u tatoeages of permanente make-up heeft.

NIET gebruiken als bij u bekend is dat u gevoelig bent voor zonlicht (lichtgevoeligheid) of als u medicatie neemt die de huid gevoeliger maakt en lichtgevoeligheid veroorzaakt, bijv. Retin A, Accutane en/of andere actuele retinoïden. Controleer altijd de gebruiksaanwijzing die bij uw medische product wordt geleverd om te zien of lichtgevoeligheid staat vermeld als bijwerking. Gebruik van de SmoothSkin Pure Mini op lichtgevoelige huid kan huidletsel zoals zwellingen of blaren veroorzaken. Vraag vóór het gebruik van het apparaat medisch advies, aangezien gebruik de huid kan beschadigen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor het behandelen van medische aandoeningen. Men dient medisch advies te vragen om bijvoorbeeld moedervlekken, huiduitslag, jeukende huid, huidschimmel of -infectie, bultjes of skin tags te behandelen.

De SmoothSkin Pure Mini mag niet worden gebruikt op fillers of botox.

De SmoothSkin Pure Mini dient buiten bereik van kinderen onder de 18 jaar te worden gehouden. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken, er niet mee spelen en het niet onderhouden of reinigen. Er bestaat een aantal potentiële risico's - blootstelling aan de lichtuitvoer die brandwonden of oogletsel veroorzaakt, elektrocutie, wurging door de kabels.

De SmoothSkin Pure Mini moet buiten bereik van huisdieren worden gehouden, aangezien zij het apparaat zouden kunnen beschadigen. Potentiële risico's zijn onder meer verminderde werking en elektrocutie.

De SmoothSkin Pure Mini is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of een gebrek aan ervaring en kennis. Tenzij zij supervisie of instructies hebben gehad betreffende het gebruik van het apparaat, dit om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.

Het glazen filter van de SmoothSkin Pure Mini is een belangrijke component, die heet wordt tijdens het gebruik. Raak het filter tijdens of vlak na gebruik **NIET** aan. Inspecteer het filter regelmatig op schade. Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** als het filter gebarsten is of ontbreekt.

Stel zeker dat het behandelingsvenster van de SmoothSkin Pure Mini schoon is en vrij van vuiltjes. Vuiltjes op of rond het behandelingsvenster tijdens gebruik kunnen tijdelijke huidveranderingen veroorzaken, zoals rode plekken of zwellingen.

WAARSCHUWING: de huid kan beschadigd raken als het apparaat langdurig of herhaaldelijk op slechts één plek wordt gebruikt. **WAARSCHUWING:** de huid kan beschadigd raken als het apparaat langdurig of herhaaldelijk op slechts één plek wordt gebruikt. Voorkom overmatig gebruik zoals te vaak bewegen over dezelfde plek, het opeenhopen van pulsen en/of verhoogde gebruiksfrequentie.

WAARSCHUWING: overschrijd de veiligheidsmechanismen van het apparaat niet.

Gebruik het apparaat **NIET** vaker dan aangegeven in het behandelingsregime.

Gebruik het apparaat **NIET** op plekken die recentelijk plaatselijk zijn verdoofd.

VOORZORGSMATREGELEN

Ontharing door middel van laser of intens pulserend licht kan bij sommigen verhoogde haargroei veroorzaken. Op basis van actueel beschikbare gegevens zijn de groepen met het hoogste risico op deze reactie vrouwen van mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Aziatische afkomst waarvan het gezicht en de nek behandeld worden.

Gebruik de SmoothSkin Pure Mini **NIET** op plekken waar u wilt dat het haar terug groeit.

Gebruik uw SmoothSkin Pure Mini-apparaat **NIET** op het gezicht, de kaak of de nek van een man. Het haar van het baardgebied van een man is te dicht, en gebruik van het SmoothSkin Pure Mini-apparaat op deze plekken kan huidletsel veroorzaken.

De SmoothSkin Pure Mini wordt niet aanbevolen voor gebruik op rood, grijs, wit of blond haar. De SmoothSkin Pure Mini heeft op deze haarkleuren geen effect.

VOORZICHTIG: stel het apparaat niet bloot aan hevige schokken, dit om het risico op schade aan de lamp te voorkomen.

VOORZICHTIG: haal de stekker van het apparaat na gebruik en bij stroomuitval altijd uit het stopcontact, dit om het risico op schade aan het apparaat te voorkomen.

4. POTENTIËLE RISICO'S, BIJWERKINGEN EN HUIDREACTIES

Gebruik van de SmoothSkin Pure Mini kan bijwerkingen veroorzaken. In de onderstaande tabel staan de bekende huidreacties vermeld die na behandeling met de SmoothSkin Pure Mini kunnen voorkomen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN	HOE BEOORDELEN EN REAGEREN
Milde pijn/ongemak op de behandelde plekken	Dit kan worden verwacht en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven, en de pijn zou bij voortgezet gebruik moeten verminderen.
Warm gevoel of tintelingen tijdens de behandeling, die normaliter na een paar seconden tot een minuut verdwijnen en zullen verminderen bij voortgezet gebruik.	Dit kan worden verwacht en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven.
Jeuk op de behandelde plekken	Dat is vrij normaal voor IPL-behandelingen en zou na een korte tijd moeten overgaan. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven. Krab niet op de plekken.
Rode plekken op de huid tijdens of na de behandeling, die na enkele minuten verschijnen.	Dit kan worden verwacht en is normaal voor alle IPL-behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken zoals voorgeschreven als de rode plekken zijn verdwenen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN	HOE BEOORDELEN EN REAGEREN
Rode plekken die niet binnen een paar minuten verdwijnen en 24-48 uur aanhouden.	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Intense pijn of hevig ongemak tijdens de behandeling of nog een tijdje na de behandeling	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.

IN ZEER ZELDZAME GEVALLEN	HOE BEOORDELEN EN REAGEREN
Zwellingen en rode plekken die niet binnen twee of drie dagen verdwijnen.	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt.
Tijdelijke veranderingen in de huidskleur (lichter of donkerder worden).	Als uw huidskleur verandert, stop dan meteen het gebruik en raadpleeg uw arts.
Blaren, littekens of brandwonden op de huid.	Stop meteen met gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts voordat u het opnieuw gebruikt. Breng een koud kompres aan op de plek. Behandel met ontsmettingsmiddel of brandzalf.

In een klinisch onderzoek met 50 proefpersonen kreeg elke proefpersoon een 12-weekse behandeling. De geregistreerde effecten waren:

- Jeuk – 3 proefpersonen ondervonden milde jeuk na de behandeling.
- Lichte rode plekken – dit werd gemeld door 2 proefpersonen.

- Mild prikkend gevoel – 5 proefpersonen meldden mild ongemak na de behandeling.
- Ingegroeide haartjes – 1 proefpersoon meldde een ingegroeid haartje na de behandeling.
- Rode plekken op haarzakjes – 1 proefpersoon meldde een rode vlek op de behandelde plek na de behandeling.

In alle gevallen werd de behandelde huid binnen 7 dagen weer normaal.

5. VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI

De SmoothSkin Pure Mini is geïndiceerd voor de permanente vermindering van ongewenste haartjes.

Er is een klinisch onderzoek uitgevoerd om zowel de veiligheid als de effectiviteit van de SmoothSkin Pure Mini te beoordelen. De voornaamste kenmerken van het klinische onderzoek waren:

Alle behandelingen werden uitgevoerd door niet medisch opgeleide gebruikers op één enkele locatie, waarbij apparaten werden gebruikt die identiek waren aan de SmoothSkin Pure Mini in deze verpakking;

Alle proefpersonen moesten vragenlijsten invullen betreffende hun algemene gezondheid, en degenen die niet konden worden behandeld, d.w.z. degenen die een of meer van de onder hoofdstuk 3 van deze gebruiksaanwijzing genoemde contra-indicaties hadden, werden

uitgesloten. Verder moesten alle proefpersonen een Geïnformeerde Toestemming indienen, zoals voorgeschreven is voor internationale klinische onderzoeken;

In totaal 53 vrouwelijke proefpersonen van 19 tot 45 jaar begonnen aan het onderzoek;

Drie proefpersonen stopten tijdens de behandelingsperiode om persoonlijke redenen met het onderzoek. Er stopten geen proefpersonen met het onderzoek wegens problemen die in verbinding stonden met het gebruik van de SmoothSkin Pure Mini;

Elke proefpersoon kreeg een 12-weekse behandeling op de door haar gekozen plek op het lichaam. Een typische behandeling bestond uit het scheren van de plek en het toepassen van de SmoothSkin Pure Mini zoals beschreven in hoofdstuk 8 stap 3 van deze gebruiksaanwijzing;

Er werden haartellingen gebruikt voor het bijhouden van de verandering in het aantal haartjes 6 maanden na de laatste behandeling en 12 maanden na de laatste behandeling. De haartjes op de behandelde plekken werden geteld d.m.v. hogeresolutiefotografie en het verschil in het aantal haartjes werd berekend als een percentageverandering;

Indien gebruikt zoals voorgeschreven, vertoonden de deelnemers aan het klinische onderzoek een gemiddelde van 44% minder haartjes 6 maanden na hun laatste behandeling en 36% minder haartjes 12 maanden na de laatste behandeling vergeleken met het aantal haartjes dat werd gemeten vóór de behandeling (zie onderstaande tabel). De uiteindelijke resultaten varieerden per persoon;

SMOOTHSKIN PURE MINI	
Aantal proefpersonen 6 maanden na behandeling	50
Haarvermindering 6 maanden na behandeling	43.9%
Aantal proefpersonen 12 maanden na behandeling	33
Haarvermindering 12 maanden na behandeling	36.0%
% van proefpersonen ervoer succes (>30% haarvermindering) op alle lichaamsdelen 12 maanden na behandeling. Succes bij proefpersonen is aangeven als groter dan 30% haarvermindering op alle behandelde plekken bij 12 maanden.	66.7%

Het ontstaan van bijwerkingen tijdens het klinische onderzoek was minimaal (zoals vermeld in hoofdstuk 4 hierboven) en het merendeel van de proefpersonen (48 van de 50) zou de SmoothSkin Pure Mini aan hun vrienden aanraden.

6. WAT IS HET BEOOGDE GEBRUIK VAN DE SMOOTHSKIN PURE MINI

BEOOGD GEBRUIK

De SmoothSkin Pure Mini is bedoeld voor de permanente vermindering van ongewenste haartjes.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

De SmoothSkin Pure Mini-ontharingsapparaat is bedoeld voor het verwijderen van ongewenste haartjes. De SmoothSkin Pure Mini is tevens bedoeld voor de permanente vermindering van haargroei, gedefinieerd als de langdurige, stabiele vermindering van het aantal haartjes dat terug groeit, gemeten bij 6, 9 en 12 maanden na voltooiing van een behandelingsreeks.


7. UW GESCHIKTHEID

LICHAAMSDELEN

De SmoothSkin Pure Mini is geschikt voor gebruik op lichaamshaar en vrouwelijk gezichtshaar onder de wanglijn.

HUIDSKLEUR

De SmoothSkin Pure Mini is geschikt voor gebruik op lichte, medium en donkere huidtinten tot en met huidtype 5.



De SmoothSkin Pure Mini heeft een huidkleursensor die de kleur van uw huid meet en gebruik voorkomt indien uw huidskleur te donker is.

HAARKLEUR

De SmoothSkin Pure Mini is geschikt voor gebruik op natuurlijk zwart of bruin haar. Het apparaat kan minder effectief zijn bij wit, grijs, blond of rood haar.



8. HOE GEBRUIK IK DE SMOOTHSKIN PURE MINI

WAARSCHUWING: volg elke stap in het behandelingsproces en stel zeker dat u alle aspecten van elke stap heeft voltooid voordat u verdergaat naar de volgende.

STAP 1: BEREID DE TE BEHANDELEN PLEK VOOR

Verwijder alle zichtbare haartjes door de plek te scheren. Stel zeker dat er geen haartjes meer zitten boven het oppervlak van de huid, anders kan er letsel ontstaan. Hierdoor voorkomt u ook dat er vuiltjes op de voorkant van uw apparaat komen te zitten.

Reinig de te behandelen plek en dep droog. Denk eraan dat u geen gel of crème samen met dit apparaat mag gebruiken!

STAP 2: EEN PATCHTEST DOEN

Vóór uw eerste behandeling op elk nieuw lichaamsdeel raden wij u aan om uw huid op die plek te testen op een reactie op de SmoothSkin Pure Mini.



Het patchtestgebied moet ongeveer 3cm x 2cm zijn (gelijkwaardig aan 2 flitsen die naast elkaar op de huid worden toegepast). Volg stap 3 om de plek te behandelen.

Wacht na de patchtest 24 uur om zeker te stellen dat uw huid geschikt is voor behandeling en dat er geen ongewenste reactie plaatsvindt op de lichtenergie. Als er na 24 uur geen reactie optreedt, kunt u de plek rondom de patchtest behandelen. Het 'patchtestgebied' mag ten minste 1 week NIET opnieuw worden behandeld.

STAP 3: BEHANDELING MET DE SMOOTHSKIN PURE MINI

a) Steek de stekker van de meegeleverde voedingskabel in het stopcontact. U ziet een witte flits als het apparaat aangaat. Vervolgens gaat de ventilator draaien.

STAND-BYMODUS TIME-OUT

Als de unit niet actief is, d.w.z. er worden 10 minuten lang geen knoppen ingedrukt, dan gaat het apparaat over op de STAND-BYmodus. Druk op de activeringsknop om terug te gaan naar de modus GEREED.


b) Druk de handset stevig tegen de te behandelen plek, waarbij u zeker stelt dat de huidskleursensor contact maakt met de huid. Als de huidskleursensor geen geschikte huidskleur meet, kan de handset niet worden geactiveerd. Als de huidskleursensor een geschikte huidskleur meet, gaan de lampjes rondom de activeringsknop WIT branden om aan te geven dat het apparaat gereed is voor flitsen.



c) Druk op de activeringsknop. Het apparaat gaat flitsen en u zou een warme sensatie moeten voelen.

d) Beweeg de handset naar de volgende te behandelen plek en herhaal. Het apparaat moeten tussen de flitsen door opladen. Dat duurt slechts ca. 0,6 seconden.

e) Stel zeker dat de gehele plek wordt behandeld en behandel eventuele hardnekkige plekken (zoals de oksels) door er meerdere keren overheen te gaan (u beweegt uw apparaat maximaal 3 keer over dezelfde plek).



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen van het apparaat tijdens de behandeling niet bedekt, want dat kan oververhitting veroorzaken.

De SmoothSkin Pure Mini is een extreem snel en krachtig apparaat, waardoor u een complete lichaamsbehandeling in minder dan 10 minuten kunt voltooien.

BEHANDELINGSMETHODE - STEMPEL OF GLIJ?

Stempelmethode

Deze methode wordt aangeraden voor kleine plekken zoals de oksels en bikinilijn. Plaats de handset op de huid, druk de activeringsknop in en laat hem weer los. Verwijder van de huid voordat u het apparaat voorzichtig op de volgende te behandelen plek toepast.

Glijmethode

Deze methode wordt aangeraden voor grotere gebieden, zoals de benen. Plaats de handset op de huid, houd de activeringsknop ingedrukt en laat de handset dan tussen de flitsen door over de huid glijden. Probeer de handset met een gestaag tempo te bewegen, zodat u de hele plek bedekt zonder te overlappen of plekje te missen.

STAP 4: UW SMOOTHSKIN PURE MINI-BEHANDELINGSSCHEMA

De SmoothSkin Pure Mini mag één keer per week worden gebruikt, totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

STAP 5: DE SMOOTHSKIN PURE MINI UITZETTEN

Als de behandeling is voltooid, moet de stekker van de SmoothSkin Pure Mini uit het stopcontact worden gehaald.


Zie hoofdstuk 13 voor informatie over hoe u uw SmoothSkin Pure Mini het beste kunt onderhouden.



9. DE HUIDSKLEURSENSOR

De huidskleursensor meet de kleur van uw huid en stelt het juiste niveau van het vereiste uitgangsvermogen in. Als uw huid te donker is voor behandeling van de SmoothSkin Pure Mini, zal de huidskleursensor dit meten en voorkomen dat de unit aanslaat. Er verschijnt een ROOD licht in de vermogensbalk als uw huidskleur te donker is.

De status van de huidskleursensor is te zien op de vermogensbalken onder de activeringsknop boven op de handset. Als een geschikte huidskleur wordt gemeten, gaan de vermogensbalken WIT branden. Het aantal brandende lampjes is afhankelijk van uw exacte huidskleur.



De hoeveelheid lichtenergie die voor elk van de apparaatinstellingen wordt geleverd als het apparaat in de Krachtige modus staat (afhankelijk van de huidskleur) is te zien in de onderstaande tabel.

Aantal brandende lampjes van de vermogensbalk	Maximale energie (J/cm ²)
1	3.0
3	3.5
5	4.0

Dit volledige contact met uw huid stelt zeker dat u de beste resultaten krijgt, aangezien alle lichtenergie die uit het apparaat komt de te behandelen plek bereikt.

10. DE HUIDCONTACTSENSOR

De SmoothSkin Pure Mini is voorzien van een huidcontactsensor, die vóór elke flits uw huidcontact controleert en zo zeker stelt dat het veilig is om het apparaat te gebruiken! Daardoor voldoet het apparaat aan de meest strenge veiligheidsvoorschriften.

De huidcontactsensor garandeert ook dat u de beste resultaten krijgt van uw apparaat. De sensor moet volledig contact maken met de te behandelen plek om het apparaat te laten flitsen.

Dit volledige contact met uw huid betekent dat alle lichtenergie die het apparaat afgeeft de te behandelen plek bereikt om de beste resultaten op te leveren.

Als het apparaat niet volledig contact maakt met de te behandelen plek, zal het apparaat niet flitsen. Probeer het apparaat anders te positioneren of te draaien om volledig contact te bereiken. Voor lastige plekken zoals vingers en tenen adviseren we u om de precisiekop te gebruiken.



11. SMOOTHSKIN PURE MINI-MODI

U kunt uw lichaam behandelen met de volgende SmoothSkin Pure Mini-comfortmodi:



**Krachtige modus -
Geen indicator**



**Zachte modus -
Indicator Aan**

Krachtige modus is de hoogste vermogensinstelling van het apparaat. Krachtige modus levert de beste resultaten, want deze modus gebruikt het maximaal mogelijke vermogen voor uw unieke huidskleur. Deze modus werkt met name goed op lastige plekken waar de haartjes vaak dichter op elkaar zitten, zoals de oksels en de bikinilijn.

Zachte modus kan worden gebruikt als u de Krachtige modus onaangenaam vindt of een beetje te pijnlijk. Als u het apparaat in de Zachte modus gebruikt, zal er minder vermogen worden verbruikt.

Krachtige modus is de standaardinstelling als uw apparaat wordt aangezet. U kunt naar de Zachte modus gaan door op de veerknop te drukken; deze modus wordt aangegeven door een enkel blauw lampje.

Als het apparaat in een van deze modi staat, kunt u ook kiezen of u de Glijmethode of de Stempelmethode wilt gebruiken.

De Stempelmethode wordt aangeraden voor kleine plekken zoals de oksels en bikinilijn. Plaats de handset op de huid, druk de activeringsknop in en laat hem weer los. Verwijder van de huid voordat u het apparaat voorzichtig op de volgende te behandelen plek toepast.

De Glijmethode wordt aangeraden voor grotere gebieden, zoals de benen. Plaats de handset op de huid, houd de activeringsknop ingedrukt en laat de handset dan tussen de flitsen door over de huid glijden. Probeer de handset met een gestaag tempo te bewegen, zodat u de hele plek bedekt zonder te overlappen of plekje's te missen.



12. DE PRECISIEKOP

De SmoothSkin Pure Mini wordt geleverd met een afneembare precisiekop, die perfect is voor kleinere, vervelende, lastig te bereiken plekken (zoals de bovenlip, vingers en tenen).

De precisiekop zal uw apparaat een beetje vertragen, dus wij raden u aan die alleen te gebruiken als het echt nodig is, zodat u de snelst mogelijke behandeling krijgt.

De precisiekop kan heel gemakkelijk voor op het apparaat worden aangebracht m.b.v. een interne magneet in de voorkant van het hoofdapparaat. Deze magneet houdt de kop op zijn plek terwijl u de plek behandelt. U kunt de kop eraf halen of weer erop zetten, afhankelijk van de plek die u behandelt.




Als de precisiekop beschadigd raakt of bepaalde componenten mist (bijv. magneet of reflector), gebruik hem dan NIET.

Als de precisiekop onaangenaam heet wordt tijdens het gebruik, stop de behandeling dan totdat hij is afgekoeld.

Houd u aan alle OOGVEILIGHEID-waarschuwingen (hoofdstuk 3) als de precisiekop is aangebracht.

Volg de reinigingsinstructies (hoofdstuk 13) op voor de precisiekop.



13. REINIGING, ONDERHOUD, BEWAREN

Zet de SmoothSkin Pure Mini na de behandeling altijd uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Na gebruik moeten de handset, de huidskleursensoren en het behandelingsvenster worden gecontroleerd op schade en worden afgeveegd met een droge, pluisvrije doek.

WAARSCHUWING: het glazen filter kan tijdens gebruik heet worden. Raak het filter ten minste 5 minuten na gebruik **NIET** aan om het te laten afkoelen, en reinig het ook **NIET** vóór die tijd.

Gebruik **NOOIT** water of andere reinigingsvloeistoffen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen, wat een potentieel veiligheidsrisico oplevert. Indien nodig kunnen de reflector en de huidskleursensor voorzichtig worden gereinigd met een licht vochtig wattenstaafje.

Bewaar de SmoothSkin Pure Mini op een koele, droge plek. Zorg ervoor dat het behandelingsvenster en de huidskleursensor op de handset beschermd zijn tegen schade.

Controleer het apparaat regelmatig (inclusief de kabels) op zichtbare tekenen van schade. Stop bij schade of barsten het gebruik van het apparaat - en bezoek de website voor ondersteuning.



14. REIZEN MET DE SMOOTHSKIN PURE MINI

De voeding van de SmoothSkin Pure Mini is universeel en zal met alle gangbare stroomvoorzieningen werken. Vooropgesteld dat u een geschikte adapter voor de voedingskabelstekker heeft, zal de SmoothSkin Pure Mini normaal werken.

15. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De lampjes van de vermogensbalk op de handset gaan niet aan als u het apparaat tegen uw huid plaatst.	Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit. Stel zeker dat de huidskleursensor volledig tegen de huid wordt gedrukt.
De lampjes van de vermogensbalk op de handset gaan wit branden als het apparaat tegen de huid wordt gehouden, maar de handset gaat niet flitsen als de activeringsknop wordt ingedrukt.	Er kan een probleem met het apparaat zijn. Haal de stekker uit het stopcontact en start het opnieuw. Als het probleem zich voor blijft doen, bezoek dan de website voor ondersteuning.
Het lampje van de centrale vermogensbalk op de handset gaat rood branden als u het apparaat tegen uw huid plaatst.	Het kan zijn dat uw huid te donker is voor behandeling. Controleer dit met behulp van de huiskleurtabel voor in deze gebruiksaanwijzing. Het kan ook zijn dat het contact met de huid niet goed is, zorg er daarom voor dat het apparaat stevig tegen uw huid drukt.
De lampjes van de vermogensbalk op de handset branden continu rood en het apparaat wil niet werken.	Dat geeft aan dat het apparaat een probleem heeft. Stop het gebruik van het apparaat en bezoek de website voor ondersteuning.
De SmoothSkin Pure Mini-handset, het behandelingsvenster, de voeding of de kabel zijn beschadigd, gebroken of gebarsten, of lijken een defect te hebben.	NIET gebruiken. Als u twijfelt over de veiligheid van de SmoothSkin Pure Mini of vermoedt dat die op de een of andere manier beschadigd is, mag hij niet worden gebruikt en kunt u het beste naar de website van SmoothSkin gaan voor meer informatie.

16. GARANTIE

Wij bieden 2 jaar garantie op het product, vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode contoleren wij fouten in het materiaal of vakmanschap gratis, en vervangen het complete apparaat naar ons goeddunken.

Deze garantie geldt in elk land waar dit apparaat door CyDen of diens aangewezen distributeur wordt geleverd.

Deze garantie dekt geen schade door niet beoogd gebruik, normale slijtage of gebruik, en defecten die een verwaarloosbaar effect op de goede werking van het apparaat hebben. De garantie wordt nietig als onbevoegde personen er reparaties aan hebben uitgevoerd en er geen

originele SmoothSkin Pure Mini-componenten zijn gebruikt.

Om service te krijgen binnen de garantieperiode kunt u onze website bezoeken: www.smoothskin.com

17. ETIKETTEN EN SYMBOLEN

De SmoothSkin Pure Mini is voorzien van de volgende symbolen:

	Type BF Toegestane Onderdelen
	Klasse II-apparatuur
	Neem gebruiksaanwijzing in acht
	AEEA- afvalverwijderingssymbool van de Europese Unie
	Markering Europese Conformiteit
	Droog houden
	NRTL-certificeringsmarkering

	FCC EMC-naleving voor Noord-Amerika
	Markering Naleving Wet- en Regelgeving Australië
	Klaverblad-nalevingsmarkering voor Oekraïne
	China RoHS-milieubeschermtijd gebruiksperiode
	Waarschuwing Optische Straling van het apparaat kan oogletsel veroorzaken

FCC-verklaring:

OPMERKING: dit apparaat is getest en er is geconcludeerd dat het in overeenstemming is met de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijk te noemen bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die ook uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Dat is echter geen garantie dat interferentie niet zal plaatsvinden in een bepaald systeem. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord om te proberen de interferentie te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaatst de ontvangende antenne.
- Maak de afstand tussen het apparaat en de ontvanger groter.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Vraag de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

18. TECHNISCHE SPECIFICATIES

De SmoothSkin Pure Mini is een gefilterd Intense Pulsed Light-systeem voor thuis met de volgende technische specificaties:

- **Herhalingsnelheid:** Om de 0,45-0,65 seconden handmatig gepulseerd. Ononderbroken werking
- **Max Optische Uitvoer:** 3 - 4J/cm²
- **Puls lengte:** 0,5 - 1,0 msec FWHM
- **Golflengte:** 510-1100nm (effectief bereik)
- **Voedingskabelinvoer:** 100-240V-, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Bedrijfstemperatuur:** Tussen 5 °C en 40 °C
- **Bedrijfsvochtigheid:** Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- **Bedrijfsdruk:** 700hPa tot 1060hPa
- **Behandelingsgebied (grootte plek):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Het gedeelte direct onder het behandelingsvenster is geclassificeerd als het Toegepaste Onderdeel en kan een temperatuur van maximaal 52 graden Celsius bereiken. Zorg ervoor dat de SmoothSkin Pure Mini wordt gebruikt zoals voorgeschreven in hoofdstuk 8.

Bewaar- en transportvoorwaarden:

- **Temperatuur:** -25 °C tot +70 °C
- **Vochtigheid:** Maximaal 93%R.H. niet condenserend
- **Druk:** 500hPa tot 1060hPa

Als het apparaat wordt bewaard bij temperaturen die buiten het vermelde bereik liggen, wacht dan ten minste 30 minuten vóór gebruik zodat het apparaat kan acclimatiseren.

De SmoothSkin Pure Mini heeft onbeperkte flitsen en is bedoeld voor één persoon.

De minimale verwachte levensduur is 10 jaar als het aanbevolen regime wordt aangehouden.

EMC

De SmoothSkin Pure Mini voldoet aan de nieuwste EMC-normen en -aanpassingen die van toepassing zijn op huishoudelijke en medische producten. Dat zijn: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Deel 15B 15.107 en 15.109, IECs-003 Uitgave 6.0


Veiligheid

De SmoothSkin Pure Mini voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en -aanpassingen die van toepassing zijn op huishoudelijke en medische producten.

Dat zijn: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 en 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

IEC 60601-2-83 Aanvullingen

De SmoothSkin Pure Mini is geclassificeerd als Risicogroepuitzondering voor alle gevaren



CE-markering certificeert dat dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU
- Richtlijn Energie-gerelateerde Producten 2009/125/EC
- Richtlijn voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische elektronische apparatuur RoHS 2015/863/EU en aanvullende updates

Neem voor meer informatie contact op met CyDen Ltd.

AFVALVERWIJDERING (einde levensduur)

Dit is een medisch hulpmiddel.

Om de risico's voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken en zeker te stellen dat materialen kunnen worden gerecycled, moet dit product worden afgegeven bij een speciaal inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Het AEEA-symbool op het product is er om u daaraan te herinneren.

SMOOTHSKIN PURE MINI'YE

Hoş Geldiniz!

Tebrikler! Benzersiz güzellik, pürüzsüzlük ve kolaylık dünyasının kapısını araladınız. Gelin ve uygulamanız boyunca uzman tavsiyesi ve destek bulabileceğiniz www.smoothskin.com sayfasındaki sohbete katılın.

İÇİNDEKİLER

1. SMOOTHSKIN PURE MINI SİSTEMİ	110	10. CİLT TEMAS SENSÖRÜ	133
2. SMOOTHSKIN PURE MINI NASIL ÇALIŞIR?	111	11. SMOOTHSKIN PURE MINI MODLARI	134
3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ	113	12. HASSAS BAŞLIK	136
4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI	120	13. TEMİZLİK, BAKIM VE DEPOLAMA	138
5. SMOOTHSKIN PURE MINI KULLANMANIN FAYDALARI	122	14. SMOOTHSKIN PURE MINI İLE SEYAHAT ETMEK	138
6. SMOOTH SKIN PURE MINI'NİN KULLANIM AMACI NEDİR?	125	15. ARIZA GİDERME	139
7. UYGUNLUĞUNUZ	125	16. GARANTİ	139
8. SMOOTHSKIN PURE MINI NASIL KULLANILIR?	126	17. ETİKETLER VE SEMBOLLER	140
9. TEN RENGİ SENSÖRÜ	131	18. TEKNİK ÖZELLİKLER	141

1. SMOOTHSKIN PURE MINI SİSTEMİ

Paket İçeriği

SmoothSkin Pure Mini paketinin içinde şunları bulacaksınız:

- Epilatör ve Güç Kaynağı
- Ana Güç Kablosu
- Hassas Başlık
- Kullanıcı Kılavuzu

SmoothSkin Pure Mini Sistemi:




Toz Kapağı (resimde yok)

Saklama Çantası (resimde yok)

2. SMOOTHSKIN PURE MINI NASIL ÇALIŞIR?

IPL NASIL ÇALIŞIR?

SmoothSkin Pure Mini t y oluŐum d ng s n  k rmaya yardımcı olmak i in tasarlanmıŐtır. IŐık enerjisi cilt y zeyi i inden ge er ve t y g vdesinde bulunan melanin tarafından emilir. Emilen ıŐık enerjisi, ısı enerjisine d n Őt r l r (cilt y zeyinin altında), b ylece yeniden  ıkan t yleri azaltır. IŐlem g rm Ő t ylerin birkaç g n ila 1-2 haftada doĐal olarak d k ld Đ n  g rmeyi bekleyebilirsiniz.



NE BEKLEMELİYİM

Uygulamadan hemen sonra, uygulamadan kaynaklanan herhangi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmamalısınız (Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için bölüm 4'e bakın).

İlk uygulamaları takip eden ilk birkaç hafta içinde, hala bazı tüylerin uzadığını göreceksiniz. Bunlar büyük ihtimalle uygulama esnasında gözden kaçan tüylerdir, yani uykuda bekleyen ve IPL'nin en etkili olduğu uzama aşamasında (Anagen) olmayan tüylerdir.

12 haftalık uygulama programından yaklaşık 6 hafta sonra, tüylerin uzamasında bir azalma görmelisiniz. Yine de, bazı tüylere uzama aşamasındayken bile uygulama yapılmamış olabilir. Haftalık uygulamalara devam etmek önemlidir.

12 haftalık programın ardından, uygulamanın yapıldığı bölgedeki tüylerde önemli bir azalma görmelisiniz. Kalan tüm tüyler daha ince ve daha açık renkli olmalıdır. Gerekli hallerde devam edecek uygulamalar istenmeyen tüylerdeki azalmayı sürdürmelidir.



3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

KONTRENDİKASYONLAR

Çok koyu bir teniniz varsa SmoothSkin Pure Mini'yi **KULLANMAYIN**. Aletin çıkış penceresinin yanında bulunan ten rengi sensörü ten renginizi tespit edecektir. Ten rengi sensörü, teninizin güvenli kullanım için çok koyu olduğunu tespit ederse SmoothSkin Pure Mini'nin çalışması engellenecektir.

Teniniz yapay veya doğal olarak bronzlaşmışsa veya güneşe aşırı maruz kalmaktan dolayı yanmışsa SmoothSkin Pure Mini'yi **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini kullanırsanız, cildiniz güneşe maruz kaldıktan sonra ekstra hassas ve özellikle yanmaya, kabarmaya, renk değişikliğine ya da iz oluşumuna karşı duyarlı olabilir. SmoothSkin Pure Mini'yi kullanmadan önce güneş yanığı veya bronzluk kaybolana kadar 1 hafta bekleyin.

Uygulamanın yapıldığı bölgeleri güneşe maruz **BIRAKMAYIN**. İşlem görmüş cildi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan önce, uygulamanın ardından en az 7 gün bekleyin. SmoothSkin Pure Mini uygulamasının ardından cildiniz daha hassas ve özellikle güneş yanığına karşı duyarlı hale gelebilir. Uygulamanın yapıldığı bölgeye güneş kremi (SPF 15 veya üstü) sürün veya uygulama bölgesini uygun kıyafetlerle örtün.

SmoothSkin Pure Mini'yi doğrudan meme uçlarında, genital bölge veya anüs çevresinde **KULLANMAYIN**. Bu bölgeler daha koyu bir ten rengine ve/veya daha fazla tüy yoğunluğuna sahip olabilir. Aleti bu bölgelerde kullanmak rahatsızlık hissine/acıya neden olabilir veya cildinize zarar verebilir (yanık, renk değişikliği veya iz kalması).

SmoothSkin Pure Mini'yi cilt kanseri veya kanser öncesi lezyon (ör. nevüs veya çok sayıda ben) geçmişiniz varsa **KULLANMAYIN**.

Kabarıklıklar ve yaralar üzerinde **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Mini'yi hamileyseniz, emziriyorsanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

SmoothSkin Pure Mini'yi uygulama yapmak istediğiniz bölgedeki doğum lekeleri, benler ya da siğiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini'yi kullanmak cildinize zarar verebilir ya da mevcut koşulları kötüleştirebilir. Yanıklar, kabarıklıklar ve ciltte renk değişiklikleri veya iz oluşumu gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz.

SmoothSkin Pure Mini'yi uygulama bölgesinde sedef hastalığı, vitiligo, egzama, akne, herpes simpleks ya da aktif enfeksiyonları veya yaraları içeren herhangi bir cilt hastalığınız varsa **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Mini'yi 18 yaşının altındaysanız **KULLANMAYIN** çünkü bu alet bu bireyler üzerinde test edilmemiştir.

UYARILAR **GÖZ GÜVENLİĞİ**



SmoothSkin Pure Mini, Yoğun Titreşimli Işık flaşları yayar. Buna doğrudan maruz kalmak, gözleriniz için potansiyel olarak zararlıdır. Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymaya özen gösterin.

UYARI. Talimatlara uyulmazsa göz hasarı (görme kaybına yol açabilir) veya cilt hasarı meydana gelebilir. Talimatları okuyun ve onlara uyun.

Epilatör yalnızca, ten rengi sensörü (uygulama penceresinin yanında) geçerli bir ten rengini algılasa ve uygulama bölgesiyle tam temas halindeyse etkinleştirilebilir (flaşlama). Bununla birlikte:

Sistemde elektrik gücü varken ve açıkken doğrudan epilatörün uygulama penceresine **BAKMAYIN**.

Sistemi göze doğru etkinleştirmeye (flaşlama) **ÇALIŞMAYIN**.

Göz çevresindeki bölgelere (kaşlar veya kirpikler) uygulama **YAPMAYIN**. Yanlış kullanım göz hasarına yol açabilir, gözleri maruz kalmaktan koruyun. Aleti göz kapakları üzerinde veya göze yakın yerlerde

KULLANMAYIN.

YALNIZCA epilatörün ön tarafı uygulama yapmak istediğiniz bölgeyle iyi temas ettiğinde sistemi etkinleştirmeyi (flaşlama) deneyin.

Cildinize flaşlama yaparken epilatörden uzağa bakmanızı **ÖNERİRİZ**.

ELEKTRİK VE GÜVENLİK

Her elektrikli alette olduğu gibi, güvenliğinizi sağlamak için belirli önlemler alınmalıdır.

Yangın veya yanık riskinden kaçınmak için cihazı başıboş **BIRAKMAYIN**

"SmoothSkin Pure Mini'yi açmaya **ÇALIŞMAYIN** çünkü bu sizi tehlikeli elektrikli bileşenlere maruz bırakabilir.
"

SmoothSkin Pure Mini hasar görmüşse **KULLANMAYIN**; örneğin, çatlak Epilatör, kablo hasarı (iç tellerin görünür durumda olması), epilatörde çatlak veya kırık cam vb. Bu, hasarla sonuçlanabilir.

Küvetler, duşlar, lavabolar veya su içeren diğer haznelerin yakınında **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini ıslanırsa kullanılmamalıdır. **UYARI**: Su ve elektrik tehlikeli bir kombinasyon! Elektrik çarpma riskini önlemek için,

- ıslak ortamlarda bu ekipmanı kullanmayın (örn. banyoda veya bir duş veya yüzme havuzu yakınında);
- cihazın içine su girmesine izin vermeyin.



SmoothSkin Pure Mini rahatsız edici derecede ısınırsa **KULLANMAYIN**. Bu, aletin zarar gördüğünün işareti olabilir.


SmoothSkin Pure Mini ile kullanılması için aletle birlikte verilenlerin dışında bir güç kaynağı veya başka bir bileşen

KULLANMAYIN. Bu, alete zarar verebilir ve çalışmasını durdurabilir.

SmoothSkin Pure Mini'yi cilt dışında herhangi bir yüzey üzerinde etkinleştirmeye (flaşlama) **ÇALIŞMAYIN**.

UYARI bu ekipmanda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Pure Mini üzerinde bakım yapılamaz.

SmoothSkin Pure Mini'yi ana güç kaynağıyla bağlantısını kesmenin zor olacağı şekilde **KONUMLANDIRMAYIN**.



Cam Filtre

UYARI: Cihaza elektrik vermek üzere kullanılan prizlin bağlantıları zayıfsa cihazın fişi çok ısınacaktır. Yangın veya yanık riskinden kaçınmak için cihazın fişini mutlaka doğru şekilde monte edilmiş bir prize takın.

GENEL GÜVENLİK

Uygulama yapmak istediğiniz bölgede cilt soyma işlemi yaptırdıysanız **KULLANMAYIN**. SmoothSkin Pure Mini uygulaması yapmadan önceki bir cilt soyma işleminin ardından lütfen 30 gün bekleyin.

Bronzlaşmış cilde Yoğun Titreşimli Işık (IPL) uygulanması, uygulama yapılan ciltte kalıcı Hiperpigmentasyon (Koyulaşma) veya Hipopigmentasyon (açılma) ile sonuçlanabilir.

Dövme veya kalıcı makyajın olduğu bölgelerde **KULLANMAYIN**.

Güneş ışığına karşı bilinen bir hassasiyetiniz varsa (fotosensitivite) veya cildi daha hassas hale getiren ve fotosensitiviteye neden olan ilaçlar alıyorsanız, örn. Retin A, Accutane ve/veya diğer topikal retinoidleri

KULLANMAYIN. Fotosensitivitenin (ışığa duyarlılık) bir yan etki olarak listelenip listelenmediğini görmek için her zaman tıbbi ürününüzle birlikte gelen talimat kitapçığını kontrol edin. SmoothSkin Pure Mini'nin fotosensitif (ışığa duyarlı) cilt üzerinde kullanımı, şişme veya kabarıklıklar gibi cilt hasarlarıyla sonuçlanabilir. Cilde zarar verebileceğinden, aleti uygulamadan önce tıbbi yardım alın.

Bu alet, tıbbi durumların tedavisi için değildir. Örneğin benler, deri döküntüsü, kaşıntılı deri, deri mantarı veya enfeksiyonu, deri çıkıntıları veya et benlerini ele almak için doktor tavsiyesi aranmalıdır.

SmoothSkin Pure Mini hiçbir dolgunun veya botoksun üzerinde kullanılmamalıdır.

SmoothSkin Pure Mini, 18 yařın altındaki çocukların eriřiminden uzak tutulmalıdır. Çocuklar aleti kullanmamalı, onunla oynamamalı, bakımını yapmamalı veya temizlememelidir. Bir dizi potansiyel risk vardır - yanıklara veya göz hasarına neden olan ışık çıkıřına maruz kalma, elektrik çarpması, kablolarla boęulma.

SmoothSkin Pure Mini, alete zarar verebilecek evcil hayvanların ve hařeratin eriřiminden uzak tutulmalıdır. Potansiyel riskler arasında iřlev azalması ve elektrik çarpması sayılabilir.

SmoothSkin Pure Mini fiziksel, duyuusal ve zihinsel kabiliyetleri yetersiz veya deneyimi veya bilgisi eksik olan kiřilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıřtır. Yangın veya yanık riskini önlemek için cihazın kullanımı ile ilgili denetim ve bilgilendirme yapılması hariçtir.

"SmoothSkin Pure Mini cam filtre, kullanım sırasında ısınan kritik bir bileřendir.

Filtreye kullanım esnasında veya kullanımdan hemen sonra **DOKUNMAYIN**. Filtreyi düzenli olarak hasar bakımından inceleyin. SmoothSkin Pure Mini'yi filtre çatlak veya eksikse **KULLANMAYIN**."

SmoothSkin Pure Mini uygulama penceresinin temiz ve birikintiden arındırılmıř olduęundan emin olun. Uygulama esnasında, uygulama penceresi üzerindeki veya çevresindeki herhangi bir birikinti, ciltte kızarıklık veya şiřme gibi geçici deęiřikliklere neden olabilir.

UYARI: Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra ciltte hasar meydana

gelebilir. **UYARI:** Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan yüzey uygulamasından sonra ciltte hasar meydana gelebilir. Ařırı geçiřler, titreřimlerin üst üste tekrarlanması ve/veya artan kullanım sıklıęını içeren ařırı kullanımdan kaçının

UYARI: Alette var olan güvenlik mekanizmalarını devre dıřı bırakmayın

Uygulama rejiminde belirtilen kullanımı **AŞMAYIN**

Kısa süre önce lokal anestezi uygulanmış alanlarda **KULLANMAYIN**.

ÖNLEMLER

Lazerle veya yoğun titreşimli ışık kaynakları ile tüyleri almak, bazı bireylerde tüylerin artmasına neden olabilir. Mevcut verilere göre, bu reaksiyon için en yüksek risk grupları yüz ve boyun bölgesine uygulama yapılan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.

SmoothSkin Pure Mini'yi tüylerin tekrar uzamasını isteyebileceğiniz herhangi bir bölgede **KULLANMAYIN**.

SmoothSkin Pure Mini'yi erkek yüzünde, çenesinde veya boynunda **KULLANMAYIN**. Bir erkeğin sakal bölgesindeki tüyler çok yoğundur ve bu bölgelerde SmoothSkin Pure Mini aletini kullanmak cilt hasarıyla sonuçlanabilir.

SmoothSkin Pure Mini'nin kızıl, gri, beyaz veya sarışın tüylerde kullanılması önerilmez. SmoothSkin Pure Mini bu renkteki tüyler üzerinde etkili değildir.

DİKKAT: Lambada hasar riskini önlemek için cihazı ağır darbelere maruz bırakmayın.

DİKKAT: Cihazda hasar riskini önlemek için cihazı kullandıktan sonra ve elektrik kesildiğinde cihazın fişini daima prizden çekin.

4. POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI

SmoothSkin Pure Mini kullanımı yan etkilerle sonuçlanabilir. Aşağıdaki tabloda, SmoothSkin Pure Mini ile yapılan uygulamanın ardından meydana gelebileceği bilinen cilt reaksiyonları listelenmiştir.

MUHEMEL YAN ETKİLER	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR?
Uygulamanın yapıldığı bölgede hafif acı / rahatsızlık hissi	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz, kullanmaya devam ettikçe acı azalmalıdır.
Uygulama esnasında genellikle birkaç saniye ile bir dakika arasında kaybolan ve kullanmaya devam ettikçe azalan sıcaklık duygusu veya karıncalanma hissi.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulamanın yapıldığı bölgede kaşıntı	Bu, IPL uygulamaları için oldukça yaygın bir durumdur ve kısa süre sonra hafiflemelidir. Aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bölgeyi kaşımayın.
Uygulama esnasında veya sonrasında dakikalar içinde kaybolan cilt kızarıklığı.	Bu, tüm IPL uygulamaları için beklenen ve normal bir durumdur. Cilt kızarıklığı kaybolduktan sonra aleti talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

MUHEMEL YAN ETKİLER	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR?
Dakikalar içinde kaybolmayan ve 24-48 saat süren cilt kızarıklığı.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Uygulama esnasında yoğun olan veya bir uygulamanın ardından devam eden acı veya rahatsızlık hissi	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.

ÇOK NADİR VAKALARDA	NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE REAKSİYON GÖSTERİLİR?
İki ila üç gün içinde geçmeyen şişme ve kızarıklık.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın.
Ten renginde geçici değişiklikler (renkte açılma veya koyulaşma).	Ten renginizde bir değişiklik olursa aleti kullanmayı derhal bırakın ve hekiminize danışın.
Ciltte kabarma, iz kalması ya da yanma.	Aleti kullanmayı derhal bırakın ve tekrar kullanmadan önce hekiminize danışın. Bölgeye soğuk kompres uygulayın. Antiseptik veya yanık kremi ile tedavi edin.

50 denekten oluşan bir klinik deneyde, her denek 12 haftalık işlem gördü. Kaydedilen etkiler şunlardı:

- Kaşıntı – 3 denek uygulamanın ardından hafif bir kaşıntı yaşadı.
- Hafif Kızarıklık – Bu, 2 denek tarafından bildirildi.
- Hafif Batma Hissi – 5 denek, uygulamanın ardından hafif bir rahatsızlık hissi bildirdi.

- Kıl Dönmesi - 1 denek, uygulamanın ardından bir kıl dönmesi sorunu yaşadığını bildirdi.
- Folikül Kızarıklığı - 1 denek uygulamanın ardından, uygulama yerinde kırmızı bir leke olduğunu bildirdi.

Tüm vakalarda, uygulamanın yapıldığı cilt 7 gün içinde normale döndü.

5. SMOOTHSKIN PURE MINI KULLANMANIN FAYDALARI

SmoothSkin Pure Mini, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak içindir.

SmoothSkin Pure Mini'nin hem güvenliğini hem de etkinliğini değerlendirmek için klinik bir deney yapıldı. Klinik deneyin temel özellikleri şunlardı:

Tüm uygulamalar, tıbbi eğitim almamış operatörler tarafından, bu pakette tedarik edilen SmoothSkin Pure Mini ile aynı aletler kullanılarak tek bir yerde gerçekleştirildi;

Tüm deneklerden genel sağlıkları ile ilgili anketleri doldurmaları istenmiştir ve uygulama yapılamayanlar, örn. bu Kullanıcı Kılavuzunun 3. Bölümünde listelenen bir veya daha fazla kontrendikasyona sahip olanlar hariç tutulmuştur. Ek olarak, tüm deneklerden, uluslararası klinik deney gerekliliklerine göre Bilgilendirilmiş Onay vermeleri istenmiştir;

Yaşları 19 ile 45 arasında değişen toplam 53 kadın denek, deneye başladı;

Üç denek, kişisel sebeplerden dolayı uygulama süresi devam ederken deneyden ayrıldı. Hiçbir denek, SmoothSkin Pure Mini kullanımıyla ilgili problemler sebebiyle deneyden ayrılmadı;

Her denek, seçtikleri vücut bölgesine 12 haftalık uygulama gördü. Tipik bir uygulama, bölgeyi tıraş edip ardından SmoothSkin Pure Mini'nin, bu kullanıcı kılavuzunda Bölüm 8, Adım 3'te özetlenen süreci izleyerek uygulanmasından meydana gelir;

Son uygulamadan 6 ay sonra ve son uygulamadan 12 ay sonra tüy miktarındaki değişimi ölçmek için tüy sayımları yapıldı. Uygulama yerlerindeki tüyler yüksek çözünürlükte fotoğrafçılık tekniğiyle sayıldı ve tüylerin sayısındaki fark yüzde değişim olarak hesaplandı;

Belirtildiği şekilde kullanıldığında, klinik deney katılımcılarında, uygulamadan önce alınan tüy sayımları ile karşılaştırıldığında, son uygulamadan 6 ay sonra ortalama %44 daha az tüy ve son uygulamadan 12 ay sonra %36 daha az tüy görüldü (Aşağıdaki Tabloya göz atın). Fiili sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterdi;

SMOOTHSKIN PURE MINI	
Uygulamadan 6 Ay Sonra Denek Sayısı	50
Uygulamadan 6 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	43.9%
Uygulamadan 12 Ay Sonra Denek Sayısı	33
Uygulamadan 12 Ay Sonra Tüylerdeki Azalış	36.0%
Deneklerin %'si uygulamadan 12 ay sonra tüm vücut bölgelerinde başarıya ulaştı (tüylerde >% 30 azalış). Deneklerdeki Başarı, 12 ayda tüm uygulama yerlerindeki tüylerde % 30'dan daha fazla azalma olarak tanımlandı.	66.7%

Klinik deney esnasında yan etkilerin görülme sıklığı minimum düzeydeydi (yukarıda Bölüm 4'te özetlendiği gibi) ve deneklerin çoğu (50'den 48'i) arkadaşlarına SmoothSkin Pure Mini'yi önereceğini belirtti.

6. SMOOTH SKIN PURE MINI'NİN KULLANIM AMACI NEDİR?

KULLANIM AMACI

SmoothSkin Pure Mini, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak azaltmak için tasarlanmıştır.

KULLANIM ENDİKASYONLARI

SmoothSkin Pure Mini Epilasyon Aleti, istenmeyen tüyleri ortadan kaldırmak için kullanılır. SmoothSkin Pure Mini uygulama rejimi tamamlandıktan 6, 9 ve 12 ay sonra ölçüldüğünde yeniden çıkan tüy sayısında uzun vadeli, stabil bir azalma şeklinde tanımlanan yeniden tüy çıkmasını kalıcı olarak azaltmak için kullanılır.

7. UYGUNLUĞUNUZ

VÜCUT BÖLGELERİ

SmoothSkin Pure Mini, vücut tüylerinde ve kadınlarda yanak çizgisinin altındaki yüz tüylerinde kullanıma uygundur.

TEN RENGİ

SmoothSkin Pure Mini, ten rengi 5 ve 5'e kadar olan açık, orta ve koyu ten renklerinde kullanıma uygundur. SmoothSkin Pure Mini, teninizin rengini ölçen ve ten renginiz çok koyu ise kullanımı önleyen bir Ten Rengi Sensörü içerir.



TÜY RENGİ

SmoothSkin Pure Mini, doğal siyah veya kahverengi tüylerde kullanıma uygundur. Beyaz, gri, sarışın veya kızıl tüyler üzerinde aynı derecede etkili olmayabilir.



8. SMOOTHSKIN PURE MINI NASIL KULLANILIR?

UYARI: Uygulama sürecindeki her adımı izleyin, bir sonraki adıma geçmeden önce her adımı tüm yönleriyle tamamladığınızdan emin olun.

ADIM 1: UYGULAMANIN YAPILACAĞI BÖLGEYİ HAZIRLAMAK

Görünen tüm tüyleri tıraş ederek alın. Hasara neden olabileceğinden cilt yüzeyinin üzerinde tüy kalmadığından emin olun. Bu, aynı zamanda birikintilerin aletinizin önünü kaplamasını da önler. Uygulama bölgesini temizleyin ve kurulaşın. Unutmayın, bu aletle birlikte herhangi bir jel veya krem kullanmayın!

ADIM 2: BİR ALERJİ TESTİ YAPMAK

Her bir yeni vücut bölgesindeki ilk uygulamanızdan önce, cildinizin o bölgede SmoothSkin Pure Mini'ye karşı reaksiyonunu test etmenizi ÖNERİRİZ.



Alerji testi bölgesi yaklaşık 3cm x 2cm boyutunda olmalıdır (cilde yan yana uygulanan 2 flaşa eşdeğer). Bölgeye uygulama yapmak için Adım 3'ü izleyin.

Alerji testinin ardından 24 saat bekleyin, böylece cildinizin işleme uygun olduğundan ve ışık enerjisine karşı hiçbir olumsuz reaksiyon olmadığından emin olun. 24 saat sonra hiçbir reaksiyon olmazsa alerji testi etrafındaki bölgeye uygulama yapabilirsiniz. 'Alerji testi yapılan bölge'ye en az 1 hafta boyunca yeniden uygulama YAPILMAMALIDIR.


ADIM 3: SMOOTHSKIN PURE MINI İLE UYGULAMA YAPMAK

a) Aletle birlikte verilen güç kablosunu kullanarak güç kaynağını bir elektrik prizine takın. Cihaz açıldığında beyaz ışıkların sırayla yandığını göreceksiniz ve fan çalışmaya başlayacaktır."

STANDBY (BEKLEME) MODU ZAMAN AŞIMI

Ünite "inaktif" bırakıldığında, yani 10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında, alet STANDBY (BEKLEME) moduna dönecektir. Uygulama için READY (HAZIR) moduna dönmek için etkinleştirme düğmesine basın.

b) Ten rengi sensörünün ciltle temas halinde olduğundan emin olarak epilatörü uygulama yapılacak bölgeye sıkıca bastırın. Ten rengi sensörü geçerli bir ten rengi algılamazsa epilatör etkinleştirilemez. Ten rengi sensörü geçerli bir ten rengini ölçtüğünde, etkinleştirme düğmesinin etrafındaki ışıklar BEYAZ renkte yanarak aletin flaşlamaya hazır olduğunu gösterir.



Uygulama Penceresi

Gösterge Açık
Cilt Algılama



Doğru

Gösterge Kapalı
Cilt Algılama Yok




Yanlış

c) Etkinleştirme düğmesine basın. Alet flaşlama yapacaktır ve bir sıcaklık hissedilecektir.

d) Epilatörü uygulama yapılacak bir sonraki bölgeye taşıyın ve tekrarlayın. Aletin flaşlar arasında yeniden şarj etmesi gerekir. Bu yalnızca 0,6 saniye civarında sürecektir.

e) Tüm bölgenin işlem gördüğünden emin olun ve inatçı bölgelere (koltuk altı gibi) birden çok geçişle (aletinizi aynı bölge üzerinde en fazla 3 kez çalıştırarak) uygulayın.



UYARI: Aletin aşırı ısınmasına neden olabileceğinden, uygulama esnasında alette bulunan havalandırma deliklerini kapatmadığınızdan emin olun.

SmoothSkin Pure Mini, son derece hızlı ve güçlü bir alettir ve tüm vücut uygulamanızı 10 dakikadan daha kısa sürede tamamlamanızı sağlar.

UYGULAMA METODU - STAMP (DAMGA) Mİ? YOKSA GLIDE (KAYDIRMA) MI?

Stamp (Damga) Metodu

Bu metot, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi küçük bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesine basın ve bırakın. Bir sonraki uygulama bölgesine dikkatlice tekrar uygulamadan önce ciltten çekin.

Glide (Kaydırma) metodu

Bu metot, bacaklar gibi daha geniş bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesini basılı tutun (sürekli bastırın), ardından epilatörü flaşlar arasında cilt boyunca kaydırın. Epilatörü, örtüşen veya gözden kaçırılan bölgeler olmadan tam kapsama sağlayan sabit bir hızda hareket ettirmeye çalışın.


ADIM 4: SMOOTHSKIN PURE MINI UYGULAMA PROGRAMINIZ

SmoothSkin Pure Mini arzu edilen sonuçlara ulaşılan kadar haftada bir kullanılmalıdır.

ADIM 5: SMOOTHSKIN PURE MINI'YI KAPATMAK

Uygulama sona erdiğinde SmoothSkin Pure Mini, elektrik prizinden çıkarılmalıdır.

SmoothSkin Pure Mini'nizin bakımını en iyi nasıl yapacağınızla ilgili ayrıntılar için bölüm 13'e bakın.



9. TEN RENGİ SENSÖRÜ

Ten rengi sensörü teninizin rengini ölçer ve gerekli olan doğru çıkış gücü seviyesini ayarlar. Teniniz SmoothSkin Pure Mini ile uygulama yapmak için çok koyu ise ten rengi sensörü bunu algılar ve aletin çalışmasını engeller. Teniniz çok koyu ise güç çubuğunda KIRMIZI bir ışık gösterilecektir.

Ten rengi sensörünün durumu, epilatörün üzerindeki etkinleştirme düğmesinin altında bulunan güç çubuklarında görülebilir. Geçerli bir ten rengi algılanırsa güç çubukları BEYAZ renkte yanar. Yanan ışıkların sayısı, gerçek ten rengine bağlı olacaktır.

ÇOK KOYU TEN
UYGULAMA MÜMKÜN DEĞİL
1 KIRMIZI IŞIK YANAR



KOYU TEN
EN DÜŞÜK GÜÇ AYARI
1 IŞIK YANAR



AÇIK TEN
EN YÜKSEK GÜÇ AYARI
5 IŞIK YANAR



Daha az ışık =
Daha koyu ten ve Daha
Düşük Güç Ayarı

Daha fazla ışık =
Daha açık ten ve Daha
Yüksek Güç Ayarı

Power (Güçlü) Modundayken (ten rengine bağlı olarak) alet ayarlarının her biri için iletilen ışık enerjisi miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Yanan Güç Çubuğu Işıklarının Sayısı	Maksimum Enerji (J/cm ²)
1	3.0
3	3.5
5	4.0

Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisi uygulama bölgesine ulaştığı için en iyi sonuçları almanızı sağlar.

10. CİLT TEMAS SENSÖRÜ

SmoothSkin Pure Mini, her flaştan önce cilt temasınızı kontrol ederek aletin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir cilt temas sensörü ile donatılmıştır! Bu, aleti en sıkı güvenlik yönetmeliklerine uygun hale getirir.

Ten rengi sensörü ayrıca, aletinizden en iyi sonuçları almanızı sağlar. Aletin flaşlaması için sensör, uygulama bölgesi ile tam temas halinde olmalıdır.

Cildinizle bu tam temas, aletten yayılan tüm ışık enerjisinin en iyi sonuçları vermek için uygulama bölgesine ulaşması anlamına gelir.

Alet uygulama bölgesi ile tam temas halinde değilse alet flaşlama yapmayacaktır. Tam temas durumunu sağlamak için pozisyonu düzeltmeyi veya cihazı döndürmeyi deneyin. Parmaklar ve ayak parmakları gibi alengirli bölgelerde hassas başlık kullanmanızı öneriyoruz.



11. SMOOTHSKIN PURE MINI MODLARI

Vücutunuza, şu SmoothSkin Pure Mini konfor modlarından herhangi birini kullanarak uygulama yapabilirsiniz:



**Power (Güçlü) Modu -
Gösterge Yok**



**Gentle (Nazik) Mod -
Gösterge**

Power (Güçlü) Modu, aletin en yüksek güç ayarıdır. Power (Güçlü) Modu, benzersiz ten renginiz için mümkün olan maksimum güç çıkışını kullandığından en iyi sonuçları verecektir. Bu mod, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi tüylerin daha yoğun olma eğiliminde olduğu inatçı bölgelerde özellikle işe yarar.

Power (Güçlü) Modu rahatsız edici veya biraz fazla acı verici bulursanız, Gentle (Nazik) Mod kullanılabilir. Aleti Gentle (Nazik) Modda çalıştırmak, güç çıkışını azaltır.

Power (Güçlü) Modu, aletiniz açıldığında varsayılan ayardır. Tüy düğmesine basarak Gentle (Nazik) Moduna geçebilirsiniz. Bu durum tek başına mavi bir ışıkla gösterilir.

Bu modlardan herhangi birindeyken, Glide (Kaydırma) Metodu veya Stamp (Damga) Metodu kullanıp kullanmamayı da seçebilirsiniz.

Stamp (Damga) Metodu, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi küçük bölgeler için önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesine basın ve bırakın. Bir sonraki uygulama bölgesine dikkatlice tekrar uygulamadan önce ciltten çekin.

Bacaklar gibi daha geniş bölgeler için Glide (Kaydırma) Metodu önerilir. Epilatörü cilt üzerine yerleştirin, etkinleştirme düğmesini basılı tutun (sürekli bastırın), ardından epilatorü flaşlar arasında cilt boyunca kaydırın. Epilatörü, örtüşen veya gözden kaçırılan bölgeler olmadan tam kapsama sağlayarak sabit bir hızda hareket ettirmeye çalışın.

Etkinleştirme Düğmesi



Gentle (Nazik) Modu Düğmesi

12. HASSAS BAŐLIK

SmoothSkin Pure Mini, daha küçük, alengirli, ulařılması zor bölgeler (üst dudak, parmaklar ve ayak parmakları gibi) için mükemmel olan takıp çıkarılabilir hassas bir başlıkla birlikte gelir.

Hassas başlığın kullanılması aletinizi biraz yavaşlatır, bu nedenle mümkün olan en hızlı uygulamayı almanızı sağlamak için yalnızca gerektiğinde kullanmanızı öneririz.

Hassas başlık, ana aletin ön tarafındaki dahili bir mıknatıs aracılığıyla aletinizin ön tarafına kolayca takılır. Bu mıknatıs, siz bölgeye uygulama yaparken başlığı yerinde tutar. Uygulama yaptığınız bölgeye bağılı olarak klipsini açın veya yeniden takın.




Hassas başlık hasar görmüşse veya herhangi bir parçası eksikse (örn. mıknatıs veya reflektör), **KULLANMAYIN**.

Hassas başlık kullanım sırasında rahatsız edici derecede ısınırsa soğuyana kadar uygulamayı durdurun.

Hassas başlık takılıken tüm **GÖZ GÜVENLİĞİ** uyarılarına (Bölüm 3) uyun.

Hassas başlık için temizleme talimatlarını (Bölüm 13) izleyin.



13. TEMİZLİK, BAKIM, DEPOLAMA

Uygulamanın ardından, SmoothSkin Pure Mini'yi her zaman elektrik prizinden çıkararak kapatın.

Kullanımın ardından, epilator, ten rengi sensörleri ve uygulama penceresi hasar bakımından incelenmeli ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle silinmelidir.


UYARI: Cam filtre kullanım esnasında ısınabilir. Filtreyi soğumaya bırakmak için kullandıktan sonra en az 5 dakika dokunmayın veya filtreyi **TEMİZLEMİYİN.**

Alete zarar vererek potansiyel bir güvenlik tehlikesine yol açabileceğinden **ASLA** su veya diğer temizleme sıvılarını kullanmayın.

Gerekirse reflektör ve ten rengi sensörü hafif nemli bir pamuklu çubuk kullanılarak dikkatlice temizlenebilir.

SmoothSkin Pure Mini'yi serin, kuru bir yerde muhafaza edin. Epilatördeki uygulama penceresinin ve ten rengi sensörünün hasardan korunduğundan emin olun.

Aleti (kablolar dahil) gözle görülür hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar veya çatlak olması durumunda, aleti kullanmayı bırakın - ve destek detayları için web sitesini ziyaret edin.



14. SMOOTHSKIN PURE MINI İLE SEYAHAT ETMEK

SmoothSkin Pure Mini'nin güç kaynağı ünitesi evrenseldir ve yaygın olarak karşılaşılan tüm elektrik şebekelerinde çalışacaktır. Elektrik fişi için uygun bir adaptöre sahip olduğunuz takdirde, SmoothSkin Pure Mini normal şekilde çalışacaktır.

15. ARIZA GİDERME

PROBLEM	ÇÖZÜM
Epilatör cildinize yerleştirildiğinde üzerindeki güç çubuğu ışıkları yanmıyor.	Güç kaynağının takılı olduğundan emin olun. Ten rengi sensörünün cilde tamamen bastırıldığından emin olun.
Epilatör cilde yerleştirildiğinde üzerindeki güç çubuğu ışıkları beyaz renkte yanıyor, ancak epilator, etkinleştirme düğmesine basıldığında flaş yapmıyor.	Alette bir arıza olabilir. Aleti fişini çekin ve yeniden başlatın. Problem devam ederse destek detayları için web sitesini ziyaret edin.
Epilatör cildinizin üzerine yerleştirildiğinde üzerindeki orta güç çubuğunda kırmızı ışık yanıyor.	Teniniz uygulama için fazla koyu olabilir. Bu kullanıcı kılavuzunun ön tarafındaki ten rengi çizelgesinde kıyaslama yapın. Bu durum cilde iyi temasın yetersiz olmasından kaynaklı olabilir, cihazı mutlaka cildinize sıkıca bastırın.
Epilatör üzerindeki güç çubuğu ışıkları sürekli olarak kırmızı renkte yanıyor ve alet çalışmıyor.	Bu, alette bir arıza olduğunu gösterir. Aleti kullanmayı bırakın ve destek detayları için web sitesini ziyaret edin.
SmoothSkin Pure Mini epilator, uygulama penceresi, güç kaynağı veya kablo hasarlı, kırık, çatlak veya bozuk görünüyor.	KULLANMAYIN SmoothSkin Pure Mini'nin güvenliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız, kullanmamalı ve bilgi için SmoothSkin web sitesine başvurmalısınız.

16. GARANTİ

Ürüne satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti veriyoruz. Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik konusundaki arızaları ücretsiz olarak kontrol edip kendi takdirimize göre komple cihazı yenileyeceğiz.

Bu garanti, bu cihazın CyDen veya onun belirlediği distribütör tarafından tedarik edildiği her ülke için geçerlidir.

Bu garanti yanlış kullanım, normal aşınma veya kullanıma bağlı hasarların yanı sıra cihazın değeri veya işleyişi üzerinde ihmal edilebilir etkisi olan kusurları kapsamaz. Tamirler yetki verilmemiş kişiler tarafından yapıldığı ve orijinal SmoothSkin Pure Mini parçaları kullanılmadığı takdirde bu garanti geçersiz hale gelir. Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.smoothskin.com

Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.smoothskin.com

17. ETİKETLER VE SEMBOLLER

SmoothSkin Pure Mini üzerinde aşağıdaki semboller vardır:

	Tıp BF Uygulamalı Parça		Kuzey Amerika için FCC EMC uyumluluğu
	Class II Ekipman		Avustralya Mevzuata Uygunluk İşareti
	Kullanım Talimatlarını uygulayın		Ukrayna Trefoil uyumluluk işareti
	Avrupa Birliği WEEE atık imha işareti		Çin RoHS çevre koruma kullanım süresi
	Avrupa Uygunluk İşareti		Uyarı Cihazdaki Optik Radyasyon gözlerde yaralanmaya yol açabilir
	Kuru Saklayın		
	NRTL Sertifikasyon işareti		

FCC Beyanı:

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili sınırlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, evde kurulum halinde zararlı enterferansa karşı makul ölçülerde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisini üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir ve talimatlara uygun kurulum kullanıldığında telsiz iletişime zararlı enterferansa yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulum halinde enterferans oluşacağı ile ilgili bir garanti yoktur. Bu ekipman açılıp kapatıldığında tespit edilebilecek şekilde radyo ve televizyon sinyali alınmasına zarar veren enterferansa yol açarsa kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden biri veya birden fazlasını alarak enterferansı düzeltmeye teşvik edilmektedir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirerek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki ayırma seviyesini artırarak.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayarak.
- Yardım için satış temsilcisine veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

18. TEKNİK ÖZELLİKLER

SmoothSkin Pure Mini, evde kullanıma yönelik, filtreli geniş bant bir Yoğun Titreşimli Işık (Intense Pulsed Light) sistemi olup şu teknik özelliklere sahiptir:

- **Tekrarlama Oranı:** Manuel olarak her 0,45-0,65 saniyede bir ışık verir. Sürekli çalışma
- **Maks Optik Çıkış:** 3 - 4J/cm²
- **Darbe Uzunluğu:** 0,5-1,0Mseg FWHM
- **Dalga boyu:** 510-1100nm (Etkili aralık)
- **Elektrik Hattı Girişi:** 100-240V-, 50/60Hz,1.7-0.91A
- **Çalışma sıcaklığı:** 5°C ile 40°C arasında
- **Çalışma nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Çalışma Basınçları:** 700 hPa ila 1060 hPa
- **Uygulama alanı (benek boyutu):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Uygulama penceresinin hemen etrafındaki alan Uygulamalı Parça olarak sınıflanmıştır ve maksimum 52 derece sıcaklığa ulaşabilir. SmoothSkin Pure Mini'nin Bölüm 8'deki talimatlara göre kullanıldığından emin olun.

Saklama ve Nakliye Koşulları:

- **Nakliye Koşulları:Sıcaklık:** -25°C ila +70°C
- **Nem oranı:** En fazla %93 bağıl nem, yoğuşmasız
- **Basınçlar:** 500 hPa ila 1060 hPa

Cihaz, belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde, kullanmadan önce lütfen cihazın en az 30 dakika ortama uyum sağlamasını bekleyin.

SmoothSkin Pure Mini sınırsız flaş özelliğine sahiptir ve tek kullanıcı için tasarlanmıştır.


Tavsiye edilen uygulama rejimiyle beklenen servis ömrü en az 10 yıldır.

EMC

SmoothSkin Pure Mini, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel EMC Standartları ve Revizyonları ile uyumludur. Bunlar aşağıdadır: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Bölüm 15B 15.107 ve 15.109, IEC60601-1-2:2014 Sayı 6.0

IEC 60601-2-83 İlaveleri

SmoothSkin Pure Mini tüm tehlikeler açısından Risk Grubu Dışı olarak sınıflanmıştır



Güvenlik

SmoothSkin Pure Mini, Ev Aletleri ve Medikal Cihazlar konusunda geçerli en güncel Güvenlik Standartları ve Revizyonları ile uyumludur.

Bunlar aşağıdadır: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 ve 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

CE işareti, bu cihazın aşağıdaki AB Yönetmeliklerine uygun olduğunu belgelendirir:

- Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB
- Enerji ile İlgili Ürün Yönetmeliği 2009/125/AT
- Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasını kısıtlayan 2015/863/EU sayılı RoHS direktifi ve sonraki güncellemeleri

Diğer detaylar için CyDen Ltd ile görüşün

İMHA (cihaz ömrünün sonu)

Bu ürün tıbbi bir cihazdır.

Sağlığa ve çevreye yönelik tehlikeleri en aza indirmek ve malzemelerin geri dönüştürülebilmesini sağlamak için bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için ayrı bir toplama tesisinde bertaraf edilmelidir.

Ürün üzerinde işaretli WEEE sembolü size hatırlatmak için vardır.

SMOOTHSKIN



You can reach us via our SMOOTHSKIN web page www.smoothskin.com
Vous pouvez nous contacter via notre page web SMOOTHSKIN à l'adresse www.smoothskin.com
U kunt ons bereiken via onze SMOOTHSKIN-website www.smoothskin.com
Bize SMOOTHSKIN web sayfası (www.smoothskin.com) aracılığıyla ulaşabilirsiniz

CyDen Limited, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB UK

For EU Only:



MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide.

*Le produit peut varier par rapport aux illustrations dans ce guide.

*Het product kan afwijken van de illustraties in deze gebruiksaanwijzing.

* Ürün, bu kılavuzda gösterilen çizimlerden farklı olabilir.



CM12-1956-01 | Type: SSB2